

技術仕様書

Memosens COS81E

複数回の滅菌サイクルにわたって最大の測定安定性が持続するサニタリ仕様の光学式溶存酸素センサ



Memosens 2.0 テクノロジー搭載デジタルセンサ

アプリケーション

主なアプリケーション：

- ファーメンタ内の溶存酸素制御（例：製薬またはバイオテクノロジー分野において）
- 食品産業における品質管理
- 爆発危険環境での信頼性の高い監視（最大 O₂ 体積濃度は ≥ 2%）

ガス危険環境のゾーン 0、ゾーン 1、ゾーン 2、および粉塵危険環境のゾーン 20、ゾーン 21、ゾーン 22 の危険場所で使用するための ATEX、IECEX、CSA C/US、NEPSI、Korea Ex、日本国内防爆、INMETRO 認定を取得しています。

CSA C/US 認定を取得しているため、ガス危険環境の Class I Division 1、および粉塵危険環境の Class II Division 1 の危険場所にも対応します。

特長

- 長期安定性を備えた高い測定精度および自己監視機能
- 140 °C (284 °F) までの滅菌洗浄が可能、オートクレーブ対応
- 製薬産業の高い要求に応えるステンレス 1.4435 (SUS 316L 相当)
- 保護等級 IP68
- EHEDG 認証取得センサ
- ASME-BPE 規格の関連要件に準拠
- 医薬品要件の適合証明書を提供可能
- EN 10204-3.1 材料証明書を提供可能

Memosens テクノロジーのその他の利点

- 最大のプロセス安全性を確保
- デジタルデータ伝送によりデータセキュリティを保証
- センサデータがセンサに保存されるため操作が容易
- センサ稼動データがセンサに記録されるため予測メンテナンスが可能

目次

機能とシステム構成	3	合格証と認証	12
測定原理	3	防爆認定	12
計測システム	3	その他の認証および適合宣言	12
信頼性	4	注文情報	13
信頼性	4	製品ページ	13
メンテナンス性	4	製品コンフィギュレータ	13
整合性	5	納入範囲	13
入力	5	アクセサリ	13
測定変数	5	機器固有のアクセサリ	13
測定範囲	5		
電源	5		
電気接続	5		
性能特性	5		
応答時間	5		
基準動作条件	5		
測定誤差	5		
検出限界 (LOD)	6		
定量限界 (LOQ)	6		
繰返し性	6		
設置	6		
設置方法	6		
取付方向	6		
設置例	7		
常設型ホルダ Unifit CPA842	7		
流通ホルダ CYA680	7		
水処理およびプロセス向けの流通ホルダ Flowfit CYA21 ..	8		
リトラクタブルホルダ Cleanfit CPA875 または Cleanfit			
CPA450	8		
環境	10		
周囲温度範囲	10		
保管温度範囲	10		
保護等級	10		
プロセス	10		
プロセス温度範囲	10		
プロセス圧力範囲	10		
温度/圧力表	10		
耐食性	10		
CIP 適合性	10		
オートクレーブ可能	10		
構造	10		
構成	10		
寸法	11		
質量	11		
材質	11		
プロセス接続	12		
表面粗さ	12		
温度センサ	12		

機能とシステム構成

測定原理

センサの構造

酸素感応分子（マーカー）が光活動層（発光層）に組み込まれています。発光層、光絶縁層、カバー層がキャップの上に重なり合っています。カバー層は測定物と直接接触します。センサ光学部は保護管の後方、つまり、発光層に向けられます。

測定プロセス（ルミネセンス消光原理）

センサを測定物に浸漬させると、測定物と発光層の酸素分圧が非常に短時間で均衡状態になります。

1. センサ光学部は、オレンジ色の光パルスを発光層に送ります。
2. マーカーは、暗い赤色の光パルスで「応答」（発光）します。
 - ↳ 応答信号の減衰期間と強度は、溶存酸素の含有量と分圧によって直接左右されます。

測定物に溶存酸素が含まれない場合、減衰時間が長くなり、信号は非常に強くなります。

酸素分子が存在すると、マーカー分子がマスクされます。その結果、減衰時間が短くなり、信号の強度が低下します。

測定結果

- ▶ センサはシュテルン・フォルマー式を使用し、信号強度と減衰時間に基づいて測定結果を計算します。

センサは温度および分圧の測定値、ならびに生値を提供します。この値は発光の減衰時間に対応し、空気中で約 14 μ s、溶存酸素を含まない測定物内で約 56 μ s となります。

最適な測定結果を得るために

1. 校正中に現在の大気圧を変換器に入力します。
2. **大気 100%rH** で測定されない場合：
現在の湿度を入力します。
3. 塩分濃度の高い測定物の場合：
塩分濃度を入力します。
4. 単位 %Vol または %SAT で測定する場合：
測定モードに現在の動作圧力も入力します。




- Memosens の取扱説明書、BA01245C
Liquiline CM44x/P/R、Liquiline System CA80XX および Liquistation CSFxx 製品ファミリーのすべての変換器、アナライザ、サンプラー用
- Liquiline CM42 の取扱説明書、BA00381C および BA00382C

計測システム

計測システム一式は以下で構成されます。

- 1 × Memosens COS81E 溶存酸素センサ
- 1 × 測定用ケーブル（例：CYK10）
- 1 × 変換器（例：Liquiline CM42、Liquiline CM44x/R、Liquiline CM44P、Liquiline Compact CM72/82、Liquiline Mobile CML18）
- オプション：1 × ホルダ、例：常設型ホルダ Unifit CPA842、流通ホルダ Flowfit CYA21、リトラクタブルホルダ Cleanfit CPA875
- オプション：Memosens アナログコンバータ CYM17 を介したアナログファーマメントコントローラとの接続



A0029064

図 1 計測システムの例（Memosens COS81E を使用）

- 1 リトラクタブルホルダ Cleanfit CPA875
- 2 Liquiline CM42 変換器
- 3 測定用ケーブル CYK10
- 4 溶存酸素センサ Memosens COS81E

信頼性

信頼性

Memosens テクノロジーによりセンサ内の測定値がデジタル化され、そのデータはを介して変換器に伝送されます。その結果、

- センサが故障した場合、またはセンサと変換器間の接続が中断された場合、これが確実に検出され、通知されます。
- 測定点の可用性が確実に検出され、通知されます。

メンテナンス性

取扱いが容易

Memosens テクノロジーを搭載したセンサには、校正データやその他の情報（例：総稼働時間または過酷な測定条件下での稼働時間など）を保存できる電子部が組み込まれています。センサを接続すると、センサデータが自動的に変換器に伝送され、現在の測定値を計算するために使用されます。校正データがセンサ内に保存されているため、測定点に関係なくセンサの校正や調整を行うことが可能です。その結果、

- ラボなど屋内において安定した外部条件下で容易に校正が可能のため、校正品質が向上します。
- 事前校正したセンサを迅速かつ簡単に交換できるため、測定点の可用性が大幅に向上します。
- センサデータを利用することにより、メンテナンス間隔の正確な設定および予知保全が可能です。
- センサ履歴は外部のデータ記憶媒体および評価プログラムに記録できます。
- 以前の履歴に基づいてセンサの用途範囲を決定できます。

整合性

非接触式接続を介した測定値の電磁誘導伝送により、Memosens は最高レベルのプロセス安全性を保証し、以下のメリットをもたらします。

- 湿気に起因するあらゆる問題を解消します。
 - 腐食の発生しないプラグイン接続
 - 湿気による測定値の誤差が生じない
 - 雨天時でもプラグインシステムの接続が可能
- 変換器は測定物から電氣的に絶縁されています。
- 測定値デジタル伝送のシールド対策により EMC 安全性が保証されます。

入力

測定変数

溶存酸素 [mg/l、μg/l、ppm、ppb、%SAT または hPa]


酸素（気体）[hPa または %Vol]

温度 [°C、°F]

測定範囲

測定範囲は 25 °C (77 °F) および 1013 hPa (15 psi) に適用されます。


C 型	U 型
0.004~26 mg/l 0.05~285 % SAT 0.1~600 hPa	0.004~30 mg/l 0.05~330 % SAT 0.1~700 hPa


 センサの測定範囲は最大 1000 hPa です。

電源

電気接続

変換器へのセンサの電気接続は、測定用ケーブル CYK10 を使用します。



 2 測定用ケーブル CYK10

性能特性

応答時間¹⁾

基準動作条件下において空気から窒素：

- t_{90} : < 10 秒
- t_{98} : < 20 秒


基準動作条件

基準温度： 25 °C (77 °F)
基準圧力： 1013 hPa (15 psi)

測定誤差²⁾

- 1) 最終検査を受けたすべてのセンサの平均
- 2) 定格動作条件下において IEC 60746-1 に準拠


測定値の ±1 % または ±8 µg/l (ppb) (いずれの場合も、高い方の値が該当) ³⁾



 示された測定誤差は最適な測定範囲内において発生しますが、測定範囲全体で発生することはありません。

検出限界 (LOD) ⁴⁾	COS81E	4 ppb
定量限界 (LOQ) ⁴⁾	COS81E	10ppb
繰返し性	2ppb	

設置

設置方法	適切なホルダに設置する必要があります (アプリケーションに応じて)。 <div><div>注記</div><div>ホルダなしで設置すると、ケーブルが破損またはセンサが紛失する危険があります。 ▶ センサをケーブルから吊り下げて設置しないでください。</div></div>
------	--


取付方向	<div>COS81E-*****C*** (C 形状)</div> <div></div> <div>A0042948</div>
------	---

 3 Memosens COS81E-*****C*** (C 形状スポットキャップ) の設置角度
本センサはどの設置角度でも取付可能です (0~360°)。
 推奨の設置角度

3) 定格動作条件下において IEC 60746-1 に準拠
4) DIN EN ISO 15839 に準拠。測定誤差には、センサおよび変換器 (測定チェーン) のすべての不確実性が含まれます。参照物質や実施した調整作業により生じるすべての不確実性が含まれるわけではありません。

C形状のスポットキャップ付きのセンサは、推奨の設置角度において自然に排水されるため、サニタリアプリケーションで使用できます。

COS81E-*****U*** (U形状)



A0042949

図 4 Memosens COS81E-*****U*** (U形状スポットキャップ) の設置角度

- ✓✓ 推奨の設置角度
- ✓ 可能な設置角度
- ✗ 許容されない設置角度

U形状のスポットキャップ付きのセンサは、流通ホルダ、浸漬ホルダ、または対応するプロセス接続に、0°~180°の傾斜角度で設置する必要があります。推奨角度：0°~45°または135°~180°（気泡の付着を防ぐため）。45°~135°の傾斜角度の場合、酸素感受性隔膜に付着した気泡により測定値が増加することがあります。

上記の傾斜角度以外は許容されません。スポットへの付着物や結露を防ぐため、COS81E-*****U*** センサを上下逆に設置しないでください。

センサの取付けについては、使用するホルダの取扱説明書に記載された指示に従ってください。


設置例

常設型ホルダ Unifit CPA842

常設型ホルダ CPA842 により、センサを DN25 内ネジ、バリベントまたはトリクランプ接続など、ほとんどのプロセス接続に容易に対応させることができます。このタイプの設置方法は、タンクや大口径の配管に非常に適しています。これにより、最も簡単な方法で、センサを測定物内の所定の浸漬深さに到達させることが可能です。

流通ホルダ CYA680

流通ホルダには各種の呼び口径と材質が用意されています。水平パイプと垂直パイプの両方に設置できます。このホルダは、1つまたは2つのセンサが使用できます。




A0042963

図 5 流通ホルダ CYA680

- 1 ホルダの流通チャンバ
- 2 設置済みセンサ Memosens COS81E

水処理およびプロセス向けの 流通ホルダ Flowfit CYA21

コンパクトなステンレス製ホルダは、長さ 120 mm の直径 12 mm のセンサ専用です。このホルダのサンプリング容量は少なく、6 mm 接続が備えられているため、水処理やボイラー用水の残留酸素測定に最適です。下から流入します。



A0014081

図 6 流通ホルダ

- 1 設置済みセンサ Memosens COS81E
- 2 流出口
- 3 壁取付け (クランプ D29)
- 4 流入口

リトラクタブルホルダ Cleanfit CPA875 または Cleanfit CPA450

ホルダはタンクやパイプに設置できるように設計されています。これには、適切なプロセス接続が使用できる必要があります。

流速条件が均一なところにホルダを設置してください。配管直径は呼び口径 80A 以上でなければなりません。

COS81E-****U*** (U 形状スポットキャップ付き) の取付位置




図 7 Memosens COS81E (U 形状スポットキャップ付き) とリトラクタブルホルダに適した/適していない取付位置

- 1 上昇管、最適な位置
- 2 水平管、センサ垂直、エアクッションまたは気泡が形成されるため許容されない
- 3 水平管、側面設置、適切な設置角度
- 4 逆さ設置、不適切
- 5 下降管、許容されない
- A 詳細 A (上面図)
- A* 詳細 A、90° 回転 (側面図)
- ✓ 可能な設置角度
- ✗ 許容されない設置角度

COS81E-****C*** (C 形状スポットキャップ付き) の取付位置




図 8 Memosens COS81E (C 形状スポットキャップ付き) とリトラクタブルホルダに適した/適していない取付位置

- 1 上昇管、最適な位置
- 2 水平管、センサ垂直、エアクッションまたは気泡が形成されるため許容されない
- 3 水平管、許容される設置角度での側面設置 (センサバージョンに応じて)
- 4 逆さ設置、C 形状のスポットキャップとの組み合わせでのみ
- 5 下降管、許容されない
- ✓ 可能な設置角度
- ✗ 許容されない設置角度

注記

測定物に完全に浸漬していないセンサ、付着物、逆さ設置

これらはすべて、不正な測定の原因となる可能性があります。

- ▶ エアポケットまたは気泡が形成される場所には、ホルダを設置しないでください。
- ▶ スポットキャップの付着物を防止するか、定期的に除去してください。
- ▶ センサ COS81E-****U (U 形状) を上下逆向きに取り付けけないでください。

環境


周囲温度範囲	-5～+100 °C (23～212 °F)
保管温度範囲	-25～50 °C (-13～122 °F) 95% 相対湿度時、結露無き事
保護等級	IP68 (2 m (6.5 ft) 水柱、21 °C (70 °F)、24 時間) IP69

プロセス

プロセス温度範囲	標準動作 C 型 : 0～60 °C (32～140 °F) 標準動作 U 型 : 0～80 °C (32～175 °F) 滅菌 (最大 45 分) : 最高 140 °C (284 °F)、6 bar (87 psi) 時
----------	--

プロセス圧力範囲	2 kPa～1.3 MPa (0～190 psi) 絶対圧
----------	-------------------------------

温度/圧力表



A0045731

耐食性

注記

ハロゲンを含む溶剤、ケトン、トルエン

ハロゲンを含む溶剤（ジクロロメタン、クロロホルム）、ケトン（例：アセトン、ペンタノン）、およびトルエンは交差感受性反応を引き起こし、測定値が低くなったり、さらにはセンサの故障につながる可能性があります。

▶ 本センサはハロゲン、ケトン、トルエンを含まない測定物にのみ使用してください。

CIP 適合性	あり
---------	----

オートクレーブ可能	可、最高 140 °C (284 °F)
-----------	----------------------

構造

構成	センサのスポットキャップの構造には C 形状と U 形状があります。
----	------------------------------------




図 9 スポットキャップの構造

- 1 U 形状
- 2 C 形状

寸法




図 10 寸法 (mm (インチ) 単位)

オプションの Ø 12 mm センサ用の流通ホルダ CYA21 (アクセサリ)




図 11 寸法 (mm (インチ) 単位)

質量

構造 (長さ) に応じて異なります。
例 : 0.1 kg (0.20 lbs)、長さ 120 mm バージョンの場合

材質

接液部	
センサシャフト	ステンレス 1.4435 (SUS 316L 相当)
プロセスシール	FKM
防爆仕様のプロセスシール	FKM
シール/O リング	EPDM
	FFKM

	スポットキャップ	ステンレス 1.4435 (SUS 316L 相当) またはチタンまたはハステロイ
	スポット層	シリコン
プロセス接続	Pg 13.5 最大トルク 3 Nm	
表面粗さ	$R_a < 0.38 \mu\text{m}$	
温度センサ	Pt1000 (DIN IEC 60751 準拠のクラス A)	

合格証と認証

本製品に対する最新の認証と認定は、www.endress.com の関連する製品ページから入手できます。

1. フィルタおよび検索フィールドを使用して製品を選択します。
2. 製品ページを開きます。
3. 「ダウンロード」を選択します。

防爆認定	<p>ATEX</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ II 1G Ex ia op is IIC T6～T3 Ga ■ II 1D Ex ia op is IIIC T90°C～T200°C Da <p>CSA C/US</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ IS Class I Division 1 Groups A、B、C、D T6 ■ Ex ia IIC T6 Ga ■ Class I ゾーン 0 AEx ia IIC T6 Ga ■ IS Class II Division 1 Groups E、F、G ■ Ex ia op is IIIC T90°C Da ■ ゾーン 20 AEx ia op is IIIC T90°C Da <p>EAC Ex</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ 0Ex ia op is IIC T6～T3 Ga X ■ 0Ex ia op is IIIC T90 °C～T200 °C Da X <p>IECEX</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Ex ia op is IIC T6～T3 Ga ■ Ex ia op is IIIC T90°C～T200°C Da <p>INMETRO</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Ex ia op is IIC T6～T3 Ga ■ Ex ia op is IIIC T90°C～T200°C Da <p>日本国内防爆</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Ex ia op is IIC T6～T3 Ga ■ Ex ia op is IIIC T90°C～T200°C Da <p>Korea Ex</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Ex ia op is IIC T6～T3 Ga ■ Ex ia op is IIIC T90°C～T200°C Da <p>NEPSI</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Ex ia op is IIC T6/T4/T3 Ga ■ Ex iaD op is IIIC T90°C/T135°C/T200°C Da <p>UK Ex</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Ex ia op is IIC T6～T3 Ga ■ Ex ia op is IIIC T90°C～T200°C Da
------	---

その他の認証および適合宣言	<p>選択したバージョンに応じて、本製品には以下の試験証明書、証明書、および宣言書（例：適合証明書）が用意されています。</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ 試験成績書 3.1 ■ ASME BPE CoC ■ cGMP に由来する要件に準拠 ■ FDA 21 CFR
---------------	---

- EU 食品接触材料 REG (EC) 1935/2004
- CN 食品接触材料 GB 4806
- 表面粗さ試験
- EHEDG 認証
- CRN

EAC

本製品は、ユーラシア経済連合 (EAEU) で適用される指令 TP TC 020/2011 への準拠認証を取得しています。本製品には EAC 適合マークが付いています。

注文情報


製品ページ

www.endress.com/cos81e

製品コンフィギュレータ

製品ページの製品画像の右側に「**機器仕様選定**」でカウンタをリセットします。

1. このボタンをクリックします。
↳ 別のウィンドウでコンフィグレータが起動します。
2. すべてのオプションを選択し、要件に適合するように機器を設定します。
↳ このようにして、機器の有効かつ完全なオーダーコードを受け取ることができます。
3. オーダーコードを PDF または Excel ファイルとしてエクスポートします。そのためには、選択ウィンドウ右上の適切なボタンをクリックします。

 製品の多くでは、選択した製品バージョンの CAD または 2D 図面をダウンロードすることも可能です。この CAD のタブをクリックして、選択リストから必要なファイルタイプを選択します。

納入範囲

納入範囲：

- 1 × センサ、注文に応じたバージョン
- 1 × 簡易取扱説明書
- 危険場所における安全上の注意事項（防爆認定取得センサ用）
- 注文に応じた証明書（オプション）の補足資料


アクセサリ

以下には、本書の発行時点で入手可能な主要なアクセサリが記載されています。

- ▶ ここに記載されていないアクセサリについては、弊社営業所もしくは販売代理店にお問い合わせください。


機器固有のアクセサリ

ホルダ（選択）

 長さ 220 mm の COS81E は、225 mm 対応のあらゆるホルダに適しています。


Cleanfit CPA875

- 滅菌/サニタリアアプリケーション向けのプロセスリトラクタブルホルダ
- 直径 12 mm の標準センサを使用したインライン測定用（pH、ORP、溶存酸素など）
- 製品ページの製品コンフィグレータ：www.endress.com/cpa875

 技術仕様書 TI01168CJA

Cleanfit CPA450

- タンクおよび配管に径 12 mm、長さ 120 mm のセンサを設置するための手動式リトラクタブルホルダ
- 製品ページの製品コンフィグレータ：www.endress.com/cpa450

 技術仕様書 TI00183C

Unifit CPA842

- 食品、バイオテクノロジー、製薬産業向けのサニタリ仕様の浸漬ホルダ
- 直径 12 mm の標準センサを使用したインライン測定用 (pH、ORP、溶存酸素など)
- 製品ページの製品コンフィギュレータ: www.endress.com/cpa842



技術仕様書 TI00306C

Flowfit CPA240

- 厳しい要件のプロセスに対応可能な pH/ORP 流通ホルダ
- 製品ページの製品コンフィギュレータ: www.endress.com/cpa240



技術仕様書 TI00179C

Flowfit CYA21

- 産業用ユーティリティの分析システム用ユニバーサルホルダ
- 製品ページの製品コンフィギュレータ: www.endress.com/CYA21



技術仕様書 TI01441C

CYA680

- サニタリセンサ用の流通ホルダ
- パイプへのセンサ設置用
- 定置洗浄 (CIP) および滅菌洗浄 (SIP) に最適
- 製品ページの製品コンフィギュレータ: www.endress.com/cya680



技術仕様書 TI01295C

測定用ケーブル

Memosens データケーブル CYK10

- Memosens テクノロジ搭載のデジタルセンサ用
- 製品ページの製品コンフィギュレータ: www.endress.com/cyk10



技術仕様書 TI00118C

Memosens ラボケーブル CYK20

- Memosens テクノロジ搭載のデジタルセンサ用
- 製品ページの製品コンフィギュレータ: www.endress.com/cyk20

Memosens データケーブル CYK11

- Memosens プロトコル搭載デジタルセンサ用の延長ケーブル
- 製品ページの製品コンフィギュレータ: www.endress.com/cyk11



技術仕様書 TI00118C

ゼロ点ゲル

COY8

- 溶存酸素センサおよび塩素センサ用のゼロ点ゲル
- 酸素測定点および殺菌測定点の検証、ゼロ点校正、調整用の無酸素および無塩素ゲル
- 製品ページの製品コンフィギュレータ: www.endress.com/coy8



技術仕様書 TI01244C

変換器

Liquiline CM44

- 危険場所/非危険場所に対応するモジュール型マルチチャンネル変換器
- HART®, PROFIBUS、Modbus または EtherNet/IP に対応
- ご注文内容は製品構成に応じて異なります



技術仕様書 TI00444C

Liquiline CM42


- 危険場所/非危険場所に対応するモジュール型 2 線式変換器
- HART®, PROFIBUS または FOUNDATION フィールドバスに対応
- ご注文内容は製品構成に応じて異なります



技術仕様書 TI00381C


Liquiline Mobile CML18

- ラボおよび現場用のマルチパラメータモバイル機器
- 信頼性の高い変換器、ディスプレイ表示およびアプリでの操作
- 製品ページの製品コンフィグレータ : www.endress.com/CML18

 取扱説明書 BA02002C


Liquiline Compact CM82

- Memosens センサ用の設定可能な 1 チャンネルマルチパラメータ変換器
- あらゆる産業の防爆および非防爆アプリケーションに対応
- 製品ページの製品コンフィグレータ : www.endress.com/CM82

 技術仕様書 TI01397C


Liquiline Compact CM72

- Memosens センサ用の 1 チャンネルシングルパラメータフィールド機器
- あらゆる産業の防爆および非防爆アプリケーションに対応
- 製品ページの製品コンフィグレータ : www.endress.com/CM72

 技術仕様書 TI01409C


Memosens アナログコンバータ CYM17

- Memosens センサ用のコンバータ
- デジタル Memosens センサをラボの発酵アプリケーションで容易に使用可能
- 製品ページの製品コンフィギュレータ : www.endress.com/cym17

 取扱説明書 BA01833C

Memobase Plus CYZ71D

- ラボ校正をサポートする PC ソフトウェア
- センサ管理の可視化とドキュメンテーション
- センサ校正のデータベース保存
- 製品ページの製品コンフィギュレータ : www.endress.com/cyz71d

 技術仕様書 TI00502C

メンテナンスキット

Memosens COV81

- COS81E のメンテナンスキット
- 選択した構成に基づく Memosens COV81 メンテナンスキットの納入範囲 :
 - スポットキャップ
 - O リング取付工具
 - 光学部のクリーニングクロス
 - O リング
 - 証明書
- 注文情報 : www.endress.com/cos81e の「アクセサリ/スベアパーツ」



www.addresses.endress.com
