Memosens CPS77D

ISFET pH 电极,适用蒸汽消毒和高压灭菌应用



Endress+Hauser (五山

Memosens 数字技术

应用

- 卫生和消毒应用
- 食品和制药行业
- 生物技术领域

优势

- 无玻璃破裂风险
 - 电极杆采用 PEEK 材质 (FDA 认证)
 - 直接接液测量,节约采样和实验室分析的时间和成本
- 通过体外(生物毒性)和体内生物兼容性测试,符合美国药典 USP <87>和 USP <88> Cl.VI (121°C)要求
- 适用于低温应用工况
 - 响应迅速
 - 保持高测量精度
- 耐受蒸汽消毒和高压灭菌
- 同玻璃电极相比,不需要频繁标定
- 出现温度波动时, 响应更快, 迟滞更小
- ■高温测量不会带来额外测量误差
- 酸碱误差可忽略不计
- 自带温度传感器,可有效进行温度补偿
- 在碱性环境中具有高稳定性
- 与全自动可伸缩式安装支架配套使用,特别适合 CIP 工艺

Memosens 技术的优势


- 非接触式感应信号传输方式, 最高过程安全性
- 数字式数据传输保证了数据安全
- 传感器中储存有传感器参数,操作简便
- 传感器记录负荷数据, 支持预维护
- 采用心跳技术

功能与系统设计

测量原理

离子**选择性**场效应晶体管,也称之为离子**敏感**场效应晶体管(ISFET)诞生于 70 年代,是玻璃 pH 电极的替代选择。

工作原理



■ 1 MOSFET 工作原理

- 1 金属栅极
- 2 N型导电沟道

■ 2 ISFET 测量原理

- 1 参比电极
- 2 栅极隔离层
- 3 介质
- 4 N型导电沟道
- N 型硅基板
- 6 电极杆

使用 ISFET 时,介质中的离子聚集在介质/栅极隔离层的边缘层,产生电场(栅极电位)。在上述效应作用下,半导体硅基板上形成导电沟道,"源极"和"漏极"之间形成电流。

合适的电极回路基于离子选择性栅极电位关系生成输出信号,与不同离子浓度呈正比。

pH 选择性的 ISFET (场效应晶体管)

栅极隔离层用作 H^+ 的离子选择性层。栅极隔离层允许 H^+ 离子双向通过,但是不允许其他离子通过(隔离效应)。取决于被测介质的酸碱度,隔离层表面接收或释放 H^+ (两性离子)。因此,隔离层表面带正荷(酸性介质接收 H^+)或带负电(碱性介质释放 H^+)。取决于 pH 值,通过调节隔离层表面的电荷量控制源极和漏极间的沟道场效应。基于能斯特方程计算栅极和源极间的控制电压(U_{CS}):

$$U_{GS} = U_0 + \frac{2.3 \cdot RT}{nF} \cdot lg \ a_{ion}$$

 U_{GS} 栅极和源极间的电位 F 法拉利常数 (26.803 Ah) Uο 偏置电压 离子活度 (H+) a_{ion} R 气体常数 (8.3143 J/molK) 2.3 · RT 能斯特系数 Т 温度[K] nF 电化学值 (1/mol)

25 °C (77 °F)时, pH 值测量的能斯特系数为-59.16 mV/pH。

1) 金属氧化物半导体

测量系统


整套测量系统包括:

- ISFET pH 电极
- Memosens 电缆 CYK10 (连接 Memosens 数字式传感器)
- 变送器,例如 Liquiline CM44、Liquiline CM42
- 安装支架
 - 浸入式安装支架,例如 Dipfit CPA111
 - 流通式安装支架,例如 Flowfit CPA250
 - 可伸缩式安装支架,例如 Cleanfit CPA875
 - 固定式安装支架,例如 Unifit CPA842

根据实际工况可选配:

全自动清洗和标定系统,例如 Liquiline Control CDC90

食品行业应用



A003566

图 3 完整测量系统

- 1 安装位置的进水连接
- 2 安装支架
- 3 过程或介质
- 4 冲洗单元
- 5 泵罐单元
- 6 气动控制单元
- 7 CDC90 控制单元
- 8 以太网开关
- 9 试剂 (清洗液、标定液)
- 10 压缩空气管路
- 11 供电电缆、信号电缆


Liquiline Control CDC90 的详细信息参见《操作手册》BA01707C

ISFET 电极应用广泛,能够耐受 SIP 工艺,高精度输出温度值和 pH 值。只有在同时高温且高 pH 值的条件下,传感器的长期稳定性才会受到影响。在类似工况中,介质会去除 ISFET 芯片上的氧化绝缘层,影响测量结果。鉴于 CIP 清洗液的 pH 值和温度参数属于上述描述的范围,ISFET 电极必须与可伸缩式安装支架配套使用。

CDC90 全自动清洗和标定系统的优势:

- 支持原位清洗 (CIP):
 - 电极安装在可伸缩式安装支架中,在碱性清洗液冲洗期间或整个 CIP 清洗过程中电极自动移出介质。在冲洗腔室内,使用合适的清洗液充分冲洗电极。
- 自主设置标定间隔时间
- 全自动清洗和标定,降低了维护成本
- 优化测量结果的重现性
- 自动标定,各单值间测量偏差极小

制药行业和生物技术领域



A0036026


❷ 4 在制药行业和生物技术领域使用的测量系统

- 1 ISFET pH 电极
- 2 Unifit CPA842 安装支架
- 3 Memosens 电缆 CYK10
- 4 Liquiline CM42 变送器

特点

酸碱误差

进行 pH 测量时,同玻璃电极相比,ISFET 电极的酸碱误差较小。不同于玻璃电极,ISFET 电极的栅极不会出现杂质离子黏附。pH 1…13 范围内的平均测量误差为 Δ pH 0.02(25 °C (77 °F)温度下),接近检测限。下图比对显示 pH 1…13 范围内 ISFET 电极的平均酸碱误差和其他两种玻璃电极在 pH 0.09 和 pH 13.86 时的酸碱误差。



A0044616

- € 5 酸碱误差比对图: ISFET 电极、玻璃电极 1 和玻璃电极 2
- ISFET CPSx7D 电极 Α
- В 玻璃电极 1
- С 玻璃电极 2

■ 无玻璃破裂风险

玻璃破裂直接关乎电极使用安全。ISFET 电极整体采用 PEEK 材质。在测量过程中只有强耐腐蚀 的 ISFET 芯片和参比引线直接接液。

■ 测量稳定性和电极响应时间

ISFET 电极在整个温度范围内均响应迅速。ISFET 电极无需考虑平衡电势(与温度相关), pH 电极的玻璃泡中充注有凝胶。因此,可以在低温工况下使用,不会影响响应时间。同玻璃电极 相比, 剧烈温度波动和 pH 值波动对测量误差 (迟滞时间) 的影响较小, pH 玻璃泡不受外力的 影响。

通信和数据处理

与变送器通信

Memosens 数字式传感器必须与 Memosens 变送器搭配使用。

变送器无法与模拟式传感器正常通信。

数字式传感器内存储有传感器参数。包括:

- 生产参数
 - 序列号
 - 订货号
 - 生产日期
- 标定参数
 - 标定日期
 - 标定值
 - 标定次数
 - 最近一次标定使用的变送器的序列号
- 工作参数
 - 温度范围
 - 初始调试日期
 - 极端工况下的累计工作小时数
 - 蒸汽消毒次数
 - 传感器监控参数

可靠性

可维护性

操作简单

Memosens 数字式传感器内置电子部件,储存标定参数和其他信息(例如:总运行小时数或极端 工况下的累计工作小时数)。一旦传感器成功连接变送器,传感器参数立即自动传输至变送器

中, 用于计算当前测量值。由于标定参数储存在传感器中, 因此, 传感器标定和调节可以在非测 量点处执行。因此:

- 可以在测试实验室的最佳外部工况下轻松标定传感器,提高了标定质量。
- 使用预标定传感器快速便捷地替换现有传感器,显著提升了测量点的可用性。
- 基于保存的传感器参数可以精准确定维护间隔时间,实现预维护。
- 在外部存储单元和应用程序中归档记录传感器历史文件。
- 基于传感器的历史记录可以判断传感器是否适合当前应用。

抗干扰能力

数字式数据传输保证了数据安全

Memosens 技术数字化处理传感器中保存的测量值,并通过非接触方式将数值传输至变送器,无 干扰。优点如下:

- 传感器故障,或传感器和变送器间的连接中断时,自动发出错误信息
- 及时检测错误, 提高了测量点的可用性

安全性

最高过程安全性

Memosens 通过非接触式连接传输测量值,保证最高过程安全性,优点如下:

- 消除了潮湿引起的测量问题:
 - 插接头耐腐蚀
 - 水汽不会干扰测量结果
 - 可以在水下直接连接
- 变送器与介质隔离。"高阻抗对称系统"、"非对称系统"或阻抗转换器等产生的测量问题不复存 在。
- 对数字式测量值传输采取屏蔽措施, 保证了电磁兼容的安全性。

输入

测量变量

pH 值

温度

测量范围

pH0 ... 14


-15 ... 135 °C (5 ... 275 °F)

注意工艺操作条件。

电源

电气连接

使用 Memosens 电缆 CYK10 连接电极和变送器。



€ 6 Memosens 电缆 CYK10

性能参数

参考操作条件

参考温度:

25 °C (77 °F)

参考压力:

1013 hPa (15 psi)

参比系统	双腔室参比系统, 自带参比电极, 充注盐桥电解液。能够保证隔膜和参比引线间的电气接触始终 稳定有效, 长毒性扩散路径。盐桥电解液耐受温度和压力波动。
	Ag/AgCl 参比引线(盐桥电解液),带改良型 Gel 3M KCl,无细胞毒性
重复性	± 0.01 pH
响应时间	测量系统在每次启动后都会建立闭环控制回路,测量值自动调节输出为当前值。调节时间取决于导致测量中断的事件类型和中断时间: 断电,电极仍放置在介质中: 3 至 5 分钟 ISFET 芯片和参比引线间的电解液膜破裂: 5 至 8 分钟 长时间干燥储存电极: 最多 30 分钟

响应时间 (t₉₀)


小于5秒,在参考操作条件下,使用pH4...7标定液

主 在温度波动剧烈的工况中,内置温度传感器的响应速度变慢。此时,首先调节传感器温度,随后才能执行标定或开始测量。

安装


安装方向

- 安装电极时注意介质的流向。



■ 7 电极安装方向示意图 (正视图)

- 1 序列号
- 2 铭牌



■ 8 电极安装方向示意图 (3D 视 图)


- 1 ISFET 芯片
- 2 介质流向

在安装支架中安装电极时,注意电极头上的光刻序列号,确保电极安装方向正确 \rightarrow \bigcirc 7、 \bigcirc 7。标记始终与 ISFET 芯片和铭牌处于同一平面(Z-y 方向)。

ISFET pH 电极不能测量磨损性介质。如果需要使用电极测量磨损性介质,应避免介质直接流过芯片表面。这样可以延长电极的使用寿命,改善电极漂移。缺点是 pH 显示值不稳定。

安装指南

ISFET pH 电极允许任意安装方向。但是,倒装电极时可能出现气泡 ¹⁾,导致介质和隔膜间的电气连接中断。



安装后的电极应保持干燥,放置时间不得超过 6 小时(同样适用倒装电极)。

图 9 安装角度

- A 推荐安装角度
- B 允许安装角度,请注意基本条件!
- 1) 出厂时,电极内无气泡。在负压条件下操作时,电极内可能出现气泡,例如排空罐体时。
- 旋转安装电极前,首先需要检查确保安装支架上的螺纹接头、○型圈和密封面洁净无损,功能正常。
- 详细安装指南参见安装支架的《操作手册》。
- ▶ 旋转安装电极, 以 3 Nm (2.21 lbf ft)扭矩手动拧紧 (电极需要安装在 Endress+Hauser 安装支架中,方可保证设计规格参数)。

斯 拆除保护帽的详细信息参见 BA01916C

卫生合规要求

为了满足 3-A 认证或 EHEDG 测试的卫生合规要求,以及便于清洁安装就位的电极,请注意以下几点:

- 使用卫生型过程连接
- 使用带电极保护帽的过程接头
- 釆用自排空安装方式
- 避免卫生死角

子 经受 20 次 CIP 工艺后,建议更换电极。

环境条件

环境温度范围

注意

存在霜冻损坏电极的风险!

▶ 温度低于-15°C (5°F) 时,禁止使用电极。

储存温度

0 ... 50 °C (32 ... 122 °F)

防护等级

Memosens

IP 68 (测试条件: 10 m (33 ft)水柱, 25 °C (77 °F), 45 天, 高温灭菌温度不超过 135 °C (275 °F))

电磁兼容性 (EMC)

干扰发射和抗干扰能力符合:

- EN 61326-1:2013
- EN 61326-2-3:2013
- NAMUR NE21: 2012

光敏感性

ISFET 芯片同所有半导体器件一样,对光线十分敏感。测量值可能出现波动。因此,进行电极标定和操作时必须避免阳光直射。日常光照不会干扰测量结果。

过程条件

过程温度范围

 $\mathbf{t}_{\mathbf{a}}$

-15 ... 70 °C (5 ... 158 °F)

 $\mathbf{t}_{\mathbf{p}}$

-15 ... 135 °C (5 ... 275 °F)

pH 值,与介质温度相关

如果长时间处于高温环境中,碱液会损坏栅极氧化隔离层,且过程不可逆。只允许在指定范围内 ($\rightarrow \ \square$ 10, $\ \square$ 9) 使用,才能保证电极的设计使用寿命。在温度超过 65 °C (149 °F)的工况中,如果电极插入在 1 mol 的 NaoH 溶液中测量,会缩短电极的使用寿命。因此,不建议电极在此类应用中长期使用。




图 10 应用范围,取决于温度和 pH 值

A 正常测量

B 使用寿命缩短

C 不推荐使用

在低温工况下测量

与电极的具体订货号相关。订购信息→ 월 12

过程压力范围

最大绝压: 11 bar (160 psi), 在 100 ℃ (212 ℉)温度下

[] 0.8 bar (12 psi) (最小允许绝压)。


电导率

最低电导率²⁾: 50 μS/cm

温压关系

最大绝压 11 bar (160 psi), 100°C (212°F)时

蒸汽消毒: 4 bar (58 psi)绝压, 135 ℃ (275 °F)时, 持续 1 小时



■ 11 温压曲线

A ISFET 适用范围

注意

存在电极损坏的风险!

▶ 禁止在指定规格要求下的应用范围之外使用电极!

²⁾ 参考条件:被测介质为去离子水,电导率分别选择为 NaOH、KCI 或 HCI;室温;常压;介质从静止状态转为以 2 m/s (6.6 ft/s)流速水平流经 ISFET 芯片;电导率显示为此变换过程中测量值变化量小于 0.2 pH 的测定值。

机械结构

设计及外形尺寸




图 12 CPS77D 的外形尺寸示意图;单位: mm (in)

重量

 CPS77D (电极杆长度 120 mm (4.7 in)):
 35.4 g (1.25 oz)

 CPS77D (电极杆长度 225 mm (8.7 in)):
 50.3 g (1.77 oz)

 CPS77D (电极杆长度 360 mm (14.2 in)):
 66 g (2.3 oz)

材质

接液部件材质

 电极杆
 PEEK (FDA 认证或 3-A 认证)

 密封圈
 全氟醚橡胶 (FDA 认证或 3-A 认证)

隔膜 陶瓷, 耐受高温蒸汽消毒

非接液部件材质

温度传感器

Pt1000 (Cl. A,符合 DIN IEC 60751 标准)

插接头

CPS77D:

Memosens 接头, 可旋转

过程连接

Pg 13.5

表面光洁度

 $R_a < 0.76 \mu m (30 \mu in)$

证书和认证

CE认证

产品符合欧共体标准的一致性要求。因此,遵守 EU 准则的法律要求。制造商确保贴有CC标志的仪表均成功通过了所需测试。

防爆认证

ATEX

II 1G Ex ia IIC T4/T6 Ga

IECE_X

Ex ia IIC T4/T6 Ga



防爆型 Memosens 数字式传感器的插接头上带桔红色标记环。

卫生型认证

3A 认证

符合 3-A 74-06 标准 ("3-A 74-06 卫生标准,传感器,传感器的配件和连接")。只有安装带保护帽的传感器方符合 74-06 标准要求。

FDA 认证

制造商确认所有材质均通过 FDA 认证。

EHEDG 测试

符合 EHEDG 的卫生设计要求

- 慕尼黑工业大学,酿酒与食品质量研究中心,Freising-Weihenstephan
- 证书: ELI级无菌认证

ASME BPE-2018 认证

产品设计符合 ASME BPE (美国机械工程师学会生物加工设备)标准

EC 1935/2004 法规(欧盟食品接触材料与物品法规)

满足 EC 1935/2004 法规要求 满足食品接触产品安全认证的要求。

生物兼容性测试

通过生物兼容性测试:

- 体外 (细胞毒性) 生物活性试验,符合 USP <87>标准
- 体内生物活性试验, 符合 USP <88> Cl. VI 标准, 121 °C (250 °F)

其他认证

TÜV 认证 (Memosens 插接头)

耐压 16 bar (232 psi) (表压), 不得低于安全压力的三倍

EAC 认证

产品通过 TP TC 004/2011 和 TP TC 020/2011 准则的认证,可以在欧洲经济区(EEA)中使用。产品上带 EAC 一致性标签。

订购信息

产品主页

www.endress.com/CPS77D

Configurator 产品选型软件

在产品主页上, 配置按钮位于产品示意图右侧。

- 1. 点击按钮。
 - → 在独立窗口中打开 Configurator 产品选型软件。
- 2. 按需选择所有选项,完成设备设置。
 - ▶ 生成有效完整的设备订货号。
- 3. 以 PDF 或 Excel 文件输出订货号。正确点击选择窗口右上方的按钮操作。
- 许多产品还提供产品的 CAD 图或二维图形下载选项。点击 CAD 标签,并在下拉菜单中选择 所需文件类型。

供货清单

供货清单包括:

- pH 电极
- 《操作手册》
- 《安全指南》 (适用防爆型电极)

附件

以下为本文档发布时可提供的重要附件。


▶ 未列举附件的详细信息请联系 Endress+Hauser 当地销售中心。

设备专用附件

安装支架 (选配)

Dipfit CPA111

- 浸入式安装支架,塑料材质,用于在敞口罐或密闭罐中安装
- 产品主页上的 Configurator 产品选型软件: www.endress.com/cpa111



Cleanfit CPA871

- 可伸缩式安装支架, 使用灵活, 适用水、污水和化工行业应用
- 安装 12 mm 直径的标准传感器
- 产品主页上的 Configurator 产品选型软件: www.endress.com/cpa871



《技术资料》TI01191C

Cleanfit CPA875

- 可伸缩式过程安装支架, 适用于消毒和卫生应用
- 在线测量的标准传感器, 12 mm 直径, 例如 pH、ORP、氧气
- 产品主页上的 Configurator 产品选型软件: www.endress.com/cpa875



《技术资料》TI01168C

Cleanfit CPA450

- 可伸缩式安装支架,允许手动操作,用于在罐体和管道中安装传感器 (直径 12 mm、杆长度 120 mm)
- 产品主页上的 Configurator 产品选型软件: www.endress.com/cpa450



《技术资料》TI00183C

Flowfit CPA250

- 流通式安装支架,适用于 pH/ORP 测量
- 产品主页上的 Configurator 产品选型软件: www.endress.com/cpa250



《技术资料》TI00041C

Unifit CPA842

- 安装支架, 适用食品、生物技术和制药行业
- 通过 EHEDG 测试和 3A 认证
- 产品主页上的 Configurator 产品选型软件: www.endress.com/cpa842



《技术资料》TI00306C

清洗和标定系统

Liquiline Control CDC90

- 全自动清洗和标定系统,满足所有行业中 pH 和 ORP 测量点的要求
- 系统支持电极清洗、校验、标定和调节
- 产品主页上的 Configurator 产品选型软件: www.endress.com/cdc90



《技术资料》TI01340C

标定液

Endress+Hauser 的高品质标定液 CPY20

第二种标定液符合 PTB 认证(联邦德国工程物理研究所)的主要参比材料要求,也符合 NIST 认证 (美国国家标准技术研究所)的标准参比材料要求,按照 DIN19266 标准由 DKD(德国标定服务机构) 认证实验室颁发,符合 DIN 17025 标准。

产品主页上的 Configurator 产品选型软件: www.endress.com/cpy20

测量电缆

Memosens 电缆 CYK10

- 连接 Memosens 数字式传感器
- 产品主页上的 Configurator 产品选型软件: www.endress.com/cyk10



《技术资料》TI00118C

Memosens 电缆 CYK20

- 连接 Memosens 数字式传感器
- 产品主页上的 Configurator 产品选型软件: www.endress.com/cyk20

手持式变送器

LiquilineTo Go CYM290、CYM291

- 便携式多参数设备,可以连接 Memosens 数字式 pH 电极、电导率传感器和溶解氧传感器
- 产品主页上的 Configurator 产品选型软件: www.endress.com/cym290、www.endress.com/cym291



《技术资料》TI01198C



CYM290 或 CYM291 的可连接传感器的详细信息请参考《操作手册》。





www.addresses.endress.com

