

# Informazioni tecniche

## OUSAF46

Sensore ottico con armatura a deflusso OUA260 per la misura dell'assorbimento UV



### Applicazione

Il sensore misura l'assorbimento spettrale dei liquidi di processo nella regione dell'ultravioletto dello spettro elettromagnetico.

- Misura delle concentrazioni proteiche
- Monitoraggio della cromatografia
- Monitoraggio della filtrazione
- Misura della concentrazione di sostanze organiche
- Soglia di rilevamento

### Vantaggi

- Migliore controllo di processo e più facile controllo qualità grazie al monitoraggio rapido e affidabile della concentrazione del prodotto
  - Campo di misura fino a 2,5 AU o 50 OD (in base alla lunghezza del percorso ottico)
  - Misura dell'assorbimento UV a lunghezze d'onda discrete comprese tra 254 nm e 313 nm
  - Eccezionali proprietà di filtraggio per la massima linearità
  - Concorrenza diretta con valori nominali
  - Rilevatore di riferimento integrato per compensazione della lampada
  - Lampada a scarica di gas per una lunga durata e valori di misura stabili
- Lampade omologate FM e ATEX per applicazioni nell'area pericolosa
- Conformità al settore dell'industria farmaceutica grazie alla costruzione igienica e a materiali delle guarnizioni conformi a FDA e USP
- Elevato grado di sicurezza del prodotto in quanto resistente a SIP/CIP
- Elevata resa del prodotto grazie a requisiti di basso volume
- Massima durata in tutte le applicazioni grazie all'ampia gamma di materiali e connessioni al processo
- Può essere adattato alle esigenze del processo:  
Bocchette di spurgo dell'aria opzionali per evitare la formazione di condensa sulle finestre ottiche

## Funzionamento e struttura del sistema

### Principio di misura

#### Assorbimento della luce

Questo principio di misura si basa sulla legge fisica di Lambert-Beer.

Vi è una dipendenza lineare tra l'assorbimento della luce e la concentrazione della sostanza assorbente:

$$A = -\log(T) = \epsilon \cdot c \cdot OPL$$

$$T = I/I_0$$

*T ... Trasmissione*

*I ... Intensità della luce ricevuta sul rivelatore*

*I<sub>0</sub> ... Intensità della luce trasmessa dalla sorgente luminosa*

*A ... Assorbimento*


*ε ... Coefficiente di estinzione*

*c ... Concentrazione*

*OPL ... Optical path length, Lunghezza percorso ottico*

Una sorgente di luce emette radiazioni attraverso il fluido e la radiazione incidente viene misurata sul lato del rivelatore.

La successiva conversione in unità di assorbanza (AU - unità di assorbanza, OD - densità ottica) viene eseguita nel trasmettitore collegato.



A0029412

#### 1 Misura dell'assorbimento con riferimento


- 1 Sorgente di luce
- 2 Finestra ottica di misura
- 3 Filtro di misura
- 4 Rilevatore di misura
- 5 Lente
- 6 Flusso di liquido
- 7 Filtro di riferimento
- 8 Rilevatore di riferimento

**i** OUSA46 ha 2 coppie di rilevatori di misura e riferimento (= 2 canali). A scopo di semplificazione, è visualizzato solo un canale.

### Sistema di misura

Un sistema di misura ottico comprende:

- Sensore (fotometro) OUSA46
- Trasmettitore, ad es. Liquiline CM44P
- Set di cavi, ad es. CUK80
- Armatura OUA260



2 Esempio di sistema di misura con sensore fotometrico

- |   |                     |   |                                     |
|---|---------------------|---|-------------------------------------|
| 1 | orizzontale         | 5 | Armatura OUA260                     |
| 2 | Trasmettitore CM44P | 6 | Sensore: sorgente di luce (lampada) |
| 3 | Set di cavi CUK80   | 7 | Set di cavi CUK80                   |
| 4 | Sensore: rilevatore |   |                                     |


## Ingresso

<b>Variabile misurata</b>	UV per l'assorbimento
<b>Campo di misura</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ 0 ... 2,5 AU</li> <li>■ Max. 50 OD (in base alla lunghezza del percorso ottico)</li> </ul>
<b>Lunghezza d'onda</b>	Combinazione di lunghezze d'onda discrete a 254/280, 280/295, 280/302 o 280/313 nm

## Alimentazione

**Connessione elettrica** Il sensore è collegato al trasmettitore mediante un set del cavo intestato o etichettato CUK80 (per la connessione a CM44P) o OUK (per la connessione a CVM40). Morsetti ed etichettatura possono variare in base al trasmettitore impiegato. Il cavo deve essere ordinato separatamente.

- ▶ Il cavo CUK80 non deve essere accorciato o modificato in altro modo!



A0046701

3 Connessione di OUSAF46 a CM44P (sono richiesti 2 moduli PEM)

Morsetto CM44P	Colore del cavo	Assegnazione
<b>Modulo PEM 1</b>		
P+	YE (spesso)	Tensione della lampada +
S+	YE (sottile)	Rilevamento della tensione della lampada +
S-	BK (sottile)	Rilevamento della tensione della lampada -
P-	BK (spesso)	Tensione della lampada -
A (1)	RD	Canale 1 Rilevatore di misura del sensore +
C (1)	BK	Canale 1 Rilevatore di misura del sensore -
SH (1)	GY	Canale 1 Schermatura
A (2)	WH (lampada)	Canale 1 Sensore di riferimento +
C (2)	GN (lampada)	Canale 1 Sensore di riferimento -
SH (2)	GY (lampada)	Canale 1 Schermatura
<b>Modulo PEM 2</b>		
A (1)	WH	Canale 2 Rilevatore di misura del sensore +
C (1)	GN	Canale 2 Rilevatore di misura del sensore -
SH (1)	GY	Canale 2 Schermatura
A (2)	RD (lampada)	Canale 2 Sensore di riferimento +
C (2)	BK (lampada)	Canale 2 Sensore di riferimento -
SH (2)	GY (lampada)	Canale 2 Schermatura

Lunghezza del cavo

100 m (330 ft) max.

Tensione della lampada	Versione del sensore	Tipo di lampada	Tensione della lampada [V]
	OUSAF46-xxxx	Lampada a mercurio a bassa pressione	10,0 ± 0,1


**Versioni per uso in aree pericolose**

-  Questo paragrafo è valido solo per punti di misura che comprendono fotometro, set del cavo CUK80 e trasmettitore Liquiline CM44P.
-  Istruzioni di sicurezza per apparecchiature elettriche impiegate in aree pericolose, XA01403C

**Collegamento del rilevatore mediante una barriera di sicurezza**

I sensori fotometrici utilizzano cellule fotovoltaiche al silicio come rilevatori, che funzionano in modalità di corrente. I rilevatori sono a sicurezza intrinseca e possono essere impiegati in ambienti Zona 1 e Classe I, Divisione 1.


L'area sicura è separata da quella pericolosa mediante di sicurezza MTL7760AC.



 4 Barriera di sicurezza, dimensioni in mm (inch)

-  La barriera di sicurezza può avere solo una corrente di dispersione molto bassa, poiché i segnali ottici provenienti dal sensore possono essere dell'ordine dei nanoampere. Pertanto, la schermatura del cavo del sensore deve essere collegata al morsetto di terra della barriera.

Alla consegna, il cavo CUK80 è cablato in modo permanente. L'utente non deve far altro che collegare le singole estremità del cavo al rilevatore e al trasmettitore.



### Collegamento della lampada per area pericolosa mediante una scatola di derivazione


La lampada per area pericolosa (EXP-1) deve essere collegata al trasmettitore utilizzando una scatola di derivazione certificata.

**i** Nel caso delle versioni con approvazione FM, la scatola di derivazione è compresa nella dotazione ed è già intestata sul lato della lampada. È sufficiente collegare il cavo del trasmettitore (CUK80) ai morsetti della scatola di derivazione.

Nel caso delle versioni con approvazione ATEX, la scatola di derivazione non è fornita in dotazione e dovrà essere procurata dal cliente in loco, insieme ai pressacavi richiesti. I cavi devono essere collegati esclusivamente sul (CUK80 del trasmettitore e sul cavo della lampada per il sensore del fotometro).

## Montaggio

### Istruzioni d'installazione



5 Angoli di montaggio. Le frecce indicano la direzione di deflusso del liquido nel tubo.

- A Angolo di montaggio corretto, migliore rispetto a C
- B Angolo di montaggio adatto, posizione di installazione ottimale
- C Angolo di montaggio accettabile
- D Angolo di montaggio da evitare
- E Angolo di montaggio non consentito

## Ambiente

Temperatura ambiente	0 ... 55 °C (32 ... 131 °F)
Temperatura di immagazzinamento	--10...+70 °C (+10...+160 °F)
Umidità	5...95%

**Grado di protezione** IP 65 (NEMA 4) per tutte le parti ottiche


## Processo

**Temperatura di processo** 0 ... 90 °C (32 ... 194 °F) continua  
 Max. 130 °C (266 °F) per 2 ore

**Pressione del fluido** Max. 100 bar (1450 psi) ass. in base a materiale, dimensione della tubazione e connessione al processo dell'armatura a deflusso

## Costruzione meccanica

**Struttura, dimensioni**



A0035258

6 *Modulo del sensore*

A *Dimensioni della lampada → Tabella*

B *Dimensioni del rilevatore → Tabella*

C *Armatura, consultare le Informazioni tecniche dell'armatura*

Tipo di lampada	Dimensione A in mm (inch)
Lampada standard	146,1 (5.75)
Tipo di rilevatore	Dimensione B in mm (inch)
Versione standard con filtro di prova	80 (3.15)
Easycal	94 (3.70)

La lunghezza totale del modulo sensore è ricavata dalle lunghezze della lampada, del rilevatore e dell'armatura.

Le dimensioni dell'armatura OUA260 sono riportate nella documentazione separata Informazioni tecniche, TI00418C.

- Lasciare uno spazio libero aggiuntivo di 5 cm (2") sia sul lato della lampada, sia su quello del rilevatore del sensore per collegare il cavo del sensore.

**Peso**

Sensore	
Lampada UV	0,58 kg (1.28 lb)
Lampada UV con cavo intrecciato (1,2 m (4 ft)) e scatola di derivazione (sensore per area pericolosa)	3,2 kg (6.66 lb)
Rilevatore Easycal	0,53 kg (1.17 lb)
Rilevatore standard	0,78 kg (1.71 lb)

Armatura OUA260	 Informazioni tecniche OUA260, TI00418C
Armatura CUA261	 Istruzioni di funzionamento CUA261, BA01652C

<b>Materiali</b>	Custodia del sensore	Acciaio inox 316
	Armatura OUA260	 Informazioni tecniche OUA260, TI00418C
	Armatura CUA261	 Istruzioni di funzionamento CUA261, BA01652C
	Terminali del connettore del cavo	Ottone nichelato

<b>Sorgente di luce</b>	Lampada a mercurio a bassa pressione
	Vita utile della lampada: tipicamente 3000 h
	 La lampada opererà alla potenza massima dopo un tempo di riscaldamento di 30 minuti.

<b>Rilevatore</b>	Rilevatore al silicio UV, a tenuta stagna
-------------------	---

<b>Filtro</b>	Filtro di protezione dalle interferenze, sviluppato per condizioni UV estreme
---------------	---

## Certificati e approvazioni

I certificati e le approvazioni attuali, disponibili per il prodotto, sono selezionabili tramite il Configuratore prodotto all'indirizzo [www.endress.com](http://www.endress.com):

1. Selezionare il prodotto utilizzando i filtri e il campo di ricerca.
2. Aprire la pagina del prodotto.
3. Selezionare **Configuration**.

## Informazioni per l'ordine

<b>Pagina del prodotto</b>	<a href="http://www.it.endress.com/ousaf46">www.it.endress.com/ousaf46</a>
----------------------------	--

<b>Configuratore prodotto</b>	1. <b>Configurare</b> : fare clic su questo pulsante nella pagina del prodotto.
	2. Selezionare <b>Extended selection</b> . ↳ Il configuratore si apre in una finestra separata.
	3. Configurare il dispositivo in base alle esigenze selezionando l'opzione desiderata per ogni caratteristica. ↳ In questo modo, sarà possibile generare un codice d'ordine valido e completo per il dispositivo.
	4. <b>Apply</b> : aggiungere al carrello il prodotto configurato.
	 Per molti prodotti, è possibile scaricare anche i disegni CAD o 2D della versione del prodotto selezionato.
5. <b>Show details</b> : aprire questa scheda per il prodotto nel carrello. ↳ Viene visualizzato il link al disegno CAD. Se selezionato, viene visualizzato il formato di visualizzazione 3D con l'opzione di scaricare vari formati.	

**Fornitura**

La fornitura comprende quanto segue, :

- Modulo lampada e rilevatore senza armatura a deflusso
- Modulo lampada e rilevatore montato sull'armatura a deflusso
- Istruzioni di funzionamento



Per ordinare il sensore insieme a un trasmettitore:

Se si seleziona l'opzione di taratura nel **Configuratore on-line per il trasmettitore**, il sistema di misura completo (trasmettitore, sensore, cavo) viene tarato in fabbrica e consegnato sotto forma di pacchetto unico.

- ▶ Per qualsiasi dubbio:  
contattare il fornitore o l'ufficio vendite locale.

## Accessori

Di seguito sono descritti gli accessori principali, disponibili alla data di pubblicazione di questa documentazione.

Gli accessori elencati sono tecnicamente compatibili con il prodotto nelle istruzioni.

1. Sono possibili limitazioni dell'abbinamento del prodotto con specifiche applicazioni.  
Verificare la conformità del punto di misura all'applicazione. Questo è responsabilità dell'operatore del punto di misura.
2. Prestare attenzione alle informazioni nelle istruzioni per tutti i prodotti, in particolare ai dati tecnici.
3. Per quelli non presenti in questo elenco, contattare l'ufficio commerciale o l'assistenza Endress+Hauser locale.

**Armatura a deflusso****OUA260**

- Armatura a deflusso per sensori igienici
- Per installazione del sensore in tubazioni
- È disponibile un'ampia gamma di materiali, connessioni al processo e lunghezze del percorso ottico
- Configuratore on-line sulla pagina del prodotto: [www.endress.com/oua260](http://www.endress.com/oua260)



Informazioni tecniche TI00418C

**CUA261**

- Adattatore VARIVENT per l'installazione in custodia VARINLINE
- Connessione al processo igienica, adatta per la pulizia (CIP) e la sterilizzazione (SIP) eseguite senza interrompere il processo
- È disponibile un'ampia gamma di materiali per la finestra e di lunghezze del percorso ottico
- Configuratore on-line sulla pagina del prodotto: [www.endress.com/cua261](http://www.endress.com/cua261)



Istruzioni di funzionamento BA01652C

**Cavo****Set di cavi CUK80**

- Cavi intestati e contrassegnati per la connessione dei sensori fotometrici e analogici
- Configuratore on-line sulla pagina del prodotto: [www.endress.com/cuk80](http://www.endress.com/cuk80)

**Taratura****Kit OUSA46 kit di ammodernamento EasyCal**

- Sistema brevettato, tracciabile NIST, per la taratura dei sensori ad assorbimento UV
- Codici d'ordine:
  - 254/280 nm: 71382018
  - 280/295 nm: 71382019
  - 280/313 nm: 71382020

**Asta di riferimento**

Codice d'ordine: 71108543



---



[www.addresses.endress.com](http://www.addresses.endress.com)

---