

Navodila za uporabo

Analizator TOC – CA79

Določanje celotnega organskega ogljika (TOC) v sledovih
Zmogljiva kompaktna naprava



Kazalo vsebine

1	O dokumentu	4	10	Diagnostika in odpravljanje napak	44
1.1	Opozorila	4	10.1	Zgodovina verzij firmvera	44
1.2	Simboli	4	11	Vzdrževanje	45
1.3	Simboli na napravi	4	11.1	Načrt vzdrževanja	45
1.4	Dokumentacija	4	11.2	Vzdrževalna opravila	45
2	Osnovna varnostna navodila	5	11.3	Odstranitev iz uporabe	50
2.1	Zahteve glede osebja	5	12	Popravila	51
2.2	Namenska uporaba	5	12.1	Nadomestni deli	51
2.3	Varstvo pri delu	5	12.2	Vračilo	51
2.4	Varnost obratovanja	5	12.3	Odstranitev	51
2.5	Varnost izdelka	6	13	Pribor	52
3	Prezemna kontrola in identifikacija izdelka	7	14	Tehnični podatki	53
3.1	Prezemna kontrola	7	14.1	Vhod	53
3.2	Identifikacija izdelka	7	14.2	Izhod	53
3.3	Obseg dobave	8	14.3	Tokovni izhodi, aktivni	53
4	Opis izdelka	9	14.4	Napajanje	54
4.1	Zgradba izdelka	9	14.5	Delovna karakteristika	54
4.2	Diagram procesa	10	14.6	Okolica	54
4.3	Razpored pinov priključne vtičnice	10	14.7	Proces	55
5	Vgradnja	13	14.8	Mehanska zgradba	55
5.1	Zahteve za vgradnjo	13	Kazalo		57
5.2	Vgradnja analizatorja	14			
5.3	Kontrola po vgradnji	16			
6	Električna priključitev	17			
6.1	Navodila za vezavo	17			
6.2	Priključitev analizatorja	17			
6.3	Zagotovitev stopnje zaščite	17			
6.4	Kontrola po priključitvi	17			
7	Možnosti posluževanja	18			
7.1	Pregled možnosti posluževanja	18			
7.2	Struktura in funkcije menija za posluževanje	18			
7.3	Dostop do menija za posluževanje na lokalnem displeju	19			
8	Prevzem v obratovanje	20			
8.1	Opombe v zvezi s prevzemom v obratovanje	20			
8.2	Kontrola delovanja	20			
8.3	Postopek prijave	20			
8.4	Konfiguriranje merilne naprave	20			
9	Posluževanje	43			

1 O dokumentu

1.1 Opozorila

Struktura informacij	Pomen
 NEVARNOST Vzroki (/posledice) Posledice v primeru neupoštevanja (če obstajajo) ► Ukrep	Ta simbol opozarja na nevarno situacijo. Če nevarne situacije ne preprečite, bo povzročila smrtne ali težke telesne poškodbe.
 OPOZORILO Vzroki (/posledice) Posledice v primeru neupoštevanja (če obstajajo) ► Ukrep	Ta simbol opozarja na nevarno situacijo. Če nevarne situacije ne preprečite, lahko povzroči smrtne ali težke telesne poškodbe.
 POZOR Vzroki (/posledice) Posledice v primeru neupoštevanja (če obstajajo) ► Ukrep	Ta simbol opozarja na nevarno situacijo. Če takšne situacije ne preprečite, lahko povzroči lažje do resnejše telesne poškodbe.
 OBVESTILO Vzrok/situacija Posledice v primeru neupoštevanja (če obstajajo) ► Ukrep/opomba	Ta simbol opozarja na situacije, ki lahko povzročijo materialno škodo.

1.2 Simboli

	Dodatne informacije, namig
	Dovoljeno
	Priporočeno
	Ni dovoljeno ali ni priporočeno
	Sklic na dokumentacijo naprave
	Sklic na stran
	Sklic na ilustracijo
	Rezultat posameznega koraka

1.3 Simboli na napravi

	Sklic na dokumentacijo naprave
---	--------------------------------

1.4 Dokumentacija

Naslednja navodila dopolnjujejo ta Navodila za uporabo in so na voljo na internetnih straneh izdelka:

 Tehnične informacije o analizatorju TOC – CA79, TI01623C

2 Osnovna varnostna navodila

2.1 Zahteve glede osebja

- Merilni sistem lahko vgradi, prevzame v obratovanje, upravlja in vzdržuje zgolj usposobljeno tehnično osebje.
- Tehnično osebje mora biti za izvajanje opravil pooblaščen s strani upravitelja postroja.
- Električno priključitev sme izvesti le izšolan električar.
- Tehnično osebje mora prebrati, razumeti in upoštevati ta navodila za uporabo.
- Napake, povezane z merilnimi točkami, lahko odpravi zgolj pooblaščen in posebej usposobljeno osebje.

 Popravila, ki niso opisana v navodilih za uporabo, sme izvesti le proizvajalec ali njegova servisna organizacija.

2.2 Namenska uporaba

Analizator je namenjen določanju celotnega organskega ogljika v ultračistih vodah, ki ustrezajo naslednjim pogojem:

- Prevodnost < 2 $\mu\text{S}/\text{cm}$
- Območje pH: nevtrarno

Kakršen koli način uporabe, ki za napravo ni bil predviden, ogroža varnost ljudi in merilnega sistema. Zato uporaba v druge namene ni dovoljena.

Proizvajalec ne odgovarja za škodo, ki nastane zaradi nepravilne ali nenamenske rabe.

2.3 Varstvo pri delu

Posluževalno osebje je odgovorno za zagotovitev skladnosti z naslednjimi varnostnimi predpisi:

- Smernice za vgradnjo
- Lokalni standardi in predpisi

Elektromagnetna združljivost

- Ta izdelek je bil preskušen v skladu z veljavnimi mednarodnimi standardi za elektromagnetno združljivost za industrijske aplikacije.
- Navedena elektromagnetna združljivost velja samo za izdelek, ki je priključen v skladu s temi Navodili za uporabo.

2.4 Varnost obratovanja

Pred prevzemom celotnega merilnega mesta v obratovanje:

1. Preverite vse povezave.
2. Prepričajte se, da električni kabli in cevni priključki niso poškodovani.

Postopek v primeru poškodovanih izdelkov:

1. Ne uporabljajte poškodovanih izdelkov. Če so izdelki poškodovani, poskrbite, da jih ne bo mogoče pomotoma uporabiti.
2. Poškodovane izdelke ustrezno označite.

Med obratovanjem:

- ▶ Če napake ni mogoče odpraviti:
prenehajte uporabljati izdelek in ga zavarujte pred nenačrtovanim zagonom.

2.5 Varnost izdelka

2.5.1 Najsodobnejša tehnologija

Naprava je izdelana v skladu z najsodobnejšimi varnostnimi zahtevami. Bila je preskušena in je tovarno zapustila v stanju, ki omogoča varno uporabo. Izdelek ustreza zadevnim predpisom in izpolnjuje mednarodne standarde.

2.5.2 Varnost informacijske tehnologije

Jamčimo zgolj za naprave, ki so vgrajene in uporabljane v skladu z navodili za uporabo . Naprava je opremljena z varnostnimi mehanizmi, ki jo ščitijo pred neželenimi spremembami nastavitvev.

Posluževalci morajo sami izvajati IT ukrepe, skladne z varnostnimi standardi lastnika naprave, ki so zasnovani za dodatno varovanje naprave in prenosa njenih podatkov.

3 Prezemna kontrola in identifikacija izdelka

3.1 Prezemna kontrola

1. Preverite, ali je embalaža nepoškodovana.
 - ↳ O morebitnih poškodbah embalaže obvestite dobavitelja. Poškodovano embalažo hranite, dokler zadeva ni rešena.
2. Preverite, ali je vsebina paketa nepoškodovana.
 - ↳ O morebitnih poškodbah vsebine paketa obvestite dobavitelja. Poškodovano blago hranite, dokler zadeva ni rešena.
3. Preverite, ali je obseg dobave popoln in nič ne manjka.
 - ↳ Primerjajte spremno dokumentacijo z vašim naročilom.
4. Za skladiščenje in prevoz morate izdelek zapakirati tako, da je zaščiten pred udarci in vlago.
 - ↳ Najboljšo zaščito predstavlja originalna embalaža. Upoštevajte dovoljene pogoje okolice.

V primeru kakršnih koli vprašanj se obrnite na svojega dobavitelja ali lokalnega distributerja.

3.2 Identifikacija izdelka

3.2.1 Tipska ploščica

Na tipski ploščici so naslednji podatki o vaši napravi:

- Identifikacija proizvajalca
- Kataloška koda (različica naprave)
- Serijska številka
- Razširjena kataloška koda
- Napajanje
- Stopnja zaščite
- (Dovoljeni) pogoji okolice

- Primerjajte podatke na tipski ploščici s svojim naročilom.

3.2.2 Identifikacija izdelka

Stran izdelka

www.endress.com/ca79

Razlaga podatkov v kataloški kodi

Kataloška koda in serijska številka vašega izdelka sta:

- Na tipski ploščici
- V dobavni dokumentaciji

Pridobivanje informacij o izdelku

1. Pojdite na naslov www.endress.com.
2. Uporabite iskalnik (simbol povečevalnega stekla): vnesite veljavno serijsko številko.
3. Sprožite iskanje (povečevalno steklo).
 - ↳ Odpre se pojavno okno s produktno strukturo.

4. Kliknite na pregled izdelka.
 - ↳ Odpre se novo okno. V njem boste našli informacije o svoji napravi, vključno z dokumentacijo izdelka.

3.2.3 Naslov proizvajalca

Endress+Hauser Conducta GmbH+Co. KG
Dieselstraße 24
70839 Gerlingen
Nemčija


3.3 Obseg dobave

V obseg dobave so vključeni:

- 1 analizator z naročeno konfiguracijo
 - 1 namestitveni komplet
 - 1 certifikat o kalibraciji
 - 1 certifikat o preizkusu ustreznosti sistema (SST)
 - 1 x navodila za uporabo
- Če imate vprašanja:
Obrnite se na svojega dobavitelja ali lokalnega distributerja.

4 Opis izdelka

4.1 Zgradba izdelka




A0046933

1 Zgradba izdelka

- 1 Glavno stikalo
- 2 Vrata USB
- 3 Displej
- 4 Analogni izhod 1
- 5 Analogni izhod 2
- 6 Ključavnica ohišja
- 7 Dovod medija, vzorec, navoj UNF ¼ – 28 (opcija)
- 8 Dovod medija 1, navoj UNF ¼ – 28
- 9 Dovod medija 2, navoj UNF ¼ – 28 (opcija)
- 10 Dovod medija 3, navoj UNF ¼ – 28 (opcija)
- 11 Odvod medija, odpadni medij, navoj UNF ¼ – 28
- 12 Ohišje ventilatorja s filternim vložkom
- 13 Kabelska uvodnica za napajanje

4.2 Diagram procesa




A0046935

2 Diagram procesa

- 1 Odpadni medij
 2 Vzorec
 3 Vhod 1
 4 Vhod 2
 5 Vhod 3
 6 Črpalka
 V1 - Ventil 1, ventil 2 (opcija) in ventil 3 (opcija)
 V3
 LF1 - Senzorji prevodnosti in temperature
 LF2
 UV UV žarnica (12 V DC)

4.3 Razpored pinov priključne vtičnice

4.3.1 Razpored pinov priključne vtičnice (sistem z eno priključno vtičnico)

Vtičnica	Pin	Opis
	1: 4 (0) - 20 mA (GND) 2: 4 (0) - 20 mA (+)	TOC (od 0 do nastavljene meje)
	3: 4 (0) - 20 mA (GND) 4: 4 (0) - 20 mA (+)	Sprememba (Δ) prevodnosti (od 0 do nastavljene meje)
	5: rele 6: rele	Signalizacija zbirne napake ali prekoračitev mejne vrednosti, odvisno od izbrane možnosti

Pin 1/2: Posreduje analogni signal 4–20 mA za javljanje izmerjene vrednosti TOC z vrednostjo od 0 do nastavljene meje (ta se konfigurira v meniju **Settings**, na zavihku **Options 1**).

Pin 3/4: Posreduje analogni signal 4–20 mA za javljanje sprememb (Δ) v prevodnosti z vrednostjo od 0 do nastavljene meje v $\mu\text{S}/\text{cm}$ (ta se konfigurira v meniju **Settings**, na zavihku **Service 1**, ¹⁾).

Pin 5/6: Deluje kot vklopni kontakt (NO) v primeru prekoračitve nastavljene mejne vrednosti za TOC ali prevodnost ob izbiri možnosti "analogni izhod", oziroma kot izklopni kontakt (NC) ob izbiri možnosti signalizacije zbirne napake v primeru izpada napajanja,


1) potrebno je servisno geslo

kot odziv na netesnost sistema, pri okvari žarnice ali senzorja tlaka, ali če je na enem od senzorjev prevodnosti prekoračen razpon.

Merjena vrednost se posodablja vsako minuto. Med postopkom kalibriranja ali preizkusom ustreznosti sistema (SST) je prikazana zadnja izmerjena vrednost, dokler se ne izvede nova meritev.

4.3.2 Razpored pinov priključnih vtičnic (sistem z dvema priključnima vtičnicama)

Izhod 1


Vtičnica	Pin	Opis
	1: 4 (0) - 20 mA (GND) 2: 4 (0) - 20 mA (+)	TOC 1 (od 0 do nastavljene meje)
	3: 4 (0) - 20 mA (GND) 4: 4 (0) - 20 mA (+)	Sprememba (Δ) prevodnosti (od 0 do nastavljene meje)
	5: rele 6: rele	Signalizacija zbirne napake ali prekoračitev mejne vrednosti, odvisno od izbrane možnosti

Pin 1/2: Posreduje analogni signal 4–20 mA za javljanje izmerjene vrednosti TOC na vhodu za odvzemanje VZORCEV z vrednostjo od 0 do nastavljene meje (ta se konfigurira v meniju **Settings**, na zavihku **Options 1**).

Pin 3/4: Posreduje analogni signal 4–20 mA za javljanje sprememb (Δ) v prevodnosti z vrednostjo od 0 do nastavljene meje v $\mu\text{S}/\text{cm}$ (ta se konfigurira v meniju **Settings**, na zavihku **Service 1**, ²⁾).

Pin 5/6: Deluje kot vklopni kontakt (NO) v primeru prekoračitve nastavljene mejne vrednosti za TOC ali prevodnost ob izbiri možnosti "analogni izhod", oziroma kot izklopni kontakt (NC) ob izbiri možnosti signalizacije zbirne napake v primeru izpada napajanja, kot odziv na netesnost sistema, pri okvari žarnice ali senzorja tlaka, ali če je na enem od senzorjev prevodnosti prekoračen razpon.

Izhod 2

Vtičnica	Pin	Opis
	1: 4 (0) - 20 mA (GND) 2: 4 (0) - 20 mA (+)	TOC 2 (od 0 do nastavljene meje)
	3: 4 (0) - 20 mA (GND) 4: 4 (0) - 20 mA (+)	TOC 3 (od 0 do nastavljene meje)
	5: Krmilnik (GND) 6: Krmilnik (+)	Vhod krmilnika/sprožilec za napajanje 24 V DC

Pin 1/2: Posreduje analogni signal 4–20 mA za javljanje izmerjene vrednosti TOC na VHODU 2 z vrednostjo od 0 do nastavljene meje (ta se konfigurira v meniju **Settings**, na zavihku **Options 1**).

Pin 3/4: Posreduje analogni signal 4–20 mA za javljanje izmerjene vrednosti TOC na VHODU 3 z vrednostjo od 0 do nastavljene meje (ta se konfigurira v meniju **Settings**, na zavihku **Options 1**).

2) potrebno je servisno geslo


Pin 5/6: Vhod zunanjega krmilnika/sprožilec; meritev se izvaja, ko je napetost prisotna, in se prekine, ko napetost znaša 0 V.

Merjena vrednost se posodablja vsako minuto. Med postopkom kalibriranja ali preizkusom ustreznosti sistema (SST) je prikazana zadnja izmerjena vrednost, dokler se ne izvede nova meritev.

5 Vgradnja

5.1 Zahteve za vgradnjo

5.1.1 Mere




A0046932

 3 Dimenzije v mm (in)

5.1.2 Možnosti vgradnje

Analizator je namenjen namestitvi na pult ali montaži na steno.

-  Na naslednji skici so prikazana mesta slepih kovičnih matic na zadnji strani ohišja. Uporabite jih lahko za pritrditev montažnega nosilca. Nosilec za montažo na steno ni priložen.



A0047197

4 Zadnja stran ohišja

1 Slepa kovična matica

5.2 Vgradnja analizatorja

⚠ OPOZORILO

Naprava je pod električno napetostjo!

Nevarnost električnega udara!

- ▶ Analizatorja ne priklapljajte na električno omrežje, dokler ne končate z montažnimi deli in ne priključite vseh medijev.
- ▶ Upoštevajte navodila v poglavju "Električna vezava".

5.2.1 Postopek vgradnje

Montaža na pult

1. Analizator postavite na ravno površino, ki ni izpostavljena tresljajem.
2. Odprite sprednja vratca ohišja in preverite morebitno prisotnost vidnih znakov poškodb na notranji zgradbi.
3. Preverite vse vgrajene povezave za medije. Cevi ne smejo biti prepognjene ali poškodovane.

4. Preverite vse priključke povezav za medije in se prepričajte, da so trdno nameščeni (zategnite z roko).
5. Po vizualnem pregledu sledi priključitev cevi za odvzemanje vzorcev ter cevi za odpadni medij sistema za merjenje vsebnosti TOC. Pomembno je, da so cevi čim krajše in pri krajšanju odrezane ravno, pod pravim kotom s cevnim rezalnikom.


Montaža na steno

1. Odprite sprednja vratca ohišja in preverite morebitno prisotnost vidnih znakov poškodb na notranji zgradbi.
2. Preverite vse vgrajene povezave za medije. Cevi ne smejo biti prepognjene ali poškodovane.
3. Preverite vse priključke povezav za medije in se prepričajte, da so trdno nameščeni (zategnite z roko).
4. Po vizualnem pregledu sledi priključitev cevi za odvzemanje vzorcev ter cevi za odpadni medij sistema za merjenje vsebnosti TOC. Pomembno je, da so cevi čim krajše in pri krajšanju odrezane ravno, pod pravim kotom s cevnim rezalnikom.
5. Na montažni nosilec montirajte ohišje.
6. Na steno montirajte ustrezen montažni nosilec.

Električna vezava

1. Priključite signalne izhode → 10.
2. Priključite električni vtič v vtičnico (240 V, 50/60 Hz ali opcijsko 100 V, 50/60 Hz).

5.2.2 Priključitev medijev



5 Analizator, desni panel

1 Analogni izhod 1	4 Vhod 1	7 Odpadni medij
2 Analogni izhod 2	5 Vhod 2 (opcija)	8 Električno napajanje
3 Vzorec	6 Vhod 3 (opcija)	

Izhod vzorca iz analizatorja

Odtokanje vzorcev (odpadnih vzorcev) je speljano po gibki cevi.

- Gibko cev speljite tako, da bo izključena možnost nastanka povratnega tlaka.

5.3 Kontrola po vgradnji

1. Preverite brezhibnost in tesnjenje vseh povezav.
2. Preglejte vse gibke cevi glede poškodb.
 - ↳ Poškodovane gibke cevi zamenjajte.

6 Električna priključitev

6.1 Navodila za vezavo

OPOZORILO

Naprava je pod električno napetostjo!

Nevarnost električnega udara! Omrežni filter, prenapetostni modul in glavno stikalo ostanejo povezani z električnim omrežjem tudi takrat, ko je glavno stikalo izključeno!

- ▶ Napravo odklopite iz električnega omrežja (izvlecite električni vtič).
- ▶ Pred priključitvijo na omrežje se prepričajte, da se napajalna napetost ujema z napetostjo na tipski ploščici.
- ▶ Poskrbite, da bo analizator ustrezno ozemljen prek povezave z električnim omrežjem.
- ▶ Pred električno vezavo preverite, ali tovarniško nameščeni napajalni kabel izpolnjuje lokalne in nacionalne predpise o električni varnosti.

6.2 Priključitev analizatorja

- ▶ Priključite električni vtič v vtičnico (240 V, 50/60 Hz ali opcijsko 100 V, 50/60 Hz).

6.3 Zagotovitev stopnje zaščite

Mehanska in električna priključitev dobavljenih naprav je dovoljena samo v obsegu, ki je opisan v teh navodilih in potreben za predvideni namen uporabe.

- ▶ Pri izvajanju del je potrebna ustrezna skrb.

V nasprotnem primeru ni več mogoče zagotoviti različnih vrst zaščite izdelka (zaščita pred vdorom (IP), električna varnost, odpornost proti motnjam EMZ), npr. če niso nameščeni vsi pokrovi ali če so vodniki zrahljani oz. niso dobro pritrjeni.

6.4 Kontrola po priključitvi


Po električni vezavi opravite naslednje kontrole:

Stanje naprave in specifikacije	Opomba
Ali so kabli nepoškodovani od zunaj?	Vizualni pregled

Električna vezava	Opomba
Ali napajalna napetost povezanega pretvornika ustreza podatku na tipski ploščici?	240 V AC 50/60 Hz 100 V AC 50/60 Hz
Ali so tokovni izhodi zaščiteni in povezani?	
Ali so priključni kabli mehansko razbremenjeni?	
Ali so različni kabli pravilno ločeni eden od drugega?	Napajalni in signalni kabli morajo biti po celotni poti speljani ločeno eden od drugega. Idealno je, če so speljani po ločenih kabelskih kanalih.
Ali so kabli pravilno speljani, brez zank in tako, da se ne križajo?	
Ali so napajalni kabel in signalni kabli priključeni pravilno in v skladu z vezalnim načrtom?	

7 Možnosti posluževanja

7.1 Pregled možnosti posluževanja



A0047049


6 Posluževalni elementi

- 1 Glavno stikalo
- 2 Vrata USB
- 3 Zaslon na dotik

7.2 Struktura in funkcije menija za posluževanje

Analizator ponuja naslednje menije:

- Measure online
- Viewer (zgodovina)
- Qualification (kalibracija, preizkus ustreznosti sistema [SST])
- System (servis)
- Settings (napredne nastavitve in servis)
- User management



A0046942

7.3 Dostop do menija za posluževanje na lokalnem displeju

Gumb	Funkcija
Measure	▶ Pritisnite gumb. ↳ Začne se meritev vsebnosti TOC.
Viewer	▶ Pritisnite gumb. ↳ Odpre se meni Viewer. Meni omogoča pregledovanje vseh izmerjenih vrednosti celotnega organskega ogljika (TOC).
Qualification	▶ Pritisnite gumb. ↳ Odpre se meni Qualification. Meni omogoča izbiro različnih funkcij.
System	▶ Pritisnite gumb. ↳ Odpre se meni System. Meni omogoča izvajanje kontrole delovanja večine najpomembnejših komponent.
Settings	▶ Pritisnite gumb. ↳ Odpre se meni Settings. Meni omogoča nastavitve parametrov naprave.
User management	▶ Pritisnite gumb. ↳ Odpre se meni User management. Meni omogoča urejanje uporabniških nastavitev.

8 Prevzem v obratovanje

8.1 Opombe v zvezi s prevzemom v obratovanje

Po vsakem vnovičnem zagonu analizatorja in pred vsakim zagonom programske opreme TOC morate preveriti sistemski čas. Po potrebi popravite sistemski čas in dokumentirajte kontrolo.

8.2 Kontrola delovanja

Nepravilna vrsta ali izvedba priključkov gibkih cevi povzroči puščanje tekočin in posledično škodo!

- ▶ Preverite vse povezave in se prepričajte, da so pravilno izvedene.
- ▶ Še posebej natančno preverite vse priključke gibkih cevi in se prepričajte, da so varni in da ne more priti do uhajanja tekočin.

Neustrezno električno napajanje poškoduje napravo!

- ▶ Prepričajte se, da se napajalna napetost ujema z napetostjo na tipski ploščici.

8.3 Postopek prijave

Za prijavo potrebujete račun in geslo.

1. Vnesite uporabniško številko "ID" **install**.
2. Pritisnite gumb **Login**.
3. Vnesite geslo **default**.
4. Pritisnite gumb **Login**.
 - ↳ Vnesti morate novo geslo.
5. Vnesite novo geslo in potrdite.

Več informacij o upravljanju uporabnikov: →  37

8.4 Konfiguriranje merilne naprave


8.4.1 Izvajanje meritev

 Pred prvim prevzemom v obratovanje je treba izvesti najmanj 30-minutni postopek spiranja (merjenje). V primeru večje onesnaženosti je treba spiranje (merjenje) nadaljevati, dokler niso dosledno prikazane enake vrednosti.

1. Pritisnite gumb **Measure** v glavnem meniju.
 - ↳ Odpre se pojavno okno.
2. Pritisnite gumb **Yes**.
 - ↳ Sproži se program spiranja sistema za pripravo na meritve skupnega organskega ogljika (TOC).
3. Spremenite časovni interval:
Izberite časovni interval s pritiskom na ustrezní gumb pod diagramom.
4. Priključite zgodovino:
Pritisnite gumb **Viewer** v glavnem meniju.
 - ↳ Odpre se meni **Viewer** in prikaže se zgodovina →  23. Pri tem se postopek merjenja ne prekine.

5. Prekinitev merjenja:
Zapustite meni **Measure**.


Ko je postopek spiranja končan, se začnejo meritve izvajati samodejno. Na displeju se prikažejo vrednosti za skupni organski ogljik (TOC), prevodnost in temperaturo. Izmerjene vrednosti so prikazane v diagramu na desni strani. Če vrednost za vsebnost TOC ali prevodnost preseže nastavljeno mejno vrednost, se izmerjena vrednost prikaže v rdeči barvi. Poleg tega je prek analognega izhoda posredovano opozorilo (opcija). Mejna vrednost je lahko prikazana z rdečo črto v diagramu.



A0050163

Opozorila

Če vrednost za TOC in/ali prevodnost preseže nastavljeno mejo, se izmerjena vrednost prikaže z rdečimi števki. Poleg tega je prek digitalnega izhoda posredovano opozorilo (opcija). Mejna vrednost je lahko prikazana z rdečo črto v diagramu.




A0050164

7 Prekoračitev razpona merjenja

Netesnost v sistemu

Če je v sistemu zaznana netesnost, analizator samodejno prekine meritve in zapre ventil 1. Ko je netesnost najdena in odpravljena, analizator znova začne z meritvami (samo če je omogočena možnost **Continue after error** v meniju **Settings**, na zavihku **Options 2**)

→ 30. Senzor uhajanja v sistemu je treba pred tem dobro posušiti. Senzor uhajanja je nameščen na podnožju naprave na desni strani.



A0050165

8 Netesnost v sistemu

Prešibka jakost UV svetlobe


Če je jakost UV žarnice prešibka ali če je UV žarnica pokvarjena, analizator samodejno prekine meritve in prikaže se sporočilo **UV lamp broken**. V tem primeru je potrebna nova UV reakcijska komora.

⚠ OPOZORILO

Vir sevanja s kratkovalovnimi UV žarki!

Ob nepravilnem rokovanju lahko pride do hujših poškodb oči in kože!

- ▶ Pred izvajanjem del na reakcijski komori vedno najprej ustavite delovanje naprave in jo odklopite od napajanja!
- ▶ Reakcijsko komoro vedno zamenjajte kot kompleten sestav!
- ▶ Poškodovane reakcijske komore odstranite iz uporabe!
- ▶ Reakcijske komore nikoli ne odpirajte zaradi menjave posameznih komponent!
- ▶ Prepričajte se, da je izolacija koncev reakcijske komore brezhibna (nepoškodovane termoskrčljive cevke)!



9 Sporočilo o napaki na UV senzorju

A0050166


Napaka pri odvzemu vzorcev

To opozorilno sporočilo se lahko pojavi samo v primeru opcije **Detection inlet pressure sample** (Zaznavanje tlaka na dovodu za odvzem vzorcev). Če se prikaže to sporočilo, je senzor zaznal sklenjen vhod.

- ▶ Kontrolirajte dovod medija v napravo.

8.4.2 Viewer

Ta meni omogoča pregledovanje vseh izmerjenih vrednosti celotnega organskega ogljika (TOC). Podatki so izbrani in prikazani glede na datum, ki ga določite.



A0046962

10 Meni pregledovalnika "Viewer"

Podatke lahko izberete na naslednji način:

1. Določite želeni način predizbora (npr.: **Online**).
2. Izberite datum z možnostjo **Selected date**.
3. Izberite datoteko z možnostjo **Selected data file**.
 - ↳ Izbrane informacije so prikazane v diagramu na desni strani. Uporabnik lahko uporabi zavihek **Chart** ali **Table** za prehod med prikazom informacij v diagramu ali tabeli.

Datoteka z zgodovino je seznam, ki se sproti posodablja in opravlja funkcijo dnevnika, vsebuje pa vse podatke o prijavah, napakah in opravljenih kalibracijah/preizkusih ustreznosti sistema (zaključenih uspešno/neuspešno).

Poleg tega lahko podatke prek tega menija izvozite in natisnete (če ima sistem WINDOWS® nameščen tiskalnik).


8.4.3 Qualification

Meni omogoča izbiro naslednjih dveh funkcij:

- Calibration
- SST (preizkus ustreznosti sistema)

Možnost izberete prek spustnega seznama.


Skozi posamezne funkcije vas vodijo različna obvestila in sporočila.



11 Meni Qualification

Kalibracija in prilagoditev

Za izvedbo postopka kalibriranja je treba meritve prekiniti. Sistem od uporabnika zahteva, naj zagotovi potrebne raztopine. Koncentracija raztopine je navedena v meniju **Settings** → 30.




12 Sporočilo "Zagotovite potrebno raztopino"

i Sistem je treba vklopiti eno uro pred začetkom postopka kalibriranja, da se doseže primerno delovno temperaturo. Pred tem morajo biti kalibracijske raztopine segrete najmanj na sobno temperaturo. Če je ob začetku merjenja prikazana temperatura nižja od 18 °C, je treba merjenje prekiniti in počakati, da raztopine dosežejo vsaj sobno temperaturo. Najprimernejše temperaturno območje za začetek postopka kalibriranja je med 20 in 25 °C.

Izvedba kalibracije na napravi z opcijo "Preizkus ustreznosti sistema, ročni način"

1. Priklopite kalibracijsko raztopino z ustrezno koncentracijo saharoze na VHOD 1.
 - ↳ Postopek kalibriranja se izvede polsamodejno ob upoštevanju vseh nastavljenih parametrov v meniju **Settings** → 30. Po ponovljenih meritvah saharozne raztopine se sistem ustavi in prikaže se pojavno okno z zahtevo, da je treba na VHOD 1 priklopiti vodno raztopino.
2. Na VHOD 1 priklopite vodno raztopino.

3. Zaprite pojavno okno s pritiskom na gumb **OK**.
 - ↳ Prikaže se pojavno okno z rezultati kalibracije.




A0046949

 13 Pojavno okno s kalibracijskim faktorjem

4. Pritisnite gumb **Yes** za potrditev rezultata.
 - ↳ Če se odločite, da ne boste uporabili novega kalibracijskega faktorja, bo v uporabi ostal prejšnji kalibracijski faktor. Kalibracijski faktor mora biti v območju med 0,11 in 0,21 ppb/nS. Vsako odstopanje mora biti manjše od 2 %.

Izvedba kalibracije na napravi z opcijo "Preizkus ustreznosti sistema, avtomatizirani način"


1. Priklopite kalibracijsko raztopino z ustrezno koncentracijo saharoze na VHOD 2 (priključek črne barve).
2. Na VHOD 3 (priključek modre barve) priklopite vodno raztopino.
 - ↳ Postopek kalibriranja se izvede samodejno ob upoštevanju vseh nastavljenih parametrov v meniju **Setting** →  30. Po ponovitvi vseh meritev se sistem ustavi. Prikaže se pojavno okno z rezultati kalibracije.



A0046949

 14 Pojavno okno s kalibracijskim faktorjem

3. Pritisnite gumb **Yes** za potrditev rezultata.
 - ↳ Če se odločite, da ne boste uporabili novega kalibracijskega faktorja, bo v uporabi ostal prejšnji kalibracijski faktor.




15 Kalibracijska krivulja

- 1 Faktorji in R^2
- 2 Kalibracijska krivulja
- 3 Seznam izmerjenih vrednosti

i Priporočamo, da serijo meritev trikrat ponovite. Standardna količina je 500 ml, kar zadošča za večkratne meritve. Rezultati v seriji meritev morajo biti konstantni in med njimi ne sme biti večjega odstopanja.

Preizkus ustreznosti sistema (SST)

Za izvedbo preizkusa ustreznosti sistema (SST) je treba meritve prekiniti.



16 Sporočilo "Zagotovite potrebne raztopine za SST"


i Sistem je treba vklopiti eno uro pred začetkom preizkusa ustreznosti sistema, da se doseže primerno delovno temperaturo. Pred tem morajo biti raztopine za preizkus SST segrete najmanj na sobno temperaturo. Če je ob začetku merjenja prikazana temperatura nižja od 18 °C, je treba merjenje prekiniti in počakati, da raztopine za preizkus SST dosežejo vsaj sobno temperaturo. Najprimernejše temperaturno območje za začetek preizkusa SST je med 20 in 25 °C.

Izvedba preizkusa ustreznosti sistema na napravi z opcijo "Preizkus ustreznosti sistema, ročni način"

1. Priklopite raztopino za preizkus SST z ustrezno koncentracijo saharoze na VHOD 1.
 - ↳ Preizkus SST se izvede polsamodejno ob upoštevanju vseh nastavljenih parametrov v meniju **Settings** → 30.
 - Po ponovljenih meritvah se sistem ustavi in prikaže se pojavno okno z zahtevo, da je treba na VHOD 1 priklopiti benzokinonsko raztopino.
2. Na VHOD 1 priklopite benzokinonsko raztopino.
3. Zaprite pojavno okno s pritiskom na gumb **OK**.
 - ↳ Postopek je treba ponoviti z uporabo vodne raztopine.

Izvedba preizkusa ustreznosti sistema na napravi z opcijo "Preizkus ustreznosti sistema, avtomatizirani način"

1. Priklopite raztopino za preizkus SST z ustrezno koncentracijo benzokinonske raztopine na VHOD 1 (prikluček rdeče barve).
2. Na VHOD 2 (prikluček črne barve) priklopite saharozno raztopino.
3. Na VHOD 3 (prikluček modre barve) priklopite vodni medij.
 - ↳ Preizkus SST se izvede samodejno.
 - Po ponovitvi vseh meritev se sistem ustavi.
 - Prikaže se rezultat preizkusa SST, ki ga morate potrditi.
4. Pritisnite gumb **Yes** za potrditev rezultata.
 - ↳ Na pojavnem oknu se prikaže rezultat preizkusa ustreznosti sistema, če je bil ta uspešen ali neuspešen (passed/failed).



17 Prikaz rezultata preizkusa


Če preizkus SST ni bil uspešen (failed), je treba preveriti raztopine za kalibracijo in preizkus SST, nato pa preizkus SST ponoviti.

Priporočamo, da serijo meritev trikrat ponovite. Standardna količina je 500 ml, kar zadošča za večkratne meritve. Rezultati v seriji meritev morajo biti konstantni in med njimi ne sme biti večjega odstopanja.

8.4.4 Sistem

Meni omogoča izvajanje kontrole delovanja naslednjih komponent:

- Zagon črpalke (normalna hitrost < ali povečana hitrost <<<)
- Izklop ventilov
- Vkllop UV reakcijske komore
- UV senzor (zaznavanje jakosti svetlobe UV žarnice)
- Preverjanje signalov senzorja (C1/C2)
- Preverjanje statičnega tlaka (opcija)³⁾
- Senzor uhajanja
- Ponastavitev delovnih ur (črpalka)
- Ponastavitev delovnih ur (UV žarnica)
- Preverjanje analognih izhodov
- Preverjanje digitalnih izhodov



18 Meni System

Za spremembo stanja črpalke, ventilov (V1, V2, V3) in UV žarnice je treba pritisniti ustrezeni simbol.

Ob pritisku na gumb **Graph** → 28 se prikaže diagram z naslednjimi vrednostmi:

- Izmerjeni vrednosti C1 in C2
- Razlika med vrednostmi C1 in C2
- Temperaturi T1 in T2


Dostop do servisnega področja omogoča gumb **Service**. To področje je zaščiteno z geslom (servisno geslo, namenjeno samo serviserjem).

Prehod na glavni meni

1. Pritisnite gumb **Save & Exit**.
↳ Prikaže se pojavno okno.
2. Pritisnite ustrezeni gumb v pojavnem oknu.
3. Če sta bila zamenjana cev črpalke ali UV reakcijska komora:
Pritisnite gumb **Yes**.
↳ Delovne ure so s tem ponastavljene.

Ob izhodu iz menija se prikaže pojavno okno. Analizator shrani vse nastavitve po nekaj sekundah.

3) Če je nameščeno in omogočeno v meniju Settings, v nasprotnem primeru je prikazano prazno polje.



A0046960

19 Diagram

i Vsako krivuljo vrednosti v diagramu lahko vključite ali izključite s posameznimi barvnimi gumbi.


S pritiskom na gumb **Reset** se ponastavijo vse krivulje v diagramu.

8.4.5 Settings

Meni omogoča nastavitve parametrov naprave.

License: omogoča možnosti licenciranja. Namenjeno je samo trgovcem oz. prodajnim partnerjem.

Service: omogoča dodatne možnosti za pooblaščen osebe (Service 1–3).



A0046963

20 Meni Settings

Prek zavihka **Options 1** lahko spreminjate naslednje nastavitve:

Nastavitev	Opis
ppb limit (ppb)	Ta omejitev določa maksimalno vrednost, pri kateri se vklopi izhodni signal za zaznavo mejne vrednosti. Tukaj je navedena tudi maksimalna vrednost skaliranja izhodov 4-20 mA. Prikazana vrednost torej ustreza vrednosti 20 mA.
Rinse qualification (sec)	Ta vrednost določa čas spiranja (v sekundah), v katerem se odvzame vzorec med preizkusom SST ali kalibracijskim postopkom (priporočena je vrednost 300 sekund).
Rinse measurement (sec)	Ta vrednost določa čas spiranja (v sekundah), v katerem se odvzame vzorec ob začetku postopka merjenja (priporočena je vrednost 300 sekund).
Standard (ppb)	To vrednost lahko uporabite za določitev vsebnosti celotnega organskega ogljika (TOC), kot privzeta vrednost za kalibracijski postopek (priporočena je vrednost 1000 ppb).
Repetition	Ta vrednost določa število ponovitev v preizkusu SST ali kalibracijskem postopku (priporočenih je 5 ponovitev).
Interval List	S tem gumbom odprete urejevalnik intervalnega načina (opcija) → 34

Prek zavihka **Options 2** lahko omogočite ali onemogočite naslednje hardverske komponente:

Nastavitev	Opis
Trigger input [ON/OFF]	Ta možnost omogoča uporabo prožilnega vhoda. Prožilni vhod zagotavlja zagon in zaustavitev sistema prek zunanega kontakta. Analizator deluje, dokler je kontakt v sklenjenem stanju (opcija).
Pressure sensor	Analizator lahko z uporabo senzorja tlaka nadzira tlak na izbranem vhodu. V primeru zaznave podtlaka (vakuumu) so meritve prekinjene. Če je pozneje zaznan zadosten tlak za odvzem vzorca, se meritve lahko nadaljujejo (z vključeno funkcijo Continue after error). Mejne vrednosti lahko nastavite na zavihku Service 1 (na voljo pri opciji "Detection inlet pressure sample" – Zaznavanje tlaka na dovodu za odvzem vzorcev).
Leakage sensor	Ta možnost omogoča vklop in izklop senzorja uhajanja.
UV sensor	Ta možnost omogoča vklop in izklop senzorja v UV reakcijski komori.
Calibr. single port	V primeru uporabe standardnega analizatorja, ali če vrata za preizkus SST in kalibracijo niso na voljo zaradi nastavitve intervalnega načina, lahko to možnost uporabite za vsiljeno klasifikacijo zgolj na enih vratih (vhod 1). Obdelava klasifikacije se v tem primeru izvede zaporedoma in na zahtevo uporabnika.
Continue after error	Če se med meritvami pojavi kakšna napaka, je meritev v teku začasno prekinjena. Po odpravi napake (npr. podtlak v merilni cevi) ta možnost omogoča samodejno nadaljevanje prekinjene meritve. Pred tem se ponovno izvede spiranje naprave.
Show compensated cond.	Vrednost za prevodnost v pogledu meritev lahko spremenite iz kompenziranih vrednosti temperature v nekompenzirane vrednosti.

Prek zavihka **Service 1** lahko nastavite naslednje parametre:

Nastavitev	Opis
Temperature-Offset C1 [°C]	Ta vrednost določa odklik senzorja temperature C1.
Temperature-Offset C2 [°C]	Ta vrednost določa odklik senzorja temperature C2.
Temperature limit [°C]	Ta vrednost določa temperaturno mejo; v primeru prekoračitve te meje je posredovano opozorilo.
Fast pump speed	Ta vrednost določa hitrost, s katero se izvaja postopek spiranja.

Nastavitev	Opis
Record pause (puse x2 = delaytime)	Ta vrednost določa intervale beleženja izmerjenih vrednosti v dnevniško datoteko. Vrednost 1 ustreza 2 sekundam.
Max. limit conductivity [µS]	Ta vrednost določa mejo prevodnosti; v primeru prekoračitve te meje je posredovano opozorilo.
Accuracy TOC value	Ta vrednost določa število decimalnih mest za prikazovanje vrednosti celotnega organskega ogljika (TOC).
Underpressure limit [bar]	To vrednost zahteva možnost Senzor tlaka . Določa vhodni tlak, pri katerem se prikaže napaka.
Underpressure restart [bar]	To vrednost zahteva možnost Senzor tlaka . Določa tlak, pri katerem se meritev nadaljuje, potem ko je podtlak odpravljen.

Prek zavihka **Service 2** lahko nastavite naslednje parametre:


Nastavitev	Opis
Use analog output [ON / OFF]	Tukaj lahko vključite ali izključite analogni izhod.
4 Channels(analo g output)	Če je sistem opremljen z opcijo Interval in štirimi analognimi izhodi, lahko tukaj vključite analogne izhode za vsebnosti TOC 2 in TOC 3 v primeru dodatne priključitve.
0-20 mA (analog output)	Če je sistem opremljen z opcijo 0-20 mA , se ta nastavi tukaj. V nasprotnem primeru lahko pri skaliranju vrednosti TOC pride do neustreznih analognih signalov. Informacije o funkcijah sistema so navedene v končnem poročilu preizkusa.
Idle analog output value (only with 0-20 mA option)	Z opcijo 0-20 mA lahko sistem prevzame katero koli vrednost, če se meritve ne izvajajo. Priporočena je vrednost 3,7 mA v skladu s standardom Namur NE43.
Hold the last analog output value	Če se vrednosti merijo v intervalnem načinu, lahko s to možnostjo določite, da ob spremembi merilnih vhodov signali analognega izhoda vedno ostanejo na zadnji izmerjeni vrednosti, tudi če ne poteka nobena meritev.

Prek zavihka **Service 3** lahko nastavite naslednje parametre:

Nastavitev	Opis
UV-Limit	Ta vrednost določa najdaljše časovno obdobje, preden je posredovano opozorilo, če čas delovanja UV žarnice preseže to mejo.
Pump limit	Ta vrednost določa najdaljše časovno obdobje, preden je posredovano opozorilo, če čas delovanja črpalke preseže to mejo.
Valves	Ta vrednost določa število ventilov, s katerimi je analizator opremljen. To vrednost je treba tukaj pravilno določiti. V nasprotnem primeru lahko pride do nepravilnosti pri izbiri vhodov za kalibracijo in intervalni način.
Universal digital output	Če je analizator opremljen z univerzalnim digitalnim izhodom, lahko s to možnostjo nastavite sistemske dogodke, pri katerih se bo sprožil preklap izhoda. Fault – Izhod se med meritvami zapre in se odpre v stanju pripravljenosti ali ob pojavu napake. Limit – Izhod spremeni stanje ob prekoračitvi mejne vrednosti za vsebnost TOC ali prevodnost. Fault+limit – Izhod se med meritvami zapre in se odpre v stanju pripravljenosti, ob pojavu napake ali ob prekoračitvi mejne vrednosti za vsebnost TOC ali prevodnost.
Automatic report	Ob koncu dneva (opolnoči) se samodejno natisne poročilo na nameščenem in privzetem tiskalniku sistema.

8.4.6 Funkcija Autostart

Če je delovanje sistema med meritvami prekinjeno (na primer zaradi izpada napajanja), se ob ponovnem zagonu sistema prikaže okno **Autostart**. Če uporabnik ne izključi funkcije samodejnega zagona s pritiskom na gumb **Deactivate autostart**, se prekinjena meritev znova začne.



A0046966

21 Okno Autostart

Izključitev in vključitev funkcije za samodejni zagon


1. Odprite meni **Settings**.
2. Izberite zavihek **Options 2**.
3. Z nastavitvijo **Continue after error** → 30 vključite ali izključite funkcijo samodejnega zagona.



V povezavi s sprožilcem sistem začne z meritvami le, če je prisoten tudi ustrezen vhodni signal.

8.4.7 Postopek zaustavitve

1. Odprite glavni meni.



A0046942

22 Glavni meni

2. Pritisnite gumb **Quit**.
 - Prikaže se okno za identifikacijo. Za izklop sistema je treba izvesti naslednje korake (možno samo s servisno številko "ID").
3. Vnesite uporabniško določeno geslo.

4. Pritisnite gumb "OK" v oknu za prijavo.

i S pritiskom tipke za potrditev vnosa "Enter" na priključeni tipkovnici ali s premikom miške v naslednjo vrstico bo prišlo do napake pri prijavi.

Ko zaprete različne strani, se prikaže pojavno okno. Počakajte pribl. 30 sekund, da se shranijo vsi podatki.

Ko zaprete računalniški program in zaustavite operacijski sistem Windows, lahko izklopite napravo z uporabo glavnega stikala.

8.4.8 Shranjevanje izmerjenih podatkov

Izmerjene podatke je treba redno varnostno kopirati. Za varnostno kopiranje potrebujete USB-vozišče z najmanj 4 vrati, miško, tipkovnico in USB-ključ z najmanj 8 GB prostora.


1. Popolnoma zaustavite sistem .
 - ↳ Prikaže se glavni meni.
2. Odprite meni **Viewer**.
3. Pritisnite gumb **Online** za izbiro podatkov s povezavo.
4. Izberite zavihek **Table**.
5. Pritisnite gumb **Export csv**.
 - ↳ Odpre se upravitelj datotek.
6. Kopirajte ustrezno mapo in jo shranite na priključeni USB-ključ.

8.4.9 Razpoložljive možnosti

Urejevalnik intervalnega načina (opcija)

V tem urejevalniku lahko ustvarite do 8 kombinacij zaporedja vhodov, ki lahko vključujejo vhod za odvzemanje vzorcev, vhod 2 in vhod 3.

Intervalni urejevalnik lahko odprete z gumbom **Interval list** (meni **Settings** -> zavihek **Options 1**).



A0046973

23 Meni Settings, zavihek Options 1

i Če je izbrana možnost **Calibr. single port**, lahko vhod 1 uporabite za kalibracijo ali preizkus SST brez odklapanja kablov.

1. Pritisnite gumb **Interval list** za odpiranje intervalnega urejevalnika.
 - ↳ Intervalno zaporedje lahko začnete urejati v urejevalniku po pritisku na gumb **Interval list**.

	Port	Time		
STEP 1	Sample	60	+	-
STEP 2	NA	1	+	-
STEP 3	NA	1	+	-
STEP 4	NA	1	+	-
STEP 5	NA	1	+	-
STEP 6	NA	1	+	-
STEP 7	NA	1	+	-
STEP 8	NA	1	+	-

OK

24 Urejevalnik

A0046974

i Postavka "Time" določa čas trajanja spiranja v minutah.

Če za določena vrata pri kakšnem koraku izberete možnost **NA** ali če je seznam povsem poln, se zaporedje začne znova s korakom 1 v merilnem načinu, pri čemer nadzor vzorcev poteka neprekinjeno.


Sistem ustvari novo podatkovno datoteko po vsakem koraku. Postopek se razlikuje od zveznega načina brez intervalov, kjer je nova datoteka ustvarjena najkasneje po 24 urah, če postopek merjenja ni bil prekinjen.

V prvi vrstici morata biti navedena vzorec in čas.

Prilagojen program v skladu z uredbo CFR 21, del 11


Uredba CFR 21, del 11, iz naslova 21 Kodeksa zveznih predpisov določa pravila ameriškega urada za prehrano in zdravila (FDA) glede elektronskih zapisov in elektronskih podpisov (ERES). Kot je splošno znano, del 11 opredeljuje merila, na podlagi katerih se elektronski zapisi in elektronski podpisi štejejo za zaupanja vredne, zanesljive in enakovredne papirnim zapisom (naslov 21 CFR, del 11, odstavek 11.1 (a)).

Uvedena je bila nova funkcija upravljanja uporabnikov za prilagoditev programske opreme analizatorja predpisom v delu 11. V računalniškem programu, ki je skladen s predpisi CRF 21, dela 11, se v glavnem meniju prikaže meni **User management**.



A0046942

25 Glavni meni z možnostjo upravljanja uporabnikov



A0046975

26 Meni User management

Za prijavo potrebujete skrbniški račun in geslo.

Ob prvem prevzemu v obratovanje se odpre meni z računom **Install**. Ko se meni odpre, je uporabnik pozvan k spremembi privzetega gesla v novo geslo.

1. Vnesite uporabniško številko "ID" **install**.
2. Pritisnite gumb **Login**.
3. Vnesite geslo **default**.
4. Pritisnite gumb **Login**.
 - ↳ Uporabnik je pozvan k vnosu novega gesla.
5. Vnesite novo geslo in potrdite.
6. Na spustnem seznamu izberite, ali želite dodati novega uporabnika (**Add user**) oz. spremeniti uporabniške lastnosti (**User properties**).

A0046976

27 Spustni seznam

Dodajanje novega uporabnika


1. V spustnem seznamu izberite vnos **Add user**.
 - ↳ Uporabnik lahko dodaja le nove uporabnike z enako ravniavo dovoljenj (torej npr. pomočnik lahko ustvari in doda samo uporabnika s pravicami pomočnika).
2. V polje **User ID** vnesite uporabniško številko "ID".

A0046977

3. Na spustnem seznamu **Rights** izberite ustrezne pravice.

A0046978

4. Določite, ali naj bo uporabnik onemogočen, trajanje veljavnosti gesla in ali je zahtevana sprememba gesla.
 - ↳ Privzeto geslo je vedno določeno s privzetimi nastavitvami.
5. Pritisnite gumb **Continue**.
 - ↳ Naslednja stran se odpre s pozivom. Tukaj uporabnik potrdi, ali morajo biti uporabniški podatki posodobljeni.




A0046979

6. Pritisnite gumb **Yes**.


Spreminjanje uporabniških lastnosti

1. Pritisnite gumb **User management** v glavnem meniju.
2. Na spustnem seznamu izberite uporabnika, katerega lastnosti želite spremeniti.




A0046980

3. Spremenite uporabniške lastnosti glede na potrebe (pravice (1), deaktivacija (2), veljavnost gesla (3) ali ponastavitev gesla (4)).



A0046981

- Pritisnite gumb **Yes** za potrditev sprememb.




A0046982

Določitev novega gesla

Ob prvi prijavi ima uporabnik privzete pravice za dostop. Po prijavi je uporabnik pozvan k vnosu novega gesla. V meniju **Rights** lahko skrbnik določi najmanjše število znakov za uporabniško številko "ID" in geslo, kar predstavlja eno od osnovnih nastavitev → 40.


1. Vnesite uporabniško številko "ID" **install**.
2. Pritisnite gumb **Login**.
3. Vnesite geslo **default**.
4. Pritisnite gumb **Login**.
 - ↳ Uporabnik je pozvan k vnosu novega gesla.
5. V polje **Password** vnesite novo geslo.



A0046983

28 Izbira novega gesla


6. V polje **Password** znova vnesite geslo.



A0046984

29 Potrditev gesla

7. Pritisnite gumb **OK** za potrditev gesla.




A0046985

Upravljanje pravic

Naslednje korake je treba izvesti za določitev različnih pravic uporabniškim skupinam in za urejanje dodatnih osnovnih nastavitev v okviru upravljanja pravic.

1. Odprite meni **Settings**.
2. Pritisnite gumb **Rights management**.
 - ↳ Da bi bilo v funkciji za upravljanje pravic omogočeno spreminjanje vseh pravic, se mora uporabnik prijaviti kot skrbnik (upravljavci lahko spreminjajo samo pravice za pomočnike).



A0046986

30 Meni Settings, zavihek Options 1

Poleg dodeljevanja različnih pravic lahko skrbnik ureja tudi številne osnovne nastavitve:

- Najmanjše število znakov za uporabniško številko "ID" (**min. characters ID**)
- Najmanjše število znakov za geslo (**min. characters passw.**)
- Veljavnost gesla
- Največje število poskusov vnosa gesla (**max. password tries**)
- Čas za samodejno odjavo v sekundah

A0046987

31 Meni Rights management


Na podlagi podatkov o uporabniku in njegovih pravicah se lahko beležijo in spremljajo vsa dejanja na analizatorju. Te podatke lahko pregledujete v revizijskem dnevniku, njihovo spreminjanje oz. poseganje v njih pa ni mogoče. Za vsako meritev ali spremembo parametra mora uporabnik v pogovornem oknu vnesti opombo.

A0046988

32 Funkcija opomb

Napačno geslo ali nepooblaščen uporabnik


Če je bilo med prijavo vneseno napačno geslo, se prikaže naslednje okno:



33 Okno s sporočilom o vnosu napačnega gesla


To okno prikazuje število preostalih možnih poskusov prijave. Po treh neuspešnih poskusih vnosa gesla je uporabnik blokirán. Skrbnik lahko ponastavi geslo → 38.

Poskus dostopanja uporabnika, ki nima ustreznih dovoljenj, je prikazan na naslednji način:



34 Okno s sporočilom o uporabniku brez ustreznih dovoljenj

Če se poskuša prijaviti uporabnik, ki nima zadostnih pravic za dostop, se prikaže naslednje sporočilo.




35 Okno s sporočilom o nezadostnih pravicah

9 Posluževanje

Branje izmerjenih vrednosti

Na merilnem zaslonu analizatorja so prikazane naslednje izmerjene vrednosti:

- TOC v enoti ppb
- Prevodnost (na voljo je možnost skrivanja prikaza)
- Temperatura
- Krivulja obremenitve: TOC, prevodnost



A0050163

10 Diagnostika in odpravljanje napak

10.1 Zgodovina verzij firmvera

Datum	Verzija	Sprememba	Združljivost s prejšnjo verzijo
01.01.2025	1.241	Izboljšano vedenje naprave ob vnovičnem zagonu po izpadu napajanja	Da
01.05.2022	1.217b	Posodobitev oznake Endress+Hauser	Da
22.11.2021	1.209	Firmver ob začetku prodaje naprave	Da

11 Vzdrževanje

Nepravilno vzdrževanje lahko povzroči nenatančno delovanje in lahko predstavlja varnostno tveganje!

- ▶ Vzdrževalna dela, ki so opisana v tem poglavju, lahko izvajajo samo ustrezno kvalificirani servisni tehniki.
- ▶ Pred vsakim vzdrževalnim delom: sodelujoči strokovnjaki morajo biti seznanjeni s celotnim procesom in morajo dobro poznati vse korake.

11.1 Načrt vzdrževanja

Redno vzdrževanje je pogoj za učinkovito delovanje analizatorja.

 Iz nameščenih gibkih cevi se v medij ne smejo sproščati sledi snovi, ki lahko vplivajo na vrednost celotnega organskega ogljika. Najprimernejše so originalne cevi proizvajalca.

Interval	Vzdrževalna dela
Pred vsako kalibracijo	▶ Zamenjajte kalibracijsko raztopino
Vsaki 6 mesecev	▶ Zamenjajte gibko cev črpalke
Vsaki 6 mesecev	▶ Zamenjajte UV reakcijsko komoro
Vsaki 24–36 mesecev	▶ Zamenjajte balast UV reakcijske komore  Opravilo lahko izvede samo servisna organizacija, ki jo je pooblastilo podjetje Endress+Hauser!
Vsaki 36–48 mesecev	▶ Zamenjajte glavo črpalke  Opravilo lahko izvede samo servisna organizacija, ki jo je pooblastilo podjetje Endress+Hauser!

Intervali vzdrževanja so v veliki meri odvisni od področja uporabe. Intervale vzdrževanja je treba zato prilagoditi posebnim potrebam. Predvsem pa je pomembno, da se ta vzdrževalna opravila izvajajo redno!

11.2 Vzdrževalna opravila

OPOZORILO

Naprava je pod električno napetostjo!

Nepravilna vezava lahko povzroči poškodbe ali smrt!

- ▶ PRED začetkom izvajanja vzdrževalnih opravil se prepričajte, da noben kabel ni pod napetostjo.
- ▶ Napravo odklopite iz električnega omrežja, izvlecite električni vtič.

11.2.1 Menjava sistema gibkih cevi

 Za zagotovitev pravilnega naleganja cevni zvez priporočamo, da cevi režete na ustrezno dolžino z uporabo posebnega cevnega rezalnika, s katerim bodo rezi ravni in konci cevi ne bodo deformirani.

Postopek menjave sistema gibkih cevi je opisan v nadaljevanju. Gibke cevi so izdelane iz kopolimera FEP, zato so obstojne na vodne medije na ravni čiste in ultračiste vode in ne vplivajo znatno na vsebnost celotnega organskega ogljika (TOC) v sistemu.


Te sisteme gibkih cevi je treba morda zamenjati, če v sistem zaide večja količina nesnage ali če se je sistem uporabljal z neustreznimi vrstami medijev. Potrebna je tudi zamenjava posameznih delov sistema gibkih cevi (cevnih podčlenov), če je bilo v sistemu zaznano uhajanje medija. Uhajanje medija lahko na primer povzroči neustrezen procesni tlak.

Pri teh zvezah so v uporabi spojke UNF, ki se uporabljajo tudi v kromatografiji. Te spojke vsebujejo primeren kompresijski obroč in ustrezen navojni spojnik iz plastične mase PEEK (spodaj označen kot obojka).

Raztezni obroči so ob namestitvi izpostavljeni trajni mehanski (tako imenovani plastični) deformaciji, zato jih je treba zamenjati ob vsakem nameščanju novih cevi. Obojka se lahko znova uporabi, če ni poškodovana.

Za zamenjavo cevne podčlena potrebujete naslednje pripomočke:

- 2 x kompresijski obroč (primeren za cevi 1/8", z rumeno barvno oznako)
- 2 x UNF spojka 1/4 – 28
- 1 x FEP cev 1/8" ustrezne dolžine
- Cevni rezalnik za kapilarne cevke




A0047336

36 Cevni podčlen

- 1 Kompresijski obroč
2 Navojni spojnik (obojka)
3 Gibka cev


1. Obrnite spojki na cevni podčlen v nasprotni smeri urnega kazalca, da ju sprostite.
2. Odstranite cevni del iz ohišja in določite skupno dolžino cevi.
 - ↳ Dolžino merimo od enega kompresijskega obroča do drugega.
3. Ko ste določili pravilno dolžino, odrežite novo cev na dolžino z uporabo cevne rezalnika, ki bo zagotovil ravne reze pod pravim kotom na obeh koncih cevi.
4. Namestite prvi kompresijski obroč na en konec cevi in potisnite obojko preko cevi.



A0047337

37 Namestitev kompresijskega obroča in gibke cevi


5. Nato spojko (ki ste jo pripravili po zgornji razlagi) namestite v priključek (1).



A0047338

38 Priključek

6. Z roko privijte obojko v priključek in jo zategnite brez uporabe orodja.



A0047339

39 Privijanje obojke


11.2.2 Peristaltična črpalka

Gibko cev peristaltične črpalke menjajte vsakih 6 mesecev. Program naprave bo prikazal opomnik.

Izklop naprave

1. Popolnoma prekinite pretok za odvzemanje vzorcev.
2. Zaustavite sistem . (→ 33)
3. Izklopite napravo z glavnim stikalom.
4. Odklopite vtič naprave iz omrežja.

Zamenjava gibke cevi črpalke



A0057856

40 Peristaltična črpalka

- 1 Dovod črpalke
- 2 Cevni priključek
- 3 Cevne objemke
- 4 Držala gibke cevi
- 5 Plastični pokrov
- 6 Glava črpalke
- 7 Gibka cev črpalke
- 8 Odvod črpalke

1. Odprite napravo.
2. Odstranite plastični pokrov (5).
3. Sprostite cevni držali (4) in iztaknite cev črpalke (7) iz cevnih držal.

4. Sprostite cevni objemki (3) na koncih cevi in odklopite cev črpalke s cevnega sistema.
5. Obračajte glavo črpalke (6), pri čemer istočasno na eni strani vlecite gibko cev črpalke iz ohišja črpalke.
6. Vstavite novo gibko cev črpalke, tako da obračate glavo črpalke (6), nato cev pritrdite na ohišje.
7. Namestite gibko cev črpalke na sredino ohišja črpalke in pripnite cevni držali (4).
8. Namestite cevi in cevni priključek (2) na novo gibko cev črpalke ter sklop pritrdite s cevnimi objemkami.
9. Pritrdite plastični pokrov.
10. V meniju **System** nastavite delovne ure črpalke na ničlo.

11.2.3 Reakcijska komora z UV žarnico


OPOZORILO

Vir sevanja s kratkovalovnimi UV žarki!

Ob nepravilnem rokovanju lahko pride do hujših poškodb oči in kože!

- ▶ Pred izvajanjem del na reakcijski komori vedno najprej ustavite delovanje naprave in jo odklopite z napajanja!
- ▶ Reakcijsko komoro vedno zamenjajte v celoti kot neločljiv sestav!
- ▶ Poškodovane reakcijske komore odstranite iz uporabe!
- ▶ Reakcijske komore nikoli ne odpirajte zaradi menjave posameznih komponent!
- ▶ Nikoli ne zaganjajte delovanja reakcijske komore, kadar je demontirana ali nezaščitena!
- ▶ Prepričajte se, da je izolacija koncev reakcijske komore brezhibna (nepoškodovane termokrčljive cevke)!
- ▶ Počene oz. okvarjene UV žarnice odvrzite med nevarne odpadke, saj vsebujejo živo srebro.

UV žarnica in reakcijska komora se uporabljata izključno kot vir energije za oksidacijo. Jakost sevanja žarnice se sčasoma zmanjšuje, dokler se ne sproži delovanje senzorja, kar je tudi prikazano z informacijo na displeju. Po izklopu delovanja senzorja je merilno mesto mogoče uporabljati še krajši čas. Zaradi znatnega zmanjšanja jakosti sevanja je treba sistem znova kalibrirati. Reakcijsko komoro zamenjajte najkasneje po 12 mesecih.



A0047340

41 Reakcijska komora

- 1 Priključek
- 2 Priključitev medija
- 3 Zgornje držalo
- 4 Reakcijska komora
- 5 Spodnje držalo

Za zamenjavo reakcijske komore opravite naslednje korake:

1. Popolnoma prekinite pretok za odvzemanje vzorcev.
2. Zaustavite sistem → 33.
3. Odklopite dovodno in odvodno povezavo za medij (2) reakcijske komore (4).
 - ↳ Pri tem lahko izteče manjša količina vode (ostanek medija v reakcijski komori).
4. Odklopite konektor (1) za elektronski balast.
5. Snemite reakcijsko komoro z držal kovinskega ohišja. Pri tem morate reakcijsko komoro najprej sneti z zgornjega držala (3) in šele nato s spodnjega držala (5).
 - ↳ Pazite, da se ne dotaknete steklenih koncev tako na stari kot na novi reakcijski komori.
6. Vstavite novo reakcijsko komoro v sistem. Pri tem morate reakcijsko komoro vstaviti najprej v spodnje držalo in šele nato v zgornje držalo.
 - ↳ Ob vstavljanju reakcijske komore pazite, da kabli elektronike, s katerimi je povezan konektor, niso poškodovani in da so speljani za reakcijsko komoro v temu namenjeni kanal.
7. Ponovno priklopite povezavo na elektronski balast ter povezave za medij.
8. Znova zaženite sistem.
 - ↳ Sistemski način delovanja preveri reakcijsko komoro, ali vse deluje pravilno brez napak.

9. Ko je preverjanje končano, ponastavite števec delovnih ur reakcijske komore.
 - ↳ S tem je postopek nameščanja nove reakcijske komore zaključen.
-  Po zamenjavi reakcijske komore mora nova reakcijska komora delovati vsaj 20 minut v sistemskem načinu, pri normalni hitrosti delovanja črpalke in z vklopljeno žarnico. To odpravi vse nečistoče in onesnaženje. Poleg tega je pomembno tudi, da izvedete postopek kalibriranja nove UV reakcijske komore.

11.3 Odstranitev iz uporabe

POZOR

Aktivnosti med delovanjem analizatorja

Tveganje poškodb in okužb zaradi medija!

- ▶ Preden odklopite gibke cevi, se prepričajte, da se trenutno ne izvaja ali da se kmalu ne bo začela izvajati nobena operacija, kot je črpanje vzorca.
- ▶ Nosite zaščitna oblačila, očala in rokavice ali se zaščitite z drugimi primernimi ukrepi.
- ▶ Razlite reagente obrišite s krpo za enkratno uporabo in nato sperite napravo s čisto vodo. Očiščene predele nato posušite s krpo.

Za zaustavitev ravnajte na naslednji način:

1. Popolnoma prekinite pretok za odvzemanje vzorcev.
2. Analizator sperite z ultračisto vodo.
3. Povsem izpraznite cevi.
4. Namestite slepe čepe na vse vhode in izhode.

12 Popravila

12.1 Nadomestni deli

Nadomestne dele, ki so na voljo za napravo, najdete na spletni strani:

<https://portal.endress.com/webapp/SparePartFinder>

- Ob naročilu nadomestnih delov navedite serijsko številko naprave.

12.2 Vračilo

Napravo je treba vrniti, če je potrebno popravilo ali tovarniška kalibracija ali če ste naročili ali prejeli napačno napravo. Endress+Hauser mora kot podjetje, ki je certificirano po ISO standardu, in v skladu z zakonskimi zahtevami upoštevati določene postopke pri ravnanju z vrnjenimi izdelki, ki so bili v stiku z medijem.

Da zagotovite hitro, varno in profesionalno vračilo naprave:

- Preverite informacije glede postopka in splošnih pogojev na spletni strani www.endress.com/support/return-material.

12.3 Odstranitev

12.3.1 Odstranitev analizatorja

POZOR

Nevarnost poškodb v primeru nepravilne odstranitve rabljene standardne raztopine!

- Upoštevajte navodila v zvezi z odstranjevanjem na varnostnih listih uporabljenih kemikalij.
- Upoštevajte lokalne predpise na področju odstranjevanja odpadkov.



Naši izdelki so v skladu z direktivo 2012/19 EU o odpadni električni in elektronski opremi (OEEO) po potrebi označeni s prikazanim simbolom z namenom zmanjšanja odstranjevanja OEEO z nesortiranimi komunalnimi odpadki. Izdelkov s to oznako ni dovoljeno odstraniti skupaj z nesortiranimi komunalnimi odpadki. Vrnite jih proizvajalcu, ki jih bo odstranil v skladu z veljavnimi predpisi.

13 Pribor

V nadaljevanju je naveden najpomembnejši pribor, ki je bil na voljo v času priprave te dokumentacije.

Navedeni pribor je tehnično združljiv z opisanim izdelkom v navodilih.

1. Možne so omejitve kombinacije izdelkov glede na področje uporabe.
Poskrbite za združljivost merilne točke glede na način uporabe opreme. Za to je odgovoren upravljavec merilne točke.
2. Upoštevajte informacije v navodilih za vse izdelke, zlasti tehnične podatke.
3. Za pribor, ki ni naveden na tem mestu, se obrnite na servis ali svojega zastopnika.

Komplet reducirnega ventila za CA78/79

Dovodni tlak: maks. 10 bar (145 psi), nastavljen izhodni tlak

Kataloška št. 71543593

Komplet toplotnega izmenjevalnika za CA78/79

Temperatura: lahko se uporablja do temperature največ 90 °C (194 °F)

Kataloška št. 71543592

14 Tehnični podatki

14.1 Vhod

Merilna veličina	TOC (celotni organski ogljik)
Merilno območje	0.5 do 1 000 µg/l (ppb)
Vhodni signal	Vhod krmilnika 24 V (opcija) Vhod krmilnika sproži začetek merjenja. Funkcija je na voljo samo pri enokanalnih izvedbah naprave.

14.2 Izhod

Izhodni signal	Merilni kanal 1 0/4 do 20 mA, galvansko ločen Merilni kanal 2 (opcija) 0/4 do 20 mA, galvansko ločen
Signal ob alarmu	1 vrata za odpadni medij, UNF ¼ – 28
Breme	maks. 500 Ω
Prenos	Nastavljivo v merilnem območju 4 do 20 mA Pripravljenost: 3.8 mA

14.3 Tokovni izhodi, aktivni

Razpon	0 do 20 mA; v skladu z NAMUR NE43
--------	-----------------------------------

14.4 Napajanje

Napajalna napetost	100/240 V AC, 47–63 Hz
Poraba moči	Maks. 60 W
Napajalni kabel	2 m, prednameščeni tip električnega vtiča E+F

14.5 Delovna karakteristika

Merilna veličina	TOC (celotni organski ogljik)
Merilno območje	TOC (celotni organski ogljik)
Največji merilni pogrešek	+/- 0,5 µg/l (ppb) ali 1 %, v vsakem primeru velja večja vrednost
Meja zaznavnosti (LOD)	0,1 µg/l (ppb)
Odzivni čas t_{90}	50 s
Število merilnih kanalov	1 do 3, odvisno od naročene izvedbe
Velikost vzorca	~ 14 ml/min
UV reakcijska komora	UV reakcijska komora z zveznim nadzorom delovanja
Kalibracijski interval	Naprava je tovarniško kalibrirana. Priporočamo ponovno izvedbo kalibracije po zamenjavi komponent v stiku s procesom, kot sta gibka cev črpalke ali UV reakcijska komora.
Interval vzdrževanja	■ Zamenjava kalibracijske raztopine – pred vsako kalibracijo ■ Zamenjava gibke cevi črpalke – vsakih 6 mesecev ■ Zamenjava UV reakcijske komore – vsakih 6 mesecev ■ Zamenjava balasta UV reakcijske komore – vsakih 24 do 36 mesecev ■ Zamenjava glave črpalke – vsakih 36 do 48 mesecev
Vzdrževalna dela	1 ura mesečno

14.6 Okolica

Temperatura okolice	10 do 45 °C (50 do 113 °F)
Temperatura skladiščenja	2 do 55 °C (35 do 131 °F)

Relativna vlažnost	10 do 90 %, brez kondenzacije
Stopnja zaščite	IP54
Elektromagnetna združljivost ⁴⁾	Oddajanje motenj in odpornost proti motnjam v skladu z EN 61326-1:2013, razred A za industrijo
Električna varnost	V skladu s standardom EN/IEC 61010-1:2010, oprema razreda 1 Nizka napetost: prenapetostna kategorija II Za namestitev do nadmorske višine največ 3 000 m (9 800 ft)
Stopnja onesnaženosti	2

14.7 Proces

Temperatura vzorca	< 50 °C (122 °F)
Procesni tlak	Maks. 0.5 bar (7.25 psi); priporočeno 0.25 bar (3.62 psi)
Odvod vzorca	Brez tlaka
Kakovost vzorca	Brez trdnih delcev
Maksimalna prevodnost vzorca	2 µS/cm
Vrednost pH vzorca	Nevtralno
Dovod vzorca	■ 1 vrata za odvzemanje vzorcev: 1 vrata za preizkus ustreznosti sistema, ročni način ■ Opcija naročila 1: 1 vrata za odvzemanje vzorcev, 3 vrata za preizkus ustreznosti sistema, avtomatizirani način ■ Opcija naročila 2: 3 vrata za odvzemanje vzorcev, 1 vrata za preizkus ustreznosti sistema, ročni način

14.8 Mehanska zgradba

Zgradba, mere	→  13
Teža	Pribl. 14 kg (30.86 lb)
Materiali	Ohišje iz nerjavnega jekla

⁴⁾ Za predvideno uporabo izdelka je potrebna zadostna kakovost električnega omrežja.

Specifikacije cevi

Gibka cev za vzorce 1/8", zunanji premer 3,2 mm, priložena kompletu za priključitev.
Odmik od drugih naprav 50 cm.
Dovodna cev za vzorce ne sme biti daljša od 2 metrov, višinska razlika pa lahko znaša največ 1 meter.

Kazalo

A

Analizator	
Vgradnja	14

B

Breme	53
-------	----

D

Delovna karakteristika	54
Diagnostika	44
Diagram procesa	10
Dokumentacija	4
Dostop prek lokalnega displeja	19
Dovod vzorca	55

E

Električna priključitev	17, 54
Električna varnost	55
Elektromagnetna združljivost	55

F

Funkcija Autostart	33
--------------------	----

I

Identifikacija izdelka	7
Interval vzdrževanja	54
Izhod	53
Izhodni signal	53

K

Kakovost vzorca	55
Kalibracija in prilagoditev	25
Kalibracijski interval	54
Kataloška koda	7
Konfiguracija	20
Kontrola delovanja	20
Kontrola po priključitvi	17
Kontrola po vgradnji	16
Kontrola vgradnje	20

M

Maksimalna prevodnost vzorca	55
Materiali	55
Menjava gibke cevi (peristaltične črpalke)	47
Menjava reakcijske komore	48
Mere	13, 55
Merilna veličina	53
Merilni pogrešek	54
Merilno območje	53, 54
Meritve	20
Možnosti	34
Možnosti posluževanja	18
Možnosti vgradnje	13

N

Načrt vzdrževanja	45
Nadomestni deli	51

Najsodobnejša tehnologija	6
Namenska uporaba	5
Napajalna napetost	54
Napajalni kabel	54
Napajanje	54
Naslov proizvajalca	8
Navodila za vezavo	17

O

Obseg dobave	8
Odpravljanje napak	44
Odstranitev	51
Odstranitev analizatorja	51
Odvod vzorca	55
Odzivni čas	54
Okolica	54
Opis izdelka	9
Opozorila	4, 21

P

Popravila	51
Poraba moči	54
Posluževanje	43
Postopek prijave	20
Postopek vgradnje	14
Pregled možnosti posluževanja	18
Preizkus ustreznosti sistema	27
Prenos	53
Prevzem v obratovanje	20
Prevzemna kontrola	7
Pribor	52
Priključitev	17
Priključitev medijev	15
Proces	55
Procesni tlak	55
Programska prilagoditev	35

Q

Qualification	24
---------------	----

R

Razpon	53
--------	----

S

Settings	30
Shranjevanje izmerjenih podatkov	34
Signal ob alarmu	53
Signalni vhodi	53
Simboli	4
Sistem	28
Sistem gibkih cevi	
Menjava	45
Specifikacije cevi	56
Stopnja onesnaženosti	55
Stopnja zaščite	17, 55
Stran izdelka	7
Struktura in funkcije menija za posluževanje	18

Š	
Število merilnih kanalov	54
T	
Tehnični podatki	53
Temperatura okolice	54
Temperatura skladiščenja	54
Temperatura vzorca	55
Teža	55
Tipska ploščica	7
Tokovni izhodi	
Aktivno	53
U	
Urejevalnik intervalnega načina	34
V	
Varnost	
Informacijska tehnologija	6
Varnost izdelka	6
Varnost obratovanja	5
Varnostna navodila	5
Varstvo pri delu	5
Velikost vzorca	54
Vgradnja analizatorja	14
Vhod	53
Vhodni signal	53
Viewer	23
Vlažnost	55
Vračilo	51
Vzdrževalna dela	54
Vzdrževalna opravila	45
Vzdrževanje	45
Z	
Zahteve glede osebja	5
Zahteve za vgradnjo	13
Zaustavitev	33
Zgodovina verzij firmvera	44
Zgradba izdelka	9



www.addresses.endress.com
