

Rövid kezelési útmutató **Liquisys M COM223**

Távadó oldott oxigénhez



Tartalomjegyzék

1	Néhány szó erről a dokumentumról	3
1.1	Figyelmeztetések	3
1.2	Alkalmazott szimbólumok	3
1.3	Az eszközön lévő szimbólumok	3
2	Alapvető biztonsági utasítások	4
2.1	A személyzetre vonatkozó követelmények	4
2.2	Rendeltetésszerű használat	4
2.3	Munkahelyi biztonság	4
2.4	Üzembiztonság	5
2.5	Termékbiztonság	5
3	Átvétel és termékazonosítás	5
3.1	Átvétel	5
3.2	A csomag tartalma	6
3.3	Termékazonosítás	6
4	Beépítés	8
4.1	Beépítési követelmények	8
4.2	Az eszköz beépítése	8
4.3	Beépítés utáni ellenőrzés	9
5	Elektromos csatlakoztatás	10
5.1	Az eszköz csatlakoztatása	10
5.2	Elektromos csatlakozás, 1. változat (DX/DS, COS41-gyel)	10
5.3	Elektromos csatlakozás, 2. változat (WX/WS, a következővel: COS31, COS61 vagy COS71)	13
5.4	Riasztási érintkező	17
5.5	Csatlakoztatás utáni ellenőrzés	18
6	Kezelési lehetőségek	18
6.1	A kezelési lehetőségek áttekintése	18
6.2	Kijelző és kezelőelemek	19
6.3	Belépés a kezelőmenübe a helyszíni kijelzőn keresztül	23
7	Üzembe helyezés	26
7.1	Működés ellenőrzése	26
7.2	Az eszköz bekapcsolása	26
7.3	Rövid üzembe helyezési útmutató	27

1 Néhány szó erről a dokumentumról

1.1 Figyelmeztetések

Információstruktúra	Jelentés
 VESZÉLY Okok (/következmények) Ha szükséges, a meg nem felelés következményei (ha releváns) ▶ Korrekciós intézkedés	Ez a szimbólum veszélyes helyzetre figyelmezteti Önt. A veszélyes helyzet el nem kerülése végzetes vagy súlyos sérülést eredményez .
 FIGYELMEZTETÉS Okok (/következmények) Ha szükséges, a meg nem felelés következményei (ha releváns) ▶ Korrekciós intézkedés	Ez a szimbólum veszélyes helyzetre figyelmezteti Önt. A veszélyes helyzet el nem kerülése végzetes vagy súlyos sérülést eredményezhet .
 VIGYÁZAT Okok (/következmények) Ha szükséges, a meg nem felelés következményei (ha releváns) ▶ Korrekciós intézkedés	Ez a szimbólum veszélyes helyzetre figyelmezteti Önt. A helyzet el nem kerülése könnyebb vagy súlyosabb sérüléshez vezethet.
 ÉRTESÍTÉS Ok/helyzet Ha szükséges, a meg nem felelés következményei (ha releváns) ▶ Művelet/megjegyzés	Ez a szimbólum olyan helyzetekre figyelmeztet, amelyek anyagi károkhoz vezethetnek.

1.2 Alkalmazott szimbólumok

	További információk, tippek
	Megengedett
	Ajánlott
	Nem megengedett vagy nem ajánlott
	Hivatkozás az eszköz dokumentációjára
	Oldalra való hivatkozás
	Ábrára való hivatkozás
	Adott lépés eredménye

1.3 Az eszközön lévő szimbólumok

	Hivatkozás az eszköz dokumentációjára
	Az ilyen jelöléssel ellátott termékeket ne selejtezze szelektálatlan kommunális hulladékként. Ehelyett az ilyen hulladékat küldje vissza a gyártó számára, az alkalmazandó feltételekkel történő ártalmatlanítás céljából.

2 Alapvető biztonsági utasítások

2.1 A személyzetre vonatkozó követelmények

- A mérőrendszer felszerelését, üzembe helyezését, üzemeltetését és karbantartását csak szakképzett műszaki személyzet végezheti el.
- A műszaki személyzetnek az adott tevékenységek elvégzésére vonatkozó meghatalmazást kell kapnia a létesítmény üzemeltetőjétől.
- Az elektromos csatlakoztatást csak villanszerelő végezheti el.
- A műszaki szakembereknek el kell olvasniuk és meg kell érteniük a jelen Használati útmutatót, és be kell tartaniuk az abban foglalt utasításokat.
- A mérési pontban fellépő hibákat csak meghatalmazással rendelkező és speciálisan képzett személyzet javíthatja ki.



A mellékelt Használati útmutatóban nem ismertetett javítások csak közvetlenül a gyártó telephelyén vagy a szakszerviz által végezhetőek.

2.2 Rendeltetésszerű használat

A Liquisys M távadó folyékony közegek oxigéntartalmának meghatározására szolgál.

A távadó különösen alkalmas a következő területeken való használatra:

- Szennyvíztisztító telepek
- Szennyvíztisztítás
- Ivóvíz
- Vízelkezelés és vízmonitorozás
- Felszíni vizek (folyók, tavak, tengerek)
- Haltenyésztés

A rendeltetésszerűtől eltérő használat veszélyezteti mások és a mérőrendszer biztonságát. Ezért semmilyen más felhasználás nem megengedett.

A gyártó nem felel a nem megfelelő vagy nem rendeltetésszerű használatból eredő károkért.

2.3 Munkahelyi biztonság

Az üzemeltető felelős a következő biztonsági előírásoknak való megfelelés biztosításáért:

- Beépítési útmutató
- Helyi szabványok és előírások

Elektromágneses kompatibilitás

- A termék elektromágneses kompatibilitását az ipari alkalmazásokra vonatkozó európai szabványoknak megfelelően tesztelték.
- A feltüntetett elektromágneses kompatibilitás csak azokra a termékekre vonatkozik, amelyek a jelen Használati útmutatónak megfelelően lettek csatlakoztatva.

2.4 Üzembiztonság

A teljes mérési pont üzembe helyezése előtt:

1. Ellenőrizze, hogy minden csatlakozás megfelelő-e.
2. Ellenőrizze az elektromos vezetékek és a csőcsatlakozások sértetlenségét.

Sérült termékekkel kapcsolatos eljárás:

1. Sérült terméket ne működtessen, és biztosítsa a véletlen indítás ellen.
2. A sérült termékekre címkézze fel, hogy hibásak.

Működés közben:

- ▶ Ha a hibákat nem lehet helyrehozni, helyezze a termékeket üzemem kívül és biztosítsa a véletlen indítás ellen.

2.5 Termékbiztonság

2.5.1 Korszerű

A terméket úgy alakították ki, hogy megfeleljen a legmodernebb biztonsági követelményeknek, tesztelték, és biztonságosan üzemeltethető állapotban hagyta el a gyárat. Megfelel a vonatkozó jogszabályoknak és a nemzetközi szabványoknak.

2.5.2 Informatikai biztonság

Csak akkor nyújtunk garanciát, ha az eszközt a Használati útmutatóban leírt módon telepíti és használja. Az eszköz az eszközbeállítások véletlen megváltoztatása elleni biztonsági mechanizmusokkal van ellátva.

A felhasználói biztonsági előírásokkal összhangban lévő informatikai biztonsági intézkedéseket, amelyek célja, hogy kiegészítő védelmet nyújtsanak az eszköz és az eszköz-adatátvitel szempontjából, maguknak a felhasználóknak kell végrehajtaniuk.

3 Átvétel és termékazonosítás

3.1 Átvétel

A szállítmány átvételekor:

1. Ellenőrizze a csomagolást, hogy nem sérült-e meg.
 - ↳ Az összes sérülést azonnal jelentse a gyártónak. Ne szereljen be sérült alkatrészeket.
2. Ellenőrizze a csomag tartalmát a szállítólevél segítségével.
3. Hasonlítsa össze az adattáblán szereplő adatokat a szállítólevélén található rendelési adatokkal.

4. Ellenőrizze a műszaki dokumentációt és minden egyéb szükséges dokumentumot, pl. tanúsítványokat, hogy megbizonyosodjon azok teljességéről.



Ha valamelyik feltétel nem teljesül, forduljon a gyártóhoz.

3.2 A csomag tartalma

- 1 COM223 távadó
- 1 dugaszolható csavaros kapocs készlet
- 2 feszítőcsavar
- 1 Rövid használati útmutató szett
- HART kommunikációjú változatok esetén:
 - 1 Használati útmutató: Terepi kommunikáció HART-tal
- PROFIBUS interfészes változatok esetén:
 - 1 Használati útmutató: Terepi kommunikáció PROFIBUS PA/DP-vel

3.3 Termékazonosítás

3.3.1 Gyártó címe

Endress+Hauser Conducta GmbH+Co. KG
Dieselstraße 24
70839 Gerlingen
Németország

A rendelési kód értelmezése

A termék rendelési kódja és sorozatszáma a következő helyeken található:

- Az adattáblán
- A szállítási iratokban

A termékkel kapcsolatos információk beszerzése

1. Lépjen a www.endress.com oldalra.
2. Oldalkeresés (nagyítóüveg szimbólum): Írjon be egy érvényes sorozatszámot.
3. Keresés (nagyítóüveg).
 - ↳ A termékszerkezet egy felugró ablakban jelenik meg.
4. Kattintson a termék áttekintésére.
 - ↳ Megnyílik egy új ablak. Itt találja az eszközre vonatkozó információkat, beleértve a termékdokumentációt is.

3.3.2 Termékoldal

www.endress.com/COM223

3.3.3 Adattábla

Az adattáblán a következő információk találhatók az eszközről:

- A gyártó azonosítása
- Rendelési kód
- Bővített rendelési kód
- Sorozatszám
- Környezeti és folyamatkörülmények
- Bemeneti és kimeneti értékek
- Biztonsági információk és figyelmeztetések

► Hasonlítsa össze az adattáblán szereplő adatokat a megrendeléssel.

3.3.4 Termékazonosítás

A termék rendelési kódja és sorozatszáma a következő helyeken található:


- Az adattáblán
- A szállítási iratokban

A termékkel kapcsolatos információk beszerzése

1. Lépjen a www.endress.com oldalra.
2. Oldalkeresés (nagyítóüveg szimbólum): Írjon be egy érvényes sorozatszámot.
3. Keresés (nagyítóüveg).
 - ↳ A termékszerkezet egy felugró ablakban jelenik meg.
4. Kattintson a termék áttekintésére.
 - ↳ Megnyílik egy új ablak. Itt találja az eszközre vonatkozó információkat, beleértve a termékdokumentációt is.

4 Beépítés

4.1 Beépítési követelmények




A0024641

1 Panelre szerelt eszköz, méretek mm-ben (inch)

4.2 Az eszköz beépítése

A panelre szerelt eszköz rögzítése a mellékelt feszítőcsavarokkal történik → 2

A szükséges beépítési mélység kb. 165 mm (6,50").



A0024639

2 Méretek mm-ben (inch)

1 Szerelőlemez

2 Tömítés

3 Feszítőcsavarok

* Szükséges beépítési mélység

4.3 Beépítés utáni ellenőrzés

- Beépítés után ellenőrizze, hogy a távadó nem sérült-e meg.
- Ellenőrizze, hogy a távadó védett-e a csapadék és a közvetlen napfény hatásaival szemben

5 Elektromos csatlakoztatás

⚠ FIGYELMEZTETÉS

Az eszköz áram alatt van!

A helytelen csatlakoztatás sérülést vagy halált okozhat!

- ▶ Az elektromos csatlakoztatást csak villanyszerelő végezheti el.
- ▶ A villanyszerelőnek el kell olvasnia és meg kell értenie a jelen Használati útmutatót, és be kell tartania az abban foglalt utasításokat.
- ▶ A csatlakoztatás megkezdése **előtt** ellenőrizze, hogy nincs-e feszültség alatt bármelyik kábel.

5.1 Az eszköz csatlakoztatása

⚠ FIGYELMEZTETÉS

Áramütés veszélye!

- ▶ 24 V-os tápfeszültségű eszközök esetén a tápellátási ponton a tápfeszültséget dupla vagy megerősített szigeteléssel kell leválasztani a nagyfeszültségű vezetékektől.

ÉRTESÍTÉS

Az eszköz nem rendelkezik hálózati kapcsolóval

- ▶ A felszerelés helyén, az eszköz közelében biztosítson egy védett áramköri megszakítót.
- ▶ A megszakítónak egy kapcsolónak vagy hálózati főkapcsolónak kell lennie, és címkével fel kell tüntetni rajta, hogy az az eszköz főmegszakítója.


A távadó elektromos csatlakozása az eszköz verziójától függően eltérő:

- DX/DS eszközváltozat (COS41 egységgel) használata esetén kövesse az „Elektromos csatlakozás, Liquisys M 1. változat” című szakaszban található utasításokat és ábrákat.
- WX/WS eszközváltozat (COS31, COS61 vagy COS71 egységgel) használata esetén kövesse az „Elektromos csatlakozás, Liquisys M 2. változat” című szakaszban található utasításokat és ábrákat.

5.2 Elektromos csatlakozás, 1. változat (DX/DS, COS41-gyel)

5.2.1 Kapcsolási rajz

A kapcsolási rajz egy, az összes opcióval felszerelt eszköz csatlakozásait mutatja.



A0026034

3 A távadó elektromos csatlakozása, DX vagy DS változat

A COS41 oxigénérzékelő

B 1. jelkimenet, oxigén

C 2. jelkimenet, hőmérséklet/működtető változó

D 1. bináris bemenet (tartás)

E 2. bináris bemenet (Chemoclean)

G Riasztás (feszültségmentes érintkezőhelyzet)

H 1. relé (árammentes érintkezőállás)

I 2. relé (árammentes érintkezőállás)

J 3. relé (árammentes érintkezőállás)

K 4. relé (árammentes érintkezőállás)

F Kiegészítő feszültségkimenet

L 4 ... 20 mA árambemenet


* A 85/86-os csatlakozó segédfeszültsége használható

M Tápellátás



Az eszköz II. védelmi osztályba tartozik, és általában védőföldelés nélkül üzemeltetik. A „C” és „F” áramkörök nincsenek galvanikusan leválasztva egymástól.

Az eszköz csatlakoztatása



A0026036

4 Csatlakozódoboz matrica

Csatlakoztassa a kábeleket az eszköz hátulján található csatlakozókhoz a kapcskiosztásnak megfelelően.

ÉRTESÍTÉS

Ennek figyelmen kívül hagyása helytelen mérést okozhat


- ▶ Védje a kábelvégeket és a csatlakozókat a nedvességtől.
- ▶ Ne csatlakoztassa az NC jelölésű csatlakozókat.
- ▶ Ne csatlakoztasson olyan csatlakozókat, amelyek nincsenek megjelölve.



Jelölje meg az érzékelő sorkapcsát a mellékelt matricával.

5.2.2 Mérőkábelek és érzékelő csatlakoztatása

A COS41 oxigénérzékelők és a távado csatlakoztatásához egy többeres, speciálisan árnyékolt mérőkábel szükséges.




A0026038

5 Csatlakozási példa: COS41, CYK71 kábellel

5.3 Elektromos csatlakozás, 2. változat (WX/WS, a következővel: COS31, COS61 vagy COS71)

5.3.1 Kapcsolási rajz

A kapcsolási rajz a COS31, COS61 (79xxxx sorozatszámtól) vagy COS71 típusú oxigénérzékelő teljes bekötését mutatja.



A0026039

6 A Liquisys M COM223/253 panelre szerelt eszköz/terepi eszköz elektromos csatlakozása

A COS31/61/71 oxigénérzékelő

B VS doboz toldáshoz

H Kiegészítő feszültségkimenet

I Riasztás (feszültségmentes érintkezőhelyzet)

- C COM253: dugaszolható csatlakozás O₂ csatlakozóhoz
COM223: az érzékelőkábel csatlakozóját el kell távolítani,
vagy VS dobozt kell használni
- D 1. jelkimenet, oxigén
- E 2. jelkimenet, hőmérséklet/működötető változó
- F 1. bináris bemenet (tartás)
- G 2. bináris bemenet (Chemoclean)
- * A 85/86-os csatlakozó segéd feszültsége használható


- J 1. relé (árammentes érintkezőállás)
- K 2. relé (árammentes érintkezőállás)
- L 3. relé (árammentes érintkezőállás)
- M 4. relé (árammentes érintkezőállás)
- N 4 ... 20 mA árambemenet
- O Tápellátás



- Az eszköz II. védelmi osztályba tartozik, és általában védőföldelés nélkül üzemeltetik.
- Az „E” és „H” áramkörök nincsenek galvanikusan leválasztva egymástól
- A TOP68 verziókban az „érzékelőjel” és a „riasztás” jelek nincsenek hozzárendelve.

Csatlakoztassa az eszközt, WX/WS verzió

- Távolítsa el a csatlakozót az érzékelő kábeléről.
-



A0026041

7 Csatlakozódoboz matrica Liquisys M panelre szerelt eszközön, WX/WS kivitel

Csatlakoztassa az érzékelő kábelét az ábrán látható kapcsolási rajz szerint.



Ha a csatlakozónak leválasztható csatlakozásként kell maradnia, csatlakoztasson egy VS dobozt az érzékelő és az eszköz közé.

ÉRTESÍTÉS

Ennek figyelmen kívül hagyása helytelen mérést okozhat.

- ▶ Ne csatlakoztassa az NC jelölésű csatlakozókat.
- ▶ Ne csatlakoztasson olyan csatlakozókat, amelyek nincsenek megjelölve.

 Jelölje meg az érzékelő sorkapcsát a mellékelt matricával.

5.3.2 Mérőkábelek és érzékelő csatlakoztatása


A mérőkábel meghosszabbításához elosztódobozra és hosszabbítókábelre van szükség:

Érzékelő típusa	Kábel	Bővítés
COS31/61/71 fix kábelcsatlakozással	OMK SXP csatlakozóval	VS doboz + OMK kábel
COS31/61/71 TOP 68 csatlakozóval	CYK71 SXP csatlakozóval	VS doboz + OMK kábel

Maximális kábelhossz	
COS31/61/71	100 m OMK / CYK71 kábellel


Az SXP csatlakozó kiosztása

	OMK		CYP	
Tű	Szín	Jel	Jel	Szín
1	Sárga	+UB	+UB	Sárga
2	Szürke	0 V	0 V	Fehér
3	Rózsaszín	RS 485 (NTC)	RS 485 (NTC)	Zöld
4	Kék	RS 485 (NTC)	RS 485 (NTC)	Barna
5	Barna	- UB	- UB	Koax, belül
6	Zöld	Riasztás	NC	
7	Fehér	Érzékelőjel	NC	



A0026042

 8 Az érzékelő csatlakozójának lezárása speciális OMK mérőkábellel




A0026043

9 Csatlakozási példa: COS31/71, OMK kábellel



A COS61 és a TOP68 verziókban az **érzékelőjel** és a **riasztásjelek** nincsenek hozzárendelve.

5.4 Riasztási érintkező



A0052966

10 A riasztási érintkezőhöz javasolt biztonsági kapcsoló

A Normál működési állapot

B Riasztási állapot

Normál működési állapot

Az eszköz működik és nincs hibaüzenet (riasztás LED kikapcsolt állapotban):

- A relé áram alá kerül
- A 42/43 érintkező zárt

Riasztási állapot

Hibaüzenet jelenik meg (riasztási LED piros) vagy az eszköz hibás vagy nincs áram alatt (riasztás LED kikapcsolt állapotban):

- A relé nincs áram alatt
- A 41/42 érintkező zárt

5.5 Csatlakoztatás utáni ellenőrzés

Az elektromos csatlakozás kialakítását követően végezze el a következő ellenőrzéseket:

Eszköz állapota és specifikációi	Megjegyzések
Az eszközök és a vezetékek kívülről sérülésmentesek?	Szemrevételezés

Elektromos csatlakoztatás	Megjegyzések
A felszerelt vezetékek nincsenek megfeszítve?	
A csatlakoztatott kábelek nincsenek megfeszülve?	
A vezetékek megfelelően lettek lefektetve, hurkok és keresztezések nélkül?	
A tápkábel és a jelkábelek megfelelően, a bekötési rajz szerint vannak csatlakoztatva?	
Az összes csavaros terminál meg van húzva?	
Minden kábelbevezetés be van szerelve, meg van húzva és szigetelve van?	

6 Kezelési lehetőségek

6.1 A kezelési lehetőségek áttekintése

A távadó vezérlésének lehetőségei:

- A helyszínen, a billentyűzeten keresztül
- HART interfész segítségével (opcionális, megfelelő rendelési változattal), a következőkkel:
 - HART kézi terminál
 - PC HART modemmel és Fieldcare szoftvercsomaggal
- PROFIBUS PA/DP segítségével (opcionális, megfelelő rendelési verzióval) PC-vel, a megfelelő interfésszel és Fieldcare szoftvercsomaggal vagy egy programozható logikai vezérlő (PLC) segítségével.

 A HART vagy PROFIBUS PA/DP segítségével történő üzemeltetéshez olvassa el a kiegészítő Használati útmutató vonatkozó részeit:

- PROFIBUS PA/DP, terepi kommunikáció a Liquisys M CXM223/253 , BA00209C/07/DE
- HART, terepi kommunikáció a Liquisys M CXM223/253 , BA00208C/07/DE

A következő fejezet csak a billentyűzeten keresztüli működtetést magyarázza.


6.2 Kijelző és kezelőelemek

6.2.1 A kezelőmenü szerkezete és működése

LED jelzőfények

☐ ☐ ☐  A0027220	Az aktuális üzemmódot jelzi: „Auto” (zöld LED) vagy „Manual” (sárga LED)
☐ 1 ☐ 2 A0027222	Jelzi az aktivált relét „Manual” üzemmódban (piros LED) A 3-as és 4-es relé állapota az LC kijelzőn látható.
☐ REL 1 ☐ REL 2 A0027221	Az 1-es és 2-es relé működési állapotát jelzi Zöld LED: mért érték a megengedett határértéken belül, a relé inaktív Piros LED: a mért érték a megengedett határértéken kívül esik, a relé aktív
☐ ALARM A0027218	Riasztáskijelzés, pl. folyamatos határérték-túllépés, hőmérséklet-érzékelő meghibásodása vagy rendszerhiba esetén (lásd a hibalistát)

LC kijelző



A0060189


11 Távadó LC kijelző

- 1 A mérési mód jelzése (normál működés)
- 2 A kalibrálási mód jelzése
- 3 Beállítási mód jelzés (konfiguráció)
- 4 „Hold” üzemmód jelzése (az áramkimenetek az utolsó aktuális állapotukban maradnak)
- 5 Üzenet fogadásának jelzése a kommunikációval rendelkező eszközökön
- 6 A 3/4 relék működési állapotának jelzése: ☐ inaktív, ☒ aktív

- 7 Funkciókódjelző
- 8 Mérés módban: mért változó – beállítási módban: konfigurált változó
- 9 Mérés módban: másodlagos mért érték – Beállítási/kalibrálási módban: pl. beállítás érték
- 10 „Error”: hibaüzenet
- 11 Hőmérséklet-eltolás
- 12 Érzékelő szimbólum

Kezelőelemek

A kijelző egyszerre mutatja az aktuális mért értéket és a hőmérsékletet. Így egy pillantással áttekintheti a legfontosabb folyamatadatokat. A konfigurációs menüben található sűgőszöveg segít a felhasználóknak az eszközparaméterek konfigurálásában.





A0060195



12 Kezelőelemek

- 1 LC kijelző a mért értékek és konfigurációs adatok megjelenítéséhez
- 2 Gomb a relé kézi üzemmódban történő kapcsolásához és az aktív érintkező kijelzéséhez
- 3 LED a riasztási funkcióhoz
- 4 Átkapcsoló automatikus/kézi üzemmódhoz
- 5 LED-ek a határérték-kontaktor reléjéhez (kapcsolási állapot)
- 6 A kalibrálás és az eszközkonfiguráció fő kezelőgombjai
- 7 A felhasználó által megadott információk mezője

A gombok funkciói

 A0027235	CAL gomb A CAL gomb megnyomásakor az eszköz először a kalibrációs hozzáférési kódot kéri: ■ 22-es kód a kalibráláshoz ■ 0-ás kód vagy bármely más kód az utolsó kalibrációs adatok kiolvasásához A CAL gombbal fogadhatja el a kalibrációs adatokat, vagy válthat a kalibrációs menün belül a mezők között.
 A0027236	ENTER gomb Amikor megnyomja az ENTER gombot, az eszköz először a beállítási mód hozzáférési kódját kéri: ■ 22-es kód a beállításhoz és konfigurációhoz ■ 0-ás kód vagy bármely más kód az összes konfigurációs adat kiolvasásához. Az ENTER gombnak több funkciója is van: ■ A mérési módból a Setup menü megnyitása ■ Menti (megerősíti) a beállítási módban megadott adatokat ■ Továbbhalad a funkciócsoportokon belül
 ○ 1 ○ 2 A0027241	REL gomb Manuális módban a REL gombbal válthat a relé és a tisztítás manuális indítása között. Automatikus módban a REL gombbal olvashatja le az adott reléhez rendelt bekapcsolási pontokat (határérték-kontaktor esetén) vagy alapértékeket (PID-szabályozó esetén). A PLUSZ gomb megnyomásával ugorhat a következő relé beállításaihoz. A REL gombbal térhet vissza a kijelzési módba (automatikus visszatérés 30 másodperc után).
 ○ 1 ○ 2 A0027234	AUTO gomb Az AUTO gombbal válthat az automatikus és a manuális mód között.

 A0027240	PLUSZ és MÍNUSZ gomb Beállítás módban a PLUSZ és MÍNUSZ gombok a következő funkciókkal rendelkeznek: ■ Funkciócsoportok kiválasztása. A MÍNUSZ gomb megnyomásával választhatja ki a funkciócsoportokat a „Rendszerkonfiguráció” részben megadott sorrendben. ■ Paraméterek és számértékek konfigurálása ■ A relék működése kézi üzemmódban Mérési módban az eszköz a PLUSZ gomb ismételt megnyomásával sorban a következő funkciókat jeleníti meg: ■ Hőmérséklet °F-ban kijelezve ■ A hőmérséklet rejtve van ■ Mért érték kijelzése mg/l-ben ■ Mért érték kijelzése %SAT-ban ■ Mért érték kijelzése hPa-ban ■ Szenzoráram nA/mV-ban ■ Árambemeneti jel %-ban ■ Árambemeneti jel mA-ben ■ Vissza az alapbeállításokhoz Mérési módban az eszköz a következő információkat jeleníti meg a MÍNUSZ gomb ismételt megnyomásával: ■ Az aktuális hibák egymás után jelennek meg (max. 10). ■ Miután az összes hiba kijelzésre került, megjelenik a standard mérési kijelző. Az F funkciócsoportban minden hibakódhoz külön definiálható egy riasztás.
 A0027237	Kilépés (Escape) funkció Ha egyszerre megnyomja a PLUSZ és MÍNUSZ gombokat, visszatér a főmenübe, vagy ha kalibrálás van folyamatban, a kalibrálás végére ugrik. Ha ismét megnyomja a PLUSZ és MÍNUSZ gombot, visszatér a mérési módba.




 A0027238	A billentyűzet zárolása A billentyűzet jogosulatlan adatbevitel elleni védelméhez tartsa lenyomva egyszerre a PLUSZ és az ENTER gombot legalább 3 másodpercig. Minden beállítás továbbra is olvasható. A kódjelző a 9999-es kódot jeleníti meg.
 A0027239	Billentyűzet feloldása A billentyűzet feloldásához nyomja meg egyszerre a CAL és a MÍNUSZ gombot legalább 3 másodpercig. A kódjelző a 0-ás kódot jeleníti meg.

6.3 Belépés a kezelőmenübe a helyszíni kijelzőn keresztül

6.3.1 Automatikus/manuális üzemmód

A távadó általában automatikus üzemmódban működik. Itt a reléket a távadó vezérli. Kézi üzemmódban a reléket manuálisan is aktiválhatja a REL gombbal, vagy elindíthatja a tisztítási funkciót.

Üzemmódok váltása:

 A0027242	1. A távadó automatikus üzemmódban van. Az AUTO gomb melletti felső LED (zöld) világít.
 A0027243	2. Nyomja meg az AUTOMATIC gombot.
 A0027240	3. A manuális üzemmód engedélyezéséhez adja meg a 22-es kódot a PLUSZ és MÍNUSZ gombok segítségével, majd nyomja meg az ENTER gombot a megerősítéshez. Az alsó LED (manuális üzemmód) világít.

REL 1 2 A0027241
--

- 
- Az üzemmód áramkimaradás után is érvényben marad. A relék azonban nyugalmi állapotot vesznek fel.
 - A manuális üzemmód elsőbbséget élvez minden más automatikus funkcióval szemben.
 - Manuális üzemmódban a hardveres zárolás nem lehetséges.
 - A manuális beállítások mindaddig megmaradnak, amíg aktívan vissza nem állítják őket.
 - Manuális üzemmód közben az E102 hibakód jelenik meg.

6.3.2 Működési koncepció

Üzemmódok

Kalibrációs mód

1. Nyomja meg a **CAL** gombot.
2. Írja be a 22-es kódot a +/- gombokkal.
3. Nyomja meg ismét a **CAL** gombot.

Beállítás mód

1. Nyomja meg az **E** gombot.
2. Írja be a 22-es kódot a +/- gombokkal.
3. Nyomja meg újra az **E** gombot.

- 
- Ha a beállítási (setup) módban kb. 15 percig nem nyom meg egyetlen gombot sem, az eszköz automatikusan visszatér a mérési üzemmódba. Minden aktív „hold” funkció (hold funkció a beállítás során) törlődik.

Hozzáférési kódok

Minden eszköz hozzáférési kód rögzített, és nem módosítható. Amikor az eszköz kéri a hozzáférési kódot, a különböző kódok között különbséget tesz.

- **CAL gomb + 22 kód:** a Kalibrálás mód és az Offset menü elérése
- **ENTER + 22 kód:** a menühöz való hozzáférést biztosít a konfigurálást és a felhasználóspecifikus beállításokat lehetővé tévő paraméterek tekintetében
- **PLUSZ + ENTER gomb** egyszerre (legalább 3 másodpercig): a billentyűzet zárolása
- **CAL + MÍNUSZ gomb** egyszerre (legalább 3 másodpercig): a billentyűzet feloldása
- **CAL vagy ENTER gomb + bármely kód:** kiolvasási mód elérése, azaz minden beállítás leolvasható, de nem módosítható.


Az eszköz az olvasási üzemmódban folytatja a mérést. Nem vált át a „Hold” (tartás) állapotba. Az áramkimenet és a vezérlők aktívak maradnak.

Menüszervezet

A konfigurációs és kalibrálási funkciók funkciócsoportokba vannak rendezve.

- A beállítási (setup) módban válassza ki a funkciócsoportot a PLUSZ és MÍNUSZ gombok segítségével.
- Magában a funkciócsoportban az ENTER gombbal léptethet funkcióról-funkcióra.
- A funkción belül válassza ki ismét a kívánt opciót a PLUSZ és MÍNUSZ gombokkal, vagy szerkessze a beállításokat ezekkel a gombokkal. Ezután végezzen jóváhagyást az ENTER gomb segítségével és lépjen tovább.
- Nyomja meg egyszerre a PLUSZ és a MÍNUSZ gombot (Escape [kilépés] funkció) a programozásból való kilépéshez (visszatérés a főmenübe).
- Újra nyomja meg egyszerre a PLUSZ és a MÍNUSZ gombot a mérési módra való váltáshoz.

 Ha egy módosított beállítást nem erősít meg az ENTER gomb segítségével, akkor a régi beállítás marad érvényben.



 13 *Menüszerkezet*

- 1 Funkciók (paraméterek kiválasztása, számok bevitelle)
- 2 Funkciócsoportok, előre és hátrafelé léptetés a PLUSZ és a MÍNUSZ gombok segítségével
- 3 Funkciónál-funkciónál való váltás az ENTER gomb segítségével

7 Üzembe helyezés

7.1 Működés ellenőrzése

Helytelen csatlakoztatás, nem megfelelő tápfeszültség

A személyzetre és az eszköz meghibásodására vonatkozó biztonsági kockázatok!

- ▶ Ellenőrizze, hogy az összes csatlakozás helyesen, a bekötési rajznak megfelelően lett-e kialakítva.
- ▶ Győződjön meg arról, hogy a tápfeszültség megegyezik az adattáblán feltüntetett feszültséggel.

7.2 Az eszköz bekapcsolása

Az első bekapcsolás előtt ismerkedjen meg a távadó működésével. Különösen az „Alapvető biztonsági utasítások” és a „Kezelési lehetőségek” című részeket olvassa el. A bekapcsolást követően az eszköz végrehajtja az öntesztet, majd mérés üzemmódba kapcsol.

Most kalibrálja az érzékelőt a „Kalibrálás” című szakaszban található utasításoknak megfelelően.



Az első üzembe helyezés során az érzékelőt kalibrálni kell, hogy a mérőrendszer pontos mérési adatokat tudjon visszaadni.

Végezze el az első konfigurálást a „Gyorsbeállítás” c. rész utasításainak megfelelően. A felhasználó által beállított értékek még áramkimaradás esetén is megmaradnak.

A következő funkciócsoportok érhetők el a távadóegységben (a csak a Plus csomagban elérhető csoportokat a funkcionális leírásban ennek megfelelően jelöltük):

Beállítás mód

- BEÁLLÍTÁS 1 (A)
- BEÁLLÍTÁS 2 (B)
- ÁRAMBEMENET (Z)
- ÁRAMKIMENET (O)
- RIASZTÁS (F)
- ELLENŐRZÉS (P)
- RELÉ (R)
- SZERVIZ (S)
- E+H SZERVIZ (E)
- INTERFÉSZ (I)

Kalibrációs és eltolási mód

KALIBRÁCIÓ (C)



A távadóban található funkciócsoportok részletes magyarázatát megtalálhatja az „Eszközkonfiguráció” c. részben.

SETUP HOLD

2^s F3

Err.delay

1

2

1

Funkciójelző: A megjelenített kód jelzi a funkciópozíciót a funkciócsoporton belül.

2

Kiegészítő információk

A0060196

14 Felhasználói információk a kijelzőn

C

C1

C131

C121

C111

C132

C133

A funkciócsoportok és funkciók kiválasztásának és megtalálásának megkönnyítése érdekében minden funkcióhoz megjelenik a megfelelő mezőkód

A kód szerkezete a(z) → 15 ábrán látható. A funkciócsoportok az első oszlopban betűként jelennek meg (lásd a funkciócsoportok nevét). Az egyes csoportok funkciói soronként és oszloponként fokozatosan jelennek meg.

A0027502

15 Funkciókód

7.3 Rövid üzembe helyezési útmutató

Bekapcsolás után néhány beállítás szükséges a távadó legfontosabb funkcióinak konfigurálásához, amelyek a helyes méréshez szükségesek. A következő részben egy erre vonatkozó példa látható.

Felhasználói bevitel		Beállítási tartomány (gyári beállítások félkövérrel)
1.	Nyomja meg az ENTER gombot.	
2.	A menük eléréséhez adja meg a „22” kódot. Nyomja meg az ENTER gombot.	
3.	Nyomja meg a MÍNUSZ gombot, amíg a „Szerviz” funkciócsoport meg nem jelenik a kijelzőn.	
4.	A szükséges beállítások elvégzéséhez nyomja meg az ENTER gombot.	
5.	S1 Az S1-ben válassza ki az Ön nyelvét, pl. az „ENG” opciót az angolhoz. Az ENTER gomb megnyomásával erősítse meg a bevitelt.	ENG = angol GER = német FRA = francia ITA = olasz NEL = holland ESP = spanyol
6.	A „Szerviz” funkciócsoportból való kilépéshez nyomja meg egyszerre a PLUSZ és MÍNUSZ gombokat.	
7.	Nyomja meg a MÍNUSZ gombot, amíg a „Setup 1” funkciócsoport meg nem jelenik a kijelzőn.	
8.	A „Setup 1” beállításainak konfigurálásához nyomja meg az ENTER gombot.	

Felhasználói bevitel		Beállítási tartomány (gyári beállítások félkövérrel)
9.	A1 Az A1-ben válassza ki a kívánt üzemmódot, pl. „mg/l” az oxigénkoncentrációhoz. Az ENTER gomb megnyomásával erősítse meg a bevitelt.	mg/l ppm ppb
10.	A2 Válassza ki a kívánt mértékegységet az A2 cellában. Az ENTER gomb megnyomásával erősítse meg a bevitelt.	mg/l ppm ppb
11.	A3 Kapcsolja be vagy ki az automatikus nyomáskompenzációt WX, WS vagy DS verziók esetén az A3-ban. Az automatikus kompenzáció figyelembe veszi a légnyomás magasságtól és időjárástól függő arányát is. Az ENTER gomb megnyomásával erősítse meg a bevitelt.	Off (ki) On (Be)
12.	A4 Ha az automatikus nyomáskiegyenlítés nem érhető el vagy ki van kapcsolva, adja meg a helyszín magasságát az A4-ben. Az ENTER gomb megnyomásával erősítse meg a bevitelt.	0 m 0-tól 4000 m-ig
13.	A5 Írja be a csillapítási tényezőt az A5-be. A mért érték csillapítása átlagolja az egyes mért értékeket, és a kijelző, valamint a jelkimenet stabilizálására szolgál. Adjon meg „1”-et, ha nincs szükség mért érték csillapítására. Az ENTER gomb megnyomásával erősítse meg a bevitelt.	1 1-től 60-ig
14.	A6 Írja be az oxigénmérési tartományt az A6-ba: ■ COS41, COS61 vagy COS71 érzékelők használata esetén válassza a „20 mg/l” / „200 %SAT” / „400 hPa” mérési tartományt. ■ A COS31 esetében válassza ki a folyamathoz szükséges mérési tartományt: minden tartomány lehetséges. Az ENTER gomb megnyomásával erősítse meg a bevitelt. A kijelző visszatér a „Setup 1” funkciócsoport kezdőképernyőjére.	20 mg/l 60 mg/l 200 %SAT 600 %SAT 400 hPa 1200 hPa
15.	Nyomja meg a MÍNUSZ gombot, amíg a „Setup 2” funkciócsoport meg nem jelenik a kijelzőn. Nyomja meg az ENTER gombot a „Setup 2” beállítások konfigurálásához.	
16.	B1 A B1-ben adja meg a közeg sótartalmát. Az ENTER gomb megnyomásával erősítse meg a bevitelt.	0,0 % 0,0–4,0 %
17.	B2 A B2 cellában adja meg a folyamat helyes hőmérsékletét (csak akkor, ha a hőmérsékletmérés korrekciót igényel). Az ENTER gomb megnyomásával erősítse meg a bevitelt.	Aktuális mért érték -10–60 °C
18.	Megjelenik a mért és a beírt hőmérséklet közötti különbség. Nyomja meg az ENTER gombot. A kijelző visszatér a „Setup 2” funkciócsoport kezdőképernyőjére.	Aktuális mért érték -5,0-től 5,0 °C-ig
19.	A mérési módba való átváltáshoz nyomja meg egyszerre a PLUSZ és MÍNUSZ gombokat.	



71724255

www.addresses.endress.com
