Betriebsanleitung Liquiline To Go Ex CYM291





Grundlegendes

Rücksendung im Garantiefall

Bitte kontaktieren Sie in diesem Fall das Service-Team.

Senden Sie das Gerät gereinigt an die Ihnen genannte Adresse.

Bei Kontakt mit Prozessmedium muss das Gerät vor dem Versand dekontaminiert/ desinfiziert werden. Legen Sie der Sendung in diesem Fall eine entsprechende Erklärung bei, um eine mögliche Gefährdung der Service-Mitarbeiter zu vermeiden.



Entsorgung Die landesspezifischen gesetzlichen Vorschriften für die Entsorgung von "Elektro/Elektronik-Altgeräten" sind anzuwenden.

Urheberrechtlich geschützte Begriffe

Die folgenden Begriffe sind als Warenzeichen urheberrechtlich geschützt und werden zur Vereinfachung in der Betriebsanleitung ohne Auszeichnung aufgeführt:

- Memosens[®]
- Liquiline[®]
- Sensocheck[®]
- Sensoface[®]

Lieferumfang	6
Dokumentation	7
Überblick	8
Komfortfunktionen	9
Schutzklappe	10
Haken	10
Display	11
Tastatur	12
Inbetriebnahme	13
Einsetzen der Batterien	13
Batterien für den Einsatz in explosionsgefährdeten Bereichen	14
Sensor anschließen	15
Gerät einschalten	16
Piktogramme	16
Konfigurieren	17
Konfigurierung pH	17
Konfigurierung Leitfähigkeit	18
Konfigurierung Oxy	19
Kalibrieren pH	20
Kalibrieren Leitfähigkeit	24
Kalibrieren Sauerstoff	27
Messen	31
Umschalten der Messwertanzeige	31
Temperatur manuell einstellen	31
Datenlogger	32
Die Betriebsarten des Datenloggers (Loggertyp)	33
Datenloggermenü	35
Datenlogger konfigurieren	36
Datenlogger mit CONT starten	37
Datenlogger mit START starten	37
Loggerdaten anzeigen	38
Datenlogger anhalten	39
Datenlogger löschen	39

Uhr	40
Fehler- und Gerätemeldungen	41
Meldungen "Sensoface"	42
Fehlermeldungen	43
Lieferprogramm pH	44
pH-Sensoren	44
Pufferlösungen Endress+Hauser (pH)	45
Gebrauchsfertige Qualitäts-pH-Pufferlösungen	45
Zubehör pH	45
Lieferprogramm Leitfähigkeit	46
Leitfähigkeitssensoren	46
Leitfähigkeitskalibrierlösungen CLY11	47
Zubehör Leitfähigkeit	47
Lieferprogramm Sauerstoff	48
Sauerstoffsensoren	48
Zubehör Sauerstoff	48
Technische Daten	49
Index	54

Kontrollieren Sie die Lieferung auf Transportschäden und auf Vollständigkeit! Der Lieferumfang des Liquiline To Go Ex CYM291 umfasst:

	Liquiline To Go Ex CYM291
Messgerät inkl. 4 AA-Batterien	/
und vormontiertem Köcher	~
Tragriemen	\checkmark
Datenträger mit ausführlicher Betriebsanleitung	\checkmark
USB Kabel 1,5 m	\checkmark
Sicherheitshinweise	\checkmark
Kurzanleitung in verschiedenen Sprachen	\checkmark
Zertifikate	\checkmark

6

Dokumentation







Werksprüfzeugnis

CD-ROM

Vollständige Dokumentation:

- Betriebsanleitung in Landessprachen
- Sicherheitshinweise
- Zertifikate
- Kurzbedienungsanleitungen

Sicherheitshinweise

In EU-Landessprachen und weiteren.

• EU-Konformitätserklärungen



Vorsicht!

Die Sicherheitshinweise sind Bestandteil der Produktdokumentation und müssen beachtet werden.

Kurzbedienungsanleitungen

Installation und erste Schritte:

- Bedienung
- Menüstruktur
- Kalibrierung
- Handlungshinweise bei Fehlermeldungen

Sprachvarianten auf CD-ROM:

- Deutsch
- Englisch
- Französisch
- Italienisch
- Spanisch
- Brasilanisch

Zertifikate



Liquiline To Go Ex CYM291 ist ein portables Multiparameter-Messgerät für die Messgrößen pH, ORP, Leitfähigkeit und Sauerstoff. Die Bedienung ist dank einer Klartext-Zeile im kontrastreichen LC-Display weitgehend selbsterklärend.

Das Gerät zeichnet sich durch folgende Merkmale aus:

- Für den Einsatz im explosionsgefährdeten Bereich bis Zone 0
- Einsatz digitaler Memosens-Sensoren
- Ein entnehmbarer Köcher schützt den Sensor vor Austrocknung und Beschädigungen und ermöglicht das Kalibrieren.
- Das robuste Gehäuse aus Hochleistungspolymer steht für hohe Stoßfestigkeit und Formbeständigkeit auch bei intensiver Feuchtigkeitseinwirkung.
- Kratzfestes Klarglas-Display, auch nach Jahren einwandfrei ablesbar
- Sehr lange Betriebszeit mit einem Batteriesatz (4x AA) für zuverlässigen Betrieb auch bei hohen oder sehr niedrigen Betriebstemperaturen
- Datenlogger mit 5000 Werten
- Micro-USB-Anschluss
- Anzeige des Sensorzustandes auf einen Blick mit Sensoface (Seite 9)
- Echtzeituhr und Anzeige des Batterie-Ladezustands

Komfortfunktionen

Memosens

Das Liquiline To Go Ex CYM291 kann mit Memosens-Sensoren kommunizieren. Diese digitalen Sensoren werden vom Gerät erkannt und es schaltet automatisch auf das dem Sensor entsprechende Messverfahren um. Bei Anschluss eines Memosens-Sensors erscheint im Display das nebenstehende Logo. Memosens ermöglicht darüber hinaus die Speicherung von Kalibrierdaten, die beim Wechsel des Sensors an ein anderes Memosens-fähiges Gerät auch dort zur Verfügung stehen und genutzt werden können.

Sensoface

Sensoface gibt Ihnen einen schnellen Hinweis auf den Sensorzustand. Hierzu dienen die drei nebenstehend abgebildeten Symbole, die im Display während der Messung bzw. nach Abschluss der Kalibrierung angezeigt werden. Verschlechtert sich der Sensorzustand, erhalten Sie über die Anzeige "INFO …" einen zusätzlichen Hinweis auf die Ursache.

Programmed buffers

Programmed buffers ist ein sehr komfortables Verfahren zur pH-Kalibrierung mit automatischer Puffererkennung. Es muss lediglich der verwendete Puffersatz ausgewählt werden. Die Reihenfolge der Puffer ist dann beliebig.







Schutzklappe

Die Vorderseite des Gerätes ist durch eine Klappe geschützt, die sich zum Gebrauch komplett auf die Rückseite umlegen und arretieren lässt. In der Schutzklappe befindet sich eine Übersicht der Bedienfunktionen und der Gerätemeldungen.



Haken

Auf der Rückseite des Gerätes befindet sich ein ausklappbarer Haken, der es erlaubt, das Gerät aufzuhängen. Dadurch haben Sie die Hände frei für die eigentliche Messung. Unter dem Haken befindet sich das **Typschild**.



Schutzklappe und Haken zusammen

Beide Teile können zu einem Tischständer zusammengesteckt werden und erlauben die bequeme und ermüdungsfreie Arbeit mit dem Gerät am Laboroder Schreibtisch.

Überblick

Display

Das Gerät besitzt für alphanumerische Informationen wie Mess- und Kalibrierdaten, Temperaturen und Datum/Uhrzeit ein dreizeiliges Display. Darüber hinaus können verschiedene Informationen in Form von Symbolen (Sensoface, Batteriestatus etc.) eingeblendet werden.

Nebenstehend sehen Sie einige typische Displayabbildungen.



Kalibrierung Sauerstoff – Schritt 1 (Kalibrierung an Luft)



Loggerdatensatz Leitfähigkeit (mit Anzeige Messgröße, Speicherplatz, Temperatur, Datum und Uhrzeit)



Messen pH (Anzeige von Messgröße, Temperatur, Datum und Uhrzeit)



Kalibrierung Sauerstoff – Schritt 2 (Einstellen der relativen Luftfeuchte)





(mit Anzeige Stunden und Minuten, Sekunden und Datum)

Überblick



Tastatur

Die Tasten der Folientastatur besitzen einen deutlichen Druckpunkt.

Sie haben folgende Funktionen:

- () Einschalten des Gerätes mit Anzeige der Geräte- und Kalibrierdaten (siehe Inbetriebnahme)
- Einschalten des Gerätes / Messmodus aufrufen / Datenlogger anhalten
- ☆ Kalibrierung starten
- ✓ Geräteeinstellung aufrufen / Bestätigungsfunktion
- Anzeige von Uhrzeit und Datum, mit set Uhrzeit und Datum einstellen
- Speicherwerte anzeigen
- ► Messwert halten und speichern, mit √ Logger einstellen und starten (Seite 32)
- Wenn dieses Symbol im Display erscheint, kann mit den Pfeiltasten navigiert werden.

Kontrollieren Sie das Gerät zunächst auf Vollständigkeit (siehe Lieferumfang) und Unversehrtheit.



Achtung!

Das Gerät darf nicht in Betrieb genommen werden, wenn einer der folgenden Punkte zutrifft:

- sichtbare Beschädigung des Gerätes
- Ausfall der elektrischen Funktion
- längere Lagerung bei Temperaturen über 70 °C
- schwere Transportbeanspruchungen

In diesem Fall ist eine fachgerechte Stückprüfung durchzuführen. Diese Prüfung sollte im Werk vorgenommen werden.

Hinweise zum Einsatz im explosionsgefährdeten Bereich



Warnung!

- Das Batteriefach des Liquiline To Go Ex CYM291 darf nur außerhalb des explosionsgefährdeten Bereiches geöffnet werden.
- Das Gerät darf nicht geöffnet werden. Falls eine Reparatur erforderlich wird, müssen Sie das Gerät ins Werk einsenden.
- Innerhalb des explosionsgefährdeten Bereiches ist der Betrieb der USB-Schnittstelle nicht zulässig.



Einsetzen der Batterien

Mit vier Mignon-Batterien erreicht das Liquiline To Go Ex CYM291 ca. 500 h Laufzeit.

Das Batteriefach auf der Rückseite des Gerätes öffnen. Beim Einlegen der Batterien Polarität beachten (siehe Kennzeichnung im Batteriefach). Batteriefachdeckel schließen und handfest zuschrauben.

Auf dem Display zeigt ein Batteriesymbol die Kapazität der Batterien an:

Symbol gefüllt	Batterien volle Kapazität
Symbol teilweise gefüllt	ausreichende Kapazität vorhanden
Symbol leer	keine ausreichende Kapazität vorhanden; Kalibrieren möglich, kein Loggen
Symbol blinkt	nur noch wenige Betriebsstunden, Messen ist noch möglich Achtung! Unbedingt Batterien wechseln!



IECEx

Warnung!

Beim Einsatz des Liquiline To Go Ex CYM291 in explosionsgefährdeten Bereichen dürfen nur die in der nachfolgenden Tabelle angeführten Batterien verwendet werden. Dabei müssen die Batterien vom selben Hersteller stammen und identisch bezüglich Typ und Kapazität sein. Neue Batterien dürfen nicht mit bereits verwendeten Batterien gemischt betrieben werden ("Certificates", Control Drawing 209.009-150).

Batterien für den Einsatz in explosionsgefährdeten Bereichen

Batterien (jeweils 4x)	TempKlasse	Umgebungstemperaturbereich
Duracell MN1500	T4	-10 °C ≤ Ta ≤ +40 °C
Energizer E91	T3	-10 °C ≤ Ta ≤ +50 °C
Power One 4106	T3	-10 °C ≤ Ta ≤ +50 °C
Panasonic Pro Power LR6	T3	-10 °C ≤ Ta ≤ +50 °C

Sensor anschließen

Das Liquiline To Go Ex CYM291 besitzt mehrere Anschlüsse und kann eine Vielzahl unterschiedlicher Sensoren zur Messung verwenden (siehe nachstehende Abbildung). Es darf immer nur **ein** Sensor zur gleichen Zeit an das Messgerät angeschlossen werden. Das Messgerät erkennt den jeweils angeschlossenen Memosens-Sensor und zeigt das Memosens-Logo im Display an.

Separater Temperaturfühler

Die automatische Erkennung eines separaten Temperaturfühlers erfolgt nach dem Einschalten des Gerätes. Bei einem Wechsel des Temperaturfühlers muss das Gerät aus- und wieder eingeschaltet werden!



Warnung!

Bei Verwendung von Sensoren ohne Explosionsschutzzulassung verliert das Liquiline To Go Ex CYM291 seine Ex-Schutz-Zulassung. Verwenden Sie daher das Gerät ausschließlich mit Sensoren mit entsprechender Ex-Schutz-Zulassung.



Anschlüsse

- a Micro-USB-Buchse
- b M8, 4-polig für Memosens-Laborkabel
- c Temperaturfühler GND
- d Temperaturfühler
- e M12, 8-polig für Memosens-Sensoren

Memosens-Sensoren verfügen über eine **Kabel-Kupplung**, die es gestattet, die Sensoren komfortabel zu tauschen, während das Anschlusskabel am Gerät verbleibt. Das Anschlusskabel wird an die Buchse **b** (M8, 4-polig) oder **e** (M12, 8-polig) angeschlossen.





Gerät einschalten

Nach dem Anschluss des Sensors kann das Gerät mit Hilfe der Taste 0 oder A eingeschaltet werden.



Nach dem Einschalten mit der Taste \bigcirc durchläuft das Gerät zunächst einen Selbsttest und zeigt anschließend die Kalibrierdaten und Einstellungen an, bevor es den Messmodus erreicht. Nach dem Einschalten mit der Taste \bigtriangleup wird unmittelbar in den Messmodus geschaltet.

Je nach verwendeten Sensoren und konkreter Messaufgabe ergeben sich vor der ersten Messung die nachfolgenden Schritte zur Konfigurierung und Kalibrierung.

Piktogramme

Wichtige Hinweise auf den Gerätezustand:





Konfigurierung pH

Die Konfigurierung sorgt für die Abstimmung zwischen verwendetem Sensor und gewünschtem Messverhalten. Außerdem gestattet sie die Auswahl des geeigneten Kalibrierverfahrens. Das nachfolgende Schema gibt einen Überblick. **Fett** gedruckte Einträge entsprechen den Liefereinstellungen.

Messung

 \downarrow

•					
Anzeige "Setup"		Auswahl mit Pfeiltasten, Bestätigung mit \checkmark			
	Display 1		рН х	.xx pH x.xxx mV	
↑	Display 2	1	OFF	Datum + Uhrzeit Da	atum Uhrzeit
	CAL Timer		OFF	1 99 Tage	
	CAL		PRO	G.BUFFERS Manual D	ATA INPUT (ISFET-Zero)
			FREE	CAL	
	CAL POINTS		1 2	3 1-2-3 (bei PROG.E	BUFFERS, Manual, FREE CAL)
			-01-	Endress+Hauser	2,00 4,01 6,98 9,95 11,87
			-02-	Mettler Toledo	2,00 4,01 7,00 9,21
			-03-	Knick Calimat	2,00 4,00 7,00 9,00 12,00
			-04-	Ciba (94)	2,06 4,00 7,00 10,00
	(PROG.BUF- FERS, FREE CAL)	\checkmark	-05-	NIST Technisch	1,68 4,00 7,00 10,01 12,46
			-06-	NIST Standard	1,679 4,006 6,865 9,180
			-07-	HACH	4,01 7,00 10,01 12,00
			-08-	WTW techn. Puffer	2,00 4,01 7,00 10,00
			-09-	Hamilton	2,00 4,01 7,00 10,01 12,00
			-10-	Reagecon	2,00 4,00 7,00 9,00 12,00
			-11-	DIN 19267	1,09 4,65 6,79 9,23 12,75
	Auto OFF		OFF	0,1h 1h 6h 12h	
	Temp Unit		°C °	F	
	Time Format		24h	12h	
	Date Format		tt.mi	n.jj mm.tt.jj	
			NO	YES (Rücksetzen auf L	iefereinstellung)
¥	Default		Hinw	/eis: Es werden auch a	alle Datenloggereinträge
			gelös	scht.	
A .					

A Wenn dieses Symbol im Menü erscheint, wählt man die Menüpunkte

 \blacksquare mit den Pfeiltasten – die Bestätigung der Auswahl erfolgt mit \checkmark .

Cond

Konfigurierung Leitfähigkeit

Die Konfigurierung sorgt für die Abstimmung zwischen verwendetem Sensor und gewünschtem Messverhalten. Außerdem gestattet sie die Auswahl des geeigneten Kalibrierverfahrens. Das nachfolgende Schema gibt einen Überblick. **Fett** gedruckte Einträge entsprechen den Liefereinstellungen.

Auswahl mit Pfeiltasten Bestätigung mit 🗸

Messung

↓ √

Anzeige "Setup"

		,
Display		Cond SAL g/kg TDS mg/l
MOHM cm	1	OFF On
Cond Unit		mS/cm S/m
TDS Factor		0.0 1.0 (wenn Display = TDS)
TC*)		OFF LINEAR NLF NACL HCL NH3 NAOH (wenn Display = Cond)
TC LINEAR		0.0 20.0 %/K 2.1 %/K (wenn TC = LINEAR)
REF. Temp.		0 100 °C 25 °C (32 212 °F 77 °F)
	\checkmark	(wenn TC = LINEAR)
CAL		CELL CONST. COND <25°C> 74.0µS/cm
		<25°C> 149.6µS/cm <25°C> 1.406mS/cm
		<25°C> 12.64mS/cm <25°C> 107.00mS/cm FREE CAL
Auto OFF		OFF 0.1h 1h 6h 12h
Temp. Unit		°C °F
Time Format		24h 12h
Date Format		tt.mm.jj mm.tt.jj
Default		NO YES (Rücksetzen auf Liefereinstellungen) Hinweis : Es werden auch alle Datenloggereinträge gelöscht.
	Display MOHM cm Cond Unit TDS Factor TC" TC LINEAR REF. Temp. CAL Auto OFF Temp. Unit Time Format Date Format Default	Display MOHM cm Cond Unit TDS Factor TC" TC LINEAR REF. Temp. CAL Auto OFF Temp. Unit Time Format Date Format Default

Wenn dieses Symbol im Menü erscheint, wählt man die Menüpunkte

- mit den Pfeiltasten die Bestätigung der Auswahl erfolgt mit \checkmark .
- *) Temperaturkompensation

19



Konfigurierung Oxy

Die Konfigurierung sorgt für die Abstimmung zwischen verwendetem Sensor und gewünschtem Messverhalten. Außerdem gestattet sie die Auswahl des geeigneten Kalibrierverfahrens. Das nachfolgende Schema gibt einen Überblick. Fett gedruckte Einträge entsprechen den Liefereinstellungen.

Messung



Anzeige "Setup"

, - ,, [-		
Display 1		Sättigung % air Konzentration mg/l
Display 2		OFF Datum + Uhrzeit Datum Uhrzeit
Altitude		0 4000 m
Salt Correct		0.0 45.0 g/kg
CAL		AIR CAL ZERO CAL DATA INPUT FREE CAL
CAL Timer	. √.	OFF 1 99 Tage
	$ \rightarrow $	

Auswahl mit Pfeiltasten Bestätigung mit 🗸

	Auto OFF	$ \longrightarrow $	OFF 0.1h 1h 6h 12h
•	Temp Unit		°C °F
	Time Format		24h 12h
	Date Format		tt.mm.jj mm.tt.jj
	Default		NO YES (Rücksetzen auf Liefereinstellungen)
			Hinweis: Es werden auch alle Datenloggereinträge
			gelöscht.

Wenn dieses Symbol im Menü erscheint, wählt man die Menüpunkte

mit den Pfeiltasten – die Bestätigung der Auswahl erfolgt mit $\sqrt{.}$

рΗ

21



Kalibrierung Programmed buffers (Kalibrierung mit automatischer Puffererkennung)

Das Kalibrierverfahren wird in der Konfigurierung ausgewählt. Die Kalibrierung dient der Anpassung des jeweiligen Sensors an das Messgerät. Nur so ist gewährleistet, vergleichbare und reproduzierbare Messergebnisse zu erhalten.



Hinweis! Ein Abbruch der Kalibrierung ist jederzeit durch A möglich und wird mit "CAL ABORTED" auf dem Display angezeigt. Ausnahme: Wenn "CAL POINTS 1-2-3" konfiguriert und der erste Kalibrierschritt abgeschlossen ist, wird die Kalibrierung in jedem Fall durchgeführt.



Kalibrierung DATA INPUT

(Kalibrierung durch Dateneingabe bekannter Sensorwerte)

Das Kalibrierverfahren wird in der Konfigurierung ausgewählt.



Hinweis! Ein Abbruch der Kalibrierung ist jederzeit durch A möglich.

рН



Kalibrierung MANUAL

(Manuelle Kalibrierung)

Das Kalibrierverfahren wird in der Konfigurierung ausgewählt.

Messung	
↓ T	
CAL	Anzahl der Kalibrierpunkte wurde in der Konfi-
MANUAL	gurierung eingestellt.
¥	
CAL 1/2/3	
PRESS CAL	
↓ ☆	
pH-Anzeige blinkt	Aus der Beschreibung des Puffers den tempe-
PRESS CAL	raturrichtigen pH-Wert ermitteln und mit ▲▼ einstellen.
↓ *	
mV-Anzeige blinkt	
V	Je nach Anzahl der Kalibrierpunkte wiederholt sich der unter CAL 1/2/3 beschriebene Vorgang.
mV-Wert blinkt bis zum Ende dei	r Kalibrierung, dann nacheinander Anzeige
CAL DATA	
1/2/3 CAL POINTS	
ZERO POINT	
SLOPE	
Anschließend automatischer We	chsel zur Messung

Hinweis! Ein Abbruch der Kalibrierung ist jederzeit durch \triangle möglich und wird mit "CAL ABORTED" auf dem Display angezeigt. Ausnahme: Wenn "CAL POINTS 1-2-3" konfiguriert und der erste Kalibrierschritt abgeschlossen ist, wird die Kalibrierung in jedem Fall durchgeführt.



Kalibrierung FREE CAL

(Freie Auswahl des Kalibrierverfahrens)

Die Kalibrierung "FREE CAL" wird in der Konfigurierung ausgewählt.



Führen Sie die gewählte Kalibrierung durch (siehe Kalibrierung PROG. BUFFERS, DATA INPUT oder MANUAL).



Kalibrierung CELL CONST.

(Kalibrierung durch Eingabe der Zellkonstante)

Das Kalibrierverfahren wird in der Konfigurierung ausgewählt.

	-
Messung	
↓ T	
CAL	Leitfähigkeit wird im Display angezeigt und
CELL CONST.	kann mit einer Referenzlösung (temperaturrich-
	tig) verglichen werden.
¥	
Wert blinkt	Mit ▲▼ Wert für die Zellkonstante einstellen.
↓ T	

Die Kalibrierung wird durchgeführt. Automatisch zurück zur Messung.



Kalibrierung COND

(Kalibrierung durch Eingabe der Leitfähigkeit)

Das Kalibrierverfahren wird in der Konfigurierung ausgewählt.

Messung	
· ↓ ¹	
CAL COND	Sensor in Medium tauchen.
Ļ	
Wert blinkt	Mit ▲▼ Wert für die Leitfähigkeit temperatur- richtig einstellen. Achtung : Das Messgerät führt hier <u>keine</u> Temperaturkompensation durch!
	—

T T

Die Kalibrierung wird durchgeführt. Automatisch zurück zur Messung.



Kalibrierung mit Kalibrierlösung

(Automatische Kalibrierung mit vorgegebener Kalibrierlösung) Das Kalibrierverfahren wird in der Konfigurierung ausgewählt.



Achtung!

- Achten Sie darauf, dass die verwendeten Kalibrierlösungen genau den in dieser Anleitung vorgegebenen Werten entsprechen. Andernfalls wird die Zellkonstante fehlerhaft bestimmt.
- Achten Sie darauf, dass bei Flüssigkalibrierung Sensor, ggf. separater Temperaturfühler und Kalibrierlösung die gleiche Temperatur aufweisen, um eine genaue Bestimmung der Zellkonstante zu erreichen.



ţ

Die Kalibrierung wird durchgeführt. Automatisch zurück zur Messung.





Kalibrierung FREE CAL

(Freie Auswahl des Kalibrierverfahrens)

Die Kalibrierung "FREE CAL" wird in der Konfigurierung ausgewählt.

Messung	
↓ <u></u>	
CAL	M
CELL CONST. blinkt	re
	74
	1.4
	10
 †	

Mit ▲▼ das gewünschte Kalibrierverfahren auswählen (CELL CONST., COND, <25°C> 74.0µS/cm, <25°C> 149.6µS/cm, <25°C> 1.406mS/cm, <25°C> 12.64mS/cm, <25°C> 107.00mS/cm).

| 1

Führen Sie die gewählte Kalibrierung durch (siehe Kalibrierung CELL CONST., COND oder Kalibrierlösung).

Kalibrieren Sauerstoff

27



Kalibrierung AIR CAL

(Kalibrierung der Steilheit an Luft)

Das Kalibrierverfahren wird in der Konfigurierung ausgewählt.



Hinweis! Ein Abbruch der Kalibrierung ist jederzeit durch 🕰 möglich.

Kalibrieren Sauerstoff

Оху

28



Kalibrierung ZERO CAL

(Nullpunktkalibrierung mit sauerstofffreiem Medium)

Das Kalibrierverfahren wird in der Konfigurierung ausgewählt.

	1
Messung	
↓ [™]	
CAL	
ZERO CAL	
V	
xxx	Sensor in sauerstofffreies Medium (z. B. Stick-
nA	stoff 5.0) bringen und Stabilisierung der Mess-
PRESS CAL blinkt	werte abwarten.
↓ ⁺	
CAL DATA	Die Kalibrierung wird durchgeführt.
V	
Datum	Kalibrierdaten für den Nullpunkt werden an-
ZERO P. xxx nA	gezeigt.
V	
Datum	Kalibrierdaten für die Steilheit werden ange-
SLOPE xxx nA	zeigt.
¥	-
Automatisch zurück zur Messung	g.

Hinweis! Ein Abbruch der Kalibrierung ist jederzeit durch 🕰 möglich.

29



Kalibrierung DATA INPUT

(Kalibrierung durch Dateneingabe bekannter Sensorwerte) Das Kalibrierverfahren wird in der Konfigurierung ausgewählt.



Die Kalibrierung wird durchgeführt. Automatisch zurück zur Messung.

Hinweis! Ein Abbruch der Kalibrierung ist jederzeit durch 🕰 möglich.

30

Kalibrieren Sauerstoff

Оху



Kalibrierung FREE CAL

(Freie Auswahl des Kalibrierverfahrens)

Die Kalibrierung "FREE CAL" wird in der Konfigurierung ausgewählt.

Messung	
↓ <u>1</u> *	
CAL AIR CAL blinkt	Mit ▲▼ das gewünschte Kalibrierverfahren auswählen (AIR CAL, ZERO CAL, DATA INPUT).
↓ <u>*</u> *	

Führen Sie die gewählte Kalibrierung durch (siehe Kalibrierung AIR CAL, ZERO CAL oder DATA INPUT).

Messen

Nachdem die Gerätevorbereitungen abgeschlossen sind, können Sie die eigentliche Messung vornehmen.

- 1) Schließen Sie den gewünschten Sensor an das Messgerät an. Einige Sensoren benötigen eine spezielle Vorbehandlung. Diese entnehmen Sie bitte der jeweiligen Sensor-Bedienungsanleitung.
- 2) Schalten Sie das Messgerät entweder mit der Taste 🖒 oder Δ ein.
- 3) Je nach Messverfahren und ausgewähltem Sensor führen Sie dessen messempfindlichen Bereich in das zu messende Medium ein.
- 4) Beobachten Sie die Anzeige und warten Sie, bis sich der Messwert stabilisiert hat.
- 5) Mit Hilfe der Taste 🗐 können Sie Messwerte halten und speichern (siehe Datenlogger, Seite 32).

Umschalten der Messwertanzeige

Während der Messung können Sie die Messwertanzeige durch Drücken der Taste \triangle wie folgt umschalten:

- pH: zwischen pH und mV
- Cond: zwischen kompensiertem und unkompensiertem Messwert (wenn Temperaturkompensation bzw. SAL oder TDS aktiviert ist)
- Oxy: entfällt

Temperatur manuell einstellen

Wenn Sie einen Sensor ohne Temperaturfühler an das Messgerät anschließen, können Sie die Temperatur für die Messung bzw. für die Kalibrierung manuell einstellen:

- 1) Drücken Sie die Taste \bigwedge , um in den Messmodus zu gelangen. Die eingestellte Temperatur wird angezeigt.
- 2) Stellen Sie den gewünschten Temperaturwert durch Drücken der Pfeiltaste ▼ oder ▲ ein. Längeres Drücken führt zu einer schnellen Änderung des Temperaturwertes.

Tasten für die Messuna









Cond





Der Datenlogger

Das Gerät verfügt über einen Datenlogger, der **vor der Benutzung** konfiguriert und anschließend aktiviert wird. Sie können zwischen folgenden Loggertypen wählen:

- DIFF (messwertgesteuertes Loggen von Messgröße und Temperatur)
- INT (zeitgesteuertes Loggen in einem festen Intervall)
- DIFF+INT (kombiniertes zeit- und messwertgesteuertes Loggen)
- SHOT (manuelles Loggen durch Drücken der Taste 🗐)

Der Datenlogger zeichnet bis zu 5000 Einträge umlaufend in einem Ringspeicher auf. Bereits vorhandene Einträge werden dabei überschrieben. Folgende Daten werden aufgezeichnet: Hauptmesswert, Temperatur, Zeitstempel und Gerätestatus.



Display: Relevante Symbole für den Datenlogger

Datenlogger

Cond

33

Die Betriebsarten des Datenloggers (Loggertyp)

Manuelles Loggen, wenn Logger aktiviert (SHOT)

In dieser Betriebsart werden Messwerte immer dann gespeichert, wenn die Taste gedrückt wird.



► E

Messwert wird an die Adresse des zuletzt gespeicherten Wertes +1 gespeichert

Manuelles Loggen, wenn Logger deaktiviert

Messung Logger deaktiviert

×≣ I

Messwert wird gehalten Vorgeschlagene Adresse blinkt (Adresse des zuletzt gespeicherWenn gewünscht: Startadresse mit **A** wählen.

ten Wertes +1)

Messwert wird an die gewünschte Adresse gespeichert (z. B. Überschreiben einer Fehlmessung).

Intervall (INT)

In dieser Betriebsart werden Messwerte zyklisch aufgezeichnet.





Differenz (DIFF)

Wenn der Delta-Bereich (Messgröße und/oder Temperatur) bezogen auf den letzten Eintrag über-/unterschritten wird, erfolgt ein neuer Eintrag und der Delta-Bereich verschiebt sich um das Delta nach oben bzw. unten. Der erste Eintrag wird automatisch gespeichert, wenn der Datenlogger gestartet wird.



Differenz+Intervall kombiniert (DIFF+INT)

Wenn der Delta-Bereich zum letzten DIFF-Eintrag über-/unterschritten wird, erfolgt ein neuer Eintrag (Im Beispiel: Messeintrag **A**) und der Delta-Bereich verschiebt sich um das Delta nach oben bzw. unten. Solange der Messwert innerhalb des Delta-Bereichs bleibt, wird entsprechend der Voreinstellung "Intervall" geloggt. Der erste DIFF-Eintrag wird automatisch gespeichert, wenn der Datenlogger gestartet wird.



Datenlogger

рН Оху

Cond

Datenloggermenü

Anzeige Logger

Auswahl mit Pfeiltasten, Bestätigung mit \checkmark



Startadresse auswählen und Datenlogger starten Löscht alle Einträge und startet den Datenlogger mit der Startadresse 0001 Alle Einträge löschen Loggertyp auswählen und konfigurieren: DIFF, INT, DIFF+INT, SHOT (siehe Tabelle unten)

Übersicht Datenloggermenü (Voreinstellung fett gedruckt)			
Logger-	DIFF *)	Delta % air	OFF 0.1 100 % air 1.0 % air
typ			OFF 0.01 20 mg/l 1.00 mg/l
		Delta pH	OFF pH 0.0114.00 pH 1.00
			OFF 1 1000 mV 1 mV
		Delta Cond	OFF 1 1000 mS/cm
			OFF 0.1 100 S/m 1 S/m
		Delta SAL	OFF 0.1 45.0 g/kg
		Delta TDS	OFF 1 1999 mg/l
		Delta °C / °F	OFF 0.1 50.0 °C 1.0 °C
			OFF 0.1100 °F 1.0 °F
	INT	Intervall	h:mm:ss
			0:00:01 9:59:59 0:02:00
	DIFF+INT	DIFF	siehe Loggertyp DIFF
		INT	siehe Loggertyp INT
	SHOT	aktuell eingeste	ellte Messgröße wird gespeichert

*) Messgrößen abhängig vom angeschlossenen Sensor und von der Konfigurierung, siehe Seite 17

рН	Оху	Cond
· 1		1 1

Datenlogger konfigurieren

Voraussetzung: Datenlogger ist angehalten (A drücken).

Messung	
↓ 13	_
Messwert wird gehalten	
\downarrow \checkmark	
Logger: CONT blinkt]
↓ ▼	
Logger: START blinkt	
↓ ▼	
Logger: DEL blinkt	
↓ ▼	
Logger: SET blinkt	
\downarrow \checkmark	
Logger: Der aktuelle Loggertyp	Gewünschten Loggertyp mit ▲▼ wählen:
blinkt	DIFF, INT, DIFF+INT oder SHOT.
\downarrow \checkmark	
Enterrachand Laggartyn Warta mi	t 🛦 🛡 wählen und joweils mit 🗸 hestätigen

Entsprechend Loggertyp Werte mit ▲ ▼ wählen und jeweils mit √ bestätigen. Wenn die Konfigurierung abgeschlossen ist, blinkt CONT. Sie können den Datenlogger mit START oder CONT starten (siehe Seite 37).

Datenlogger

Cond

57

Datenlogger mit CONT starten

Voraussetzung: Datenlogger ist konfiguriert. Nach jedem Ausschalten des Gerätes muss der Datenlogger neu gestartet werden (Ausnahme: SHOT).

Messung

↓ 13

Messwert wird gehalten

Logger: CONT blinkt

↓ √

Adresse des zuletzt gespeicherten Wertes +1 blinkt (Vorschlag für Startadresse) Wenn gewünscht: Startadresse mit **AV** wählen.

↓ √

Der Messwert wird an die gewählte Startadresse gespeichert (Ausnahme: SHOT). "... FREE MEMORY" wird angezeigt.

Symbole "LOGGER" und "aktiver Loggertyp" werden angezeigt.

Datenlogger mit START starten

Voraussetzung: Datenlogger ist konfiguriert. Es werden alle vorhandenen Einträge gelöscht. Die Speicherung erfolgt ab Startadresse 0001. Nach jedem Ausschalten des Gerätes muss der Datenlogger neu gestartet werden (Ausnahme: SHOT).

Messung

↓ •ī⊒

Messwert wird gehalten

♦

Logger: CONT blinkt

↓

Logger: START blinkt

¥

Alle Einträge werden gelöscht. "5000 FREE MEMORY" wird angezeigt. Symbole "LOGGER" und "aktiver Loggertyp" werden angezeigt. 38

pH Oxy Cond

Loggerdaten anzeigen

Mit der Taste
können Sie sich alle gespeicherten Messwerte auf dem Display anzeigen lassen.

Messung	
•	
Display zeigt das Symbol "RCL"	Mit ▲▼ gewünschte Adresse wählen. Es
und den zuletzt gespeicherten	den auch leere Speicherplätze angezeigt.
Messwert	
 □ □ □ □ oder	
¥	
Zurück zur Messung	
Messwert ↓ ■ oder 🕰 Zurück zur Messung.	



Beispiel: Gespeicherter Messwert 0026



Beispiel: Leerer Speicherplatz 0004

Es wer-

Datenlogger

рН Оху	Со

Datenlogger anhalten

Mit der Taste \overline{A} können Sie den Datenlogger zu jeder Zeit anhalten.

Messung, Logger aktiviert

A

Datenlogger wird angehalten. Symbole "LOGGER" und "aktiver Loggertyp" werden nicht mehr angezeigt. Sie haben weiterhin die Möglichkeit, durch 🗐 einen Messwert zu halten und ihn anschließend an eine beliebige Adresse zu speichern.

Datenlogger löschen

Über die Auswahl "DEL" werden alle Datensätze gelöscht.



Alle gespeicherten Datensätze werden gelöscht. "0000 DELETED" wird angezeigt.



pН

Oxy Cond

 $[\checkmark]$

Die Taste 🔿 ruft die Uhr auf. Datum und Uhrzeit werden in dem Format angezeigt, wie in der Konfigurierung ausgewählt. Die Uhr wird wie nachfolgend beschrieben gestellt.



Fehler- und Gerätemeldungen

41



Das Messgerät zeigt Fehlermeldungen mit "ERROR …" auf dem Display an. Hinweise auf den Sensorzustand werden durch das Symbol "Sensoface" (freundlich, neutral, traurig) und ggf. einem zusätzlichen Hinweis ("INFO …") dargestellt.



Beispiel Fehlermeldung: ERROR 1 (Messbereich überschritten)

Sensoface (das ist das "Gesicht"-Symbol) gibt Hinweise auf den Sensorzustand (Wartungsbedarf). Die Messeinrichtung ist aber noch in der Lage, die Messgröße zu ermitteln. Nach Abschluss einer Kalibrierung wird zur Bestätigung das entsprechende Sensoface (freundlich, neutral, traurig) zusammen mit den Kalibrierdaten angezeigt. Sensoface ist sonst nur im Messbetrieb sichtbar.

Die wichtigsten Fehlermeldungen und Meldungen "Sensoface" befinden sich auf der Innenseite der Schutzklappe. Diese und alle anderen Fehlermeldungen mit ihren jeweiligen Bedeutungen entnehmen Sie bitte den nachfolgenden Tabellen.



Beispiel Meldung "Sensoface": INFO 1 (Kalibriertimer abgelaufen)



42

pН



Meldungen "Sensoface"

Das Symbol "Sensoface" weist Sie wie folgt auf den Sensorzustand hin:



Sensor ist in Ordnung

Sensor demnächst kalibrieren

Sensor kalibrieren oder austauschen

Zusätzlich wird bei den Symbolen "Sensoface neutral" und "Sensoface traurig" "INFO ..." auf dem Display angezeigt, um Ihnen einen Hinweis auf die Ursache der Verschlechterung des Sensors zu geben.

Sensoface	Hinweis	Ursache
	INFO 1	Kalibriertimer
	INFO 3	Sensocheck
	INFO 5	Nullpunkt/Steilheit
$\bigcirc \bigcirc \bigcirc$	INFO 6	Einstellzeit
	INFO 7	Arbeitspunkt (Asymmetriepotenzial)
	INFO 8	Leckstrom
	INFO 9	ORP-Offset
	INFO 10	Polarisation

Fehler- und Gerätemeldungen

рН || Оху |

Fehlermeldungen

Die folgenden Fehlermeldungen werden auf dem Display angezeigt.

Meldung	Ursache	Fehler beheben
b linkt	Batterie leer	Batterien austauschen
ERROR 1	Messbereich überschritten	
ERROR 2	Messbereich ORP wurde überschritten	Überprüfen Sie, ob die Messbedingun-
ERROR 3	Messbereich Temperatur überschritten	gen dem messbereich entsprechen.
ERROR 4	Nullpunkt zu groß/klein	Sensor gründlich spülen und neu kalib-
ERROR 5	Steilheit zu groß/klein	rieren. Ansonsten Sensor tauschen.
ERROR 6	Zellkonstante zu groß/klein	Nominelle Zellkonstante eingeben oder Sensor mittels bekannter Lösung kalibrieren.
ERROR 8	Kalibrierfehler: Gleicher Puffer	Verwenden Sie Puffer mit anderem Nennwert, bevor Sie den nächsten Schritt der Kalibrierung einleiten.
ERROR 9	Kalibrierfehler: Unbekannter Puffer	Stimmt der eingestellte Puffersatz mit dem verwendeten überein?
ERROR 10	Kalibriermedien vertauscht	Kalibrierung wiederholen.
ERROR 11	Messwert instabil Stabilitätskriterium nicht erreicht	Lassen Sie den Sensor so lange in der Flüssigkeit, bis die Temperatur stabil ist. Ansonsten Sensor tauschen.
ERROR 14	Uhrzeit und Datum ungültig	Datum und Zeit einstellen.
ERROR 18	Konfiguration ungültig	Neustart, auf Liefereinstellungen zu- rücksetzen, konfigurieren und kalibrie- ren. Ansonsten Gerät einschicken.
ERROR 19	Abgleichdaten defekt	Gerät defekt, einschicken.
ERROR 21	Sensorfehler (Memosens)	Funktionsfähigen Memosens-Sensor anschließen.
ERROR 22	Sensorkonflikt	Nur einen Sensor anschließen.

43

44

Lieferprogramm pH

рΗ

pH-Sensoren

Bezeichnung

Sensortyp

(Link zum Produktkonfigurator) Orbisint CPS11D Orbisint CPS12D

Orbisint CPS12D Memosens CPS16D Memosens CPS31D Ceraliquid CPS41D Ceraliquid CPS42D Ceragel CPS71D Ceragel CPS72D Memosens CPS76D **Orbipore CPS91D Orbipore CPS92D** Memosens CPS96D Ceramax CPS341D Tophit CPS441D Tophit CPS471D Tophit CPS491D Orbipac CPF81D **Orbipac CPF82D**

Digitaler pH-Sensor Digitaler Redox-Sensor Kombinierter digitaler pH-/Redox-Sensor Digitaler pH-Sensor Digitaler pH-Sensor Digitaler Redox-Sensor Digitaler pH-Sensor **Digitaler Redox-Sensor** Kombinierter digitaler pH-/Redox-Sensor Digitaler pH-Sensor **Digitaler Redox-Sensor** Kombinierter digitaler pH-/Redox-Sensor Digitaler glasfreier pH-Sensor Digitaler glasfreier pH-Sensor Digitaler glasfreier pH-Sensor Digitaler glasfreier pH-Sensor Digitaler pH-Sensor **Digitaler Redox-Sensor**

So erreichen Sie den Produktkonfigurator: www.endress.com/<Produktname>

Memosens-Sensoren verfügen über eine **Kabel-Kupplung**, die es gestattet, die Sensoren komfortabel zu tauschen, während das Anschlusskabel am Gerät verbleibt.



Pufferlösungen Endress+Hauser (pH)

Gebrauchsfertige Qualitäts-pH-Pufferlösungen

Qualitätspuffer von Endress+Hauser - CPY20

Als sekundäre Referenzpufferlösungen werden Lösungen verwendet, die gemäß DIN 19266 vom DAkkS (Deutsche Akkreditierungsstelle)-akkreditierten Endress+Hauser Pufferlabor auf primäres Referenzmaterial der PTB (Physikalisch-Technische Bundesanstalt) und auf Standard-Referenzmaterial von NIST (National Institute of Standards and Technology) zurückgeführt werden.

Puffersets CPY20

5000 ml / 100 ml / 250 ml
5000 ml / 100 ml / 250 ml / 18 ml
5000 ml / 100 ml / 250 ml / 18 ml
5000 ml / 100 ml / 250 ml
5000 ml / 100 ml / 250 ml

Zubehör pH

Artikel

1,5 m Sensorkabel ATEX CYK20 BAB1C2 Elektrolytgefäß, CPY7, Vorratsbehälter für KCI-Elektrolyt, 150ml

So erreichen Sie den Produktkonfigurator: www.endress.com

Menge

Cond

Leitfähigkeitssensoren

BezeichnungSensortyp(Link zum Produktkonfigurator)LeitfähigkeitssensorCondumax CLS15DLeitfähigkeitssensorCondumax CLS21DLeitfähigkeitssensorMemosens CLS82DLeitfähigkeitssensor

Memosens-Sensoren verfügen über eine **Kabel-Kupplung**, die es gestattet, die Sensoren komfortabel zu tauschen, während das Anschlusskabel am Gerät verbleibt.



Lieferprogramm Leitfähigkeit

Leitfähigkeitskalibrierlösungen CLY11

CLY11-A, 74 μS/cm (Bezugstemperatur 25°C (77 °F)), 500ml (16,9 fl.oz) CLY11-B, 149,6 μS/cm (Bezugstemperatur 25°C (77 °F)), 500ml (16,9 fl.oz) CLY11-C, 1,406 mS/cm (Bezugstemperatur 25°C (77 °F)), 500ml (16,9 fl.oz) CLY11-D, 12,64 mS/cm (Bezugstemperatur 25°C (77 °F)), 500ml (16,9 fl.oz) CLY11-E, 107,00 mS/cm (Bezugstemperatur 25°C (77 °F)), 500ml (16,9 fl.oz)

Zubehör Leitfähigkeit

Artikel (Link zum Produktkonfigurator) 1,5 m Sensorkabel ATEX CYK20 BAB1C2 Kalibrierset Conducal CLY421

- Leitfähigkeitskalibrierset (Koffer) für Reinstwasseranwendungen
- Vollständige, werkskalibrierte Messeinrichtung mit Zertifikat, rückführbar auf SRM von NIST und DKD, zur Vergleichsmessung in Reinstwasser bis max. 20 μS/cm
- Produktkonfigurator auf der Produktseite: www.endress.com/cly421

So erreichen Sie den Produktkonfigurator: www.endress.com Cond

Оху

Sauerstoffsensoren

Bezeichnung (Link zum Produktkonfigurator)

Digitaler Sauerstoffsensor Oxymax COS22D

Zubehör Sauerstoff

Artikel

Wartungskits COS22Z

1,5 m Sensorkabel ATEX CYK20 BAB1C2

So erreichen Sie den Produktkonfigurator: www.endress.com

Technische Daten

pH Oxy Cond

Anschlüsse	1x Buchse M8, 4-polig für Memosens-Laborkabel		
	1x Buchse M12, 8-polig für Memosens-Sensoren		
	2x Buchse 4 mm für separaten Temperaturfühler		
	IX IVIICTO-USB-B TUR den Betrieb ohne Batterien Bei Nutzung des LISB-Anschlusses Sicherheitshinweise beachten!		
Anzoigo	ICD STN 7 Segmentanzoige mit 2 Zeilen und Symbolen		
Sonsofaco	CCD STN 7-Segmentanzeige mit 3 zeiten und Symbolen		
Statusanzaigan	zustanusanzeige (ireunulich, neutral, traurig)		
Linucico	iur Balleriezusland, Logger		
Tratatur			
lastatur	[Ů], [¹ᠯ*], [ʎ\ 凵], [✓], [▲], [▼], [ʰ☴]), [⊡ʰ], [↺]		
Datenlogger	mit bis zu 5000 Speicherplätzen		
Aufzeichnung	manuell, intervall- oder ereignisgesteuert		
Kommunikation	USB 2.0		
Profil	HID, treiberlose Installation		
Verwendung	Datenaustausch		
Diagnosefunktionen			
Sensordaten	Hersteller, Sensortyp, Seriennummer, Betriebsdauer		
(nur Memosens)			
Kalibrierdaten	Kalibrierdatum; Nullpunkt und Steilheit, bzw. Zellkonstante		
Geräteselbsttest	automatischer Speichertest (FLASH, EEPROM, RAM)		
Gerätedaten	Gerätetyp, Softwareversion, Hardwareversion		
Datenerhaltung	Parameter, Kalibrierdaten > 10 Jahre		
EMV	DIN EN 61326-1 (Allgemeine Anforderungen)		
Störaussendung	Klasse B (Wohnbereich)		
Störfestigkeit	Industriebereich		
	DIN EN 61326-2-3		
	(Besondere Anforderungen für Messumformer)		
Explosionsschutz	CYM291		
	Global IECEx Ex ia IIC T4/T3 Ga		
	Europa ATEX II 1G Ex ia IIC T4/T3 Ga		

50		Tech	nische Daten	
рН	Оху	Cond		
RoHS-Konform	nität	nach Richtlinie 2011/65/EU		
Hilfsenergie Betriebszeit		Batterien 4 x AA Typen siehe Control Drawing No. 209.00 ca. 500 h (Alkaline)	99-150	
Nennbetriebs	bedinaunaen			
Umgebungste	mperatur	-10 °C \leq Ta \leq +40 °C (+14 +104 °F) T4 -10 °C \leq Ta \leq +50 °C (+14 +122 °F) T3	Duracell MN1500 Energizer E91, Power One 4106 und Panasonic Pro Power LR6	
Transport-/Lagertemperatur		-25 +70 °C (-13 +158 °F)		
Relative Feuch	te	0 95 %, kurzzeitige Betauung zulässig	9	
Gehäuse				
Material PA12 GF30 (silbergrau RAL 70		PA12 GF30 (silbergrau RAL 7001) + TPE	(schwarz)	
Schutzart		IP 66/67 mit Druckausgleich		
Abmessungen		ca. (132 x 156 x 30) mm		
Gewicht		ca. 500 g		

Eingang Memosens pH (auch ISFET)	Buchse M8, 4-polig für Memosens-Laborkabel oder Buchse M12, 8-polig für Memosens-Sensoren		
Anzeigebereiche 1)	рН	-2,00 +16,00	
	mV	-1999 +1999 mV	
	Temperatur	-50 +250 °C (-58 +482 °F)	
Eingang Memosens Redox	Buchse M8, 4-polig für Memosens-Laborkabel oder Buchse M12, 8-polig für Memosens-Sensoren		
Anzeigebereiche 1)	mV	-1999 +1999 mV	
	Temperatur	-50 +250 °C (-58 +482 °F)	
Sensoranpassung *)	Redox-Kalibrierung (Nullpunktverschiebung)		
zul. Kalibrierbereich	∆mV (Offset)	-700 +700 mV	
Sensoranpassung *)	pH-Kalibrierung		
Betriebsarten *)	PROG.BUFFERS	Kalibrierung mit automatischer Pufferfindung	
	MANUAL	manuelle Kalibrierung mit Eingabe individuel- ler Pufferwerte	
	DATA INPUT	Dateneingabe von Nullpunkt und Steilheit	
	-01- Endress+Hauser	2,00/4,01/6,98/9,95/11,87	
Programmed buffers-	-02- Mettler-Toledo	2,00/4,01/7,00/9,21	
Puffersätze *)	-03- Knick CaliMat	2,00/4,00/7,00/9,00/12,00	
	-04- Ciba (94)	2,06/4,00/7,00/10,00	
	-05- NIST Technisch	1,68/4,00/7,00/10,01/12,46	
	-06- NIST Standard	1,679/4,006/6,865/9,180	
	-07- HACH	4,01/7,00/10,01/12,00	
	-08- WTW techn. Puffer	2,00/4,01/7,00/10,00	
	-09- Hamilton	2,00/4,01/7,00/10,01/12,00	
	-10- Reagecon	2,00/4,00/7,00/9,00/12,00	
	-11- DIN 19267	1,09/4,65/6,79/9,23/12,75	
zul. Kalibrierbereich	Nullpunkt	6 8 pH	
	Bei ISFET:	-750 +750 mV	
	Arbeitspunkt		
	(Asymmetrie)		
	Steilheit	ca. 74 104 %	
	(evtl. einschränkende Hir	nweise durch Sensoface)	
Kalibriertimer *)	Vorgabeintervall 1 99 Tage, abschaltbar		
Sensoface	liefert Hinweise über den Zustand des Sensors		
Auswertung von	Nullpunkt/Steilheit, Einstellzeit, Kalibrierintervall		

*) parametrierbar

1) Messbereiche abhängig vom Memosens-Sensor

52

Cond

Eingang Leitfähigkeit	Buchse M8, 4-polig für Memosens-Laborkabel		
Messbereiche	CLS15D	$k = 0.01 : 0.20 \ \mu\text{S/cm}$	
		$k = 0.1 \cdot 0.04 \mu S/cm = 500 \mu S/cm$	
	CLSTOD	$k = 0, 1 \cdot 0, 04 \mu 3/cm = 300 \mu 3/cm$	
	CLS21D	$k = 1 : 10,0 \ \mu\text{S/cm} - 20,0 \ \text{mS/cm}$	
	CLS82D	k = 1 μS/cm - 500 mS/cm	
Zulässige Zellkonstante	sige Zellkonstante 0,005 200,0 cm ⁻¹ (einstellbar)		
Messzyklus	ca. 1s		
Temperaturkompensation	linear 0 20 %/K, voreingestellt 2,1%/K, Bezugstemperatur einstellbar nLF: 0 120 ℃ NaCl HCl (Reinstwasser mit Spuren) NH3 (Reinstwasser mit Spuren) NaOH (Reinstwasser mit Spuren)		
Anzeigeauflösung (autoranging)	Leitfähigkeit	0,001 μS/cm (c < 0,05 cm ⁻¹) 0,01 μS/cm (c = 0,05 0,2 cm ⁻¹) 0,1 μS/cm (c > 0,2 cm ⁻¹)	
	spez. Widerstand	00,00 99,99 MΩ cm	
	Salinität	0,0 45,0 g/kg (0 30 °C)	
	TDS	0 1999 mg/l (10 40 °C)	
Sensoranpassung	Zellkonstante	Eingabe der Zellkonstante mit gleichzeitiger Anzeige des Leitfähigkeitswertes und der Temperatur	
	Eingabe Lösung	Eingabe der Leitfähigkeit der Kalibrierlösung mit gleichzeitiger Anzeige der Zellkonstante und der Temperatur	
	Auto	Automatische Ermittlung der Zellkonstante mit Kalibrierlösung	
Betriebsmessabweichung 1,2,3)	$<$ 0,5 % v. M + 0,4 μS * c $^{\scriptscriptstyle 4)}$		

1) gemäß DIN EN 60746-1, bei Nennbetriebsbedingungen 2) ± 1 Digit3) zuzüglich Sensorfehler

4) c =Zellkonstante

Technische Daten

Eingang Memosens, Sauerstoff	Buchse M8, 4-polig für Memosens-Laborkabel oder Buchse M12, 8-polig für Memosens-Sensoren		
Anzeigebereiche 1)	Sättigung	0,000200,0 %	
	Konzentration	000 μg/l 20,00 mg/l	
Messbereich Temperatur ¹⁾	-20 +150 °C		
Sensoranpassung	Automatische Kalibrierung an Luft (100 % r.H.) Nullpunktkalibrierung		

1) Messbereiche abhängig vom Memosens-Sensor

54

0000 DELETED (Anzeige "Löschen der Datensätze") 39

A

AIR CAL (Kalibrierung Oxy) 27 Aktuellen Messwert speichern 33 Altitude (Konfiguration Oxy) 19 Anschließen des Sensors 15 Anschlüsse 15 Anschlusskabel Memosens 15 Anzeige 11 Anzeige Datenlogger im Display 32 Anzeige Logger 35 Anzeige Speicherdaten 38 Anzeige Uhrzeit und Datum 40 Aufhängen des Gerätes 10 Aufstellen des Gerätes 10 Automatische Kalibrierung Cond 25 Automatische Kalibrierung pH (Programmed buffers) 20

B

Batteriefach 13 Batteriekapazität 14 Batterie-Ladezustandsanzeige 14 Batterien 14 Batterien, einsetzen 13 Batterien für den Einsatz in explosionsgefährdeten Bereichen 14 Batteriesymbol 14 Bedienstruktur Datenlogger 35 Betriebsarten des Datenloggers 33

С

CD-ROM 7 Cond, Kalibrierung 24 Cond, Konfigurierung 18 CONT, Datenlogger starten 37

D

DATA INPUT (Kalibrierung Oxy) 29 DATA INPUT (Kalibrierung pH) 21 Daten des Gerätes 49

Index

Datenlogger 32 Datenlogger anhalten 39 Datenlogger konfigurieren 36 Datenlogger löschen 39 Datenloggermenü 35 Datenlogger mit CONT starten 37 Datenlogger mit START starten 37 Datenlogger, Symbole 32 Datum 40 Default (Konfiguration) 17 Delta-Bereich (Datenlogger) 34 Differenz+Intervall (Betriebsart Datenlogger) 34 Differenz (Betriebsart Datenlogger) 34 Digitale Sensoren, Leitfähigkeit 46 Digitale Sensoren, pH 44 Digitale Sensoren, Sauerstoff 48 Display 11 Displaysymbole 16 Dokumentation 7 Dreiecksymbole 12 Duracell MN1500, Batterie 14

Е

Echtzeituhr 40 Einführung 8 Einschalten des Gerätes 16 Einsetzen der Batterien 13 Einstellen Datenlogger 36 Einstellungen Konfigurierung Leitfähigkeit 18 Einstellungen Konfigurierung Oxy 19 Einstellungen Konfigurierung pH 17 Energizer E91, Batterie 14 Entsorgung 3 ERROR (Fehlermeldungen) 43 EU-Konformitätserklärungen 7 Explosionsgefährdeter Bereich, Batterien 14 Explosionsgefährdeter Bereich, Sensoren 15

56

F

Fehlermeldungen 41 Fehlermeldungen, Übersicht 43 FREE CAL, Freie Auswahl des Kalibrierverfahrens (Cond) 26 FREE CAL, Freie Auswahl des Kalibrierverfahrens (Oxy) 30 FREE CAL, Freie Auswahl des Kalibrierverfahrens (pH) 23

G

Gerät einschalten 16 Gerätekonfigurierung Leitfähigkeit 18 Gerätekonfigurierung Oxy 19 Gerätekonfigurierung pH 17 Gerätemeldungen 41

Н

Haken 10 Halten des Datenloggers 39 Halten des Messwertes 33

I

Inbetriebnahme 13 INFO-Meldungen, Hinweise 42 Intervall (Betriebsart Datenlogger) 33

Κ

Kalibrierset Conducal CLY421 47 Kalibrierung Cond, CELL CONST. 24 Kalibrierung Cond, FREE CAL 26 Kalibrierung Cond, Leitfähigkeit 24 Kalibrierung Cond, mit Kalibrierlösung 25 Kalibrierung Oxy, AIR CAL 27 Kalibrierung Oxy, DATA INPUT 29 Kalibrierung Oxy, FREE CAL 30 Kalibrierung OX, ZERO CAL 28 Kalibrierung pH, DATA INPUT 21 Kalibrierung pH, FREE CAL 23 Kalibrierung pH, FREE CAL 23 Kalibrierung pH, PROG. BUFFERS 20 Kapazität der Batterien 14 Komfortfunktionen 9

Index

Konfigurieren Datenlogger 36 Konfigurierung Leitfähigkeit 18 Konfigurierung Oxy 19 Konfigurierung pH 17 Kontinuierliches Speichern von Messwerten 33

Kurzbedienungsanleitungen 7

L

Leitfähigkeit, Konfigurierung 18 Leitfähigkeitskalibrierlösungen CLY11 47 Leitfähigkeitssensoren 46 Lieferprogramm 44 Lieferumfang 6 Logger 32 Loggerdaten anzeigen 38 Loggertyp (Betriebsarten des Datenloggers) 33 Löschen des Datenloggers 39

Μ

Manuelle Kalibrierung (Cond) 24 Manuelle Kalibrierung (pH) 22 Meldungen 41 Meldungen "Sensoface" 42 Memosens-Anschlusskabel 15 Memosens, Beschreibung 9 Menü Datenlogger 35 Menüstruktur Datenlogger 35 Menüstruktur der Konfigurierung Leitfähigkeit 18 Menüstruktur der Konfigurierung Oxy 19 Menüstruktur der Konfigurierung pH 17 Messen 31 Messwertanzeige umschalten 31 Messwertspeicher 32 Messwert speichern (aktuellen) 33 Micro-USB-Buchse 15 Mignon-Batterien 13 Minutenanzeige 40

58

0

Oxy, Kalibrierung 27 Oxy, Konfigurierung 19

Ρ

Panasonic Pro Power LR6, Batterie 14 Parametereinstellungen (Konfigurierung Cond) 18 Parametereinstellungen (Konfigurierung Oxy) 19 Parametereinstellungen (Konfigurierung pH) 17 Parametrieren Datenlogger 36 Pfeiltasten 12 pH, Kalibrierung 20 pH, Konfigurierung 17 pH-Pufferlösungen 45 pH-Sensoren 44 Piktogramme 16 Power One 4106, Batterie 14 Programmed buffers, Beschreibung 9 Programmed buffers (Kalibrierung pH) 20 Puffersatz auswählen 17 Puffersätze 45 Puffersets CPY20 45

R

Redox-Sensoren 44 Rücksendung im Garantiefall 3 Rücksetzen auf Liefereinstellungen (Default) 17

S

Salzkorrektur (Salt Correct) 19 Sauerstofffreies Medium 28 Sauerstoffsensoren 48 Schnittstellen 15 Schutzklappe 10 Sekundenanzeige 40 Sensoface, Beschreibung 9 Sensoface-Meldungen 42 Sensor anschließen 15 Sensoren Cond, Lieferprogramm 46

Index

Sensoren Oxy, Lieferprogramm 48 Sensoren pH, Lieferprogramm 44 Sensor ohne Temperaturfühler 31 Setup (Konfigurierung Leitfähigkeit) 18 Setup (Konfigurierung Oxy) 19 Setup (Konfigurierung pH) 17 SHOT (Betriebsart Datenlogger) 33 Sicherheitshinweise 7 Smiley 42 Speicherdaten anzeigen 38 Speicher für Messwerte 32 Spezifikationen 49 Startadresse (Datenlogger) 33 START, Datenlogger starten 37 Stickstoff 5.0 28 Stoppen des Datenloggers 39 Stundenanzeige 40 Symbole für den Datenlogger 32 Symbole im Display 16

Т

T3, Temperaturklasse 14 T4, Temperaturklasse 14 Tabelle Fehlermeldungen 43 Tabellenübersicht Konfigurierung Leitfähigkeit 18 Tabellenübersicht Konfigurierung Oxy 19 Tabellenübersicht Konfigurierung pH 17 Tastatur 12 Technische Daten 49 Temperaturfühler 15 Temperaturklasse 14 Temperatur manuell einstellen 31 Typschild 10

U

Übersicht Fehlermeldungen 43 Übersicht Konfigurierung Leitfähigkeit 18 Übersicht Konfigurierung Oxy 19

60

Übersicht Konfigurierung pH 17 Uhr 40 Umschalten der Messwertanzeige 31 Urheberrechtlich geschützte Begriffe 3

W

Warenzeichen 3 Werksprüfzeugnis 7

Ζ

Zellkonstante (Kalibrierung Cond) 24 ZERO CAL (Kalibrierung Oxy) 28 Zertifikate 7 Zubehör Leitfähigkeit (Cond) 47 Zubehör pH 45 Zubehör Sauerstoff (Oxy) 48 Zyklisches Speichern von Messwerten 33

www.addresses.endress.com

Endress+Hauser Conducta GmbH+Co. KG Dieselstraße 24 70839 Gerlingen - Germany Phone: +49 7156 209 790 Fax: +49 7156 28 158 CE



People for Process Automation

098614

TA-209.4MU-EHDE03 2 71524833

20210428

Firmwareversion: 01.04.xx