BA01245C/07/DE/08.22-00

71564411 2022-04-21 Gültig ab Version 01.12.01 (Gerätefirmware)

Betriebsanleitung

Memosens

Sensoreingänge mit Memosens-Protokoll Für alle Geräte der Liquiline Plattform: CM44x, CM44xR, CM44P, CSFXX, CSP44, CA80XX





Inhaltsverzeichnis

1 1.1 1.2 1.3	Hinweise zum Dokument	5 5 5 6
2	Hinweise zu Sensoren mit Memo- sens-Protokoll	. 7
3 3.1 3.2 3.3	Elektrischer Anschluss	8 8 8 10
4	Eingänge: Allgemein	11
5 5.1 5.2 5.3 5.4 5.5	Eingänge: pH/Redox Grundeinstellungen Erweitertes Setup Bezeichnungskontrolle Sensorwechsel Werkseinstellung Messwertverarbeitung	12 13 25 25 26
6 6.1 6.2	Eingänge: Leitfähigkeit Grundeinstellungen Erweitertes Setup	27 27 34
7 7.1 7.2	Eingänge: Sauerstoff Grundeinstellungen Erweitertes Setup	44 44 45
8 8.1 8.2	Eingänge: DesinfektionGrundeinstellungenErweitertes Setup	61 61 62
9 9.1 9.2	Eingänge: Trinkwassertrübung Grundeinstellungen Erweitertes Setup	75 75 76
10 10.1 10.2	Eingänge: Trübung und Feststoff Grundeinstellungen Erweitertes Setup	84 84 85
11 11.1 11.2	Eingänge: SAK Grundeinstellungen Erweitertes Setup	93 93 94

12	Eingänge: Nitrat	101
12.1	Grundeinstellungen	101
12.2	Erweitertes Setup	102
13	Eingänge: ISE	109
13.1	Grundeinstellungen	109
13.2	Erweitertes Setup	110
13.3	Elektrodensteckplatz-Menüs	113
14	Eingänge: Trennschicht	120
14.1	Grundeinstellungen	120
14.2	Einbauort	120
14.3	Sensorsignal	123
14.4	Erweitertes Setup	124
15	Eingänge: Spektrometer	128
15.1	Grundeinstellungen	128
15.2	Erweitertes Setup	129
16	Eingänge: Fluoreszenz	136
16.1	Grundeinstellungen	136
16.2	Erweitertes Setup	137
17	Diagnose und Störungsbehebung	145
17.1	Prozessfehler ohne Meldungen	145
17.2	Übersicht zu Diagnoseinformationen	153
17.3	Sensorinformationen	170
18	Wartung	171
18.1	Digitale Sensoren reinigen	171
18.2	Armaturen reinigen	171
18.3	Dekadentest an digitalen induktiven Leitfä-	
	higkeitssensoren	172
19	Kalibrierung	173
19.1	Definitionen	173
19.2	Begriffe	173
19.3	Hinweise zur Kalibrierung	175
19.4	pH-Sensoren	175
19.5	Redox-Sensoren	100
19.0	Sallerstoffsensoren	185
19.8	Desinfektionssensoren	192
19.9	Ionenselektive Sensoren	196
19.10	Trübungs- und Feststoffsensoren	201
19.11	SAK-Sensoren	211
19.12	Nitratsensoren	216
19.13	Spektrometer	221
19.14	Fluoreszenz	223
19.15	Zubehör zur Kalibrierung	228

Stichwortverzeichnis 230

1 Hinweise zum Dokument

1.1 Warnhinweise

Struktur des Hinweises	Bedeutung	
▲ GEFAHR Ursache (/Folgen) Ggf. Folgen der Missachtung ► Maßnahme zur Abwehr	Dieser Hinweis macht Sie auf eine gefährliche Situation aufmerksam. Wenn Sie die gefährliche Situation nicht vermeiden, wird dies zum Tod oder zu schweren Verletzungen führen.	
WARNUNG Ursache (/Folgen) Ggf. Folgen der Missachtung Maßnahme zur Abwehr	Dieser Hinweis macht Sie auf eine gefährliche Situation aufmerksam. Wenn Sie die gefährliche Situation nicht vermeiden, kann dies zum Tod oder zu schweren Verletzungen führen.	
▲ VORSICHT Ursache (/Folgen) Ggf. Folgen der Missachtung ► Maßnahme zur Abwehr	Dieser Hinweis macht Sie auf eine gefährliche Situation aufmerksam. Wenn Sie die gefährliche Situation nicht vermeiden, kann dies zu mittelschweren oder leichten Verletzungen führen.	
HINWEIS Ursache/Situation Ggf. Folgen der Missachtung ► Maßnahme/Hinweis	Dieser Hinweis macht Sie auf Situationen aufmerksam, die zu Sachschäden führen können.	

1.2 Symbole

i	Zusatzinformationen, Tipp
\checkmark	erlaubt oder empfohlen
×	verboten oder nicht empfohlen
	Verweis auf Dokumentation zum Gerät
	Verweis auf Seite

Verweis auf Abbildung

Ergebnis eines Handlungsschritts

Endress+Hauser

1.3 Dokumentation

In Ergänzung zu dieser Betriebsanleitung befinden sich auf den Produktseiten im Internet folgende Anleitungen:

- Betriebsanleitungen
 - Liquiline CM44x, BA00444C
 - Liquiline CM44xR, BA01225C
 - Liquiline CM44P, BA01570C
 - Liquistation CSF48, BA00443C
 - Liquiport CSP44, BA00465C
 - Liquistation CSF34, BA00478C
 - Liquistation CSF39, BA01407C
 - Liquisystem CA80AM, BA01240C
 - Liquisystem CA80PH, BA01416C und BA01435C
 - Liquisystem CA80NO, BA01574C
 - Liquisystem CA80CR, BA01575C
 - Liquisystem CA80AL, BA001585C
 - Liquisystem CA80FE, BA01586C
 - Liquisystem CA80COD, BA01354C
 - Liquisystem CA80TP, BA01593C
 - Liquisystem CA80HA, BA01772C
 - Liquisystem CA80SI, BA01650C
- Kurzanleitungen der genannten Geräte
- Technische Informationen der genannten Geräte
- Betriebsanleitung Liquiline zur HART-Kommunikation, BA00486C
 - Vor-Ort-Einstellungen und Installationshinweise für HART
 - Beschreibung HART-Treiber
- Guidelines zur Kommunikation über Feldbus und Webserver
 - HART, SD01187C
 - PROFIBUS, SD01188C
 - Modbus, SD01189C
 - Webserver, SD01190C
 - EtherNet/IP, SD01293C

2 Hinweise zu Sensoren mit Memosens-Protokoll

Sensoren mit Memosens-Protokoll haben eine integrierte Elektronik, die Kalibrierdaten und weitere Informationen speichert. Die Sensordaten werden beim Anschluss des Sensors automatisch an den Messumformer übertragen und zur Berechnung des Messwerts verwendet.

▶ Über das entsprechende DIAG-Menü die Sensordaten abrufen.

Digitale Sensoren können unter anderem folgende Daten der Messeinrichtung im Sensor speichern:

- Herstellerdaten
 - Seriennummer
 - Bestellcode
- Herstelldatum
- Kalibrierdaten
 - Kalibrierdatum
 - Kalibrierwerte
 - Anzahl der Kalibrierungen
 - Seriennummer des Messumformers mit dem die letzte Kalibrierung oder Justierung durchgeführt wurde
- Einsatzdaten
 - Temperatur-Einsatzbereich
 - Datum der Erstinbetriebnahme
 - Betriebsstunden bei extremen Bedingungen
 - Daten zur Sensorüberwachung

Welche Daten genau aufgezeichnet und an den Messumformer kommuniziert werden, ist sensorabhängig. Auch innerhalb eines Sensortyps können Unterschiede auftreten. Dies führt dazu, dass in Abhängigkeit vom angeschlossenen Sensor Menüpunkte verfügbar sind oder nicht. Entsprechende Hinweise in dieser Anleitung beachten.

Beispiel:

Der amperometrische Sauerstoffsensor COS51D ist nicht sterilisierbar. Daher können in den Diagnose-Einstellungen für diesen Sensor keine Grenzwerte für Sterilisierungen definiert werden. Diese Menüpunkte sind dagegen bei einem sterilisierbaren amperometrischen Sensor, z. B. COS22D zu finden.

3 Elektrischer Anschluss

WARNUNG

Gerät unter Spannung!

- Unsachgemäßer Anschluss kann zu Verletzungen oder Tod führen!
- ► Der elektrische Anschluss darf nur von einer Elektrofachkraft durchgeführt werden.
- ► Die Elektrofachkraft muss diese Betriebsanleitung gelesen und verstanden haben und muss die Anweisungen dieser Anleitung befolgen.
- Vor Beginn der Anschlussarbeiten sicherstellen, dass an keinem Kabel Spannung anliegt.

3.1 Sensortypen mit Memosens-Protokoll

Sensoren mit Memosens-Protokoll

Sensortypen	Sensorkabel	Sensoren
Digitale Sensoren ohne zusätzliche interne Span- nungsversorgung	mit Steckverbindung und induktiver Sig- nalübertragung	 pH-Sensoren Redoxsensoren Kombisensoren Sauerstoffsensoren (amperometrisch und optisch) Konduktiv messende Leitfähigkeitssensoren Chlorsensoren (Desinfektion)
	Festkabel	Induktiv messende Leitfähigkeitssensoren
Digitale Sensoren mit zusätzli- cher interner Spannungsver- sorgung	Festkabel	 Trübungssensoren Sensoren zur Trennschichtmessung Sensoren zur Messung des spektralen Absorptions- koeffizienten (SAK) Nitratsensoren Optische Sauerstoffsensoren Ionensensitive Sensoren

Bei Anschluss von CUS71D-Sensoren gilt folgende Regel:

- CM442R
 - Nur ein CUS71D ist möglich, kein weiterer Sensor.
 - Der zweite Sensoreingang darf auch nicht für einen anderen Sensortyp verwendet werden.
- CM444R
 - Keine Einschränkung. Alle Sensoreingänge sind beliebig verwendbar.
- CM448R
 - Wenn ein CUS71D angeschlossen wird, ist die Anzahl der verwendbaren Sensoreingänge auf maximal 4 begrenzt.
 - Davon dürfen alle 4 Eingänge für CUS71D-Sensoren verwendet werden.
 - Jede Kombination aus CUS71D und anderen Sensoren ist möglich, solange die Summe der angeschlossenen Sensoren 4 nicht überschreitet.

3.2 Sensoren mit Memosens-Protokoll anschließen

Anschluss Anschlussarten

- Direkter Anschluss des Sensorkabels am Klemmenstecker des Sensormoduls 2DS oder des Basismoduls-L, -H oder -E (\rightarrow 🖻 1 ff.)
- Optional: Steckeranschluss des Sensorkabels an der M12-Sensorbuchse an der Geräteunterseite

Bei diesem Anschluss ist die Verdrahtung im Gerät bereits werksseitig erfolgt ($\rightarrow \mathbb{E}$ 4).

1. Direkter Anschluss des Sensorkabels

Sensorkabel an den Memosens-Klemmenstecker des Sensormoduls 2DS oder des Moduls BASE2-L, -H oder -E anschließen.



Den Sensorstecker mit einer vorher installierten oder werksseitig vorhandenen M12-Sensorbuchse verbinden.

Direkter Anschluss des Sensorkabels





I Sensoren ohne zusätzliche Versorgungsspannung



Sensoren mit und ohne zusätzliche Versorgungsspannung am Sensormodul 2DS



Zwingend den linken Memosens-Eingang am Basismodul zu verwenden!

nung

Anschluss über M12-Steckverbindung

Nur bei Anschluss im Non-Ex-Bereich.



Beim Anschluss von eigensicheren Sensoren an Messumformer mit Sensorkommunikationsmodul Typ 2DS Ex-i ist die M12-Steckverbindung **nicht** zulässig.

3.3 Sensortypen mit Memosens-Protokoll für Ex-Bereich

Sensoren mit Memosens-Protokoll

Sensortypen	Sensorkabel	Sensoren
Digitale Sensoren ohne zusätzli- che interne Spannungsversor- gung	mit Steckverbindung und induktiver Signalüber- tragung	 pH-Sensoren Redoxsensoren Kombisensoren Sauerstoffsensoren (amperometrisch und optisch) Konduktiv messende Leitfähigkeitssensoren Chlorsensoren (Desinfektion)
	Festkabel	Induktiv messende Leitfähigkeitssensoren

Eigensichere Sensoren für den Einsatz in explosionsgefährdeter Atmosphäre dürfen nur an das Sensorkommunikationsmodul Typ 2DS Ex-i angeschlossen werden. Es dürfen nur die durch die Zertifikate abgedeckten Sensoren angeschlossen werden (siehe XA).

Die Sensoranschlüsse für Non-Ex-Sensoren auf dem Basismodul sind deaktiviert.

4 Eingänge: Allgemein

Für die Parametrierung eines Eingangs haben gibt es zwei Möglichkeiten:

- Parametrierung ohne angeschlossenen Sensor
- Parametrierung mit angeschlossenen Sensor

Parametrierung ohne angeschlossenen Sensor

Einige Einstellungen setzen Sensorkommunikation voraus. Diese Einstellungen können nicht ohne Sensor vorgenommen werden.

- Zusätzlich besteht die Möglichkeit, ein Setup zu speichern und auf ein weiteres Gerät zu übertragen (→ Betriebsanleitung zum Gerät, → 🗎 7). Möglicherweise erfüllt diese Funktion die Anforderungen besser als eine Parametrierung ohne Sensor.
- 1. Betreffenden Kanal auswählen.
- 2. Aus der Liste den zu paramtrierenden Sensortypen auswählen.
- **3.** Den Kanal entsprechend den Beschreibungen der nachfolgenden Kapitel parametrieren.
- 4. Später einen Sensor des gewählten Typs anschließen.
 - 🛏 Der Kanal ist sofort messbereit.

Parametrierung mit angeschlossenen Sensor

 Den Kanal entsprechend den Beschreibungen der nachfolgenden Kapitel parametrieren.

5 Eingänge: pH/Redox

5.1 Grundeinstellungen

5.1.1 Sensoridentifizierung

Menü/Setup/Eingänge/Kanal: Sensortyp		
Funktion	Optionen	Info
Kanal	Auswahl Aus Ein Werkseinstellung Ein	Ein Kanalanzeige im Messmodus eingeschaltet Aus Kanal wird im Messmodus nicht angezeigt, egal ob ein Sensor angeschlossen ist oder nicht.
Sensortyp Bestellcode	nur lesen (nur vorhanden, wenn ein Sensor angeschlossenen ist)	Angeschlossener Sensortyp Bestellcode des angeschlossenen Sensors

5.1.2 Hauptmesswert

Menü/Setup/Eingänge/Kanal: pH oder Redox oder pH/Redox		
Funktion	Optionen	Info
Hauptmesswert	Auswahl • pH ¹⁾ • mV ²⁾ • Redox mV ³⁾ • Redox % ³⁾ • pH/ORP/rH ⁴⁾ Werkseinstellung • pH ¹⁾ • Redox mV ⁵⁾	Auswählen, wie der Hauptmesswert angezeigt werden soll. Von dieser Auswahl hängen nachfolgende Ein- stellmöglichkeiten ab. Der Hauptmesswert eines pH-Sensors kann als pH-Wert anzeigt werden oder als Rohwert in mV. Beim Redoxsensor wird an dieser Stelle über den Redox-Modus entschieden: mV oder %. Beim Anschluss eines Kombisensors steht zusätzlich noch der rH-Wert zur Auswahl. Beachten für pH/Redox-Kombisensoren Bei Kalibrierung von pH und Redox pH/ORP/rH als Hauptmesswert wählen.

- 1) pH- und pH/Redox-Kombisensor
- 2) pH-Sensor
- 3) Redox- und pH/Redox-Kombisensor
- 4) pH/Redox-Kombisensor
- 5) Redoxsensor

5.1.3 Dämpfung

Die Dämpfung bewirkt eine gleitende Mittelwertbildung der Messwerte über die angegebene Zeit.

Menü/Setup/Eingänge/Kanal: Sensortyp		
Funktion	Optionen	Info
sensorabhängig ¹⁾	0 600 s	Die Dämpfung des Hauptmesswerts und die des
Dämpfung Temp.	Werkseinstellung 0 s	angegeben werden

1) Dämpfung pH oder Dämpfung Redox oder Dämpfung Cond oder Dämpfung DO oder Dämpfung DI oder Dämpfung Nitrat oder Dämpfung SAK oder Dämpfung Trübung oder Dämpfung PAHphe

5.1.4 Manueller Hold

Menü/Setup/Eingänge/Kanal: Sensortyp		
Funktion	Optionen	Info
Manueller Hold	Auswahl Aus Ein Werkseinstellung Aus	Ein Kanal kann manuell auf "Hold" gestellt werden. Aus Kein kanalspezifischer "Hold"

5.2 Erweitertes Setup

5.2.1 Temperatur- und Mediumskompensation (nur pH und pH/ Redox)

Menü/Setup/Eingänge/Kanal: pH oder pH/Redox/ Erweitertes Setup		
Funktion	Optionen	Info
Temp. Kompensation	Auswahl Aus Automatisch Manuell Werkseinstellung Automatisch	 Kompensation der Mediumstemperatur festlegen: Automatisch über den Temperaturfühler Ihres Sensors (ATC) Manuell durch Eingabe der Mediumstemperatur Keine Kompensation
Temperatur Temp. Kompensation = Manuell	-50 250 °C (-58 482 °F) Werkseinstellung 25 °C (77 °F)	Mediumstemperatur angeben.
Diese Einstellung bezieht sich nur auf die Kompensation während der Messung. Die Kompensation für die Kalbrierung in den Kalibriereinstellungen vorgeben.		
Mediumskompensation	Auswahl Aus 2-Punkt-Kalibrierung Tabelle Werkseinstellung Aus	Eine Probe aus dem Medium entnehmen und im Labor deren pH-Wert bei verschiedenen Tempe- raturen bestimmen. Entscheiden, ob über zwei Punkte oder über mehrere Punkte in einer Tabelle kompensiert werden soll.
Bei steigenden Temperaturen verändert sich die Eigendissoziation des Wassers. Das Gleichgewicht ver- schiebt sich in Richtung der Protonen, der pH-Wert sinkt. Mit der Funktion Mediumskompensation kann dieser Effekt ausgleichen werden.		
Sensorinnenpuffer	pH 0 14 Werkseinstellung pH 7,00	Wert nur ändern, wenn ein Sensor mit einem anderen Innenpuffer als pH 7 verwendet wird.

5.2.2 Messwertformate

Menü/Setup/Eingänge/Kanal: pH oder Redox oder pH/Redox/ Erweitertes Setup		
Funktion	Optionen	Info
Format Hauptmessw. nur pH und pH/Redox	Auswahl #.# ###	Anzahl der Nachkommastellen bestimmen
Temperaturformat	• #.## Werkseinstellung #.#	

5.2.3 Kunden-ID (nur bei E-Sensoren)

Sie können eine individuelle Bezeichnung für den Sensor eingeben. Diese finden Sie dann auch im Menü **DIAG/Sensorinformationen**/Kanal-Nr. <Sensortyp>/**Allgemeine Informationen**.

Menü/Setup/Eingänge/Kanal: <sensortyp>/▶ Erweitertes Setup</sensortyp>		
Funktion	Optionen	Info
Reinigungshold	Auswahl Keine Reinigung 1 4 Werkseinstellung Keine	 ► Ein oder mehrere Reinigungsprogramme wählen (Multi-Select). ↓ Für die festgelegten Programme schal- tet der Kanal auf "Hold", während die Reinigung läuft. Reinigungsprogramme werden ausgeführt: ■ Im festgelegten Intervall Dazu muss das Reinigungsprogramm gestartet sein. ■ Wenn eine Diagnosemeldung am Kanal anliegt und für diese Meldung eine Reinigung festgelegt wurde (→ Eingänge/Kanal: Sensor- typ/Diagnoseeinstellungen/Diagnosever- halten/Diagnosenummer/ Reinigungsprogramm).

5.2.4 Reinigungshold

Die Reinigungsprogramme definieren im Menü: Setup/Zusatzfunktionen/Reinigung.

5.2.5 Externer Hold

Über ein digitales Signal, beispielsweise ein Feldbussignal, kann ein Hold für alle Geräte eines Messpunkts ausgelöst werden. Darauf achten, dass das Hold-Signal nicht anderweitig verwendet wird. Jedem Sensoreingang kann individuell ein externer Hold zugeordnet werden.

Die Funktion befindet sich nur dann im Eingangsmenü, wenn zuvor in den allgemeinen Hold-Einstellungen die Signale für den externen Hold konfiguriert wurden:

Menü/Setup/Allgemeine Einstellungen/Hold Einstellungen/Externer Hold.

Menü/Setup/Eingänge/Kanal: <sensortyp>/Erweitertes Setup/ Externer Hold</sensortyp>		
Funktion	Optionen	Info
Quelle	Auswahl Binäreingänge Feldbussignale Werkseinstellung Keine	 Signalquelle des externen Holds wählen. Eine Mehrfachauswahl ist möglich. OK: Auswahl bestätigen.

5.2.6 Sterilisationseinstellungen (nur hygienische Sensoren)

Menü/Setup/Eingänge/Kanal: <sensortyp>/Erweitertes Setup/ Sterilisationseinstellungen</sensortyp>		
Funktion	Optionen	Info
Temperaturgrenzwert	120 150 ℃ Werkseinstellung 121 ℃	Diese Temperatur muss überschritten werden, damit der Sterilisationszähler startet und ein Sterilisationszyklus gezählt wird.
Dauer	1 250 min Werkseinstellung 20 min	Während dieser Zeitspanne muss die einge- stellte Temperatur erreicht werden, damit ein Sterilisationszyklus gezählt wird.

5.2.7 CIP-Einstellungen (nur hygienische Sensoren)

Menü/Setup/Eingänge/Kanal: <sensortyp>/Erweitertes Setup/ CIP-Einstellungen</sensortyp>		
Funktion	Optionen	Info
Funktion	Auswahl Ein Aus Werkseinstellung Aus	Ein- oder Ausschalten des Zählers für die CIP- Zyklen
Тур	Auswahl Sauer Alkalisch Werkseinstellung Sauer	 Festlegen, ob ein saurer oder ein alkalischer CIP erkannt werden soll.
pH Schwelle	pH 2,0 11,0 Werkseinstellung pH 11,0	 Werden zeitgleich die Temperaturschwelle überschritten und die pH-Schwelle je nach gewähltem Typ unter- oder überschritten, wird ein CIP-Zyklus gezählt. Typ = Sauer → Gezählt wird das Unterschreiten der pH-Schwelle Typ = Alkalisch → Gezählt wird das Überschreiten der pH-Schwelle
Obere Tempschwelle	Werkseinstellung 85 ℃	Innerhalb der Temperaturschwellen wird ein CIP-Zyklus berücksichtigt.
Untere Tempschwelle	Werkseinstellung 75 ℃	 Obere Tempschwelle: Wenn der Temperaturmesswert diesen Grenz- wert überschreitet, werden die CIP-Bedingun- gen verletzt und es wird kein CIP-Zyklus gezählt. Untere Tempschwelle: Ein CIP-Zyklus wird gezählt, wenn die Tempe- ratur die untere Temperaturschwelle über- steigt und frühestens nach der festgelegten Mindest-Zeitspanne wieder darunter fällt.
Dauer	1 250 min Werkseinstellung 20 min	Mindest-Zeitspanne in der die Temperatur zwi- schen der unteren und der oberen Temperatur- schwelle liegen muss, damit ein CIP-Zyklus gezählt wird.

5.2.8 Kalibriereinstellungen

Stabilitätskriterien

Zulässige Messwertschwankung definieren, die in einem bestimmten Zeitfenster während der Kalibrierung nicht überschritten werden darf. Bei Überschreitung der zulässigen Differenz wird die Kalibrierung nicht erlaubt und automatisch abgebrochen.

Menü/Setup/Eingänge/Kanal: pH oder Redox oder pH/Redox/Erweitertes Setup/Kalibriereinstellungen/ Stabilitätskriterien		
Funktion	Optionen	Info
Delta mV	1 10 mV Werkseinstellung 1 mV	Zulässige Messwertschwankung während der Kalibrierung
Dauer	10 60 s Werkseinstellung 20 s	Zeitfenster innerhalb dessen die zulässige Mess- wertschwankung nicht überschritten werden darf

Temperaturkompensation bei der Kalibrierung

Menü/Setup/Eingänge/Kanal: pH oder pH/Redox/Erweitertes Setup/ Kalibriereinstellungen		
Funktion	Optionen	Info
Temp. Kompensation	Auswahl Aus Automatisch Manuell Werkseinstellung Automatisch	 Kompensation der Puffertemperatur festlegen: Automatisch über den Temperaturfühler des Sensors (ATC) Manuell durch Eingabe der Mediumstempera- tur Gar nicht
Temperatur Temp. Kompensation = Manuell	-50 250 °C (-58 482 °F) Werkseinstellung 25 °C (77 °F)	Puffertemperatur angeben.
Diese Einstellung bezieht sich nur auf die Kompensation während der Kalibrierung, nicht im Messmodus. Die Kompensation im Messmodus weiter oben im Menü vornehmen.		

Puffererkennung

Automatische Puffererkennung

Damit ein Puffer richtig erkannt wird, darf das Messsignal max. 30 mV vom in der Puffertabelle hinterlegten Wert abweichen. Bei 25 °C entspricht dies ca. 0,5 pH. Würden beide Puffer - 9,00 und 9,20 - verwendet, gäbe es eine Überlappung der Signal-Intervalle und die Erkennung würde nicht funktionieren. Ein Puffer mit pH 9,00 würde

daher vom Gerät als pH 9,20 erkannt.

 \rightarrow Bei automatischer Puffererkennung nicht den Puffer mit pH 9,00 verwenden.

tes Setup/> Kalibriereinstellungen		
Funktion	Optionen	Info
Puffererkennung	Auswahl • Fest • Automatisch ¹⁾ • Manuell	Fest Werte aus einer Liste wählen. Die Liste ist abhängig von der Einstellung in Pufferherstel- ler.
	Werkseinstellung Fest	Automatisch Das Gerät erkennt die Puffer automatisch. Die Erkennung ist abhängig von der Einstellung in Pufferhersteller.
		Aufgrund ihres verschobenen Nullpunkts können CPS341D Emaille-pH-Sensoren und CPS4xxD-ISFET-Sensoren nicht mit automatischer Puffererkennung kalibriert und justiert werden.
		Manuell Zwei beliebige Pufferwerte eingeben. Diese müs- sen sich in ihrem pH-Wert unterscheiden.
Pufferhersteller Mit der Auswahl Sonderp	Auswahl Endress+Hauser Ingold/Mettler DIN 19266 DIN 19267 Merck/Riedel Hamilton Sonderpuffer Werkseinstellung Endress+Hauser	 Für folgende pH-Werte sind Temperaturtabellen intern hinterlegt: Endress+Hauser 2,00 / 4,00 / 7,00 / (9,00) / 9,22 / 10,00 / 12,00 Ingold/Mettler 2,00 / 4,01 / 7,00 / 9,21 DIN 19266 1,68 / 4,01 / 6,86 / 9,18 DIN 19267 1,09 / 4,65 / 6,79 / 9,23 / 12,75 Merck/Riedel 2,00 / 4,01 / 6,98 / 8,95 / 12,00 Hamilton 1,09 / 1,68 / 2,00 / 3,06 / 4,01 / 5,00 / 6,00 7,00 / 8,00 / 9,21 / 10,01 / 11,00 / 12,00 zwei eigene Puffer zu definieren. Dazu werden
Kalibrier-Puffer 1 2	n denen Wertepaare pH-Wer	t/Temperatur hinterlegt werden können. Werkseinstellung sind abhängig von Pufferher-
Puffererkennung = Fest oder Manuell	steller	ensemblehang sind ubhangig von i unerne r
1 Punkt Justierung	Auswahl Transmitter Sensor Werkseinstellung Transmitter	Funktion nicht vorhanden im ISE-Menü Wählen, ob der Offset im Messumformer oder im Sensor gespeichert werden soll.

Menü/Setup/Eingänge/Kanal: pH oder Redox oder pH/Redox oder (ISE/Elektrodensteckplatz)/Erweiter-

nur pH- oder pH/Redox-Kombisensor 1)

Kalibrierüberwachung

Hier kann das Kalibrierintervall für den Sensor festgelegt werden. Nach Ablauf der eingestellten Zeit wird auf dem Display die Diagnosemeldung Kalibriergültigkeit angezeigt.



Wird der Sensor neu kalibriert, wird der Timer automatisch zurück gesetzt.

Menü/Setup/Eingänge/Kanal: <sensortyp>/Erweitertes Setup/ Kalibriereinstellungen</sensortyp>		
Funktion	Optionen	Info
Kalibrierüberwachung	Auswahl Aus Während Betrieb Bei Sensoranschluss Werkseinstellung Aus	 Die Funktion überprüft die abgelaufene Zeit seit der letzten Sensorkalibrierung. Dies kann kontinuierlich während des Betriebs oder einmalig beim Lesen der Kalibrierdaten geschehen (Sensoranschluss, Gerätestart, Kalibriersatzwechsel). 1. Während Betrieb Bei einem kontinuierlichen Betrieb informiert diese Funktion den Anwender über ein abgelaufenes Kalibrierintervall. 2. Bei Sensoranschluss Bei einem Batch-Prozess stellt diese Funktion sicher, dass nur kürzlich kalibrieriet Sensoren verwendet werden. Während des Batch-Prozesses wird keine Fehlermeldung generiert.
 Kalibriergültigkeit 		
Warngrenze	Werkseinstellung 800 h	Diagnosemeldung: 105 Kalibriergültigkeit
Alarmgrenze	Werkseinstellung 1000 h	Diagnosemeldung: 104 Kalibriergültigkeit
Warn- und Alarmgrenzen beein Einstellbereich, in dem beide Gre 1 20000 h Generell gilt: Alarmgrenze > Wa	flussen gegenseitig ihren mög enzen liegen müssen: ırngrenze	glichen Einstellbereich.

5.2.9 Diagnose-Einstellungen

In diesem Menüzweig werden Warngrenzen vorgegeben oder die Verwendung der Diagnosewerkzeuge definiert.

Zu jeder Einstellung wird der zugehörige Diagnosecode angezeigt.

Impedanz-Überwachung, Sensor Check System (nur pH-Glas und pH/Redox-Kombisensor)

Das Sensor Check System (SCS) überwacht die Hochohmigkeit des pH-Glases. Alarmierung erfolgt bei Unterschreiten einer minimalen Impedanz oder Überschreiten einer maximalen Impedanz.

- Ursachen sinkender Impedanz:
 - Hohe Temperaturen
 - Glasbruch
- Ursachen steigender Impedanz:
 - Trockener Sensor (Sensor ist an Luft)
 - Abgetragene pH-Glasmembran oder Belag auf der pH-Glasmembran
 - Niedrige Temperaturen

Impedanz (SCS)		
Funktion	Optionen	Info
Oberer Grenzwert	Auswahl • Aus • Ein	Ein SCS operiert mit den nachfolgenden Einstellun- gen der oberen Warn- und Alarmgrenzen.
	Werkseinstellung Ein	Aus Überwachung der oberen Warn- und Alarm- grenzen ist ausgeschaltet.
Obere Alarmgrenze	0 10000 ΜΩ	Diagnosecode und zugehörender Meldungstext:
	Werkseinstellung124 Sensor Glas3000 MΩ	124 Sensor Glas
Obere Warngrenze	0 10000 ΜΩ	Diagnosecode und zugehörender Meldungstext:
	Werkseinstellung 2500 MΩ	125 Sensor Glas
Unterer Grenzwert	Auswahl • Aus • Ein	Ein SCS operiert mit den nachfolgenden Einstellun- gen der unteren Warn- und Alarmgrenzen.
	Werkseinstellung Ein	Aus Überwachung der unteren Warn- und Alarm- grenzen ist ausgeschaltet.
Untere Warngrenze	0 10000 ΜΩ	Diagnosecode und zugehörender Meldungstext:
	Werkseinstellung 0,1 MΩ	123 Sensor Glas
Untere Alarmgrenze	0 10000 ΜΩ	Diagnosecode und zugehörender Meldungstext:
	Werkseinstellung 0 M Ω	122 Sensor Glas

Menü/Setup/Eingänge/Kanal: pH oder pH/Redox/Erweitertes Setup/Diagnoseeinstellungen/ Glas Impedanz (SCS)



Obere und untere Grenzwerte lassen sich für das SCS unabhängig voneinander einoder ausschalten.

Steigung (nur pH)

Die Steigung charakterisiert den Sensorzustand. Je größer die Abweichung vom Idealwert (59 mV/pH) desto schlechter der Sensorzustand.

Menü/Setup/Eingänge/Kanal: pH oder pH/Redox/Erweitertes Setup/Diagnoseeinstellungen/ Steigung		
Funktion	Optionen	Info
Warngrenze	25,00 65,00 mV/pH Werkseinstellung 35,16 mV/pH	Grenzwerte für die Steigungsüberwachung fest- legen. Zugehörender Diagnosecode und Meldungstext: 509 Sensor Kalibrierung

Nullpunkt (pH Glas) und Arbeitspunkt (pH ISFET)

pH-Glas-Sensoren

Der Nullpunkt charakterisiert den Zustand der Referenz des Sensors. Je größer die Abweichung vom Idealwert pH 7,00, desto schlechter der Zustand.

Ursachen der Verschlechterung sind beispielsweise Ausbluten von KCl oder Referenz-Vergiftung.

oder Arbeitspunkt		
Funktion	Optionen	Info
Obere Warngrenze	Untere Warngrenze pH 12,00 ¹⁾ Untere Warngrenze 950 mV ²⁾	Zugehörender Diagnosecode und Meldungstext: 505 Sensor Kalibrierung ¹⁾ 515 Sensor Kalibrierung ²⁾
	Werkseinstellung pH 8,00 / 300 mV	
Untere Warngrenze	pH 2,00 Obere Warn- grenze ¹⁾ -950 mV Obere Warn- grenze ²⁾ Werkseinstellung pH 6,00 / -300 mV	Zugehörender Diagnosecode und Meldungstext: 507 Sensor Kalibrierung ¹⁾ 517 Sensor Kalibrierung ²⁾

Menü/Setup/Eingänge/Kanal: pH oder pH/Redox/Erweitertes Setup/Diagnoseeinstellungen/ Nullpunkt

pH Glas 1)

2) pH ISFET

Sensor Condition Check (nur pH Glas)

Sensor Condition Check (SCC) überwacht den Elektrodenzustand bzw. den Grad der Elektrodenalterung. Nach jeder Kalibrierung wird der Elektrodenzustand aktualisiert.

Hauptursachen verschlechterten Elektrodenzustandes:

- Glasmembran verblockt oder trocken
- Diaphragma (Referenz) verblockt

Abhilfemaßnahmen

1. Sensor reinigen oder regenieren.

2. Wenn das erfolglos ist: Sensor ersetzen.

Menü/Setup/Eingänge/Kanal: pH oder pH/Redox/Erweitertes Setup/Diagnoseeinstellungen/ Sensor condition check

Funktion	Optionen	Info
Funktion	Auswahl Aus Ein Werkseinstellung Aus 	Funktion nur ein-/ausschaltbar, nutzt interne Grenzwerte Diagnosecodes und zugehörender Meldungstext: 127 SCC genügend 126 SCC schlecht

Redox Messwert (nur Redox)

Grenzwerte festlegen, um den Prozess zu überwachen. Wenn die Grenzen über- oder unterschritten werden, wird eine entsprechende Diagnosemeldung ausgegeben.

Menü/Setup/Eingänge/Kanal: pH oder pH/Redox/Erweitertes Setup/Diagnoseeinstellungen/ Redox Messwert

Funktion	Optionen	Info
Obere Alarmgrenze	Werkseinstellung 1000 mV	Diagnosecode und zugehörender Meldungstext: 842 Prozesswert
Obere Warngrenze	Werkseinstellung 900 mV	Diagnosecode und zugehörender Meldungstext: 942 Prozesswert
Untere Warngrenze	Werkseinstellung -900 mV	Diagnosecode und zugehörender Meldungstext: 943 Prozesswert
Untere Alarmgrenze	Werkseinstellung -1000 mV	Diagnosecode und zugehörender Meldungstext: 843 Prozesswert

Process Check System (PCS)

Das PCS (Process Check System) prüft das Messsignal auf Stagnation. Ändert sich das Messsignal über eine gewisse Zeit (mehrere Messwerte) nicht, wird ein Alarm ausgelöst.

27

 t_D

 t_A





Stagnierendes Signal, Alarm wird ausgelöst

Zeitpunkt, an dem der Alarm ausgelöst wird

Eingestellter Wert für Dauer

🖻 6 🔹 Normales Messsignal, kein Alarm

y Messsignal

*y*_T Eingestellter Wert für **Toleranzband**

- Hauptursachen stagnierender Messwerte
- Sensor verschmutzt oder außerhalb des Mediums
- Sensor defekt
- Prozessfehler (z.B. durch Steuerung oder Regelung)

Abhilfemaßnahmen

- 1. Sensor reinigen.
- 2. Platzierung des Sensors im Medium überprüfen.
- 3. Messkette prüfen.
- 4. Controller aus- und wieder einschalten.

Menü/Setup/Eingänge/Kanal: Sensortyp/Erweitertes Setup/Diagnoseeinstellungen/ Process check system		
Funktion	Optionen	Info
Funktion	Auswahl • Aus • Ein	Ein-/Ausschalten der Funktion
	Werkseinstellung Aus	
Dauer	1 240 min Werkseinstellung 60 min	Eingeben, nach welcher Zeit der Timer abgelau- fen sein soll. Nach dem Ablauf dieser Zeit wird die Diagnosemeldung Prozess Check Alarm mit dem Code 904 ausgegeben.
Toleranzband nicht für pH/Redoxsensoren	Bereich ist sensorabhängig Werkseinstellung sensorabhängig	Intervall um das Messsignal (Rohwert) zur Erkennung von Stagnation Messwerte innerhalb des eingestellten Intervalls werden als stagnierend bewertet.

Grenzwerte Betriebsstunden

Die gesamte Einsatzdauer des Sensors und sein Einsatz unter Extrembedingungen wird überwacht. Überschreitet die Einsatzdauer die definierten Schwellenwerte, gibt das Gerät eine entsprechende Diagnosemeldung aus.

Jeder Sensor hat eine begrenzte Lebenserwartung, die stark von den Einsatzbedingungen abhängt. Indem Warngrenzen für die Einsatzzeit unter Extrembedingungen festgelegt werden, kann durch rechtzeitige Wartungsmaßnahmen der Betrieb der Messstelle ohne Ausfallzeiten sichergestellt werden.

Menü/Setup/Eingänge/Kanal: pH oder pH/Redox/Erweitertes Setup/Diagnoseeinstellungen/ Grenzwerte Betriebsstunden

Funktion	Optionen	Info
Der Einstellbereich für die Alarm- und Warngrenzen der Betriebsstunden ist generell 1 50000 h.		
Funktion	Auswahl Aus Ein Werkseinstellung Ein	Ein Der Einsatz des Sensors unter Extrembedingun- gen wird überwacht, im Sensor protokolliert und Diagnosemeldungen werden am Controller aus- gegeben.
		Aus Keine Diagnosemeldungen. Die Einsatzdauer unter Extrembedingungen wird dennoch im Sen- sor protokolliert und kann in den Sensorinfor- mationen des Diagnosemenüs gelesen werden.
▶ Einsatzdauer		Gesamte Einsatzzeit des Sensors
Warngrenze	Werkseinstellung 10000 h	Diagnosecode und zugehörender Meldungstext: 199 Betriebsstunden
▶ Einsatz > 80 °C		
Warngrenze	Werkseinstellung 10000 h	Diagnosecode und zugehörender Meldungstext: 193 Betriebsstunden
▶ Einsatz > 100 °C		
Warngrenze	Werkseinstellung 10000 h	Diagnosecode und zugehörender Meldungstext: 194 Betriebsstunden
Einsatz < -300 mV		nur pH- oder pH/Redox-Kombisensor
Warngrenze	Werkseinstellung 10000 h	Diagnosecode und zugehörender Meldungstext: 180 Betriebsstunden

Menü/Setup/Eingänge/Kanal: pH oder pH/Redox/Erweitertes Setup/Diagnoseeinstellungen/ Grenzwerte Betriebsstunden

Funktion	Optionen	Info
Einsatz > 300 mV		nur pH- oder pH/Redox-Kombisensor
Warngrenze	Werkseinstellung 10000 h	Diagnosecode und zugehörender Meldungstext: 179 Betriebsstunden

Delta Steigung (nur pH und pH/Redox-Kombisensor)

Das Gerät ermittelt die Steigungsdifferenz von der letzten zur vorletzten Kalibrierung und gibt je nach Einstellung eine Warnung oder einen Alarm aus. Der Unterschied ist ein Maß für den Zustand des Sensors. Je größer die Änderung, desto größer ist der Verschleiß der pH empfindlichen Glasmembran durch chemischen Angriff oder Abrasion.

Menü/Setup/Eingänge/Kanal: pH oder pH/Redox/Erweitertes Setup/Diagnoseeinstellungen/ Delta Steigung

Funktion	Optionen	Info
Funktion Auswahl Aus Aus Ein	Ein-/Ausschalten der Funktion	
	Werkseinstellung Aus	
Warngrenze	0,10 10,00 mV/pH	Grenzwerte für die Überwachung der Steigungs-
	Werkseinstellung 5,00 mV/pH	urrerenz restiegen. Zugehörender Diagnosecode und Meldungstext: 518 Sensor Kalibrierung

Delta Nullpunkt (pH-Glas) oder Delta Arbeitspunkt (ISFET)

Das Gerät ermittelt den Unterschied von der letzten zur vorletzten Kalibrierung und gibt je nach Einstellung eine Warnung oder einen Alarm aus. Der Unterschied ist ein Maß für den Zustand des Sensors.

Für pH-Glaselektroden gilt:

Je größer die Änderung, desto größer ist der Verschleiß der Referenz durch vergiftende Ionen oder durch Ausbluten von KCl.

Menü/Setup/Eingänge/Kanal: pH oder pH/Redox/Erweitertes Setup/Diagnoseeinstellungen/▶ Delta Nullpunkt oder Delta Arbeitspunkt		
Funktion	Optionen	Info
Funktion	Auswahl Aus Ein Werkseinstellung Aus 	Ein-/Ausschalten der Funktion
Warngrenze	pH 0,00 2,00 (pH-Glas) 0 950 mV (ISFET)	Grenzwerte für die Überwachung der Steigungs- differenz festlegen.
	Werkseinstellung pH 0,50 / 25 mV	Zugehörender Diagnosecode und Meldungstext: • 520 Sensor Kalibrierung (pH-Glas) • 522 Sensor Kalibrierung (ISFET)

Sterilisierungen

Gezählt werden die Betriebsstunden, in denen der Sensor einer Temperatur ausgesetzt ist, die typisch für eine Sterilisierung ist. Diese Temperatur ist sensorabhängig.

Menü/Setup/Eingänge/Kanal	: <sensortyp>/Erweitertes Se</sensortyp>	etup/Diagnoseeinstellungen/	Sterilisierungen

Funktion	Optionen	Info
Funktion	Auswahl • Aus • Ein	Ein-/Ausschalten der Funktion
	Werkseinstellung Aus	
Warngrenze	0 1000 Werkseinstellung sensorabhängig ¹⁾	Grenzwert für die Anzahl der Sterilisationen des Sensors festlegen. Diagnosecode und zugehörender Meldungstext: 108 SIP, CIP, Autoklav.

1) Jeder Sensortyp bringt eine andere Werkseinstellung mit. Nachlesbar hier: **DIAG/Sensorinformationen**/ Kanal <Sensortyp>/**Empfehlungswerte Diagnose-Grenzwerte**

Diagnoseverhalten

Die Liste der angezeigten Diagnosemeldungen hängt vom gewählten Pfad ab. Es gibt gerätebedingte Meldungen und Meldungen, die vom angeschlossenen Sensor abhängen.

Menü/Setup/(Allgemeine Einstellungen oder Eingänge <sensorkanal>)/Erweitertes Setup/Diagnoseein- stellungen/Diagnoseverhalten</sensorkanal>			
Funktion	Optionen	Info	
Liste der Diagnosemeldungen		 Die anzupassende Meldung auswählen. Erst dann können die Einstellungen zu dieser Meldung vorgenommen werden. 	
Diagnose Nr.	nur lesen		
Diagnosemeldung	Auswahl • Ein • Aus Werkseinstellung von Meldung abhängig	Diagnosemeldung deaktivieren oder wieder akti- vieren. Deaktivieren bedeutet: • Keine Fehlermeldung im Messmodus • Kein Fehlerstrom am Stromausgang	
Fehlerstrom	Auswahl • Ein • Aus Werkseinstellung von Meldung abhängig	 Entscheiden, ob bei aktivierter Diagnosemel- dung am Stromausgang ein Fehlerstrom ausgegeben werden soll. Bei allgemeinen Gerätefehlern wird der Fehlerstrom auf allen Stromausgängen ausgegeben. Bei kanalspezifischen Fehlern wird der Fehlerstrom nur auf dem zuge- ordneten Stromausgang ausgegeben. 	
Statussignal	Auswahl Wartung (M) außerhalb der Spezifika- tion (S) Instandhaltung (C) Fehler (F) Werkseinstellung von Meldung abhängig	 Die Einteilung in Fehlerkategorien erfolgt ent- sprechend NAMUR NE 107. Entscheiden, ob eine Statussignalzuordnung für die Anwendung geändert werden sollen. 	

steringen Diagnosevernaren		
Funktion	Optionen	Info
Diagnoseausgang	Auswahl Kein Alarmrelais Binärausgang Relais 1 n (hängt von der Geräteausführung ab) Werkseinstellung Kein	Einen Ausgang wählen, dem die Diagnosemel- dung zugeordnet werden soll. Bevor die Meldung einem Ausgang zugeordnet werden kann, muss zuerst einen Relaisausgang auf Diagnosemeldung konfiguriert werden. (Menü/Setup/Ausgänge : Funktion Diagnose- meldung zuweisen und Betriebsmodus auf wie zugeordnet stellen.)
Alarmrelais sind abhängig von der Geräteausführung ve		erfügbar.
Reinigungsprogramm (für Sensoren)	Auswahl • Kein • Reinigung 1 • Reinigung 2 • Reinigung 3 • Reinigung 4 Werkseinstellung Kein	 Entscheiden, ob die Diagnosemeldung ein Reinigungsprogramm auslösen soll. Die Reinigungsprogramme können definiert werden unter: Menü/Setup/Zusatzfunktionen/Reinigung.
Detailinformation	Nur lesen	Weitere Informationen zur Diagnosemeldung und Hinweise zur Problembehandlung.

Menü/Setup/(Allgemeine Einstellungen oder Eingänge<Sensorkanal>)/Erweitertes Setup/Diagnoseeinstellungen/Diagnoseverhalten

5.3 Bezeichnungskontrolle

Mit der Funktion kann festgelegt werden, welche Sensoren am Gerät akzeptiert werden.

Menü/Setup/Eingänge/Kanal: Sensortyp/Erweitertes Setup/ Bezeichn. Kontrolle		
Funktion	Optionen	Info
Betriebsart	ebsart Auswahl Aus Messstellenbezeichnung Messstellengruppe Werkseinstellung Aus	Aus Keine Bezeichnungskontrolle, alle Sensoren wer- den akzeptiert.
		Messstellenbezeichnung Nur Sensoren mit gleicher Messstellenbezeich- nung werden akzeptiert.
		Messstellengruppe Nur Sensoren der gleichen Messstellengruppe werden akzeptiert.
Messstellenbezeichnung	Freitext Werkseinstellung • EH_CM44_ • EH_CM44R_	Messstellenbezeichnung eingeben. Der Controller prüft jeden anzuschließenden Sensor, ob dieser zur Messstelle gehört und akzeptiert nur die Sensoren, die die gleiche Bezeichnung haben.
Messstellengruppe	Numerisch Werkseinstellung O	

5.4 Sensorwechsel

Menü/Setup/Eingänge/Kanal: Sensortyp/Erweitertes Setup/Sensorwechsel • Ein

Beim Wechsel des Sensors wird der letzte Messwert über die Holdfunktion beibehalten und löst keine Diagnosemeldung aus.

Aus

Beim Wechsel des Sensors wird der letzte Messwert nicht beibehalten und löst eine Diagnosemeldung aus.

5.5 Werkseinstellung Messwertverarbeitung

Möglichkeit, die Werkseinstellungen für den Sensoreingang wiederherzustellen.

Menü/Setup/Eingänge/Kanal: Sensortyp/Erweitertes Setup

1. > Werkseinstellung Messwertverarbeitung

2. Frage beantworten: **OK** (Navigatorknopf drücken).

← Es werden nur die Werkseinstellungen für diesen einen Eingang wiederhergestellt. Alle anderen Einstellungen bleiben unverändert.

6 Eingänge: Leitfähigkeit

6.1 Grundeinstellungen

6.1.1 Sensoridentifizierung

Menü/Setup/Eingänge/Kanal: Sensortyp

······································		
Funktion	Optionen	Info
Kanal	Auswahl • Aus • Ein Werkseinstellung Ein	Ein Kanalanzeige im Messmodus eingeschaltet Aus Kanal wird im Messmodus nicht angezeigt, egal ob ein Sensor angeschlossen ist oder nicht.
Sensortyp Bestellcode	nur lesen (nur vorhanden, wenn ein Sensor angeschlossenen ist)	Angeschlossener Sensortyp Bestellcode des angeschlossenen Sensors

6.1.2 Dämpfung

Die Dämpfung bewirkt eine gleitende Mittelwertbildung der Messwerte über die angegebene Zeit.

Menü/Setup/Eingänge/Kanal: Sensortyp		
Funktion	Optionen	Info
sensorabhängig ¹⁾	0 600 s	Die Dämpfung des Hauptmesswerts und die des
Dämpfung Temp.	Werkseinstellung 0 s	angegeben werden

1) Dämpfung pH oder Dämpfung Redox oder Dämpfung Cond oder Dämpfung DO oder Dämpfung DI oder Dämpfung Nitrat oder Dämpfung SAK oder Dämpfung Trübung oder Dämpfung PAHphe

6.1.3 Manueller Hold

Menü/Setup/Eingänge/Kanal: Sensortyp		
Funktion	Optionen	Info
Manueller Hold	Auswahl • Aus • Ein Werkseinstellung Aus	Ein Kanal kann manuell auf "Hold" gestellt werden. Aus Kein kanalspezifischer "Hold"

Menü/Setup/Eingänge/Kanal: Leitfähigkeit		
Funktion	Optionen	Info
Betriebsart	Auswahl Leitfähigkeit Widerstand ¹⁾ Konzentration ²⁾ TDS Werkseinstellung Leitfähigkeit	Mit einem konduktiven Leitfähigkeitssensor können alternativ zur Leitfähigkeit auch der spe- zifische Widerstand und der Parameter TDS (Total Dissolved Solids) messen. Mit einem induktiven Leitfähigkeitssensor oder einem konduktiven Vier-Pol-Sensor dage- gen können alternativ zur Leitfähigkeit die Kon- zentration des Mediums und der Parameter TDS bestimmt werden. TDS TDS steht für alle im Wasser enthaltenen anor- ganischen und organischen Stoffe in ionischer, molekularer oder mikrogranularer (<2 µm) Form. Zur Berechnung wird die Leitfähigkeit mit einem festen Faktor von 0,5 multipliziert.
Zellkonstante	Nur lesen (nur vorhanden, wenn ein Sensor angeschlossen ist)	Anzeige der Zellkonstante des angeschlossenen Sensors (→ Sensorzertifikat)

6.1.4 Betriebsart und Zellkonstante

1) Nur konduktiver Sensor

2) Nur induktiver Sensor und Vier-Pol-Sensor (z. B. CLS82E)

6.1.5 Einbaufaktor (nur induktive Sensoren und Vier-Pol-Sensoren)

Bei engen Einbauverhältnissen wird die Leitfähigkeitsmessung in der Flüssigkeit durch die Wand beeinflusst.

Dieser Effekt wird durch den Einbaufaktor kompensiert. Der Messumformer korrigiert die Zellkonstante durch Multiplikation mit dem Einbaufaktor.

Die Größe des Einbaufaktors hängt vom Durchmesser und der Leitfähigkeit des Rohrstutzens sowie dem Wandabstand des Sensors ab.

Bei ausreichendem Wandabstand kann der Einbaufaktor f unberücksichtigt bleiben (f = 1,00). Bei kleineren Wandabständen wird der Einbaufaktor für elektrisch isolierende Rohre größer (f >1), im Fall elektrisch leitender Rohre kleiner (f < 1).

Der Einbaufaktor kann mittels Kalibrierlösungen bestimmt werden. Näherungswerte für den sensorspezifischen Einbaufaktor finden Sie in der Betriebsanleitung des Sensors.

Menü/Setup/Eingänge/Kanal: Leitfähigkeit		
Funktion	Optionen	Info
Einbaufaktor	Nur lesen (nur vorhanden, wenn ein Sensor angeschlossen ist)	Anzeige des aktuellen Wertes. Ändert sich nur mit einer Kalibrierung.

6.1.6	Konzentrationstabelle (nur induktive Sensoren und Vier-Pol-
	Sensoren)

Menü/Setup/Eingänge/Kanal: Leitfähigkeit		
Funktion	Optionen	Info
KonzTabelle Betriebsart = Konzentration	Auswahl NaOH 015% NaOH 2550% HCI 020% HNO3 024% HNO3 2430% H2SO4 0.527% H2SO4 4080% H2SO4 9399% H3PO4 040% NaCl 026% Benutzertab. 1 4 Werkseinstellung NaOH 015%	Werksseitig hinterlegte Konzentrationstabellen: • NaOH: 0 15 %, 0 100 °C (32 212 °F) • NaOH: 25 50 %, 2 80 °C (36 176 °F) • HCI: 0 20 %, 0 65 °C (32 149 °F) • HNO ₃ : 0 24 %, 2 80 °C (36 176 °F) • HNO ₃ : 24 30 %, 2 80 °C (36 176 °F) • H ₂ SO ₄ : 0,5 27 %, 4 98 °C (39 208 °F) • H ₂ SO ₄ : 40 80 %, 4 98 °C (39 208 °F) • H ₂ SO ₄ : 93 99 %, 10 115 °C (50 239 °F) • H ₃ PO ₄ : 0 40 %, 2 80 °C (36 176 °F) • NaCl: 0 26 %, 2 80 °C (36 176 °F)
TempKompModus KonzTabelle = Benutzertab. 1 4	Auswahl mit TempKomp. ohne TempKomp. Werkseinstellung mit TempKomp.	Wählen Sie nur in sehr engen Temperaturberei- chen ohne TempKomp. . In allen anderen Fällen: mit TempKomp. .
Tabellenname KonzTabelle = Benutzertab. 1 4	Freitext, 16 Zeichen	Vergeben Sie einen für Sie sinnvollen Namen für die ausgewählte Tabelle.
► Tabelle bearbeiten KonzTabelle = Benutzertab. 1 4	3-spaltige Tabelle	Vergeben Sie für eine bestimmte Temperatur jeweils Leitfähigkeits- und Konzentrations-Wer- tepaare.

Datensätze zur Eingabe einer Konzentrationstabelle

Datensätze für Konzentrationstabellen können Sie bei definierter Medienzusammensetzung aus Tabellen entnehmen. Alternativ ermitteln Sie die Datensätze experimentell.

Dazu:

- 1. Proben des Mediums in den im Prozess vorkommenden Konzentrationen herstellen. Als Minimum sind zwei Proben unterschiedlicher Konzentration erforderlich.
- 2. Unkompensierte Leitfähigkeit dieser Proben bei konstanter Temperatur messen.
 - 🕒 Soll die veränderliche Prozesstemperatur berücksichtigt werden: Datensätze für mindestens zwei verschiedenene Temperaturen (Mindestabstand 0,5 °C) ermitteln. Der Messumformer benötigt mindestens 4 Stützstellen. Am Besten messen Sie die Leitfähigkeit zweier unterschiedlicher Konzentrationen bei der Mindestund der Höchsttemperatur des Prozesses.

Sie sollten Messdaten erhalten haben, die qualitativ so aussehen wie in den folgenden Diagrammen dargestellt.



🛃 8 Beispiel für Messdaten im Fall veränderlicher Temperatur

Leitfähigkeit к

1 Messpunkt

С Konzentration

2 Messbereich





Т

1

9 Beispiel für Messdaten im Fall konstanter Temperatur

- Leitfähigkeit к
- Konzentration С

- Konstante Temperatur
- Messbereich
- Die aus den Messpunkten erhaltenen Kenni linien müssen im Bereich der Prozessbedingungen streng monoton steigend oder fallend verlaufen, das bedeutet sie dürfen weder Maxima noch Minima noch Bereiche konstanten Verhaltens aufweisen. Nebenstehende Kurvenverläufe sind daher unzulässig.



🛙 10 Unzulässige Kurvenverläufe

- Leitfähigkeit к
- С Konzentration

Leitfähigkeit (unkompensiert) [mS/cm]	Konzentration [mg/l]	Temperatur [°C (°F)]
1,000	0,000	0,00 (32,00)
2,000	0,000	100,00 (212,00)
100,0	3,000	0,00 (32,00)
300,0	3,000	100,00 (212,00)

Beispiel einer Konzentrationstabelle:

6.1.7 **Einheit und Format**

Menü/Setup/Eingänge/Kanal: Leitfähigkeit		
Funktion	Optionen	Info
Format Hauptmessw.	Auswahl • Auto • # • #.# • #.## • #.### Werkseinstellung Auto	Bestimmen Sie die Anzahl der Nachkommastel- len. Nur Vier-Pol-Sensoren Für Betriebsart = Leitfähigkeit steht das For- mat #.### nicht zur Verfügung.
LeitfEinheit	Auswahl Auto μS/cm mS/cm S/cm μS/m mS/m S/m Werkseinstellung	Betriebsart = Leitfähigkeit Alle Leitfähigkeitssensoren
Einheit	Auto Auswahl Auto MΩm MΩcm kΩcm Qm Ωm Ωcm Werkseinstellung Auto	Betriebsart = Widerstand Konduktive Leitfähigkeitssensoren
KonzEinheit	Auswahl • % • mg/l ¹⁾ Werkseinstellung %	Betriebsart = Konzentration Induktive Leitfähigkeitssensoren und Vier-Pol- Sensoren
Einheit	Auswahl • ppm • mg/l Werkseinstellung ppm	Betriebsart = TDS Alle Leitfähigkeitssensoren

1) Nur mit Benutzertabelle

6.1.8 Temperaturkompensation

Temperaturkoeffizient α = Änderung der Leitfähigkeit pro Grad Temperaturänderung: $\kappa(T) = \kappa(T_0)(1 + \alpha(T - T_0))$

 $\kappa(T)$... Leitfähigkeit bei der Prozesstemperatur T

 $\kappa(T_0)$... Leitfähigkeit bei der Referenztemperatur T_0

Menü/Setup/Eingänge/Kanal: Leitfähigkeit		
Funktion	Optionen	Info
Temperaturquelle	Auswahl Sensor Manuell Messwert Werkseinstellung Sensor	 Entscheiden Sie, wie Sie die Mediumstemperatur kompensieren wollen: Automatisch über den Temperaturfühler Ihres Sensors Manuell durch Eingabe der Mediumstempera- tur Von einem externen Temperatursensor
Mediumstemperatur Temperaturquelle = Manuell	-50,0 250,0 °C (-58,0 482,0 °F) Werkseinstellung 25,0 °C (77 °F)	Geben Sie die Temperatur Ihres Mediums ein.
Messwert Temperaturquelle = Mess- wert	 Auswahl Sensoreingang Feldbuseingang mit anschließender Wahl des Eingangssignals 	Externe Temperatursignale nur in °C Wählen Sie einen Eingang, an den ein Tempera- tursensor angeschlossen ist. Alternativ können Sie ein Temperatursignal über den Feldbus verwenden. In dem Fall müssen Sie anschließend noch den Feldbuseingang wählen.
Kompensation Betriebsart = Leitfähigkeit	Auswahl Keine Linear NaCl (IEC 746-3) Wasser ISO7888 (25°C) Reinstw. (HCl) Reinstw. (NaCl) Benutzertab. 1 4 Werkseinstellung Linear	Für die Kompensation der Temperaturabhängig- keit stehen verschiedene Methoden zur Wahl. Entscheiden Sie in Abhängigkeit von Ihrem Pro- zess, welche Kompensationsart Sie anwenden wollen. Alternativ dazu können Sie auch Keine wählen und so die unkompensierte Leitfähigkeit messen.

Der Temperaturkoeffizient hängt sowohl von der chemischen Zusammensetzung der Lösung als auch von der Temperatur selbst ab.

Lineare Temperaturkompensation

Die Veränderung zwischen zwei Temperaturpunkten wird als konstant angenommen, das bedeutet α = const.

Referenztemperatur und Alphakoeffizient (nur bei linearer Temperaturkompensation)

Alphakoeffizienten und Alpha-Referenztemperaturen Ihres Prozessmediums müssen bekannt sein. Typische Alphakoeffizienten bei einer Referenztemperatur von 25 °C sind:

- Salze (z.B. NaCl): ca. 2,1 %/K
- Laugen (z.B. NaOH): ca. 1,7 %/K
- Säuren (z.B. HNO₃): ca. 1,3 %/K

Menü/Setup/Eingänge/Kanal: Leitfähigkeit

······································		
Funktion	Optionen	Info
RefTemp.	-5,0 100,0 ℃ (23,0 212,0 ℉)	Referenztemperatur für die Berechnung der tem- peraturkompensierten Leitfähigkeit
	Werkseinstellung 25,0 ℃ (77,0 ℉)	
Faktor Alpha	0,000 20,000 %/K	Eingabe des Alphakoeffizienten Ihres Prozess-
	Werkseinstellung 2,100 %/K	mediums

NaCl-Kompensation

Bei der NaCl-Kompensation (nach IEC 60746) ist eine feste nichtlineare Kurve hinterlegt, die den Zusammenhang zwischen Temperaturkoeffizient und Temperatur festlegt. Diese Kurve gilt für geringe Konzentrationen bis ca. 5 % NaCl.



Kompensation für natürliche Wasser

Für die Temperaturkompensation in natürlichen Wassern ist eine nichtlineare Funktion nach ISO 7888 hinterlegt.

Reinstwasserkompensationen (für konduktive Sensoren)

Für Rein- und Reinstwasser sind Algorithmen hinterlegt, die die Eigendissoziation des Wassers und dessen starke Temperaturabhängigkeit berücksichtigen. Sie werden bis zu Leitfähigkeiten von ca. 10 μ S/cm verwendet.

- Reinstw. (HCl)
 Optimiert zur Messung der Säureleitfähigkeit nach einem Kationenaustauscher. Außerdem für Ammoniak (NH₃) und Natronlauge (NaOH) geeignet.
- Reinstw. (NaCl)
 Optimiert für pH-neutrale Verunreinigungen.

Benutzerdefinierte Tabellen

Sie können eine Funktion hinterlegen, die die Eigenschaften Ihres spezifischen Prozesses berücksichtigt. Ermitteln Sie dazu Wertepaare aus Temperatur T und Leitfähigkeit κ mit:

- $\kappa(T_0)$ für die Referenztemperatur T_0
- $\bullet\ \kappa(T)$ für die Temperaturen, die im Prozess auftreten
- Für die in Ihrem Prozess relevanten Temperaturen errechnen Sie mit folgender Formel die α -Werte:

$$\alpha = \frac{100\%}{\kappa(T_0)} \cdot \frac{\kappa(T) - \kappa(T_0)}{T - T_0} ; T \neq T_0$$



Menü/Setup/Eingänge/Kanal: Leitfähigkeit		
Funktion	Optionen	Info
TempKompModus	Auswahl Leitfähigkeit Koeff. Alpha Werkseinstellung	Leitfähigkeit Sie geben Temperatur, Leitfähigkeit und unkom- pensierte Leitfähigkeit an. Empfohlen für weite Messbereiche und kleine Messwerte.
Leitfähigkeit	Koeff. Alpha Sie geben als Wertepaare einen Alphawert und die dazugehörige Temperatur an.	
Tabellenname	Freitext, 16 Zeichen	Vergeben Sie einen für Sie sinnvollen Namen für
KonzTabelle = Benutzertab. 1 4		die ausgewählte Tabelle.
Tabelle bearbeiten	 Temperatur 	Maximale Zeilenanzahl: 25
KonzTabelle = Benutzertab. 1 4 Leitfähigkeit Temperatur	LeitfähigkeitTemperaturkomp. Leitf.	Der Tabellentyp hängt ab von der Auswahl unter TempKompModus .
	TemperaturKoeffizient Alpha	

6.2 Erweitertes Setup

6.2.1 Temperaturformat

Menü/Setup/EingängeKanal: Leitfähigkeit/ Erweitertes Setup		
Funktion	Optionen	Info
Temperaturformat	Auswahl • #.# • #.## Werkseinstellung #.#	Bestimmen Sie die Anzahl der Nachkommastel- len

6.2.2 Kunden-ID (nur bei E-Sensoren)

Sie können eine individuelle Bezeichnung für den Sensor eingeben. Diese finden Sie dann auch im Menü **DIAG/Sensorinformationen**/Kanal-Nr. <Sensortyp>/**Allgemeine Informationen**.

0.2.5 Reinigungshold	6.2.3	Reinigungsho	old
----------------------	-------	--------------	-----

Menü/Setup/Eingänge/Kanal: <sensortyp>/ Erweitertes Setup</sensortyp>		
Funktion	Optionen	Info
Reinigungshold	Auswahl • Keine • Reinigung 1 4 Werkseinstellung Keine	 Ein oder mehrere Reinigungsprogramme wählen (Multi-Select). Für die festgelegten Programme schal- tet der Kanal auf "Hold", während die Reinigung läuft. Reinigungsprogramme werden ausgeführt: Im festgelegten Intervall Dazu muss das Reinigungsprogramm gestartet sein. Wenn eine Diagnosemeldung am Kanal anliegt und für diese Meldung eine Reinigung festgelegt wurde (→ Eingänge/Kanal: Sensor- typ/Diagnoseeinstellungen/Diagnosever- halten/Diagnosenummer/ Reinigungsprogramm).

Die Reinigungsprogramme definieren im Menü: **Setup/Zusatzfunktionen/Reini**gung.

6.2.4 Externer Hold

Über ein digitales Signal, beispielsweise ein Feldbussignal, kann ein Hold für alle Geräte eines Messpunkts ausgelöst werden. Darauf achten, dass das Hold-Signal nicht anderweitig verwendet wird. Jedem Sensoreingang kann individuell ein externer Hold zugeordnet werden.

Die Funktion befindet sich nur dann im Eingangsmenü, wenn zuvor in den allgemeinen Hold-Einstellungen die Signale für den externen Hold konfiguriert wurden:

Menü/Setup/Allgemeine Einstellungen/Hold Einstellungen/Externer Hold.

Menü/Setup/Eingänge/Kanal: <sensortyp>/Erweitertes Setup/ Externer Hold</sensortyp>		
Funktion	Optionen	Info
Quelle	Auswahl Binäreingänge Feldbussignale Werkseinstellung Keine	 Signalquelle des externen Holds wählen. Eine Mehrfachauswahl ist möglich. OK: Auswahl bestätigen.

6.2.5 Sterilisationseinstellungen (nur hygienische Sensoren)

Menü/Setup/Eingänge/Kanal: <sensortyp>/Erweitertes Setup/ Sterilisationseinstellungen</sensortyp>		
Funktion	Optionen	Info
Temperaturgrenzwert	120 150 ℃	Diese Temperatur muss überschritten werden,
	Werkseinstellung 121 ℃	damit der Sterilisationszähler startet und ein Sterilisationszyklus gezählt wird.
Dauer	1 250 min	Während dieser Zeitspanne muss die einge-
	Werkseinstellung 20 min	stellte Temperatur erreicht werden, damit ein Sterilisationszyklus gezählt wird.

6.2.6	CIP-Einstellungen	(nur hygienische Sensorer	1)
	J		

Menü/Setup/Eingänge/Kanal: <sensortyp>/Erweitertes Setup/ CIP-Einstellungen</sensortyp>		
Funktion	Optionen	Info
Funktion	Auswahl • Ein • Aus Werkseinstellung Aus	Ein- oder Ausschalten des Zählers für die CIP- Zyklen
Тур	Auswahl • Sauer • Alkalisch Werkseinstellung Sauer	 Festlegen, ob ein saurer oder ein alkalischer CIP erkannt werden soll.
pH Schwelle	pH 2,0 11,0 Werkseinstellung pH 11,0	 Werden zeitgleich die Temperaturschwelle überschritten und die pH-Schwelle je nach gewähltem Typ unter- oder überschritten, wird ein CIP-Zyklus gezählt. Typ = Sauer Gezählt wird das Unterschreiten der pH-Schwelle Typ = Alkalisch Gezählt wird das Überschreiten der pH-Schwelle
Obere Tempschwelle	Werkseinstellung 85 °C	Innerhalb der Temperaturschwellen wird ein CIP-Zyklus berücksichtigt.
Untere Tempschwelle	Werkseinstellung 75 ℃	 Obere Tempschwelle: Wenn der Temperaturmesswert diesen Grenz- wert überschreitet, werden die CIP-Bedingun- gen verletzt und es wird kein CIP-Zyklus gezählt. Untere Tempschwelle: Ein CIP-Zyklus wird gezählt, wenn die Tempe- ratur die untere Temperaturschwelle über- steigt und frühestens nach der festgelegten Mindest-Zeitspanne wieder darunter fällt.
Dauer	1 250 min Werkseinstellung 20 min	Mindest-Zeitspanne in der die Temperatur zwi- schen der unteren und der oberen Temperatur- schwelle liegen muss, damit ein CIP-Zyklus gezählt wird.

6.2.7 Diagnose-Einstellungen

In diesem Menüzweig werden Warngrenzen vorgegeben oder die Verwendung der Diagnosewerkzeuge definiert.

Zu jeder Einstellung wird der zugehörige Diagnosecode angezeigt.
Sterilisierungen

Gezählt werden die Betriebsstunden, in denen der Sensor einer Temperatur ausgesetzt ist, die typisch für eine Sterilisierung ist. Diese Temperatur ist sensorabhängig.

Menü/Setup/Eingänge/Kanal: <sensortyp>/Erweitertes Setup/Diagnoseeinstellungen/ Sterilisierungen</sensortyp>		
Funktion	Optionen	Info
Funktion	Auswahl Aus Ein Werkseinstellung	Ein-/Ausschalten der Funktion
Warngrenze	0 1000 Werkseinstellung sensorabhängig ¹⁾	Grenzwert für die Anzahl der Sterilisationen des Sensors festlegen. Diagnosecode und zugehörender Meldungstext: 108 SIP, CIP, Autoklav.

1) Jeder Sensortyp bringt eine andere Werkseinstellung mit. Nachlesbar hier: **DIAG/Sensorinformationen**/ Kanal <Sensortyp>/**Empfehlungswerte Diagnose-Grenzwerte**

CIP-Zyklen (nur Vier-Pol-Sensoren)

Gezählt werden die Betriebsstunden, in denen der Sensor einer Temperatur ausgesetzt ist, die typisch für eine Reinigung ist. Diese Temperatur ist sensorabhängig.

Menü/Setup/Eingänge/Kanal: Leitfähigkeit/Erweitertes Setup/Diagnoseeinstellungen/ CIP-Zyklen		
Funktion	Optionen	Info
Funktion	Auswahl Aus Ein Werkseinstellung Aus 	Ein-/Ausschalten der Funktion
Warngrenze	0 3000 Werkseinstellung 1000	 Grenzwert für die Anzahl der CIP-Zyklen Ihres Sensors festlegen. Diagnosecode und zugehörender Meldungstext: 108 SIP, CIP, Autoklav.

Process Check System (PCS)

Das PCS (Process Check System) prüft das Messsignal auf Stagnation. Ändert sich das Messsignal über eine gewisse Zeit (mehrere Messwerte) nicht, wird ein Alarm ausgelöst.





y Messsignal

y_T Eingestellter Wert für **Toleranzband**



- 🖻 12 Stagnierendes Signal, Alarm wird ausgelöst
- *t_D Eingestellter Wert für* **Dauer**
- t_A Zeitpunkt, an dem der Alarm ausgelöst wird

Hauptursachen stagnierender Messwerte

- Sensor verschmutzt oder außerhalb des Mediums
- Sensor defekt
- Prozessfehler (z.B. durch Steuerung oder Regelung)

Abhilfemaßnahmen

- 1. Sensor reinigen.
- 2. Platzierung des Sensors im Medium überprüfen.
- 3. Messkette prüfen.
- 4. Controller aus- und wieder einschalten.

Menü/Setup/Eingänge/Kanal: Sensortyp/Erweitertes Setup/Diagnoseeinstellungen/ Process check system

Funktion	Optionen	Info
Funktion	Auswahl Aus Ein Werkseinstellung Aus 	Ein-/Ausschalten der Funktion
Dauer	1 240 min Werkseinstellung 60 min	Eingeben, nach welcher Zeit der Timer abgelau- fen sein soll. Nach dem Ablauf dieser Zeit wird die Diagnosemeldung Prozess Check Alarm mit dem Code 904 ausgegeben.
Toleranzband nicht für pH/Redoxsensoren	Bereich ist sensorabhängig Werkseinstellung sensorabhängig	Intervall um das Messsignal (Rohwert) zur Erkennung von Stagnation Messwerte innerhalb des eingestellten Intervalls werden als stagnierend bewertet.

Grenzwerte Betriebsstunden

Die gesamte Einsatzdauer des Sensors und sein Einsatz unter Extrembedingungen wird überwacht. Überschreitet die Einsatzdauer die definierten Schwellenwerte, gibt das Gerät eine entsprechende Diagnosemeldung aus.

Jeder Sensor hat eine begrenzte Lebenserwartung, die stark von den Einsatzbedingungen abhängt. Indem Warngrenzen für die Einsatzzeit unter Extrembedingungen festgelegt werden, kann durch rechtzeitige Wartungsmaßnahmen der Betrieb der Messstelle ohne Ausfallzeiten sichergestellt werden.

Menü/Setup/Eingänge/Kanal: Leitfähigkeit/Erweitertes Setup/Diagnoseeinstellungen/ Grenzwerte Betriebsstunden		
Funktion	Optionen	Info
Der Einstellbereich für die	Alarm- und Warngrenzen de	r Betriebsstunden ist generell 1 50000 h.
Funktion	Auswahl • Aus • Ein Werkseinstellung Ein	Ein Der Einsatz des Sensors unter Extrembedingun- gen wird überwacht, im Sensor protokolliert und Diagnosemeldungen werden am Controller aus- gegeben. Aus Keine Diagnosemeldungen. Die Einsatzdauer unter Extrembedingungen wird dennoch im Sen- sor protokolliert und kann in den Sensorinfor- mationen des Diagnosemenüs gelesen werden.
▶ Einsatzdauer		Gesamte Einsatzzeit des Sensors
Warngrenze	Werkseinstellung 10000 h	Diagnosecode und zugehörender Meldungstext: 199 Betriebsstunden

Betriebsstunden		
Funktion	Optionen	Info
▶ Einsatz > 80 °C		
Warngrenze	Werkseinstellung 10000 h	Diagnosecode und zugehörender Meldungstext: 193 Betriebsstunden
▶ Einsatz > 100 °C		
Warngrenze	Werkseinstellung 10000 h	Diagnosecode und zugehörender Meldungstext: 194 Betriebsstunden
▶ Einsatz > 120 °C		Nur konduktive Sensoren
Warngrenze	Werkseinstellung 10000 h	Diagnosecode und zugehörender Meldungstext: 195 Betriebsstunden
▶ Einsatz > 125 °C		Nur induktive Sensoren
Warngrenze	Werkseinstellung 10000 h	Diagnosecode und zugehörender Meldungstext: 196 Betriebsstunden
▶ Einsatz > 140 °C		Nur konduktive Sensoren
Warngrenze	Werkseinstellung 10000 h	Diagnosecode und zugehörender Meldungstext: 197 Betriebsstunden
▶ Einsatz > 150 °C		Nur induktive Sensoren und Vier-Pol-Senso- ren
Warngrenze	Werkseinstellung 10000 h	Diagnosecode und zugehörender Meldungstext: 198 Betriebsstunden
▶ Einsatz > 80°C < 100nS/cm		Nur konduktive Sensoren
Warngrenze	Werkseinstellung 10000 h	Diagnosecode und zugehörender Meldungstext: 187 Betriebsstunden
▶ Einsatz < 5 °C		Nur induktive Sensoren
Warngrenze	Werkseinstellung 10000 h	Diagnosecode und zugehörender Meldungstext: 188 Betriebsstunden

Menü/Setup/Eingänge/Kanal: Leitfähigkeit/Erweitertes Setup/Diagnoseeinstellungen/ Grenzwerte Betriebsstunden

Polarisationskompensation (nur konduktive Zwei-Pol-Sensoren)

Infolge des Stromflusses durch die Grenzfläche Elektrolyt/Elektrode spielen sich an dieser Grenzfläche Reaktionen ab, die das Auftreten zusätzlicher Spannungen zur Folge haben. Diese sogenannten Polarisationseffekte begrenzen den Messbereich konduktiver Sensoren. Die sensorabhängige Kompensation erhöht die Messgenauigkeit an den Messbereichsgrenzen.

Der Controller erkennt den Memosens-Sensor und verwendet automatisch die passende Kompensation. Die Messbereichsgrenzen des Sensors können Sie unter **Diagnose/Sensorinformationen/Sensorspezifikationen** nachlesen.

Menü/Setup/Eingänge/Kanal: Leitfähigkeit/Erweitertes Setup/Diagnoseeinstellungen/ Polarisationskompensation

Funktion	Optionen	Info
Funktion	Auswahl Aus Ein Werkseinstellung Aus	Diagnosecode und zugehörender Meldungstext: 168 Polarisation

Pharma-Wasser

Hier treffen Sie Einstellungen zur Überwachung von Pharmawässern nach United States Pharmacopeia (USP) bzw. European Pharmacopeia (EP).

Für die Grenzwertfunktionen werden der unkompensierte Leitfähigkeitswert und die Temperatur gemessen. Die Messwerte werden mit den in den Standards festgelegten Tabellen verglichen. Bei Grenzwertüberschreitung wird ein Alarm ausgelöst. Darüber hinaus können Sie einen Voralarm (Warngrenze) einstellen, der unerwünschte Betriebszustände vor deren Eintreten anzeigt.

Menü/Setup/Eingänge/Kanal: Leitfähigkeit/Erweitertes Setup/Diagnoseeinstellungen/ Pharma-Was- ser		
Funktion	Optionen	Info
Funktion	Auswahl Aus EP USP Werkseinstellung Aus	Die Alarmwerte sind geräteintern gespeichert, gemäß den Vorgaben von USP <645> bzw. EP <169>. Bei Überschreiten der softwareseitig hinterleg- ten Alarmwerte nach USP oder EP wird die Diag- nosemeldung 914 USP / EP Alarm abgesetzt.
Warngrenze	10,0 99,9 % Werkseinstellung 80,0 %	Sie bestimmen für die Warngrenze in % vom Alarmwert. Diagnosecode und zugehörender Meldungstext: 915 USP / EP Warnung

Diagnoseverhalten

Die Liste der angezeigten Diagnosemeldungen hängt vom gewählten Pfad ab. Es gibt gerätebedingte Meldungen und Meldungen, die vom angeschlossenen Sensor abhängen.

stenungen/Diagnosevernaiten		
Funktion	Optionen	Info
Liste der Diagnosemeldungen		 Die anzupassende Meldung auswählen. Erst dann können die Einstellungen zu dieser Meldung vorgenommen werden.
Diagnose Nr.	nur lesen	
Diagnosemeldung	Auswahl Ein Aus Werkseinstellung von Meldung abhängig	Diagnosemeldung deaktivieren oder wieder akti- vieren. Deaktivieren bedeutet: • Keine Fehlermeldung im Messmodus • Kein Fehlerstrom am Stromausgang
Fehlerstrom	Auswahl • Ein • Aus Werkseinstellung von Meldung abhängig	 Entscheiden, ob bei aktivierter Diagnosemel- dung am Stromausgang ein Fehlerstrom ausgegeben werden soll. Bei allgemeinen Gerätefehlern wird der Fehlerstrom auf allen Stromausgängen ausgegeben. Bei kanalspezifischen Fehlern wird der Fehlerstrom nur auf dem zuge- ordneten Stromausgang ausgegeben.
Statussignal	Auswahl Wartung (M) außerhalb der Spezifikation (S) Instandhaltung (C) Fehler (F) Werkseinstellung	 Die Einteilung in Fehlerkategorien erfolgt ent- sprechend NAMUR NE 107. Entscheiden, ob eine Statussignalzuordnung für die Anwendung geändert werden sollen.
	von Meldung abhängig	

Menü/Setup/(Allgemeine Einstellungen oder Eingänge<Sensorkanal>)/Erweitertes Setup/Diagnoseeinstellungen/Diagnoseverhalten

stehungen Diagnosevennarten		
Funktion	Optionen	Info
Diagnoseausgang	Auswahl Kein Alarmrelais Binärausgang Relais 1 n (hängt von der Geräteausführung ab) Werkseinstellung Kein	Einen Ausgang wählen, dem die Diagnosemel- dung zugeordnet werden soll. Bevor die Meldung einem Ausgang zugeordnet werden kann, muss zuerst einen Relaisausgang auf Diagnosemeldung konfiguriert werden. (Menü/Setup/Ausgänge : Funktion Diagnose- meldung zuweisen und Betriebsmodus auf wie zugeordnet stellen.)
Alarmrelais sind abhängig von der Geräteausführung verfügbar.		
Reinigungsprogramm (für Sensoren)	Auswahl • Kein • Reinigung 1 • Reinigung 2 • Reinigung 3 • Reinigung 4 Werkseinstellung	 Entscheiden, ob die Diagnosemeldung ein Reinigungsprogramm auslösen soll. Die Reinigungsprogramme können definiert werden unter: Menü/Setup/Zusatzfunktionen/Reinigung.
	Kein	
Detailinformation	Nur lesen	Weitere Informationen zur Diagnosemeldung und Hinweise zur Problembehandlung.

Menü/Setup/(Allgemeine Einstellungen oder Eingänge<Sensorkanal>)/Erweitertes Setup/Diagnoseeinstellungen/Diagnoseverhalten

6.2.8 Bezeichnungskontrolle

Mit der Funktion kann festgelegt werden, welche Sensoren am Gerät akzeptiert werden.

Menü/Setup/Eingänge/Kanal: Sensortyp/Erweitertes Setup/ Bezeichn. Kontrolle		
Funktion	Optionen	Info
Betriebsart	Auswahl Aus Messstellenbezeichnung Messstellengruppe Werkseinstellung Aus	Aus Keine Bezeichnungskontrolle, alle Sensoren wer- den akzeptiert. Messstellenbezeichnung Nur Sensoren mit gleicher Messstellenbezeich- nung werden akzeptiert. Messstellengruppe
		Nur Sensoren der gleichen Messstellengruppe werden akzeptiert.
Messstellenbezeichnung	Freitext Werkseinstellung • EH_CM44_ • EH_CM44R_	Messstellenbezeichnung eingeben. Der Controller prüft jeden anzuschließenden Sensor, ob dieser zur Messstelle gehört und akzeptiert nur die Sensoren, die die gleiche Bezeichnung haben.
Messstellengruppe	Numerisch Werkseinstellung O	

6.2.9 Sensorwechsel

Menü/Setup/Eingänge/Kanal: Sensortyp/Erweitertes Setup/Sensorwechsel

Ein

Beim Wechsel des Sensors wird der letzte Messwert über die Holdfunktion beibehalten und löst keine Diagnosemeldung aus.

Aus

Beim Wechsel des Sensors wird der letzte Messwert nicht beibehalten und löst eine Diagnosemeldung aus.

6.2.10 Werkseinstellungen Sensor (nur induktive Sensoren)

Sie haben hier die Möglichkeit, die Sensor-Werkseinstellungen wiederherzustellen.

Menü/Setup/Eingänge/Kanal: Sensortyp/Erweitertes Setup

1. > Werkseinstellung Sensor

2. Frage beantworten: **OK**(Navigatorknopf drücken).

└ Es werden nur die Werkseinstellungen für den Sensor wiederhergestellt. Die Einstellungen des Eingangs bleiben unverändert.

6.2.11 Kalibrierüberwachung

Menü/Setup/Eingänge/Kanal: Leitfähigkeit/Erweitertes Setup		
Funktion	Optionen	Info
Kalibrierüberwachung	Auswahl • Aus • Während Betrieb • Bei Sensoranschluss Werkseinstellung Aus	 Die Funktion überprüft die abgelaufene Zeit seit der letzten Sensorkalibrierung. Dies kann konti- nuierlich während des Betriebs oder einmalig beim Lesen der Kalibrierdaten geschehen (Sen- soranschluss, Gerätestart). Während Betrieb Die Funktion informiert kontinuierlich über ein abgelaufenes Kalibrierintervall. Bei Sensoranschluss Ein abgelaufenes Kalibrierintervall wird nur beim Anschluss eines Sensors oder bei einem Geräteneustart gemeldet. Während des
		Betriebs wird dann keine Fehlermeldung mehr generiert.
▶ Kalibriergültigkeit		Die Funktion prüft, wie lange die Kalibrierung zurück liegt. Ist sie länger her als die vorgege- bene Warn- oder Alarmgrenze vorgibt, wird eine Diagnosemeldung ausgegeben.
Warngrenze	Werkseinstellung 800 h	Diagnosemeldung: 105 Kalibriergültigkeit
Alarmgrenze	Werkseinstellung 1000 h	Diagnosemeldung: 104 Kalibriergültigkeit
Warn- und Alarmgrenzen beeinflussen gegenseitig ihren möglichen Einstellbereich.		
Einstellbereich, in dem beide Gr 1 20000 h Generell gilt: Alarmgrenze > Wa	enzen liegen müssen: arngrenze	

6.2.12 Werkseinstellung Messwertverarbeitung

Möglichkeit, die Werkseinstellungen für den Sensoreingang wiederherzustellen.

Menü/Setup/Eingänge/Kanal: Sensortyp/Erweitertes Setup

1. > Werkseinstellung Messwertverarbeitung

2. Frage beantworten: **OK** (Navigatorknopf drücken).

← Es werden nur die Werkseinstellungen für diesen einen Eingang wiederhergestellt. Alle anderen Einstellungen bleiben unverändert.

6.2.13 Empfehlungswerte (nur für E-Sensoren)

Die empfohlenen Werte sind solche für die Grenzwerte in den Diagnoseeinstellungen (**Setup/Eingänge**/Kanal-Nr: <Sensortyp>/**Erweitertes Setup/Diagnoseeinstellungen**)

und werden beim erstmaligen Anschließen eines E-Sensors implizit geladen. Sie können die Werte hier ansehen:

$\label{eq:linear} DIAG/Sensorinformationen/{\tt Kanal-Nr.:} < {\tt Sensortyp} > / {\tt Empfehlungswerte Diagnose-Grenzwerte}$

1. > Empfehlungswerte laden

2. OK

← Die empfohlenen Sensorwerte für Kalibrier- und Diagnoseeinstellungen werden übernommen und die aktuellen Einstellungen überschrieben.

7 Eingänge: Sauerstoff

7.1 Grundeinstellungen

7.1.1 Sensoridentifizierung

Menü/Setup/Eingänge/Kanal: Sensortyp		
Funktion	Optionen	Info
Kanal	Auswahl • Aus • Ein Werkseinstellung Ein	Ein Kanalanzeige im Messmodus eingeschaltet Aus Kanal wird im Messmodus nicht angezeigt, egal ob ein Sensor angeschlossen ist oder nicht.
Sensortyp Bestellcode	nur lesen (nur vorhanden, wenn ein Sensor angeschlossenen ist)	Angeschlossener Sensortyp Bestellcode des angeschlossenen Sensors

7.1.2 Hauptmesswert

Menü/Setup/Eingänge/Kanal: DO		
Funktion	Optionen	Info
Hauptmesswert	 Auswahl Konzentration Flüssigkeit Konzentration Gas Sättigung Partialdruck Rohwert nA¹⁾ Rohwert µs²⁾ Werkseinstellung Konzentration Flüssigkeit 	Entscheiden Sie, wie Sie sich den Hauptmesswert darstellen lassen wollen. Von dieser Einstellung hängen weitere Funktio- nen ab, beispielsweise die Einstellung der Ein- heit.

1) Amperometrischer Sensor

2) Optischer Sensor

7.1.3 Dämpfung

Die Dämpfung bewirkt eine gleitende Mittelwertbildung der Messwerte über die angegebene Zeit.

Menü/Setup/Eingänge/Kanal: Sensortyp		
Funktion	Optionen	Info
sensorabhängig ¹⁾	0 600 s	Die Dämpfung des Hauptmesswerts und die des
Dämpfung Temp.	Werkseinstellung 0 s	angegeben werden

1) Dämpfung pH oder Dämpfung Redox oder Dämpfung Cond oder Dämpfung DO oder Dämpfung DI oder Dämpfung Nitrat oder Dämpfung SAK oder Dämpfung Trübung oder Dämpfung PAHphe

7.1.4 Einheit

Menü/Setup/Eingänge/Kanal: DO		
Funktion	Optionen	Info
Einheit	Auswahl • mg/l ¹⁾ • μg/l ¹⁾ • ppm ¹⁾ • ppb ¹⁾ • %Vol ²⁾ • ppmVol ²⁾ Werkseinstellung mg/l ¹⁾ %Vol ²⁾	Die Einheit ist nur wählbar für die Hauptmesss- werte: • Konzentration Flüssigkeit • Konzentration Gas

Hauptmesswert = Konzentration Flüssigkeit Hauptmesswert = Konzentration Gas 1)

2)

7.1.5 **Manueller Hold**

Menü/Setup/Eingänge/Kanal: Sensortyp

Funktion	Optionen	Info
Manueller Hold	Auswahl Aus Ein Werkseinstellung Aus	Ein Kanal kann manuell auf "Hold" gestellt werden. Aus Kein kanalspezifischer "Hold"

Erweitertes Setup 7.2

7.2.1 Temperaturkompensation (nur amperometrische Sensoren und COS81E)

Funktion	Optionen	Info
Temp. Kompensation	Auswahl Automatisch Manuell Werkseinstellung Automatisch	 Entscheiden Sie, wie Sie die Mediumstemperatur kompensieren wollen: Automatisch über den Temperaturfühler Ihres Sensors Die Temperatur wird dadurch immer nach dem aktuellen Temperaturwert kompensiert. Manuell durch Eingabe der Mediumstempera- tur Der Messwert wird dabei immer gegen den eingegebenen Wert kompensiert, z.B. bei Zu- und Ablaufkontrollen einer Kühlanlage.
Temperatur	0 80 °C (32 176 °F)	Geben Sie die Temperatur Ihres Mediums ein
Temp. Kompensation = Manuell	Werkseinstellung 20 ℃ (68 °F)	oder eine andere Temperatur, auf die Sie Bezug nehmen wollen.

Menü/Setup/Eingänge/Kanal: DO/Erweitertes Setup

7.2.2 Messwertfo	rmate
------------------	-------

Menü/Setup/Eingänge/Kanal: DO/ Erweitertes Setup		
Funktion	Optionen	Info
Format Hauptmessw.	Auswahl #.# #.## #.### # Werkseinstellung #.##	Bestimmen Sie die Anzahl der Nachkommastel- len
Temperaturformat	Auswahl • #.# • #.## Werkseinstellung #.#	

7.2.3 Mediumskompensation (im Prozess)

Menü/Setup/Eingänge/Kanal: DO/ Erweitertes Setup		
Funktion	Optionen	Info
Mediumsdruck	Auswahl Prozessdruck Luftdruck Ortshöhe Messwert	Mit Messwert haben Sie die Möglichkeit, einen Druckmesswert über einen Feldbus- oder einen Stromeingang anzuschließen. Dieser Messwert wird dann zur Mediumsdruckkompensation ver- wendet.
	Werkseinstellung Luftdruck	Für die anderen Kompensationsarten geben Sie jeweils einen Kompensierungswert für die Mes- sung an.
		 Entweder die Ortshöhe (-300 4000 m), den Prozessdruck (500 9999 hPa) oder den Luftdruck (500 1200 hPa) der Messstelle angeben. Zur Information wird zusätzlich der Druck angezeigt, der während der Kalibrierung genutzt wird. Diesen passen Sie an in: Kalibriereinstel- lungen/Mediumsdruck.
		2. ÞÜbernehmen.
Eingang Druck Mediumsdruck = Messwert Auswahl Stromeingänge Feldbussignale Kein Werkseinstellung Kein	Auswahl • Stromeingänge • Feldbussignale • Kein Werkseinstellung Kein	Nur verfügbar, wenn ein Feldbus freigeschaltet oder ein Stromeingang vorhanden ist. Konfigu- rieren Sie einen Stromeingang bevor Sie dessen Messwert zur Druckkompensation des Sauer- stoffsensors verwenden.
		Konfigurieren Sie die Eingangsgröße des Strom- eingangs mit Parameter mit der Einheit hPa, um die richtige Skalierung zu gewährleisten. Passen Sie die Messbereichsgrenzen entspre- chend an.
		Beispiel: Der angeschlossene Drucksensor hat einen Messbereich von 0 10 bar.
		1. Parameter : Stromeingang konfigurieren.
		2. Einheit als hPa definieren.
		 Für Anfang Messbereich 0 und für Ende Messbereich 10 000 (1 bar ≈ 1000 hPa) eingeben.

Menü/Setup/Eingänge/Kanal: DO/ Erweitertes Setup		
Funktion	Optionen	Info
Salinität	Auswahl Festwert Messwert Werkseinstellung Festwert	
Festwert Salinität = Festwert	0 40 g/kg Werkseinstellung 0 g/kg	Der Einfluss des Salzgehalts auf die Sauerstoff- messung wird mit dieser Funktion kompensiert. Beispiel: Meereswassermessungen nach Kopen- hagener Standard (30 g/kg).
Sensorauswahl Salinität = Messwert	Auswahl • Kein • Leitfähigkeitssensor Werkseinstellung Kein	Alternativ zur Angabe eines Festwertes, der Ihrer Applikation entspricht, können Sie den Messwert eines angeschlossenen Leitfähigkeits- sensors verwenden. Dafür wird ein CLS50D oder ein CLS54D empfohlen. Die Salinitätskompensa- tion über einen Messwert arbeitet im Tempera- turbereich 2 - 35 °C bei einer Leitfähigkeit bis max. 42 S/m optimal.

7.2.4 LED-Einstellungen (nur COS81E) und Messwertfilter

Menü/Setup/Eingänge/Kanal: DO/ Erweitertes Setup		
Funktion	Optionen	Info
LED Temp. Modus	Auswahl • Aus • Ein Werkseinstellung Ein	Schaltet die LED beim Überschreiten der einge- stellten Temperaturschwelle aus. Das verhindert eine vorzeitige Alterung der Sen- sorkappe, beispielsweise während eines CIP- oder SIP-Zyklus.
LED Temp. Schwelle	30 130 °C (86 266 °F)	
LED Temp. Modus = Ein	Werkseinstellung 80 ℃ (176 ℉)	
LED Messintervall	Auswahl 1 Sekunde 3 Sekunden 10 Sekunden 30 Sekunden Werkseinstellung 1 Sekunde 	Das LED-Messintervall trägt einerseits zur Ansprechzeit, andererseits zur Lebensdauer der Sensorkappe bei. Kürzere Intervalle verbessern die Ansprechzeit, verringern aber die Lebensdauer der Sensor- kappe. Entscheiden Sie sich entsprechend den Anforde- rungen ihres Prozesses.
Messwertfilter	Auswahl Normal Life science - standard Life science - strong (Aus) (Schwach) (Stark) (Sehr stark) Werkseinstellung Normal	Glättungsfilter für den Messwert Filter in Klammern sind nur für sehr spezielle Anwendungen (z. B. Forschungsarbeiten) gedacht. Unbekannt: Erscheint, wenn ein Sensor mit einem für die aktuelle Firmwarever- sion unbekanntem Filter eingestellt ist. In diesem Fall müssen Sie die Firmware updaten oder einen gültigen Messwertfil- ter wählen.

7.2.5 Kunden-ID (nur bei E-Sensoren)

Sie können eine individuelle Bezeichnung für den Sensor eingeben. Diese finden Sie dann auch im Menü **DIAG/Sensorinformationen**/Kanal-Nr. <Sensortyp>/**Allgemeine Informationen**.

Menü/Setup/Eingänge/Kanal: <sensortyp>/ Erweitertes Setup</sensortyp>		
Funktion	Optionen	Info
Reinigungshold	Auswahl • Keine • Reinigung 1 4 Werkseinstellung Keine	 Ein oder mehrere Reinigungsprogramme wählen (Multi-Select). Für die festgelegten Programme schal- tet der Kanal auf "Hold", während die Reinigung läuft. Reinigungsprogramme werden ausgeführt: Im festgelegten Intervall Dazu muss das Reinigungsprogramm gestartet sein. Wenn eine Diagnosemeldung am Kanal anliegt und für diese Meldung eine Reinigung festgelegt wurde (→ Eingänge/Kanal: Sensor- typ/Diagnoseeinstellungen/Diagnosever- halten/Diagnosenummer/ Reinigungsprogramm).

7.2.6 Reinigungshold

Die Reinigungsprogramme definieren im Menü: Setup/Zusatzfunktionen/Reinigung.

7.2.7 Externer Hold

Über ein digitales Signal, beispielsweise ein Feldbussignal, kann ein Hold für alle Geräte eines Messpunkts ausgelöst werden. Darauf achten, dass das Hold-Signal nicht anderweitig verwendet wird. Jedem Sensoreingang kann individuell ein externer Hold zugeordnet werden.

Die Funktion befindet sich nur dann im Eingangsmenü, wenn zuvor in den allgemeinen Hold-Einstellungen die Signale für den externen Hold konfiguriert wurden:

Menü/Setup/Allgemeine Einstellungen/Hold Einstellungen/Externer Hold.

Menü/Setup/Eingänge/Kanal: <sensortyp>/Erweitertes Setup/ Externer Hold</sensortyp>		
Funktion	Optionen	Info
Quelle	Auswahl Binäreingänge Feldbussignale Werkseinstellung Keine	 Signalquelle des externen Holds wählen. Eine Mehrfachauswahl ist möglich. OK: Auswahl bestätigen.

7.2.8 Sterilisationseinstellungen (nur hygienische Sensoren)

Menü/Setup/Eingänge/Kanal: <sensortyp>/Erweitertes Setup/ Sterilisationseinstellungen</sensortyp>		
Funktion	Optionen	Info
Temperaturgrenzwert	120 150 °C Werkseinstellung 121 °C	Diese Temperatur muss überschritten werden, damit der Sterilisationszähler startet und ein Sterilisationszyklus gezählt wird.
Dauer	1 250 min Werkseinstellung 20 min	Während dieser Zeitspanne muss die einge- stellte Temperatur erreicht werden, damit ein Sterilisationszyklus gezählt wird.

7.2.9 CIP-Einstellungen (nur hygienische Sensoren)

Menü/Setup/Eingänge/Kanal: <sensortyp>/Erweitertes Setup/ CIP-Einstellungen</sensortyp>		
Funktion	Optionen	Info
Funktion	Auswahl • Ein • Aus Werkseinstellung Aus	Ein- oder Ausschalten des Zählers für die CIP- Zyklen
Тур	Auswahl • Sauer • Alkalisch Werkseinstellung Sauer	 Festlegen, ob ein saurer oder ein alkalischer CIP erkannt werden soll.
pH Schwelle	pH 2,0 11,0 Werkseinstellung pH 11,0	 Werden zeitgleich die Temperaturschwelle überschritten und die pH-Schwelle je nach gewähltem Typ unter- oder überschritten, wird ein CIP-Zyklus gezählt. Typ = Sauer Gezählt wird das Unterschreiten der pH-Schwelle Typ = Alkalisch Gezählt wird das Überschreiten der pH-Schwelle
Obere Tempschwelle	Werkseinstellung 85 °C	Innerhalb der Temperaturschwellen wird ein CIP-Zyklus berücksichtigt.
Untere Tempschwelle	Werkseinstellung 75 ℃	 Obere Tempschwelle: Wenn der Temperaturmesswert diesen Grenz- wert überschreitet, werden die CIP-Bedingun- gen verletzt und es wird kein CIP-Zyklus gezählt. Untere Tempschwelle: Ein CIP-Zyklus wird gezählt, wenn die Tempe- ratur die untere Temperaturschwelle über- steigt und frühestens nach der festgelegten Mindest-Zeitspanne wieder darunter fällt.
Dauer	1 250 min Werkseinstellung 20 min	Mindest-Zeitspanne in der die Temperatur zwi- schen der unteren und der oberen Temperatur- schwelle liegen muss, damit ein CIP-Zyklus gezählt wird.

7.2.10 Kalibriereinstellungen

Stabilitätskriterien

Sie definieren die zulässige Messwertschwankung, die in einem bestimmten Zeitfenster während der Kalibrierung nicht überschritten werden darf. Bei Überschreitung der zulässigen Differenz wird die Kalibrierung nicht erlaubt und automatisch abgebrochen.

Menü/Setup/Eingänge/Kanal: DO/ Erweitertes Setup/Kalibriereinstellungen/ Stabilitätskriterien		
Funktion	Optionen	Info
Delta Signal	0,1 2,0 % Werkseinstellung 0,2 %	Zulässige Messwertschwankung während der Kalibrierung. Bei amperometrischen Sensoren auf den Roh- wert in nA bezogen, bei optischen Sensoren bezogen auf den Rohwert in μS.
Delta Temperatur	0,10 2,00 K Werkseinstellung 0,50 K	Zulässige Temperaturschwankung während der Kalibrierung
Dauer	5 60 s Werkseinstellung 10 s	Zeitfenster innerhalb dessen die zulässige Mess- wertschwankung nicht überschritten werden darf

Mediumskompensation (bei der Kalibrierung)

Menü/Setup/Eingänge/Kanal: DO/Erweitertes Setup/ Kalibriereinstellungen		
Funktion	Optionen	Info
Mediumsdruck	Auswahl Prozessdruck Luftdruck Ortshöhe Wie bei Messung Werkseinstellung Luftdruck	 Angabe, bei welchem Druck die Kalibrierung stattfindet Prozessdruck Der Druck während der Kalibrierung unter- scheidet sich vom normalen Prozessdruck (Kalibrierung im Prozess) Luftdruck Luftdruck, bei dem die Kalibrierung stattfindet (Kalibrierung an Luft) Ortshöhe Ortshöhe, auf der die Kalibrierung stattfindet (Kalibrierung an Luft) Wie bei Messung Im Sensormenü eingestellte Prozessbedingun- gen entsprechen den Kalibrierbedingungen (Kalibrierung im Prozess)
Prozessdruck	500 9999 hPa	
Mediumsdruck = Prozess- druck	Werkseinstellung 1013 hPa	
Luftdruck	500 1200 hPa	
Mediumsdruck = Luftdruck	Werkseinstellung 1013 hPa	
Ortshöhe	-300 4000 m	
Mediumsdruck = Ortshöhe	Werkseinstellung 0 m	
Rel. Luftf. (Luft var.)	0 100 %	
	Werkseinstellung 100 %	

Kalibrierüberwachung

Hier kann das Kalibrierintervall für den Sensor festgelegt werden. Nach Ablauf der eingestellten Zeit wird auf dem Display die Diagnosemeldung Kalibriergültigkeit angezeigt.

Wird der Sensor neu kalibriert, wird der Timer automatisch zurück gesetzt.

Menü/Setup/Eingänge/Kanal: <sensortyp>/Erweitertes Setup/ Kalibriereinstellungen</sensortyp>		
Funktion	Optionen	Info
Kalibrierüberwachung	Auswahl Aus Während Betrieb Bei Sensoranschluss Werkseinstellung Aus	 Die Funktion überprüft die abgelaufene Zeit seit der letzten Sensorkalibrierung. Dies kann kontinuierlich während des Betriebs oder einmalig beim Lesen der Kalibrierdaten geschehen (Sensoranschluss, Gerätestart, Kalibriersatzwechsel). 1. Während Betrieb Bei einem kontinuierlichen Betrieb informiert diese Funktion den Anwender über ein abgelaufenes Kalibrierintervall. 2. Bei Sensoranschluss Bei einem Batch-Prozess stellt diese Funktion sicher, dass nur kürzlich kalibrieriet Sensoren verwendet werden. Während des Batch-Prozesses wird keine Fehlermeldung generiert.
▶ Kalibriergültigkeit		
Warngrenze	Werkseinstellung 800 h	Diagnosemeldung: 105 Kalibriergültigkeit
Alarmgrenze	Werkseinstellung 1000 h	Diagnosemeldung: 104 Kalibriergültigkeit
Warn- und Alarmgrenzen beeinflussen gegenseitig ihren möglichen Einstellbereich.		

Einstellbereich, in dem beide Grenzen liegen müssen:

1 ... 20000 h

Generell gilt: Alarmgrenze > Warngrenze

7.2.11 **Diagnose-Einstellungen**

In diesem Menüzweig werden Warngrenzen vorgegeben oder die Verwendung der Diagnosewerkzeuge definiert.

Zu jeder Einstellung wird der zugehörige Diagnosecode angezeigt.

Steigung (nur amperometrische Sensoren und COS61D)

Die (relative) Steigung charakterisiert den Sensorzustand. Abnehmende Werte deuten auf einen Verbrauch an Elektrolyt hin. Über die Vorgabe von Grenzwerten und die dadurch ausgelösten Diagnosemeldungen können Sie steuern, wenn ein Elektrolytwechsel geboten ist.

► Legen Sie die Grenzwerte für die Steigungsüberwachung Ihres Sensors fest.

Menü/Setup/Eingänge/Kanal: DO/Erweitertes Setup/Diagnoseeinstellungen/ Steigung		noseeinstellungen/ Steigung
Funktion	Optionen	Info
Obere Warngrenze	0,0 200,0 % ¹⁾ 80,1 200,0 % ²⁾	Zugehörender Diagnosecode und Meldungstext: 511 Sensor Kalibrierung
	Werkseinstellung 140,0 % ¹⁾ 110,0 % ²⁾	
Untere Warngrenze	0,0 200,0 % ¹⁾ 0,0 109,9 % ²⁾ Werkseinstellung	Zugehörender Diagnosecode und Meldungstext: 509 Sensor Kalibrierung
	60,0 % ¹⁾ 80,0 % ²⁾	

1) Amperometrische Sensoren

2) COS61D

Delta Steigung (nur amperometrische Sensoren)

Das Gerät ermittelt die Steigungsdifferenz von der letzten zur vorletzten Kalibrierung und gibt je nach Einstellung eine Warnung oder einen Alarm aus. Der Unterschied ist ein Maß für den Zustand des Sensors.

Eine größer werdende Änderung deutet auf Belagsbildung auf der Sensormembran oder auf Vergiftung des Elektrolyten hin. Wechseln Sie Membran und Elektrolyt entsprechend den Anweisungen der Sensor-Betriebsanleitung.

Menü/Setup/Eingänge/Kanal: DO/Erweitertes Setup/Diagnoseeinstellungen/ Delta Steigung		
Funktion	Optionen	Info
Funktion	Auswahl Aus Ein Werkseinstellung Aus	Ein-/Ausschalten der Funktion
Warngrenze	0,0 50,0 % Werkseinstellung 15,0 %	Legen Sie Ihre Grenzwerte für die Überwachung der Steigungsdifferenz fest. Zugehörender Diagnosecode und Meldungstext: 518 Sensor Kalibrierung

Nullpunkt (nur amperometrische Sensoren)

Der Nullpunkt entspricht dem Sensorsignal, das in einem Medium in Abwesenheit von Sauerstoff gemessen wird. Sie können den Nullpunkt in sauerstofffreiem Wasser oder hochreinem Stickstoff kalibrieren. Dies verbessert die Messgenauigkeit im Spurenbereich.

- ► Grenzwerte für die Nullpunktüberwachung des Sensors festlegen.
- Allgemeiner Einstellbereich: -10 ... 10 nA.

Die eingestellten Werte beeinflussen jeweils den verfügbaren Einstellbereich der anderen Grenze.

Menü/Setup/Eingänge/Kanal: DO/Erweitertes Setup/Diagnoseeinstellungen/ Nullpunkt		
Funktion Optionen Info		Info
Obere Warngrenze	Werkseinstellung 1,0 nA	Zugehörender Diagnosecode und Meldungstext: 505 Nullpunktwarnung
Untere Warngrenze	Werkseinstellung -1,0 nA	Zugehörender Diagnosecode und Meldungstext: 507 Nullpunktwarnung

Delta Nullpunkt (nur amperometrische Sensoren)

Das Gerät ermittelt den Unterschied von der letzten zur vorletzten Kalibrierung und gibt je nach Einstellung eine Warnung oder einen Alarm aus. Der Unterschied ist ein Maß für den Zustand des Sensors. Steigende Differenzen deuten auf Belagsbildung auf der Kathode hin. Reinigen oder tauschen Sie die Kathode entsprechend den Anweisungen der Sensor-Betriebsanleitung.

Menü/Setup/Eingänge/Kanal: DO/Erweitertes Setup/Diagnoseeinstellungen/ Delta Nullpunkt		
Funktion	Optionen	Info
Funktion	Auswahl Aus Ein Werkseinstellung Aus 	Ein-/Ausschalten der Funktion
Warngrenze	0,0 10 nA Werkseinstellung 0,5 nA	 Grenzwerte für die Überwachung der Stei- gungsdifferenz festlegen. Zugehörender Diagnosecode und Meldungstext: 520 Sensor Kalibrierung

Kalibrierqualitätsindex (nur COS81E)

Die aktuelle Kalibrierung wird mit der ersten Kalibrierung der montierten Sensorkappe verglichen und der Zustand der Kappe als Prozentwert ausgegeben.

Menü/Setup/Eingänge/Kanal: DO/Erweitertes Setup/Diagnoseeinstellungen/ Kalibrierqualitätsindex		
Funktion	Optionen	Info
Warngrenze	0 100 % Werkseinstellung 80 %	Zugehörender Diagnosecode und Meldungstext: 734 Kalibrierqualität

Kalibrierungen Kappe (alle Sensoren außer COS61D)

Die sensorinternen Kalibrierzähler unterscheiden zwischen Kalibrierungen des Sensors und Kalibrierung mit der gerade verwendeten Membrankappe. Wenn diese ausgetauscht wird, wird nur der (Kappen-)Zähler zurück gesetzt.

Menü/Setup/Eingänge/Kanal: DO/Erweitertes Setup/Diagnoseeinstellungen/ Anzahl Kalibrierungen Kappe		
Funktion	Optionen	Info
Funktion	Auswahl • Aus • Ein	Funktion ein-/ausschalten
	Werkseinstellung Aus	
Warngrenze	1 1000 Werkseinstellung 500 ¹⁾ 20 ²⁾	 Bestimmen, wieviele Kalibrierungen mit einer Sensorkappe durchgeführt werden dürfen, bevor sie ausgewechselt werden muss. Die Zahl ist stark prozessabhängig und muss individuell ermittelt werden.
		Zugehörender Diagnosecode und Meldungstext: 535 Sensor Check

Amperometrische Sensoren 1)

2) COS81E

Sterilisierungen (nur sterilisierbare E-Sensoren)

Gezählt werden die Betriebsstunden, in denen der Sensor einer Temperatur ausgesetzt ist, die typisch für eine Sterilisierung ist. Diese Temperatur ist sensorabhängig.

Menü/Setup/Eingänge/Kanal: <sensortyp>/Erweitertes Setup/Diagnoseeinstellungen/ Sterilisierung</sensortyp>		
Funktion	Optionen	Info
Funktion	Auswahl Aus Ein Werkseinstellung Aus 	Ein-/Ausschalten der Funktion
Warngrenze	0 1000 Werkseinstellung sensorabhängig ¹⁾	Grenzwert für die Anzahl der Sterilisationen des Sensors festlegen. Diagnosecode und zugehörender Meldungstext: 108 SIP, CIP, Autoklav.

1) Jeder Sensortyp bringt eine andere Werkseinstellung mit. Nachlesbar hier: **DIAG/Sensorinformationen**/ Kanal <Sensortyp>/**Empfehlungswerte Diagnose-Grenzwerte**

Sterilisierungen Kappe (nur sterilisierbare E-Sensoren)

Die sensorinternen Sterilisationszähler unterscheiden zwischen Sensor und der gerade verwendeten Membran-/Fluoreszenzkappe. Wenn diese ausgetauscht wird, wird nur der (Kappen-)Zähler zurück gesetzt.

Menü/Setup/Eingänge/Kanal: DO/Erweitertes Setup/Diagnoseeinstellungen/ Anzahl Sterilisierungen Kappe		
Funktion	Optionen	Info
Funktion	Auswahl Aus Ein Werkseinstellung Aus 	 Bestimmen, wieviele Sterilisierungen mit einer Sensorkappe durchgeführt werden dürfen, bevor sie ausgewechselt werden muss. Die Zahl ist stark prozessabhängig und muss individuell ermittelt werden.
Warngrenze	0 200 Werkseinstellung • 25 ¹⁾ • 200 ²⁾	Zugehörender Diagnosecode und Meldungstext: 109 SIP, CIP, Autokl Kappe

1) Amperometrische Sensoren

2) COS81E

CIP-Zyklen (nur sterilisierbare E-Sensoren)

Gezählt werden die Betriebsstunden, in denen der Sensor einer Temperatur ausgesetzt ist, die typisch für eine Reinigung ist. Diese Temperatur ist sensorabhängig.

Menü/Setup/Eingänge/Kanal: DO/Erweitertes Setup/Diagnoseeinstellungen/ CIP-Zyklen		
Funktion	Optionen	Info
Funktion	Auswahl Aus Ein Werkseinstellung Aus 	Ein-/Ausschalten der Funktion
Warngrenze	1 1000 Werkseinstellung 1000	 Grenzwert für die Anzahl der CIP-Zyklen Ihres Sensors festlegen. Diagnosecode und zugehörender Meldungstext: 108 SIP, CIP, Autoklav.

CIP-Zyklen Kappe (nur sterilisierbare E-Sensoren)

Die sensorinternen Sterilisationszähler unterscheiden zwischen Sensor und der gerade verwendeten Membran- oder Fluoreszenzkappe. Wenn diese ausgetauscht wird, wird nur der Kappenzähler zurück gesetzt.

Menü/Setup/Eingänge/Kanal: DO/Erweitertes Setup/Diagnoseeinstellungen/ CIP-Zyklen Kappe		
Funktion	Optionen	Info
Funktion	Auswahl • Aus • Ein Werkseinstellung Aus	Ein-/Ausschalten der Funktion
Warngrenze	1 300 Werkseinstellung 200	 Grenzwert für die Anzahl der CIP-Zyklen der Sensorkappe festlegen. Diagnosecode und zugehörender Meldungstext: 109 SIP, CIP, Autokl Kappe

Process Check System (PCS)

Das PCS (Process Check System) prüft das Messsignal auf Stagnation. Ändert sich das Messsignal über eine gewisse Zeit (mehrere Messwerte) nicht, wird ein Alarm ausgelöst.

У



- 🖻 13 Normales Messsignal, kein Alarm
- Messsignal

ν

- *y*_T Eingestellter Wert für **Toleranzband**
- 14 Stagnierendes Signal, Alarm wird ausgelöst
- t_D Eingestellter Wert für **Dauer id** t_A Zeitpunkt, an dem der Alarm ausgelöst wird

Hauptursachen stagnierender Messwerte

- Sensor verschmutzt oder außerhalb des Mediums
- Sensor defekt
- Prozessfehler (z.B. durch Steuerung oder Regelung)

Abhilfemaßnahmen

- 1. Sensor reinigen.
- 2. Platzierung des Sensors im Medium überprüfen.
- 3. Messkette prüfen.
- 4. Controller aus- und wieder einschalten.

Menü/Setup/Eingänge/Kanal: Sensortyp/Erweitertes Setup/Diagnoseeinstellungen/ Process check system		
Funktion	Optionen	Info
Funktion	Auswahl • Aus • Ein	Ein-/Ausschalten der Funktion
	Werkseinstellung Aus	
Dauer	1 240 min Werkseinstellung 60 min	Eingeben, nach welcher Zeit der Timer abgelau- fen sein soll. Nach dem Ablauf dieser Zeit wird die Diagnosemeldung Prozess Check Alarm mit dem Code 904 ausgegeben.
Toleranzband nicht für pH/Redoxsensoren	Bereich ist sensorabhängig Werkseinstellung sensorabhängig	Intervall um das Messsignal (Rohwert) zur Erkennung von Stagnation Messwerte innerhalb des eingestellten Intervalls werden als stagnierend bewertet.

Grenzwerte Betriebsstunden

Die gesamte Einsatzdauer des Sensors und sein Einsatz unter Extrembedingungen wird überwacht. Überschreitet die Einsatzdauer die definierten Schwellenwerte, gibt das Gerät eine entsprechende Diagnosemeldung aus.

Jeder Sensor hat eine begrenzte Lebenserwartung, die stark von den Einsatzbedingungen abhängt. Indem Warngrenzen für die Einsatzzeit unter Extrembedingungen festgelegt werden, kann durch rechtzeitige Wartungsmaßnahmen der Betrieb der Messstelle ohne Ausfallzeiten sichergestellt werden.

Menü/Setup/Eingänge/Kanal: DO/Erweitertes Setup/Diagnoseeinstellungen/ Grenzwerte Betriebs- stunden		
Funktion	Optionen	Info
Der Einstellbereich für die	Alarm- und Warngrenzen de	r Betriebsstunden ist generell 1 50000 h.
Funktion	Auswahl • Aus • Ein Werkseinstellung Ein	Ein Der Einsatz des Sensors unter Extrembedingun- gen wird überwacht, im Sensor protokolliert und Diagnosemeldungen werden am Controller aus- gegeben. Aus
		unter Extrembedingungen wird dennoch im Sen- sor protokolliert und kann in den Sensorinfor- mationen des Diagnosemenüs gelesen werden.
▶ Einsatzdauer		Gesamte Einsatzzeit des Sensors
Warngrenze	Werkseinstellung 10000 h	Diagnosecode und zugehörender Meldungstext: 199 Betriebsstunden
► Einsatz < 5 °C		Nur optische Sensoren
Warngrenze	Werkseinstellung 10000 h	Diagnosecode und zugehörender Meldungstext: 188 Betriebsstunden
► Einsatz > 5 °C		Nur COS51D
Warngrenze	Werkseinstellung 10000 h	Diagnosecode und zugehörender Meldungstext: 189 Betriebsstunden
► Einsatz > 25 °C		Nur COS61D
Warngrenze	Werkseinstellung 10000 h	Diagnosecode und zugehörender Meldungstext: 190 Betriebsstunden

stunden		
Funktion	Optionen	Info
▶ Einsatz > 30 °C		Nur COS51D
Warngrenze	Werkseinstellung 10000 h	Diagnosecode und zugehörender Meldungstext: 191 Betriebsstunden
▶ Einsatz > 40 °C		Nur COS22D, COS61D und COS81D
Warngrenze	Werkseinstellung 10000 h	Diagnosecode und zugehörender Meldungstext: 192 Betriebsstunden
▶ Einsatz > 80 °C		Nur COS22D und COS81D
Warngrenze	Werkseinstellung 10000 h	Diagnosecode und zugehörender Meldungstext: 193 Betriebsstunden
Einsatz > 120 °C		Nur COS81D
Warngrenze	Werkseinstellung 10000 h	Diagnosecode und zugehörender Meldungstext: 195 Betriebsstunden
▶ Einsatz > 15 nA		Nur COS22D
Warngrenze	Werkseinstellung 10000 h	Diagnosecode und zugehörender Meldungstext: 183 Betriebsstunden
Einsatz > 30 nA		Nur COS51D
Warngrenze	Werkseinstellung 10000 h	Diagnosecode und zugehörender Meldungstext: 184 Betriebsstunden
Einsatz > 50 nA		Nur COS22D
Warngrenze	Werkseinstellung 10000 h	Diagnosecode und zugehörender Meldungstext: 185 Betriebsstunden
Einsatz > 160 nA		Nur COS51D
Warngrenze	Werkseinstellung 10000 h	Diagnosecode und zugehörender Meldungstext: 186 Betriebsstunden
Einsatz < 25 µs		Nur COS61D
Warngrenze	Werkseinstellung 10000 h	Diagnosecode und zugehörender Meldungstext: 181 Betriebsstunden
Einsatz > 40 µs		Nur COS61D
Warngrenze	Werkseinstellung 10000 h	Diagnosecode und zugehörender Meldungstext: 182 Betriebsstunden

Menü/Setup/Eingänge/Kanal: DO/Erweitertes Setup/Diagnoseeinstellungen/ Grenzwerte Betriebs-

Grenzwerte Betriebsstunden Kappe (nur COS81E und COS22E)

		·
Menü/Setup/Eingänge/Kanal: DO/Erweitertes Setup/Diagnoseeinstellungen/ Grenzwerte Betriebs- stunden Kappe		
Funktion	Optionen	Info
Der Einstellbereic	h für die Alarm- und Warngrenze	n der Betriebsstunden ist generell 1 50000 h.
Funktion	Auswahl • Aus • Ein Werkseinstellung Ein	EinDer Einsatz des Sensors unter Extrembedingungen wird überwacht, im Sensor protokolliert und Diagnosemeldungen werden am Controller ausgegeben.AusKeine Diagnosemeldungen. Die Einsatzdauer unter Extrembedingungen wird dennoch im Sensor protokolliert und kann in den Sensorinfor-

stunden Kappe		
Funktion	Optionen	Info
▶ Einsatzdauer		Gesamte Einsatzzeit der Sensorkappe
Warngrenze	Werkseinstellung 10000 h	Diagnosecode und zugehörender Meldungstext: 199 Betriebsstunden
► Einsatz > 40 °C		
Warngrenze	Werkseinstellung 10000 h	Diagnosecode und zugehörender Meldungstext: 192 Betriebsstunden
► Einsatz > 80 °C		
Warngrenze	Werkseinstellung 10000 h	Diagnosecode und zugehörender Meldungstext: 193 Betriebsstunden
Einsatz > 120 °C		
Warngrenze	Werkseinstellung 10000 h	Diagnosecode und zugehörender Meldungstext: 195 Betriebsstunden
Einsatz < 5 °C		
Warngrenze	Werkseinstellung 10000 h	Diagnosecode und zugehörender Meldungstext: 188 Betriebsstunden

Menü/Setup/Eingänge/Kanal: DO/Erweitertes Setup/Diagnoseeinstellungen/ Grenzwerte Betriebs-

Elektrolytverbrauchszähler (nur amperometrische Sensoren)

Menü/Setup/Eingänge/Kanal: DO/Erweitertes Setup/Diagnoseeinstellungen/ Elektrolytverbrauchszähler		
Funktion	Optionen	Info
Funktion	Auswahl • Aus • Ein Werkseinstellung Aus	 Der Elektrolytverbrauch wird aus der umgesetz- ten Menge an Analyt berechnet. Nach einem Elektrolytwechsel: Zähler zurücksetzen (CAL/Sauerst. (amp.)/ Elektrolyt wechseln).
Elektrolytkapazität	Nur Anzeige	Anzeige der verbleibenden Kapazität
Warngrenze	100 000 20 000 000 μAs Werkseinstellung 2 896 000 μAs	Zugehörender Diagnosecode und Meldungstext: 534 Elektrolyt Warnung

Diagnoseverhalten

Die Liste der angezeigten Diagnosemeldungen hängt vom gewählten Pfad ab. Es gibt gerätebedingte Meldungen und Meldungen, die vom angeschlossenen Sensor abhängen.

Funktion	Optionen	Info
Liste der Diagnosemeldungen		 Die anzupassende Meldung auswählen. Erst dann können die Einstellungen zu dieser Meldung vorgenommen werden.
Diagnose Nr.	nur lesen	
Diagnosemeldung	Auswahl • Ein • Aus Werkseinstellung von Meldung abhängig	Diagnosemeldung deaktivieren oder wieder akti- vieren. Deaktivieren bedeutet: • Keine Fehlermeldung im Messmodus • Kein Fehlerstrom am Stromausgang
Fehlerstrom	Auswahl Ein Aus Werkseinstellung von Meldung abhängig	 Entscheiden, ob bei aktivierter Diagnosemel- dung am Stromausgang ein Fehlerstrom ausgegeben werden soll. Bei allgemeinen Gerätefehlern wird der Fehlerstrom auf allen Stromausgängen ausgegeben. Bei kanalspezifischen Fehlern wird der Fehlerstrom nur auf dem zuge- ordenton Stromausgang eusgeageben
Statussignal	Auswahl Wartung (M) außerhalb der Spezifika- tion (S) Instandhaltung (C) Fehler (F) Werkseinstellung von Meldung abhängig	 Die Einteilung in Fehlerkategorien erfolgt ent- sprechend NAMUR NE 107. Entscheiden, ob eine Statussignalzuordnung für die Anwendung geändert werden sollen.
Diagnoseausgang	Auswahl • Kein • Alarmrelais • Binärausgang • Relais 1 n (hängt von der Geräteausführung ab) Werkseinstellung Kein	Einen Ausgang wählen, dem die Diagnosemel- dung zugeordnet werden soll. Bevor die Meldung einem Ausgang zugeordnet werden kann, muss zuerst einen Relaisausgang auf Diagnosemeldung konfiguriert werden. (Menü/Setup/Ausgänge : Funktion Diagnose- meldung zuweisen und Betriebsmodus auf wie zugeordnet stellen.)
Alarmrelais sind abhängi	g von der Geräteausführung v	erfügbar.
Reinigungsprogramm (für Sensoren)	Auswahl • Kein • Reinigung 1 • Reinigung 2 • Reinigung 3 • Reinigung 4 Werkseinstellung Kein	 Entscheiden, ob die Diagnosemeldung ein Reinigungsprogramm auslösen soll. Die Reinigungsprogramme können definiert werden unter: Menü/Setup/Zusatzfunktionen/Reinigung.
Detailinformation	Nur lesen	Weitere Informationen zur Diagnosemeldung und Hinweise zur Problembehandlung.

7.2.12 Bezeichnungskontrolle

Mit der Funktion kann festgelegt werden, welche Sensoren am Gerät akzeptiert werden.

Menu/Setup/Eingange/Kanal: Sensortyp/Erweitertes Setup/ Dezeichn. Kontrolle		
Funktion	Optionen	Info
Betriebsart	Auswahl Aus Messstellenbezeichnung Messstellengruppe Werkseinstellung Aus	Aus Keine Bezeichnungskontrolle, alle Sensoren wer- den akzeptiert. Messstellenbezeichnung Nur Sensoren mit gleicher Messstellenbezeich- nung werden akzeptiert.
		Messstellengruppe Nur Sensoren der gleichen Messstellengruppe werden akzeptiert.
Messstellenbezeichnung	Freitext Werkseinstellung • EH_CM44_ • EH_CM44R_	Messstellenbezeichnung eingeben. Der Controller prüft jeden anzuschließenden Sensor, ob dieser zur Messstelle gehört und akzeptiert nur die Sensoren, die die gleiche Bezeichnung haben.
Messstellengruppe	Numerisch Werkseinstellung O	

Monii / Sotun / Fingange / Kanal: Sensortun / Frweitertes Setun / Bezeichn Kontrolle

7.2.13 Sensorwechsel

Menü/Setup/Eingänge/Kanal: Sensortyp/Erweitertes Setup/Sensorwechsel

Ein

Beim Wechsel des Sensors wird der letzte Messwert über die Holdfunktion beibehalten und löst keine Diagnosemeldung aus.

Aus

Beim Wechsel des Sensors wird der letzte Messwert nicht beibehalten und löst eine Diagnosemeldung aus.

7.2.14 Werkseinstellung Messwertverarbeitung

Möglichkeit, die Werkseinstellungen für den Sensoreingang wiederherzustellen.

Menü/Setup/Eingänge/Kanal: Sensortyp/Erweitertes Setup

1. > Werkseinstellung Messwertverarbeitung

2. Frage beantworten: **OK** (Navigatorknopf drücken).

🕒 Es werden nur die Werkseinstellungen für diesen einen Eingang wiederhergestellt. Alle anderen Einstellungen bleiben unverändert.

7.2.15 Werkseinstellungen Sensor (nur COS61D)

Sie haben hier die Möglichkeit, die Sensor-Werkseinstellungen wiederherzustellen.

Menü/Setup/Eingänge/Kanal: Sensortyp/Erweitertes Setup

1. > Werkseinstellung Sensor

2. Frage beantworten: **OK**(Navigatorknopf drücken).

🕒 Es werden nur die Werkseinstellungen für den Sensor wiederhergestellt. Die Einstellungen des Eingangs bleiben unverändert.

8 Eingänge: Desinfektion

8.1 Grundeinstellungen

8.1.1 Sensoridentifizierung

Menü/Setup/Eingänge/Kanal: <Sensor DI¹⁾>

Funktion	Optionen	Info
Kanal	Auswahl • Aus • Ein Werkseinstellung Ein	Ein Kanalanzeige im Messmodus eingeschaltet Aus Kanal wird im Messmodus nicht angezeigt, egal ob ein Sensor angeschlossen ist oder nicht.
Sensortyp	nur lesen	Desinfektion
Sensorelement	(nur vorhanden, wenn ein Sensor angeschlossenen ist)	Freies ChlorChlordioxid
Bestellcode		Bestellcode des angeschlossenen Sensors

1) Gesamtchlor oder Chlordioxid oder Freies Chlor oder Freies Brom oder Ozon

8.1.2 Hauptmesswert

Menü/Setup/Eingänge/Kanal: <sensor <sup="" di="">1)></sensor>		
Funktion	Optionen	Info
Hauptmesswert	Auswahl Konzentration Sensorstrom Werkseinstellung Konzentration	Entscheiden Sie, wie Sie sich den Hauptmesswert darstellen lassen wollen.

1) Gesamtchlor oder Chlordioxid oder Freies Chlor oder Freies Brom oder Ozon

8.1.3 Dämpfung

Die Dämpfung bewirkt eine gleitende Mittelwertbildung der Messwerte über die angegebene Zeit.

Menü/Setup/Eingänge/Kanal: Sensortyp		
Funktion	Optionen	Info
sensorabhängig ¹⁾	0 600 s	Die Dämpfung des Hauptmesswerts und die des
Dämpfung Temp.	Werkseinstellung 0 s	angegeben werden

1) Dämpfung pH oder Dämpfung Redox oder Dämpfung Cond oder Dämpfung DO oder Dämpfung DI oder Dämpfung Nitrat oder Dämpfung SAK oder Dämpfung Trübung oder Dämpfung PAHphe

8.1.4 Manueller Hold

Menü/Setup/Eingänge/Kanal: Sensortyp		
Funktion	Optionen	Info
Manueller Hold	Auswahl Aus Ein Werkseinstellung Aus	Ein Kanal kann manuell auf "Hold" gestellt werden. Aus Kein kanalspezifischer "Hold"

8.1.5 Einheit

Menü/Setup/Eingänge/Kanal: <sensor <sup="" di="">1)></sensor>		
Funktion	Optionen	Info
Einheit Hauptmesswert = Konzentra- tion	Auswahl • mg/l • μg/l • ppm • ppb Werkseinstellung mg/l	Hinter der Einheit wird der gemessene Parame- ter in Kurzform dargestellt. Beispiel: bei der Messung von Chlor in mg/l wird wird die Einheit als mg/l Cl2 angezeigt, Chlordi- oxid als mg/l ClO2 .

1) Gesamtchlor oder Chlordioxid oder Freies Chlor oder Freies Brom oder Ozon

8.2 Erweitertes Setup

8.2.1 Messwertformate

Menü/Setup/Eingänge/Kanal: <sensor <sup="" di="">1)>/ Erweitertes Setup</sensor>		
Funktion	Optionen	Info
Temperaturformat	Auswahl • #.# • #.## Werkseinstellung #.#	Bestimmen Sie die Anzahl der Nachkommastel- len
Format Hauptmessw.	Auswahl • #.# • #.### • # Werkseinstellung #.##	

1) Gesamtchlor oder Chlordioxid oder Freies Chlor oder Freies Brom oder Ozon

8.2.2 Mediums- und Temperaturkompensation

Mediumskompensation (Nur Sensoren für freies Chlor oder Brom)

Funktion	Ontionen	Info
Tunktion	optionen	mo
Mediumskomp. (pH)	Auswahl Aus Ein Werkseinstellung Ein	Aus Der gemessene Wert entspricht dem Anteil der hypochlorigen Säure (HOCl) am freien Chlor bzw. der hypobromigen Säure (HOBr) am freien Brom.
		Ein Anhand des pH-Werts wird der entsprechende Anteil des Hypochloritanions OCI- (oder OBr-) zu dem gemessenen Wert der hypochlorigen Säure (HOCl oder HOBr) addiert und als Gesamtwert des freien Chlors oder freien Broms angegeben.
Modus Mediumskomp. (pH) = Ein	Auswahl Festwert Messwert Werkseinstellung Festwert	 Festwert Ein fester pH-Wert wird für die Berechnung des gesamten freien Chlors oder Broms ver- wendet. Messwert Der Messwert eines an einem anderen Ein- gang angeschlossenen pH-Sensors wird für die Berechnung des gesamten freien Chlors oder Broms verwendet.
Festwert pH Modus = Festwert	pH 4,00 9,00 Werkseinstellung pH 7,20	 Sinnvoll für Medien mit gleichbleibendem pH-Wert 1. pH-Wert des Mediums mit einer Referenzmessung ermitteln. 2. pH-Wert aus der Referenzmessung hier eingeben.
zugehöriger pH-Sensor Modus = Messwert	Auswahl des pH-Sensors Werkseinstellung Kein	 Bevorzugte Methode für Medien mit variieren- dem pH-Wert Sensoreingang mit angeschlossenem pH- Sensor auswählen. Dessen Messwert wird kontinuierlich zur Berechnung des gesamten freien Chlors oder Broms verwendet.

1) Freies Chlor oder Freies Brom

Temperaturquelle

Verwenden Sie dieses Menü, wenn Sie einen externen Messwert als Temperaturquelle li verwenden wollen. Für Kompensation über den internen Temperatursensor oder durch Eingabe einer Mediumstemperatur verwenden Sie die Funktion Temp. Kompensation ($\rightarrow \textcircled{1}{64}$).

Menü/Setup/Eingänge/Kanal: <sensor di<sup="">1)>/ Erweitertes Setup</sensor>		
Funktion	Optionen	Info
Temperaturquelle	Auswahl Manuell Interner Sensor Externer Messwert Werkseinstellung Interner Sensor	 Interner Sensor Automatische Kompensation über den Tem- peraturfühler Ihres Sensors Manuell Kompensation durch manuelle Eingabe der Mediumstemperatur Externer Messwert Kompensation mit dem Messwert eines exter- nen Temperatursensors
Mediumstemperatur Temperaturguelle = Manuell	0 55 ℃ (32 130 ℉)	• Temperatur des Mediums eingeben.
	Werkseinstellung 20,0 °C (68 °F)	
Eingang	Auswahl	Externe Temperatursignale nur in °C
Temperaturquelle = Externer Messwert	 Externer Sensoreingang Feldbuseingang mit anschließender Wahl des Eingangssignals 	1. Eingang wählen, an den ein Temperatur- sensor angeschlossen ist
		2. Alternativ
		Temperatursignal über den Feldbus ver- wenden. Dazu den Feldbuseingang wäh- len.

1) Gesamtchlor oder Chlordioxid oder Freies Chlor oder Freies Brom oder Ozon

Temperaturkompensation

Menü/Setup/Eingänge/Kanal: <sensor di<sup="">1)>/ Erweitertes Setup</sensor>		
Funktion	Optionen	Info
Temp. Kompensation	Auswahl Automatisch Manuell Werkseinstellung Automatisch	 Automatisch Automatische Kompensation über den Tem- peraturfühler Ihres Sensors Manuell Kompensation durch manuelle Eingabe der Mediumstemperatur
Temperatur Temp. Kompensation = Manuell	-5,0 50,0 °C (23,0 122,0 °F) Werkseinstellung 20,0 °C (68 °F)	 Temperatur des Mediums eingeben.

1) Gesamtchlor oder Chlordioxid oder Freies Chlor oder Freies Brom oder Ozon

|--|

Menü/Setup/Eingänge/Kanal: <sensortyp>/ Erweitertes Setup</sensortyp>		
Funktion	Optionen	Info
Reinigungshold	Auswahl • Keine • Reinigung 1 4 Werkseinstellung Keine	 Ein oder mehrere Reinigungsprogramme wählen (Multi-Select). Für die festgelegten Programme schal- tet der Kanal auf "Hold", während die Reinigung läuft. Reinigungsprogramme werden ausgeführt: Im festgelegten Intervall Dazu muss das Reinigungsprogramm gestartet sein. Wenn eine Diagnosemeldung am Kanal anliegt und für diese Meldung eine Reinigung festgelegt wurde (→ Eingänge/Kanal: Sensor- typ/Diagnoseeinstellungen/Diagnosever- halten/Diagnosenummer/ Reinigungsprogramm).

Die Reinigungsprogramme definieren im Menü: **Setup/Zusatzfunktionen/Reini-***gung*.

8.2.4 Externer Hold

Über ein digitales Signal, beispielsweise ein Feldbussignal, kann ein Hold für alle Geräte eines Messpunkts ausgelöst werden. Darauf achten, dass das Hold-Signal nicht anderweitig verwendet wird. Jedem Sensoreingang kann individuell ein externer Hold zugeordnet werden.

Die Funktion befindet sich nur dann im Eingangsmenü, wenn zuvor in den allgemeinen Hold-Einstellungen die Signale für den externen Hold konfiguriert wurden:

Menü/Setup/Allgemeine Einstellungen/Hold Einstellungen/Externer Hold.

Menü/Setup/Eingänge/Kanal: <sensortyp>/Erweitertes Setup/ Externer Hold</sensortyp>		
Funktion	Optionen	Info
Quelle	Auswahl Binäreingänge Feldbussignale Werkseinstellung Keine	 Signalquelle des externen Holds wählen. Eine Mehrfachauswahl ist möglich. OK: Auswahl bestätigen.

8.2.5 Kalibriereinstellungen

Kalibrierüberwachung

Hier kann das Kalibrierintervall für den Sensor festgelegt werden. Nach Ablauf der eingestellten Zeit wird auf dem Display die Diagnosemeldung **Kalibriergültigkeit** angezeigt.



Wird der Sensor neu kalibriert, wird der Timer automatisch zurück gesetzt.

Menü/Setup/Eingänge/Kanal: <sensortyp>/Erweitertes Setup/ Kalibriereinstellungen</sensortyp>			
Funktion	Optionen	Info	
Kalibrierüberwachung	Auswahl Aus Während Betrieb Bei Sensoranschluss Werkseinstellung Aus	 Die Funktion überprüft die abgelaufene Zeit seit der letzten Sensorkalibrierung. Dies kann kontinuierlich während des Betriebs oder einmalig beim Lesen der Kalibrierdaten geschehen (Sensoranschluss, Gerätestart, Kalibriersatzwechsel). 1. Während Betrieb Bei einem kontinuierlichen Betrieb informiert diese Funktion den Anwender über ein abgelaufenes Kalibrierintervall. 2. Bei Sensoranschluss Bei einem Batch-Prozess stellt diese Funktion sicher, dass nur kürzlich kalibrieriet Sensoren verwendet werden. Während des Batch-Prozesses wird keine Fehlermeldung generiert. 	
 Kalibriergültigkeit 			
Warngrenze	Werkseinstellung 800 h	Diagnosemeldung: 105 Kalibriergültigkeit	
Alarmgrenze	Werkseinstellung 1000 h	Diagnosemeldung: 104 Kalibriergültigkeit	
Warn- und Alarmgrenzen beeinflussen gegenseitig ihren möglichen Einstellbereich. Einstellbereich, in dem beide Grenzen liegen müssen:			
Generell alt: Alarmarenze > Warnarenze			

Stabilitätskriterien

Sie definieren die zulässige Messwertschwankung, die in einem bestimmten Zeitfenster während der Kalibrierung nicht überschritten werden darf. Bei Überschreitung der zulässigen Differenz wird die Kalibrierung nicht erlaubt und automatisch abgebrochen.

Menü/Setup/Eingänge/Kanal: <sensor <sup="" di="">1)>/Erweitertes Setup/Kalibriereinstellungen/ Stabilitätskri- terien</sensor>		
Funktion	Optionen	Info
Delta Steigung	0,1 5,0 % Werkseinstellung sensorabhängig	Zulässige Messwertschwankung während der Steigungs-Kalibrierung (auf den Rohwert in nA bezogen).
Delta Nullpunkt	0,1 12,0 nA Werkseinstellung sensorabhängig	Zulässige Messwertschwankung während der Nullpunkt-Kalibrierung.
Delta Temperatur	0,10 2,00 K Werkseinstellung sensorabhängig	Zulässige Temperaturschwankung während der Kalibrierung
Dauer Signal	1 60 s Werkseinstellung sensorabhängig	Zeitfenster innerhalb dessen die zulässige Mess- wertschwankung nicht überschritten werden darf

1) Gesamtchlor oder Chlordioxid oder Freies Chlor oder Freies Brom oder Ozon

8.2.6 Diagnose-Einstellungen

In diesem Menüzweig werden Warngrenzen vorgegeben oder die Verwendung der Diagnosewerkzeuge definiert.

Zu jeder Einstellung wird der zugehörige Diagnosecode angezeigt.

Steigung

Die (relative) Steigung charakterisiert den Sensorzustand. Abnehmende Werte können auf eine nötige Wartung hindeuten. Über die Vorgabe von Grenzwerten und die dadurch ausgelösten Diagnosemeldungen können Sie steuern, wann das System auf eine nötige Wartung hinweisen soll.

Menü/Setup/Eingänge/Kanal: <sensor <sup="" di="">1)>/Erweitertes Setup/Diagnoseeinstellungen/ Steigung</sensor>		
Funktion	Optionen	Info
Obere Warngrenze	3,0 500,0 %	Zugehörender Diagnosecode und Meldungstext:
	Werkseinstellung 200,0 %	511 Sensor Kalibrierung
Untere Warngrenze	3,0 500,0 % Zugehörender Diagnosecode und Mel	Zugehörender Diagnosecode und Meldungstext:
	Werkseinstellung 25,0 %	509 Sensor Kalibrierung

1) Gesamtchlor oder Chlordioxid oder Freies Chlor oder Freies Brom oder Ozon

Delta Steigung

Das Gerät ermittelt die Steigungsdifferenz von der letzten zur vorletzten Kalibrierung und gibt je nach Einstellung eine Warnung oder einen Alarm aus. Der Unterschied ist ein Maß für den Zustand des Sensors.

Eine größer werdende Änderung deutet auf auf eine Verschmutzung der Sensormembran oder auf Verbrauch des Elektrolyten hin. Wechseln Sie Membran und Elektrolyt entsprechend den Anweisungen der Sensor-Betriebsanleitung.

Menü/Setup/Eingänge/Kanal: <sensor di<sup="">1>/Erweitertes Setup/Diagnoseeinstellungen/ Delta Steigung</sensor>		
Funktion	Optionen	Info
Funktion	Auswahl Aus Ein Werkseinstellung Aus	Ein-/Ausschalten der Funktion
Warngrenze	0 50,0 % Werkseinstellung 15,0 %	 Zugehörender Diagnosecode und Meldungstext: 518 Sensor Kalibrierung Grenzwerte für die Überwachung der Stei- gungsdifferenz festlegen.

1) Gesamtchlor oder Chlordioxid oder Freies Chlor oder Freies Brom oder Ozon

Nullpunkt

Der Nullpunkt entspricht dem Sensorsignal, das in einem Medium in Abwesenheit des nachzuweisenden Desinfektionsmittels gemessen wird. Sie können den Nullpunkt mit Hilfe des Nullpunktgels COY8 bestimmen. Dies verbessert die Messgenauigkeit im Spurenbereich.

Menü/Setup/Eingänge/Kanal: <sensor <sup="" di="">1)>/Erweitertes Setup/Diagnoseeinstellungen/ Nullpunkt</sensor>		
Funktion	Optionen	Info
Warngrenze	0,0 10,0 nA Werkseinstellung 1,0 nA	 Zugehörender Diagnosecode und Meldungstext: 513 Nullpunktwarnung Grenzwerte für die Nullpunktüberwachung Ihres Sensors festlegen.

1) Gesamtchlor oder Chlordioxid oder Freies Chlor oder Freies Brom oder Ozon

Delta Nullpunkt

Das Gerät ermittelt den Unterschied von der letzten zur vorletzten Kalibrierung und gibt je nach Einstellung eine Warnung oder einen Alarm aus. Der Unterschied ist ein Maß für den Zustand des Sensors.

Menü/Setup/Eingänge/Kanal: <sensor di<sup="">1)>/Erweitertes Setup/Diagnoseeinstellungen/ Delta Null- punkt</sensor>		
Funktion	Optionen	Info
Funktion	Auswahl Aus Ein Werkseinstellung Aus 	Ein-/Ausschalten der Funktion
Warngrenze	0,0 10,0 nA Werkseinstellung 5,0 nA	 Zugehörender Diagnosecode und Meldungstext: 520 Sensor Kalibrierung Grenzwerte für die Überwachung der Steigungsdifferenz festlegen.

1) Gesamtchlor oder Chlordioxid oder Freies Chlor oder Freies Brom oder Ozon

Anzahl Kalibrierungen Kappe

Die sensorinternen Kalibrierzähler unterscheiden zwischen Kalibrierungen des Sensors und Kalibrierung mit der gerade verwendeten Membrankappe. Wenn diese ausgetauscht wird, wird nur der (Kappen-)Zähler zurück gesetzt.

Menü/Setup/Eingänge/Kanal: <sensor di<sup="">1)>/Erweitertes Setup/Diagnoseeinstellungen/▶ Anzahl Kalibrierungen Kappe</sensor>		
Funktion	Optionen	Info
Funktion	Auswahl Aus Ein Werkseinstellung Aus 	Bestimmen Sie, wieviele Kalibrierungen mit einer Membrankappe durchgeführt werden dür- fen, bevor sie ausgewechselt werden muss. Die Zahl ist stark prozessabhängig und muss indivi- duell ermittelt werden.
Warngrenze	1 75 Werkseinstellung 8	Zugehörender Diagnosecode und Meldungstext: 535 Sensor Check

1) Gesamtchlor oder Chlordioxid oder Freies Chlor oder Freies Brom oder Ozon

Kappenwechselüberwachung

Menü/Setup/Eingänge/Kanal: <sensor di<sup="">1)>/Erweitertes Setup/Diagnoseeinstellungen/ Kappenwech- selüberwachung</sensor>		
Funktion	Optionen	Info
Funktion	Auswahl Aus Ein Werkseinstellung Aus 	Zugehörender Diagnosecode und Meldungstext: 987 Kalibr.erforderlich

1) Gesamtchlor oder Chlordioxid oder Freies Chlor oder Freies Brom oder Ozon

Process Check System (PCS)

Das PCS (Process Check System) prüft das Messsignal auf Stagnation. Ändert sich das Messsignal über eine gewisse Zeit (mehrere Messwerte) nicht, wird ein Alarm ausgelöst.

У

Y





 t_D

 t_A

🗷 16 Stagnierendes Signal, Alarm wird ausgelöst

Zeitpunkt, an dem der Alarm ausgelöst wird

Eingestellter Wert für Dauer

- y Messsignal
- *y_T* Eingestellter Wert für **Toleranzband**

🖻 15 Normales Messsignal, kein Alarm

Hauptursachen stagnierender Messwerte

- Sensor verschmutzt oder außerhalb des Mediums
- Sensor defekt
- Prozessfehler (z.B. durch Steuerung oder Regelung)

Abhilfemaßnahmen

- 1. Sensor reinigen.
- 2. Platzierung des Sensors im Medium überprüfen.
- 3. Messkette prüfen.
- 4. Controller aus- und wieder einschalten.

Menü/Setup/Eingänge/Kanal: Sensortyp/Erweitertes Setup/Diagnoseeinstellungen/ Process check system

Funktion	Optionen	Info
Funktion	Auswahl • Aus • Ein	Ein-/Ausschalten der Funktion
	Werkseinstellung Aus	
Dauer	1 240 min Werkseinstellung 60 min	Eingeben, nach welcher Zeit der Timer abgelau- fen sein soll. Nach dem Ablauf dieser Zeit wird die Diagnosemeldung Prozess Check Alarm mit dem Code 904 ausgegeben.
Toleranzband nicht für pH/Redoxsensoren	Bereich ist sensorabhängig Werkseinstellung sensorabhängig	Intervall um das Messsignal (Rohwert) zur Erkennung von Stagnation Messwerte innerhalb des eingestellten Intervalls werden als stagnierend bewertet.

Grenzwerte Betriebsstunden

Die gesamte Einsatzdauer des Sensors und sein Einsatz unter Extrembedingungen wird überwacht. Überschreitet die Einsatzdauer die definierten Schwellenwerte, gibt das Gerät eine entsprechende Diagnosemeldung aus.

Jeder Sensor hat eine begrenzte Lebenserwartung, die stark von den Einsatzbedingungen abhängt. Indem Warngrenzen für die Einsatzzeit unter Extrembedingungen festgelegt werden, kann durch rechtzeitige Wartungsmaßnahmen der Betrieb der Messstelle ohne Ausfallzeiten sichergestellt werden.

Detriebsstunden		
Funktion	Optionen	Info
Der Einstellbereich f	ür die Alarm- und Warngrenze	n der Betriebsstunden ist generell 1 50000 h.
Funktion	Auswahl Aus Ein Werkseinstellung Ein	Ein Der Einsatz des Sensors unter Extrembedingun- gen wird überwacht, im Sensor protokolliert und Diagnosemeldungen werden am Controller aus- gegeben.
		Aus Keine Diagnosemeldungen. Die Einsatzdauer unter Extrembedingungen wird dennoch im Sen- sor protokolliert und kann in den Sensorinfor- mationen des Diagnosemenüs gelesen werden.
▶ Einsatzdauer		Gesamte Einsatzzeit des Sensors
Warngrenze	Werkseinstellung 10000 h	Diagnosecode und zugehörender Meldungstext: 199 Betriebsstunden
► Einsatz > 15 °C		
Warngrenze	Werkseinstellung 10000 h	Diagnosecode und zugehörender Meldungstext: 178 Betriebsstunden
► Einsatz > 30 °C		
Warngrenze	Werkseinstellung 10000 h	Diagnosecode und zugehörender Meldungstext: 191 Betriebsstunden
► Einsatz > 20 nA		
Warngrenze	Werkseinstellung 10000 h	Diagnosecode und zugehörender Meldungstext: 177 Betriebsstunden
Einsatz > 100 nA		
Warngrenze	Werkseinstellung 10000 h	Diagnosecode und zugehörender Meldungstext: 176 Betriebsstunden

Menü/Setup/Eingänge/Kanal: Desinfektion/Erweitertes Setup/Diagnoseeinstellungen/ Grenzwerte Betriebsstunden

Grenzwerte Betriebsstunden Kappe

Menü/Setup/Eingänge/Kanal: <sensor di<sup="">1)>/Erweitertes Setup/Diagnoseeinstellungen/ Grenzwerte Betriebsstunden Kappe</sensor>		
Funktion	Optionen	Info
Der Einstellbereich für die	Alarm- und Warngrenzen der	r Betriebsstunden ist generell 1 50000 h.
Funktion	Auswahl • Aus • Ein Werkseinstellung Ein	Ein Der Einsatz der Sensorkappe unter Extrembedin gungen wird überwacht, im Sensor protokolliert und Diagnosemeldungen werden am Controller ausgegeben. Aus Keine Diagnosemeldungen. Die Einsatzdauer unter Extrembedingungen wird dennoch im Sensor protokolliert und kann in den Sensorinfor- mationen des Diagnosemenüs gelesen werden.
▶ Einsatzdauer		Gesamte Einsatzzeit der Sensorkappe
Warngrenze	Werkseinstellung 10000 h	Diagnosecode und zugehörender Meldungstext: 199 Betriebsstunden
► Einsatz > 15 °C		
Warngrenze	Werkseinstellung 10000 h	Diagnosecode und zugehörender Meldungstext: 178 Betriebsstunden

Funktion	Optionen	Info
▶ Einsatz > 30 °C		
Warngrenze	Werkseinstellung 10000 h	Diagnosecode und zugehörender Meldungstext: 191 Betriebsstunden
▶ Einsatz > %0V nA		%0V ist eine Variable. Sensorabhängig wird tat- sächlich statt dieser Variablen ein Zahlenwert angezeigt.
Warngrenze	Werkseinstellung 2200 h	Diagnosecode und zugehörender Meldungstext: 111 Betriebsstunden Kappe
▶ Einsatz > %0V nA		%0V ist eine Variable. Sensorabhängig wird tat- sächlich statt dieser Variablen ein Zahlenwert angezeigt.
Warngrenze	Werkseinstellung 2200 h	Diagnosecode und zugehörender Meldungstext: 111 Betriebsstunden Kappe

Menü/Setup/Eingänge/Kanal: <Sensor DI¹⁾>/Erweitertes Setup/Diagnoseeinstellungen/ Grenzwerte Betriebsstunden Kappe

1) Gesamtchlor oder Chlordioxid oder Freies Chlor oder Freies Brom oder Ozon

Elektrolytverbrauchszähler

Der Elektrolytverbrauch wird im Sensor als Summe des Sensorstroms über die Zeit berechnet. Der Messumformer liest diesen Wert als Ladungsmenge aus dem Sensor aus und zeigt ihn in Amperesekunden an. Die Ladunsmenge zählt während des Sensorbetriebs von Null aufwärts. Jeder Sensor hat eine individuelle Elektrolytkapazität (As), die der maximal zu erreichenden Ladungsmenge entspricht. Wird die Warngrenze des Elektrolytverbrauchs erreicht (standardmäßig bei 80 % der Elektrolytkapazität), wird eine Diagnosemeldung angezeigt.

Menü/Setup/Eingänge/Kanal: <Sensor DI¹⁾>/Erweitertes Setup/Diagnoseeinstellungen/ Elektrolytverbrauchszähler

Funktion	Optionen	Info
Funktion	Auswahl • Aus • Ein	Ein-/Ausschalten der Funktion
	Werkseinstellung Aus	
Elektrolytkapazität	nur lesen	
Warngrenze	Einstellbereich und Werkseinstellung sensorabhängig	Zugehörender Diagnosecode und Meldungstext: 534 Elektrolyt Warnung

1) Gesamtchlor oder Chlordioxid oder Freies Chlor oder Freies Brom oder Ozon

pH-Grenzwertüberwachung (Nur Sensoren für freies Chlor oder Brom)

Menü/Setup/Eingänge/Kanal: <Sensor DI¹⁾>/Erweitertes Setup/Diagnoseeinstellungen/ >pH-Grenzwertüberwachung

weituberwachung		
Funktion	Optionen	Info
Funktion	Auswahl Aus Ein Werkseinstellung Aus	Ein-/Ausschalten der Funktion Obere- und untere Alarmgrenzen beeinflussen gegenseitig ihren möglichen Einstellbereich. Einstellbereich, in dem beide Grenzen liegen müssen: pH 1,0 14,0 Generell gilt: Obere Warngrenze > Untere Warngrenze
Obere Warngrenze	Werkseinstellung pH 9,00 ²⁾ pH 10,00 ³⁾	Zugehörender Diagnosecode und Meldungstext: 945 pH-Wert hoch
Untere Warngrenze	Werkseinstellung pH 4,00 ²⁾ pH 5,0 ³⁾	Zugehörender Diagnosecode und Meldungstext: 946 pH-Wert niedrig

1) Freies Chlor oder Freies Brom

2) Sensor für freies Chlor

3) Sensor für freies Brom

Diagnoseverhalten

Die Liste der angezeigten Diagnosemeldungen hängt vom gewählten Pfad ab. Es gibt gerätebedingte Meldungen und Meldungen, die vom angeschlossenen Sensor abhängen.

Menü/Setup/(Allgemeine Einstellungen oder Eingänge<Sensorkanal>)/Erweitertes Setup/Diagnoseeinstellungen/Diagnoseverhalten

benangen Brighberernaren			
Funktion	Optionen	Info	
Liste der Diagnosemeldungen		 Die anzupassende Meldung auswählen. Erst dann können die Einstellungen zu dieser Meldung vorgenommen werden. 	
Diagnose Nr.	nur lesen		
Diagnosemeldung	Auswahl Ein Aus Werkseinstellung von Meldung abhängig	Diagnosemeldung deaktivieren oder wieder akti- vieren. Deaktivieren bedeutet: • Keine Fehlermeldung im Messmodus • Kein Fehlerstrom am Stromausgang	
Fehlerstrom	Auswahl • Ein • Aus Werkseinstellung von Meldung abhängig	 Entscheiden, ob bei aktivierter Diagnosemel- dung am Stromausgang ein Fehlerstrom ausgegeben werden soll. Bei allgemeinen Gerätefehlern wird der Fehlerstrom auf allen Stromausgängen ausgegeben. Bei kanalspezifischen Fehlern wird der Fehlerstrom nur auf dem zuge- ordneten Stromausgang ausgegeben. 	
Statussignal	Auswahl Wartung (M) außerhalb der Spezifika- tion (S) Instandhaltung (C) Fehler (F) Werkseinstellung von Meldung abhängig	 Die Einteilung in Fehlerkategorien erfolgt ent- sprechend NAMUR NE 107. Entscheiden, ob eine Statussignalzuordnung für die Anwendung geändert werden sollen. 	
Funktion	Optionen	Info	
---	--	---	
Diagnoseausgang	Auswahl • Kein • Alarmrelais • Binärausgang • Relais 1 n (hängt von der Geräteausführung ab) Werkseinstellung Kein	Einen Ausgang wählen, dem die Diagnosemel- dung zugeordnet werden soll. Bevor die Meldung einem Ausgang zugeordnet werden kann, muss zuerst einen Relaisausgang auf Diagnosemeldung konfiguriert werden. (Menü/Setup/Ausgänge : Funktion Diagnose- meldung zuweisen und Betriebsmodus auf wie zugeordnet stellen.)	
Alarmrelais sind abhängig von der Geräteausführung verfügbar.			
Reinigungsprogramm (für Sensoren)	Auswahl • Kein • Reinigung 1 • Reinigung 2 • Reinigung 3 • Reinigung 4 Werkseinstellung	 Entscheiden, ob die Diagnosemeldung ein Reinigungsprogramm auslösen soll. Die Reinigungsprogramme können definiert werden unter: Menü/Setup/Zusatzfunktionen/Reinigung. 	
	Kein		
Detailinformation	Nur lesen	Weitere Informationen zur Diagnosemeldung und Hinweise zur Problembehandlung.	

Menü/Setup/(Allgemeine Einstellungen oder Eingänge<Sensorkanal>)/Erweitertes Setup/Diagnoseeinstellungen/Diagnoseverhalten

8.2.7 Bezeichnungskontrolle

Mit der Funktion kann festgelegt werden, welche Sensoren am Gerät akzeptiert werden.

Menü/Setup/Eingänge/Kanal: Sensortyp/Erweitertes Setup/ Bezeichn. Kontrolle		
Funktion	Optionen	Info
Betriebsart	Auswahl Aus Messstellenbezeichnung Messstellengruppe Werkseinstellung Aus	Aus Keine Bezeichnungskontrolle, alle Sensoren wer- den akzeptiert. Messstellenbezeichnung Nur Sensoren mit gleicher Messstellenbezeich- nung werden akzeptiert. Messstellengruppe
		Nur Sensoren der gleichen Messstellengruppe werden akzeptiert.
Messstellenbezeichnung	Freitext Werkseinstellung • EH_CM44_ • EH_CM44R_	Messstellenbezeichnung eingeben. Der Controller prüft jeden anzuschließenden Sensor, ob dieser zur Messstelle gehört und akzeptiert nur die Sensoren, die die gleiche Bezeichnung haben.
Messstellengruppe	Numerisch Werkseinstellung O	

8.2.8 Sensorwechsel

Menü/Setup/Eingänge/Kanal: Sensortyp/Erweitertes Setup/Sensorwechsel

■ Ein

Beim Wechsel des Sensors wird der letzte Messwert über die Holdfunktion beibehalten und löst keine Diagnosemeldung aus.

Aus

Beim Wechsel des Sensors wird der letzte Messwert nicht beibehalten und löst eine Diagnosemeldung aus.

8.2.9 Werkseinstellung Messwertverarbeitung

Möglichkeit, die Werkseinstellungen für den Sensoreingang wiederherzustellen.

Menü/Setup/Eingänge/Kanal: Sensortyp/Erweitertes Setup

1. > Werkseinstellung Messwertverarbeitung

2. Frage beantworten: **OK** (Navigatorknopf drücken).

← Es werden nur die Werkseinstellungen für diesen einen Eingang wiederhergestellt. Alle anderen Einstellungen bleiben unverändert.

Eingänge: Trinkwassertrübung 9

Grundeinstellungen 9.1

9.1.1 Sensoridentifizierung

Menü/Setup/Eingänge/Kanal: Sensortyp

Funktion	Optionen	Info
Kanal	Auswahl • Aus • Ein Werkseinstellung Ein	Ein Kanalanzeige im Messmodus eingeschaltet Aus Kanal wird im Messmodus nicht angezeigt, egal ob ein Sensor angeschlossen ist oder nicht.
Sensortyp Bestellcode	nur lesen (nur vorhanden, wenn ein Sensor angeschlossenen ist)	Angeschlossener Sensortyp Bestellcode des angeschlossenen Sensors

9.1.2 Anwendung

Der Sensor verlässt das Werk in vorkalibriertem Zustand. Er kann damit in einer Vielzahl von Anwendungen (z.B. Klarwassermessungen) ohne weitere Kalibrierung eingesetzt werden. Die Werkskalibrierungen für die Anwendungen Formazin, Kaolin, PSL und Kieselgur basieren jeweils auf 20 Kalibrierpunkten. Der Sensor enthält neben der nicht veränderbaren Werkskalibrierung fünf weitere Datensätze zum Abspeichern von Prozesskalibrierungen.



R Kalibrierdatensätze sind unter einem individuellen Namen gespeichert. Bei jeder Kalibrierung können Sie eigene Datensätze hinzufügen. Diese stehen anschließend unter Anwendung zur Auswahl.

Menü/Setup/Eingänge/Kanal: Trübung		
Funktion	Optionen	Info
Anwendungsart	Auswahl Klarwasser Werkseinstellung Klarwasser	Vorauswahl für gespeicherte Kalibrierdatensätze
Anwendung	Auswahl • Formazin • Kaolin • PSL • Kieselgur Werkseinstellung Klarwasser	Auswahl eines gespeicherten Kalibrierdatensat- zes

9.1.3 Dämpfung

Die Dämpfung bewirkt eine gleitende Mittelwertbildung der Messwerte über die angegebene Zeit.

Menü/Setup/Eingänge/Kanal: Sensortyp		
Funktion	Optionen	Info
sensorabhängig ¹⁾	0 600 s	Die Dämpfung des Hauptmesswerts und die des
Dämpfung Temp.	Werkseinstellung 0 s	angegeben werden

1) Dämpfung pH oder Dämpfung Redox oder Dämpfung Cond oder Dämpfung DO oder Dämpfung DI oder Dämpfung Nitrat oder Dämpfung SAK oder Dämpfung Trübung oder Dämpfung PAHphe

9.1.4 Manueller Hold

Menü/Setup/Eingänge/Kanal: Sensortyp		
Funktion	Optionen	Info
Manueller Hold	Auswahl Aus Ein Werkseinstellung Aus 	Ein Kanal kann manuell auf "Hold" gestellt werden. Aus Kein kanalspezifischer "Hold"

9.2 Erweitertes Setup

9.2.1 Messwertformate

Menü/Setup/Eingänge/Kanal: Trübung/ Erweitertes Setup		
Funktion	Optionen	Info
Temperaturformat	Auswahl • #.# • #.## Werkseinstellung #.#	Bestimmen Sie die Anzahl der Nachkommastel- len
Format Hauptmessw.	Auswahl • #.# • #.### • #.### • # Werkseinstellung #.#	

9.2.2 Einheit

Menü/Setup/Eingänge/Kanal: Trübung/ Erweitertes Setup		
Funktion	Optionen	Info
Einheit Anwendung = Formazin	Auswahl FNU NTU FTU TE/F EBC ASBC Werkseinstellung FNU	Wählen Sie die Einheit für den Hauptmesswert. FNU Formazine Nephelometric Unit, 90°-Streulicht- messung nach ISO 7027 NTU Nephelometric Turbidity Unit, 90°-Streulicht- messung nach US-Standards, identisch mit FTU FTU Formazine Turbidity Unit, in der Wassersuffte
Einheit Anwendung = Kaolin oder Kieselgur	Auswahl • auto (g/l; mg/l) • ppm • mg/l • g/l Werkseinstellung mg/l	 Formazine Turbidity Unit, in der Wasseraufbereitung verwendet TE/F Trübungseinheit/Formazin, deutsche Einheit in der Wasseraufbereitung EBC Trübungseinheit, Europäische/Internationale Einheit in Bierbrauereien
Einheit Anwendung = PSL	Auswahl 度 Werkseinstellung 度	ASBC American Society of Brewing Chemists auto (g/l; mg/l) Automatische Umschaltung zwischen mg/l oder g/lfnu

9.2.3 Reinigungshold

Menü/Setup/Eingänge/Kanal: <sensortyp>/ Erweitertes Setup</sensortyp>		
Funktion	Optionen	Info
Reinigungshold	Auswahl Keine Reinigung 1 4 Werkseinstellung Keine	 Ein oder mehrere Reinigungsprogramme wählen (Multi-Select). Für die festgelegten Programme schal- tet der Kanal auf "Hold", während die Reinigung läuft. Reinigungsprogramme werden ausgeführt: Im festgelegten Intervall Dazu muss das Reinigungsprogramm gestartet sein. Wenn eine Diagnosemeldung am Kanal anliegt und für diese Meldung eine Reinigung festgelegt wurde (→ Eingänge/Kanal: Sensor- typ/Diagnoseeinstellungen/Diagnosever- halten/Diagnosenummer/ Reinigungsprogramm).

Die Reinigungsprogramme definieren im Menü: Setup/Zusatzfunktionen/Reinigung.

9.2.4 Externer Hold

Über ein digitales Signal, beispielsweise ein Feldbussignal, kann ein Hold für alle Geräte eines Messpunkts ausgelöst werden. Darauf achten, dass das Hold-Signal nicht anderwei-

tig verwendet wird. Jedem Sensoreingang kann individuell ein externer Hold zugeordnet werden.

Die Funktion befindet sich nur dann im Eingangsmenü, wenn zuvor in den allgemeinen Hold-Einstellungen die Signale für den externen Hold konfiguriert wurden:

Menü/Setup/Allgemeine Einstellungen/Hold Einstellungen/Externer Hold.

Menü/Setup/Eingänge/Kanal: <sensortyp>/Erweitertes Setup/ Externer Hold</sensortyp>		
Funktion	Optionen	Info
Quelle	Auswahl Binäreingänge Feldbussignale Werkseinstellung Keine	 Signalquelle des externen Holds wählen. Eine Mehrfachauswahl ist möglich. OK: Auswahl bestätigen.

9.2.5 Kalibriereinstellungen

Kalibriertimer und Kalibriergültigkeit

Sie können hier das Kalibrierintervall für den Sensor festlegen. Nach Ablauf der eingestellten Zeit erhalten Sie auf dem Display die Diagnosemeldung **Kalibrier-Timer**.

R Wenn Sie den Sensor neu kalibrieren, wird der Timer automatisch zurück gesetzt.

Menü/Setup/Eingänge/Kanal: Sensortyp/Erweitertes Setup/ Kalibriereinstellungen		
Funktion	Optionen	Info
Kalibrier-Timer	Auswahl Aus Ein Werkseinstellung Aus	Ein-/Ausschalten der Funktion
Kalibrier-Timer Wert	1 10 000 h Werkseinstellung 1000 h	Geben Sie ein, nach welcher Zeit der Timer abge- laufen sein soll. Nach dem Ablauf dieser Zeit wird die Diagnosemeldung Kalibriertimer mit dem Code 102 ausgegeben.
Kalibrierüberwachung	Auswahl Aus Ein Werkseinstellung Aus	Die Funktion prüft, ob die Kalibrierung eines Sensors noch gültig ist. Beispiel: Sie bauen einen vorkalibrierten Sensor ein. Die Funktion prüft, wie lange die Kalibrierung zurück liegt. Ist sie länger her als die vorgege- bene Warn- oder Alarmgrenze vorgibt, wird eine Diagnosemeldung ausgegeben.
▶ Kalibrierüberwachung		
Warngrenze	Werkseinstellung 48 Wochen	Diagnosemeldung: 105 Kalibriergültigkeit
Alarmgrenze	Werkseinstellung 52 Wochen	Diagnosemeldung: 104 Kalibriergültigkeit
Warn- und Alarmgrenzen be Einstellbereich, in dem beide 1 104 Wochen Generell gilt: Alarmgrenze >	eeinflussen gegenseitig ihren e Grenzen liegen müssen: Warngrenze	möglichen Einstellbereich.

Stabilitätskriterien

Sie definieren die zulässige Messwertschwankung, die in einem bestimmten Zeitfenster während der Kalibrierung nicht überschritten werden darf. Bei Überschreitung der zulässigen Differenz wird die Kalibrierung nicht erlaubt und automatisch abgebrochen.

Funktion	Optionen	Info
Delta Signal	0,1 5,0 % Werkseinstellung 2,0 %	Zulässige Messwertschwankung während der Kalibrierung.
Delta Temperatur	0,10 2,00 K Werkseinstellung 0,50 K	Zulässige Temperaturschwankung während der Kalibrierung
Dauer	5 100 s Werkseinstellung 20 s	Zeitfenster innerhalb dessen die zulässige Mess- wertschwankung nicht überschritten werden darf

9.2.6 Diagnose-Einstellungen

In diesem Menüzweig werden Warngrenzen vorgegeben oder die Verwendung der Diagnosewerkzeuge definiert.

Zu jeder Einstellung wird der zugehörige Diagnosecode angezeigt.

Process Check System (PCS)

Das PCS (Process Check System) prüft das Messsignal auf Stagnation. Ändert sich das Messsignal über eine gewisse Zeit (mehrere Messwerte) nicht, wird ein Alarm ausgelöst.

A0027276





- 🖻 17 Normales Messsignal, kein Alarm
- y Messsignal
- *y_T* Eingestellter Wert für **Toleranzband**

Hauptursachen stagnierender Messwerte

- Sensor verschmutzt oder außerhalb des Mediums
- Sensor defekt
- Prozessfehler (z.B. durch Steuerung oder Regelung)

Abhilfemaßnahmen

1. Sensor reinigen.

- 2. Platzierung des Sensors im Medium überprüfen.
- 3. Messkette prüfen.
- 4. Controller aus- und wieder einschalten.

- 🖻 18 🛛 Stagnierendes Signal, Alarm wird ausgelöst
- *t_D* Eingestellter Wert für **Dauer**
- t_A Zeitpunkt, an dem der Alarm ausgelöst wird

Menü/Setup/Eingänge/Kanal: Sensortyp/Erweitertes Setup/Diagnoseeinstellungen/ Process check system		
Funktion	Optionen	Info
Funktion	Auswahl • Aus • Ein	Ein-/Ausschalten der Funktion
	Werkseinstellung Aus	
Dauer	1 240 min Werkseinstellung 60 min	Eingeben, nach welcher Zeit der Timer abgelau- fen sein soll. Nach dem Ablauf dieser Zeit wird die Diagnosemeldung Prozess Check Alarm mit dem Code 904 ausgegeben.
Toleranzband nicht für pH/Redoxsensoren	Bereich ist sensorabhängig Werkseinstellung sensorabhängig	Intervall um das Messsignal (Rohwert) zur Erkennung von Stagnation Messwerte innerhalb des eingestellten Intervalls werden als stagnierend bewertet.

Grenzwerte Betriebsstunden

Die gesamte Einsatzdauer des Sensors und sein Einsatz unter Extrembedingungen wird überwacht. Überschreitet die Einsatzdauer die definierten Schwellenwerte, gibt das Gerät eine entsprechende Diagnosemeldung aus.

Jeder Sensor hat eine begrenzte Lebenserwartung, die stark von den Einsatzbedingungen abhängt. Indem Warngrenzen für die Einsatzzeit unter Extrembedingungen festgelegt werden, kann durch rechtzeitige Wartungsmaßnahmen der Betrieb der Messstelle ohne Ausfallzeiten sichergestellt werden.

Menü/Setup/Eingänge/Kanal: Trübung/Erweitertes Setup/Diagnoseeinstellungen/ Grenzwerte Betriebsstunden			
Funktion	Optionen	Info	
Der Einstellbereich für die	Alarm- und Warngrenzen der	r Betriebsstunden ist generell 1 50000 h.	
Funktion	Auswahl • Aus • Ein Werkseinstellung Ein	Ein Der Einsatz des Sensors unter Extrembedingun- gen wird überwacht, im Sensor protokolliert und Diagnosemeldungen werden am Controller aus- gegeben.	
		Aus Keine Diagnosemeldungen. Die Einsatzdauer unter Extrembedingungen wird dennoch im Sen- sor protokolliert und kann in den Sensorinfor- mationen des Diagnosemenüs gelesen werden.	
▶ Einsatzdauer		Gesamte Einsatzzeit des Sensors	
Warngrenze	Werkseinstellung 10000 h	Diagnosecode und zugehörender Meldungstext: 199 Betriebsstunden	
Die Namen der nachfolgenden Menüfunktionen hängen von der Spezifikation des Sensors ab und können daher hier nicht angegeben werden.			
▶ unter spezifizierter Tempe- ratur			
Warngrenze	Werkseinstellung 10000 h	Diagnosecode und zugehörender Meldungstext: 935 Prozesstemp. niedrig	
▶ über spezifizierter Tempera- tur			
Warngrenze	Werkseinstellung 10000 h	Diagnosecode und zugehörender Meldungstext: 934 Prozesstemp. hoch	

Betriebsstunden		
Funktion Optionen		Info
▶ unter spezifiziertem Grenz- wert		
Warngrenze	Werkseinstellung 10000 h	Diagnosecode und zugehörender Meldungstext: 943 Prozesswert
▶ über spezifiziertem Grenz- wert		
Warngrenze	Werkseinstellung 10000 h	Diagnosecode und zugehörender Meldungstext: 942 Prozesswert

Menü/Setup/Eingänge/Kanal: Trübung/Erweitertes Setup/Diagnoseeinstellungen/ Grenzwerte

Diagnoseverhalten

Die Liste der angezeigten Diagnosemeldungen hängt vom gewählten Pfad ab. Es gibt gerätebedingte Meldungen und Meldungen, die vom angeschlossenen Sensor abhängen.

Funktion	Optionen	Info
Liste der Diagnosemeldungen		 Die anzupassende Meldung auswählen. Erst dann können die Einstellungen zu dieser Meldung vorgenommen werden.
Diagnose Nr.	nur lesen	
Diagnosemeldung	Auswahl • Ein • Aus	Diagnosemeldung deaktivieren oder wieder akti- vieren. Deaktivieren bedeutet:
	Werkseinstellung von Meldung abhängig	Keine Fehlermeldung im MessmodusKein Fehlerstrom am Stromausgang
Fehlerstrom	Auswahl • Ein • Aus	 Entscheiden, ob bei aktivierter Diagnosemel- dung am Stromausgang ein Fehlerstrom ausgegeben werden soll.
	Werkseinstellung von Meldung abhängig	Bei allgemeinen Gerätefehlern wird der Fehlerstrom auf allen Stromausgängen ausgegeben. Bei kanalspezifischen Fehlern wird der Fehlerstrom nur auf dem zuge- ordneten Stromausgang ausgegeben.
Statussignal	Auswahl • Wartung (M) • außerhalb der Spezifika-	Die Einteilung in Fehlerkategorien erfolgt ent- sprechend NAMUR NE 107.
	tion (S) Instandhaltung (C) Fehler (F)	für die Anwendung geändert werden sollen.
	Werkseinstellung von Meldung abhängig	
Diagnoseausgang	Auswahl • Kein	Einen Ausgang wählen, dem die Diagnosemel- dung zugeordnet werden soll.
	 Alarmrelais Binärausgang Relais 1 n (hängt von der Geräteausführung ab) 	Bevor die Meldung einem Ausgang zugeordnet werden kann, muss zuerst einen Relaisausgang auf Diagnosemeldung konfiguriert werden. (Menü/Setup/Ausgänge : Funktion Diagnose- meldung zuweisen und Betriebsmodus auf wie
	Werkseinstellung Kein	zugeordnet stellen.)

Menü/Setup/(Allgemeine Einstellungen oder Eingänge<Sensorkanal>)/Erweitertes Setup/Diagnoseein-

stehungen/Diagnosevernaiten		
Funktion Optionen		Info
Reinigungsprogramm (für Sensoren)	Auswahl • Kein • Reinigung 1 • Reinigung 2 • Reinigung 3 • Reinigung 4 Werkseinstellung Kein	 Entscheiden, ob die Diagnosemeldung ein Reinigungsprogramm auslösen soll. Die Reinigungsprogramme können definiert werden unter: Menü/Setup/Zusatzfunktionen/Reinigung.
Detailinformation	Nur lesen	Weitere Informationen zur Diagnosemeldung und Hinweise zur Problembehandlung.

Menü/Setup/(Allgemeine Einstellungen oder Eingänge<Sensorkanal>)/Erweitertes Setup/Diagnoseeinstellungen/Diagnoseverhalten

9.2.7 Signalverarbeitung

Menü/Setup/Eingänge/Kanal: Trübung/ Erweitertes Setup/Signalverarbeitung/ Messwertfilter			
Funktion	Optionen	Info	
Konfigurationsart	Auswahl Standard Spezialist Werkseinstellung Spezialist	Standard Auswahl aus 3 vordefinierten Konfigurationen Spezialist Sie legen im Detail fest, wie der Messwertfilter reagieren soll.	
Filter Level Konfigurationsart = Standard	Auswahl Schwach Normal Stark Werkseinstellung Normal	Wählen Sie eine Filtermethode. Die nachfolgen- den Parameter sind werksseitig fest vorgegeben und werden Ihnen unveränderbar angezeigt. Mit Konfigurationsart = Spezialist können Sie die Parameter konfigurieren.	
Anzeige Parameter	nur lesen		
Konfigurationsart = Standard			
Rel. Schwellwert Konfigurationsart = Spezia- list	0,000000 1,000000 Werkseinstellung 0,000020	Festlegen der Filterstärke 0,000000 konstanter Messwert 0,000020 Standard 0,010000 Gering 1,000000 Aus	
Verweilzeit vor Sprung Konfigurationsart = Spezia- list	0 1000 s Werkseinstellung 10 s	Legen Sie fest, nach welcher Zeit der Messwert spätestens springen muss.	
Mittelungszeit vor Sprung Konfigurationsart = Spezia- list	0 1000 s Werkseinstellung 4 s	Bestimmen Sie die Anzahl der Messwerte (Zeit- spanne), die für den nächsten Sprungwert herangezogen werden sollen.	
Dynamik Konfigurationsart = Spezia- list	1 3 Werkseinstellung 3	Wie dynamisch soll der Filter reagieren: langsam (1) bis schnell (3).	
Glättung Konfigurationsart = Spezia- list	0,00000 10,00000 Werkseinstellung 0,00800	Messwertglättung Der Wert für die Glättung sollte immer mit der Filterstärke (Rel. Schwellwert) abgestimmt wer- den. Je größer die Filterstärke, desto kleiner die Glät- tung und umgekehrt. Ab einer Filterstärke von 0,01 sollten Sie die Glättung auf 0 setzen.	

9.2.8 Bezeichnungskontrolle

Mit der Funktion kann festgelegt werden, welche Sensoren am Gerät akzeptiert werden.

Menu/Setup/Eingange/Kanai: Sensortyp/Erweitertes Setup/ Bezeichn. Kontrolle		
Funktion	Optionen	Info
Betriebsart	Auswahl Aus Messstellenbezeichnung Messstellengruppe Werkseinstellung Aus	Aus Keine Bezeichnungskontrolle, alle Sensoren wer- den akzeptiert. Messstellenbezeichnung Nur Sensoren mit gleicher Messstellenbezeich- nung werden akzeptiert. Messstellengruppe Nur Sensoren der gleichen Messstellengruppe
Messstellenbezeichnung	Freitext Werkseinstellung • EH_CM44_ • EH_CM44R_	Mesuen akzeptiert. Messstellenbezeichnung eingeben. Der Controller prüft jeden anzuschließenden Sensor, ob dieser zur Messstelle gehört und akzeptiert nur die Sensoren, die die gleiche Bezeichnung haben.
Messstellengruppe	Numerisch Werkseinstellung O	

Menü/Setup/Eingänge/Kanal: Sensortyp/Erweitertes Setup/ Bezeichn. Kontrolle

9.2.9 Sensorwechsel

Menü/Setup/Eingänge/Kanal: Sensortyp/Erweitertes Setup/Sensorwechsel Ein

Beim Wechsel des Sensors wird der letzte Messwert über die Holdfunktion beibehalten und löst keine Diagnosemeldung aus.

Aus

Beim Wechsel des Sensors wird der letzte Messwert nicht beibehalten und löst eine Diagnosemeldung aus.

9.2.10 Werkseinstellung Messwertverarbeitung

Möglichkeit, die Werkseinstellungen für den Sensoreingang wiederherzustellen.

Menü/Setup/Eingänge/Kanal: Sensortyp/Erweitertes Setup

1. > Werkseinstellung Messwertverarbeitung

2. Frage beantworten: **OK** (Navigatorknopf drücken).

 Es werden nur die Werkseinstellungen f
ür diesen einen Eingang wiederhergestellt. Alle anderen Einstellungen bleiben unver
ändert.

9.2.11 Werkseinstellung Sensor

Sie haben hier die Möglichkeit, die Sensor-Werkseinstellungen wiederherzustellen.

Menü/Setup/Eingänge/Kanal: Sensortyp/Erweitertes Setup

1. > Werkseinstellung Sensor

2. Frage beantworten: **OK**(Navigatorknopf drücken).

← Es werden nur die Werkseinstellungen für den Sensor wiederhergestellt. Die Einstellungen des Eingangs bleiben unverändert.

10 Eingänge: Trübung und Feststoff

10.1 Grundeinstellungen

10.1.1 Sensoridentifizierung

Menü/Setup/Eingänge/Kanal:	enü/Setup/Eingänge/Kanal: Sensortyp	
Funktion	Optionen	Info
Kanal	Auswahl • Aus • Ein Werkseinstellung Ein	Ein Kanalanzeige im Messmodus eingeschaltet Aus Kanal wird im Messmodus nicht angezeigt, egal ob ein Sensor angeschlossen ist oder nicht.
Sensortyp Bestellcode	nur lesen (nur vorhanden, wenn ein Sensor angeschlossenen ist)	Angeschlossener Sensortyp Bestellcode des angeschlossenen Sensors

10.1.2 Anwendung

H

Der Sensor verlässt das Werk in vorkalibriertem Zustand. Er kann damit in einer Vielzahl von Anwendungen (z.B. Klarwassermessungen) ohne weitere Kalibrierung eingesetzt werden. Die Werkskalibrierungen basieren jeweils auf einer "Dreipunktkalibrierung". Die Anwendungen Kaolin und Formazin sind bereits vollständig kalibriert und können ohne weitere Kalibrierung eingesetzt werden. Alle anderen Anwendungen sind mit Vergleichsproben vorkalibriert und erfordern eine Kalibrierung auf die entsprechende Applikation. Der Sensor enthält neben der nicht veränderbaren Werkskalibrierung fünf weitere Datensätze zum Abspeichern von Prozesskalibrierungen.

Kalibrierdatensätze sind unter einem individuellen Namen gespeichert. Bei jeder Kalibrierung können Sie eigene Datensätze hinzufügen. Diese stehen anschließend unter **Anwendung** zur Auswahl.

Menü/Setup/Eingänge/Kanal: Trübung			
Funktion	Optionen	Info	
Anwendungsart	Auswahl • Klarwasser • Feststoff	Vorauswahl für gespeicherte Kalibrierdatensätze	
	Werkseinstellung Klarwasser		
Anwendung	sensorabhängig	Auswahl eines gespeicherten Kalibrierdatensat- zes	
		Ausführliche Informationen zur Auswahl des passenden Datensatzes finden Sie in der Betriebsanleitung des Sensors. Betriebsanleitung Turbimax CUS51D, BA00461C	

10.1.3 Dämpfung

Die Dämpfung bewirkt eine gleitende Mittelwertbildung der Messwerte über die angegebene Zeit.

Menü/Setup/Eingänge/Kanal: Sensortyp		
Funktion	Optionen	Info

1 unktion	optionen	mo
sensorabhängig ¹⁾	0 600 s	Die Dämpfung des Hauptmesswerts und die des
D:	Worksoinstellung	integrierten Temperatursensors können jeweils
Dampfung Temp.	0 s	angegeben werden

1) Dämpfung pH oder Dämpfung Redox oder Dämpfung Cond oder Dämpfung DO oder Dämpfung DI oder Dämpfung Nitrat oder Dämpfung SAK oder Dämpfung Trübung oder Dämpfung PAHphe

10.1.4 Manueller Hold

Menü/Setup/Eingänge/Kanal: Sensortyp		
Funktion	Optionen	Info
Manueller Hold	Auswahl Aus Ein Werkseinstellung Aus 	Ein Kanal kann manuell auf "Hold" gestellt werden. Aus Kein kanalspezifischer "Hold"

10.2 Erweitertes Setup

10.2.1 Messwertformate

Menü/Setup/Eingänge/Kanal: Trübung/ Erweitertes Setup		
Funktion	Optionen	Info
Temperaturformat	Auswahl ### #.##	Bestimmen Sie die Anzahl der Nachkommastel- len
	Werkseinstellung #.#	
Format Hauptmessw.	Auswahl #.# #.### #.### # 	
	Werkseinstellung #.#	

10.2.2 Einheit

Menü/Setup/Eingänge/Kanal: Trübung/ Erweitertes Setup		
Funktion	Optionen	Info
Einheit Anwendungsart = Klarwasser	Auswahl • FNU • NTU Werkseinstellung FNU	Wählen Sie die Einheit für den Hauptmesswert. FNU Formazine Nephelometric Unit, 90°-Streulicht- messung nach ISO 7027 NTU
Einheit Anwendungsart = Feststoff	Auswahl • auto (g/l; mg/l) • ppm • %TS • mg/l • g/l Werkseinstellung auto (g/l; mg/l)	Nephelometric Turbidity Unit, 90°-Streulicht- messung nach US-Standards, identisch mit FTU %TS % Trockensubstanz auto (g/l; mg/l) Automatische Umschaltung zwischen mg/l oder g/lfnu

10.2.3 Reinigungshold

Menü/Setup/Eingänge/Kanal: <sensortyp>/ Erweitertes Setup</sensortyp>		
Funktion	Optionen	Info
Reinigungshold	Auswahl • Keine • Reinigung 1 4 Werkseinstellung Keine	 Ein oder mehrere Reinigungsprogramme wählen (Multi-Select). Für die festgelegten Programme schal- tet der Kanal auf "Hold", während die Reinigung läuft. Reinigungsprogramme werden ausgeführt: Im festgelegten Intervall Dazu muss das Reinigungsprogramm gestartet sein. Wenn eine Diagnosemeldung am Kanal anliegt und für diese Meldung eine Reinigung festgelegt wurde (→ Eingänge/Kanal: Sensor- typ/Diagnoseeinstellungen/Diagnosever- halten/Diagnosenummer/ Reinigungsprogramm).

Die Reinigungsprogramme definieren im Menü: **Setup/Zusatzfunktionen/Reini**gung.

10.2.4 Externer Hold

Über ein digitales Signal, beispielsweise ein Feldbussignal, kann ein Hold für alle Geräte eines Messpunkts ausgelöst werden. Darauf achten, dass das Hold-Signal nicht anderweitig verwendet wird. Jedem Sensoreingang kann individuell ein externer Hold zugeordnet werden.

Die Funktion befindet sich nur dann im Eingangsmenü, wenn zuvor in den allgemeinen Hold-Einstellungen die Signale für den externen Hold konfiguriert wurden:

Menü/Setup/Allgemeine Einstellungen/Hold Einstellungen/Externer Hold.

Menü/Setup/Eingänge/Kanal: <sensortyp>/Erweitertes Setup/ Externer Hold</sensortyp>		
Funktion	Optionen	Info
Quelle	Auswahl Binäreingänge Feldbussignale Werkseinstellung Keine	 Signalquelle des externen Holds wählen. Eine Mehrfachauswahl ist möglich. OK: Auswahl bestätigen.

10.2.5 Kalibriereinstellungen

Kalibriertimer und Kalibriergültigkeit

Sie können hier das Kalibrierintervall für den Sensor festlegen. Nach Ablauf der eingestellten Zeit erhalten Sie auf dem Display die Diagnosemeldung **Kalibrier-Timer**.

P Wenn Sie den Sensor neu kalibrieren, wird der Timer automatisch zurück gesetzt.

Menü/Setup/Eingänge/Kanal: Sensortyp/Erweitertes Setup/ Kalibriereinstellungen		
Funktion	Optionen	Info
Kalibrier-Timer	Auswahl Aus Ein Werkseinstellung Aus	Ein-/Ausschalten der Funktion
Kalibrier-Timer Wert	1 10 000 h Werkseinstellung 1000 h	Geben Sie ein, nach welcher Zeit der Timer abge- laufen sein soll. Nach dem Ablauf dieser Zeit wird die Diagnosemeldung Kalibriertimer mit dem Code 102 ausgegeben.
Kalibrierüberwachung	Auswahl • Aus • Ein Werkseinstellung Aus	Die Funktion prüft, ob die Kalibrierung eines Sensors noch gültig ist. Beispiel: Sie bauen einen vorkalibrierten Sensor ein. Die Funktion prüft, wie lange die Kalibrierung zurück liegt. Ist sie länger her als die vorgege- bene Warn- oder Alarmgrenze vorgibt, wird eine Diagnosemeldung ausgegeben.
▶ Kalibrierüberwachung		
Warngrenze	Werkseinstellung 48 Wochen	Diagnosemeldung: 105 Kalibriergültigkeit
Alarmgrenze	Werkseinstellung 52 Wochen	Diagnosemeldung: 104 Kalibriergültigkeit
Mana und Alama manana ha	ainflueson gegeneeitig iknen	mäglichen Fingtellhensich

Warn- und Alarmgrenzen beeinflussen gegenseitig ihren möglichen Einstellbereich.

Einstellbereich, in dem beide Grenzen liegen müssen:

1 ... 104 Wochen

Generell gilt: Alarmgrenze > Warngrenze

Stabilitätskriterien

Sie definieren die zulässige Messwertschwankung, die in einem bestimmten Zeitfenster während der Kalibrierung nicht überschritten werden darf. Bei Überschreitung der zulässigen Differenz wird die Kalibrierung nicht erlaubt und automatisch abgebrochen.

Menü/Setup/Eingänge/Kanal: Trübung/ Erweitertes Setup/Kalibriereinstellungen/ Stabilitätskrite- rien		
Funktion	Optionen	Info
Delta Signal	0,1 5,0 % Werkseinstellung 2,0 %	Zulässige Messwertschwankung während der Kalibrierung.
Delta Temperatur	0,10 2,00 K Werkseinstellung 0,50 K	Zulässige Temperaturschwankung während der Kalibrierung
Dauer	5 100 s Werkseinstellung 20 s	Zeitfenster innerhalb dessen die zulässige Mess- wertschwankung nicht überschritten werden darf

10.2.6 Diagnose-Einstellungen

In diesem Menüzweig werden Warngrenzen vorgegeben oder die Verwendung der Diagnosewerkzeuge definiert.

Zu jeder Einstellung wird der zugehörige Diagnosecode angezeigt.

Process Check System (PCS)

Das PCS (Process Check System) prüft das Messsignal auf Stagnation. Ändert sich das Messsignal über eine gewisse Zeit (mehrere Messwerte) nicht, wird ein Alarm ausgelöst.



19 Normales Messsignal, kein Alarm

Messsignal ν

- Eingestellter Wert für Toleranzband Vτ
- Eingestellter Wert für Dauer t_D

Stagnierendes Signal, Alarm wird ausgelöst

Zeitpunkt, an dem der Alarm ausgelöst wird

У

Y

V

20

t_A

Hauptursachen stagnierender Messwerte

- Sensor verschmutzt oder außerhalb des Mediums
- Sensor defekt
- Prozessfehler (z.B. durch Steuerung oder Regelung)

Abhilfemaßnahmen

- 1. Sensor reinigen.
- Platzierung des Sensors im Medium überprüfen. 2.
- 3. Messkette prüfen.
- Controller aus- und wieder einschalten. 4.

Funktion	Optionen	Info
Funktion	Auswahl • Aus • Ein Werkseinstellung Aus	Ein-/Ausschalten der Funktion
Dauer	1 240 min Werkseinstellung 60 min	Eingeben, nach welcher Zeit der Timer abgelau- fen sein soll. Nach dem Ablauf dieser Zeit wird die Diagnosemeldung Prozess Check Alarm mit dem Code 904 ausgegeben.
Toleranzband nicht für pH/Redoxsensoren	Bereich ist sensorabhängig Werkseinstellung sensorabhängig	Intervall um das Messsignal (Rohwert) zur Erkennung von Stagnation Messwerte innerhalb des eingestellten Intervalls werden als stagnierend bewertet.

Menü/Setup/Eingänge/Kanal: Sensortyp/Erweitertes Setup/Diagnoseeinstellungen/ Process check system

Grenzwerte Betriebsstunden

Die gesamte Einsatzdauer des Sensors und sein Einsatz unter Extrembedingungen wird überwacht. Überschreitet die Einsatzdauer die definierten Schwellenwerte, gibt das Gerät eine entsprechende Diagnosemeldung aus.

Jeder Sensor hat eine begrenzte Lebenserwartung, die stark von den Einsatzbedingungen abhängt. Indem Warngrenzen für die Einsatzzeit unter Extrembedingungen festgelegt werden, kann durch rechtzeitige Wartungsmaßnahmen der Betrieb der Messstelle ohne Ausfallzeiten sichergestellt werden.

Menü/Setup/Eingänge/Kanal: Trübung/Erweitertes Setup/Diagnoseeinstellungen/ Grenzwerte Betriebsstunden

Funktion	Optionen	Info
Der Einstellbereich für die Alarm- und Warngrenzen der Betriebsstunden ist generell 1 50000 h.		
Funktion	Auswahl Aus Ein Werkseinstellung Ein	Ein Der Einsatz des Sensors unter Extrembedingun- gen wird überwacht, im Sensor protokolliert und Diagnosemeldungen werden am Controller aus- gegeben.
		Aus Keine Diagnosemeldungen. Die Einsatzdauer unter Extrembedingungen wird dennoch im Sen- sor protokolliert und kann in den Sensorinfor- mationen des Diagnosemenüs gelesen werden.
▶ Einsatzdauer		Gesamte Einsatzzeit des Sensors
Warngrenze	Werkseinstellung 10000 h	Diagnosecode und zugehörender Meldungstext: 199 Betriebsstunden
Die Namen der nachfolgen daher hier nicht angegeber	den Menüfunktionen hängen n werden.	von der Spezifikation des Sensors ab und können
▶ unter spezifizierter Tempe- ratur		
Warngrenze	Werkseinstellung 10000 h	Diagnosecode und zugehörender Meldungstext: 935 Prozesstemp. niedrig
▶ über spezifizierter Tempera- tur		
Warngrenze	Werkseinstellung 10000 h	Diagnosecode und zugehörender Meldungstext: 934 Prozesstemp. hoch

Betriebsstunden		
Funktion	Optionen	Info
▶ unter spezifiziertem Grenz- wert		
Warngrenze	Werkseinstellung 10000 h	Diagnosecode und zugehörender Meldungstext: 943 Prozesswert
▶ über spezifiziertem Grenz- wert		
Warngrenze	Werkseinstellung 10000 h	Diagnosecode und zugehörender Meldungstext: 942 Prozesswert

Menü/Setup/Eingänge/Kanal: Trübung/Erweitertes Setup/Diagnoseeinstellungen/ Grenzwerte

Diagnoseverhalten

Die Liste der angezeigten Diagnosemeldungen hängt vom gewählten Pfad ab. Es gibt gerätebedingte Meldungen und Meldungen, die vom angeschlossenen Sensor abhängen.

Menü/Setup/(Allgemeine Einstellungen oder Eingänge<Sensorkanal>)/Erweitertes Setup/Diagnoseein-stellungen/Diagnoseverhalten

Funktion	Optionen	Info
Liste der Diagnosemeldungen		 Die anzupassende Meldung auswählen. Erst dann können die Einstellungen zu dieser Meldung vorgenommen werden.
Diagnose Nr.	nur lesen	
Diagnosemeldung	Auswahl • Ein • Aus Werkseinstellung von Meldung abhängig	Diagnosemeldung deaktivieren oder wieder akti- vieren. Deaktivieren bedeutet: • Keine Fehlermeldung im Messmodus • Kein Fehlerstrom am Stromausgang
Fehlerstrom	Auswahl • Ein • Aus	 Entscheiden, ob bei aktivierter Diagnosemel- dung am Stromausgang ein Fehlerstrom ausgegeben werden soll.
	Werkseinstellung von Meldung abhängig	Bei allgemeinen Gerätefehlern wird der Fehlerstrom auf allen Stromausgängen ausgegeben. Bei kanalspezifischen Fehlern wird der Fehlerstrom nur auf dem zuge- ordneten Stromausgang ausgegeben.
Statussignal	Auswahl Wartung (M) außerhalb der Spezifikation (S) Instandhaltung (C) Fehler (F) Werkseinstellung von Meldung abhängig	 Die Einteilung in Fehlerkategorien erfolgt ent- sprechend NAMUR NE 107. Entscheiden, ob eine Statussignalzuordnung für die Anwendung geändert werden sollen.
Diagnoseausgang	Auswahl • Kein • Alarmrelais • Binärausgang • Relais 1 n (hängt von der Geräteausführung ab) Werkseinstellung Kein	Einen Ausgang wählen, dem die Diagnosemel- dung zugeordnet werden soll. Bevor die Meldung einem Ausgang zugeordnet werden kann, muss zuerst einen Relaisausgang auf Diagnosemeldung konfiguriert werden. (Menü/Setup/Ausgänge : Funktion Diagnose- meldung zuweisen und Betriebsmodus auf wie zugeordnet stellen.)
Alarmrelais sind abhängig von der Geräteausführung verfügbar.		

stenungen/Diagnosevernalten		
Funktion	Optionen	Info
Reinigungsprogramm (für Sensoren)	Auswahl • Kein • Reinigung 1 • Reinigung 2 • Reinigung 3 • Reinigung 4 Werkseinstellung Kein	 Entscheiden, ob die Diagnosemeldung ein Reinigungsprogramm auslösen soll. Die Reinigungsprogramme können definiert werden unter: Menü/Setup/Zusatzfunktionen/Reinigung.
Detailinformation	Nur lesen	Weitere Informationen zur Diagnosemeldung und Hinweise zur Problembehandlung.

Menü/Setup/(Allgemeine Einstellungen oder Eingänge<Sensorkanal>)/Erweitertes Setup/Diagnoseeinstellungen/Diagnoseverhalten

10.2.7 Bezeichnungskontrolle

Mit der Funktion kann festgelegt werden, welche Sensoren am Gerät akzeptiert werden.

Menu/Setup/Eingange/Kanal: Sensortyp/Erweitertes Setup/▶ Bezeichn. Kontrolle		
Funktion	Optionen	Info
Betriebsart	Auswahl Aus Messstellenbezeichnung Messstellengruppe Werkseinstellung Aus	Aus Keine Bezeichnungskontrolle, alle Sensoren wer- den akzeptiert. Messstellenbezeichnung Nur Sensoren mit gleicher Messstellenbezeich- nung werden akzeptiert. Messstellengruppe Nur Sensoren der gleichen Messstellengruppe werden akzeptiert.
Messstellenbezeichnung Messstellengruppe	Freitext Werkseinstellung • EH_CM44_ • EH_CM44R_ Numerisch	Messstellenbezeichnung eingeben. Der Controller prüft jeden anzuschließenden Sensor, ob dieser zur Messstelle gehört und akzeptiert nur die Sensoren, die die gleiche Bezeichnung haben.
	Werkseinstellung 0	

Menü/Setup/Eingänge/Kanal: Sensortyp/Erweitertes Setup/ Bezeichn. Kontrolle

10.2.8 Sensorwechsel

Menü/Setup/Eingänge/Kanal: Sensortyp/Erweitertes Setup/Sensorwechsel • Ein

- Beim Wechsel des Sensors wird der letzte Messwert über die Holdfunktion beibehalten und löst keine Diagnosemeldung aus.
- Aus
 - Beim Wechsel des Sensors wird der letzte Messwert nicht beibehalten und löst eine Diagnosemeldung aus.

10.2.9 Werkseinstellung Messwertverarbeitung

Möglichkeit, die Werkseinstellungen für den Sensoreingang wiederherzustellen.

Menü/Setup/Eingänge/Kanal: Sensortyp/Erweitertes Setup

1. > Werkseinstellung Messwertverarbeitung

2. Frage beantworten: **OK** (Navigatorknopf drücken).

← Es werden nur die Werkseinstellungen für diesen einen Eingang wiederhergestellt. Alle anderen Einstellungen bleiben unverändert.

10.2.10 Werkseinstellung Sensor

Sie haben hier die Möglichkeit, die Sensor-Werkseinstellungen wiederherzustellen.

Menü/Setup/Eingänge/Kanal: Sensortyp/Erweitertes Setup

1. > Werkseinstellung Sensor

2. Frage beantworten: **OK**(Navigatorknopf drücken).

← Es werden nur die Werkseinstellungen für den Sensor wiederhergestellt. Die Einstellungen des Eingangs bleiben unverändert.

11 Eingänge: SAK

11.1 Grundeinstellungen

11.1.1 Sensoridentifizierung

Menü/Setup/Eingänge/Kanal: Sensortyp

Funktion	Optionen	Info
Kanal	Auswahl • Aus • Ein Werkseinstellung Ein	Ein Kanalanzeige im Messmodus eingeschaltet Aus Kanal wird im Messmodus nicht angezeigt, egal ob ein Sensor angeschlossen ist oder nicht.
Sensortyp Bestellcode	nur lesen (nur vorhanden, wenn ein Sensor angeschlossenen ist)	Angeschlossener Sensortyp Bestellcode des angeschlossenen Sensors

11.1.2 Basisanwendung

Im Sensor sind Kalibrierdatensätze unter einem individuellen Namen gespeichert. Ein neuer Sensor wird im Werk kalibriert und hat dadurch bereits entsprechende Datensätze. Bei jeder Kalibrierung können Sie eigene Datensätze hinzufügen. Diese stehen anschließend unter **Anwendung** zur Auswahl.

Menü/Setup/Eingänge/Kanal: SAK		
Funktion	Optionen	Info
Basisanwendung	Auswahl SAK Transm. Tr. 10mm Absorption CSB TOC DOC BSB Werkseinstellung SAK	Vorauswahl für gespeicherte Kalibrierdatensätze Tr. 10mm Die gemessene Transmission wird auf eine opti- sche Pfadlänge ("Küvettenlänge") von 10 mm umgerechnet.
Anwendung	Auswahl Werkskalib. Datensatz 1 6 Werkseinstellung Werkskalib.	Auswahl eines gespeicherten Kalibrierdatensat- zes

11.1.3 Dämpfung

Die Dämpfung bewirkt eine gleitende Mittelwertbildung der Messwerte über die angegebene Zeit.

Menü/Setup/Eingänge/Kanal: Sensortyp		
Funktion	Optionen	Info
sensorabhängig ¹⁾	0 600 s	Die Dämpfung des Hauptmesswerts und die des
Dämpfung Temp.	Werkseinstellung 0 s	integrierten Temperatursensors konnen jeweils angegeben werden

1) Dämpfung pH oder Dämpfung Redox oder Dämpfung Cond oder Dämpfung DO oder Dämpfung DI oder Dämpfung Nitrat oder Dämpfung SAK oder Dämpfung Trübung oder Dämpfung PAHphe

11.1.4 Manueller Hold

Menü/Setup/Eingänge/Kanal: Sensortyp		
Funktion	Optionen	Info
Manueller Hold	Auswahl • Aus • Ein Werkseinstellung Aus	Ein Kanal kann manuell auf "Hold" gestellt werden. Aus Kein kanalspezifischer "Hold"

11.2 Erweitertes Setup

11.2.1 Messwertformate, Einheit und Blitzfrequenz

Menü/Setup/Eingänge/Kanal: SAK/ Erweitertes Setup		
Funktion	Optionen	Info
Temperaturformat	Auswahl #.# #.## Werkseinstellung #.#	Bestimmen Sie die Anzahl der Nachkommastel- len
Format Hauptmessw.	Auswahl #.# #.## #.### # Werkseinstellung #.#	
Einheit	Auswahl • Keine • % • mg/l • ppm • 1/m	Die Einheit des Hauptmesswerts hängt von der gewählten Basisanwendung ab. Je nach Basi- sanwendung stehen Ihnen nur bestimmte Ein- heiten zur Auswahl. Ebenso ist die Werkseinstellung davon abhängig.
Blitzfrequenz	0,1 2,0 Hz Werkseinstellung 2,0 Hz	Mit der Blitzfrequenz beeinflussen Sie einerseits die Antwortzeit des Sensors und andererseits seine Lebensdauer. Je kleiner die Frequenz, desto träger die Messwertänderung und desto länger die Lebensdauer des Sensors. Je schneller im Prozess auf Änderungen in Abhängigkeit vom Messwert reagiert werden muss, desto höher sollten Sie die Blitzfrequenz einstellen. Aller- dings zu Lasten der Lebensdauer.

Menü/Setup/Eingänge/Kanal: <sensortyp>/ Erweitertes Setup</sensortyp>		
Funktion	Optionen	Info
Reinigungshold	Auswahl • Keine • Reinigung 1 4 Werkseinstellung Keine	 ► Ein oder mehrere Reinigungsprogramme wählen (Multi-Select). ► Für die festgelegten Programme schal- tet der Kanal auf "Hold", während die Reinigung läuft. Reinigungsprogramme werden ausgeführt: ■ Im festgelegten Intervall Dazu muss das Reinigungsprogramm gestartet sein. ■ Wenn eine Diagnosemeldung am Kanal anliegt und für diese Meldung eine Reinigung festgelegt wurde (→ Eingänge/Kanal: Sensor- typ/Diagnoseeinstellungen/Diagnosever- halten/Diagnosenummer/ Reinigungsprogramm).

11.2.2 Reinigungshold

Die Reinigungsprogramme definieren im Menü: **Setup/Zusatzfunktionen/Reini**gung.

11.2.3 Externer Hold

Über ein digitales Signal, beispielsweise ein Feldbussignal, kann ein Hold für alle Geräte eines Messpunkts ausgelöst werden. Darauf achten, dass das Hold-Signal nicht anderweitig verwendet wird. Jedem Sensoreingang kann individuell ein externer Hold zugeordnet werden.

Die Funktion befindet sich nur dann im Eingangsmenü, wenn zuvor in den allgemeinen Hold-Einstellungen die Signale für den externen Hold konfiguriert wurden:

Menü/Setup/Allgemeine Einstellungen/Hold Einstellungen/Externer Hold.

Menü/Setup/Eingänge/Kanal: <sensortyp>/Erweitertes Setup/ Externer Hold</sensortyp>		
Funktion	Optionen	Info
Quelle	Auswahl Binäreingänge Feldbussignale Werkseinstellung Keine	 Signalquelle des externen Holds wählen. Eine Mehrfachauswahl ist möglich. OK: Auswahl bestätigen.

11.2.4 Kalibriereinstellungen

Kalibriertimer und Kalibriergültigkeit

Sie können hier das Kalibrierintervall für den Sensor festlegen. Nach Ablauf der eingestellten Zeit erhalten Sie auf dem Display die Diagnosemeldung **Kalibrier-Timer**.



Wenn Sie den Sensor neu kalibrieren, wird der Timer automatisch zurück gesetzt.

Menü/Setup/Eingänge/Kanal: Sensortyp/Erweitertes Setup/ Kalibriereinstellungen		
Funktion	Optionen	Info
Kalibrier-Timer	Auswahl Aus Ein Werkseinstellung Aus	Ein-/Ausschalten der Funktion
Kalibrier-Timer Wert	1 10 000 h Werkseinstellung 1000 h	Geben Sie ein, nach welcher Zeit der Timer abge- laufen sein soll. Nach dem Ablauf dieser Zeit wird die Diagnosemeldung Kalibriertimer mit dem Code 102 ausgegeben.
Kalibrierüberwachung	Auswahl • Aus • Ein Werkseinstellung Aus	Die Funktion prüft, ob die Kalibrierung eines Sensors noch gültig ist. Beispiel: Sie bauen einen vorkalibrierten Sensor ein. Die Funktion prüft, wie lange die Kalibrierung zurück liegt. Ist sie länger her als die vorgege- bene Warn- oder Alarmgrenze vorgibt, wird eine Diagnosemeldung ausgegeben.
Kalibrierüberwachung		
Warngrenze	Werkseinstellung 48 Wochen	Diagnosemeldung: 105 Kalibriergültigkeit
Alarmgrenze	Werkseinstellung 52 Wochen	Diagnosemeldung: 104 Kalibriergültigkeit
Warn- und Alarmgrenzen beeinflussen gegenseitig ihren möglichen Einstellbereich. Einstellbereich, in dem beide Grenzen liegen müssen: 1 104 Wochen		

Generell gilt: Alarmgrenze > Warngrenze

Stabilitätskriterien

Sie definieren die zulässige Messwertschwankung, die in einem bestimmten Zeitfenster während der Kalibrierung nicht überschritten werden darf. Bei Überschreitung der zulässigen Differenz wird die Kalibrierung nicht erlaubt und automatisch abgebrochen.

Menü/Setup/Eingänge/Kanal: SAK/ Erweitertes Setup/Kalibriereinstellungen/ Stabilitätskriterien		
Funktion	Optionen	Info
Delta SAK	0,1 5,0 % Werkseinstellung 2,0 %	Zulässige Messwertschwankung während der Kalibrierung.
Delta Temperatur	0,10 2,00 K Werkseinstellung 0,50 K	Zulässige Temperaturschwankung während der Kalibrierung
Dauer	5 100 s Werkseinstellung 10 s	Zeitfenster innerhalb dessen die zulässige Mess- wertschwankung nicht überschritten werden darf

11.2.5 Diagnose-Einstellungen

In diesem Menüzweig werden Warngrenzen vorgegeben oder die Verwendung der Diagnosewerkzeuge definiert.

Zu jeder Einstellung wird der zugehörige Diagnosecode angezeigt.

Process Check System (PCS)

Das PCS (Process Check System) prüft das Messsignal auf Stagnation. Ändert sich das Messsignal über eine gewisse Zeit (mehrere Messwerte) nicht, wird ein Alarm ausgelöst.



🖻 21 Normales Messsignal, kein Alarm

- y Messsignal
- *y_T* Eingestellter Wert für **Toleranzband**

Hauptursachen stagnierender Messwerte

- Sensor verschmutzt oder außerhalb des Mediums
- Sensor defekt
- Prozessfehler (z.B. durch Steuerung oder Regelung)

Abhilfemaßnahmen

- 1. Sensor reinigen.
- 2. Platzierung des Sensors im Medium überprüfen.
- 3. Messkette prüfen.
- 4. Controller aus- und wieder einschalten.

Menü/Setup/Eingänge/Kanal: Sensortyp/Erweitertes Setup/Diagnoseeinstellungen/ Process check system

 t_A

Funktion	Optionen	Info
Funktion	Auswahl • Aus • Ein	Ein-/Ausschalten der Funktion
	Werkseinstellung Aus	
Dauer	1 240 min Werkseinstellung 60 min	Eingeben, nach welcher Zeit der Timer abgelau- fen sein soll. Nach dem Ablauf dieser Zeit wird die Diagnosemeldung Prozess Check Alarm mit dem Code 904 ausgegeben.
Toleranzband nicht für pH/Redoxsensoren	Bereich ist sensorabhängig Werkseinstellung sensorabhängig	Intervall um das Messsignal (Rohwert) zur Erkennung von Stagnation Messwerte innerhalb des eingestellten Intervalls werden als stagnierend bewertet.

Grenzwerte Betriebsstunden

Die gesamte Einsatzdauer des Sensors und sein Einsatz unter Extrembedingungen wird überwacht. Überschreitet die Einsatzdauer die definierten Schwellenwerte, gibt das Gerät eine entsprechende Diagnosemeldung aus.





- 🖻 22 Stagnierendes Signal, Alarm wird ausgelöst
- *t*_D Eingestellter Wert für **Dauer**
 - Zeitpunkt, an dem der Alarm ausgelöst wird

Menü/Setup/Eingänge/Kanal: SAK/Erweitertes Setup/Diagnoseeinstellungen/ Grenzwerte Betriebs- stunden		
Funktion	Optionen	Info
Der Einstellbereich für die	e Alarm- und Warngrenzen de	er Betriebsstunden ist generell 1 50000 h.
Funktion	Auswahl • Aus • Ein Werkseinstellung Ein	Ein Der Einsatz des Sensors unter Extrembedingun- gen wird überwacht, im Sensor protokolliert und Diagnosemeldungen werden am Controller aus- gegeben. Aus Keine Diagnosemeldungen. Die Einsatzdauer unter Extrembedingungen wird dennoch im Sen- sor protokolliert und kann in den Sensorinfor- mationen des Diagnosemenüs gelesen werden.
▶ Einsatzdauer		Gesamte Einsatzzeit des Sensors
Warngrenze	Werkseinstellung 10000 h	Diagnosecode und zugehörender Meldungstext: 199 Betriebsstunden
Die Namen der nachfolgen daher hier nicht angegebe	nden Menüfunktionen hänger en werden.	n von der Spezifikation des Sensors ab und können
▶ unter spezifizierter Tempe- ratur		
Warngrenze	Werkseinstellung 10000 h	Diagnosecode und zugehörender Meldungstext: 935 Prozesstemp. niedrig
▶ über spezifizierter Tempera- tur		
Warngrenze	Werkseinstellung 10000 h	Diagnosecode und zugehörender Meldungstext: 934 Prozesstemp. hoch
▶ unter spezifiziertem Grenz- wert		
Warngrenze	Werkseinstellung 10000 h	Diagnosecode und zugehörender Meldungstext: 170 Prozesswert
▶ über spezifiziertem Grenz- wert		
Warngrenze	Werkseinstellung 10000 h	Diagnosecode und zugehörender Meldungstext: 169 Prozesswert
▶ Filterwechsel		
Warngrenze	Werkseinstellung 10000 h	Diagnosecode und zugehörender Meldungstext: 157 Filterwechsel
Alarmgrenze	Werkseinstellung 15000 h	Diagnosecode und zugehörender Meldungstext: 161 Filterwechsel
▶ Blitzanzahl, Lampe		
Warngrenze	Werkseinstellung 126000000	Diagnosecode und zugehörender Meldungstext: 171 Filterwechsel
Alarmgrenze	Werkseinstellung 131400000	Diagnosecode und zugehörender Meldungstext: 771 Filterwechsel

Diagnoseverhalten

Die Liste der angezeigten Diagnosemeldungen hängt vom gewählten Pfad ab. Es gibt gerätebedingte Meldungen und Meldungen, die vom angeschlossenen Sensor abhängen.

Menü/Setup/(Allgemeine Einstellungen oder Eingänge <sensorkanal>)/Erweitertes Setup/Diagnoseein- stellungen/Diagnoseverhalten</sensorkanal>		
Funktion	Optionen	Info
Liste der Diagnosemeldungen		 Die anzupassende Meldung auswählen. Erst dann können die Einstellungen zu dieser Meldung vorgenommen werden.
Diagnose Nr.	nur lesen	
Diagnosemeldung	Auswahl • Ein • Aus Werkseinstellung von Meldung abhängig	Diagnosemeldung deaktivieren oder wieder aktivieren. Deaktivieren bedeutet: • Keine Fehlermeldung im Messmodus • Kein Fehlerstrom am Stromausgang
Fehlerstrom	Auswahl • Ein • Aus	 Entscheiden, ob bei aktivierter Diagnosemel dung am Stromausgang ein Fehlerstrom ausgegeben werden soll.
	Werkseinstellung von Meldung abhängig	Bei allgemeinen Gerätefehlern wird der Fehlerstrom auf allen Stromausgängen ausgegeben. Bei kanalspezifischen Fehlern wird der Fehlerstrom nur auf dem zuge- ordneten Stromausgang ausgegeben.
Statussignal	Auswahl Wartung (M) außerhalb der Spezifikation (S) Instandhaltung (C) Fehler (F) Werkseinstellung von Meldung abhängig 	 Die Einteilung in Fehlerkategorien erfolgt ent- sprechend NAMUR NE 107. Entscheiden, ob eine Statussignalzuordnung für die Anwendung geändert werden sollen.
Diagnoseausgang	Auswahl Kein Alarmrelais Binärausgang Relais 1 n (hängt von der Geräteausführung ab) Werkseinstellung Kein	Einen Ausgang wählen, dem die Diagnosemel- dung zugeordnet werden soll. Bevor die Meldung einem Ausgang zugeordnet werden kann, muss zuerst einen Relaisausgang auf Diagnosemeldung konfiguriert werden. (Menü/Setup/Ausgänge : Funktion Diagnose- meldung zuweisen und Betriebsmodus auf wie zugeordnet stellen.)
Alarmrelais sind abhängi	g von der Geräteausführung v	erfügbar.
Reinigungsprogramm (für Sensoren)	Auswahl • Kein • Reinigung 1 • Reinigung 2 • Reinigung 3 • Reinigung 4 Werkseinstellung Kein	 Entscheiden, ob die Diagnosemeldung ein Reinigungsprogramm auslösen soll. Die Reinigungsprogramme können definiert werden unter: Menü/Setup/Zusatzfunktionen/Reinigung.
Detailinformation	Nur lesen	Weitere Informationen zur Diagnosemeldung und Hinweise zur Problembehandlung.

11.2.6 Bezeichnungskontrolle

Mit der Funktion kann festgelegt werden, welche Sensoren am Gerät akzeptiert werden.

Menu/Setup/Eingange/Kanal: Sensortyp/Erweitertes Setup/▶ Bezeichn. Kontrolle		
Funktion	Optionen	Info
Betriebsart	Auswahl Aus Messstellenbezeichnung Messstellengruppe Werkseinstellung Aus	Aus Keine Bezeichnungskontrolle, alle Sensoren wer- den akzeptiert. Messstellenbezeichnung Nur Sensoren mit gleicher Messstellenbezeich- nung werden akzeptiert.
		Messstellengruppe Nur Sensoren der gleichen Messstellengruppe werden akzeptiert.
Messstellenbezeichnung	Freitext Werkseinstellung • EH_CM44_ • EH_CM44R_	Messstellenbezeichnung eingeben. Der Controller prüft jeden anzuschließenden Sensor, ob dieser zur Messstelle gehört und akzeptiert nur die Sensoren, die die gleiche Bezeichnung haben.
Messstellengruppe	Numerisch Werkseinstellung O	

11.2.7 Sensorwechsel

Menü/Setup/Eingänge/Kanal: Sensortyp/Erweitertes Setup/Sensorwechsel

Ein

Beim Wechsel des Sensors wird der letzte Messwert über die Holdfunktion beibehalten und löst keine Diagnosemeldung aus.

Aus

Beim Wechsel des Sensors wird der letzte Messwert nicht beibehalten und löst eine Diagnosemeldung aus.

11.2.8 Werkseinstellung Messwertverarbeitung

Möglichkeit, die Werkseinstellungen für den Sensoreingang wiederherzustellen.

Menü/Setup/Eingänge/Kanal: Sensortyp/Erweitertes Setup

1. > Werkseinstellung Messwertverarbeitung

2. Frage beantworten: **OK** (Navigatorknopf drücken).

🕒 Es werden nur die Werkseinstellungen für diesen einen Eingang wiederhergestellt. Alle anderen Einstellungen bleiben unverändert.

Werkseinstellung Sensor 11.2.9

Sie haben hier die Möglichkeit, die Sensor-Werkseinstellungen wiederherzustellen.

Menü/Setup/Eingänge/Kanal: Sensortyp/Erweitertes Setup

1. > Werkseinstellung Sensor

2. Frage beantworten: **OK**(Navigatorknopf drücken).

🕒 Es werden nur die Werkseinstellungen für den Sensor wiederhergestellt. Die Einstellungen des Eingangs bleiben unverändert.

12 Eingänge: Nitrat

12.1 Grundeinstellungen

12.1.1 Sensoridentifizierung

Menü/Setup/Eingänge/Kanal: Sensortyp

Funktion	Optionen	Info
Kanal	Auswahl • Aus • Ein Werkseinstellung Ein	Ein Kanalanzeige im Messmodus eingeschaltet Aus Kanal wird im Messmodus nicht angezeigt, egal ob ein Sensor angeschlossen ist oder nicht.
Sensortyp Bestellcode	nur lesen (nur vorhanden, wenn ein Sensor angeschlossenen ist)	Angeschlossener Sensortyp Bestellcode des angeschlossenen Sensors

12.1.2 Anwendung

Im Nitratsensor sind Kalibrierdatensätze unter einem individuellen Namen gespeichert. Ein neuer Sensor wird im Werk kalibriert und hat z.B. immer einen entsprechenden Datensatz. Bei jeder Kalibrierung können Sie weitere Datensätze hinzufügen. Diese stehen anschließend unter **Anwendung** zur Auswahl.

Menü/Setup/Eingänge/Kanal: Nitrat		
Funktion	Optionen	Info
Anwendung	sensorabhängig	Auswahl eines gespeicherten Kalibrierdatensat- zes

12.1.3 Dämpfung

Die Dämpfung bewirkt eine gleitende Mittelwertbildung der Messwerte über die angegebene Zeit.

Menü/Setup/Eingänge/Kanal: Sensortyp		
Funktion	Optionen	Info
sensorabhängig ¹⁾	0 600 s	Die Dämpfung des Hauptmesswerts und die des
Dämpfung Temp.	Werkseinstellung 0 s	angegeben werden

1) Dämpfung pH oder Dämpfung Redox oder Dämpfung Cond oder Dämpfung DO oder Dämpfung DI oder Dämpfung Nitrat oder Dämpfung SAK oder Dämpfung Trübung oder Dämpfung PAHphe

12.1.4 Manueller Hold

Menü/Setup/Eingänge/Kanal: Sensortyp		
Funktion	Optionen	Info
Manueller Hold	Auswahl Aus Ein Werkseinstellung Aus 	Ein Kanal kann manuell auf "Hold" gestellt werden. Aus Kein kanalspezifischer "Hold"

12.2 Erweitertes Setup

12.2.1 Messwertformate, Einheit und Blitzfrequenz

Menü/Setup/Eingänge/Kanal:Nitrat / Erweitertes Setup		
Funktion	Optionen	Info
Temperaturformat	Auswahl #.# Werkseinstellung #.#	Bestimmen Sie die Anzahl der Nachkommastel- len
Format Hauptmessw.	Auswahl • #.# • #.## • #.### • # Werkseinstellung #.#	
Einheit	Auswahl • mg/l NO3-N • mg/l NO3 • ppm NO3-N • ppm NO3 Werkseinstellung mg/l NO3-N	Wählen Sie die Einheit für den Hauptmesswert.
Blitzfrequenz	0,1 2,0 Hz Werkseinstellung 2,0 Hz	Mit der Blitzfrequenz beeinflussen Sie einerseits die Antwortzeit des Sensors und andererseits seine Lebensdauer. Je kleiner die Frequenz, desto träger die Messwertänderung und desto länger die Lebensdauer des Sensors. Je schneller im Prozess auf Änderungen in Abhängigkeit vom Messwert reagiert werden muss, desto höher sollten Sie die Blitzfrequenz einstellen. Aller- dings zu Lasten der Lebensdauer.

12.2.2 Reinigungshold

Menü/Setup/Eingänge/Kanal: <sensortyp>/ Erweitertes Setup</sensortyp>		
Funktion	Optionen	Info
Reinigungshold	Auswahl • Keine • Reinigung 1 4 Werkseinstellung Keine	 Ein oder mehrere Reinigungsprogramme wählen (Multi-Select). Für die festgelegten Programme schal- tet der Kanal auf "Hold", während die Reinigung läuft. Reinigungsprogramme werden ausgeführt: Im festgelegten Intervall Dazu muss das Reinigungsprogramm gestartet sein. Wenn eine Diagnosemeldung am Kanal anliegt und für diese Meldung eine Reinigung festgelegt wurde (→ Eingänge/Kanal: Sensor- typ/Diagnoseeinstellungen/Diagnosever- halten/Diagnosenummer/ Reinigungsprogramm).

Die Reinigungsprogramme definieren im Menü: Setup/Zusatzfunktionen/Reinigung.

12.2.3 Externer Hold

Über ein digitales Signal, beispielsweise ein Feldbussignal, kann ein Hold für alle Geräte eines Messpunkts ausgelöst werden. Darauf achten, dass das Hold-Signal nicht anderweitig verwendet wird. Jedem Sensoreingang kann individuell ein externer Hold zugeordnet werden.

Die Funktion befindet sich nur dann im Eingangsmenü, wenn zuvor in den allgemeinen Hold-Einstellungen die Signale für den externen Hold konfiguriert wurden:

Menü/Setup/Allgemeine Einstellungen/Hold Einstellungen/Externer Hold.

Menü/Setup/Eingänge/Kanal: <sensortyp>/Erweitertes Setup/ Externer Hold</sensortyp>		
Funktion	Optionen	Info
Quelle	Auswahl Binäreingänge Feldbussignale Werkseinstellung Keine	 Signalquelle des externen Holds wählen. Eine Mehrfachauswahl ist möglich. OK: Auswahl bestätigen.

12.2.4 Kalibriereinstellungen

Kalibriertimer und Kalibriergültigkeit

Sie können hier das Kalibrierintervall für den Sensor festlegen. Nach Ablauf der eingestellten Zeit erhalten Sie auf dem Display die Diagnosemeldung **Kalibrier-Timer**.

P Wenn Sie den Sensor neu kalibrieren, wird der Timer automatisch zurück gesetzt.

Menü/Setup/Eingänge/Kanal: Sensortyp/Erweitertes Setup/ Kalibriereinstellungen		
Funktion	Optionen	Info
Kalibrier-Timer	Auswahl Aus Ein Werkseinstellung Aus	Ein-/Ausschalten der Funktion
Kalibrier-Timer Wert	1 10 000 h Werkseinstellung 1000 h	Geben Sie ein, nach welcher Zeit der Timer abge- laufen sein soll. Nach dem Ablauf dieser Zeit wird die Diagnosemeldung Kalibriertimer mit dem Code 102 ausgegeben.
Kalibrierüberwachung	Auswahl • Aus • Ein Werkseinstellung Aus	Die Funktion prüft, ob die Kalibrierung eines Sensors noch gültig ist. Beispiel: Sie bauen einen vorkalibrierten Sensor ein. Die Funktion prüft, wie lange die Kalibrierung zurück liegt. Ist sie länger her als die vorgege- bene Warn- oder Alarmgrenze vorgibt, wird eine Diagnosemeldung ausgegeben.
▶ Kalibrierüberwachung		
Warngrenze	Werkseinstellung 48 Wochen	Diagnosemeldung: 105 Kalibriergültigkeit
Alarmgrenze	Werkseinstellung 52 Wochen	Diagnosemeldung: 104 Kalibriergültigkeit
Warn- und Alarmgrenzen beeinflussen gegenseitig ihren möglichen Einstellbereich.		

wani unu Alamigrenzen beenmussen gegensenig inten mognenen Ein:

Einstellbereich, in dem beide Grenzen liegen müssen:

1 ... 104 Wochen

Generell gilt: Alarmgrenze > Warngrenze

Stabilitätskriterien

Sie definieren die zulässige Messwertschwankung, die in einem bestimmten Zeitfenster während der Kalibrierung nicht überschritten werden darf. Bei Überschreitung der zulässigen Differenz wird die Kalibrierung nicht erlaubt und automatisch abgebrochen.

Menü/Setup/Eingänge/Kanal: Nitrat/ Erweitertes Setup/Kalibriereinstellungen/ Stabilitätskriterien		
Funktion	Optionen	Info
Delta Nitrat	0,1 5,0 % Werkseinstellung 2,0 %	Zulässige Messwertschwankung während der Kalibrierung.
Delta Temperatur	0,10 2,00 K Werkseinstellung 0,50 K	Zulässige Temperaturschwankung während der Kalibrierung
Dauer	10 100 s Werkseinstellung 10 s	Zeitfenster innerhalb dessen die zulässige Mess- wertschwankung nicht überschritten werden darf

12.2.5 Diagnose-Einstellungen

In diesem Menüzweig werden Warngrenzen vorgegeben oder die Verwendung der Diagnosewerkzeuge definiert.

Zu jeder Einstellung wird der zugehörige Diagnosecode angezeigt.

Process Check System (PCS)

Das PCS (Process Check System) prüft das Messsignal auf Stagnation. Ändert sich das Messsignal über eine gewisse Zeit (mehrere Messwerte) nicht, wird ein Alarm ausgelöst.



🖻 23 Normales Messsignal, kein Alarm

y Messsignal

y_T Eingestellter Wert für **Toleranzband**

Hauptursachen stagnierender Messwerte

- Sensor verschmutzt oder außerhalb des Mediums
- Sensor defekt
- Prozessfehler (z.B. durch Steuerung oder Regelung)

Abhilfemaßnahmen

- 1. Sensor reinigen.
- 2. Platzierung des Sensors im Medium überprüfen.
- 3. Messkette prüfen.
- 4. Controller aus- und wieder einschalten.



- 🖻 24 🛛 Stagnierendes Signal, Alarm wird ausgelöst
- t_D Eingestellter Wert für Dauer
- t_A Zeitpunkt, an dem der Alarm ausgelöst wird

tem		
Funktion	Optionen	Info
Funktion	Auswahl Aus Ein Werkseinstellung	Ein-/Ausschalten der Funktion
	Aus	
Dauer	1 240 min Werkseinstellung 60 min	Eingeben, nach welcher Zeit der Timer abgelau- fen sein soll. Nach dem Ablauf dieser Zeit wird die Diagnosemeldung Prozess Check Alarm mit dem Code 904 ausgegeben.
Toleranzband nicht für pH/Redoxsensoren	Bereich ist sensorabhängig Werkseinstellung sensorabhängig	Intervall um das Messsignal (Rohwert) zur Erkennung von Stagnation Messwerte innerhalb des eingestellten Intervalls werden als stagnierend bewertet.

Menü/Setup/Eingänge/Kanal: Sensortyp/Erweitertes Setup/Diagnoseeinstellungen/ Process check system

Grenzwerte Betriebsstunden

Die gesamte Einsatzdauer des Sensors und sein Einsatz unter Extrembedingungen wird überwacht. Überschreitet die Einsatzdauer die definierten Schwellenwerte, gibt das Gerät eine entsprechende Diagnosemeldung aus.

Jeder Sensor hat eine begrenzte Lebenserwartung, die stark von den Einsatzbedingungen abhängt. Indem Warngrenzen für die Einsatzzeit unter Extrembedingungen festgelegt werden, kann durch rechtzeitige Wartungsmaßnahmen der Betrieb der Messstelle ohne Ausfallzeiten sichergestellt werden.

Menü/Setup/Eingänge/Kanal: Nitrat/Erweitertes Setup/Diagnoseeinstellungen/ Grenzwerte Betriebsstunden

	a		
Funktion	Optionen	Info	
Der Einstellbereich für die Alarm- und Warngrenzen der Betriebsstunden ist generell 1 50000 h.			
Funktion	Auswahl • Aus • Ein Werkseinstellung Ein	Ein Der Einsatz des Sensors unter Extrembedingun- gen wird überwacht, im Sensor protokolliert und Diagnosemeldungen werden am Controller aus- gegeben. Aus Keine Diagnosemeldungen. Die Einsatzdauer unter Extrembedingungen wird dennoch im Sen- sor protokolliert und kann in den Sensorinfor-	
		mationen des Diagnosemenüs gelesen werden.	
▶ Einsatzdauer		Gesamte Einsatzzeit des Sensors	
Warngrenze	Werkseinstellung 10000 h	Diagnosecode und zugehörender Meldungstext: 199 Betriebsstunden	
Die Namen der nachfolgenden Menüfunktionen hängen von der Spezifikation des Sensors ab und können daher hier nicht angegeben werden.			
▶ unter spezifizierter Tempe- ratur			
Warngrenze	Werkseinstellung 10000 h	Diagnosecode und zugehörender Meldungstext: 935 Prozesstemp. niedrig	
▶ über spezifizierter Tempera- tur			
Warngrenze	Werkseinstellung 10000 h	Diagnosecode und zugehörender Meldungstext: 934 Prozesstemp. hoch	

٦

stunden		
Funktion	Optionen	Info
▶ unter spezifiziertem Grenz- wert		
Warngrenze	Werkseinstellung 10000 h	Diagnosecode und zugehörender Meldungstext: 943 Prozesswert
▶ über spezifiziertem Grenz- wert		
Warngrenze	Werkseinstellung 10000 h	Diagnosecode und zugehörender Meldungstext: 942 Prozesswert
▶ Filterwechsel		
Warngrenze	Werkseinstellung 10000 h	Diagnosecode und zugehörender Meldungstext: 157 Filterwechsel
Alarmgrenze	Werkseinstellung 15000 h	Diagnosecode und zugehörender Meldungstext: 161 Filterwechsel
▶ Blitzanzahl, Lampe		
Warngrenze	Werkseinstellung 126000000	Diagnosecode und zugehörender Meldungstext: 171 Filterwechsel
Alarmgrenze	Werkseinstellung 131400000	Diagnosecode und zugehörender Meldungstext: 771 Filterwechsel

Menü/Setup/Eingänge/Kanal: Nitrat/Erweitertes Setup/Diagnoseeinstellungen/ Grenzwerte Betriebs-

Diagnoseverhalten

Die Liste der angezeigten Diagnosemeldungen hängt vom gewählten Pfad ab. Es gibt gerä-tebedingte Meldungen und Meldungen, die vom angeschlossenen Sensor abhängen.

Menü/Setup/(Allgemeine Einstellungen oder Eingänge <sensorkanal>)/Erweitertes Setup/Diagnoseein- stellungen/Diagnoseverhalten</sensorkanal>		
Funktion	Optionen	Info
Liste der Diagnosemeldungen		 Die anzupassende Meldung auswählen. Erst dann können die Einstellungen zu dieser Meldung vorgenommen werden.
Diagnose Nr.	nur lesen	
Diagnosemeldung	Auswahl • Ein • Aus	Diagnosemeldung deaktivieren oder wieder aktivieren. Deaktivieren bedeutet: • Keine Fehlermeldung im Messmodus • Kein Fehlerstrom am Stromausgang
	Werkseinstellung von Meldung abhängig	
Fehlerstrom	Auswahl • Ein • Aus	 Entscheiden, ob bei aktivierter Diagnosemel- dung am Stromausgang ein Fehlerstrom ausgegeben werden soll.
	Werkseinstellung von Meldung abhängig	Bei allgemeinen Gerätefehlern wird der Fehlerstrom auf allen Stromausgängen ausgegeben. Bei kanalspezifischen Fehlern wird der Fehlerstrom nur auf dem zuge- ordneten Stromausgang ausgegeben.
Statussignal	 Auswahl Wartung (M) außerhalb der Spezifikation (S) Instandhaltung (C) Fehler (F) 	Die Einteilung in Fehlerkategorien erfolgt ent- sprechend NAMUR NE 107.
		 Entscheiden, ob eine Statussignalzuordnung für die Anwendung geändert werden sollen.
	Werkseinstellung von Meldung abhängig	

106

stenungen/Diagnosevernalten			
Funktion	Optionen	Info	
Diagnoseausgang	Auswahl • Kein • Alarmrelais • Binärausgang • Relais 1 n (hängt von der Geräteausführung ab) Werkseinstellung Kein	Einen Ausgang wählen, dem die Diagnosemel- dung zugeordnet werden soll. Bevor die Meldung einem Ausgang zugeordnet werden kann, muss zuerst einen Relaisausgang auf Diagnosemeldung konfiguriert werden. (Menü/Setup/Ausgänge : Funktion Diagnose- meldung zuweisen und Betriebsmodus auf wie zugeordnet stellen.)	
Alarmrelais sind abhängig von der Geräteausführung verfügbar.			
Reinigungsprogramm (für Sensoren)	Auswahl • Kein • Reinigung 1 • Reinigung 2 • Reinigung 3 • Reinigung 4 Werkseinstellung	 Entscheiden, ob die Diagnosemeldung ein Reinigungsprogramm auslösen soll. Die Reinigungsprogramme können definiert werden unter: Menü/Setup/Zusatzfunktionen/Reinigung. 	
	Kein		
Detailinformation	Nur lesen	Weitere Informationen zur Diagnosemeldung und Hinweise zur Problembehandlung.	

Menü/Setup/(Allgemeine Einstellungen oder Eingänge<Sensorkanal>)/Erweitertes Setup/Diagnoseeinstellungen/Diagnoseverhalten

12.2.6 Bezeichnungskontrolle

Mit der Funktion kann festgelegt werden, welche Sensoren am Gerät akzeptiert werden.

Menü/Setup/Eingänge/Kanal: Sensortyp/Erweitertes Setup/▶ Bezeichn. Kontrolle			
Funktion	Optionen	Info	
Betriebsart	Auswahl Aus Messstellenbezeichnung Messstellengruppe Werkseinstellung Aus	Aus Keine Bezeichnungskontrolle, alle Sensoren wer- den akzeptiert. Messstellenbezeichnung Nur Sensoren mit gleicher Messstellenbezeich- nung werden akzeptiert.	
		Messstellengruppe Nur Sensoren der gleichen Messstellengruppe werden akzeptiert.	
Messstellenbezeichnung	Freitext Werkseinstellung • EH_CM44_ • EH_CM44R_	Messstellenbezeichnung eingeben. Der Controller prüft jeden anzuschließenden Sensor, ob dieser zur Messstelle gehört und akzeptiert nur die Sensoren, die die gleiche Bezeichnung haben.	
Messstellengruppe	Numerisch Werkseinstellung O		

12.2.7 Sensorwechsel

Menü/Setup/Eingänge/Kanal: Sensortyp/Erweitertes Setup/Sensorwechsel

■ Ein

Beim Wechsel des Sensors wird der letzte Messwert über die Holdfunktion beibehalten und löst keine Diagnosemeldung aus.

Aus

Beim Wechsel des Sensors wird der letzte Messwert nicht beibehalten und löst eine Diagnosemeldung aus.

12.2.8 Werkseinstellung Messwertverarbeitung

Möglichkeit, die Werkseinstellungen für den Sensoreingang wiederherzustellen.

Menü/Setup/Eingänge/Kanal: Sensortyp/Erweitertes Setup

1. > Werkseinstellung Messwertverarbeitung

2. Frage beantworten: **OK** (Navigatorknopf drücken).

← Es werden nur die Werkseinstellungen für diesen einen Eingang wiederhergestellt. Alle anderen Einstellungen bleiben unverändert.

12.2.9 Werkseinstellung Sensor

Sie haben hier die Möglichkeit, die Sensor-Werkseinstellungen wiederherzustellen.

Menü/Setup/Eingänge/Kanal: Sensortyp/Erweitertes Setup

1. > Werkseinstellung Sensor

2. Frage beantworten: **OK**(Navigatorknopf drücken).

← Es werden nur die Werkseinstellungen für den Sensor wiederhergestellt. Die Einstellungen des Eingangs bleiben unverändert.
13 Eingänge: ISE

13.1 Grundeinstellungen

13.1.1 Sensoridentifizierung

Menü/Setup/Eingänge/Kanal: Sensortyp

Funktion	Optionen	Info
Kanal	Auswahl • Aus • Ein Werkseinstellung Ein	Ein Kanalanzeige im Messmodus eingeschaltet Aus Kanal wird im Messmodus nicht angezeigt, egal ob ein Sensor angeschlossen ist oder nicht.
Sensortyp Bestellcode	nur lesen (nur vorhanden, wenn ein Sensor angeschlossenen ist)	Angeschlossener Sensortyp Bestellcode des angeschlossenen Sensors

13.1.2 Hauptmesswert

Menü/Setup/Eingänge/Kanal: ISE		
Funktion	Optionen	Info
Hauptmesswert	Auswahl Ammonium Nitrat Kalium Chlorid pH Redox Werkseinstellung pH	Entscheiden Sie, welchen Parameter Sie sich als Hauptmesswert für den ISE-Kanal darstellen las- sen wollen. Ihnen stehen hier nur die Elektroden zur Wahl, die Sie über die Elektrodensteckplatz-Menüs konfiguriert haben. Werksseitig ist das gleich den Elektrodentypen, die tatsächlich im ISE-Sensor eingebaut sind.

13.1.3 Dämpfung des Temperaturmesswerts

Die Dämpfung bewirkt eine gleitende Mittelwertbildung der Messwerte über die angegebene Zeit.

Menü/Setup/Eingänge/Kanal: ISE		
Funktion Optionen		Info
Dämpfung Temp.	0 600 s	Dämpfung des integrierten Temperatursensors
	Werkseinstellung 0 s	

13.1.4 Manueller Hold

Menü/Setup/Eingänge/Kanal: Sensortyp			
Funktion	Optionen	Info	
Manueller Hold	Auswahl Aus Ein Werkseinstellung Aus 	Ein Kanal kann manuell auf "Hold" gestellt werden. Aus Kein kanalspezifischer "Hold"	

Erweitertes Setup 13.2

13.2.1 Temperaturformat

Menü/Setup/Eingänge/Kanal: ISE/ Erweitertes Setup		
Funktion	Optionen	Info
Temperaturformat	Auswahl • #.# • #.## Werkseinstellung #.#	Bestimmen Sie die Anzahl der Nachkommastel- len

13.2.2 Reinigungshold

Menü/Setup/Eingänge/Kanal: <sensortyp>/ Erweitertes Setup</sensortyp>			
Funktion	Optionen	Info	
Reinigungshold	Auswahl • Keine • Reinigung 1 4 Werkseinstellung Keine	 Ein oder mehrere Reinigungsprogramme wählen (Multi-Select). Für die festgelegten Programme schal- tet der Kanal auf "Hold", während die Reinigung läuft. Reinigungsprogramme werden ausgeführt: Im festgelegten Intervall Dazu muss das Reinigungsprogramm gestartet sein. Wenn eine Diagnosemeldung am Kanal anliegt und für diese Meldung eine Reinigung festgelegt wurde (→ Eingänge/Kanal: Sensor- typ/Diagnoseeinstellungen/Diagnosever- halten/Diagnosenummer/ Reinigungsprogramm). 	

Die Reinigungsprogramme definieren im Menü: Setup/Zusatzfunktionen/Reini-1 gung.

13.2.3 **Externer Hold**

Über ein digitales Signal, beispielsweise ein Feldbussignal, kann ein Hold für alle Geräte eines Messpunkts ausgelöst werden. Darauf achten, dass das Hold-Signal nicht anderweitig verwendet wird. Jedem Sensoreingang kann individuell ein externer Hold zugeordnet werden.

Die Funktion befindet sich nur dann im Eingangsmenü, wenn zuvor in den allgemei-• nen Hold-Einstellungen die Signale für den externen Hold konfiguriert wurden:

Menü/Setup/Allgemeine Einstellungen/Hold Einstellungen/Externer Hold.

Menü/Setup/Eingänge/Kanal: <sensortyp>/Erweitertes Setup/ Externer Hold</sensortyp>		
Funktion	Optionen	Info
Quelle	Auswahl Binäreingänge Feldbussignale Werkseinstellung Keine	 Signalquelle des externen Holds wählen. Eine Mehrfachauswahl ist möglich. OK: Auswahl bestätigen.

13.2.4 Diagnose-Einstellungen

In diesem Menüzweig werden Warngrenzen vorgegeben oder die Verwendung der Diagnosewerkzeuge definiert.

Zu jeder Einstellung wird der zugehörige Diagnosecode angezeigt.

Grenzwerte Betriebsstunden

Die gesamte Einsatzdauer des Sensors und sein Einsatz unter Extrembedingungen wird überwacht. Überschreitet die Einsatzdauer die definierten Schwellenwerte, gibt das Gerät eine entsprechende Diagnosemeldung aus.

Jeder Sensor hat eine begrenzte Lebenserwartung, die stark von den Einsatzbedingungen abhängt. Indem Warngrenzen für die Einsatzzeit unter Extrembedingungen festgelegt werden, kann durch rechtzeitige Wartungsmaßnahmen der Betrieb der Messstelle ohne Ausfallzeiten sichergestellt werden.

Menü/Setup/Eingänge/Kanal: ISE/Erweitertes Setup/Diagnoseeinstellungen/ Grenzwerte Betriebsstunden

Funktion	Optionen	Info	
Der Einstellbereich für die Alarm- und Warngrenzen der Betriebsstunden ist generell 1 100000 h.			
Funktion	Auswahl Aus Ein Werkseinstellung Ein	Ein Der Einsatz des Sensors unter Extrembedingun- gen wird überwacht, im Sensor protokolliert und Diagnosemeldungen werden am Controller aus- gegeben.	
		Aus Keine Diagnosemeldungen. Die Einsatzdauer unter Extrembedingungen wird dennoch im Sen- sor protokolliert und kann in den Sensorinfor- mationen des Diagnosemenüs gelesen werden.	
▶ Einsatzdauer		Gesamte Einsatzzeit des Sensors	
Warngrenze	Werkseinstellung 6000 h	Diagnosecode und zugehörender Meldungstext: 199 Betriebsstunden	
▶ Einsatz > 30 °C			
Warngrenze	Werkseinstellung 3000 h	Diagnosecode und zugehörender Meldungstext: 191 Betriebsstunden	
▶ Einsatz > 40 °C			
Warngrenze	Werkseinstellung 1500 h	Diagnosecode und zugehörender Meldungstext: 192 Betriebsstunden	

Diagnoseverhalten

Die Liste der angezeigten Diagnosemeldungen hängt vom gewählten Pfad ab. Es gibt gerätebedingte Meldungen und Meldungen, die vom angeschlossenen Sensor abhängen.

Menü/Setup/(Allgemeine Einstellungen oder Eingänge <sensorkanal>)/Erweitertes Setup/Diagnoseein- stellungen/Diagnoseverhalten</sensorkanal>			
Funktion Optionen		Info	
Liste der Diagnosemeldungen		 Die anzupassende Meldung auswählen. Erst dann können die Einstellungen zu dieser Meldung vorgenommen werden. 	
Diagnose Nr.	nur lesen		
Diagnosemeldung	AuswahlDiagnosemeldung deaktivieren oder v vieren.EinDiagnosemeldung deaktivieren oder v vieren.AusDeaktivieren bedeutet:Werkseinstellung von Meldung abhängigKein Fehlermeldung im Messmodi • Kein Fehlerstrom am Stromausgan		
Fehlerstrom	Auswahl • Ein • Aus Werkseinstellung von Meldung abhängig	 Entscheiden, ob bei aktivierter Diagnosemel- dung am Stromausgang ein Fehlerstrom ausgegeben werden soll. Bei allgemeinen Gerätefehlern wird der Fehlerstrom auf allen Stromausgängen ausgegeben. Bei kanalspezifischen Fehlern wird der Fehlerstrom nur auf dem zuge- ordneten Stromausgang ausgegeben 	
Statussignal	Auswahl Wartung (M) außerhalb der Spezifika- tion (S) Instandhaltung (C) Fehler (F) Werkseinstellung von Meldung abhängig	 Die Einteilung in Fehlerkategorien erfolgt ent- sprechend NAMUR NE 107. Entscheiden, ob eine Statussignalzuordnung für die Anwendung geändert werden sollen. 	
Diagnoseausgang	Auswahl • Kein • Alarmrelais • Binärausgang • Relais 1 n (hängt von der Geräteausführung ab) Werkseinstellung Kein	Einen Ausgang wählen, dem die Diagnosemel- dung zugeordnet werden soll. Bevor die Meldung einem Ausgang zugeordnet werden kann, muss zuerst einen Relaisausgang auf Diagnosemeldung konfiguriert werden. (Menü/Setup/Ausgänge : Funktion Diagnose- meldung zuweisen und Betriebsmodus auf wie zugeordnet stellen.)	
Alarmrelais sind abhängi	g von der Geräteausführung v	erfügbar.	
Reinigungsprogramm (für Sensoren)	Auswahl • Kein • Reinigung 1 • Reinigung 2 • Reinigung 3 • Reinigung 4 Werkseinstellung Kein	 Entscheiden, ob die Diagnosemeldung ein Reinigungsprogramm auslösen soll. Die Reinigungsprogramme können definiert werden unter: Menü/Setup/Zusatzfunktionen/Reinigung. 	
Detailinformation	Nur lesen	Weitere Informationen zur Diagnosemeldung und Hinweise zur Problembehandlung.	

13.2.5 Bezeichnungskontrolle

Mit der Funktion kann festgelegt werden, welche Sensoren am Gerät akzeptiert werden.

Menü/Setup/Eingänge/Kanal: Sensortyp/Erweitertes Setup/▶ Bezeichn. Kontrolle		
Funktion	Optionen	Info
Betriebsart	Auswahl Aus Messstellenbezeichnung Messstellengruppe Werkseinstellung Aus	Aus Keine Bezeichnungskontrolle, alle Sensoren wer- den akzeptiert. Messstellenbezeichnung Nur Sensoren mit gleicher Messstellenbezeich- nung werden akzeptiert. Messstellengruppe
		Nur Sensoren der gleichen Messstellengruppe werden akzeptiert.
Messstellenbezeichnung	Freitext Werkseinstellung • EH_CM44_ • EH_CM44R_	Messstellenbezeichnung eingeben. Der Controller prüft jeden anzuschließenden Sensor, ob dieser zur Messstelle gehört und akzeptiert nur die Sensoren, die die gleiche Bezeichnung haben.
Messstellengruppe	Numerisch Werkseinstellung O	

13.2.6 Sensorwechsel

Menü/Setup/Eingänge/Kanal: Sensortyp/Erweitertes Setup/Sensorwechsel Ein

Beim Wechsel des Sensors wird der letzte Messwert über die Holdfunktion beibehalten und löst keine Diagnosemeldung aus.

Aus

Beim Wechsel des Sensors wird der letzte Messwert nicht beibehalten und löst eine Diagnosemeldung aus.

13.2.7 Werkseinstellung Messwertverarbeitung

Möglichkeit, die Werkseinstellungen für den Sensoreingang wiederherzustellen.

Menü/Setup/Eingänge/Kanal: Sensortyp/Erweitertes Setup

1. > Werkseinstellung Messwertverarbeitung

- 2. Frage beantworten: **OK** (Navigatorknopf drücken).
 - 🕒 Es werden nur die Werkseinstellungen für diesen einen Eingang wiederhergestellt. Alle anderen Einstellungen bleiben unverändert.

13.3 Elektrodensteckplatz-Menüs

13.3.1 Elektrodensteckplatz und Messgröße

Ein CAS40D-Sensor hat insgesamt 4 Elektrodensteckplätze. Dementsprechend gibt es für jeden dieser Steckplätze ein Menü.

Einstellungen vornehmen

1. Parameter für den Steckplatz festlegen (nur Steckplätze 2-4). Der 1. Steckplatz ist immer für die pH-Elektrode vorgesehen. Sie haben keine Möglichkeit, einen anderen Parameter für diesen Steckplatz zu wählen.

2. Andere 3 Steckplätze beliebig bestücken und zuordnen.

3. Nur Steckplätze 2 bis 4:

Messgröße bestimmen, die ausgegeben werden soll.

Auswahl Messgröße in Abhängigkeit vom Parameter

pH und Redox	Ammonium	Nitrat	Kalium	Chlorid
keine Auswahl	NH4-N NH4	NO3-N NO3	К	Cl

Sie können auch eine benutzerdefinierte Messgröße konfigurieren (**Messgröße** = **benutzerdefiniert**). Zur Berechnung müssen dafür folgende Werte angeben:

Elektrodenname

Freitext. Geben Sie einen Namen ein. Dieser wird anschließend unter **Elektrodens-**teckplatz angezeigt.

- Messgröße
 - Freitext
- Ladungszahl

Geben Sie die Ionenladung inklusive Vorzeichen an.

Molmasse

Geben Sie die molare Masse der Messgröße an.

Referenzelektrode pH auswählen

4. Referenzelektrode: Ausführung der pH-Elektrode angeben, Standard oder Salzring.

Die Ausführung der pH-Elektrode finden Sie nur auf deren Typenschild (CPS11-1AS*** = **Salzring**, CPS11-1AT*** = **Standard**).

HINWEIS

Fehlerhafte Zuordnung von Elektrode (Hardware) zum Softwaremenü

Nicht vertrauenswürdige Messwerte und Störungen in der Messstelle möglich!

- Bei der Zuordnung des Steckplatzes in der Software darauf achten, dass sie mit der Belegung im Sensor übereinstimmt.
- Beispiel: Sie haben im Sensor am Kabel Nr. 2 die Ammoniumelektrode angeschlossen. Stellen Sie dann im Softwaremenü für Steckplatz 2 den Parameter Ammonium ein.

13.3.2 Dämpfung

Die Dämpfung bewirkt eine gleitende Mittelwertbildung der Messwerte über die angegebene Zeit.

Menü/Setup/Eingänge/Kanal: ISE/Elektrodensteckplatz		
Funktion	Optionen	Info
Dämpfung	0 600 s Werkseinstellung 0 s	Bestimmen Sie die Dämpfung des Hauptmess- werts der dem Steckplatz zugeordneten Elek- trode.

13.3.3 Kompensation (Bei einem Redoxsensor nicht vorhanden)

Je nach der Selektivität der ionenselektiven Elektrode gegenüber anderen Ionen (Störionen) und der Konzentration dieser Ionen können diese ebenfalls zum Messsignal beitragen und damit Störungen (Messfehler) hervorrufen.

Bei der Messung im Abwasser kann das dem Ammoniumion chemisch ähnliche Kaliumion zu erhöhten Messwerten führen.

Die Nitrat-Messwerte können durch hohe Konzentrationen von Chlorid zu groß ausfallen. Um Messfehler durch derartige Querempfindlichkeiten zu reduzieren, kann die Konzentration des Störions Kalium bzw. Chlorid mit einer geeigneten zusätzlichen Elektrode gemessen und kompensiert werden.

Bei der pH-, der Chlorid- und der Kaliumelektrode können Sie nur einen Offset einstellen. Die Einstellungen zur Kompensation des Einflusses von Störionen gibt es nur für Ammonium.

Menü/Setup/Eingänge/Kanal: ISE/Elektrodensteckplatz/ Kompensation			
Funktion	Optionen	Info	
Offset	-14,00 14,00 pH -100 100 mg/l Werkseinstellung 0,00 pH 0,00 mg/l	Der Offset gleicht durch Störionen verursachten Unterschied zwischen einer Labor- und der online-Messung aus. Geben Sie diesen Wert manuell ein. Wenn Sie eine Kompensationse- lektrode verwenden, belassen Sie den Offset bei Null.	
Kompensation	Auswahl Aus Ein Werkseinstellung Aus	Funktion nur bei Ammonium verfügbar Wenn Sie die Kompensation verwenden wollen, müssen Sie in einem anderen Elektrodensteck- platz eine Kompensationselektrode (Kalium oder Chlorid) eingebaut und in der Software konfigu- riert haben.	
Kompensationsart	Auswahl Chlorid pH Kalium pH und Kalium Werkseinstellung Chlorid Kalium	Die Auswahl hängt vom zu kompensierenden Parameter ab. Chlorid kompensieren Sie bei der Nitratelektrode, Kalium und pH können Sie bei der Ammoniumelektrode kompensieren. Die Werkseinstellung verhält sich entsprechend.	
KompElektrode	Auswahl des Steckplatzes	Wenn Sie mehrere Kompensationselektroden des gleichen Typs im CAS40D-Sensor eingebaut und konfiguriert haben, müssen Sie hier einstel- len, mit welcher Elektrode kompensiert werden soll. Im Regelfall haben Sie eine Kalium- oder Chloridelektrode und Liquiline erkennt den rich- tigen Platz.	
Selektivitätskoeff.	-10,00 10,00 Werkseinstellung -2,00 (Chlorid) -0,85 (Kalium)	Die Koeffizienten sind empirisch ermittelte Werte.	
Modus	Auswahl • + • - Werkseinstellung -	Die Standardeinstellung (-) korrigiert einen infolge Störioneneinflusses zu hoch ausfallenden Messwert.	

13.3.4 Erweitertes Setup

Format Haupmesswert und Membrantimer

Menü/Setup/Eingänge/Kanal: ISE/Elektrodensteckplatz/ Erweitertes Setup

Funktion	Optionen	Info
Format Hauptmessw.	Auswahl • #.# • #.## Werkseinstellung #.##	 Anzahl der Nachkommastellen festlegen.
Membran Timer	Auswahl • Aus • Ein	
	Werkseinstellung Aus	
Membran Timer Wert	0 80 Wochen Werkseinstellung 26 Wochen	

Kalibriereinstellungen

Stabilitätskriterium

Menü/Setup/Eingänge/Kanal: ISE/Elektrodensteckplatz/Erweitertes Setup/ Kalibriereinstellungen			
Funktion	Optionen	Info	
Stabilitätskriterien	Auswahl Aus Schwach Mittel Streng Werkseinstellung Schwach	Empfehlungen • Normalfall Schwach • Standardaddition Mittel	

Puffererkennung (nur pH)

Menü/Setup/Eingänge/Kanal: ISE/Elektrodensteckplatz/Erweitertes Setup/ Kalibriereinstellungen			
Funktion	Optionen	Info	
Puffererkennung	Auswahl • Fest • Manuell Werkseinstellung Fest	Fest Werte aus einer Liste wählen. Die Liste ist abhängig von der Einstellung in Pufferherstel- ler. Manuell Zwei beliebige Pufferwerte eingeben. Diese müs- sen sich in ihrem pH-Wert unterscheiden.	
Pufferhersteller	Auswahl Endress+Hauser Ingold/Mettler DIN 19266 DIN 19267 Merck/Riedel Hamilton Sonderpuffer Werkseinstellung Endress+Hauser	Für folgende pH-Werte sind Temperaturtabellen intern hinterlegt: • Endress+Hauser 2,00 / 4,00 / 7,00 / (9,00) / 9,22 / 10,00 / 12,00 • Ingold/Mettler 2,00 / 4,01 / 7,00 / 9,21 • DIN 19266 1,68 / 4,01 / 6,86 / 9,18 • DIN 19267 1,09 / 4,65 / 6,79 / 9,23 / 12,75 • Merck/Riedel 2,00 / 4,01 / 6,98 / 8,95 / 12,00 • Hamilton 1,09 / 1,68 / 2,00 / 3,06 / 4,01 / 5,00 / 6,00 7,00 / 8,00 / 9,21 / 10,01 / 11,00 / 12,00	
Mit der Auswahl Sonderpuffer besteht die Möglichkeit, zwei eigene Puffer zu definieren. Dazu werden zwei Tabellen angeboten, in denen Wertepaare pH-Wert/Temperatur hinterlegt werden können.			
Kalibrier-Puffer 1 2	Auswahlmöglichkeiten und Werkseinstellung sind abhängig von Pufferher - steller		

Kalibriertimer

Sie können hier das Kalibrierintervall für den Sensor festlegen. Nach Ablauf der eingestellten Zeit erhalten Sie auf dem Display die Diagnosemeldung **Kalibrier-Timer**.

Wenn Sie den Sensor neu kalibrieren, wird der Timer automatisch zurück gesetzt.

Menü/Setup/Eingänge/Kanal: ISE/Elektrodensteckplatz/Erweitertes Setup/ Kalibriereinstellungen			
Funktion	Optionen	Info	
Kalibrier-Timer	Auswahl • Aus • Ein Werkseinstellung Aus	Ein-/Ausschalten der Funktion	
Kalibrier-Timer Wert	1 10000 h Werkseinstellung 2500 h	 Eingeben, nach welcher Zeit der Timer abge- laufen sein soll. Nach dem Ablauf dieser Zeit wird die Diagnose- meldung mit dem Code 102 ausgegeben (Kalib- riertimer). 	

Standardaddition (alle außer pH)

Zur Kalibrierung einer ionenselektiven Elektrode gibt es verschiedene Kalibrierarten. Nur beim Standardadditionsverfahren sind Voreinstellungen nötig.

Menü/Setup/Eingänge/Kanal: ISE/Elektrodensteckplatz/			
Funktion	Optionen	Info	
Probevolumen	0,00 5000,00 ml Werkseinstellung 1000,00 ml	Geben Sie hier das Probevolumen an, das Sie bei der Kalibrierung verwenden.	
Standardvolumen	0,00 100,00 ml Werkseinstellung 1,00 ml	Volumen der zugesetzten Standardlösung je Additionsschritt	
Standardkonzentration	0,00 10,00 mol/l Werkseinstellung 1,00 mol/l	Konzentration der Standardlösung	
Anzahl Zugaben	1 4 Werkseinstellung 3	Anzahl der Addionsschritte (= Messpunkte der Kalibrierfunktion)	

.... 1 100 (01 1

Diagnoseeinstellungen

Process Check System

Das PCS (Process Check System) prüft das Messsignal auf Stagnation. Ändert sich das Messsignal über eine gewisse Zeit (mehrere Messwerte) nicht, wird ein Alarm ausgelöst.



🖻 25 Normales Messsignal, kein Alarm

v Messsignal

Eingestellter Wert für Toleranzband УT



- 🖻 26 Stagnierendes Signal, Alarm wird ausgelöst
- t_D Eingestellter Wert für Dauer
- Zeitpunkt, an dem der Alarm ausgelöst wird t_A

Hauptursachen stagnierender Messwerte

- Sensor verschmutzt oder außerhalb des Mediums
- Sensor defekt
- Prozessfehler (z.B. durch Steuerung oder Regelung)

Abhilfemaßnahmen

- 1. Sensor reinigen.
- Platzierung des Sensors im Medium überprüfen. 2.
- 3. Messkette prüfen.
- Controller aus- und wieder einschalten. 4.

tem				
Funktion Optionen		Info		
Funktion	Auswahl Aus Ein	Ein-/Ausschalten der Funktion		
	Werkseinstellung Aus			
Dauer	1 240 min Werkseinstellung 60 min	Eingeben, nach welcher Zeit der Timer abgelau- fen sein soll. Nach dem Ablauf dieser Zeit wird die Diagnosemeldung Prozess Check Alarm mit dem Code 904 ausgegeben.		
Toleranzband nicht für pH/Redoxsensoren	Bereich ist sensorabhängig Werkseinstellung sensorabhängig	Intervall um das Messsignal (Rohwert) zur Erkennung von Stagnation Messwerte innerhalb des eingestellten Intervalls werden als stagnierend bewertet.		

Menü/Setup/Eingänge/Kanal: Sensortyp/Erweitertes Setup/Diagnoseeinstellungen/ Process check sys-

14 Eingänge: Trennschicht

14.1 Grundeinstellungen

14.1.1 Sensoridentifizierung

Der Sensor CUS71D wird nicht automatisch erkannt. Er muss manuell ausgewählt werden (**Aktueller Sensor**). Bei der ersten Inbetriebnahme werden Daten über 3 bis 5 Minuten aufgenommen und berechnet, bevor ein Messwert dargestellt wird.

Menü/Setup/Eingänge/Kanal: Ultraschall Trennzone						
Funktion	Optionen Info					
Sensorbetrieb	Auswahl Nach Memosens-Sensoren scannen Aktueller Sensor Werkseinstellung Aktueller Sensor	Nach Memosens-Sensoren scannen sucht nach Memosens-Sensoren Aktueller Sensor angeschlossener Sensor wird verwendet				
Wischerfunktion	Auswahl • Aus • Ein Werkseinstellung Ein	nur bei Sensorversion mit Wischerfunktion				
Wischerintervall	10 240 min Werkseinstellung 240 min	nur bei Sensorversion mit Wischerfunktion				

14.1.2 Manueller Hold

Menü/Setup/Eingänge/Kanal: Sensortyp			
Funktion	Optionen	Info	
Manueller Hold	Auswahl Aus Ein Werkseinstellung Aus 	Ein Kanal kann manuell auf "Hold" gestellt werden. Aus Kein kanalspezifischer "Hold"	

14.2 Einbauort

Der Einbauort wird über Beckentiefe und Sensornullpunkt definiert. Die Genauigkeit der Messergebnisse ist abhängig von der Genauigkeit dieser Einstellungen.

Da mit jeder Änderung die Daten im Sensor überschrieben werden, ist eine Verzögerung bei der Eingabe möglich.

Menü/Setup/Eingänge/Kanal: Ultraschall Trennzone/ Einbauort				
Funktion Optionen		Info		
Messrichtung	Auswahl Trennzone Höhe Trennzone Tiefe Werkseinstellung Trennzone Höhe	Messart, die angezeigt und berechnet werden soll Trennzone Höhe Abstand vom Beckenboden zur Grenzfläche, Messrichtung von unten nach oben Trennzone Tiefe Abstand von der Wasserlinie zur Grenzfläche,		
	7	 Messilentung von oben nach unten m/ft m/ft m/ft Bezugspunkt, z.B. Wasserlinie Klarwasser Ausgesendete und reflektierte Ultraschall- wellen Trennzone Feststoff/Klarwasser Abgesetzter Schlamm Ultraschallsender und -empfänger Trennzone Tiefe Trennzone Höhe Beckentiefe und Sensor Offset haben den gleichen Bezugspunkt. 		
Maßeinheit	Auswahl m cm ft inch Werkseinstellung	Eine Änderung der Einheit wird automatisch in allen Anzeigen übernommen.		
m Möglicher Einstellbereich: 0,0 10,0 m (0,0 32,8 ft) Werkseinstellung 8,0 m (26,2 ft)		Abstand Wasserspiegel zum Beckenboden Sensor Offset : Diese Einstellung begrenzt den Einstellbereich nach unten.		
Sensor Offset	Möglicher Einstellbereich: 0,0 10,0 m (0,0 32,8 ft) Werkseinstellung 0,4 m (1,3 ft)	Abstand Wasserspiegel zur Sensormembran Beckentiefe : Diese Einstellung begrenzt den Einstellbereich nach oben.		
Störsignalausblendung	Auswahl Aus Ein Werkseinstellung Aus	Permanente Echosignale oberhalb und unterha eines Suchfensters werden als Störsignale aus- geblendet.		

A0029405

Menü/Setup/Eingänge/Kanal: Ultraschall Trennzone/ Einbauort			
Funktion	Optionen	Info	
Obere Messgrenze Störsignalausblendung = Ein	0,0 m Untere Mess- grenze(1,4 ft) Werkseinstellung 0,7 m (2,3 ft)	Distanz zur Wasserlinie, unterhalb der das Sys- tem eine Trennzone suchen soll. Permanente Echosignale oberhalb dieses Werts werden als Störsignale ausgeblendet.	
Untere Messgrenze Störsignalausblendung = Ein	Obere Messgrenze 11,0 m (33 ft) Werkseinstellung 7,7 m (25 ft)	Distanz zur Wasserlinie Permanente Echosignale unterhalb dieses Werts werden als Störsignale ausblendet.	



🖻 27 Messgrenze am Beckenboden

- 1 Bezugspunkt, beispielsweise Wasserlinie
- 2 Trennzone Feststoff/Klarwasser
- 3 Abgesetzter Schlamm



28 Messgrenze oberhalb des Beckenbodens

- 4 Obere Messgrenze
- 5 Messbereich
- 6 Untere Messgrenze

Ist die untere Messgrenze oberhalb des Beckenbodens, werden alle Signale unterhalb dieses Werts ausgeblendet und keine Trennzone angezeigt.

14.3 Sensorsignal

Verändern Sie die Werkseinstellungen in diesem Menü, wenn Sie Fehlmessungen feststellen.

Menü/Setun/	Fingänge	/Kanal·	Illtraschall	Trennzone/	Sensorsignal
Mcnu/ Sctup/	Lingange	/manai.	onaschan	11CIIIIZOIIC/	- School Signal

Funktion	Optionen	Info
Signalanpassung	Auswahl • Manuell • Automatisch Werkseinstellung Automatisch	Steuert die grafische Anzeige des Echosignals Manuell Zu Diagnose- oder Testzwecken können Sie einen festen Verstärkungswert eingeben. Automatisch Der Messumformer benutzt den im Selbsttest (Initialization) ermittelten Verstärkungswert. Dieser Wert wird im Messbetrieb automatisch den aktuellen Prozessbedingungen angepasst.
Aktuelle Verstärkung	0 100 Werkseinstellung 30	Sie können den Wert nur bei manueller Signal- anpassung einstellen. Für die automatische ist der Wert nur zum Lesen.

Übliche Verstärkungswerte für Anwendungen, in denen relativ klares Wasser und eine "harte" Trennzone vorhanden sind, liegen zwischen 25 und 35. Ist der Übergang Schlamm/Wasser relativ "weich", so können die Werte bis 60 betragen. Wenn Sie deutlich höhere Verstärkungswerte benötigen, weist das auf eine Übersteuerung hin. Eine zuverlässige Auswertung des Echosignals ist dann schwierig oder unmöglich.

Regelwert Verstärkung Signalanpassung = Automa- tisch	5 50 Werkseinstellung 10	Horizontale Position des Schnittpunkts der Trennzonenlinie mit dem Echopeak. Die Werks- einstellung "10" entspricht 10 % der maximalen Displayhöhe.
Signalaktualisierung	Auswahl • 2 s • 4 s • 6 s • 8 s Werkseinstellung 6 s	Zeitraum für die Datenaktualisierung
Signaldämpfung	5 250 Werkseinstellung 130	Anzahl der gemittelten Werte bis zur Datenak- tualisierung Wenn sich die Höhe der Trennzone sehr schnell ändern kann, wählen Sie eine kleine Dämpfung. Eine höhere Dämpfung vermeidet, dass das Sys- tem flüchtig auftretende Echosignale (z.B. von aufgewirbeltem Material, einem Krählwerk oder Grundräumer) verfolgt.

Erweitertes Setup 14.4

14.4.1 Sensorsignal

In diesem Menü passen Sie das Sensorsignal an die Messstelle an.

Menü/Setup/Eingänge/Kanal: Ultraschall Trennzone/Erweitertes Setup/ Sensorsignal		
Funktion	Optionen	Info
Schallgeschwindigkeit	300 2000 m/s (985 6561 ft/s) Werkseinstellung 1482 m/s (4862 ft/s)	Die Schallgeschwindigkeit hängt von der Medi- umstemperatur und der Mediumsdichte ab. Da Temperatur und Dichte in den meisten Wasser- und Abwasseranwendungen nur gering schwan- ken, hat sich die Werkseinstellung von 1482 m/s bewährt.
Ändern Sie die Einstellung	g von Schallgeschwindigkeit	erst nach Rücksprache mit dem Herstellerservice.
▶ Bereich Sedimentation		
Bereich Verstärkung	5 30 Werkseinstellung 20	Begrenzt im Automatikbetrieb die Verstärkung, um ein Übersteuern des Systems zu vermeiden.
Änderung Verstärkung	0,1 5,0 Werkseinstellung 2,0	Bestimmt, wie schnell sich die Verstärkung im Automatikbetrieb den sich ändernden Prozess- bedingungen anpassen kann.
Bereich Boden		
Bereich oberhalb Boden	0,0 1,0 m (0,0 3,2 ft) Werkseinstellung 0,1 m (0,3 ft)	Zone im Beckenbodenbereich, in der Fremdsig- nale auftreten können. Signale oberhalb Ihrer Einstellung werden aus- geblendet. Dies ist bei sehr niedrigen Schlamm- spiegeln oder schlammleeren Becken notwendig.
Signalverstärkung	0 100 Werkseinstellung 60	Begrenzt im Automatikbetrieb die Verstärkung, um ein Übersteuern des Systems bei leeren Becken oder Becken ohne Trennschicht zu ver- meiden.

Berechnung 14.4.2

Г

In diesem Menü passen Sie das Sensorsignal an die Messstelle an.

Menü/Setup/Eingänge/Kanal: Ultraschall Trennzone/Erweitertes Setup/ Berechnung		
Funktion	Optionen	Info
Trennzone	Auswahl Obere Trennschicht Untere Trennschicht 	Bestimmt, welches Signal bei mehreren berech- neten Trennzonen das System verfolgen und anzeigen soll.
	Werkseinstellung Obere Trennschicht	Obere Trennschicht Bestimmung der Trennschicht von dünnem Material im oberen Bereich
		Untere Trennschicht Bestimmung der Trennschicht von dickerem Material nahe des Bodens
Suchfenster	Auswahl • Aus • Ein Werkseinstellung Ein	Nahe der Trennzone können Sie ein zusätzliches Fenster öffnen. Dabei geben Sie eine Entfernung oberhalb und unterhalb der Trennzone an. Das Signal innerhalb dieses Fensters wird primär betrachtet. Ein Signal außerhalb dieses Fensters muss für längere Zeit die Suchkriterien für eine Trennzone erfüllen, um berücksichtigt zu wer- den.

Menü/Setup/Eingänge/Kanal: Ultraschall Trennzone/Erweitertes Setup/ Berechnung		
Funktion	Optionen	Info
Oberhalb Trennzone Suchfenster = Ein	0,0 10,0 m (0,0 32,8 ft) Werkseinstellung 0,6 m (2,0 ft)	Das Suchfenster wird im Grafikmodus durch gestrichelte Linien dargestellt. Bei der Werkseinstellung für beide Parameter hat das Suchfenster eine Breite von 1,2 m.
Unterhalb Trennzone Suchfenster = Ein		
Änderungsrate	1 50 Werkseinstellung 1	Die Änderungsrate bestimmt die Geschwindig- keit, mit der das Messfenster nachgeführt wird. Ein hoher Wert steht für schnelle Änderung.
Schwellwert	0 100 Werkseinstellung 0	Filter für die Betrachtung der Signale Bei einem hohen Wert werden die stärkeren Sig- nale mehr berücksichtigt. Bei einem niedrigen Wert werden die schwächeren Signale mehr berücksichtigt.

14.4.3 Diagnose-Einstellungen

In diesem Menüzweig werden Warngrenzen vorgegeben oder die Verwendung der Diagnosewerkzeuge definiert.

Zu jeder Einstellung wird der zugehörige Diagnosecode angezeigt.

Alarm Echoverlust

Menü/Setup/Eingänge/Kanal: Ultraschall Trennzone/Erweitertes Setup/ Diagnoseeinstellungen		
Funktion	Optionen	Info
Alarm Echoverlust	0 255 min Werkseinstellung 30 min	Verzögerungszeit für die Fehlermeldung bei Echoverlust

Diagnoseverhalten

Die Liste der angezeigten Diagnosemeldungen hängt vom gewählten Pfad ab. Es gibt gerätebedingte Meldungen und Meldungen, die vom angeschlossenen Sensor abhängen.

stellungen/Diagnoseverhalten		
Funktion	Optionen	Info
Liste der Diagnosemeldungen		 Die anzupassende Meldung auswählen. Erst dann können die Einstellungen zu dieser Meldung vorgenommen werden.
Diagnose Nr.	nur lesen	
Diagnosemeldung	Auswahl • Ein • Aus Werkseinstellung von Meldung abhängig	Diagnosemeldung deaktivieren oder wieder akti- vieren. Deaktivieren bedeutet: • Keine Fehlermeldung im Messmodus • Kein Fehlerstrom am Stromausgang
Fehlerstrom	Auswahl Ein Aus Werkseinstellung von Meldung abhängig	 Entscheiden, ob bei aktivierter Diagnosemel- dung am Stromausgang ein Fehlerstrom ausgegeben werden soll. Bei allgemeinen Gerätefehlern wird der Fehlerstrom auf allen Stromausgängen ausgegeben. Bei kanalspezifischen Fehlern wird der Fehlerstrom nur auf dem zuge- ordneten Stromausgang ausgegeben.

Menü/Setup/(Allgemeine Einstellungen oder Eingänge<Sensorkanal>)/Erweitertes Setup/Diagnoseein-

stehungen Didghösevenhaten		
Funktion	Optionen	Info
Statussignal	Auswahl Wartung (M) außerhalb der Spezifika- tion (S) Instandhaltung (C) Fehler (F)	 Die Einteilung in Fehlerkategorien erfolgt ent- sprechend NAMUR NE 107. Entscheiden, ob eine Statussignalzuordnung für die Anwendung geändert werden sollen.
	Werkseinstellung von Meldung abhängig	
Diagnoseausgang	Auswahl Kein Alarmrelais Binärausgang Relais 1 n (hängt von der Geräteausführung ab) Werkseinstellung Kein	Einen Ausgang wählen, dem die Diagnosemel- dung zugeordnet werden soll. Bevor die Meldung einem Ausgang zugeordnet werden kann, muss zuerst einen Relaisausgang auf Diagnosemeldung konfiguriert werden. (Menü/Setup/Ausgänge : Funktion Diagnose- meldung zuweisen und Betriebsmodus auf wie zugeordnet stellen.)
Alarmrelais sind abhäng	ig von der Geräteausführung vo	erfügbar.
Reinigungsprogramm (für Sensoren)	Auswahl • Kein • Reinigung 1 • Reinigung 2 • Reinigung 3 • Reinigung 4 Werkseinstellung	 Entscheiden, ob die Diagnosemeldung ein Reinigungsprogramm auslösen soll. Die Reinigungsprogramme können definiert werden unter: Menü/Setup/Zusatzfunktionen/Reinigung.
Detailinformation	Nur lesen	Weitere Informationen zur Diagnosemeldung und Hinweise zur Problembehandlung.

Menü/Setup/(Allgemeine Einstellungen oder Eingänge<Sensorkanal>)/Erweitertes Setup/Diagnoseeinstellungen/Diagnoseverhalten

14.4.4 Neustart des Sensorsignals

Neustart Sensorsignal

Mit dieser Aktion wird der Sensor neu initialisiert. Der Sensor startet im Automatikmodus und sucht mit seinen letzten Einstellungen die Trennzone. Der erste Messwert erscheint nach 3 bis 5 Minuten.

14.4.5 Sensorwechsel

Menü/Setup/Eingänge/Kanal: Sensortyp/Erweitertes Setup/Sensorwechsel Ein

- Beim Wechsel des Sensors wird der letzte Messwert über die Holdfunktion beibehalten und löst keine Diagnosemeldung aus.
- Aus

Beim Wechsel des Sensors wird der letzte Messwert nicht beibehalten und löst eine Diagnosemeldung aus.

14.4.6 Werkseinstellung Messwertverarbeitung

Möglichkeit, die Werkseinstellungen für den Sensoreingang wiederherzustellen.

Menü/Setup/Eingänge/Kanal: Sensortyp/Erweitertes Setup

1. > Werkseinstellung Messwertverarbeitung

2. Frage beantworten: **OK** (Navigatorknopf drücken).

► Es werden nur die Werkseinstellungen für diesen einen Eingang wiederhergestellt. Alle anderen Einstellungen bleiben unverändert.

14.4.7 Werkseinstellung Sensor

Sie haben hier die Möglichkeit, die Sensor-Werkseinstellungen wiederherzustellen.

Menü/Setup/Eingänge/Kanal: Sensortyp/Erweitertes Setup

1. > Werkseinstellung Sensor

- 2. Frage beantworten: **OK**(Navigatorknopf drücken).
 - ← Es werden nur die Werkseinstellungen für den Sensor wiederhergestellt. Die Einstellungen des Eingangs bleiben unverändert.

14.4.8 Externer Hold

Über ein digitales Signal, beispielsweise ein Feldbussignal, kann ein Hold für alle Geräte eines Messpunkts ausgelöst werden. Darauf achten, dass das Hold-Signal nicht anderweitig verwendet wird. Jedem Sensoreingang kann individuell ein externer Hold zugeordnet werden.

Die Funktion befindet sich nur dann im Eingangsmenü, wenn zuvor in den allgemeinen Hold-Einstellungen die Signale für den externen Hold konfiguriert wurden:

Menü/Setup/Eingänge/Kanal: <Sensortyp>/Erweitertes Setup/) Externer Hold Funktion Optionen Info Quelle Auswahl Binäreingänge Feldbussignale Werkseinstellung Keine 1. Signalquelle des externen Holds wählen. Eine Mehrfachauswahl ist möglich. OK: Auswahl bestätigen.

Menü/Setup/Allgemeine Einstellungen/Hold Einstellungen/Externer Hold.

15 Eingänge: Spektrometer

15.1 Grundeinstellungen

15.1.1 Sensoridentifizierung

Menü/Setup/Eingänge/Kanal: Sensortyp		
Funktion	Optionen	Info
Kanal	Auswahl • Aus • Ein Werkseinstellung Ein	Ein Kanalanzeige im Messmodus eingeschaltet Aus Kanal wird im Messmodus nicht angezeigt, egal ob ein Sensor angeschlossen ist oder nicht.
Sensortyp Bestellcode	nur lesen (nur vorhanden, wenn ein Sensor angeschlossenen ist)	Angeschlossener Sensortyp Bestellcode des angeschlossenen Sensors

15.1.2 Anwendungsart und Datensatz

Der Sensor verlässt das Werk in vorkalibriertem Zustand. Er kann damit in einer Vielzahl von Anwendungen ohne weitere Kalibrierung eingesetzt werden. Der Sensor enthält neben der nicht veränderbaren Werkskalibrierung fünf weitere Datensätze zum Abspeichern von Prozesskalibrierungen.

Kalibrierdatensätze sind unter einem individuellen Namen gespeichert. Bei jeder Kalibrierung können Sie eigene Datensätze hinzufügen. Diese stehen anschließend unter **Datensatz** zur Auswahl.

Menü/Setup/Eingänge/Kanal: Spektrometer		
Funktion	Optionen	Info
Anwendungsart	Anzeige des bestellten Parameterpakets	Übersicht der angebotenen Parameterpakete:
Datensatz		Technische Information Memosens Wave CAS80E, TI01522C

15.1.3 Manueller Hold

Menü/Setup/Eingänge/Kanal: Sensortyp		
Funktion	Optionen	Info
Manueller Hold	Auswahl • Aus • Ein Werkseinstellung Aus	Ein Kanal kann manuell auf "Hold" gestellt werden. Aus Kein kanalspezifischer "Hold"

15.2 Erweitertes Setup

15.2.1 Messwertformate

Menü/Setup/Eingänge/Kanal: Spektrometer/ Erweitertes Setup		
Funktion	Optionen	Info
Temperaturformat	Auswahl • #.# • #.## Werkseinstellung #.#	 Anzahl der Nachkommastellen bestimmen.
▶ Format Hauptmessw.	Die Parameter ergeben sich aus dem bestellten Parameterpaket. Für jeden Parameter lässt sich das Format individuell bestimmen. Die Werkseinstellung ist für jeden Parameter individuell. Übersicht zu den möglichen Parametern: Technische Information Memosens Wave CAS80E, TI01522C	
Formateinstellungen für jeden Parameter		

15.2.2 Messperiode

Menü/Setup/Eingänge/Kanal: Spektrometer/ Erweitertes Setup		
Funktion	Optionen	Info
Messperiode	Auswahl Default Manuell Werkseinstellung Default	 Intervall bestimmen, in dem gemessen werden soll. Default Intervall von 20 s Manuell Einstellen eines individuellen Intervalls
Messperiode	Auswahl 1,00 3600,00 s Werkseinstellung 20,00 s	Für Prozesse mit häufigen Temperatur- oder Matrixänderungen oder permanent niedrigen Prozesstemperaturen wird eine schnelle Messpe- riode empfohlen (Default = 20 s).

Menü/Setup/Eingänge/Kanal: <sensortyp>/ Erweitertes Setup</sensortyp>		
Funktion	Optionen	Info
Reinigungshold	Auswahl • Keine • Reinigung 1 4 Werkseinstellung Keine	 ▶ Ein oder mehrere Reinigungsprogramme wählen (Multi-Select). ↓ Für die festgelegten Programme schal- tet der Kanal auf "Hold", während die Reinigung läuft. Reinigungsprogramme werden ausgeführt: Im festgelegten Intervall Dazu muss das Reinigungsprogramm gestartet sein. Wenn eine Diagnosemeldung am Kanal anliegt und für diese Meldung eine Reinigung festgelegt wurde (→ Eingänge/Kanal: Sensor- typ/Diagnoseeinstellungen/Diagnosever- halten/Diagnosenummer/ Reinigungsprogramm).

15.2.3 Reinigungshold

Die Reinigungsprogramme definieren im Menü: Setup/Zusatzfunktionen/Reinigung.

15.2.4 Externer Hold

Über ein digitales Signal, beispielsweise ein Feldbussignal, kann ein Hold für alle Geräte eines Messpunkts ausgelöst werden. Darauf achten, dass das Hold-Signal nicht anderweitig verwendet wird. Jedem Sensoreingang kann individuell ein externer Hold zugeordnet werden.

Die Funktion befindet sich nur dann im Eingangsmenü, wenn zuvor in den allgemeinen Hold-Einstellungen die Signale für den externen Hold konfiguriert wurden:

Menü/Setup/Allgemeine Einstellungen/Hold Einstellungen/Externer Hold.

Menü/Setup/Eingänge/Kanal: <sensortyp>/Erweitertes Setup/ Externer Hold</sensortyp>		
Funktion	Optionen	Info
Quelle	Auswahl Binäreingänge Feldbussignale Werkseinstellung Keine	 Signalquelle des externen Holds wählen. Eine Mehrfachauswahl ist möglich. OK: Auswahl bestätigen.

15.2.5 Kalibriereinstellungen

Stabilitätskriterien

Sie definieren die zulässige Messwertschwankung, die in einem bestimmten Zeitfenster während der Kalibrierung nicht überschritten werden darf. Bei Überschreitung der zulässigen Differenz wird die Kalibrierung nicht erlaubt und automatisch abgebrochen.

Menü/Setup/Eingänge/Kanal: Spektrometer/Erweitertes Setup/Kalibriereinstellungen/ Stabilitätskriterien

Funktion	Optionen	Info
Delta Temperatur	0,10 2,00 K Werkseinstellung 0,50 K	Zulässige Temperaturschwankung während der Kalibrierung
Dauer	5 100 s Werkseinstellung 20 s	Zeitfenster innerhalb dessen die zulässige Mess- wertschwankung nicht überschritten werden darf

Kalibrierüberwachung

Menü/Setup/Eingänge/Kanal: Spektrometer/Erweitertes Setup/ Kalibriereinstellungen		
Funktion	Optionen	Info
Kalibrierüberwachung	Auswahl Aus Ein Werkseinstellung Aus	Ein-/Ausschalten der Funktion
Kalibrierüberwachung	Auswahl • Aus • Ein Werkseinstellung Aus	Die Funktion prüft, ob die Kalibrierung eines Sensors noch gültig ist. Beispiel: Sie bauen einen vorkalibrierten Sensor ein. Die Funktion prüft, wie lange die Kalibrierung zurück liegt. Ist sie länger her als die vorgege- bene Warn- oder Alarmgrenze vorgibt, wird eine Diagnosemeldung ausgegeben.
▶ Kalibrierüberwachung		
Warngrenze	Werkseinstellung 48 Wochen	Diagnosemeldung: 105 Kalibriergültigkeit
Alarmgrenze	Werkseinstellung 52 Wochen	Diagnosemeldung: 104 Kalibriergültigkeit
Warn- und Alarmgrenzen beeinflussen gegenseitig ihren möglichen Einstellbereich.		

Einstellbereich, in dem beide Grenzen liegen müssen:

1 ... 104 Wochen

Generell gilt: Alarmgrenze > Warngrenze

15.2.6 Diagnose-Einstellungen

In diesem Menüzweig werden Warngrenzen vorgegeben oder die Verwendung der Diagnosewerkzeuge definiert.

Zu jeder Einstellung wird der zugehörige Diagnosecode angezeigt.

Grenzwerte Betriebsstunden

Die gesamte Einsatzdauer des Sensors und sein Einsatz unter Extrembedingungen wird überwacht. Überschreitet die Einsatzdauer die definierten Schwellenwerte, gibt das Gerät eine entsprechende Diagnosemeldung aus.

Jeder Sensor hat eine begrenzte Lebenserwartung, die stark von den Einsatzbedingungen abhängt. Indem Warngrenzen für die Einsatzzeit unter Extrembedingungen festgelegt werden, kann durch rechtzeitige Wartungsmaßnahmen der Betrieb der Messstelle ohne Ausfallzeiten sichergestellt werden.

Menü/Setup/Eingänge/Kanal: Spektrometer/Erweitertes Setup/Diagnoseeinstellungen/ Grenzwerte Betriebsstunden		
Funktion	Optionen	Info
Der Einstellbereich für die	Alarm- und Warngrenzen de	r Betriebsstunden ist generell 1 50000 h.
Funktion	Auswahl • Aus • Ein Werkseinstellung Ein	Ein Der Einsatz des Sensors unter Extrembedingun- gen wird überwacht, im Sensor protokolliert und Diagnosemeldungen werden am Controller aus- gegeben.
		Aus Keine Diagnosemeldungen. Die Einsatzdauer unter Extrembedingungen wird dennoch im Sen- sor protokolliert und kann in den Sensorinfor- mationen des Diagnosemenüs gelesen werden.
▶ Einsatzdauer		Gesamte Einsatzzeit des Sensors
Warngrenze	Werkseinstellung 10000 h	Diagnosecode und zugehörender Meldungstext: 199 Betriebsstunden
Die Namen der nachfolger daher hier nicht angegebe	nden Menüfunktionen hänger n werden.	n von der Spezifikation des Sensors ab und können
▶ Einsatz < 5 °C		
Warngrenze	Werkseinstellung 10000 h	Diagnosecode und zugehörender Meldungstext: 935 Prozesstemp. niedrig
► Einsatz > 50 °C		
Warngrenze	Werkseinstellung 10000 h	Diagnosecode und zugehörender Meldungstext: 934 Prozesstemp. hoch

Diagnoseverhalten

Die Liste der angezeigten Diagnosemeldungen hängt vom gewählten Pfad ab. Es gibt gerätebedingte Meldungen und Meldungen, die vom angeschlossenen Sensor abhängen.

Funktion	Optionen	Info
Liste der Diagnosemeldungen		 Die anzupassende Meldung auswählen. Erst dann können die Einstellungen zu dieser Meldung vorgenommen werden.
Diagnose Nr.	nur lesen	
Diagnosemeldung	Auswahl • Ein • Aus Werkseinstellung von Meldung abhängig	Diagnosemeldung deaktivieren oder wieder akti- vieren. Deaktivieren bedeutet: • Keine Fehlermeldung im Messmodus • Kein Fehlerstrom am Stromausgang
Fehlerstrom	Auswahl • Ein • Aus	 Entscheiden, ob bei aktivierter Diagnosemel- dung am Stromausgang ein Fehlerstrom ausgegeben werden soll.
	Werkseinstellung von Meldung abhängig	Bei allgemeinen Gerätefehlern wird der Fehlerstrom auf allen Stromausgängen ausgegeben. Bei kanalspezifischen Fehlern wird der Fehlerstrom nur auf dem zuge- ordneten Stromausgang ausgegeben.
Statussignal	 Auswahl Wartung (M) außerhalb der Spezifikation (S) Instandhaltung (C) Fehler (F) Werkseinstellung 	 Die Einteilung in Fehlerkategorien erfolgt ent- sprechend NAMUR NE 107. Entscheiden, ob eine Statussignalzuordnung für die Anwendung geändert werden sollen.
Diagnoseausgang	Auswahl • Kein	Einen Ausgang wählen, dem die Diagnosemel- dung zugeordnet werden soll.
	 Alarmrelais Binärausgang Relais 1 n (hängt von der Geräteausführung ab) 	Bevor die Meldung einem Ausgang zugeordnet werden kann, muss zuerst einen Relaisausgang auf Diagnosemeldung konfiguriert werden. (Menü/Setup/Ausgänge : Funktion Diagnose- meldung zuweisen und Betriebsmodus auf wie
	Werkseinstellung Kein	zugeordnet stellen.)
Alarmrelais sind abhängi	g von der Geräteausführung v	erfügbar.
Reinigungsprogramm	Auswahl	• Entscheiden, ob die Diagnosemeldung ein
(für Sensoren)	 Kein Reinigung 1 Reinigung 2 Reinigung 3 Reinigung 4 	Reinigungsprogramm auslösen soll. Die Reinigungsprogramme können definiert werden unter: Menü/Setup/Zusatzfunktionen/Reinigung.
	Werkseinstellung Kein	
Detailinformation	Nur lesen	Weitere Informationen zur Diagnosemeldung und Hinweise zur Problembehandlung.

Menü/Setup/(Allgemeine Einstellungen oder Eingänge<Sensorkanal>)/Erweitertes Setup/Diagnoseein-

15.2.7 Signalverarbeitung

Messwertfilter

Ermöglicht, das zeitliche Verhalten des Sensors an das Medium anzupassen.

Menü/Setup/Eingänge/Kanal: Spektrometer/Erweitertes Setup/Signalverarbeitung/ Messwertfilter		
Funktion	Optionen	Info
Messwertfilter	Auswahl Default Manuell Werkseinstellung Default	 Bestimmen, über wie viele Spektren der Messwert gemittelt werden soll.
Messwertfilter	Auswahl Aus Schwach Normal Stark Werkseinstellung Schwach	 Anzahl der Spektren, über die gemittelt wird: Schwach Mittelwertbildung über 3 Spektren Normal Mittelwertbildung über 7 Spektren Stark Mittelwertbildung über 11 Spektren Aus Keine Glättung

15.2.8 Spektrum

Darstellung des Spektrums, Einstellung der oberen und unteren Grenzfrequenz, sowie die Art der Spektrumsdarstellung.

Menü/Setup/Eingänge/Kanal: Spektrometer/Erweitertes Setup/Signalverarbeitung/ Spektrum		
Funktion	Optionen	Info
Spektrum	Auswahl Intensität Absorption Referenz 	Art der Spektrumsdarstellung
	Werkseinstellung Absorption	
Logging	Auswahl • Ein • Aus	Aufzeichnung von Rohspektren für Diagnose- und Servicezwecke. Speicherung auf SD-Karte.
	Werkseinstellung Ein	
Anz. Spektr. Untergr.	Werkseinstellung 190,0 nm	Anfangs- und Endwert der Wellenlänge in der Spektrumsanzeige
Anz. Spektr. Obergr.	Werkseinstellung 1000,0 nm	Einstellbereich 160,0 1030,0 nm
		Die gewählte Einstellung begrenzt den verfügba- ren Einstellbereich der anderen Grenze nach oben oder unten. Zum Beispiel beginnt der Ein- stellbereich für die obere Grenze (Anz. Spektr. Obergr.) in der Werkseinstellung bei 190,0 nm, dem Wert der unteren Grenze (Anz. Spektr. Untergr.).
		Empfehlung für CAS80E: • Anz. Spektr. Untergr. = 200 nm • Anz. Spektr. Obergr. = 800 nm

15.2.9 Bezeichnungskontrolle

Mit der Funktion kann festgelegt werden, welche Sensoren am Gerät akzeptiert werden.

Menü/Setup/Eingänge/Kanal: Sensortyp/Erweitertes Setup/▶ Bezeichn. Kontrolle		
Funktion	Optionen	Info
Betriebsart	Auswahl Aus Messstellenbezeichnung Messstellengruppe Werkseinstellung Aus	Aus Keine Bezeichnungskontrolle, alle Sensoren wer- den akzeptiert. Messstellenbezeichnung Nur Sensoren mit gleicher Messstellenbezeich- nung werden akzeptiert.
		Nur Sensoren der gleichen Messstellengruppe werden akzeptiert.
Messstellenbezeichnung	Freitext Werkseinstellung • EH_CM44_ • EH_CM44R_	Messstellenbezeichnung eingeben. Der Controller prüft jeden anzuschließenden Sensor, ob dieser zur Messstelle gehört und akzeptiert nur die Sensoren, die die gleiche Bezeichnung haben.
Messstellengruppe	Numerisch Werkseinstellung O	

15.2.10 Sensorwechsel

Menü/Setup/Eingänge/Kanal: Sensortyp/Erweitertes Setup/Sensorwechsel Ein

Beim Wechsel des Sensors wird der letzte Messwert über die Holdfunktion beibehalten und löst keine Diagnosemeldung aus.

Aus

Beim Wechsel des Sensors wird der letzte Messwert nicht beibehalten und löst eine Diagnosemeldung aus.

15.2.11 Werkseinstellung Sensor

Sie haben hier die Möglichkeit, die Sensor-Werkseinstellungen wiederherzustellen.

Menü/Setup/Eingänge/Kanal: Sensortyp/Erweitertes Setup

1. > Werkseinstellung Sensor

2. Frage beantworten: **OK**(Navigatorknopf drücken).

🕒 Es werden nur die Werkseinstellungen für den Sensor wiederhergestellt. Die Einstellungen des Eingangs bleiben unverändert.

16 Eingänge: Fluoreszenz

16.1 Grundeinstellungen

16.1.1 Sensoridentifizierung

Menü/Setup/Eingänge/Kanal: Sensortyp		
Funktion	Optionen	Info
Kanal	Auswahl • Aus • Ein Werkseinstellung Ein	Ein Kanalanzeige im Messmodus eingeschaltet Aus Kanal wird im Messmodus nicht angezeigt, egal ob ein Sensor angeschlossen ist oder nicht.
Sensortyp Bestellcode	nur lesen (nur vorhanden, wenn ein Sensor angeschlossenen ist)	Angeschlossener Sensortyp Bestellcode des angeschlossenen Sensors

16.1.2 Dämpfung

Die Dämpfung bewirkt eine gleitende Mittelwertbildung der Messwerte über die angegebene Zeit.

Menü/Setup/Eingänge/Kanal: Sensortyp		
Funktion	Optionen	Info
sensorabhängig ¹⁾	0 600 s	Die Dämpfung des Hauptmesswerts und die des
Dämpfung Temp.	Werkseinstellung 0 s	angegeben werden

1) Dämpfung pH oder Dämpfung Redox oder Dämpfung Cond oder Dämpfung DO oder Dämpfung DI oder Dämpfung Nitrat oder Dämpfung SAK oder Dämpfung Trübung oder Dämpfung PAHphe

16.1.3 Manueller Hold

Menü/Setup/Eingänge/Kanal: Sensortyp		
Funktion	Optionen	Info
Manueller Hold	Auswahl Aus Ein Werkseinstellung Aus 	Ein Kanal kann manuell auf "Hold" gestellt werden. Aus Kein kanalspezifischer "Hold"

16.2 Erweitertes Setup

16.2.1 Messwertformate

Menü/Setup/Eingänge/Kanal: Fluoreszenz/ Erweitertes Setup

		—
Funktion	Optionen	Info
Temperaturformat	Auswahl • #.# • #.## Werkseinstellung #.#	Bestimmen Sie die Anzahl der Nachkommastel- len
Format Hauptmessw.	Auswahl • # • #.# • #.## • #.### Werkseinstellung #.#	

16.2.2 Einheit

Menü/Setup/Eingänge/Kanal: Fluoreszenz/ Erweitertes Setup		
Funktion	Optionen	Info
Einheit Hauptmesswert	Auswahl • µg/l • ppb	
	Werkseinstellung µg∕l	

16.2.3 Mediumskompensation

Menü/Setup/Eingänge/Kanal: Fluoreszenz/ Erweitertes Setup		
Funktion	Optionen	Info
Mediumskomp. (TU)	Auswahl • Ein • Aus Werkseinstellung Aus	Der Messwert des Sensors wird durch auftre- tende Trübung beeinflusst. Mit der Funktion werden die Trübungseffekte automatisch und in Echtzeit kompensiert.
Quelle Medium komp. Mediumskomp. (TU) = Ein	Auswahl hängt von vor- handenen Eingängen ab	 Möglichkeiten der Trübungskompensation: Über einen angeschlossenen Sensor, z. B. CUS52D Über einen Analogeingang Über den Feldbus

Menü/Setup/Eingänge/Kanal: <sensortyp>/</sensortyp>		
Funktion	Optionen	Info
Reinigungshold	Auswahl • Keine • Reinigung 1 4 Werkseinstellung Keine	 ► Ein oder mehrere Reinigungsprogramme wählen (Multi-Select). ↓ Für die festgelegten Programme schal- tet der Kanal auf "Hold", während die Reinigung läuft. Reinigungsprogramme werden ausgeführt: • Im festgelegten Intervall Dazu muss das Reinigungsprogramm gestartet sein. • Wenn eine Diagnosemeldung am Kanal anliegt und für diese Meldung eine Reinigung festgelegt wurde (→ Eingänge/Kanal: Sensor- typ/Diagnoseeinstellungen/Diagnosever- halten/Diagnosenummer/ Reinigungsprogramm).

16.2.4 Reinigungshold

Die Reinigungsprogramme definieren im Menü: Setup/Zusatzfunktionen/Reinigung.

16.2.5 Externer Hold

Über ein digitales Signal, beispielsweise ein Feldbussignal, kann ein Hold für alle Geräte eines Messpunkts ausgelöst werden. Darauf achten, dass das Hold-Signal nicht anderweitig verwendet wird. Jedem Sensoreingang kann individuell ein externer Hold zugeordnet werden.

Die Funktion befindet sich nur dann im Eingangsmenü, wenn zuvor in den allgemeinen Hold-Einstellungen die Signale für den externen Hold konfiguriert wurden:

Menü/Setup/Allgemeine Einstellungen/Hold Einstellungen/Externer Hold.

Menü/Setup/Eingänge/Kanal: <sensortyp>/Erweitertes Setup/ Externer Hold</sensortyp>		
Funktion	Optionen	Info
Quelle	Auswahl Binäreingänge Feldbussignale Werkseinstellung Keine	 Signalquelle des externen Holds wählen. Eine Mehrfachauswahl ist möglich. OK: Auswahl bestätigen.

16.2.6 Kalibriereinstellungen

Kalibriergültigkeit

Menü/Setup/Eingänge/Kanal: Fluoreszenz/Erweitertes Setup/ Kalibriereinstellungen		
Funktion	Optionen	Info
Kalibrierüberwachung	Auswahl • Aus • Während Betrieb	Ein-/Ausschalten der Funktion
	Werkseinstellung Während Betrieb	
▶ Kalibriergültigkeit		Die Funktion prüft, wie lange die Kalibrierung zurück liegt. Ist sie länger her als die vorgege- bene Warn- oder Alarmgrenze vorgibt, wird eine Diagnosemeldung ausgegeben.
Warngrenze	Werkseinstellung 5000 h	Diagnosemeldung: 105 Kalibriergültigkeit
Alarmgrenze	Werkseinstellung 10000 h	Diagnosemeldung: 104 Kalibriergültigkeit

Warn- und Alarmgrenzen beeinflussen gegenseitig ihren möglichen Einstellbereich.

Einstellbereich, in dem beide Grenzen liegen müssen:

| 1 ... 20000 h

Generell gilt: Alarmgrenze > Warngrenze

16.2.7 Diagnose-Einstellungen

In diesem Menüzweig werden Warngrenzen vorgegeben oder die Verwendung der Diagnosewerkzeuge definiert.

Zu jeder Einstellung wird der zugehörige Diagnosecode angezeigt.

Process Check System (PCS)

Das PCS (Process Check System) prüft das Messsignal auf Stagnation. Ändert sich das Messsignal über eine gewisse Zeit (mehrere Messwerte) nicht, wird ein Alarm ausgelöst.





🖻 29 Normales Messsignal, kein Alarm

- y Messsignal
- *y*_T Eingestellter Wert für **Toleranzband**

Hauptursachen stagnierender Messwerte

- Sensor verschmutzt oder außerhalb des Mediums
- Sensor defekt
- Prozessfehler (z.B. durch Steuerung oder Regelung)

Abhilfemaßnahmen

1. Sensor reinigen.

- 🖻 30 Stagnierendes Signal, Alarm wird ausgelöst
- t_D Eingestellter Wert für Dauer
- *t*_A Zeitpunkt, an dem der Alarm ausgelöst wird

- 2. Platzierung des Sensors im Medium überprüfen.
- 3. Messkette prüfen.
- 4. Controller aus- und wieder einschalten.

Menü/Setup/Eingänge/Kanal: Sensortyp/Erweitertes Setup/Diagnoseeinstellungen/ Process check system

Funktion	Optionen	Info
Funktion	Auswahl • Aus • Ein	Ein-/Ausschalten der Funktion
	Werkseinstellung Aus	
Dauer	1 240 min Werkseinstellung 60 min	Eingeben, nach welcher Zeit der Timer abgelau- fen sein soll. Nach dem Ablauf dieser Zeit wird die Diagnosemeldung Prozess Check Alarm mit dem Code 904 ausgegeben.
Toleranzband nicht für pH/Redoxsensoren	Bereich ist sensorabhängig Werkseinstellung sensorabhängig	Intervall um das Messsignal (Rohwert) zur Erkennung von Stagnation Messwerte innerhalb des eingestellten Intervalls werden als stagnierend bewertet.

Grenzwerte Betriebsstunden

Die gesamte Einsatzdauer des Sensors und sein Einsatz unter Extrembedingungen wird überwacht. Überschreitet die Einsatzdauer die definierten Schwellenwerte, gibt das Gerät eine entsprechende Diagnosemeldung aus.

Jeder Sensor hat eine begrenzte Lebenserwartung, die stark von den Einsatzbedingungen abhängt. Indem Warngrenzen für die Einsatzzeit unter Extrembedingungen festgelegt werden, kann durch rechtzeitige Wartungsmaßnahmen der Betrieb der Messstelle ohne Ausfallzeiten sichergestellt werden.

Menü/Setup/Eingänge/Kanal: Fluoreszenz/Erweitertes Setup/Diagnoseeinstellungen/ Grenzwerte Betriebsstunden		
Funktion	Optionen	Info
Der Einstellbereich für di	e Alarm- und Warngrenzen o	der Betriebsstunden ist generell 1 60000 h.
Funktion	Auswahl Aus Ein Werkseinstellung Aus	Ein Der Einsatz des Sensors unter Extrembedingun- gen wird überwacht, im Sensor protokolliert und Diagnosemeldungen werden am Controller aus- gegeben.
		Aus Keine Diagnosemeldungen. Die Einsatzdauer unter Extrembedingungen wird dennoch im Sen- sor protokolliert und kann in den Sensorinfor- mationen des Diagnosemenüs gelesen werden.
▶ Einsatzdauer		Gesamte Einsatzzeit des Sensors
Warngrenze	Werkseinstellung 40000 h	Diagnosecode und zugehörender Meldungstext: 199 Betriebsstunden
▶ Einsatz < -20 °C		
Warngrenze	Werkseinstellung 10000 h	Diagnosecode und zugehörender Meldungstext: 935 Prozesstemp. niedrig
Einsatz > 60 ℃		
Warngrenze	Werkseinstellung 10000 h	Diagnosecode und zugehörender Meldungstext: 934 Prozesstemp. hoch

Diagnoseverhalten

Die Liste der angezeigten Diagnosemeldungen hängt vom gewählten Pfad ab. Es gibt gerätebedingte Meldungen und Meldungen, die vom angeschlossenen Sensor abhängen.

stellungen/Diagnoseverhalten		
Funktion	Optionen	Info
Liste der Diagnosemeldungen		 Die anzupassende Meldung auswählen. Ers dann können die Einstellungen zu dieser Meldung vorgenommen werden.
Diagnose Nr.	nur lesen	
Diagnosemeldung	Auswahl • Ein • Aus Werkseinstellung von Meldung abhängig	Diagnosemeldung deaktivieren oder wieder akt vieren. Deaktivieren bedeutet: • Keine Fehlermeldung im Messmodus • Kein Fehlerstrom am Stromausgang
Fehlerstrom	Auswahl • Ein • Aus Werkseinstellung von Meldung abhängig	 Entscheiden, ob bei aktivierter Diagnoseme dung am Stromausgang ein Fehlerstrom ausgegeben werden soll. Bei allgemeinen Gerätefehlern wird der Fehlerstrom auf allen Stromausgängen ausgegeben. Bei kanalspezifischen Fehler wird der Fehlerstrom nur auf dem zuge- ordnaton Stromausgangen
Statussignal	Auswahl Wartung (M) außerhalb der Spezifika- tion (S) Instandhaltung (C) Fehler (F) Werkseinstellung von Meldung abhängig	 Die Einteilung in Fehlerkategorien erfolgt ent- sprechend NAMUR NE 107. Entscheiden, ob eine Statussignalzuordnun für die Anwendung geändert werden soller
Diagnoseausgang	Auswahl • Kein • Alarmrelais • Binärausgang • Relais 1 n (hängt von der Geräteausführung ab) Werkseinstellung Kein	Einen Ausgang wählen, dem die Diagnosemel- dung zugeordnet werden soll. Bevor die Meldung einem Ausgang zugeordnet werden kann, muss zuerst einen Relaisausgang auf Diagnosemeldung konfiguriert werden. (Menü/Setup/Ausgänge : Funktion Diagnose- meldung zuweisen und Betriebsmodus auf wi zugeordnet stellen.)
Alarmrelais sind abhängi	g von der Geräteausführung v	erfügbar.
Reinigungsprogramm (für Sensoren)	Auswahl • Kein • Reinigung 1 • Reinigung 2 • Reinigung 3 • Reinigung 4 Werkseinstellung Kein	 Entscheiden, ob die Diagnosemeldung ein Reinigungsprogramm auslösen soll. Die Reinigungsprogramme können definiert werden unter: Menü/Setup/Zusatzfunktionen/Reinigung.
Detailinformation	Nur lesen	Weitere Informationen zur Diagnosemeldung und Hinweise zur Problembehandlung.

Hardwaregrenzen

Diese Grenzwerte werden für die Beurteilung des Sensorzustands in der Heartbeat-Diagnose verwendet.

Menü nur verfügbar, wenn die Softwareoption "Heartbeat Verification+Monitoring" bestellt oder ein zusätzlicher Freischaltcode für diese Option installiert wurde.

Menü/Setup/Eingänge/Kanal: Fluoreszenz/Erweitertes Setup/Diagnoseeinstellungen/ Hardwaregrenzen

Funktion	Optionen	Info
Warngrenze Lichtquelle	10 90 Werkseinstellung 50	Überwacht wird die Alterung der Lichtquelle, wobei 100 der beste Zustand ist. Die Warngrenze bedeutet, dass ab diesem Wert und kleineren Werten die Sensor Health abnimmt und als Folge dessen sich das Heart- beat-Smiley ändert (⊕ bzw. ⊕).
Warngrenze Justage	10 100 Werkseinstellung 50	Überwacht wird die Abweichung von der Justage mit dem Festkörperstandard. Je kleiner die Abweichung desto besser. Die Warngrenze bedeutet, dass ab diesem Wert und größeren Werten die Sensor Health abnimmt und als Folge dessen sich das Heart- beat-Smiley ändert (😄 bzw. 🕲).

Die aktuellen Werte lassen sich im Experten-Menü (Passwort erforderlich) auslesen. (Experte/Diagnose/Sensorinformationen/Rohmesswert/Zustand Lichtquelle bzw. Justageabweichung)

16.2.8 Signalverarbeitung

$Men \ddot{u}/Setup/Eing \ddot{a}nge/Kanal: Fluoreszenz/Erweitertes \ Setup/Signal verar beitung/ \blacktriangleright Messwert filter$		
Funktion	Optionen	Info
Konfigurationsart	Auswahl Standard Spezialist Werkseinstellung Standard	Standard Auswahl aus 3 vordefinierten Konfigurationen Spezialist Sie legen im Detail fest, wie der Messwertfilter reagieren soll.
Filter Level Konfigurationsart = Standard	Auswahl • Schwach • Normal • Stark Werkseinstellung Normal	 Schwach Der Messwertfilter zeigt nur einen geringen Einfluss auf das Messsignal. Der Sensor folgt schnell allen Änderungen im Prozess. Potenti- elle Störungen durch einmalige Ereignisse werden nicht ausgeblendet. Die Ansprechzeit ist kurz, der Sensor reagiert schnell. Stark Der Messwertfilter hat einen großen Einfluss auf das Messsignal. Der Sensor folgt dem Mit- telwert der Trübung. Kurzzeitige, einmalige Ereignisse werden ausgeblendet. Die Ansprechzeit ist eher lang, der Sensor reagiert nur auf langfristige Prozessveränderungen. Normal Der Einfluss des Messwertfilters liegt zwi- schen den beiden Extremen.
Rel. Schwellwert Konfigurationsart = Spezia- list	0,000000 1,000000 Werkseinstellung 0,001000	Festlegen der Filterstärke 0,000000 konstanter Messwert 0,001000 Standard 0,010000 Gering 1,000000 Aus

Menü/Setup/Eingänge/Kanal: Fluoreszenz/Erweitertes Setup/Signalverarbeitung/ Messwertfilter		
Funktion	Optionen	Info
Verweilzeit vor Sprung Konfigurationsart = Spezia- list	Werkseinstellung 10 s	 Festlegen, nach welcher Zeit der Messwert spätestens springen muss. Verweilzeit vor Sprung und Mittelungs- zeit vor Sprung beeinflussen gegenseitig ihre Einstellgrenzen. Gesamter Einstellbereich: 2 1000 s, Ver- weilzeit vor Sprung > Mittelungszeit vor Sprung
Mittelungszeit vor Sprung Konfigurationsart = Spezia- list	Werkseinstellung 4 s	 Die Anzahl der Messwerte (Zeitspanne) bestimmen, die f ür den n ächsten Sprung- wert herangezogen werden sollen.
Dynamik Konfigurationsart = Spezia- list	1 3 Werkseinstellung 3	Wie dynamisch soll der Filter reagieren: langsam (1) bis schnell (3).

16.2.9 Bezeichnungskontrolle

Mit der Funktion kann festgelegt werden, welche Sensoren am Gerät akzeptiert werden.

Menü/Setup/Eingänge/Kanal: Sensortyp/Erweitertes Setup/ Bezeichn. Kontrolle			
Funktion	Optionen	Info	
Betriebsart	Auswahl Aus Messstellenbezeichnung Messstellengruppe Werkseinstellung Aus	AusKeine Bezeichnungskontrolle, alle Sensoren werden akzeptiert.MessstellenbezeichnungNur Sensoren mit gleicher Messstellenbezeichnung werden akzeptiert.MessstellengruppeNur Sensoren der gleichen Messstellengruppewerden akzeptiert.	
Messstellenbezeichnung Messstellengruppe	Freitext Werkseinstellung • EH_CM44_ • EH_CM44R_ Numerisch	Messstellenbezeichnung eingeben. Der Controller prüft jeden anzuschließenden Sensor, ob dieser zur Messstelle gehört und akzeptiert nur die Sensoren, die die gleiche Bezeichnung haben.	
	Werkseinstellung O		

16.2.10 Sensorwechsel

Menü/Setup/Eingänge/Kanal: Sensortyp/Erweitertes Setup/Sensorwechsel

Ein

Beim Wechsel des Sensors wird der letzte Messwert über die Holdfunktion beibehalten und löst keine Diagnosemeldung aus.

Aus

Beim Wechsel des Sensors wird der letzte Messwert nicht beibehalten und löst eine Diagnosemeldung aus.

16.2.11 Werkseinstellung Messwertverarbeitung

Möglichkeit, die Werkseinstellungen für den Sensoreingang wiederherzustellen.

Menü/Setup/Eingänge/Kanal: Sensortyp/Erweitertes Setup

1. > Werkseinstellung Messwertverarbeitung

2. Frage beantworten: **OK** (Navigatorknopf drücken).

└ Es werden nur die Werkseinstellungen für diesen einen Eingang wiederhergestellt. Alle anderen Einstellungen bleiben unverändert.

16.2.12 Werkseinstellung Sensor

Sie haben hier die Möglichkeit, die Sensor-Werkseinstellungen wiederherzustellen.

Menü/Setup/Eingänge/Kanal: Sensortyp/Erweitertes Setup

1. > Werkseinstellung Sensor

- 2. Frage beantworten: **OK**(Navigatorknopf drücken).
 - ← Es werden nur die Werkseinstellungen für den Sensor wiederhergestellt. Die Einstellungen des Eingangs bleiben unverändert.
17 Diagnose und Störungsbehebung

17.1 Prozessfehler ohne Meldungen

17.1.1 pH/Redoxmessung

Problem	Mögliche Ursache	Tests und / oder Abhilfemaßnahmen
Abweichende Anzeige gegenüber Vergleichs- messung	Fehlerhafte Kalibrierung	Kalibrierung wiederholen Ggf. die Kalibrierung mit dem Vergleichsgerät prüfen und wiederholen
	Sensor verschmutzt	Sensor reinigen
	Temperaturmessung	Temperaturmesswerte beider Geräte prüfen
	Temperaturkompensation	Einstellungen für Temperaturkompensation und -justierung bei beiden Geräten prüfen
Messketten-Nullpunkt	Bezugssystem vergiftet	Mit neuem Sensor testen
nicht einstellbar	Diaphragma verstopft	Diaphragma reinigen oder abschleifen
	Asymmetriespannung des Sen- sors zu groß	Diaphragma reinigen oder mit anderem Sensor testen
Keine oder schleichende Anzeigenänderung	 Sensor verschmutzt Sensor gealtert Sensor defekt (Referenz-Ableitung) 	Sensor reinigen
	Referenz verarmt an KCl	KCl-Nachschub prüfen: 0,8 bar (12 psi) über Mediumsdruck
Messketten-Steilheit:	Geräteeingang defekt	Gerät direkt prüfen
 Nicht einstellbar Zu gering Keine Steilheit 	Sensor gealtertHaarriss in der Glasmembran	Sensor erneuern
Feststehender, falscher Messwert	Sensor taucht nicht ein oder Schutzkappe nicht entfernt	Einbausituation prüfen, Schutzkappe entfernen
	Luftpolster in Armatur	Armatur und Einbaulage prüfen
	Erdschluss am oder im Gerät	Testmessung in isoliertem Gefäß, evtl. mit Puf- ferlösung durchführen
	Haarriss in der Glasmembran	Sensor erneuern
	Gerät in unerlaubtem Betriebszu- stand (keine Reaktion auf Tas- tendruck)	Gerät aus- und wieder einschalten
Temperaturwert falsch	Sensor defekt	Sensor tauschen
Messwertschwankungen	Störungen auf Signalausgangslei- tung	Leitungsverlegung prüfen, evtl. Leitung getrennt verlegen
	Störpotential im Medium	Störquelle beseitigen oder Medium möglichst nahe Sensor erden
Kein Stromausgangssig- nal	Leitung unterbrochen oder kurz- geschlossen	Leitung abklemmen und direkt am Gerät messen
	Ausgang defekt	→ "Gerätebedingte Fehler" in BA des Messumfor- mers, Probenehmers, Analysators
Fixes Stromausgangssig- nal	Stromsimulation aktiv	Simulation ausschalten

Problem	Mögliche Ursache	Tests und / oder Abhilfemaßnahmen
Falsches Stromaus- gangssignal	Gesamtbürde in der Stromschleife zu hoch	Bürde messen und ggf. auf den zulässigen Wert reduzieren (→ "Technische Daten" in BA des Messumformers, Probenehmers, Analysators)
	EMV (Störungseinkopplungen)	Verkabelung prüfen, Ursache der Störung ermit- teln und beseitigen

17.1.2 Leitfähigkeitsmessung

Abweichende Anzeige gegenüber Vergleichs- messungFehlerhafte KalibrierungKalibrierung wiederholen Ggf. die Kalibrierung mit dem Vergleichsgerät prüfen und wiederholenSensor verschmutztSensor reinigenTemperaturmessungTemperaturmesswerte beider Geräte prüfenTemperaturkompensationEinstellungen für Temperaturkompensation und justierung bei beiden Geräten prüfenPolarisationsfehlerGeeigneten Sensor einsetzen • Größere Zellkonstante • Größere ZellkonstanteStändig Messwert 000Schluss / Feuchtigkeit in SensorSensor train in SensorSensor prüfenUnterbrechung in SensorSensor prüfenUnterbrechung in SensorSensor prüfenVinterbrechung in SensorSensor prüfenZellkonstante falsch eingestelltZellkonstante überprüfenVinterbrechung in SensorSensor prüfenZurothung Messwert zu nloch • Stromausgangsvert entspricht nicht den ErwartungenZuordnung falschZung dig zuordnung falschZuordnung Messwert zu Stromsignal prüfenLuftpolster in ArmaturArmatur und Einbaulage prüfenInd (keine Reaktion auf Tas- tendruck)Gerät aus- und wieder einschalten stand (keine Reaktion auf Tas- tendruck)Temperaturwert falschSensor defektSensor tauschenMesswert im Prozess falschReine / falsche Temperaturkom pensationAusgangszurdinger falschTemperaturmessung falschTemperaturmessung falschTemperaturmessung falschTemperaturkeun einstellen mitsein Gräsbasenfalle · Gesblasenfalle · Gesblasenfalle · Gesblasenfalle · Gesblasenfa	Problem	Mögliche Ursache	Tests und / oder Abhilfemaßnahmen
Sensor verschmutztSensor reinigenTemperaturmessungTemperaturmesswerte beider Geräte prüfenTemperaturkompensationEinstellungen für Temperaturkompensation und -justierung bei beiden Geräten prüfenPolarisationsfehlerGeeigneten Sensor einsetzen - Größere Zellkonstante - Gensor prüfenMesswert zu nicht - Messwert zu hoch - Messwert au hoch - Messwert zu hoch - Messwert zellen - Zellkonstante falsch eingestellt - Zellkonstante falsch eingestellt - Zellkonstante überprüfen - Zellkonstante falsch eingestellt - Zellkonstante überprüfen - Erdschluss am oder im Gerät - In isoliertem Gefäß messen - Gerät in unerlaubtem Betriebszu- stand (keine Reaktion auf Tas- pensation - Messwert prüfen - Sensor tenschen - Messwert einschellt - Geschasenfalle - Geschasenfalle - Geschasenfalle - Geschasenfalle - Ge	Abweichende Anzeige gegenüber Vergleichs- messung	Fehlerhafte Kalibrierung	Kalibrierung wiederholen Ggf. die Kalibrierung mit dem Vergleichsgerät prüfen und wiederholen
TemperaturmessungTemperaturmesswerte beider Geräte prüfenTemperaturkompensationEinstellungen für Temperaturkompensation und justierung bei beiden Geräten prüfenPolarisationsfehlerGeeigneten Sensor einsetzen oröfsere Zellkonstante Ständig Messwert 000Ständig Messwert 000Schluss / Feuchtigkeit im SensorStändig Messwert 000Schluss / Feuchtigkeit im SensorStändig Messwert 000Schluss in Kabel oder DoseMesswert zu niedrig Messwert zu hoch • Messwert zu hoch • Messwert ingefrorer • Stromausgangswert entspricht nicht den 		Sensor verschmutzt	Sensor reinigen
Image: Part of the second se		Temperaturmessung	Temperaturmesswerte beider Geräte prüfen
PolarisationsfehlerGeeigneten Sensor einsetzen Größere Zellkonstante Größere Zellkonstante Größere ZellkonstanteUnplausible Messwert 000Schluss / Feuchtigkeit im SensorSensor prüfenStadidj Messwert 000Schluss in Kabel oder DoseKabel und Dose prüfenMesswert zu niedrig Messwert zu hoch 1Unterbrechung in SensorSensor prüfenStromausgangswert entspricht nicht den ErwartungenZellkonstante falsch eingestelltZellkonstante überprüfenZellkonstante falsch eingestelltZellkonstante überprüfenAusgangszuordnung falschZuordnung Messwert zu Stromsignal prüfenLuftpolster in ArmaturArmatur und Einbaulage prüfenLuftpolster in ArmaturGerät aus- und wieder einschalten stendruck)Temperaturwert falschSensor defektSensor tauschenMesswert im Prozess falschKeine / falsche Temperaturkom- pensationArtC: Kompensationsart auswählen, bei linear passenden Koeffizienten einstellen MTC: Prozesstemperatur einstellen Sensor verschmutzt oder belgtDurchfluss zu hoch (kann zu Bla- senbildung führen)Durchfluss zu hoch (kann zu Bla- senbildung führen)Medium nahe Sensor erden men gruppassDurchfluss zu hoch (kann zu Bla- senbildung führen)Sensor reinigen		Temperaturkompensation	Einstellungen für Temperaturkompensation und -justierung bei beiden Geräten prüfen
Unplausible Messwerter • Ständig Messwert 000Schluss / Feuchtigkeit im SensorSensor prüfen• Messwert zu niedrig • Messwert zu hoch 		Polarisationsfehler	 Geeigneten Sensor einsetzen Größere Zellkonstante Graphit statt Edelstahl (Beständigkeit beachten)
Schlurg Wesswert 000Schluss in Kabel oder DoseKabel und Dose prüfenMesswert zu niedrig Messwert eingefrorenUnterbrechung in SensorSensor prüfenStromausgangswert entspricht nicht den ErwartungenUnterbrechung in Kabel o. DoseKabel und Dose prüfenZellkonstante falsch eingestellt ErwartungenZellkonstante falsch eingestellt Zellkonstante falsch eingestelltZellkonstante überprüfenIuftpolster in ArmaturArmatur und Einbaulage prüfenErdschluss am oder im Gerät Gerät in unerlaubtem Betriebszu- stand (keine Reaktion auf Tas- tendruck)Gerät aus- und wieder einschaltenMesswert im Prozess falschSensor defektSensor tauschenMesswert im Prozess falschKeine / falsche Temperaturkom- pensationATC: Kompensationsart auswählen, bei linear passenden Koeffizienten einstellen MTC: Prozesstemperatur einstellenTemperaturmessung falschTemperaturmesswert prüfenBlasen im Medium senbildung führen)Blasenbildung unterdrücken durch: - Gasblasenfalle - Gegendruckaufbau (Blende) - Messung im BypassDurchfluss zu hoch (kann zu Bla- senbildung führen)Durchfluss verringern oder Montageort mit wenig Turbulenzen wählenSpannungspotenzial im Medium (nur bei konduktiv)Medium nahe Sensor erdenSpannungspotenzial im Medium (nur bei konduktiv)Sensor reinigen	Unplausible Messwerte:	Schluss / Feuchtigkeit im Sensor	Sensor prüfen
• Messwert zu niedrig • Messwert zu niedrig • Messwert zu noch • Messwert eingefroren • Stromausgangswert entspricht nicht den ErwartungenUnterbrechung in SensorSensor prüfen• Stromausgangswert entspricht nicht den ErwartungenZellkonstante falsch eingestellt · Ausgangszuordnung falschZellkonstante überprüfen• Ausgangszuordnung falsch · Luftpolster in ArmaturArmatur und Einbaulage prüfen• Erdschluss am oder im Gerät · Gerät in unerlaubtem Betriebszu- stand (keine Reaktion auf Tas- tendruck)Gerät aus- und wieder einschalten• Messwert im Prozess falschKeine / falsche Temperaturkom- pensationATC: Kompensationsart auswählen, bei linear passenden Koeffizienten einstellen MTC: Prozesstemperatur einstellen MTC: Prozesstemperatur einstellen MTC: Prozesstemperatur einstellen · Messung im Bypass• Durchfluss zu hoch (kann zu Bla- senbildung führen)Durchfluss vuringern oder Montageort mit wenig Turbulenzen wählen · Messung im Bypass• Durchfluss zu hoch (kann zu Bla- senbildung führen)Durchfluss veringern oder Montageort mit wenig Turbulenzen wählen• Sensor verschmutzt oder belegtSensor reinigen	 Standig Messwert 000 	Schluss in Kabel oder Dose	Kabel und Dose prüfen
Messwert eingefroren Stromausgangswert entspricht nicht den ErwartungenUnterbrechung in Kabel o. DoseKabel und Dose prüfenStromausgangswert entspricht nicht den ErwartungenZellkonstante falsch eingestelltZellkonstante überprüfenAusgangszuordnung falschZuordnung Messwert zu Stromsignal prüfenLuftpolster in ArmaturArmatur und Einbaulage prüfenErdschluss am oder im GerätIn isoliertem Gefäß messenGerät in unerlaubtem Betriebszu- stand (keine Reaktion auf Tas- tendruck)Gerät aus- und wieder einschaltenMesswert im Prozess falschkeine / falsche Temperaturkom- pensationATC: Kompensationsart auswählen, bei linear passenden Koeffizienten einstellen MTC: Prozesstemperatur einstellenTemperaturmessung falschTemperaturmesswert prüfenBlasen im MediumBlasenfalle · Gegendruckaufbau (Blende) · Messung im BypassDurchfluss zu hoch (kann zu Bla- senbildung führen)Durchfluss verringern oder Montageort mit wenig Turbulenzen wählenSpannungspotenzial im Medium (nur bei konduktiv)Medium nahe Sensor erden	 Messwert zu niedrig Messwert zu hoch 	Unterbrechung in Sensor	Sensor prüfen
Stromausgangswert entspricht nicht den ErwartungenZellkonstante falsch eingestelltZellkonstante überprüfenAusgangszuordnung falschZuordnung Messwert zu Stromsignal prüfenLuftpolster in ArmaturArmatur und Einbaulage prüfenErdschluss am oder im GerätIn isoliertem Gefäß messenGerät in unerlaubtem Betriebszu- stand (keine Reaktion auf Tas- tendruck)Gerät aus- und wieder einschaltenTemperaturwert falschSensor defektSensor tauschenMesswert im Prozess falschkeine / falsche Temperaturkom- pensationATC: Kompensationsart auswählen, bei linear passenden Koeffizienten einstellen MTC: Prozesstemperatur einstellen Sensor verschmutzt oder belegtDurchfluss zu hoch (kann zu Bla- senbildung führen)Durchfluss verringern oder Montageort mit weing Turbulenzen wählenSpannungspotenzial im Medium (nur bei konduktiv)Medium nahe Sensor erden (sensor verschmutzt oder belegt	 Messwert zu noch Messwert eingefroren 	Unterbrechung in Kabel o. Dose	Kabel und Dose prüfen
ErwartungenAusgangszuordnung falschZuordnung Messwert zu Stromsignal prüfenLuftpolster in ArmaturArmatur und Einbaulage prüfenErdschluss am oder im GerätIn isoliertem Gefäß messenGerät in unerlaubtem Betriebszu- stand (keine Reaktion auf Tas- tendruck)Gerät aus- und wieder einschaltenTemperaturwert falschSensor defektSensor tauschenMesswert im Prozess falschkeine / falsche Temperaturkom- pensationATC: Kompensationsart auswählen, bei linear passenden Koeffizienten einstellen MTC: Prozesstemperatur einstellen MTC: Prozestemperatur eins	 Stromausgangswert entspricht nicht den 	Zellkonstante falsch eingestellt	Zellkonstante überprüfen
Luftpolster in ArmaturArmatur und Einbaulage prüfenErdschluss am oder im GerätIn isoliertem Gefäß messenGerät in unerlaubtem Betriebszus stand (keine Reaktion auf Tas- tendruck)Gerät aus- und wieder einschaltenTemperaturwert falschSensor defektSensor tauschenMesswert im Prozess falschkeine / falsche Temperaturkom- 	Erwartungen	Ausgangszuordnung falsch	Zuordnung Messwert zu Stromsignal prüfen
Erdschluss am oder im GerätIn isoliertem Gefäß messenGerät in unerlaubtem Betriebszus stand (keine Reaktion auf Tas- tendruck)Gerät aus- und wieder einschaltenTemperaturwert falschSensor defektSensor tauschenMesswert im Prozess falschkeine / falsche Temperaturkom- pensationATC: Kompensationsart auswählen, bei linear passenden Koeffizienten einstellen MTC: Prozesstemperatur einstellenTemperaturmessung falschTemperaturmesswert prüfenBlasen im MediumBlasenbildung unterdrücken durch: Gasblasenfalle Gegendruckaufbau (Blende) • Messung im BypassDurchfluss zu hoch (kann zu Bla- senbildung führen)Durchfluss verringern oder Montageort mit wenig Turbulenzen wählenSpannungspotenzial im Medium (nur bei konduktiv)Medium nahe Sensor erdenSensor verschmutzt oder belegtSensor reinigen		Luftpolster in Armatur	Armatur und Einbaulage prüfen
Gerät in unerlaubtem Betriebszu- stand (keine Reaktion auf Tas- tendruck)Gerät aus- und wieder einschaltenTemperaturwert falschSensor defektSensor tauschenMesswert im Prozess falschkeine / falsche Temperaturkom- pensationATC: Kompensationsart auswählen, bei linear passenden Koeffizienten einstellen MTC: Prozesstemperatur einstellenTemperaturmessung falschTemperaturmesswert prüfenBlasen im MediumBlasenbildung unterdrücken durch: • Gasblasenfalle • Gegendruckaufbau (Blende) • Messung im BypassDurchfluss zu hoch (kann zu Bla- senbildung führen)Durchfluss verringern oder Montageort mit wenig Turbulenzen wählenSpannungspotenzial im Medium (nur bei konduktiv)Medium nahe Sensor erden		Erdschluss am oder im Gerät	In isoliertem Gefäß messen
Temperaturwert falschSensor defektSensor tauschenMesswert im Prozess falschkeine / falsche Temperaturkom- pensationATC: Kompensationsart auswählen, bei linear passenden Koeffizienten einstellen MTC: Prozesstemperatur einstellenTemperaturmessung falschTemperaturmesswert prüfenBlasen im MediumBlasenbildung unterdrücken durch: • Gasblasenfalle • Gegendruckaufbau (Blende) • Messung im BypassDurchfluss zu hoch (kann zu Bla- senbildung führen)Durchfluss verringern oder Montageort mit wenig Turbulenzen wählenSpannungspotenzial im Medium (nur bei konduktiv)Medium nahe Sensor erdenSensor verschmutzt oder belegtSensor reinigen		Gerät in unerlaubtem Betriebszu- stand (keine Reaktion auf Tas- tendruck)	Gerät aus- und wieder einschalten
Messwert im Prozess falschkeine / falsche Temperaturkom- pensationATC: Kompensationsart auswählen, bei linear passenden Koeffizienten einstellen MTC: Prozesstemperatur einstellenTemperaturmessung falschTemperaturmesswert prüfenBlasen im MediumBlasenbildung unterdrücken durch: • Gasblasenfalle • Gegendruckaufbau (Blende) 	Temperaturwert falsch	Sensor defekt	Sensor tauschen
Temperaturmessung falschTemperaturmesswert prüfenBlasen im MediumBlasenbildung unterdrücken durch: • Gasblasenfalle • Gegendruckaufbau (Blende) • Messung im BypassDurchfluss zu hoch (kann zu Bla- senbildung führen)Durchfluss verringern oder Montageort mit wenig Turbulenzen wählenSpannungspotenzial im Medium (nur bei konduktiv)Medium nahe Sensor erdenSensor verschmutzt oder belegtSensor reinigen	Messwert im Prozess falsch	keine / falsche Temperaturkom- pensation	ATC: Kompensationsart auswählen, bei linear passenden Koeffizienten einstellen MTC: Prozesstemperatur einstellen
Blasen im MediumBlasenbildung unterdrücken durch: Gasblasenfalle Gegendruckaufbau (Blende) Messung im BypassDurchfluss zu hoch (kann zu Bla- senbildung führen)Durchfluss verringern oder Montageort mit wenig Turbulenzen wählenSpannungspotenzial im Medium (nur bei konduktiv)Medium nahe Sensor erdenSensor verschmutzt oder belegtSensor reinigen		Temperaturmessung falsch	Temperaturmesswert prüfen
Durchfluss zu hoch (kann zu Bla- senbildung führen)Durchfluss verringern oder Montageort mit wenig Turbulenzen wählenSpannungspotenzial im Medium (nur bei konduktiv)Medium nahe Sensor erdenSensor verschmutzt oder belegtSensor reinigen		Blasen im Medium	Blasenbildung unterdrücken durch: • Gasblasenfalle • Gegendruckaufbau (Blende) • Messung im Bypass
Spannungspotenzial im Medium (nur bei konduktiv)Medium nahe Sensor erdenSensor verschmutzt oder belegtSensor reinigen		Durchfluss zu hoch (kann zu Bla- senbildung führen)	Durchfluss verringern oder Montageort mit wenig Turbulenzen wählen
Sensor verschmutzt oder belegt Sensor reinigen		Spannungspotenzial im Medium (nur bei konduktiv)	Medium nahe Sensor erden
		Sensor verschmutzt oder belegt	Sensor reinigen

Problem	Mögliche Ursache	Tests und / oder Abhilfemaßnahmen
Messwertschwankungen	Störungen auf Signalausgangslei- tung	Leitungsverlegung prüfen, evtl. Leitung getrennt verlegen
	Störpotential im Medium	Störquelle beseitigen oder Medium möglichst nahe Sensor erden
	Störungen auf Messkabel	Kabelschirm anschließen laut Anschlussplan
Kein Stromausgangssig- nal	Leitung unterbrochen oder kurz- geschlossen	Leitung abklemmen und direkt am Gerät messen
	Ausgang defekt	→ "Gerätebedingte Fehler" in BA des Messumfor- mers, Probenehmers, Analysators
Fixes Stromausgangssig- nal	Stromsimulation aktiv	Simulation ausschalten
Falsches Stromaus- gangssignal	Gesamtbürde in der Stromschleife zu hoch	Bürde messen und ggf. auf den zulässigen Wert reduzieren (→ "Technische Daten" in BA des Messumformers, Probenehmers, Analysators)
	EMV (Störungseinkopplungen)	Verkabelung prüfen, Ursache der Störung ermit- teln und beseitigen

17.1.3 Sauerstoffmessung

Problem	Mögliche Ursache	Tests und / oder Abhilfemaßnahmen
Anzeigewert	Sensor defekt	Mit neuem Sensor testen
	Sensorkabel unterbrochen	Kabel bzw. Kabelverlängerung prüfen
	Sensoranschluss falsch	Anschluss am Eingangsmodul prüfen (→ 🗎 8)
	Elektronikmodul defekt	Modul ersetzen
Keine oder schleichende Anzeigenänderung	Sensor verschmutztSensor gealtert	Sensor reinigen Ggf. Elektrolyt, Membrankappe (amperometri- scher Sensor) oder Fluoreszenzkappe (optischer Sensor) wechseln
Feststehender, falscher Messwert	Gerät in unerlaubtem Betriebszu- stand (keine Reaktion auf Tas- tendruck)	Gerät aus- und wieder einschalten
Messwert zu niedrig	Membran verschmutzt	Sensor reinigen oder Kappe wechseln
	Elektrolyt verbraucht oder ver- schmutzt	Elektrolyt wechseln
	Anodenbeschichtung abgetragen	Sensor neu polarisieren
	Anodenbeschichtung schwarz	Sensor im Werk regenerieren lassen
Messwert zu hoch	Luftpolster unter der Membran	Sensor reinigen, ggf. Einbau optimieren
	Polarisation nicht beendet	Polarisationszeit abwarten (→ Techn. Daten in der BA des Sensors)
Unplausibler Messwert	Temperaturmessung falsch	Wert prüfen/korrigieren
	Ortshöhe falsch eingestellt	Fehlerhafte Kalibrierung
	Luftdruck falsch	Neu einstellen und Kalibrierung wiederholen
Temperaturwert falsch	Sensor defekt	Sensor tauschen
	Sensoranschluss falsch	Eingangsmodul prüfen (→ 🗎 8)

Problem	Mögliche Ursache	Tests und / oder Abhilfemaßnahmen
Messwertschwankungen	Störungen auf Signalausgangslei- tung	Leitungsverlegung prüfen, evtl. Leitung getrennt verlegen
	Störpotential im Medium	Störquelle beseitigen oder Medium möglichst nahe Sensor erden
	Störungen auf Messkabel	Kabelschirm anschließen laut Anschlussplan
Kein Stromausgangssig- nal	Leitung unterbrochen oder kurz- geschlossen	Leitung abklemmen und direkt am Gerät messen
	Ausgang defekt	→ "Gerätebedingte Fehler" in BA des Messumfor- mers, Probenehmers, Analysators
Fixes Stromausgangssig- nal	Stromsimulation aktiv	Simulation ausschalten
Falsches Stromaus- gangssignal	Gesamtbürde in der Stromschleife zu hoch	Bürde messen und ggf. auf den zulässigen Wert reduzieren (→ "Technische Daten" in BA des Messumformers, Probenehmers, Analysators)
	EMV (Störungseinkopplungen)	Verkabelung prüfen, Ursache der Störung ermit- teln und beseitigen

17.1.4 Messung von Desinfektionsparametern

Problem	Mögliche Ursache	Tests und / oder Abhilfemaßnahmen
Anzeigewert	Sensor defekt	Mit neuem Sensor testen
	Sensorkabel unterbrochen	Kabel bzw. Kabelverlängerung prüfen
	Sensoranschluss falsch	Anschluss am Eingangsmodul prüfen (→ 🗎 8)
	Elektronikmodul defekt	Modul ersetzen
Steilheit zu gering	Sensor war in chlorfreiem Wasser oder an Luft	Kurz über (nicht in!) Chlorbleichlauge konditio- nieren Vor Kalibrierung: Anpasszeit im Wasser abwar- ten
Keine Übereinstimmung mit der DPD-Kontroll- messung	Messung erfolgt ohne pH-Kom- pensation, während DPD-Mes- sung immer auf pH 6,3 gepuffert wird.	Chlorwert pH-kompensiert messen
DPD-Messwert wesent- lich zu hoch	Organische Chlorungsmittel (evtl. auch nur zeitweise oder für Stoß- chlorung eingesetzt). In diesem Fall keinerlei Korrelation zwi- schen tatsächlichem freien Chlor, DPD-Messung und amperometri- scher Messung. DPD-Wert bis Faktor 5 zu hoch.	Freies (gasförmiges) Chlor oder Chlor aus anor- ganischen Chlorverbindungen benutzen
Chlorwert zu hoch	Membran defekt	Membrankappe austauschen
	Polarisation nicht beendet	Polarisationszeit abwarten
	Fremde Oxidationsmittel	Medium analysieren
	Nebenschluss im Chlorsensor	Sensor ersetzen
Chlorwert zu niedrig	Messkammer nicht geschlossen	Neu befüllen und sorgfältig zuschrauben
	Luftblase außen vor Membran	Luftblase entfernen, evtl. Einbausituation ver- bessern
	Luftblase innerhalb der Membran	Neu befüllen und blasenfrei zuschrauben
Keine oder schleichende	Sensor verschmutzt	Sensor reinigen
Anzeigenanderung	Sensor gealtert	Sensor ersetzen
	Sensor defekt (RefAbleitung)	Sensor ersetzen

Problem	Mögliche Ursache	Tests und / oder Abhilfemaßnahmen
Feststehender, falscher Messwert	Sensor taucht nicht ein oder Schutzkappe nicht entfernt	Einbausituation prüfen, Schutzkappe entfernen
	Luftpolster in Armatur	Armatur und Einbaulage prüfen
Kein Stromausgangssig- nal	Leitung unterbrochen oder kurz- geschlossen	Leitung abklemmen und direkt am Gerät messen
	Ausgang defekt	→ "Gerätebedingte Fehler" in BA des Messumfor- mers, Probenehmers, Analysators
Fixes Stromausgangssig- nal	Stromsimulation aktiv	Simulation ausschalten
Falsches Stromaus- gangssignal	Gesamtbürde in der Stromschleife zu hoch	Bürde messen und ggf. auf den zulässigen Wert reduzieren (→ "Technische Daten" in BA des Messumformers, Probenehmers, Analysators)
	EMV (Störungseinkopplungen)	Verkabelung prüfen, Ursache der Störung ermit- teln und beseitigen

17.1.5 Trübungs-, SAK- und Nitratmessung

Problem	Mögliche Ursache	Tests und / oder Abhilfemaßnahmen
Anzeigewert	Sensor defekt	Mit neuem Sensor testen
	Sensorkabel unterbrochen	Kabel bzw. Kabelverlängerung prüfen
	Sensoranschluss falsch	Anschluss am Eingangsmodul prüfen (→ 🗎 8)
	Elektronikmodul defekt	Modul ersetzen
Keine oder schleichende Anzeigenänderung	Sensor verschmutzt	Sensor reinigen
Feststehender, falscher Messwert	Gerät in unerlaubtem Betriebszu- stand (keine Reaktion auf Tas- tendruck)	Gerät aus- und wieder einschalten
Unplausibler Messwert	Sensor nicht oder falsch kalibriert	Für Konzentration oder Feststoffgehalt ist ggf. eine Kalibrierung mit Originalprobe erforderlich
	Sensor verschmutzt	Sensor reinigen
	Sensor in "toter Zone" installiert oder Luftpolster in Armatur oder im Flansch	Einbausituation prüfen, Sensor in gut ange- strömte Zone umsetzen. Vorsicht bei Montage in horizontalen Leitungen
	Sensorausrichtung falsch	 Sensor ausrichten: normale Medien: Messfenster direkt anströmen bei hohem Feststoffanteil: Messfenster 90° zur Strömung ausrichten
Temperaturwert falsch	Sensor defekt	Sensor tauschen
	Sensoranschluss falsch	Eingangsmodul prüfen (→ 🗎 8)
Messwertschwankungen	Störungen auf Signalausgangslei- tung	Leitungsverlegung prüfen, evtl. Leitung getrennt verlegen
	Unregelmäßige Anströmung / Turbulenzen / Luftblasen / große Feststoffpartikel	Günstigeren Einbauort wählen oder Turbulenzen beruhigen, evtl. großen Faktor für Messwert- dämpfung verwenden
Kein Stromausgangssig- nal	Leitung unterbrochen oder kurz- geschlossen	Leitung abklemmen und direkt am Gerät messen
	Ausgang defekt	→ "Gerätebedingte Fehler" in BA des Messumfor- mers, Probenehmers, Analysators
Fixes Stromausgangssig- nal	Stromsimulation aktiv	Simulation ausschalten

Problem	Mögliche Ursache	Tests und / oder Abhilfemaßnahmen
Falsches Stromaus- gangssignal	Gesamtbürde in der Stromschleife zu hoch	Bürde messen und ggf. auf den zulässigen Wert reduzieren (→ "Technische Daten" in BA des Messumformers, Probenehmers, Analysators)
	EMV (Störungseinkopplungen)	Verkabelung prüfen, Ursache der Störung ermit- teln und beseitigen
Wert springt auf Null und zurück zum Mess- wert	Luftblasen	Sensor nicht über Belüfterkerzen montieren

17.1.6 Trennschichtmessung

Zur Fehlersuche die gesamte Messstelle betrachten:

- Messumformer
- Elektrische Anschlüsse und Leitungen
- Armatur
- Sensor

Die möglichen Fehlerursachen in der nachfolgenden Tabelle beziehen sich vornehmlich auf den Sensor.

Anzeige	Prüfung	Behebung
Keine Anzeige, keine Sensorreaktion	 Netzspannung am Messumformer angeschlossen Sensor richtig angeschlossen Belagbildung auf Sensormembran Sensor-Kanal-Konfiguration überprüfen 	 Netzspannung anlegen Richtigen Anschluss herstellen Sensor reinigen Sensor zuordnen
Anzeigewert zu hoch oder zu niedrig	BeckenkonfigurationSensoreinbau überprüfen	Sensor einstellen
Anzeigewert stark schwankend	Einbauort prüfenBelagsbildung auf SensormembranBeckenkonfiguration	Anderen Einbauort wählenSensor reinigenSensor einstellen

Die Hinweise zur Fehlerbehandlung in der Betriebsanleitung des Messumformers beachten. Ggf. eine Prüfung des Messumformers durchführen.

17.1.7 Messung mit ionenselektiven Sensoren

Problem	Mögliche Ursache	Tests und / oder Abhilfemaßnahmen
Temperaturwert immer 20 °C oder falsch	 Temperatursensor nicht oder falsch angeschlossen Temperatursensor defekt Kabel zum Temperatursensor defekt 	Temperatursensor prüfen und ggf. wechseln Kabel wechseln
Abweichende Anzeige gegenüber Vergleichs- messung	Fehlerhafte Kalibrierung	Kalibrierung wiederholen Ggf. die Kalibrierung mit dem Vergleichsgerät prüfen und wiederholen
	Elektrode an falschen Steckplatz angeschlossen	Anschlussbelegung mit Einstellung am Messum- former vergleichen
	Elektrode verschmutzt	Elektrode reinigen
	Temperaturmessung	Temperaturmesswerte beider Geräte prüfen
	Temperaturkompensation	Einstellungen für Temperaturkompensation und -justierung bei beiden Geräten prüfen
	pH-Kompensation (nur bei Ammonium), pH-Messung	Einstellungen und ggf. die pH-Messung prüfen

Problem	Mögliche Ursache	Tests und / oder Abhilfemaßnahmen		
Keine oder schleichende Anzeigenänderung	 Elektroden verschmutzt Elektroden gealtert Elektroden defekt 	Elektroden reinigenMembrankappe und Elektrolyt wechselnElektroden wechseln		
Messwert driftet	Referenz der pH-Elektrode defekt	pH-Elektrode wechseln		
	Vergiftung der Referenzelektrode oder der ionenselektiven Elektro- den	Anwendungsproblem		
Messketten-Nullpunkt nicht stabil und nicht justierbar	Sensor taucht nicht ein oder Schutzkappe der pH-Elektrode nicht entfernt	Einbausituation prüfen, Schutzkappe entfernen		
	Luftblase in der Elektrode zwi- schen Membran und Innenablei- tung	Elektrolyt in der Elektrode zur Membran hin klopfen		
	Membrankappe oder Elektrode defekt	Membrankappe oder Elektrode wechseln		
	Elektroden vergiftet	Test mit neuen Elektroden		
	Referenz der pH-Elektrode ver- braucht	pH-Elektrode wechseln		
	Elektrode an falschen Steckplatz angeschlossen	Anschlussbelegung mit Einstellung am Messum- former vergleichen		
Stark schwankende Anzeige	Luftblasen in den Elektroden	Elektrolyt in der Elektrode zur Membran hin klopfen		
Messwertschwankungen	Störungen auf Signalausgangslei- tung	Leitungsverlegung prüfen, evtl. Leitung getrennt verlegen		
	Störpotential im Medium	Störquelle beseitigen oder Medium möglichst nahe Sensor erden		
Kein Stromausgangssig- nal	Leitung unterbrochen oder kurz- geschlossen	Leitung abklemmen und direkt am Gerät messen		
	Ausgang defekt	→ "Gerätebedingte Fehler" in BA des Messumfor- mers, Probenehmers, Analysators		
Fixes Stromausgangssig- nal	Stromsimulation aktiv	Simulation ausschalten		
Falsches Stromaus- gangssignal	Gesamtbürde in der Stromschleife zu hoch	Bürde messen und ggf. auf den zulässigen Wert reduzieren (→ "Technische Daten" in BA des Messumformers, Probenehmers, Analysators)		
	EMV (Störungseinkopplungen)	Verkabelung prüfen, Ursache der Störung ermit- teln und beseitigen		

17.1.8 Spektrometer

Zur Fehlersuche die gesamte Messstelle betrachten:

- Messumformer
- Elektrische Anschlüsse und Leitungen
- Armatur
- Spektrometer

Problem	Prüfung	Behebung
Keine Anzeige, keine Spektrometerreaktion	 Netzspannung am Messumformer? Aktuelle Messumformer Software eingebunden? Spektrometer richtig angeschlossen? Belagbildung auf optischen Fenstern? 	 Netzspannung anlegen. Softwareupdate durchführen. Richtigen Anschluss herstellen. Spektrometer reinigen.
Anzeigewert zu hoch oder zu niedrig	Belagsbildung auf optischen Fenstern?Spektrometer kalibriert?	Fenster reinigen.Spektrometer kalibrieren.
Anzeigewert stark schwankend	Luftblasen im Messspalt?Einbauort korrekt?	 Fenster reinigen. Anderen Einbauort wählen. Messwertfilter anpassen.
Messwert driftet	Belagsbildung auf optischen Fenstern?	Zunächst Spektrometer reinigen.Referenzspektrum aufnehmen.

Die möglichen Fehlerursachen in der nachfolgenden Tabelle beziehen sich vornehmlich auf das Spektrometer.

Die Hinweise zur Fehlerbehandlung in der Betriebsanleitung des Messumformers beachten. Gegebenenfalls eine Prüfung des Messumformers durchführen.

17.1.9 Fluoreszenzmessung

Zur Fehlersuche die gesamte Messstelle betrachten:

- Messumformer
- Elektrische Anschlüsse und Leitungen
- Sensor

Die möglichen Fehlerursachen in der nachfolgenden Tabelle beziehen sich vornehmlich auf den Sensor.

Problem	Prüfung	Behebung
Keine Anzeige, keine Sensorre- aktion	Netzspannung am Messumformer?Sensor richtig angeschlossen?Belagbildung auf optischen Fenstern?	 Netzspannung anlegen. Richtigen Anschluss herstellen. Sensor reinigen.
Anzeigewert zu hoch oder zu niedrig	Belagsbildung auf optischen Fenstern?Sensor kalibriert?	Gerät reinigen.Gerät kalibrieren.
Anzeigewert stark schwankend	Einbauort korrekt?	Anderen Einbauort wählen.Messwertfilter anpassen.

Die Hinweise zur Fehlerbehandlung in der Betriebsanleitung des Messumformers beachten. Gegebenenfalls eine Prüfung des Messumformers durchführen.

17.2 Übersicht zu Diagnoseinformationen

17.2.1 Gerätebedingte Diagnosemeldungen

Betriebsanleitung des Messumformers, Probenehmers oder Analysators

17.2.2 Sensorbedingte Diagnosemeldungen

In der Tabelle werden folgende Abkürzungen für die verschiedenen Sensortypen benutzt:

- P ... pH/Redox (generell, gilt für alle pH-Sensoren)
- P (Glas) ... gilt nur für Glaselektroden
- P (ISFET) ... gilt nur für ISFET-Sensoren
- C ... Leitfähigkeit (generell, gilt für alle Leitfähigkeitssensoren)
 - C (kond.) ... gilt nur für konduktiv messende Sensoren
 - C (ind.) ... gilt nur für induktiv messende Sensoren
- O ... Sauerstoff (generell, gilt für alle Sauerstoffsensoren)
 - O (opt.) ... gilt nur für optische Sauerstoffsensoren
 - O (amp.) ... gilt nur für amperometrische Sauerstoffsensoren
- N ... Nitratsensoren
- T ... Trübungs- und Feststoffsensoren
- S ... SAK-Sensoren
- U ... Trennschichtsensoren
- I ... Ionenselektive Sensoren
- DI ... Desinfektionssensoren
- SC ... Spektrometer zur Wasseranalyse
- FL ... Sensoren zur Fluoreszenzmessung

Nr.	Meldung	Werkse	instellun	igen	Sensortyp	Tests oder Abhilfemaßnahmen
		S 1)	D 2)	F ³⁾		
002	Sensor unbekannt	F	Ein	Ein	alle	 Sensor austauschen.
004	Sensor defekt	F	Ein	Ein	alle	-
005	Sensordaten ungül- tig	F	Ein	Ein	alle	1. Firmwarekompatibilität Sensor und Messumformer prüfen oder passende Firmware laden
						2. Werkseinstellung Sensor durch- führen, Sensor trennen und erneut verbinden.
						3. Messumformerdatum aktualisie- ren
						4. Sensor austauschen.
010	Sensor Scannen	F	Aus	Ein	alle	 Initialisierung abwarten.
012	Daten schreiben	F	Ein	Ein	alle	1. Schreiben wiederholen.
	fehlgeschlagen					2. Sensor austauschen.
013	Sensor Typ falsch	F	Ein	Ein	alle	Sensor passt nicht zur Gerätekonfigura- tion oder Gerätekonfiguration muss auf neuen Sensortyp geändert werden
						1. Auf einen Sensor des eingestellten Typs wechseln.
						2. Gerätekonfiguration an ange- schlossenen Sensor anpassen.
018	Sensor nicht bereit	F	Ein	Ein	alle	Sensorkommunikation blockiert
						1. Sensor besteht Tag-Kontrolle nicht, austauschen.
						2. Interner Softwarefehler, Service kontaktieren.

Nr.	Meldung	Werkse	instellun	igen	Sensortyp	Tests oder Abhilfemaßnahmen
		S 1)	D 2)	F ³⁾		
022	Temperatursensor	F	Ein	Ein	P, C, O, I,	Temperatursensor defekt
					DI, SC, FL	► Sensor austauschen.
061	Sensorelektronik	F	Ein	Ein	alle	Sensorelektronik defekt
						► Sensor austauschen.
062	Sensorverb. defekt	F	Ein	Ein	alle	1. Sensorverbindung prüfen.
						2. Service kontaktieren.
081	Initialisierung	F	Ein	Ein	alle	► Initialisierung abwarten.
100	Sensor Kommuni-	F	Ein	Ein	alle	Sensor kommuniziert nicht
	Kation					1. Sensorverbindung prüfen.
						2. Sensorstecker prüfen.
						3. Service kontaktieren.
101	Sensor inkompati-	F	Ein	Ein	alle	1. Sensorfirmware updaten
	Dei					2. Sensor austauschen.
						3. Service kontaktieren.
102	Kalibriertimer	М	Ein	Aus	alle außer	Kalibrierintervall abgelaufen, es kann
					5C, PL	 Sensor kalibrieren.
103	Kalibriertimer	м	Ein	Aus	alle außer	Kalibrierintervall bald abgelaufen, es
					SC, FL	kann noch gemessen werden
						 Sensor kalibrieren.
104	Kalibriergültigkeit	М	Ein	Aus	alle	Gültigkeit der letzten Kalibrierung abge-
						 Sensor kalibrieren
105	Kalibriergültigkeit	M	Fin	Aus	alle	Gültigkeit der letzten Kalibrierung hald
105	Runbriergunigken	101		1105	unc	abgelaufen, es kann noch gemessen wer-
						den
100	Carranteria	F	Die.	Di-	-11-	 Sensor kanorieren.
106	chung	F	Ein	Ein	alle	Gruppe
107	Kalibrierung aktiv	С	Ein	Aus	P, C, O, I,	 Kalibrierung abwarten.
					DI	-
108	SIP, CIP, Autoklav.	М	Ein	Aus	Р, С, О	Vorgegebene Anzahl an Sterilisierungen
						werden
						► Sensor austauschen.
109	SIP, CIP, Autokl	М	Ein	Aus	O (amp.)	Vorgegebene Anzahl an Sterilisierungen
	Карре					für die Kappe ist erreicht, es kann noch gemessen werden
						 Membrankappe austauschen.
110	Kanalinitialisierung	F	Ein	Ein	alle außer	Initialisierung des Kanals fehlgeschlagen,
					SC	kein Messbetrieb möglich
						 Service kontaktieren.
111	Betriebsstunden Kappe	M	Ein	Aus	DI	Betriebsstundenüberwachung
	1 mbbc					Die eingestellte Grenze der Gesamtbet- riebsstunden für die Kappe ist erreicht
						Es kann noch gemessen werden.
						1. Kappe ersetzen.
						2. Überwachungsgrenze anpassen.

Nr.	Meldung	Werkseinstellungen		Sensortyp	Tests oder Abhilfemaßnahmen	
		S 1)	D ²⁾	F ³⁾		
113	Filter inkompatibel	F	Ein	Ein	O (opt)	Filtereinstellung im Sensor ist inkompati- bel
						1. Auf gültigen Messfilter wechseln (Sensoreinstellungen).
						2. Update der Gerätefirmware.
						3. Service kontaktieren.
114	Temp.offset max	М	Ein	Aus	alle außer U, SC, FL	Kalibrieralarm: Grenzwerte für Tempera- turoffset überschritten
115	Temp. offset min	М	Ein	Aus	alle außer U, SC, FL	 Temperatursensor überprüfen. Sensor austauschen.
116	Temp. Steigung hoch	М	Ein	Aus	alle außer U, SC, FL	Kalibrieralarm: Grenzwerte für Tempera- tursteigung überschritten
117	Temp. Steigung	М	Ein	Aus	alle außer	Sensor gealtert oder defekt
	min				U, SC, FL	1. Kalibrierung wiederholen.
						2. Sensor austauschen.
118	Sensor Glasbruch	F	Ein	Aus	P (Glas)	Glasbruch-Warnung, Impedanz des pH- Glases zu niedrig
119	Sensor Check	M	Ein	Aus	P (Glas)	Bis zum Auftreten des Alarms (118)
						kann weiter gemessen werden.
						1. Sensor auf Haarrisse und Bruch prüfen.
						2. Mediumstemperatur prüfen.
						3. Sensor austauschen.
120	Sensor Referenz	F	Ein	Aus	P (Glas)	Referenz-Warnung, Impedanz der Refe-
121	Sensor Referenz	М	Ein	Aus	P (Glas)	renz zu niedrig Bis zum Auftroton dos Alarms (120)
						kann weiter gemessen werden.
						1. Referenz auf Verblockung/ Verschmutzung prüfen.
						2. Referenz/Diaphragma reinigen.
						3. Sensor austauschen.
122	Sensor Glas	F	Ein	Aus	P (Glas)	Impedanz-Grenzwerte über-/unterschrit-
123	Sensor Glas	М	Ein	Ein	P (Glas)	Bis zum Auftreten des Alarms (122
124	Sensor Glas	М	Ein	Aus	P (Glas)	124) kann weiter gemessen werden.
125	Sensor Glas	F	Ein	Aus	P (Glas)	1. Sensor auf Haarrisse und Bruch prüfen.
						2. Grenzwerte prüfen oder ändern.
						3. Sensor austauschen.
126	Sensor Check	М	Ein	Aus	P (Glas)	Sensor Condition Check (SCC), Sensorzu- stand schlecht
						Glasmembran verschmutzt oder trocken, Diaphragma verblockt
						1. Sensor reinigen, regenerieren
						2. Sensor austauschen.
127	Sensor Check	М	Ein	Aus	P (Glas)	Sensor Condition Check (SCC), Sensorzu- stand genügend

Nr.	Meldung	Werkseinstellungen		Sensortyp	Tests oder Abhilfemaßnahmen	
		S ¹⁾	D ²⁾	F ³⁾		
128	Sensor Leckstrom	F	Ein	Aus	P (ISFET), O (amp.), DI	Leckstrom-Alarm Defekt durch Abrasion oder Beschädi- gung Beschädigung des Gates (nur ISFET) • Sensor austauschen.
129	Sensor Leckstrom	F	Ein	Aus	P (ISFET), O (amp.), DI	Leckstrom-Warnung Es kann bis zum Auftreten des Alarms weiter gemessen werden
130	Sensorversorgung	F	Ein	Aus	P, O, I, DI	Sensor-Energieversorgung schlecht1. Sensorverbindung prüfen.2. Sensor austauschen.
131	Sensor Kalibrierung	М	Ein	Aus	O (opt.)	Grenzwerte für Sensor-Relaxationszeit
132	Sensor Kalibrierung	М	Ein	Aus	O (opt.)	(Abklingzeit der Fluoreszenz) über-/ unterschritten
						 Gründe: hoher Sauerstoffgehalt, falsche Kalibrierung 1. Kalibrierung wiederholen. 2. Sensorkappe tauschen. 3. Service kontaktieren.
133	Sensorsignal	F	Ein	Aus	O (opt.)	Kein Signal (Abklingen der Fluoreszenz)
						1. Sensorkappe tauschen.
						2. Service kontaktieren.
134	Sensorsignal	М	Ein	Aus	O (opt.)	Geringe Signal-Amplitude, es kann noch gemessen werden1. Sensorkappe tauschen.
						2. Service kontaktieren.
135	Sensortemp. nied- rig	S	Ein	Aus	0	Temperatur außerhalb Spezifikation
136	Sensortemp. hoch	S	Ein	Aus	0	I. Prozess pruten. Installation prüfen
137	Sonsor I ED	F	Fin	A116	O(opt)	Sonsor-I ED: Spannung fahlt
157	Sensor LED	1.	EIII	Aus	0 (0pt.)	 Service kontaktieren.
138	Sensor LED	F	Ein	Aus	O (opt)	Sensor-LED: Strom fehlt
190				1100	0 (0p)	 Service kontaktieren.
140	Sensor Check	F	Ein	Aus	0	Sensor Dynamikfehler
						 Service kontaktieren.
141	Polarisation	F	Ein	Aus	C (kond.)	 Polarisationswarnung Bei hoher Leitfähigkeit wird der Mess- wert verfälscht. Sensor mit größerer Zellkonstante verwenden.
142	Sensorsignal	F	Ein	Aus	С	Gründe: Sensor an Luft, Sensor defekt
						1. Installation prüfen.
						2. Sensor austauschen.
143	Sensor Check	F	Ein	Aus	С	Sensor-Selbsttest-Fehler
						1. Sensor austauschen.
						2. Service kontaktieren.
144	Leitfähig. Bereich	S	Aus	Ein	С	Leitfähigkeit außerhalb des Messbereichs
						 Sensor mit passender Zellkonstante verwenden.

Nr.	Meldung	Werkse	instellun	igen	Sensortyp	Tests oder Abhilfemaßnahmen
		S 1)	D 2)	F ³⁾		
146	Sensortemperatur	S	Aus	Aus	C, N, T, S,	Temperatur außerhalb Spezifikation
					FL	1. Temperatur prüfen.
						2. Messkette prüfen.
						3. Sensortyp austauschen.
147	Sensor Check	F	Ein	Ein	C (ind.)	Spulen-Sendestrom zu hoch
						Gründe: Kurzschluss der Sendespule, zu geringe Induktivität
						1. Sensor austauschen.
						2. Service kontaktieren.
148	Sensor Check	F	Ein	Ein	C (ind.)	Gründe: Unterbrechung der Sendespule, zu große Induktivität
						1. Sensor austauschen.
						2. Service kontaktieren.
149	Sensor LED	F	Ein	Ein	Т	Sensor LED Fehler
						1. Sensor austauschen.
						2. Service kontaktieren.
151	Sensor Belag	F	Ein	Ein	Т	Belag, hoher Verschmutzungsgrad
						1. Sensor reinigen.
						2. Sensor austauschen.
						3. Service kontaktieren.
152	Sensordaten ungül-	М	Aus	Aus	C (ind.)	Keine Kalibrierdaten
	tig					 Airset-Kalibrierung ausführen.
153	Sensor defekt	F	Ein	Ein	N, T, S	Sensor-Blitzlampe defekt
						Gründe: Alterung, Lebensdauer abgelau- fen, Mechanische Störung/Vibration
						1. Sensor austauschen.
						2. Service kontaktieren.
154	Sensordaten ungül-	М	Aus	Aus	С	Werkskalibrierung wird benutzt
	tig					► Kalibrieren.
155	Sensor defekt	F	Ein	Ein	N, T, S	Sensor defekt
						Fehler bei analoger Auswertung
						1. Sensor austauschen.
						2. Service kontaktieren.
156	Organ. Verschmut-	F	Ein	Ein	N, T, S	Organische Verschmutzung zu stark
	zung					Gründe: Sensor verschmutzt, hoher orga- nischer Anteil, falsche Einbaulage
						1. Sensor reinigen
						2. Automatische Reinigung installie- ren.
						3. Anwendung prüfen.
157	Filterwechsel	М	Ein	Aus	N, S	Wechsel des optischen Filters nötig
						Gründe: Lange Betriebsdauer, Feuchtig- keit im Sensor
						1. Sensor austauschen.
						2. Service kontaktieren.

Nr.	Meldung	Werkse	instellun	gen	Sensortyp	Tests oder Abhilfemaßnahmen
		S ¹⁾	D 2)	F ³⁾		
158	Sensor Check	F	Ein	Aus	N, T, S	Messwert ungültig
						1. Sensorversorgung prüfen.
						2. Gerät neu starten.
						3. Service konaktieren.
159	Sensor Check	F	Ein	Aus	N, T, S	Messwert unsicher
						Gründe: Sensor verschmutzt, falsche Anwendung
						1. Sensor reinigen.
						2. Anwendung prüfen.
160	Sensordaten ungül-	F	Ein	Aus	N, T, S, DI,	Keine Kalibrierdaten
	tig				SC, FL	Gründe: Daten gelöscht
						1. Anderen Datensatz auswählen.
						2. Werkskalibrierung verwenden.
						3. Service kontaktieren.
161	Filterwechsel	F	Ein	Aus	N. T. S	Filterwechsel nötig
						Gründe: Lange Betriebsdauer, Feuchtig- keit im Sensor
						1. Sensor austauschen.
						2. Service kontaktieren.
162	Einbaufaktor	М	Ein	Aus	C (ind.)	Einbaufaktor über-/unterschritten Alarm
163	Einbaufaktor	М	Ein	Aus	C (ind.)	Gründe: Zu geringer Wandabstand des Sensors (< 15 mm)
						1. Rohrdurchmesser prüfen.
						2. Sensor reinigen.
						3. Sensor kalibrieren.
164	Sensordaten ungül-	М	Aus	Aus	С	Keine Temperatur-Kalibrierdaten
	tig					Werkskalibrierung wird verwendet
						1. Prozess prüfen.
						2. Sensor prüfen oder austauschen.
168	Polarisation	S	Ein	Aus	C (kond.)	Polarisationswarnung Bei hoher Leitfähigkeit wird der Mess- wert verfälscht.
						 Sensor mit größerer Zellkonstante verwenden.
169	Betriebsstunden	М	Ein	Aus	S	Betriebsstunden, Konz. > 200 mg/l, es kann noch gemessen werden
						1. Sensor austauschen.
						2. Überwachungsgrenze anpassen.
						3. Überwachung deaktivieren.
170	Betriebsstunden	M	Ein	Aus	S	Betriebsstunden, Konz. < 50 mg/l, es kann noch gemessen werden
						1. Sensor austauschen.
						2. Überwachungsgrenze anpassen.
						3. Überwachung deaktivieren.
171	Lampenwechsel	М	Ein	Aus	N, T, S, SC	Lampenwechsel empfohlen
						 Service kontaktieren, um Lampe ersetzen zu lassen.

Nr.	Meldung	Werkse	instellun	igen	Sensortyp	Tests oder Abhilfemaßnahmen
		S 1)	D 2)	F ³⁾		
172	Echosignal	F	Ein	Ein	U	Verlust des Echosignals
173	Schlammspiegel	F	Ein	Ein	U	Trennzonenmessung fehlerhaft
						► Sensor austauschen.
174	Fehler Trübung	F	Ein	Ein	U	Trübungsmessung fehlerhaft
						 Sensor austauschen.
175	Wischerfehler	F	Ein	Ein	U	Wischer funktioniert nicht
						 Reinigen oder Sensor austauschen.
176	Betriebsstunden	М	Ein	Aus	DI	Betriebsstunden > 100 nA, es kann noch gemessen werden
						1. Sensor austauschen.
						2. Überwachungsgrenze anpassen.
						3. Überwachung deaktivieren.
177	Betriebsstunden	М	Ein	Aus	DI	Betriebsstunden > 20 nA, es kann noch gemessen werden
						1. Sensor austauschen.
						2. Überwachungsgrenze anpassen.
						3. Überwachung deaktivieren.
178	Betriebsstunden	М	Ein	Aus	DI	Betriebsstunden > 15 °C, es kann noch gemessen werden
						1. Sensor austauschen.
						2. Überwachungsgrenze anpassen.
						3. Überwachung deaktivieren.
179	Betriebsstunden	М	Ein	Aus	Р	Betriebsstunden > 300 mV, es kann noch gemessen werden
						1. Sensor austauschen.
						2. Überwachungsgrenze anpassen.
						3. Überwachung deaktivieren.
180	Betriebsstunden	М	Ein	Aus	Р	Betriebsstunden < -300 mV, es kann noch gemessen werden
						1. Sensor austauschen.
						2. Überwachungsgrenze anpassen.
						3. Überwachung deaktivieren.
181	Betriebsstunden	М	Ein	Aus	O (opt.)	Betriebsstunden < 25 µS, es kann noch gemessen werden
						1. Sensor austauschen.
						2. Überwachungsgrenze anpassen.
						3. Überwachung deaktivieren.
182	Betriebsstunden	М	Ein	Aus	O (opt.)	Betriebsstunden > 40 µS, es kann noch gemessen werden
						1. Sensor austauschen.
						2. Überwachungsgrenze anpassen.
						3. Überwachung deaktivieren.
183	Betriebsstunden	М	Ein	Aus	O (amp.)	Betriebsstunden > 10 nA (COS51D), es kann noch gemessen werden
						1. Sensor austauschen.
						2. Überwachungsgrenze anpassen.
						3. Überwachung deaktivieren.

Nr.	Meldung	Werkse	einstellui	ngen	Sensortyp	Tests oder Abhilfemaßnahmen
		S ¹⁾	D ²⁾	F ³⁾		
184	Betriebsstunden	М	Ein	Aus	O (amp.)	Betriebsstunden > 30 nA (COS22D), es kann noch gemessen werden
						1. Sensor austauschen.
						2. Überwachungsgrenze anpassen.
						3. Überwachung deaktivieren.
185	Betriebsstunden	М	Ein	Aus	O (amp.)	Betriebsstunden > 40 nA (COS51D), es kann noch gemessen werden
						1. Sensor austauschen.
						2. Überwachungsgrenze anpassen.
						3. Überwachung deaktivieren.
186	Betriebsstunden	М	Ein	Aus	O (amp.)	Betriebsstunden > 160 nA (COS22D), es kann noch gemessen werden
						1. Sensor austauschen.
						2. Überwachungsgrenze anpassen.
						3. Überwachung deaktivieren.
187	Betriebsstunden	М	Ein	Aus	С	Betriebsstunden > 80 °C, 100 nS/cm, es kann noch gemessen werden
						1. Sensor austauschen.
						2. Überwachungsgrenze anpassen.
						3. Überwachung deaktivieren.
188	Betriebsstunden	M	Ein	Aus	С, О	Betriebsstunden < 5 °C, es kann noch gemessen werden
						1. Sensor austauschen.
						2. Überwachungsgrenze anpassen.
						3. Überwachung deaktivieren.
189	Betriebsstunden	М	Ein	Aus	0	Betriebsstunden > 5 °C, es kann noch gemessen werden
						1. Sensor austauschen.
						2. Überwachungsgrenze anpassen.
						3. Überwachung deaktivieren.
190	Betriebsstunden	M	Ein	Aus	0	Betriebsstunden > 25 °C, es kann noch gemessen werden
						1. Sensor austauschen.
						2. Überwachungsgrenze anpassen.
						3. Überwachung deaktivieren.
191	Betriebsstunden	M	Ein	Aus	O, I, DI	Betriebsstunden > 30 °C, es kann noch gemessen werden
						1. Sensor austauschen.
						2. Überwachungsgrenze anpassen.
						3. Überwachung deaktivieren.
192	Betriebsstunden	М	Ein	Aus	O, I	Betriebsstunden > 40 °C, es kann noch gemessen werden
						1. Sensor austauschen.
						2. Überwachungsgrenze anpassen.
						3. Überwachung deaktivieren.

Nr.	Meldung	Werkse	instellun	igen	Sensortyp	Tests oder Abhilfemaßnahmen
		S ¹⁾	D 2)	F ³⁾		
193	Betriebsstunden	М	Ein	Aus	Р, С, О	Betriebsstunden > 80 °C, es kann noch gemessen werden
						1. Sensor austauschen.
						2. Überwachungsgrenze anpassen.
						3. Überwachung deaktivieren.
194	Betriebsstunden	М	Ein	Aus	Р	Betriebsstunden > 100 °C, es kann noch gemessen werden
						1. Sensor austauschen.
						2. Überwachungsgrenze anpassen.
						3. Überwachung deaktivieren.
195	Betriebsstunden	М	Ein	Aus	С	Betriebsstunden > 120 °C, es kann noch gemessen werden
						1. Sensor austauschen.
						2. Überwachungsgrenze anpassen.
						3. Überwachung deaktivieren.
196	Betriebsstunden	М	Ein	Aus	С	Betriebsstunden > 125 °C, es kann noch gemessen werden
						1. Sensor austauschen.
						2. Überwachungsgrenze anpassen.
						3. Überwachung deaktivieren.
197	Betriebsstunden	М	Ein	Aus	С	Betriebsstunden > 140 °C, es kann noch gemessen werden
						1. Sensor austauschen.
						2. Überwachungsgrenze anpassen.
						3. Überwachung deaktivieren.
198	Betriebsstunden	М	Ein	Aus	С	Betriebsstunden > 150 °C, es kann noch gemessen werden
						1. Sensor austauschen.
						2. Überwachungsgrenze anpassen.
						3. Überwachung deaktivieren.
199	Betriebsstunden	М	Ein	Aus	alle außer U	Die eingestellte Grenze der Gesamtbet- riebsstunden wurde erreicht. Es kann noch gemessen werden.
						1. Sensor ersetzen.
						2. Überwachungsgrenze anpassen.
215	Simulation aktiv	С	Ein	Aus	alle, außer FL	Simulation aktiv Beenden durch Wechsel in Messmodus.
408	Kalibrierung abgebr.	М	Aus	Aus	P, C, O, I, DI	Kalibrierung abgebrochen
500	Sensor Kalibrierung	М	Ein	Aus	alle, außer SC, FL	Kalibrierung abgebrochen, Hauptmess- wert schwankt
						Gründe: Sensor überaltert, Sensor zeit- weise trocken, Kalibrierwert nicht kon- stant
						1. Sensor prüfen.
						2. Kalibrierlösung prüfen.

Nr.	Meldung	Werkseinstellungen		Sensortyp Tests oder Abhilfemaßnahmen		
		S ¹⁾	D ²⁾	F ³⁾		
501	Sensor Kalibrierung	М	Ein	Aus	alle außer U, SC, FL	Kalibrierung abgebrochen, Temperatur- messwert schwankt
						Gründe: Sensor überaltert, Sensor zeit- weise trocken, Temperatur der Kalibrier- lösung nicht konstant
						1. Sensor prüfen.
						2. Kalibrierlösung temperieren.
505	Sensor Kalibrierung	М	Ein	Aus	P, O, I, DI	MaxNullpunkt-Warnung, es kann noch gemessen werden
						Mögliche Gründe: Sensor gealtert oder defekt, Referenz verblockt, Kalibrierlö- sung überaltert oder kontaminiert
						1. Sensor prüfen oder austauschen.
						2. Kalibrierlösung prüfen oder aus- tauschen.
						3. Kalibrierung wiederholen.
507	Sensor Kalibrierung	М	Ein	Aus	P, O, I, DI	MinNullpunkt-Warnung, es kann noch gemessen werden
						Mögliche Gründe: Sensor gealtert oder defekt, Referenz verblockt, Kalibrierlö- sung überaltert oder kontaminiert
						1. Sensor prüfen oder austauschen.
						2. Kalibrierlösung prüfen oder aus- tauschen.
						3. Kalibrierung wiederholen.
509	Sensor Kalibrierung	М	Ein	Aus	P, O, I, DI	MinSteigung-Warnung, es kann noch gemessen werden
						Mögliche Gründe: Sensor gealtert oder defekt, Referenz verblockt, Kalibrierlö- sung überaltert oder kontaminiert
						1. Sensor prüfen oder austauschen.
						2. Kalibrierlösung prüfen oder aus- tauschen.
						3. Kalibrierung wiederholen.
511	Sensor Kalibrierung	М	Ein	Aus	P, O, I, DI	MaxSteigung-Warnung, es kann noch gemessen werden
						Mögliche Gründe: Sensor gealtert oder defekt, Referenz verblockt, Kalibrierlö- sung überaltert oder kontaminiert
						1. Sensor prüfen oder austauschen.
						2. Kalibrierlösung prüfen oder aus- tauschen.
						3. Kalibrierung wiederholen.
513	Nullpunktwarnung	М	Ein	Aus	O (amp.), DI	Nullpunkt-Warnung, es kann noch gemessen werden
						Mögliche Gründe: Sensor gealtert oder defekt, Referenz verblockt, Kalibrierlö- sung überaltert oder kontaminiert
						1. Sensor prüfen oder austauschen.
						2. Kalibrierlösung prüfen oder aus- tauschen.
						3. Kalibrierung wiederholen.

Nr.	Meldung	Werkseinstellungen		Sensortyp	Tests oder Abhilfemaßnahmen	
		S ¹⁾	D ²⁾	F ³⁾		
515	Sensor Kalibrierung	М	Ein	Aus	P (ISFET)	MaxArbeitspunkt-Warnung, es kann noch gemessen werden
						Mögliche Gründe: Sensor gealtert oder defekt, Referenz verblockt, Kalibrierlö- sung überaltert oder kontaminiert
						1. Sensor prüfen oder austauschen.
						2. Kalibrierlösung prüfen oder aus- tauschen.
						3. Kalibrierung wiederholen.
517	Sensor Kalibrierung	М	Ein	Aus	P (ISFET)	MinArbeitspunkt-Warnung, es kann noch gemessen werden
						Mögliche Gründe: Sensor gealtert oder defekt, Referenz verblockt, Kalibrierlö- sung überaltert oder kontaminiert
						1. Sensor prüfen oder austauschen.
						2. Kalibrierlösung prüfen oder aus- tauschen.
						3. Kalibrierung wiederholen.
518	Sensor Kalibrierung	М	Ein	Aus	P, O, I, DI	Delta-Steigung-Warnung, es kann noch gemessen werden
						Mögliche Gründe: Sensor gealtert oder defekt, Referenz verblockt, Kalibrierlö- sung überaltert oder kontaminiert
						1. Sensor prüfen oder austauschen.
						2. Kalibrierlösung prüfen oder aus- tauschen.
						3. Kalibrierung wiederholen.
520	Sensor Kalibrierung	М	Ein	Aus	P, O, I, DI	Delta-Nullpunkt-Warnung, es kann noch gemessen werden
						Mögliche Gründe: Sensor gealtert oder defekt, Referenz verblockt, Kalibrierlö- sung überaltert oder kontaminiert
						1. Sensor prüfen oder austauschen.
						2. Kalibrierlösung prüfen oder aus- tauschen.
						3. Kalibrierung wiederholen.
522	Sensor Kalibrierung	М	Ein	Aus	P (ISFET)	Delta-Arbeitspunkt-Warnung, es kann noch gemessen werden
						Mögliche Gründe: Sensor gealtert oder defekt, Referenz verblockt, Kalibrierlö- sung überaltert oder kontaminiert
						1. Sensor prüfen oder austauschen.
						2. Kalibrierlösung prüfen oder aus- tauschen.
						3. Kalibrierung wiederholen.
534	Elektrolyt Warnung	М	Ein	Aus	DI	Elektrolytverbrauchswarnung
						Die eingestellte Grenze der Elektrolytka- pazität wurde erreicht.
						1. Elektrolyt wechseln.
						2. Verbrauchszähler zurücksetzen.
						3. Sensor ersetzen.

Nr.	Meldung	Werkse	Werkseinstellungen		Sensortyp	Tests oder Abhilfemaßnahmen
		S 1)	D 2)	F ³⁾		
535	Sensor Check	М	Ein	Aus	O (amp.), DI	Vorgegebene Anzahl Kappenkalibrierun- gen erreicht Es kann noch gemessen werden. • Sensorkappe austauschen.
550	Prozesstemperatur	S	Ein	Ein	С	Prozesstemperatur oberhalb/unterhalb
551	Prozesstemperatur	S	Ein	Ein	С	Konzentrationstabelle Prozesswert außerhalb Spezifikation Tabelle nicht vollständig Tabelle erweitern.
552 553	Leitfähigkeit nied- rig Leitfähigkeit hoch	S S	Ein Ein	Ein Ein	С	 Prozesskonzentration oberhalb/unterhalb Konzentrationstabelle Prozesswert außerhalb Spezifikation Tabelle nicht vollständig Tabelle erweitern.
554	Konzentrat niedrig	s	Fin	Fin	C	Prozesskonzentration oberhalb/unter-
555	Konzentration hoch	S	Ein	Ein	C	 halb Konzentrationstabelle Prozesswert außerhalb Spezifikation Tabelle nicht vollständig Tabelle erweitern.
556	Temperatur niedrig	S	Ein	Ein	С	Prozesstemperatur oberhalb/unterhalb
557	Temperatur hoch	S	Ein	Ein	С	Kompensationstabelle Prozesswert außerhalb Spezifikation Tabelle nicht vollständig Tabelle erweitern.
558	Leitfähig. niedrig	S	Ein	Ein	С	Prozessleitfähigkeit oberhalb/unterhalb
559	Leitfähigkeit hoch	S	Ein	Ein	С	Kompensationstabelle Prozesswert außerhalb Spezifikation Tabelle nicht vollständig Tabelle erweitern.
560	Leitfähigkeits- komp.	S	Ein	Ein	С	Leitfähigkeitskompensation oberhalb/ unterhalb Kompensationstabelle
561	Leitfähigkeits- komp.	S	Ein	Ein	С	 Prozesswert außerhalb Spezifikation Tabelle nicht vollständig Tabelle erweitern.
566	Paket inkompatibel	С	Ein	Aus	SC	 Inkompatibles Modell-Paket ▶ Konfiguration der zugeordneten Ausgänge, Messeinstellungen und Applikationskalibrierung prüfen.
720	Membranwechsel	М	Ein	Aus	Ι	Membrankappenwechsel nötig1. Membrankappe austauschen.2. Timer zurücksetzen.
722	Sensor Referenz	F	Ein	Ein	Ρ	 Alarm: Impedanz der Referenzmembran zu niedrig. 1. Sensor prüfen oder austauschen. 2. Referenzgrenzwert prüfen, korri- gieren.
723	Sensor Referenz	M	Ein	Aus	I	 Warnung: Impedanz der Referenzmembran zu niedrig. Es kann noch bis zum Alarm gemessen werden. 1. Sensor prüfen oder austauschen. 2. Referenzgrenzwert prüfen, korrigieren.

Nr.	Meldung	Werkse	Werkseinstellungen		Sensortyp Tests oder Abhilfemaßnahmen	
		S 1)	D 2)	F ³⁾		
724	Sensor Referenz	F	Ein	Ein	I	 Alarm: Impedanz der Referenzmembran zu hoch. 1. Sensor prüfen oder austauschen. 2. Referenzgrenzwert prüfen, korri- gieren.
725	Sensor Referenz	M	Ein	Aus	I	 Warnung: Impedanz der Referenzmembran zu hoch. Es kann noch bis zum Alarm gemessen werden. 1. Sensor prüfen oder austauschen. 2. Referenzgrenzwert prüfen, korrigieren.
734	Kalibrierqualität	M	Ein	Aus	O (opt.)	 Warnung: Der Kalibrierqualitätsindex zeigt eine große Änderung seit der letz- ten Kalibrierung. Es kann noch gemessen werden. 1. Kalibrierung wiederholen. 2. Sensor prüfen, falls erforderlich wechseln.
740	Sensor defekt	F	Ein	Ein	C (nur Vierpol- sensor)	 Interner Elektrodenabriss Sensor austauschen. Service kontaktieren.
771	Lampenwechsel	F	Ein	Aus	N, T, S, SC	Lampenwechsel Alarm Konfigurierte Betriebsdauer wurde erreicht Service kontaktieren, um Lampe ersetzen zu lassen.
772	Lampenwechsel	M	Ein	Aus	SC	 Lampenwechsel Warnung Mögliche Gründe: Lampenrestintensität gering, Lampenlebensdauer wurde nach Austausch nicht zurückgesetzt 1. Lampe ersetzen und Lampenle- bensdauer zurücksetzen. 2. Service kontaktieren.
773	Lampenwechsel	F	Ein	Ein	SC SC	 Lampenwechsel Alarm Mögliche Gründe: Lampenrestintensität gering, Lampenlebensdauer wurde nach Austausch nicht zurückgesetzt 1. Lampe ersetzen und Lampenle- bensdauer zurücksetzen. 2. Service kontaktieren. Mögliche Gründe: Kabel defekt, Lampe defekt 1. Kabel prüfen. 2. Lampe ersetzen. 3. Service kontaktieren.
832	Temp.bereich überschr.	S	Aus	Aus	alle außer U, FL	Außerhalb Temperaturspezifikation1. Anwendung prüfen.2. Temperatursensor prüfen.

Nr.	Meldung	Werkse	instellun	igen	Sensortyp	Tests oder Abhilfemaßnahmen	
		S ¹⁾	D ²⁾	F ³⁾			
841	Arbeitsbereich	S	Aus	Aus	alle außer	Prozesswert außerhalb Arbeitsbereich	
					FL	1. Anwendung prüfen.	
						2. Sensor prüfen.	
842	Prozesswert	S	Aus	Aus	Р	Prozessgrenzwert über-/unterschritten	
843	Prozesswert	S	Aus	Aus	Р	Gründe: Sensor an Luft, Luftpolster in Armatur, falsche Sensoranströmung, Sensor defekt	
						1. Prozesswert ändern.	
						2. Messkette prüfen.	
						3. Sensortyp tauschen.	
844	Prozesswert	S	Aus	Aus	N, T, S	Messwert außerhalb spezifiziertem Bereich	
						Gründe: Sensor an Luft, Luftpolster in Armatur, falsche Sensoranströmung, Sensor defekt	
						1. Prozesswert erhöhen.	
						2. Messkette prüfen.	
						3. Sensortyp tauschen.	
904	Prozess Check	F	Ein	Ein	alle außer	Messsignal stagniert	
	Alarm				Phot	Gründe: Sensor an Luft, Sensor ver- schmutzt, falsche Sensoranströmung, Sensor defekt	
						1. Messkette prüfen.	
						2. Sensor prüfen.	
						3. Gerät neu starten.	
914	USP / EP Alarm	М	Ein	Aus	С	USP-Grenzwerte überschritten	
915	USP / EP Warnung	М	Ein	Aus	С	 Prozess prüfen. 	
934	Prozesstemp. hoch	S	Aus	Aus	N, S, U, SC,	Prozesstemperatur hoch	
					FL	1. Prozesstemperatur nicht erhöhen.	
						2. Messkette prüfen.	
						3. Sensortyp tauschen.	
935	Prozesstemp. nied-	S	Aus	Aus	N, S, U, SC,	Prozesstemperatur niedrig	
	rig				FL	1. Prozesstemperatur nicht senken.	
						2. Messkette prüfen.	
						3. Sensortyp tauschen.	
942	Prozesswert	S	Aus	Aus	N, P, U	Prozesswert hoch	
						1. Prozesswert nicht erhöhen.	
						2. Messkette prüfen.	
						3. Sensortyp tauschen.	
943	Prozesswert	S	Aus	Aus	N, P, U	Prozesswert niedrig	
						1. Prozesswert nicht senken.	
						2. Messkette prüfen.	
						3. Sensortyp tauschen.	

Nr.	Meldung	Werkse	Werkseinstellungen Sei		Sensortyp Tests oder Abhilfemaßnahmen	
		S 1)	D ²⁾	F ³⁾		
944	Sensormessbereich	S	Ein	Aus	S, U, FL	Messung am Rand des Dynamikbereichs des Sensors
						Gründe: Änderungen im Prozess zu einem höherem oder niedrigerem Mess- bereich
						1. Anwendung prüfen.
						2. Sensor verwenden, der zum Mess- bereich der Anwendung passt.
945	pH-Wert hoch	S	Ein	Aus	DI	Warnung maximaler pH-Wert über- schritten
						1. Anwendung prüfen.
						2. pH-Sensor prüfen.
946	pH-Wert niedrig	S	Ein	Aus	DI	Warnung minimaler pH-Wert unter- schritten. Möglicherweise entweicht gas- förmiges Chlor!
						1. Anwendung prüfen.
						2. pH-Sensor prüfen.
950	Prozesstemperatur	F	Ein	Ein	С	Konzentrationstabelle (Leitfähigkeit)
						Prozesstemperatur unterhalb des klein- sten Wertes der Tabelle
						► Tabelle erweitern.
951	Prozesstemperatur	F	Ein	Ein	С	Konzentrationstabelle (Leitfähigkeit)
						Prozesstemperatur oberhalb des größten Wertes der Tabelle
						► Tabelle erweitern.
952	Leitfähigkeit nied- rig	F	Ein	Ein	С	Konzentrationstabelle (Leitfähigkeit)
	5					sten Wertes der Tabelle
						► Tabelle erweitern.
953	Leitfähigkeit hoch	F	Ein	Ein	С	Konzentrationstabelle (Leitfähigkeit)
						Prozessleitfähigkeit oberhalb des größten Wertes der Tabelle
						► Tabelle erweitern.
954	Konzentrat. niedrig	F	Ein	Ein	С	Konzentrationstabelle (Leitfähigkeit)
						Prozesskonzentration unterhalb des kleinsten Wertes der Tabelle
						► Tabelle erweitern.
955	Konzentration hoch	F	Ein	Ein	С	Konzentrationstabelle (Leitfähigkeit)
						Prozesskonzentration oberhalb des größ- ten Wertes der Tabelle
						► Tabelle erweitern.
983	Sensor ISE check	F	Ein	Ein	Ι	Elektrode oder Membran defekt
						1. Elektrode prüfen oder austau- schen.
						2. Membrankappe prüfen oder aus- tauschen.
984	Prozesstemp. hoch	S	Ein	Ein	Ι	Temperatur außerhalb Spezifikation
						1. Prozesstemperatur prüfen.
						2. Messkette prüfen.

Nr.	Meldung	Werkseinstellungen		Sensortyp	Tests oder Abhilfemaßnahmen		
		S ¹⁾	D ²⁾	F ³⁾			
985	Sensor Interface	F	Ein	Ein	Ι	Sensorschnittstellenfehler	
						1. Stecker prüfen.	
						2. Kabel prüfen oder austauschen.	
987	Kalibr.erforderlich	М	Ein	Ein	I, DI, SC	Aufgrund einer Sensorwartung ist eine Kalibrierung erforderlich.	

- 1) Statussignal
- 2) Diagnosemeldung

3) Fehlerstrom

17.2.3 Einstellmöglichkeiten zur Fehlerbehebung

In der Tabelle sind nur die Diagnosemeldungen aufgelistet, die von Ihren Einstellungen im Menü abhängen. Angegeben ist der Pfad, unter dem Sie die Einstellungen verändern können.

- Der Sensortyp ist nur dann angegeben, wenn die Meldung nur für einen Sensortyp gilt.
- Sind mehrere Sensortypen betroffen, wird dafür das Kürzel ../ verwendet.

Nr.	Menü/Setup/Eingänge/				
102	/Erweitertes Setup/Kalibriereinstellungen/Kalibrier-Timer				
103	/Erweitertes Setup/Kalibriereinstellungen/Kalibrier-Timer				
104	/Erweitertes Setup/Kalibriereinstellungen/Kalibrierüberwachung/Alarmgrenze				
105	/Erweitertes Setup/Kalibriereinstellungen/Kalibrierüberwachung/Warngrenze				
108	/Erweitertes Setup/Diagnoseeinstellungen/Sterilisierungen/Warngrenze				
109	Sauerst. (amp.)/Erweitertes Setup/Diagnoseeinstellungen/Anzahl Sterilisierungen Kappe/Warn- grenze				
111	Desinfektion/Erweitertes Setup/Diagnoseeinstellungen/Grenzwerte Betriebsstunden Kappe				
122	pH Glas/Erweitertes Setup/Diagnoseeinstellungen/Glas Impedanz (SCS)/Untere Alarmgrenze				
123	pH Glas/Erweitertes Setup/Diagnoseeinstellungen/Glas Impedanz (SCS)/Untere Warngrenze				
124	pH Glas/Erweitertes Setup/Diagnoseeinstellungen/Glas Impedanz (SCS)/Obere Alarmgrenze				
125	pH Glas/Erweitertes Setup/Diagnoseeinstellungen/Glas Impedanz (SCS)/Obere Warngrenze				
126	pH Glas/Erweitertes Setup/Diagnoseeinstellungen/Sensor condition check				
127	pH Glas/Erweitertes Setup/Diagnoseeinstellungen/Sensor condition check				
145	pH Glas/Erweitertes Setup/Diagnoseeinstellungen/Sensor condition check				
157	Nitrat/Erweitertes Setup/Diagnoseeinstellungen/Grenzwerte Betriebsstunden/Filterwechsel				
168	Leitf.cond./Erweitertes Setup/Diagnoseeinstellungen/Polarisationskompensation				
169	SAK/Erweitertes Setup/Diagnoseeinstellungen/Grenzwerte Betriebsstunden/Einsatz > 200 mg/l/ Warngrenze				
170	SAK/Erweitertes Setup/Diagnoseeinstellungen/Grenzwerte Betriebsstunden/Einsatz < 50 mg/l/ Warngrenze				
176	Chlor/Erweitertes Setup/Diagnoseeinstellungen/Grenzwerte Betriebsstunden/Einsatz > 100 nA/ Warngrenze				
178	Sauerst. (amp.)/Erweitertes Setup/Diagnoseeinstellungen/Anzahl Sterilisierungen Kappe/ Alarmgrenze				
179	/Erweitertes Setup/Diagnoseeinstellungen/Grenzwerte Betriebsstunden/Einsatz > 300 mV/ Warngrenze				
180	/Erweitertes Setup/Diagnoseeinstellungen/Grenzwerte Betriebsstunden/Einsatz < -300 mVWarngrenze				

Nr.	Menü/Setup/Eingänge/
181	Sauerst. (opt. Festkabel)/Erweitertes Setup/Diagnoseeinstellungen/Grenzwerte Betriebsstun- den/Einsatz < 25 μs/Warngrenze
182	Sauerst. (opt. Festkabel)/Erweitertes Setup/Diagnoseeinstellungen/Grenzwerte Betriebsstun- den/Einsatz > 40 μs/Warngrenze
183	Sauerst. (amp.)/Erweitertes Setup/Diagnoseeinstellungen/Grenzwerte Betriebsstunden/Einsatz > 15 nA/Warngrenze
184	Sauerst. (amp.)/Erweitertes Setup/Diagnoseeinstellungen/Grenzwerte Betriebsstunden/Einsatz > 30 nA/Warngrenze
185	Sauerst. (amp.)/Erweitertes Setup/Diagnoseeinstellungen/Grenzwerte Betriebsstunden/Einsatz > 50 nA/Warngrenze
186	Sauerst. (amp.)/Erweitertes Setup/Diagnoseeinstellungen/Grenzwerte Betriebsstunden/Einsatz > 160 nA/Warngrenze
187	Leitf.cond./Erweitertes Setup/Diagnoseeinstellungen/Grenzwerte Betriebsstunden/Einsatz > 80°C < 100nS/cm/Warngrenze
188	/Erweitertes Setup/Diagnoseeinstellungen/Grenzwerte Betriebsstunden/Einsatz < 5 °C/Warn- grenze
190	/Erweitertes Setup/Diagnoseeinstellungen/Grenzwerte Betriebsstunden/Einsatz > 25 °C/Warn- grenze
192	/Erweitertes Setup/Diagnoseeinstellungen/Grenzwerte Betriebsstunden/Einsatz > 40 °C/Warn- grenze
193	/Erweitertes Setup/Diagnoseeinstellungen/Grenzwerte Betriebsstunden/Einsatz > 80 °C/Warn- grenze
194	/Erweitertes Setup/Diagnoseeinstellungen/Grenzwerte Betriebsstunden/Einsatz > 100 °C/ Warngrenze
195	/Erweitertes Setup/Diagnoseeinstellungen/Grenzwerte Betriebsstunden/Einsatz > 120 °C/ Warngrenze
196	/Erweitertes Setup/Diagnoseeinstellungen/Grenzwerte Betriebsstunden/Einsatz > 125 °C/ Warngrenze
197	/Erweitertes Setup/Diagnoseeinstellungen/Grenzwerte Betriebsstunden/Einsatz > 140 °C/ Warngrenze
198	/Erweitertes Setup/Diagnoseeinstellungen/Grenzwerte Betriebsstunden/Einsatz > 150 °C/ Warngrenze
199	/Erweitertes Setup/Diagnoseeinstellungen/Grenzwerte Betriebsstunden/Einsatzdauer/Warn- grenze
505	/Erweitertes Setup/Diagnoseeinstellungen/Nullpunkt/Obere Warngrenze
507	/Erweitertes Setup/Diagnoseeinstellungen/Nullpunkt/Untere Warngrenze
509	Sauerst. (amp.)/Erweitertes Setup/Diagnoseeinstellungen/Steigung/Untere Warngrenze
511	Sauerst. (amp.)/Erweitertes Setup/Diagnoseeinstellungen/Steigung/Obere Warngrenze
513	Sauerst. (amp.)/Erweitertes Setup/Diagnoseeinstellungen/Nullpunkt/Warngrenze
515	pH ISFET/Erweitertes Setup/Diagnoseeinstellungen/Arbeitspunkt/Obere Warngrenze
517	pH ISFET/Erweitertes Setup/Diagnoseeinstellungen/Arbeitspunkt/Untere Warngrenze
518	/Erweitertes Setup/Diagnoseeinstellungen/Delta Steigung/Warngrenze
520	/Erweitertes Setup/Diagnoseeinstellungen/Delta Nullpunkt/Warngrenze
522	pH ISFET/Erweitertes Setup/Diagnoseeinstellungen/Delta Arbeitspunkt/Warngrenze
535	Chlor/Erweitertes Setup/Diagnoseeinstellungen/Anzahl Kalibrierungen Kappe/Warngrenze
842	Redox/Erweitertes Setup/Diagnoseeinstellungen/Redox Messwert/Obere Alarmgrenze
843	Redox/Erweitertes Setup/Diagnoseeinstellungen/Redox Messwert/Untere Alarmgrenze
904	/Erweitertes Setup/Diagnoseeinstellungen/Process check system

Nr.	Menü/Setup/Eingänge/
942	Redox/Erweitertes Setup/Diagnoseeinstellungen/Redox Messwert/Obere Warngrenze
943	Redox/Erweitertes Setup/Diagnoseeinstellungen/Redox Messwert/Untere Warngrenze

17.3 Sensorinformationen

▶ Den gewünschten Kanal in der Auflistung der Kanäle wählen.

Informationen in folgenden Kategorien werden angezeigt:

- Extremwerte
 - Extrembedingungen, denen der Sensor bisher ausgesetzt war, z. B. min./max. Temperaturen $^{\rm 1)}$
- Einsatzdauer
 Einsatzzeit des Sensors unter definierten Extrembedingungen
- Kalibrierinformationen
 Kalibrierdaten der letzten Kalibrierung
- Sensorspezifikationen Messbereichsgrenzen f
 ür Hauptmesswert und Temperatur
- Allgemeine Informationen
 Informationen zur Sensoridentifizierung

Welche Daten genau angezeigt werden, hängt vom Sensor ab.

¹⁾ Ist nicht für alle Sensortypen verfügbar.

18 Wartung

18.1 Digitale Sensoren reinigen

AVORSICHT

Nicht abgeschaltete Programme während der Wartungstätigkeiten.

Verletzungsgefahr durch Medium oder Reiniger!

- ► Laufende Programme beenden.
- ► In den Servicemodus schalten.
- Bei Prüfung der Reinigungsfunktion bei laufender Reinigung: Schutzkleidung, -brille und -handschuhe tragen oder sich durch andere geeignete Maßnahmen schützen.

Sensor bei gleichzeitiger Verfügbarkeit der Messstelle austauschen

Wenn ein Fehler auftritt oder der Sensor laut Wartungsplan ausgetauscht werden muss, einen neuen oder einen im Labor vorkalibrierten Sensor mitnehmen.

- Im Labor wird ein Sensor unter optimalen äußeren Bedingungen kalibriert, so dass eine höhere Qualität der Messung gewährleistet ist.
- Wenn Sie einen nicht vorkalibrierten Sensor verwenden, ist eine Kalibrierung vor Ort erforderlich.
- 1. Sicherheitshinweise zum Ausbau des Sensors von dessen Betriebsanleitung beachten.
- 2. Den zu wartenden Sensor ausbauen.
- 3. Neuen Sensor einbauen.
 - Die Sensordaten werden automatisch vom Messumformer übernommen. Es ist kein Freigabecode notwendig. Die Messung wird fortgesetzt.
- 4. Den gebrauchten Sensor mit zurück ins Labor nehmen.
 - └ Dort den Sensor bei gleichzeitiger Verfügbarkeit der Messstelle für den Wiedergebrauch vorbereiten.

Sensor für den Wiedergebrauch vorbereiten

- 1. Sensor reinigen.
 - → Hierzu die in der Sensoranleitung angegebenen Reinigungsmittel verwenden.
- 2. Sensor auf Risse oder sonstige Beschädigungen untersuchen.
- 3. Wenn keine Beschädigungen vorhanden sind: Sensor regenerieren. Eventuell in einer Regenerierungslösung lagern (→ Sensoranleitung).
- 4. Sensor für den erneuten Einsatz rekalibrieren.

18.2 Armaturen reinigen

Für die Wartung und Fehlerbeseitigung an der Armatur die entsprechende Armaturen-Betriebsanleitung zu Rate ziehen. Dort finden Sie die Beschreibungen für Montage, Demontage, Sensortausch, Dichtungstausch, Beständigkeit sowie Hinweise auf Ersatzteile und Zubehör.

18.3 Dekadentest an digitalen induktiven Leitfähigkeitssensoren

Der induktive Sensor selbst kann nicht simuliert oder nachgebildet werden.

Möglich ist jedoch die Überprüfung des Gesamtsystems Messumformer einschließlich Induktiv-Sensor mittels Ersatzwiderständen. Die Zellkonstante k (z.B. $k_{nominal} = 1,98 \text{ cm}^{-1}$ bei CLS50D, $k_{nominal} = 6,3 \text{ cm}^{-1}$ bei CLS54D) ist zu beachten.

Für eine genaue Simulation muss die tatsächlich verwendete Zellkonstante für die Berechnung des Anzeigewertes verwendet werden.

Die Berechnungsformel ist zusätzlich vom Sensortyp abhängig:

- CLS50D: Anzeige Leitfähigkeit $[mS/cm] = k[cm^{-1}] \cdot 1/R[k\Omega]$
- CLS54D: Anzeige Leitfähigkeit $[mS/cm] = k[cm^{-1}] \cdot 1/R[k\Omega] \cdot 1,21$

Simulations-Widerstand R	Default-Zellkonstante k	Anzeige Leitfähigkeit
2 Ω	1,98 cm ⁻¹	990 mS/cm
10 Ω	1,98 cm ⁻¹	198 mS/cm
100 Ω	1,98 cm ⁻¹	19,8 mS/cm
1 κΩ	1,98 cm ⁻¹	1,98 mS/cm

Simulation mit CLS50D bei 25 °C (77 °F):

Simulation mit CLS54D bei 25 °C (77 °F):

Simulations-Widerstand R	Default-Zellkonstante k	Anzeige Leitfähigkeit
10 Ω	6,3 cm ⁻¹	520 mS/cm
26 Ω	6,3 cm ⁻¹	200 mS/cm
100 Ω	6,3 cm ⁻¹	52 mS/cm
260 Ω	6,3 cm ⁻¹	20 mS/cm
2,6 kΩ	6,3 cm ⁻¹	2 mS/cm
26 kΩ	6,3 cm ⁻¹	200 μS/cm
52 kΩ	6,3 cm ⁻¹	100 μS/cm

Leitfähigkeits-Simulation

Ziehen Sie ein geeignetes Kabel durch die Öffnung des Sensors (Sensorspule). Schließen Sie das Kabel dann beispielsweise an eine Widerstandsdekade an.

19 Kalibrierung

- Sensoren mit Memosens-Protokoll sind werksseitig kalibriert.
- Eine Kalibrierung bei Erstinbetriebnahme ist im Zusammenhang mit den vorherrschenden Prozessbedingungen zu entscheiden.
- In vielen Standardanwendungen ist keine weitere Kalibrierung nötig.
- Sensoren in sinnvollen, prozessabhängigen Intervallen kalibrieren.

19.1 Definitionen

Kalibrierung

(nach DIN 1319)

Ermitteln des Zusammenhangs zwischen Mess- oder Erwartungswert der Ausgangsgröße und dem zugehörigen wahren oder richtigen Wert der Messgröße (Eingangsgröße) für eine Messeinrichtung bei vorgegebenen Bedingungen.

Bei der Kalibrierung erfolgt kein Eingriff, der das Messgerät verändert.

Justage

Beim Justieren wird die Anzeige eines Messgeräts korrigiert, also der gemessene/angezeigte Wert (der Ist-Wert) auf den richtigen Wert, den Soll-Wert korrigiert. Es wird also der beim Kalibrieren festgestellte Wert zur Berechnung des korrekten Messwertes übernommen und im Sensor gespeichert.

19.2 Begriffe

19.2.1 Nullpunkt und Steigung

Vom Messumformer wird das Eingangssignal des Sensors y (Rohmesswert) mittels einer mathematischen Funktion in den Messwert x umgerechnet. In vielen Fällen ist diese Funktion eine einfache lineare der Form $y = a + b \cdot x$.

Das lineare Glied a wird meist mit dem Nullpunkt gleich gesetzt, der Faktor b ist die Steigung der Geraden und wird oft als Sensorsteilheit bezeichnet.



Eine typische lineare Beziehung ist die Nernst-Gleichung zur Berechnung des pH-Werts:

$$U_i = U_0 - \frac{2.303 \text{ RT}}{F} \text{ pH}$$

 $pH = -lg(a_{H^+}), a_{H^+} \dots$ Aktivität der Wasserstoffionen

U_i ... Rohmesswert in mV

 U_0 ... Nullpunkt (= Spannung bei pH 7)

R ... Universelle Gaskonstante (8,3143 J/molK)

- T ... Temperatur [K]
- F ... Faraday-Konstante (26,803 Ah/mol)

Die Steigung der Nernst-Gleichung (-2,303RT/F) wird als **Nernst-Faktor** bezeichnet und hat bei 25 °C (298 K) den Wert von -59,16 mV/pH.

19.2.2 Delta Steigung

Das Gerät ermittelt den Unterschied der Steigung zwischen der aktuell gültigen und der letzten Kalibrierung. Je nach Sensortyp liefert diese Differenz eine Aussage über den Zustand des Sensors. Je geringer die Steigung desto unempfindlicher wird die Messung und die Messgenauigkeit nimmt vor allem im niedrigen Messbereich ab.

Je nach Einsatzbedingungen lassen sich Grenzwerte definieren, die die noch tolerierbaren Absolutwerte der Steigung und/oder Steigungsdifferenzen repräsentieren. Mit Überschreiten der Grenzwerte ist mindestens eine Wartungsmaßnahme für den Sensor notwendig. Bei anhaltender Unempfindlichkeit (trotz Wartung) muss der Sensor ausgetauscht werden.



🗟 31 Delta Steigung



RD Aktuelle Kalibrierung

∆b Delta Steigung

19.2.3 Delta Nullpunkt

Das Gerät ermittelt den Unterschied zwischen den Nullpunkten bzw. Arbeitspunkten (ISFET-Sensor) der letzten und vorletzten Kalibrierung. Die Verschiebung des Nullpunkts bzw. Arbeitspunkts (= Offset) ändert nicht die Empfindlichkeit der Messung, aber ein nicht korrigierter Offset verfälscht den Messwert.

Wie für die Steigung können Sie auch für den Offset Grenzwerte definieren und überwachen lassen. Überschreiten der Grenzwerte bedeutet, dass Sie eine Wartungsmaßnahme für den Sensor vornehmen müssen. Beispielsweise eine Entfernung von Verblockungen der Referenz beim pH-Sensor.



🖻 32 Delta Null-/Arbeitspunkt

- a1 Null-/Arbeitspunkt vorletzte Kalibrierung
- a2 Null-/Arbeitspunkt letzte Kalibrierung

∆a Delta Null-/Arbeitspunkt

19.3 Hinweise zur Kalibrierung

Für alle Parameter gelten folgende Grundsätze:

1. So kalibrieren wie der Prozess läuft.

- Ist das Prozessmedium ständig in Bewegung, dann bewegen Sie auch die Kalibrierlösung entsprechend (z.B. Magnetrührer bei Laborkalibrierung).
- Haben Sie eher ein stehendes Medium, dann kalibrieren Sie in nicht bewegten Lösungen.
- 2. Immer für eine gute Homogenisierung der Proben für Referenzmessungen, Probenkalibrierung usw. sorgen.
- 3. Änderungen in Mediumsproben infolge fortgesetzter biologischer Aktivität vermeiden. **Beispiel:** Auslaufwasser statt einer Probe aus dem Belebungsbecken für eine Kalibrierung von Nitrat verwenden.
- 4. Für die Kalibrierung die gleichen Menü-Einstellungen wie im Prozess verwenden. Beispiel: Wenn Sie den Temperatureinfluss bei der pH-Messung automatisch kompensieren, dann schalten Sie die automatische Temperaturkompensation auch für die Kalibrierung ein.

19.4 pH-Sensoren

19.4.1 Kalibrierintervalle

Die Lebensdauer einer pH-Glaselektrode ist begrenzt. Ein Grund ist die Alterung des pHsensitiven Membranglases. Die Alterung hängt mit einer Veränderung der Quellschicht zusammen, die mit der Zeit dicker wird. Symptome hierfür sind:

- Erhöhter Membranwiderstand
- Träges Ansprechverhalten
- Abnahme der Steilheit

Eine Veränderung des Bezugssystemes (z.B. durch Vergiftung d. h. unerwünschte Redoxreaktionen an der Referenzelektrode) oder Ausbluten der Elektrolytlösung in der Bezugshalbzelle können eine Veränderung des Referenzpotenzials bewirken, was zu einer Nullpunktsverschiebung der Messelektrode führt.

Um eine hohe Messgenauigkeit sicherzustellen, ist es erforderlich, die pH-Sensoren in gegebenen Zeitintervallen neu zu justieren.

Das Kalibrierintervall ist stark abhängig vom Einsatzbereich des Sensors, sowie von der geforderten Messgenauigkeit und Reproduzierbarkeit. Es kann zwischen täglich und einigen Monaten variieren.

Kalibrierintervall für den Prozess festlegen

1. Sensor mit einer Pufferlösung, z. B. pH 7, überprüfen.

- Information des Sensors), ist keine Kalibrierung/Justage notwendig.
- 2. Sensor kalibrieren und justieren.
- 3. Nach 24 h wieder mit Pufferlösung prüfen.
 - a) Ist die Abweichung innerhalb der zulässigen Messabweichung, verlängern Sie das Prüfintervall z. B. indem Sie es verdoppeln.
 b) Ist die Abweichung größer, müssen Sie das Intervall verkürzen.
- 4. Solange analog den Schritten 2 und 3 weiter gehen bis Sie das passende Intervall für Ihren Sensor ermittelt haben.

Kalibrierung überwachen

- Grenzwerte zur Überwachung von Steilheits- und Nullpunktsdifferenzen festlegen: Menü/Setup/Eingänge/pH/Erweitertes Setup/Diagnoseeinstellungen/Delta Steigung oder Delta Nullpunkt (Delta Arbeitspunkt).
 - └ Diese Grenzwerte sind prozessabhängig und müssen empirisch ermittelt werden.

Sie erhalten bei der Kalibrierung eine Diagnosemeldung, wenn die definierten Warngrenzen überschritten wurden. Sie müssen dann eine Wartung des Sensors vornehmen, z. B. Sensor oder Referenz reinigen oder die Glasmembran regenerieren.

Wenn Sie trotz Wartung weiter Warnmeldungen erhalten, müssen Sie den Sensor austauschen.

Kalibrierintervall überwachen

Kalibrierintervalle für Ihren Prozess können Sie ebenfalls durch das Gerät überwachen lassen.

- Menü/Setup/Eingänge/pH/Erweitertes Setup/Kalibriereinstellungen/ Kalibrierüberwachung
 - Sie legen Zeitgrenzen fest, wie lange eine Kalibrierung als gültig betrachtet werden soll. Memosens-Sensoren speichern alle Kalibrierdaten. So lässt sich herausfinden, ob die letzte Kalibrierung im festgelegten Zeitfenster war und somit noch gültig ist. Dies ist insbesondere dann von Vorteil, wenn mit vorkalibrierten Sensoren gearbeitet wird.

19.4.2 Kalibrierarten

Folgende Kalibrierarten sind möglich:

- Zweipunkt-Kalibrierung
 - Mit Kalibrierpuffern
- Einpunkt-Kalibrierung
 - Eingabe eines Offsets oder eines Referenzwertes
- Probenkalibrierung mit Laborvergleichswert
- Dateneingabe
- Eingabe von Nullpunkt, Steigung und Temperatur
- Temperaturjustage über Eingabe eines Referenzwertes

Bei einem Kombisensor (CPS16E/CPS76E/CPS96E) müssen Sie sowohl die pH- als auch die Redoxelektrode kalibrieren, um zuverlässige rH-Werte zu erhalten.

19.4.3 Zweipunkt-Kalibrierung

Anwendungen und Anforderungen

Die Zweipunkt-Kalibrierung ist die bevorzugte Methode für pH-Sensoren, insbesondere in folgenden Anwendungen:

- Kommunale und industrielle Abwasser
- Natürliche Wasser und Trinkwasser
- Kesselspeisewasser und Kondensate
- Getränke

Für die meisten Anwendungen empfiehlt sich die Kalibrierung mit Puffern pH 7,0 und 4,0.

Alkalische Pufferlösungen haben den Nachteil, dass aus der Luft eindringendes Kohlendioxid den pH-Wert des Puffers langfristig ändern kann. Kalibrierungen mit alkalischen Puffern sollten Sie am besten in geschlossenen Systemen wie Durchflussarmaturen oder Wechselarmaturen mit Spülkammer vornehmen, um den Lufteinfluss zu mindern.

Arbeiten Sie bei der Zweipunktkalibrierung mit Kalibrierpuffern. Die Qualitätspuffer von Endress+Hauser sind im akkreditierten Labor geprüft und gemessen. Mit der Akkreditierung (DAR-Registiernummer "DKD-K-52701") wird bestätigt, dass Ist-Werte und maximale Abweichungen korrekt und rückverfolgbar sind.

Mit Kalibrierpuffern

Zur Kalibrierung nehmen Sie den Sensor aus dem Medium und kalibrieren ihn im Labor. Da Memosens-Sensoren ihre Daten speichern, können Sie jederzeit mit "vorkalibrierten" Sensoren arbeiten und müssen nicht die Prozessüberwachung für die Kalibrierung unterbrechen.

1. Menü aufrufen: CAL/pH Glas oder pH ISFET/2-Pkt.-Kalibrierung.

- 2. Den Anweisungen der Software folgen.
- 3. **Nachdem** Sie den Sensor in den ersten Puffer getaucht haben und sich der Messwert etwas stabilisiert hat: **OK** drücken.
 - → Die Messwertermittlung für den ersten Puffer startet. Nachdem das Stabilitätskriterium erfüllt ist, wird der Messwert in mV angezeigt.
- 4. Weiter den Anweisungen folgen.

5. Nachdem Sie den Sensor in den zweiten Puffer getaucht haben und sich der Messwert etwas stabilisiert hat: **OK** drücken.

- Die Messwertermittlung für den zweiten Puffer startet. Nachdem das Stabilitätskriterium erfüllt ist, werden die Messwerte beider Puffer sowie die errechneten Werte für Steigung und Nullpunkt angezeigt.
- 6. Die Frage zur Übernahme der Kalibrierdaten zur Justage beantworten.
- 7. Sensor zurück ins Medium bringen und erneut **OK** drücken.
 - ← Der Hold wird deaktiviert und die Messung startet wieder.

Sie können die Kalibrierung jederzeit mit **ESC** abbrechen. Dann werden keine Daten zur Justage des Sensors verwendet.

Verwenden Sie Kalibrierpuffer nur einmal.

19.4.4 Einpunkt-Kalibrierung

Anwendungen und Anforderungen

Eine Einpunkt-Kalibrierung ist insbesondere dann sinnvoll, wenn nicht der absolute pH-Wert sondern nur die Abweichung zu einem Referenzwert interessiert. Anwendungen sind:

- Prozesskontrolle
- Qualitätssicherung

Die Schwankungen des Prozesswerts sollten ±0,5 pH nicht überschreiten und die Prozesstemperatur muss annähernd gleich bleiben. Aufgrund der daraus resultierenden Einschränkung des Messbereichs ist es möglich, die Steilheit auf -59 mV/pH (bei 25 °C) einzustellen. Sie geben zur Justage des Sensors einen Offset oder einen Referenzwert ein.

Alternativ dazu können Sie die **Probenkalibrierung** anwenden. Sie nehmen dazu eine Probe aus dem Prozess und bestimmen den pH-Wert im Labor. Bei der Laborprobe müssen Sie darauf achten, dass der pH-Wert bei Prozesstemperatur bestimmt wird.

Referenzwert eingeben

Sie geben entweder einen vorher ermittelten Referenz-Messwert ein. Die Kalibrierfunktion wird entsprechend diesem Wert auf der x-Achse (pH) verschoben. Die Steilheit ändert sich dadurch nicht.

- 1. Menü aufrufen: CAL/pH Glas oder pH ISFET/1-Pkt.-Kalibrierung.
- 2. Referenz: Vorher ermittelten Wert eingeben.
- 3. Kalibrierdaten übernehmen und anschließend zurück in den Messmodus wechseln.

Sie können die Kalibrierung jederzeit mit **ESC** abbrechen. Dann werden keine Daten zur Justage des Sensors verwendet.

Probenkalibrierung

Bei dieser Art der Kalibrierung entnehmen Sie dem Medium eine Probe und bestimmen im Labor deren pH-Wert (bei Prozesstemperatur). Diesen Laborwert verwenden Sie zur Justage des Sensors. Die Steilheit der Kalibrierfunktion verändert sich hierbei nicht.

- 1. Menü aufrufen: CAL/pH Glas oder pH ISFET/Probenkalibrierung.
- 2. Den Anweisungen der Software folgen.
- 3. Nachdem Sie die Probe entnommen haben: OK drücken.
 - ← Auf dem Display erscheint die Anzeige: ► Probenkalibrierung.
- **5.** Dort den Labormesswert eingeben und anschließend auf **Weiter** gehen.
 - Messwert, Laborwert und resultierender Offset (Nullpunkt bei ISE) werden angezeigt.
- 6. Kalibrierdaten übernehmen und anschließend zurück in den Messmodus wechseln.

Sie können die Kalibrierung jederzeit mit **ESC** abbrechen. Dann werden keine Daten zur Justage des Sensors verwendet.

19.4.5 Dateneingabe

Sie geben Steigung, Nullpunkt und Temperatur manuell ein. Aus diesen Werten wird die Funktion zur Bestimmung des pH-Werts berechnet. Somit führt die Dateneingabe zum gleichen Ergebnis wie die Zweipunktkalibrierung.

- 1. Steigung, Nullpunkt und Temperatur alternativ ermitteln (Referenzmessung).
- 2. Menü aufrufen: CAL/pH Glas oder pH ISFET/Dateneingabe.

🕒 Es folgt die Anzeige von Steigung, Nullpunkt und Temperatur.

- 3. Nacheinander jeden Wert anwählen und anschließend den gewünschten Zahlenwert eingeben.
 - └→ Da Sie alle Variablen der Nernst-Gleichung direkt eingeben, erhalten Sie von der Software keine zusätzliche Anzeige.
- 4. Die Frage zur Übernahme der Kalibrierdaten zur Justage mit **OK** beantworten.

Sie können die Kalibrierung jederzeit mit **ESC** abbrechen. Dann werden keine Daten zur Justage des Sensors verwendet.

19.4.6 Temperaturjustage

- **1.** Die Temperatur des Prozessmediums mit einer alternativen Messung, beispielsweise einem Präzisionsthermometer, ermitteln.
- 2. Menü aufrufen: CAL/<Sensortyp>/Temperaturjustage.
- **3. Sensor im Prozessmedium lassen** und solange **OK** klicken bis die Temperaturmessung über den Sensor gestartet wird.
- 4. Referenztemperatur aus der alternativen Messung eingeben. Sie können dazu entweder den Absolutwert oder einen Offset eingeben.
- 5. Danach solange **OK** klicken, bis die neuen Daten übernommen wurden.
 - 🛏 Die Temperaturjustage ist damit abgeschlossen.

19.4.7 Fehlermeldungen bei der Kalibrierung

Displaymeldung	Ursachen und mögliche Abhilfen
Die Kalibrierung ist ungültig. Wollen Sie eine neue Kalibrierung starten? Steigung außerhalb der Toleranz. Nullpunkt außerhalb der Toleranz. Probenkonzentration zu klein.	 Kalibrierpuffer verunreinigt bzw. dessen pH-Wert nicht mehr innerhalb der zulässigen Grenzen, dadurch zulässige Messabweichung überschritten 1. Haltbarkeitsdatum prüfen 2. Frischen Puffer verwenden
Das Stabilitätskriterium wurde nicht erfüllt. Wollen Sie den letzten Schritt wiederholen?	Messwert oder Temperatur instabil, dadurch Stabili- tätskriterium nicht erfüllt
	1. Temperatur während der Kalibrierung konstant halten.
	2. Puffer austauschen.
	3. Sensor gealtert oder verschmutzt, reinigen bzw. regenerieren.
	4. Stabilitätskriterien anpassen $\rightarrow \square$ 16.
Die Kalibrierung wurde abgebrochen. Bitte reinigen Sie erst den Sensor, bevor Sie diesen in das Prozessmedium bringen. (Hold wird deaktiviert)	Abbruch der Kalibrierung durch den Anwender

19.5 Redox-Sensoren

19.5.1 Kalibrierarten

Folgende Kalibrierarten sind möglich:

- Zweipunkt-Kalibrierung mit Mediumsproben (Hauptmesswert = Redox %)
- Einpunkt-Kalibrierung mit Kalibrierpuffer (Hauptmesswert = Redox mV)
- Dateneingabe eines Offsets
 (Hauntmassurent Badeurn
- (Hauptmesswert = Redox mV)
- Temperaturjustage über Eingabe eines Referenzwertes

19.5.2 Einpunkt-Kalibrierung

Die Puffer enthalten Redox-Paare mit hoher Austauschstromdichte. Deren Vorteil liegt in hoher Messgenauigkeit, guter Reproduzierbarkeit und schneller Ansprechzeit der Messung.

Eine Temperaturkompensation gibt es bei der Messung des Redoxpotenzials nicht, da das Temperaturverhalten des Mediums nicht bekannt ist. Die Temperatur wird aber zusammen mit dem Messergebnis angegeben und daher ist die Justage des Temperatursensors in prozessabhängigen Intervallen sinnvoll.

Einpunkt-Kalibrierung mit Kalibrierpuffern

Bei dieser Art der Kalibrierung arbeiten Sie mit Kalibrierpuffern, z.B. Redoxpuffern von Endress+Hauser. Sie nehmen den Sensor dazu aus dem Medium und kalibrieren ihn im Labor. Da Memosens-Sensoren ihre Daten speichern, können Sie jederzeit mit "vorkalibrierten" Sensoren arbeiten und müssen nicht die Prozessüberwachung für längere Zeit für die Kalibrierung unterbrechen (gilt nicht für ISE).

- 1. Menü aufrufen: CAL/Redox/1-Pkt.-Kalibrierung.
- 2. Den Anweisungen der Software folgen.
- 3. Kalibrierdaten übernehmen und anschließend zurück in den Messmodus wechseln.

Sie können die Kalibrierung jederzeit mit **ESC** abbrechen. Dann werden keine Daten zur Justage des Sensors verwendet.

19.5.3 Dateneingabe (Offset)

Dateneingabe eines Offsets

Bei dieser Art der Kalibrierung geben Sie den Offset direkt ein. Verwenden Sie beispielsweise den Messwert einer Referenzmessung, um den Offset zu ermitteln.

1. Menü aufrufen: CAL/Redox/Dateneingabe (Offset).

└ Anzeige **Offset**.

- 2. Entscheiden: Aktuellen Wert behalten oder einen neuen Wert eingeben?
- 3. Wert ändern oder behalten.
- 4. Kalibrierdaten übernehmen und anschließend zurück in den Messmodus wechseln.

Sie können die Kalibrierung jederzeit mit **ESC** abbrechen. Dann werden keine Daten zur Justage des Sensors verwendet.

19.5.4 Zweipunkt-Kalibrierung (nur Redox %)

Um sinnvolle Redox % - Werte zu erhalten, müssen Sie den Sensor an Ihren Prozess anpassen. Das tun Sie mit einer Zweipunktkalibrierung. Die beiden Kalibrierpunkte charakterisieren dabei die wichtigsten Zustände, die Ihr Medium im Prozess annehmen kann.
Sie benötigen zwei verschiedene Zusammensetzungen Ihres Mediums, die die charakteristischen Grenzen Ihres Prozesses repräsentieren (z. B. 20%- und 80%-Wert). Der Absolutwert in mV ist für die Redox %-Messung nicht relevant.

- 1. Menü aufrufen: CAL/Redox/2-Pkt.-Kalibrierung.
- 2. Den Anweisungen der Software folgen.
- 3. Redoxpotenzial des Mediums für den ersten Kalibrierpunkt ermitteln.
- 4. Angeben, welchen %-Wert dieser Punkt repräsentiert.
- 5. \triangleright Weiter.
- 6. Den Anweisungen der Software folgen.
- 7. Redoxpotenzial des Mediums für den zweiten Kalibrierpunkt ermitteln.
- 8. Angeben, welchen %-Wert dieser Punkt repräsentiert.
- 9. Kalibrierdaten übernehmen und anschließend zurück in den Messmodus wechseln.

Sie können die Kalibrierung jederzeit mit **ESC** abbrechen. Dann werden keine Daten zur Justage des Sensors verwendet.

19.5.5 Temperaturjustage

- **1.** Die Temperatur des Prozessmediums mit einer alternativen Messung, beispielsweise einem Präzisionsthermometer, ermitteln.
- 2. Menü aufrufen: CAL/<Sensortyp>/Temperaturjustage.
- **3. Sensor im Prozessmedium lassen** und solange **OK** klicken bis die Temperaturmessung über den Sensor gestartet wird.
- 4. Referenztemperatur aus der alternativen Messung eingeben. Sie können dazu entweder den Absolutwert oder einen Offset eingeben.
- 5. Danach solange OK klicken, bis die neuen Daten übernommen wurden.

 Die Temperaturjustage ist damit abgeschlossen.

19.5.6 Fehlermeldungen bei der Kalibrierung

Displaymeldung	Ursachen und mögliche Abhilfen		
Die Kalibrierung ist ungültig. Wollen Sie eine neue Kalibrierung starten?	 Kalibrierpuffer verunreinigt bzw. dessen Redoxpoten zial nicht mehr innerhalb der zulässigen Grenzen, dadurch zulässige Messabweichung überschritten 1. Haltbarkeitsdatum prüfen 2. Frischen Puffer verwenden 		
Das Stabilitätskriterium wurde nicht erfüllt. Wollen Sie den letzten Schritt wiederholen?	Messwert instabil, dadurch Stabilitätskriterium nich erfüllt		
	 Puffer austauschen. Sensor gealtert oder verschmutzt, reinigen bzw. regenerieren. 		
	3. Stabilitätskriterien anpassen $\rightarrow \square$ 16.		
Die Kalibrierung wurde abgebrochen. Bitte reinigen Sie erst den Sensor, bevor Sie diesen in das Prozessmedium bringen. (Hold wird deaktiviert)	Abbruch der Kalibrierung durch den Anwender		

19.6 Leitfähigkeitssensoren

19.6.1 Kalibrierarten

Folgende Kalibrierarten sind möglich:

- Zellkonstante mit Kalibrierlösung
- Einbaufaktor (nur induktive Sensoren und CLS82D)
- Airset (Restkopplung) (nur induktive Sensoren)
- Temperaturjustage über Eingabe eines Referenzwertes

Zellkonstante 19.6.2

Die Kalibrierung eines Leitfähigkeitsmesssystems erfolgt grundsätzlich in der Weise, dass die genaue Zellkonstante mittels geeigneter Kalibrierlösungen ermittelt bzw. überprüft wird.

Dieses Verfahren wird u.a. in den Normen EN 27888 und ASTM D 1125 beschrieben, wobei jeweils die Herstellung einiger Kalibrierlösungen angegeben ist.

Eine weitere Möglichkeit ist der Bezug internationaler Kalibrierstandards von staatlichen Metrologiebehörden. Dies ist insbesondere in der Pharmaindustrie von Bedeutung, weil dort die Rückführbarkeit der Kalibrierung auf international anerkannte Standards zwingend erforderlich ist. Endress+Hauser verwendet zur Kalibrierung seiner Prüfeinrichtungen SRM (Special Reference Material) der US-amerikanischen Behörde NIST (National Institute of Standards and Technology).

Zellkonstante kalibrieren

Bei dieser Art der Kalibrierung geben Sie einen Referenzwert für die Leitfähigkeit ein. Außerdem bestimmen Sie, wie der Einfluss der Temperatur kompensiert werden soll. Im Ergebnis berechnet das Gerät eine neue Zellkonstante für den Sensor.

1. Menü aufrufen: CAL/Leitf.cond. oder Leitf.ind. oder Leitf.cond. 4-pol/Zellkonstante.

2. Einstellungen vornehmen:

CAL/Leitf.cond. oder Leitf.ind. oder Leitf.cond. 4-pol/Zellkonstante				
Funktion	Optionen	Info		
Akt. Zellkonstante	nur lesen	Aktuell im Sensor gespeicherter Wert		
Temp. Kompensation	Auswahl Ja Nein Werkseinstellung Ja	Alternativ zur kompensierten Leitfähigkeit (Ja) können Sie die Zellkonstante auch durch Kalib- rierung der unkompensierten Leitfähigkeit (Nein) bestimmen.		
Koeff. Alpha Temp. Kompensation = Ja	0,00 20,00 %/K Werkseinstellung sensorabhängig	Alphakoeffizienten und Alpha-Referenztempe- raturen von Endress+Hauser finden Sie in der den Kalibrierlösungen beiliegenden Dokumenta- tion.		
Alpha-RefTemp. Temp. Kompensation = Ja	-5,0 100,0 °C (23,0 212,0 °F) Werkseinstellung 25,0 °C (77,0 °F)	 Geben Sie die entsprechenden Werte ein. 		
Temperaturquelle	Auswahl • Sensor • Manuell Werkseinstellung Sensor	Entscheiden Sie, wie Sie die Mediumstemperatur kompensieren wollen: • Automatisch über den Temperaturfühler Ihres Sensors • Manuell durch Eingabe der Mediumstempera- tur		

CAL/Leitf.cond. oder Leitf.ind. oder Leitf.cond. 4-pol/Zellkonstante			
Funktion	Optionen	Info	
Mediumstemperatur Temperaturquelle = Manuell	-50,0 250,0 ℃ (-58,0 482,0 ℉)	• Geben Sie die Temperatur Ihres Mediums ein.	
	Werkseinstellung 25,0 ℃ (77,0 °F)		
LeitfReferenzwert	0,000 2000000 μS/cm Werkseinstellung 0,000 μS/cm	 Temp. Kompensation = Ja Geben Sie hier die kompensierte Leitfähig- keit Ihrer Kalibrierlösung ein. Temp. Kompensation = Nein Geben Sie hier die unkompensierte Leitfä- higkeit Ihrer Kalibrierlösung ein. 	

CA	CAL/Leitf.cond. oder Leitf.ind. oder Leitf.cond. 4-pol/Zellkonstante		
_			

3. > Kalibrierung starten.

- 4. Den Anweisungen folgen.
- 5. Über Verwendung der gewonnenen Kalibrierdaten, Abbruch oder Wiederholung der Kalibrierung entscheiden.

Der Messumformer schaltet nach der Kalibrierung automatisch in den Messmodus zurück und Ihre Messstelle ist nun einsatzbereit.

19.6.3 Airset (Restkopplung, nur induktive Sensoren)

Während bei konduktiven Sensoren die Kalibriergerade aus physikalischen Gründen durch Null geht (ein Stromfluss von 0 entspricht einer Leitfähigkeit von 0), muss bei induktiven Sensoren die Restkopplung zwischen der Primärspule (Sendespule) und der Sekundärspule (Empfangsspule) berücksichtigt oder kompensiert werden. Die Restkopplung wird nicht allein durch die direkte magnetische Kopplung der Spulen, sondern auch durch Übersprechen in den Zuleitungen verursacht. Deshalb beginnt die Inbetriebnahme eines induktiven Sensors stets mit dem "Air set". Dabei wird der Sensor mit den vorgesehenen Kabeln an den Messumformer angeschlossen, in getrocknetem Zustand in Luft gehalten (Leitfähigkeit Null) und der Airset-Abgleich am Messumformer durchgeführt.

Anschließend wird wie bei konduktiven Sensoren die Zellkonstante mittels präziser Kalibrierlösung ermittelt.

Sensoren mit Memosens-Protokoll sind werksseitig bereits abgeglichen und deren Restkopplung muss in der Regel nicht mehr vor Ort justiert werden.

19.6.4 Einbaufaktor (nur induktive Sensoren und CLS82D)

Bei engen Einbauverhältnissen wird die Leitfähigkeitsmessung in der Flüssigkeit durch die Wand beeinflusst. Dieser Effekt wird durch den Einbaufaktor kompensiert. Der Messumformer korrigiert die Zellkonstante durch Multiplikation mit dem Einbaufaktor. Die Größe des Einbaufaktors hängt vom Durchmesser und der Leitfähigkeit des Rohrstutzens sowie dem Wandabstand des Sensors ab.

Bei ausreichendem Wandabstand kann der Einbaufaktor f unberücksichtigt bleiben (f =1,00). Bei kleineren Wandabständen wird der Einbaufaktor für elektrisch isolierende Rohre größer (f > 1), im Fall elektrisch leitender Rohre kleiner (f < 1).

Zur Kompensation des Einbaufaktors haben Sie zwei Möglichkeiten:

- Einbaufaktor mittels Kalibrierlösungen bestimmen
- Eingabe eines bekannten Einbaufaktors

Einbaufaktor kalibrieren

- 1. Menü aufrufen: CAL/Leitf.ind. oder Leitf.cond. 4-pol/Einbaufaktor/Kalibrierung.
- 2. Einstellungen vornehmen:

CAL/Leitf.ind. oder Leitf.cond. 4-pol/Einbaufaktor/Kalibrierung				
Funktion	Optionen	Info		
Akt. Zellkonstante	nur lesen	Aktuell im Sensor gespeicherter Wert		
Temp. Kompensation	Auswahl • Ja • Nein Werkseinstellung Ja	Alternativ zur kompensierten Leitfähigkeit (Ja) können Sie die Zellkonstante auch durch Kalib- rierung der unkompensierten Leitfähigkeit (Nein) bestimmen.		
Koeff. Alpha	0,00 20,00 %/K	Alphakoeffizienten und Alpha-Referenztempe-		
Temp. Kompensation = Ja	Werkseinstellung sensorabhängig	raturen von Endress+Hauser finden Sie in der den Kalibrierlösungen beiliegenden Dokumenta- tion		
Alpha-RefTemp.	-5,0 100,0 °C (23,0 212,0 °F)	 Geben Sie die entsprechenden Werte ein. 		
Temp. Kompensation = Ja	Werkseinstellung 25,0 °C (77,0 °F)			
Temperaturquelle	Auswahl • Sensor • Manuell Werkseinstellung Sensor	 Entscheiden Sie, wie Sie die Mediumstemperatur kompensieren wollen: Automatisch über den Temperaturfühler Ihres Sensors Manuell durch Eingabe der Mediumstempera- tur 		
Mediumstemperatur	-50,0 250,0 °C	► Geben Sie die Temperatur Ihres Mediums		
Temperaturquelle = Manuell	(-58,0 482,0 °F) Werkseinstellung 25,0 °C (77,0 °F)	ein.		
LeitfReferenzwert	0,000 2000000 µS/cm	Temp. Kompensation = Ja		
	Werkseinstellung 0,000 µS/cm	 Geben Sie hier die kompensierte Leitfähig- keit Ihrer Kalibrierlösung ein. 		
		Temp. Kompensation = Nein		
		 Geben Sie hier die unkompensierte Leitfä- higkeit Ihrer Kalibrierlösung ein. 		

3. \triangleright Kalibrierung starten.

- 4. Den Anweisungen folgen.
- 5. Über Verwendung der gewonnenen Kalibrierdaten, Abbruch oder Wiederholung der Kalibrierung entscheiden.

Sie können die Kalibrierung jederzeit mit **ESC** abbrechen. Dann werden keine Daten zur Justage des Sensors verwendet.

Einbaufaktor eingeben

- 1. Menü aufrufen: CAL/Leitf.ind. oder Leitf.cond. 4-pol/Einbaufaktor/Eingabe.
 - ← Der aktuell verwendete Einbaufaktor wird angezeigt.
- 2. Neuer Einbaufaktor: Einbaufaktor, den Sie beispielsweise der Betriebsanleitung Ihres Sensors entnommen haben, eingeben.
- 3. \triangleright Kalibrierung starten.
- 4. Über Verwendung der gewonnenen Kalibrierdaten, Abbruch oder Wiederholung der Kalibrierung entscheiden.

Sie können die Kalibrierung jederzeit mit **ESC** abbrechen. Dann werden keine Daten zur Justage des Sensors verwendet.

19.6.5 Temperaturjustage

- **1.** Temperatur des Prozessmediums mit einer alternativen Messung, beispielsweise einem Präzisionsthermometer, ermitteln.
- 2. Menü aufrufen: CAL/Leitf.cond. oder Leitf.ind. oder Leitf.cond. 4-pol/Temperaturjustage.
 - └→ Es folgt die Anzeige des Offsets (der letzten Kalibrierung) und des Temperatur-Ist-Werts.
- 3. Modus: Über den Modus der Temperaturjustage entscheiden.

I-Punkt-Kalibrierung

Sie messen die Mediumstemperatur mittels Referenzmessung und benutzen diesen Wert zur Justage des Temperaturfühlers.

- 2-Punkt-Kalibrierung
- Sie verwenden zwei Proben mit unterschiedlicher Temperatur.
- Tabelle

Justierung über Dateneingabe. Sie geben jeweils Wertepaare bestehend aus gemessener Temperatur des Temperaturfühlers und zugehöriger Referenztemperatur ein. Aus diesen Wertepaaren wird die Temperaturfunktion errechnet. Drücken Sie **SAVE**, wenn Sie alle Punkte eingegeben haben und beantworten Sie anschließend die Frage zur Übernahme der Kalibrierdaten mit **OK**.

4. Den Anweisungen der Software folgen.

5. Kalibrierdaten übernehmen und anschließend zurück in den Messmodus wechseln.

Sie können die Kalibrierung jederzeit mit **ESC** abbrechen. Dann werden keine Daten zur Justage des Sensors verwendet.

19.6.6 Fehlermeldungen bei der Kalibrierung

Displaymeldung	Ursachen und mögliche Abhilfen	
Die Kalibrierung ist ungültig. Wollen Sie eine neue Kalibrierung starten?	Kalibrierlösung verbraucht, dadurch zulässige Mess- wertabweichung überschritten	
	1. Haltbarkeitsdatum prüfen	
	2. Frische Kalibrierlösung verwenden	
Kalibrierung aktuell aufgrund	Sensor-Kommunikationsproblem	
eines Sensorfehlers nicht möglich.	1. Sensor austauschen.	
	2. Service verständigen.	
Die Kalibrierung wurde abgebrochen. Bitte reinigen Sie erst den Sensor, bevor Sie diesen in das Prozessmedium bringen. (Hold wird deaktiviert)	Abbruch der Kalibrierung durch den Anwender	

19.7 Sauerstoffsensoren

19.7.1 Signalerzeugung beim amperometrischen Sensor

Der amperometrische Sauerstoffsensor basiert auf der Reduktion von Sauerstoff an der Edelmetall-Kathode eines elektrolytgefüllten Systems.

Sauerstoff wandert vom Medium (z.B. Luft) kommend durch eine Membran, gelangt in den Elektrolytfilm und wird an der Kathode umgesetzt. An der Kathode liegt damit quasi kein molekularer Sauerstoff vor. Hier herrscht große Zehrung, der Sauerstoffpartialdruck geht gegen Null. Vor der Membran herrscht der Sauerstoffpartialdruck des Mediums. In wasserdampfgesättigter Luft sind es unter Referenzbedingungen (1013 hPa, 20 °C) ca. 209 hPa. Der Partialdruck wirkt als treibende Kraft, um Sauerstoffmoleküle durch die Membran zu transportieren. Die Membran wirkt als Diffusionsperre, d.h. Sauerstoffmoleküle wandern entsprechend dem Partialdruckunterschied durch die Membran.

Zusammengefasst ergeben sich zwei wichtige Eigenschaften des amperometrischen Sauerstoffsensors:

- Die Sauerstoffzehrung an der Kathode ist extrem groß. Sauerstoff permeiert durch die Membran in Abhängigkeit des äußeren Sauerstoffpartialdrucks (der innere ist quasi Null) - der äußere Sauerstoffpartialdruck ist die treibende Kraft.
- Aufgrund der diffusionbegrenzenden Eigenschaften der Membran ist der Sauerstoffstrom durch die Membran und damit der nachfolgend erzeugte elektrische Signalstrom direkt proportional zum Sauerstoffpartialdruck vor der Membran, d.h. der Sensor stellt einen linear vom Sauerstoffpartialdruck abhängigen Signalstrom zur Verfügung.
- \rightarrow Der amperometrische Sauerstoffsensor ist also ein Sauerstoffpartialdrucksensor.

19.7.2 Signalerzeugung beim optischen Sensor

Der optische Sauerstoffsensor basiert auf dem Prinzip des Fluoreszenzquenchings.

Der prinzipielle Aufbau ist wie folgt:

Das zu messende Prozessmedium und die Sensoroptik sind über eine sauerstoffsensitive Fläche, den Sensorspot, getrennt.

Zum Prozess ist dieser Sensorspot mit einem schwarzen, sauerstoffdurchlässigen Deckmaterial gegen Druck, Temperatur und weitere Medieneinflüsse geschützt. Das Deckmaterial erlaubt somit dem im Medium vorhandenen Sauerstoff, entsprechend dem Gleichgewicht seines Partialdrucks, in den Sensorspot zu diffundieren.

Die Sensoroptik leitet Licht mit einer konstanten Wellenlänge A oder Farbe A auf den, einen fluoreszierenden Farbstoff enthaltenden, Sensorspot (Anregung). Die Anregung hat zur Folge, daß die Moleküle des Farbstoffs eine Lichtemission einer konstanten Wellenlänge B oder Farbe B aussenden (Antwort).

Der im Medium und damit im Sensorspot vorhandene Sauerstoff verändert die Fluoreszenzeigenschaften des Farbstoffs. Dieses Verhalten wird Quenching genannt.

Die Relation zwischen Anregung und Antwort ist damit abhängig vom Sauerstoffpartialdruck im Medium. Diese Relation wird im Sensor zur Messung genutzt. Aus technischer Sicht wird die Sauerstoffkonzentration oft über die zeitliche Beziehung der Signale (auch Phasenwinkel genannt) berechnet.

19.7.3 Kalibrierintervalle

Intervalle festlegen

Wollen Sie den Sensor aufgrund einer speziellen Anwendung und/oder einer speziellen Einbauart zwischenzeitlich kalibrieren, können Sie die Intervalle mit der folgenden Methode ermitteln:

- 1. Sensor aus dem Medium nehmen.
- 2. Sensor äußerlich mit einem feuchten Tuch säubern.
- **3.** Anschließend vorsichtig die Sensormembran trocknen, beispielsweise mit einem weichen Papiertuch.

4. HINWEIS

Fehlmessungen durch atmosphärische Einflüsse!

► Sensor vor externen Einflüssen wie Sonnenlicht und Wind schützen.

Nach 20 Minuten (amperometrische Sensoren) oder 10 Minuten (optische Sensoren) den Sauerstoff-Sättigungsindex an Luft messen.

5. Je nach Ergebnis entscheiden:

a) Amperometrischer Sensor: Gemessener Wert liegt **nicht** bei 102 ± 2 %SAT (COS51D) oder 100 ± 2 %SAT (COS22D) \rightarrow Sensor kalibrieren.

Optischer Sensor: Gemessener Wert liegt **nicht** bei 100 ± 2 %SAT \rightarrow Sensor kalibrieren.

b) Liegen die Werte innerhalb des genannten Intervalls, muss der Sensor nicht kalibriert werden. Der Zeitraum zwischen den Überprüfungen kann verlängert werden.

6. Genannte Schritte nach zwei, vier oder acht Monaten wiederholen und auf diese Weise das optimale Kalibrierintervall für Ihren Sensor ermitteln.

Kalibrierung überwachen

- Grenzwerte zur Überwachung von Steilheits- und Nullpunktsdifferenzen festlegen: Menü/Setup/Eingänge/Sauerst. (amp.) oder Sauerst. (opt.)/Erweitertes Setup/ Diagnoseeinstellungen/Delta Steigung oder Delta Nullpunkt (amperometrische Sensoren oder COS61D) oder Kalibrierqualitätsindex (COS81D).
 - └ Diese Grenzwerte sind prozessabhängig und müssen empirisch ermittelt werden.

Sie erhalten bei der Kalibrierung eine Diagnosemeldung, wenn die definierten Warngrenzen überschritten wurden. Sie müssen dann eine Wartung des Sensors vornehmen, z.B. Sensor oder Referenz reinigen oder die Glasmembran regenerieren.

Wenn Sie trotz Wartung weiter Warnmeldungen erhalten, müssen Sie den Sensor austauschen.

Kalibrierintervall überwachen

Wenn Sie Kalibrierintervalle für Ihren Prozess etabliert haben, können Sie diese ebenfalls durch das Gerät überwachen lassen.

- Menü/Setup/Eingänge/Sauerst. (amp.) oder Sauerst. (opt.)/Erweitertes Setup/ Kalibriereinstellungen/Kalibrierüberwachung
 - Sie legen Zeitgrenzen fest, wie lange eine Kalibrierung als gültig betrachtet werden soll. Memosens-Sensoren speichern alle Kalibrierdaten. So lässt sich herausfinden, ob die letzte Kalibrierung im festgelegten Zeitfenster war und somit noch gültig ist. Dies ist insbesondere dann von Vorteil, wenn mit vorkalibrierten Sensoren gearbeitet wird.

19.7.4 Kalibrierarten

Folgende Kalibrierarten sind möglich:

- Nullpunkt
 - 1-Punkt Kal. (Einpunkt-Kalibrierung in Stickstoff oder Nullpunktgel COY8)
 Dateneingabe
- Steigung (amperometrische Sensoren und COS61D) oder Punkt-an-Sauerstoff (COS81D)
 - Luft 100% rh (Luft, wasserdampfgesättigt)
 - H2O luftgesättigt (luftgesättigtes Wasser)
 - Luft variabel (Luft, variabel)
 - Prüfgaskalibrierung (nur COS81D)
 - Dateneingabe
- Probenkalibrierung
 - Steigung (nur amperometrische Sensoren und COS61D)
 - Punkt-an-Sauerstoff (nur COS81D)
 - Nullpunkt (nur amperometrische Sensoren)
- Fermenter Skalierung (nur COS81D)
- Temperaturjustage

Außerdem finden Sie im Kalibriermenü für amperometrische Sensoren und COS81D noch zwei weitere Funktionen zum Rücksetzen der sensorinternen Zähler:

- Elektrolyt wechseln (nur amperometrische Sensoren)
- Sensorkappe wechseln (amperometrische Sensoren und COS81D)
 - Werkskalibrierung zurücksetzen (nur COS81D)

19.7.5 Steigungskalibrierung (COS22D, COS51D, COS61D) oder Punkt an Sauerstoff (COS81D)

Bei der Steigungskalibrierung wird die Partialdruckabhängigkeit dazu genutzt, den Signalstrom mit einer bekannten und leicht verfügbaren Referenz vergleichen - der Luft.

Die Zusammensetzung trockener Luft ist bekannt:

- 20,95 % Sauerstoff
- 79,05 % Stickstoff und Begleitgase

Ortshöhe und Partialdruck

Der Sauerstoffpartialdruck ist nur noch von der Ortshöhe bzw. dem aktuellen absoluten Luftdruck abhängig.

Auf Meereshöhe bei einem Luftdruck von 1013 hPa liegt der Sauerstoffpartialdruck bei etwa 212 hPa. In Abhängigkeit von der Ortshöhe verändert sich der Absolutdruck und damit auch der Sauerstoffpartialdruck. Auf Basis der barometrischen Höhenformel lässt sich der erwartete Sauerstoffpartialdruck bis in eine Höhe von mehreren Kilometern mit nur kleinen Fehlern darstellen. Das Kalibrieren wird damit unabhängig von der Ortshöhe.

Drei Methoden, verlässliche Werte für den absoluten Luftdruck zu ermitteln

- 1. Über die Ortshöhe (oder Altitude) und die barometrische Höhenformel ist ein Zusammenhang zwischen Erwartungswert des mittleren absoluten Luftdruckes und der Ortshöhe gegeben (und auch im Messumformer bzw. im Sensor hinterlegt und damit zugänglich).
- 2. Über die Messung des absoluten Luftdruckes mit z.B. einer Druckmessdose.
- 3. Der auf Meeresspiegel rückgerechnete relative Luftdruck ist oft über die Wetterinformation verfügbar. Dieser relative Luftdruck kann über die barometrische Höhenformel in den Absolutwert umgerechnet werden.

Wasserdampf

In der Realität ist in der Luft auch immer Wasser in Form von Wasserdampf enthalten. Dieser trägt zum Gesamtdruck bei. Das bedeutet, der in der Luft enthaltene Wasserdampf verändert den Sauerstoffpartialdruck.

Luft kann aber nur eine bestimmte Maximalmenge an Wasser speichern. Der Rest wird als Kondensat in flüssiger Form (z.B. Tropfen) wieder abgegeben. Der Maximalgehalt von Wasserdampf in Luft ist temperaturabhängig und folgt bekannten Funktionen.

Luft 100% rh

In diesem Kalibriermodell wird ausgehend von der Ortshöhe und der Temperatur der Anteil des Wasserdampfs herausgerechnet, so dass die Information über den tatsächlich vorhandenen Sauerstoffpartialdruck verfügbar wird.

Damit dieses Modell richtig arbeitet, muss sich der zu kalibrierende Sensor nahe einer Wasseroberfläche oder z.B. im Gasraum eines teilweise mit Wasser gefüllten Gefäßes befinden. Auf diese Weise lassen sich Sauerstoffsensoren in den unterschiedlichsten Anwendungen - vom Kraftwerk bis zur Wasseraufbereitung - präzise kalibrieren.

H2O luftgesättigt

Ein hinreichend belüftetes Wasser steht nach ausreichender Zeit im Gleichgewicht mit dem Sauerstoffpartialdruck der darüber stehenden Luft. Diese Eigenschaft nutzt dieses Kalibriermodell.

Auch hier erfolgen die Rückrechnungen auf die erwarteten Sauerstoffpartialdrücke über die Temperatur automatisch. Dieses Modell wird oft für Sauerstoffmessungen in geschlossenen Behältern wie z.B. wassergefüllten Fermentern benutzt.

Luft variabel

Dieses Kalibriermodell steht für alle Anwendungen, in denen Luftdruck und Luftfeuchte in der Umgebung des Sensors nicht den vorgenannten atmosphärischen Standardwerten entsprechen, aber trotzdem bekannt sind. Beide Größen können hierbei angegeben werden. Das Modell findet Anwendung z.B. bei eingebauten Sensoren, die im Betrieb bei bekannten Rahmenbedingungen, z.B. in trockener Spülluft bei 1020 hPa, kalibriert werden sollen.

Prüfgaskalibrierung (nur COS81D)

Dieses Kalibriermodell erlaubt, die Steilheit des Sensors mit Hilfe eines definierten Sauerstoff-Gasgemisches zu kalibrieren. In Kombination mit einer Absolutdruckmessung (zur Ermittlung des Gasdrucks an der sensorischen Ebene des Sensors) und einem zertifizierten Kalibriergas kann eine rückführbare Kalibrierung durchgeführt werden. Die Referenzgröße in Sauerstoff-Volumenkonzentration und der Gasdruck werden hierbei als Eingangsgrößen im Messumformer eingegeben. Das Modell geht von einem trockenen Gasgemisch mit 0 % Luftfeuchte aus.

Probenkalibrierung

Eine weitere Kalibriermöglichkeit ist die Probenkalibrierung. Hier wird der Messwert des Sensors auf eine extern erhaltene Referenz des gleichen Medium angeglichen.

Sensor in den genannten Medien kalibrieren

Egal ob Sie in wasserdampfgesättigter Luft, luftgesättigtem Wasser oder variabler Luft kalibrieren, der Ablauf ist immer identisch:

- 1. Menü aufrufen: CAL/Sauerst. (amp.) oder Sauerst. (opt.)/Steigung oder Punktan-Sauerstoff.
- 2. Entscheiden: Luft 100% rh oder H2O luftgesättigt oder Luft variabel oder Prüfgaskalibrierung (nur COS81D) oder Probenkalibrierung.
- 3. Den Anweisungen der Software folgen.
- 4. Kalibrierdaten übernehmen und anschließend zurück in den Messmodus wechseln.

Sie können die Kalibrierung jederzeit mit **ESC** abbrechen. Dann werden keine Daten zur Justage des Sensors verwendet.

Sensor per Dateneingabe kalibrieren

1. Menü aufrufen: CAL/Sauerst. (amp.) oder Sauerst. (opt.)/Steigung/Dateneingabe.

- 2. Neue Steigung: Wert eingeben.
- **3.** Anschließend die Frage zur Übernahme der Kalibrierdaten zur Justage mit **OK** beantworten.
 - └ Die neue Steigung wird verwendet.

19.7.6 Nullpunkt-Kalibrierung

Solange bei eher hohen Konzentrationen gearbeitet wird, ist der Nullpunkt von untergeordneter Bedeutung.

Diese Sicht verändert sich, sobald Sauerstoffsensoren im Spurenbereich eingesetzt werden und auch im Nullpunkt kalibriert werden sollen. Nullpunktkalibrierungen sind anspruchsvoll, da das umgebende Medium, in der Regel Luft, bereits viel Sauerstoff enthält. Dieser Sauerstoff muss für die Nullpunktkalibrierung des Sensors ausgeschlossen werden und vorhandener Restsauerstoff muss aus der Umgebung des Sensors verdrängt werden.

Dazu bieten sich zwei bevorzugte Methoden an:

- 1. Die Kalibrierung des Nullpunktes in einer mit gasförmigen Stickstoff hinreichender Qualität (N5) bespülten Durchflussarmatur.
- 2. Die Kalibrierung in sauerstoffzehrendem Nullpunktgel.

Alternativ können Sie den Nullpunkt auch per Dateneingabe justieren. Dafür benötigen Sie einen Referenzmesswert.

Vor der Nullpunktkalibrierung des Sensors

- Ist das Sensorsignal ruhig und eingeschwungen?
- Ist der angezeigte Wert plausibel?
 Eine zu frühe Kalibrierung des Sauerstoffsensors bewirkt eine Verfälschung des Nullpunktes.

Als Faustregel gilt, den Sensor 0,5 h in Nullpunktgel zu betreiben und danach den Signalstrom auf den eingeschwungenen Zustand zu bewerten. Wurde der Sensor vor der Nullpunktkalibrierung bereits im Spurenbereich betrieben, ist die genannte Zeit in aller Regel ausreichend. Wurde der Sensor an Luft betrieben, muss deutlich mehr Zeit eingerechnet werden, um den Restsauerstoff auch aus ggf. bauartbedingten Totvolumen zu entfernen. Hierfür gelten 2 h als Faustregel.

Ist das Sensorsignal eingeschwungen, kann der Nullpunkt kalibriert werden. Dabei wird der aktuelle Messwert auf den Wert Null kalibriert. Auch hier kann die Vergleichsmethode (Probenkalibrierung im Nullpunkt) benutzt werden, wenn entsprechende Probenvorlagen oder eine entsprechende Referenzmessung verfügbar sind.

Nullpunkt-Kalibrierung mit Nullpunktgel

Alternativ zum Nullpunktgel können Sie in auch sauerstofffreier Atmosphäre, z. B. in hochreinem Stickstoff arbeiten.

- 1. Menü aufrufen: CAL/Sauerst. (amp.) oder Sauerst. (opt.)/Nullpunkt.
- 2. \triangleright 1-Punkt Kal..
- 3. Sensor in **Nullpunktgel** tauchen oder in **Stickstoff** halten (nicht in Luft!).
- 4. > Kalibrierung starten.
- 5. Über Verwendung der gewonnenen Kalibrierdaten oder Abbruch der Kalibrierung entscheiden.
- 6. Sensor reinigen und anschließend wieder ins Medium bringen.

Sie können die Kalibrierung jederzeit mit **ESC** abbrechen. Dann werden keine Daten zur Justage des Sensors verwendet.

Sensor per Dateneingabe kalibrieren

Sie können den Nullpunkt kalibrieren, indem Sie einen prozentualen Offset eingeben. Ermitteln Sie dafür den Nullpunkt aus dem Vergleich mit einer Referenzmessung.

- 1. Menü aufrufen: CAL/Sauerst. (amp.) oder Sauerst. (opt.)/Nullpunkt/> Dateneingabe.
- 2. Neuer Nullpunkt: Wert eingeben.

3. > Kalibrierdaten übernehmen.

└ Der neue Nullpunkt wird verwendet.

19.7.7 Probenkalibrierung

Die Kalibrierung ist sowohl im Medium (im Prozess oder im Labor) als auch an Luft möglich.

Dazu messen Sie den Sauerstoff-Rohwert mittels einer Referenzmessung. Diesen Referenzmesswert verwenden Sie zur Justage des Sensors.

Sie können entweder Steigung oder den Nullpunkt mit dem Referenzwert kalibrieren.

1. Menü aufrufen: CAL/Sauerst. (amp.) oder Sauerst. (opt.)/Probenkalibrierung.

2. Entscheiden: **Steigung** oder **Nullpunkt** (nur amperometrischer Sensor).

 Verwenden Sie die Kalibrierung des Nullpunkts, wenn Sie die Messung an eine andere angleichen wollen. Mit der Steigungs-Kalibrierung korrigieren Sie die Empfindlichkeit Ihrer Messung. 3. Den Anweisungen der Software folgen.

└ → Der aktuelle Messwert wird angezeigt.

4. Referenz: Vergleichswert aus der externen Messung eingeben.

5. \triangleright Weiter.

6. |> Kalibrierdaten übernehmen.

└ Die Probenkalibrierung ist abgeschlossen.

7. Wenn Sie die Kalibrierung im Labor vorgenommen haben: Sensor reinigen und ihn anschließend wieder ins Medium bringen.

Sie können die Kalibrierung jederzeit mit **ESC** abbrechen. Dann werden keine Daten zur Justage des Sensors verwendet.

19.7.8 Fermenterskalierung

In einem Fermenter herrscht in der Regel vor dem Fermentationsstart ein Überdruck. Der Sensor war außerdem Stress in Form von Sterilisation vor Ort (SIP) ausgesetzt.

Durch die Methode **Fermenter Skalierung** wird der Messwert des eingebauten Sensors an den von Ihnen gewünschten Startwert in %SAT angeglichen.

Sie bestimmen, welchem Sollwert der Sättigung (**Gewünschte Sättigung**) die gemessene Sättigung entsprechen soll (in der Regel 100 %SAT). Daraus ergibt sich ein Faktor für die Kalibrierfunktion (**Skalierungsfaktor**). Wählen Sie im Menü den Sättigungsindex als Hauptmesswert und Sie sehen anschließend in der Messwertanzeige den skalierten Sättigungsindex.

1. Menü aufrufen: CAL/Sauerst. (opt.)/Fermenter Skalierung.

2. > Aktivieren.

3. Frage mit **OK** beantworten.

└ Die aktuell gemessene Sättigung (Aktuelle Sättigung) wird angezeigt.

4. Gewünschte Sättigung: Angeben, welcher Sättigung dieser Wert entsprechen soll.

5. **> Weiter**

- ← Der Skalierungsfaktor wird berechnet und angezeigt (Skalierungsfaktor).
- 6. Frage mit **OK** beantworten.

Wenn Sie die Fermenterskalierung nicht mehr verwenden wollen, deaktivieren Sie die Funktion im Kalibriermenü.

19.7.9 Zähler zurücksetzen

Hier geht es nicht um eine Justage des Sensors. Durch diese Funktionen werden die sensorinternen Zähler auf "0" gesetzt.

Die Zähler lassen sich verwenden, um Warn- und Alarmgrenzen für den Wechsel der Membrankappe (Fluoreszenzkappe) oder des Elektrolyten (nur amperometrische Sensoren) zu setzen. Dadurch sichern Sie den rechtzeitigen Ersatz verbrauchter Kappen und verbrauchten Elektrolyts.

Setzen Sie die Zähler nach einem Kappen- oder Elektrolytwechsel auf "0" zurück.

1. Gewünschte Aktion wählen: > Sensorkappe wechseln oder > Elektrolyt wechseln.

2. Frage beantworten: \triangleright **Speichern**.

└ Der sensorinterne Zähler wird zurückgesetzt.

19.7.10 Temperaturjustage

1. Die Temperatur des Prozessmediums mit einer alternativen Messung, beispielsweise einem Präzisionsthermometer, ermitteln.

- 2. Menü aufrufen: **CAL**/<Sensortyp>/**Temperaturjustage**.
- **3. Sensor im Prozessmedium lassen** und solange **OK** klicken bis die Temperaturmessung über den Sensor gestartet wird.
- 4. Referenztemperatur aus der alternativen Messung eingeben. Sie können dazu entweder den Absolutwert oder einen Offset eingeben.
- 5. Danach solange **OK** klicken, bis die neuen Daten übernommen wurden.

 Die Temperaturjustage ist damit abgeschlossen.

19.7.11 Fehlermeldungen bei der Kalibrierung

Displaymeldung	Ursachen und mögliche Abhilfen		
Die Kalibrierung ist ungültig. Der Wertebereich wurde überschritten. Wollen Sie den letzten Schritt wiederholen?	Sensor verschmutzt oder verbrauchtes Nullpunktgel, dadurch zulässige Grenzwerte für Nullpunkt über- schritten		
	1. Sensor reinigen		
	2. Nullpunktgel erneuern		
	3. Kalibrierung wiederholen		
Das Stabilitätskriterium wurde nicht erfüllt. Wollen Sie den letzten Schritt wiederholen?	Messwert instabil, dadurch Stabilitätskriterium nicht erfüllt		
	1. Verbrauchten Elektrolyt und/oder Sensorkappe austauschen		
	2. Stabilitätskriterien anpassen $\rightarrow \square$ 50.		
Die Datenspeicherung war fehlerhaft.	Nur optischer Festkabelsensor		
Wollen Sie den Vorgang erneut starten?	Kalibrierdaten konnten nicht im Sensor gespeichert werden		
	1. Sensoranschluss prüfen		
	2. Kalibrierung wiederholen		
Die Kalibrierung wurde abgebrochen. Bitte reinigen Sie erst den Sensor, bevor Sie diesen in das Prozessmedium bringen. (Hold wird deaktiviert)	Abbruch der Kalibrierung durch den Anwender		

19.8 Desinfektionssensoren

19.8.1 Kalibrierintervalle

Die Kalibrierintervalle hängen stark ab:

- Von der Anwendung
- Von der Einbausituation des Sensors

Intervalle festlegen

Wollen Sie den Sensor aufgrund einer speziellen Anwendung und/oder einer speziellen Einbauart zwischenzeitlich kalibrieren, können Sie die Intervalle mit der folgenden Methode ermitteln:

- 1. Den Sensor drei Monate (Trinkwasser) oder einen Monat (Prozesswasser) nach seiner Inbetriebnahme mittels Referenzmesswert (DPD-Methode) einer Mediumsprobe kontrollieren.
- 2. Sensormesswert mit dem Referenzmesswert vergleichen.
- 3. Je nach Ihren Anforderungen entscheiden, ob die Abweichung akzeptabel ist oder ob der Sensor neu kalibriert werden soll.

Kalibrieren Sie den Sensor in jedem Fall mindestens zweimal im Jahr.

Beachten Sie, dass die DPD-Methode bei sehr niedrigen Messwerten (< 0,2 mg/l) selbst eine hohe Messabweichung liefert und dann nicht mehr als zuverlässig angesehen werden kann.

Kalibrierung überwachen

- Grenzwerte zur Überwachung von Steilheits- und Nullpunktsdifferenzen festlegen: Menü/Setup/Eingänge/Desinfektion /Erweitertes Setup/Diagnoseeinstellungen/ Delta Steigung oder Delta Nullpunkt.
 - └ Diese Grenzwerte sind prozessabhängig und müssen empirisch ermittelt werden.

Sie erhalten bei der Kalibrierung eine Diagnosemeldung, wenn die definierten Warngrenzen überschritten wurden. Sie müssen dann eine Wartung des Sensors vornehmen, z.B. Sensor oder Referenz reinigen oder die Glasmembran regenerieren.

Wenn Sie trotz Wartung weiter Warnmeldungen erhalten, müssen Sie den Sensor austauschen.

Kalibrierintervall überwachen

Wenn Sie Kalibrierintervalle für Ihren Prozess etabliert haben, können Sie diese ebenfalls durch das Gerät überwachen lassen.

- Menü/Setup/Eingänge/Desinfektion/Erweitertes Setup/Kalibriereinstellungen/ Kalibrierüberwachung
 - Sie legen Zeitgrenzen fest, wie lange eine Kalibrierung als gültig betrachtet werden soll. Memosens-Sensoren speichern alle Kalibrierdaten. So lässt sich herausfinden, ob die letzte Kalibrierung im festgelegten Zeitfenster war und somit noch gültig ist. Dies ist insbesondere dann von Vorteil, wenn mit vorkalibrierten Sensoren gearbeitet wird.

19.8.2 Polarisieren

Durch die vom Messumformer zwischen Kathode und Anode angelegte Spannung polarisiert die Oberfläche der Arbeitselektrode. Deshalb muss nach dem Einschalten des Messumformers bei angeschlossenem Sensor die Polarisationszeit abgewartet werden, bevor mit der Kalibrierung begonnen werden kann.

Um einen stabilen Anzeigewert zu erreichen, benötigt der Sensor folgende Polarisationszeiten:

Erstinbetriebnahme

Sensor für Standardmess- 60 min. bereich Sensor für Spurenmessbe- 90 min. reich

Wiederinbetriebnahme

Sensor für Standardmess- 30 min. bereich Sensor für Spurenmessbe- 45 min. reich

19.8.3 Kalibrierarten

Folgende Kalibrierarten sind möglich:

- Steigung
 - Probenkalibrierung
 - Dateneingabe
- Nullpunkt
 - Probenkalibrierung
 - Dateneingabe
- Temperaturjustage

Außerdem finden Sie im Kalibriermenü noch weitere Funktionen zum Rücksetzen der sensorinternen Zähler:

- Elektrolyt wechseln
- Sensorkappe wechseln
- Rücksetzung des Sensorkanals auf Werkseinstellung

19.8.4 Referenzmessung

Referenzmessung nach der DPD-Methode

Zur Kalibrierung der Messeinrichtung führen Sie eine kolorimetrische Vergleichsmessung nach der DPD-Methode durch. Chlor, wie auch Chlordioxid reagieren mit Diethyl-p-phenylendiamin (DPD) unter Bildung eines roten Farbstoffs, wobei die Rotfärbung proportional zum Chlorgehalt ist.

Diese Rotfärbung wird mit einem Photometer (z.B. CCM182) gemessen und als Chlorgehalt angezeigt.

Voraussetzungen

Der Sensor arbeitet stabil (keine Drift oder schwankenden Messwerte über mindestens 5 min). Das ist im Allgemeinen gewährleistet, wenn folgende Voraussetzungen erfüllt sind:

- Die Polarisationszeit wurde vollständig abgewartet.
- Es liegt ein zulässiger und konstanter Durchfluss vor.
- Der Temperaturausgleich zwischen Sensor und Medium ist erfolgt.
- Der pH-Wert liegt im zulässigen Bereich.

19.8.5 Steigungskalibrierung

Mit der Steigungskalibrierung korrigieren Sie die Empfindlichkeit Ihrer Messung.

Probenkalibrierung

Sie messen Sie den Chlor-Rohwert mittels Referenzmessung. Diesen Referenzmesswert verwenden Sie zur Justage des Sensors.

- 1. Menü aufrufen: CAL/Desinfektion/Steigung.
- 2. > Probenkalibrierung.
- 3. Anweisungen der Software beachten und befolgen.
- 4. Entscheiden: > Kalibrierung fortfahren oder Zurück zur Messung (Kal.später abschl.).
- 5. Nominalwert: Referenzwert eingeben.
- 6. |> Kalibrierdaten übernehmen.
- 7. Kalibrierdaten übernehmen und anschließend zurück in den Messmodus wechseln.

Sie können die Kalibrierung jederzeit mit **ESC** abbrechen. Dann werden keine Daten zur Justage des Sensors verwendet.

Dateneingabe

Sie messen Sie den Chlor-Rohwert mittels Referenzmessung. Diesen Referenzmesswert verwenden Sie zur Justage des Sensors.

- 1. Menü aufrufen: CAL/Desinfektion/Steigung.
- 2. > Dateneingabe.
- 3. Neue Steigung abs. oder Neue Steigung rel.: Wert eingeben.

 Der andere Wert wird vom Gerät errechnet.
- 4. > Kalibrierdaten übernehmen.
- 5. Kalibrierdaten übernehmen und anschließend zurück in den Messmodus wechseln.

Sie können die Kalibrierung jederzeit mit **ESC** abbrechen. Dann werden keine Daten zur Justage des Sensors verwendet.

19.8.6 Nullpunkt-Kalibrierung

Die Nullpunktkalibrierung ist besonders dann wichtig bei Messungen nahe dem Nullpunkt.

Probenkalibrierung

Sie messen Sie den Chlor-Rohwert mittels Referenzmessung. Diesen Referenzmesswert verwenden Sie zur Justage des Sensors.

- 1. Menü aufrufen: CAL/DesinfektionNullpunkt/.
- 2. > Probenkalibrierung.
- 3. Anweisungen der Software beachten und befolgen.
- 4. Entscheiden: ▷ Kalibrierung fortfahren oder Zurück zur Messung (Kal.später abschl.).
- 5. Nominalwert: Referenzwert eingeben.
- 6. |> Kalibrierdaten übernehmen.
- 7. Kalibrierdaten übernehmen und anschließend zurück in den Messmodus wechseln.

Sie können die Kalibrierung jederzeit mit **ESC** abbrechen. Dann werden keine Daten zur Justage des Sensors verwendet.

Dateneingabe

Sie messen Sie den Chlor-Rohwert mittels Referenzmessung. Diesen Referenzmesswert verwenden Sie zur Justage des Sensors.

- 1. Menü aufrufen: CAL/Desinfektion/Nullpunkt.
- 2. > Dateneingabe.
- 3. Neuer Nullpunkt: Wert eingeben.
- 4. ▷ Kalibrierdaten übernehmen.
- 5. Kalibrierdaten übernehmen und anschließend zurück in den Messmodus wechseln.

Sie können die Kalibrierung jederzeit mit **ESC** abbrechen. Dann werden keine Daten zur Justage des Sensors verwendet.

19.8.7 Elektrolyt wechseln und Sensorkappe und Elektrolyt wechseln: Zähler zurücksetzen

Hier geht es nicht um eine Justage des Sensors. Durch diese Funktionen werden die sensorinternen Zähler auf "0" gesetzt.

Der Zähler für Kalibrierungen der Sensorkappe lässt sich verwenden, um Warn- und Alarmgrenzen für den Wechsel der Kappe zu setzen. Dadurch sichern Sie den rechtzeitigen Ersatz verbrauchter Membrankappen. Setzen Sie die Zähler nach einem Kappen- oder Elektrolytwechsel auf "0" zurück.

- 1. Gewünschte Aktion wählen: Elektrolyt wechseln oder Sensorkappe und Elektrolyt wechseln.
- 2. Frage beantworten: \triangleright **Speichern**.
 - ← Der sensorinterne Zähler wird zurückgesetzt.

19.8.8 Zurücksetzen auf Werkskalibrierung

- 1. CAL/Kanal-Nr. <Sensor DI>/Desinfektion/>Zurücksetzen auf Werkskalibrierung
- 2. OK
 - 🛏 Kalibrierdaten werden auf die Werkseinstellung zurückgesetzt.

19.8.9 Fehlermeldungen bei der Kalibrierung

Displaymeldung	Ursachen und mögliche Abhilfen		
Die Kalibrierung ist ungültig. Wollen Sie eine neue Kalibrierung starten?	Sensor verschmutzt dadurch zulässige Grenzwerte für Nullpunkt überschritten		
	1. Sensor reinigen		
	2. Kalibrierung wiederholen		
Das Stabilitätskriterium wurde nicht erfüllt. Wollen Sie den letzten Schritt wiederholen?	Messwert instabil, dadurch Stabilitätskriterium nicht erfüllt		
	1. Verbrauchten Elektrolyt und/oder Sensorkappe austauschen		
	2. Stabilitätskriterien anpassen $\rightarrow \cong 65$.		
Die Kalibrierung wurde abgebrochen. Bitte reinigen Sie erst den Sensor, bevor Sie diesen in das Prozessmedium bringen. (Hold wird deaktiviert)	Abbruch der Kalibrierung durch den Anwender		

19.9 Ionenselektive Sensoren

Einige Messwerte anderer Elektroden bzw. Sensoren werden zur Messwertkompensation ionenselektiver Elektroden verwendet:

- Messwert des Temperatursensors zur Temperaturkompensation
- pH-Messwert zur pH-Kompensation von Ammonium (optional)
- Kalium- oder Chloridmesswert zur Störionenkompensation bei Ammonium bzw. Nitrat (optional)

Daher ergibt sich für Kalibrierung und Justage eine Reihenfolge, die Sie für eine zuverlässige Messung einhalten müssen:

1. Temperaturjustage

- 2. Kalibrierung und Justage der pH-Elektrode
- Wenn Kompensationselektroden verwendet werden:
 Kalibrierung und Justage der ionenselektiven Kompensationselektroden (Kalium, Chlorid)
- Wenn keine Kompensationselektroden verwendet werden:
 Einstellung eines korrekten manuellen Offsets für die Ammonium- und die Nitratelektrode
- 5. Kalibrierung und Justage der ionenselektiven Messelektroden (Ammonium, Nitrat)

19.9.1 Kalibrierarten

Folgende Kalibrierarten sind möglich:

- pH-Elektrode:
 - Zweipunkt-Kalibrierung
 - Einpunkt-Kalibrierung
- Ionenselektive Elektroden:
 - Einpunkt-Kalibrierung
 - Dateneingabe
 - Zweipunkt-Kalibrierung
 - Standardaddition (nur Nutzerrolle "Experte")
- Probenkalibrierung (nur Nutzerrolle "Experte")
- Redoxsensor:
 - Einpunkt-Kalibrierung
- Temperaturjustage über Eingabe eines Referenzwertes

19.9.2 pH-Sensor

Zweipunkt-Kalibrierung

- Arbeiten Sie bei der Zweipunktkalibrierung mit Kalibrierpuffern. Die Qualitätspuffer von Endress+Hauser sind im akkreditierten Labor geprüft und gemessen. Mit der Akkreditierung (DAR-Registiernummer "DKD-K-52701") wird bestätigt, dass Ist-Werte und maximale Abweichungen korrekt und rückverfolgbar sind.
- 1. Menü aufrufen: CAL/ISE/2-Pkt.-Kalibrierung.
- 2. Den pH-Sensor auswählen und ▷ Kalibrierung starten.
- 3. Den Anweisungen der Software folgen.
- 4. **Nachdem** Sie den Sensor in den ersten Puffer getaucht haben und sich der Messwert etwas stabilisiert hat: **OK** drücken.
 - └→ Die Messwertermittlung f
 ür den ersten Puffer startet. Nachdem das Stabilit
 ätskriterium erf
 üllt ist, wird der Messwert in mV angezeigt.
- 5. Weiter den Anweisungen folgen.
- 6. **Nachdem** Sie den Sensor in den zweiten Puffer getaucht haben und sich der Messwert etwas stabilisiert hat: **OK** drücken.
 - Die Messwertermittlung für den zweiten Puffer startet. Nachdem das Stabilitätskriterium erfüllt ist, werden die Messwerte beider Puffer sowie die errechneten Werte für Steigung und Nullpunkt angezeigt.
- 7. Frage zur Übernahme der Kalibrierdaten zur Justage mit **Ja** beantworten.
- 8. Sensor zurück ins Medium bringen und erneut **OK** drücken.
 - └ → Der Hold wird deaktiviert und die Messung startet wieder.

Sie können die Kalibrierung jederzeit mit **ESC** abbrechen. Dann werden keine Daten zur Justage des Sensors verwendet.



Einpunkt-Kalibrierung

- 1. Menü aufrufen: CAL/ISE/1-Pkt.-Kalibrierung.
- 2. Den pH-Sensor auswählen und ▷ Kalibrierung starten.
 - Sie erhalten die Frage: Ist der Messwert des Referenzmediums bereits bekannt?
- 3. Mit \triangleright **Ja** antworten.
- 4. **Referenzwert**: Wert des Puffers eingeben.

- 5. Den Anweisungen der Software folgen, Sensor in den Puffer tauchen.
- 6. \triangleright Weiter.
- 7. **OK**: Kalibrierung starten.
 - └ Die Messwertermittlung f
 ür den Puffer startet. Nachdem das Stabilit
 ätskriterium erf
 üllt ist, wird der Messwert in mV angezeigt.
- 8. Frage zur Übernahme der Kalibrierdaten zur Justage mit Ja beantworten.
- 9. Sensor zurück ins Medium bringen und erneut **OK** drücken.
 - ← Der Hold wird deaktiviert und die Messung startet wieder.

Sie können die Kalibrierung jederzeit mit **ESC** abbrechen. Dann werden keine Daten zur Justage des Sensors verwendet.



Verwenden Sie Kalibrierpuffer nur einmal.

19.9.3 Ammonium, Nitrat, Kalium, Chlorid

Bei der potentiometrischen Bestimmung von Ionenkonzentrationen ist die von der elektrochemischen Messzelle, bestehend aus der ionenselektiven Elektrode und einer Referenzelektrode, gelieferte Spannung innerhalb des "linearen" oder besser "NERNSTschen" Bereichs ($\rightarrow \blacksquare$ 33, roter Pfeil) proportional dem Logarithmus der Konzentration (oder Aktivität) der zu bestimmenden Ionen. Die Kalibrierparameter Steilheit und Nullpunkt beziehen sich auf diesen logarithmischen Zusammenhang, woraus sich eine völlig andere Bedeutung dieser Parameter gegenüber anderen Messverfahren ergibt.



33 Abhängigkeit des Messsignals ionenselektiver Elektroden von der Konzentration

A Realer Verlauf

B Idealer Verlauf

Innerhalb dieses Bereichs gilt für den Zusammenhang zwischen dem Logarithmus der Konzentration und der gemessenen Spannung:

$$E = E_0 + S \cdot \log \left\{ \frac{c}{1 \text{ mol/l}} \right\}$$

E ... gemessene Spannung

 $E_0 \dots$ Spannung bei Konzentration von 1 mol/l

S ... Steilheit der Elektrode in mV/mol

Einpunkt-Kalibrierung

Sie verwenden eine Kalibrierlösung einer bekannten Konzentration.

- 1. Menü aufrufen: CAL/ISE/1-Pkt.-Kalibrierung.
- 2. Die zu kalibrierende Elektrode auswählen und > Kalibrierung starten.

└→ Sie erhalten die Frage: Ist der Messwert des Referenzmediums bereits bekannt?

3. Mit \triangleright **Ja** antworten.

4. Referenzwert: Wert des Puffers eingeben.

5. Den Anweisungen der Software folgen, Sensor in den Puffer tauchen.

Bewegen Sie während der Kalibrierung den Sensor im Behälter, um die notwendige Anströmung zur ionenselektiven Elektrode zu sichern.

6. \triangleright Weiter.

7. **OK**: Kalibrierung starten.

- └ Die Messwertermittlung f
 ür den Puffer startet. Nachdem das Stabilit
 ätskriterium erf
 üllt ist, wird der Messwert in mV angezeigt.
- 8. Frage zur Übernahme der Kalibrierdaten zur Justage mit **Ja** beantworten.
- 9. Sensor zurück ins Medium bringen und erneut **OK** drücken.
 - ← Der Hold wird deaktiviert und die Messung startet wieder.

Sie können die Kalibrierung jederzeit mit **ESC** abbrechen. Dann werden keine Daten zur Justage des Sensors verwendet.

Zweipunktkalibrierung

Zur Kalibrierung nehmen Sie den Sensor aus dem Medium.

- 1. Menü aufrufen: CAL/ISE/2-Pkt.-Kalibrierung.
- 2. Die zu kalibrierende Elektrode auswählen und > Kalibrierung starten.
- 3. Den Anweisungen der Software folgen.
- 4. Sensor in die erste Kalibrierlösung tauchen und nachdem sich der Messwert etwas stabilisiert hat: **OK** drücken.
 - Die Messwertermittlung startet. Nachdem das Stabilitätskriterium erfüllt ist, wird der Messwert angezeigt.
- 5. Weiter den Anweisungen folgen.
- 6. Den Sensor in die zweite Kalibrierlösung tauchen und nachdem sich der Messwert etwas stabilisiert hat: **OK** drücken.
 - Die Messwertermittlung startet. Nachdem das Stabilitätskriterium erfüllt ist, werden die Messwerte beider Kalibrierlösungen sowie die errechneten Werte für Steigung und Nullpunkt angezeigt.
- 7. Frage zur Übernahme der Kalibrierdaten zur Justage mit **Ja** beantworten.

8. Sensor zurück ins Medium bringen und erneut **OK** drücken.

└ Der Hold wird deaktiviert und die Messung startet wieder.

Sie können die Kalibrierung jederzeit mit **ESC** abbrechen. Dann werden keine Daten zur Justage des Sensors verwendet.

Dateneingabe

Sie geben Steigung und Nullpunkt manuell ein. Aus diesen Werten wird die Kalibrierfunktion berechnet. Somit führt die Dateneingabe zum gleichen Ergebnis wie die Zweipunktkalibrierung. Steigung und Nullpunkt müssen Sie alternativ ermitteln.

- 1. Menü aufrufen: CAL/ISE/Dateneingabe.
- 2. Die zu kalibrierende Elektrode auswählen und ▷ Kalibrierung starten.
 ↓ Es folgt die Anzeige von Steigung und Nullpunkt.
- 3. Nacheinander jeden Wert anwählen und Wert eingeben.
- 4. Dann > Kalibrierdaten übernehmen.
 - Da Sie alle Variablen direkt eingeben, erhalten Sie vom Controller keine zusätzliche Anzeige.

Sie können die Kalibrierung jederzeit mit **ESC** abbrechen. Dann werden keine Daten zur Justage des Sensors verwendet.

19.9.4 Redox

Einpunkt-Kalibrierung mit Kalibrierpuffern

Bei dieser Art der Kalibrierung arbeiten Sie mit Kalibrierpuffern, z.B. Redoxpuffern von Endress+Hauser. Sie nehmen den Sensor dazu aus dem Medium.

- 1. Menü aufrufen: CAL/ISE/Redox/1-Pkt.-Kalibrierung.
- 2. Den Redox-Sensor auswählen und > Kalibrierung starten.
- 3. **Puffer:**: Wert des Puffers eingeben.
- 4. \triangleright Weiter.
- 5. Den Anweisungen der Software folgen, Sensor in den Puffer tauchen.
- 6. **OK**: Kalibrierung starten.
 - → Die Messwertermittlung für den Puffer startet. Nachdem das Stabilitätskriterium erfüllt ist, wird der Messwert in mV angezeigt.
- 7. Kalibrierdaten übernehmen und anschließend zurück in den Messmodus wechseln.

Sie können die Kalibrierung jederzeit mit **ESC** abbrechen. Dann werden keine Daten zur Justage des Sensors verwendet.

Displaymeldung	Ursachen und mögliche Abhilfen		
Die Kalibrierung ist ungültig. Wollen Sie eine neue Kalibrierung starten?	Kalibrierpuffer verunreinigt bzw. dessen pH-Wert nicht mehr innerhalb der zulässigen Grenzen, dadurch zulässige Messabweichung überschritten		
Nullpunkt außerhalb der Toleranz.	1. Haltbarkeitsdatum prüfen		
Probenkonzentration zu klein.	2. Frischen Puffer verwenden		
	Falsche Puffer verwendet, sodass z.B. die Puffererken- nung nicht funktioniert		
	1. pH-Werte der Puffer zu nah beieinander, z.B. pH 9 und 9,2		
	2. Puffer mit größerer pH-Differenz verwenden		
	Sensoralterung oder Verunreinigung, dadurch zuläs- sige Grenzwerte für Steigung und/oder Nullpunkt überschritten		
	1. Sensor reinigen		
	2. Grenzwerte anpassen		
	3. Sensor regenerieren oder austauschen		
Das Stabilitätskriterium wurde nicht erfüllt. Wollen Sie den letzten Schritt wiederholen?	Messwert oder Temperatur instabil, dadurch Stabili- tätskriterium nicht erfüllt		
	1. Temperatur während der Kalibrierung konstant halten		
	2. Puffer austauschen		
	3. Gealterten oder verschmutzten Sensor reinigen oder regenerieren		
	4. Stabilitätskriterien anpassen $\rightarrow \cong 116$.		
Die Kalibrierung wurde abgebrochen. Bitte reinigen Sie erst den Sensor, bevor Sie diesen in das Prozessmedium bringen. (Hold wird deaktiviert)	Abbruch der Kalibrierung durch den Anwender		

19.9.5 Fehlermeldungen bei der Kalibrierung

Trübungs- und Feststoffsensoren 19.10

19.10.1 Trübungs- und Feststoffgehaltssensor (CUS51D)

Der Sensor verlässt das Werk in vorkalibriertem Zustand. Er kann damit in einer Vielzahl von Anwendungen (beispielsweise Klarwassermessungen) ohne weitere Kalibrierung eingesetzt werden. Die Anwendungen Kaolin und Formazin sind bereits vollständig kalibriert und können ohne weitere Kalibrierung eingesetzt werden.

Alle anderen Anwendungen sind mit Vergleichsproben vorkalibriert und erfordern eine Kalibrierung auf die entsprechende Anwendung.

Der Sensor enthält neben der nicht veränderbaren Werkskalibrierung 5 weitere Datensätze zum Abspeichern von Prozesskalibrierungen.



Betriebsanleitung Turbimax CUS51D, BA00461C

Alle Informationen zu Anwendungen, Einsatzgebieten, empfohlenen Kalibrierarten, Probenahme, -handhabung sowie Sensorgebrauch während Kalibrierung und Referenzmessung finden Sie in der Betriebsanleitung des Sensors.

Für jede Anwendung sind 1 bis 5 Punkte kalibrierbar.

Kalibriermenü aufrufen

1. CAL drücken.

2. <Kanal-Nr.>: TU/TS auswählen.

Kalibrierdatensatz anlegen

- 1. Ein- oder Mehrpunktkalibrierung durchführen.
 - 🛏 Ein neuer Kalibrierdatensatz wird angelegt.
- 2. Alternativ:

Vorhandenen Datensatz duplizieren.

Ein- oder Mehrpunktkalibrierung

Die Kalibrierung möglichst zeitgleich mit der Probenahme starten und als Sollwert den Laborwert der Probe eingeben. Sofern bei der Kalibrierung noch kein Laborwert verfügbar ist, einen Näherungswert als Sollwert eingeben. Sobald der Laborwert vorliegt, den Sollwert am Messumformer nachträglich editieren.

Ab Liquiline-Software Version 01.06.04:

- 1. Leeren Datensatz wählen (erkennbar durch ein leeres Kästchen vor dem Namen, z. B. **Dataset1**).
- 2. **Probesatzname**: Namen für den Datensatz vergeben.
- 3. Basisanwendung: Anwendung auswählen.
- 4. Einheit: Einheit auswählen.
- 5. Kalibriertabelle: Tabelle auswählen.
- 6. Kalibrierpunkte hinzufügen: Funktion wählen.
- 7. Abfragen (Start der Kalibrierung, Sensor reinigen) bestätigen: OK.
- 8. Referenzwert (Sollwert) eingeben.
- 9. Bei Bedarf auswählen: Nächste Probe kalibrieren.
- **10.** Nachdem Sie den letzten Messpunkt ermittelt haben:

Kalibrierdaten übernehmen.

- ➡ Sie erhalten eine Information zur Gültigkeit des Datensatzes.
- 11. Abfrage (Sensor reinigen) bestätigen: **OK**.
 - ← Entscheiden Sie, ob Sie den kalibrierten Datensatz aktivieren wollen.

Bei aktivierten Datensätzen können Sie nur Sollwerte verändern. Löschen von Messpunkten ist dann nicht möglich.

Datensatz duplizieren

- 1. Datensatz duplizieren: Funktion starten.
- 2. Kopieren von: Quelldatensatz wählen.
- 3. Kopieren nach: Zieldatensatz wählen.
- 4. **Probesatzname**: Namen für den duplizierten Satz eingeben.
- 5. Datensatz duplizieren.

Datensatz bearbeiten

Sie können auf erstellte Datensätze einen Faktor oder einen Offset anwenden, die Sie mit Hilfe einer Referenzmessung ermittelt haben. Außerdem lässt sich auch die aktive Tabelle bearbeiten oder um zusätzliche Kalibrierpunkte erweitern. Bearbeitungsmöglichkeiten:

- Faktor/Offset
 - Dateneingabe (Offset)
 - Dateneingabe (Faktor)
- Tabelle bearbeiten
 - Kalibrierpunkte hinzufügen
 - Kalib. punkt ersetzen

Faktor/Offset

1. Dateneingabe (Offset)

2. Offset: Offset aus der Referenzmessung eingeben.

3. > Kalibrierdaten übernehmen.

- 1. Dateneingabe (Faktor)
- 2. Kal.-Faktor: Errechneten Faktor aus Messwert und Referenzwert eingeben.

3. > Kalibrierdaten übernehmen.

▶ Kalibriertabelle

- 1. > Tabelle bearbeiten
 - → Sie erhalten eine Warnung, wenn der Datensatz im Moment der aktive ist. Beachten Sie diese Warnung bevor Sie fortfahren.
- 2. OK: Werte anpassen.

3. SAVE.

Kalibrierpunkt hinzufügen

1. |> Kalibrierpunkte hinzufügen

- └→ Sie erhalten eine Warnung, wenn der Datensatz im Moment der f
 ür die Messung aktive ist. Hinzuf
 ügen von Kalibrierpunkten kann zu ung
 ültigen Daten f
 ühren.
- 2. **OK**: Zusätzliche Kalibrierpunkte hinzufügen.
- 3. Sensor in die Kalibrierlösung tauchen, auf stabilen Messwert warten.
- 4. Sollwert eingeben.
- **5.** Weitere Punkte hinzufügen oder **> Kalibrierdaten übernehmen**.

Kalibrierpunkte können auch durch Dateneingabe von Soll- und Istwerten zur Tabelle hinzugefügt werden (**INSERT**).

Kalibrierpunkt ersetzen

Sie können einen Kalibrierpunkt ersetzen, wenn dieser als gültig bewertet wird.

6. |> Kalib. punkt ersetzen

└ Frage, ob Kalibrierung gestartet werden soll.

7. **OK**.

- 8. Sensor in die Kalibrierlösung tauchen, auf stabilen Messwert warten.
- 9. Zu ersetzenden Punkt auswählen.
- 10. ▷ Kalibrierdaten übernehmen.

Messwertfilter

Messwertfilter	Beschreibung
Schwach	Geringe Filterung, hohe Dynamik, schnelle Ansprechzeit
Normal (Werkseinstellung)	Mittlere Filterung
Stark	Starke Filterung, geringe Dynamik, langsame Reaktion auf Änderungen

- 1. Konfigurationsart: Standard wählen.
- 2. Filter Level: Entsprechend obiger Tabelle wählen.
- 3. > Kalibrierdaten übernehmen.

🚹 Konfigurationsart = Spezialist

Hier müssen die einzelnen Parameter für die Filterung eingegeben werden. Überlassen Sie dies dem Service von Endress+Hauser.

Probensatznamen editieren

- 1. **Probesatzname**: Gewünschten Namen eingeben.
- 2. > Kalibrierdaten übernehmen.

19.10.2 Trübungssensor für Trinkwasseranwendungen (CUS52D)

Der Sensor verlässt das Werk in vorkalibriertem Zustand. Er kann damit in einer Vielzahl von Anwendungen ohne weitere Kalibrierung eingesetzt werden. Die Anwendung **Formazin** ist bereits vollständig kalibriert und kann ohne weitere Kalibrierung eingesetzt werden.

Alle anderen Anwendungen sind mit Vergleichsproben vorkalibriert und erfordern eine Kalibrierung auf die entsprechende Anwendung.

Der Sensor enthält neben der nicht veränderbaren Werkskalibrierung 6 weitere Datensätze zum Abspeichern von Prozesskalibrierungen.

Betriebsanleitung Turbimax CUS52D, BA01275C

Alle Informationen zu Anwendungen, Einsatzgebieten, empfohlenen Kalibrierarten, Probenahme, -handhabung sowie Sensorgebrauch während Kalibrierung und Referenzmessung finden Sie in der Betriebsanleitung des Sensors.

Für jede Anwendung sind 1 bis 6 Punkte kalibrierbar.

Kalibriermenü aufrufen

- 1. CAL drücken.
- 2. <Kanal-Nr.>: TU auswählen.

Kalibrierdatensatz anlegen

- Ein- oder Mehrpunktkalibrierung durchführen.
 Ein neuer Kalibrierdatensatz wird angelegt.
 - Ein neuer Kallbrierdatensatz wird angelegt
- 2. *Alternativ:* Vorhandenen Datensatz duplizieren.

Ein- oder Mehrpunktkalibrierung

Die Kalibrierung möglichst zeitgleich mit der Probenahme starten und als Sollwert den Laborwert der Probe eingeben. Sofern bei der Kalibrierung noch kein Laborwert verfügbar ist, einen Näherungswert als Sollwert eingeben. Sobald der Laborwert vorliegt, den Sollwert am Messumformer nachträglich editieren. Ab Liquiline-Software Version 01.06.04:

- 1. Leeren Datensatz wählen (erkennbar durch ein leeres Kästchen vor dem Namen, z. B. **Dataset1**).
- 2. Probesatzname: Namen für den Datensatz vergeben.
- 3. **Basisanwendung**: Anwendung auswählen.
- 4. Einheit: Einheit auswählen.
- 5. Kalibriertabelle: Tabelle auswählen.
- 6. Kalibrierpunkte hinzufügen: Funktion wählen.
- 7. Abfragen (Start der Kalibrierung, Sensor reinigen) bestätigen: OK.
- 8. Referenzwert (Sollwert) eingeben.
- 9. Bei Bedarf auswählen: Nächste Probe kalibrieren.
- 10. Nachdem Sie den letzten Messpunkt ermittelt haben:

Kalibrierdaten übernehmen.

- └ Sie erhalten eine Information zur Gültigkeit des Datensatzes.
- 11. Abfrage (Sensor reinigen) bestätigen: **OK**.
 - 🕒 Entscheiden Sie, ob Sie den kalibrierten Datensatz aktivieren wollen.

Bei aktivierten Datensätzen können Sie nur Sollwerte verändern. Löschen von Messpunkten ist dann nicht möglich.

Datensatz zu einem späteren Zeitpunkt aktivieren

- 1. Menü/Setup/Eingänge/TU/Anwendung: Anwendung wählen.
- 2. Wenn die Anwendung korrekt gewählt ist: Datensatz auswählen.

Datensatz duplizieren

- 1. **Datensatz duplizieren**: Funktion starten.
- 2. Kopieren von: Quelldatensatz wählen.
- 3. Kopieren nach: Zieldatensatz wählen.
- 4. Probesatzname: Namen für den duplizierten Satz eingeben.
- 5. Datensatz duplizieren.

Datensatz bearbeiten

Sie können auf den aktiven Datensatz einen Faktor oder einen Offset anwenden, die Sie mit Hilfe einer Referenzmessung ermittelt haben. Außerdem lässt sich auch die aktive Tabelle bearbeiten oder um zusätzliche Kalibrierpunkte erweitern.

Bearbeitungsmöglichkeiten:

- Faktor/Offset
 - Dateneingabe (Offset)
 - Dateneingabe (Faktor)
- Tabelle bearbeiten Kalibrierpunkte hinzufügen

Faktor/Offset

- 1. Dateneingabe (Offset)
- 2. Offset: Offset aus der Referenzmessung eingeben.
- 3. > Kalibrierdaten übernehmen.

1. Dateneingabe (Faktor)

- 2. Kal.-Faktor: Errechneten Faktor aus Messwert und Referenzwert eingeben.
- 3. > Kalibrierdaten übernehmen.

Kalibriertabelle

- 1. > Tabelle bearbeiten
 - → Sie erhalten eine Warnung, wenn der Datensatz im Moment der aktive ist. Beachten Sie diese Warnung bevor Sie fortfahren.
- 2. **OK**: Werte anpassen.
- 3. SAVE.

Kalibrierpunkt hinzufügen

1. |> Kalibrierpunkte hinzufügen

- └→ Sie erhalten eine Warnung, wenn der Datensatz im Moment der f
 ür die Messung aktive ist. Hinzuf
 ügen von Kalibrierpunkten kann zu ung
 ültigen Daten f
 ühren.
- 2. OK: Zusätzliche Kalibrierpunkte hinzufügen.
- 3. Sensor in die Kalibrierlösung tauchen, auf stabilen Messwert warten.
- 4. Sollwert eingeben.
- 5. Weitere Punkte hinzufügen oder > Kalibrierdaten übernehmen.

Kalibrierpunkte können auch durch Dateneingabe von Soll- und Istwerten zur Tabelle hinzugefügt werden (**INSERT**).

Einbauanpassung

Sowohl das optische Design des Trübungssensors CUS52D als auch die Durchflussarmaturen CUA252 und CUA262 sind darauf optimiert, Messfehler durch Wandeffekte in Armaturen oder Rohren zu minimieren (Messfehler in CUA252 < 0,02 FNU).

Mit Hilfe der Funktion **Einbauanpassung** können die verbleibenden Messfehler durch Wandeffekte automatisch kompensiert werden. Die hinterlegte Funktionalität basiert auf Formazinmessungen und erfordert daher gegebenenfalls eine nachgeschaltete Kalibrierung, um die Messung an die entsprechende Applikation beziehungsweise an das Medium anzupassen.

Anpassung	Beschreibung
PE100	Anpassung an Durchflussarmatur CUA252 (Werkstoff: Polyethylen)
1.4404 / 316L	Anpassung an Einschweiß-Durchflussarmatur CUA262 (Werkstoff: Edelstahl 1.4404)
Kundenanpassung Standard	Anpassung an beliebige Rohre/Armaturen
Kundenanpassung Spezialist	Anpassung nur für Endress+Hauser-Servicepersonal empfohlen

• PE100 und **1.4404 / 316L**

Alle Parameter sind firmwareseitig voreingestellt und können nicht geändert werden.

- Kundenanpassung Standard Material, Oberfläche matt/glänzend und Innendurchmesser der Armatur, in der der Sensor eingebaut ist, auswählbar.
- Kundenanpassung Spezialist

Bei speziellen Anpassungen: Folgende Tabelle gibt Empfehlungen oder diese Anpassung wird durch den Hersteller-Service vorgenommen.

Armatur/Einbauadapter Rohr	Nullkorrektur	Endwert	Verlauf
CUA250 ¹⁾	0,14	33	1,001
CYA251 ¹⁾	0,075	25	1,5
VARIVENT N DN 65	1,28	500	6
VARIVENT N DN 80	0,75	500	6
VARIVENT N DN 100	0,35	500	6
VARIVENT N DN 125	0,20	500	6

1) Sensoradapter für den Einbau von CUS52D in diese Armatur nötig, siehe Betriebsanleitung des Sensors

Einbauanpassung vornehmen

- 1. Funktion aufrufen: .../**TU**/**Einbauanpassung**.
- 2. Anpassung auswählen.
- 3. > Kalibrierdaten übernehmen.

Probensatznamen editieren

- 1. Probesatzname: Gewünschten Namen eingeben.
- 2. > Kalibrierdaten übernehmen.

19.10.3 Absorptionssensor für Trübungs- und Feststoffmessung (CUS50D)

Die Anwendungen "Absorbance" und "Formazin" werden im Werk kalibriert. Auf Basis der Absorbance-Werkskalibrierung sind die weiteren Anwendungen vorkalibriert und auf die unterschiedlichen Eigenschaften der Medien optimiert.

Anwendung	Spezifizierter Arbeitsbereich
Werkskalibrierung Absorbance	0,000 5,000 AU oder 0,000 10,000 OD
Werkskalibrierung Formazin	40 4000 FAU
Anwendung Kaolin	0 60 g/l
Anwendung Sludge	0 25 g/l
Anwendung Autosludge	0 25 g/l
Product Loss	0 100 %

Zur Anpassung an die entsprechende Anwendung besteht die Möglichkeit kundenseitige Kalibrierungen mit bis zu 10 Punkten durchzuführen.

Die Werkskalibrierung der Anwendung Formazin wird mit dem Trübungsstandard Formazin durchgeführt.

Die Sensormesswerte in der Einheit [FAU] sind nur in diesem Standardmedium mit den Messwerten eines beliebigen anderen Sensors z. B. Streulichtsensor mit Einheit [FNU] oder [NTU] vergleichbar. In allen anderen Medien ergeben sich andere Messwerte als bei der Messung mit einem anderen Streulichtsensor.

Die Anwendungen Absorbance und Formazin sind ab Werk bereits kalibriert. Alle anderen Anwendungen sind lediglich vorkalibriert und erfordern deshalb eine Anpassung an die entsprechende Applikation und an das Medium. Der Sensor besitzt 8 Datensätze, von denen bereits 6 mit Musterdatensätzen für alle vorhandenen Anwendungen mit typischen Einstellungen im Werk vorkonfiguriert sind:

- Absorbance
- Formazin
- Kaolin
- Sludge
- Autosludge
- Product Loss

Durch die Auswahl der entsprechenden Anwendung wird der gewünschte Datensatz aktiviert. Er kann über folgende Möglichkeiten an die jeweilige Applikation angepasst werden:

- Kalibrierung (1 ... 10 Punkte)
- Eingabe eines Faktors (Multiplikation der Messwerte mit einem konstanten Faktor)
- Eingabe eines Offsets (Addieren/Subtrahieren eines konstanten Wertes zu den Messwerten)
- Duplizieren von Werkskalibrierdatensätzen

Weitere Datensätze können im Sensor angelegt und durch Kalibrierung oder Eingabe von Faktor oder Offset an die Applikation angepasst werden. Hierfür stehen 2 freie, nicht belegte Datensätze zur Verfügung. Die Zahl der freien Datensätze kann bei Bedarf vergrößert werden, indem nicht benötigte (Muster-)Datensätze gelöscht werden. Die Musterdatensätze werden beim Rücksetzen des Sensors wieder auf den Werkszustand hergestellt.

Betriebsanleitung Turbimax CUS50D, BA01846C

Alle Informationen zu Anwendungen, Einsatzgebieten, empfohlenen Kalibrierarten, Probenahme, -handhabung sowie Sensorgebrauch während Kalibrierung und Referenzmessung finden Sie in der Betriebsanleitung des Sensors.

Kalibriermenü aufrufen

1. CAL drücken.

2. <Kanal-Nr.>: **TU/AU** auswählen.

Ein- oder Mehrpunktkalibrierung bei bereits angelegten Datensätzen

Die Kalibrierung möglichst zeitgleich mit der Probenahme starten und als Sollwert den Laborwert der Probe eingeben. Sofern bei der Kalibrierung noch kein Laborwert verfügbar ist, einen Näherungswert als Sollwert eingeben. Sobald der Laborwert vorliegt, den Sollwert am Messumformer nachträglich editieren.

Ab Liquiline-Software Version 01.06.04:

- 1. Musterdatensatz wählen (z. B. Absorption).
- 2. Kalibriertabelle: Tabelle auswählen.
- 3. Kalibrierpunkte hinzufügen: Funktion wählen.
- 4. Abfragen (Start der Kalibrierung, Sensor reinigen) bestätigen: OK.
- 5. Referenzwert (Sollwert) eingeben.
- 6. Bei Bedarf auswählen: Nächste Probe kalibrieren.
- 7. Nachdem Sie den letzten Messpunkt ermittelt haben:

Kalibrierdaten übernehmen.

- └ Sie erhalten eine Information zur Gültigkeit des Datensatzes.
- 8. Abfrage (Sensor reinigen) bestätigen: **OK**.
 - 🕒 Entscheiden Sie, ob Sie den kalibrierten Datensatz aktivieren wollen.

Bei aktivierten Datensätzen können Sie nur Sollwerte verändern. Löschen von Messpunkten ist dann nicht möglich.

Ein- oder Mehrpunktkalibrierung bei leeren Datensätzen

- 1. Leeren Datensatz wählen (erkennbar durch ein leeres Kästchen vor dem Namen, z. B. **Dataset7**).
- 2. Probesatzname: Namen für den Datensatz vergeben.
- 3. Basisanwendung: Anwendung auswählen.
- 4. **Messpfadlänge**: Pfadlänge auswählen.
- 5. Einheit: Einheit auswählen.
- 6. Kalibriertabelle: Tabelle auswählen.
- 7. Kalibrierpunkte hinzufügen: Funktion wählen.
- 8. Abfragen (Start der Kalibrierung, Sensor reinigen) bestätigen: OK.
- 9. Referenzwert (Sollwert) eingeben.
- 10. Bei Bedarf auswählen: Nächste Probe kalibrieren.
- 11. Nachdem Sie den letzten Messpunkt ermittelt haben:

Kalibrierdaten übernehmen.

- 🛏 Sie erhalten eine Information zur Gültigkeit des Datensatzes.
- 12. Abfrage (Sensor reinigen) bestätigen: OK.
 - 🕒 Entscheiden Sie, ob Sie den kalibrierten Datensatz aktivieren wollen.

Wenn Sie ihn aktiviert haben, können Sie nur Sollwerte verändern. Löschen von Messpunkten ist dann nicht möglich.

Datensatz zu einem späteren Zeitpunkt aktivieren

- 1. Anwendung wählen: Menü/Setup/Eingänge/TU/AU/Anwendung.
- 2. Wenn die Anwendung korrekt gewählt ist: Datensatz auswählen.

Datensatz duplizieren

- 1. **Datensatz duplizieren**: Funktion starten.
- 2. Kopieren von: Quelldatensatz wählen.
- 3. Kopieren nach: Zieldatensatz wählen.
- 4. Probesatzname: Namen für den duplizierten Satz eingeben.
- 5. Datensatz duplizieren.

Datensatz bearbeiten

Sie können auf den aktiven Datensatz einen Faktor oder einen Offset anwenden, die Sie mit Hilfe einer Referenzmessung ermittelt haben. Außerdem lässt sich auch die aktive Tabelle bearbeiten oder um zusätzliche Kalibrierpunkte erweitern.

Bearbeitungsmöglichkeiten:

- Faktor/Offset
 - Dateneingabe (Offset)
 - Dateneingabe (Faktor)
- Tabelle bearbeiten
 - Kalibrierpunkte hinzufügen

Faktor/Offset

- 1. Dateneingabe (Offset)
- 2. **Offset**: Offset aus der Referenzmessung eingeben.
- 3. > Kalibrierdaten übernehmen.

1. Dateneingabe (Faktor)

- 2. Kal.-Faktor: Errechneten Faktor aus Messwert und Referenzwert eingeben.
- 3. > Kalibrierdaten übernehmen.

Kalibriertabelle

- 1. > Tabelle bearbeiten
 - └→ Sie erhalten eine Warnung, wenn der Datensatz im Moment der aktive ist. Beachten Sie diese Warnung bevor Sie fortfahren.
- 2. **OK**: Werte anpassen.
- 3. SAVE.

Kalibrierpunkt hinzufügen

1. |> Kalibrierpunkte hinzufügen

- └→ Sie erhalten eine Warnung, wenn der Datensatz im Moment der f
 ür die Messung aktive ist. Hinzuf
 ügen von Kalibrierpunkten kann zu ung
 ültigen Daten f
 ühren.
- 2. OK: Zusätzliche Kalibrierpunkte hinzufügen.
- 3. Sensor in die Kalibrierlösung tauchen, auf stabilen Messwert warten.
- 4. Sollwert eingeben.
- 5. Weitere Punkte hinzufügen oder > Kalibrierdaten übernehmen.

Kalibrierpunkte können auch durch Dateneingabe von Soll- und Istwerten zur Tabelle hinzugefügt werden (**INSERT**).

Messwertfilter

Messwertfilter	Beschreibung
Schwach	Geringe Filterung, hohe Dynamik, schnelle Ansprechzeit
Normal (Werkseinstellung)	Mittlere Filterung
Stark	Starke Filterung, geringe Dynamik, langsame Reaktion auf Änderungen

- 1. Konfigurationsart: Standard wählen.
- 2. Filter Level: Entsprechend obiger Tabelle wählen.
- 3. > Kalibrierdaten übernehmen.

Konfigurationsart = Spezialist

Hier müssen die einzelnen Parameter für die Filterung eingegeben werden. Überlassen Sie dies dem Service von Endress+Hauser.

Blasenunterdrückungsfilter

Zusätzlich zum Messwertfilter ist der Sensor noch mit einer Filterfunktion zur Unterdrückung von Messfehlern durch Luftblasen ausgerüstet.

In Flüssigkeiten mit geringer Trübung bzw. mit geringem Feststoffanteil führen Luftblasen zu einem Anstieg des Messwertes. Die Filterfunktion schneidet diese Messwertsprünge ab, indem der Minimalwert innerhalb einer Zeitspanne ausgegeben wird. Diese Zeitspanne kann mit Hilfe eines Zahlenwertes zwischen 0 ... 180 sec parametriert werden. In der Default-Einstellung ist der Blasenunterdrückungs-Filter deaktiviert (Wert 0) In Flüssigkeiten mit hoher Trübung oder hohem Feststoffanteil ist die Aktivierung des Blasenunter-drückungs-Filters nicht sinnvoll. In derartigen Medien führen Luftblasen nicht zu einem

Anstieg des Messwertes und können daher nicht mit dem Minimum-Filter eliminiert werden.

- 1. Blasenunterdrückung Filter: Funktion wählen.
- 2. |> Kalibrierdaten übernehmen.

Probensatznamen editieren

- 1. Probesatzname: Gewünschten Namen eingeben.
- 2. > Kalibrierdaten übernehmen.

19.10.4 Fehlermeldungen bei der Kalibrierung (alle Sensoren)

Displaymeldung	Ursachen und mögliche Abhilfen
Der kalibrierte Datensatz ist ungültig. Wollen Sie die Kalibrierung neu starten?	Kalibrierpunkt nicht plausibel
	1. Kalibrierung wiederholen
	2. Sensorposition im Kalibriergefäß prüfen (feste Position, Wandeffekte usw.)
	3. Für gute Durchmischung des Mediums sorgen (z.B. Magnetrührer verwenden)
	4. Kalibriermedium austauschen
	5. Verschmutzten Sensor reinigen
Das Stabilitätskriterium wurde nicht erfüllt. Wollen Sie den letzten Schritt wiederholen?	Messwert oder Temperatur instabil, dadurch Stabili- tätskriterium nicht erfüllt
	1. Temperatur während der Kalibrierung konstant halten
	2. Sensorposition im Kalibriergefäß prüfen (feste Position, Wandeffekte usw.)
	3. Für gute Durchmischung des Mediums sorgen (z.B. Magnetrührer verwenden)
	4. Verschmutzten Sensor reinigen
	5. Stabilitätskriterien anpassen $\rightarrow \blacksquare$ 88.
Die Kalibrierung wurde abgebrochen. Bitte reinigen Sie erst den Sensor, bevor Sie diesen in das Prozessmedium bringen. (Hold wird deaktiviert)	Abbruch der Kalibrierung durch den Anwender

19.11 SAK-Sensoren

19.11.1 Kalibrierarten

Der Sensor enthält neben den nicht veränderbaren Werkskalibrierungen sechs weitere Datensätze zum Abspeichern von Prozesskalibrierungen oder zur Anpassung an die entsprechende Messstelle (Applikation). Jeder Kalibrierdatensatz kann bis zu fünf Kalibrierpunkte haben.

Der Sensor bietet eine Vielzahl an Möglichkeiten, um die Messung an die jeweilige Applikation anzupassen:

- Kalibrierung oder Justage (1 ... 5 Punkte)
- Eingabe eines Faktors (Multiplikation der Messwerte mit einem konstanten Faktor)
- Eingabe eines Offsets (Addieren/Subtrahieren eines konstanten Wertes zu/von den Messwerten)
- Duplizieren von Werkskalibrierdatensätzen

Ein- oder Mehrpunktkalibrierung

Den Sensor zur Kalibrierung nicht aus dem Medium nehmen, er kann direkt in der Applikation kalibriert werden.

1. Zur Kalibrierung sicherstellen, dass der Messspalt nicht mit Ablagerungen verschmutzt ist:

Messspalt des Sensors reinigen (Verschmutzungen und Ablagerungen entfernen).

- 2. Zur Kalibrierung den Sensor so in das Medium eintauchen, dass der Messspalt vollständig mit dem Medium gefüllt ist.
 - Sämtliche Luftblasen und Lufteinschlüsse müssen beim Eintauchen aus dem Messspalt gespült werden.
- In der Kalibriertabelle können neben den Sollwerten bei Bedarf auch die Istwerte editiert werden (rechte und linke Spalte).
 - Zusätzliche Kalibrierwerte-Paare (Ist- und Sollwerte) können bei Bedarf auch ohne Messung in einem Medium hinzugefügt werden.

19.11.2 SAK

Werkskalibrierung

Der Sensor verlässt das Werk in vorkalibriertem Zustand (Kalibrierung mit KHP). Eine Kalibrierung auf den Kundenprozess ist dennoch in der Mehrzahl der Fälle vorteilhaft. Grund: andere organische Verbindungen als KHP verhalten sich spektral unterschiedlich.

Die Werkskalibrierung basiert auf 20 Kalibrierpunkten und wird während der Fertigung an drei Punkten justiert. Die Werkskalibrierung ist unverlierbar und jederzeit rückholbar. Einund Zweipunktkalibrierungen - ausgeführt als kundenseitige Kalibrierung - werden auf diese Werkskalibrierung referenziert.

Prinzip der Kalibrierung

Zwischen den Kalibrierpunkten wird durch Geraden interpoliert.

► Sinnvolle Namen für Ihre Kalibrierdatensätze vergeben.

Beispielsweise kann im Namen die Anwendung hinterlegt werden, auf der der Datensatz ursprünglich beruht. Das erleichtert, verschiedene Datensätze auseinanderzuhalten.

Referenzwerte im Labor bestimmen

Sie können unterschiedliche Methoden zur Kalibrierung nutzen:

- Verdünnungsreihe aus einer Mediumsprobe
- Kalibrierreihe mit Standardlösungen (KHP = Kaliumhydrogenphthalat)
- Kombination aus beidem (aufgestockte Mediumsprobe)
- 1. Repräsentative Mediumsprobe nehmen.
- 2. In geeigneter Weise dafür sorgen, dass der biologische und chemische Abbau in der Probe nicht weiter abläuft.
- 3. Messwerte der Probenreihe mit der Labormethode bestimmen (beispielsweise kolorimetrische Bestimmung mit einem Küvettentest).

Kalibrierung und Justage des Sensors

Zur Kalibrierung des Sensors die gleiche Mediumsprobe oder Probenreihe verwenden, für die die Labormesswerte ermittelt wurden. Die Probenreihe können auch reine Standardlösungen sein. Der generelle Ablauf einer Kalibrierung ist:

- 1. Datensatz auswählen.
- 2. Sensor ins Medium bringen.
- 3. Während der Kalibrierung für eine gute Homogenisierung des Mediums sorgen.
- 4. Kalibrierung für den Messpunkt starten.
- 5. Wenn nur ein Punkt kalibriert werden soll:

Kalibrierung durch die Übernahme der Kalibrierdaten beenden.

- └ Andernfalls mit dem nächsten Schritt fortfahren.
- 6. Probe für den 2. Messpunkt mit Stammlösung aufstocken.
- 7. Deren Messwert bestimmen.
- 8. Den Referenzwert aus Labormesswert plus aufgestockter Konzentration errechnen.
- 9. Vorhergehenden Schritt so oft wiederholen bis die gewünschte Anzahl an Kalibrierpunkten erreicht ist (maximal 5).

Um Fehlkalibrierung durch Verschleppung zu vermeiden:

- Immer von der niedrigen zur hohen Konzentration arbeiten.
- Den Sensor nach jeder Messung säubern und trocknen.
- Mediumsreste entfernen, insbesondere im Sensorspalt und in der Anschlussöffnung für die Druckluft (z.B. durch Spülen mit der nächsten Kalibrierlösung).

Kalibrierung am Messumformer

- 1. CAL: Sensor wählen und dessen Kalibriermenü aufrufen.
- 2. **Datensatz**: Datensatz wählen. Dieser darf nicht der aktive sein (erkennbar durch eine Markierung vor dem Namen).
- 3. Probesatzname: Namen für den Datensatz vergeben.
- 4. Basisanwendung: Entscheiden Sie welchen Wert Sie kalibrieren wollen. SAK, CSB, TOC, DOC oder BSB stehen zur Wahl.
 - Nur für Basisanwendung = SAK: Aus dem SAK-Wert kann der Messumformer die abgeleiteten Größen CSB, TOC, DOC und BSB berechnen. Je nach Referenzmethode existieren dafür unterschiedliche Berechnungsfaktoren. Sie können den werksseitig hinterlegten Berechnungsfaktor für CSB/BSB und TOC/DOC an Ihre Anwendung anpassen und zusätzlich auch noch einen SAK-Offset eingeben.
- 5. **Einheit**: Einheit wählen. Verwenden Sie die Einheit, in der Sie auch die Laborwerte erhalten haben.
- 6. **Kalibrierung starten**: Den Anweisungen folgen, um den ersten Messpunkt (niedrigste Konzentration) aufzunehmen.
 - Nachdem ein stabiler Messwert ermittelt wurde, werden Sie nach dem Sollwert (= Laborwert) der Probe gefragt.
- 7. Sollwert eingeben.
- 8. Entscheiden: Weiteren Kalibrierpunkt hinzufügen (**Nächste Probe kalibrieren**) oder Kalibrierung beenden und die Daten zur Justage übernehmen (**Kalibrierdaten übernehmen?**).
- 9. Alle gewünschten Messpunkte ermitteln.
- 10. Nachdem Sie den letzten Messpunkt ermittelt haben:

Daten übernehmen.

🛏 Sie erhalten eine Information zur Gültigkeit des Datensatzes.

- 11. Die Frage zur Übernahme der Kalibrierdaten zur Justage mit **OK** beantworten.
 - Sie werden gefragt, ob Sie den eben aufgenommenen Datensatz aktivieren wollen. Wenn Sie Ihr OK geben, werden die Messwerte auf der Basis der neuen Kalibrierfunktion ermittelt.

Sie haben noch die Möglichkeit, den Datensatz weiter zu bearbeiten.

Wenn Sie ihn aktiviert haben, können Sie nur Sollwerte verändern. Löschen von Messpunkten ist dann nicht möglich.

Sie können die Kalibrierung jederzeit mit **ESC** abbrechen. Dann werden keine Daten zur Justage des Sensors verwendet.

Datensätze bearbeiten

Sie können auf den aktiven Datensatz einen Faktor oder einen Offset anwenden, die Sie mit Hilfe einer Referenzmessung ermittelt haben. Außerdem lässt sich auch die aktive Tabelle bearbeiten oder um zusätzliche Kalibrierpunkte erweitern.

Bearbeitungsmöglichkeiten:

- Offset ändern
- Faktor ändern
- Tabelle bearbeiten
- Kalibrierung starten
- Kalib. punkt ersetzen

Offset ändern

1. **Offset**: Offset aus der Referenzmessung eingeben.

2. > Kalibrierdaten übernehmen.

Faktor ändern

1. Kal.-Faktor: Errechneten Faktor aus Messwert und Referenzwert eingeben.

2. > Kalibrierdaten übernehmen.

▷ Tabelle bearbeiten

Sie erhalten eine Warnung, dass der Datensatz im Moment der aktive ist. Beachten Sie diese Warnung bevor Sie fortfahren.

1. **OK**: Werte anpassen.

2. SAVE.

▷ Kalibrierung starten

Sie erhalten eine Warnung, dass der Datensatz im Moment der für die Messung aktive ist. Hinzufügen von Kalibrierpunkten kann zu ungültigen Daten führen. Wenn Sie fortfahren, wird automatisch die Werkskalibrierung für die aktuelle Messung aktiv.

- 1. **OK**: Zusätzliche Kalibrierpunkte hinzufügen.
- 2. Sensor in die Kalibrierlösung tauchen, auf stabilen Messwert warten.
- 3. Sollwert eingeben.
- 4. Weitere Punkte hinzufügen oder > Kalibrierdaten übernehmen.

⊳ Kalib. punkt ersetzen

Sie können einen Kalibrierpunkt ersetzen, wenn dieser als gültig bewertet wird.

- 1. Frage, ob Kalibrierung gestartet werden soll, beantworten: **OK**.
- 2. Sensor in die Kalibrierlösung tauchen, auf stabilen Messwert warten.
- 3. Zu ersetzenden Punkt auswählen.
- 4. ▷ Kalibrierdaten übernehmen.

Datensätze duplizieren

Verwenden Sie die Funktion um einen bestehenden Kalibrierdatensatz, beispielsweise die Werkskalibrierung, editierbar zu machen.

Sie können anschließend per Dateneingabe einen Offset für den kopierten Datensatz einstellen oder per Tabelle die Nominalwerte verändern. Auf diese Weise können Sie ohne den Aufwand einer Kalibrierung schnell auf veränderte, Ihnen bekannte, Bedingungen in ihrem Prozess reagieren.

- 1. Datensatz duplizieren: Funktion starten.
- 2. Zu duplizierenden Datensatz wählen.
- 3. Speicherplatz wählen und einen Namen für den duplizierten Satz eingeben.
 - └→ Sie können nur dann einen Satz duplizieren, wenn Sie noch nicht alle verfügbaren Plätze für Datensätze verwendet haben. Ist kein Platz mehr frei, müssen Sie zunächst einen Satz löschen.

Jetzt können Sie:

- Einen Offset für den neuen Datensatz einstellen
- Über die Funktion Tabelle bearbeiten die Nominalwerte der einzelnen Kalibrierpunkte verändern
- 4. Wenn Sie den veränderten Datensatz als aktiven benutzen wollen: Menü aufrufen: **Setup/Eingänge**.

Menu aurruren. Setup/Eingange.

5. Unter **Anwendung** den neuen Datensatz auswählen.

19.11.3 Temperaturjustage

- **1.** Die Temperatur des Prozessmediums mit einer alternativen Messung, beispielsweise einem Präzisionsthermometer, ermitteln.
- 2. Menü aufrufen: CAL/<Sensortyp>/Temperaturjustage.
- **3. Sensor im Prozessmedium lassen** und solange **OK** klicken bis die Temperaturmessung über den Sensor gestartet wird.
- 4. Referenztemperatur aus der alternativen Messung eingeben. Sie können dazu entweder den Absolutwert oder einen Offset eingeben.
- 5. Danach solange **OK** klicken, bis die neuen Daten übernommen wurden.
 - └ Die Temperaturjustage ist damit abgeschlossen.

Displaymeldung	Ursachen und mögliche Abhilfen
Der kalibrierte Datensatz ist ungültig. Wollen Sie die Kalibrierung neu starten?	Kalibrierpunkt nicht plausibel
	1. Kalibrierung wiederholen
	2. Sensorposition im Kalibriergefäß prüfen (feste Position, Wandeffekte, Luftblasen usw.)
	3. Für gute Durchmischung des Mediums sorgen (z.B. Magnetrührer verwenden)
	4. Kalibriermedium austauschen
	5. Verschmutzten Sensor reinigen
vas Stabilitätskriterium wurde nicht erfüllt. Vollen Sie den letzten Schritt wiederholen? Messwert oder Temperatur instabil, dadurc	
	1. Temperatur während der Kalibrierung konstant halten
	2. Sensorposition im Kalibriergefäß prüfen (feste Position, Wandeffekte, Luftblasen usw.)
	3. Für gute Durchmischung des Mediums sorgen (z.B. Magnetrührer verwenden)
	4. Verschmutzten Sensor reinigen
	5. Stabilitätskriterien anpassen $\rightarrow \square$ 96.
Die Kalibrierung wurde abgebrochen. Bitte reinigen Sie erst den Sensor, bevor Sie diesen in das Prozessmedium bringen. (Hold wird deaktiviert)	Abbruch der Kalibrierung durch den Anwender

19.11.4 Fehlermeldungen bei der Kalibrierung

19.12 Nitratsensoren

Prozesse mit Nitratwerten > 0,1 mg/l

- 1. Probe nehmen und Nitratkonzentration im Labor bestimmen.
- 2. Sensor mit dem Laborwert kalibrieren und justieren.

Prozesse mit sehr unterschiedlichen Nitratwerten

- **1.** Zum Zeitpunkt A eine Probe mit hoher Konzentration nehmen, Probe messen und kalibrieren.
- 2. Zum Zeitpunkt B, der einige Tage versetzt sein kann, eine Probe mit niedriger Konzentration nehmen, den zweiten Wert messen und kalibrieren.

Kalibrierung mit Aufstockung

Wenn die Schlammparameter eher konstant sind, können Sie die Kalibrierung mit einer Probe niedriger Nitratkonzentration durchführen und die Probe anschließend mit einem Standard aufstocken.

- **1.** Eine größere Probe (Eimer) nehmen und einen Teil davon kolorimetrisch untersuchen.
- 2. Den Wert der kolorimetrischen Bestimmung im Sensor kalibrieren.
- 3. Probe mit einem Standard aufstocken und Laborwert bestimmen.
- 4. Den Laborwert der aufgestockten Probe im Sensor kalibrieren.
Fehlmessungen vermeiden:

- Trinkwasser kann größere Konzentrationen an Nitrat enhalten und ist als Blindwert nicht geeignet. Als Blindwert vollentionisiertes Wasser verwenden.
- Während der Kalibrierung für eine durchgehende Homogenisierung der Probe sorgen.
 - In aufsteigender Reihenfolge der Konzentrationen kalibrieren (zuerst niedrige Konzentration), um Nitratverschleppung zu vermeiden.
 - Den Sensor nach einer Kalibrierung säubern und trocknen. Auf Mediumreste im Küvettenschlitz achten. So vermeiden Sie, die unterschiedlichen Proben zu vermischen und die Nitratkonzentrationen zu verändern.

19.12.1 Kalibrierarten

Der Sensor enthält neben den nicht veränderbaren Werkskalibrierungen sechs weitere Datensätze zum Abspeichern von Prozesskalibrierungen oder zur Anpassung an die entsprechende Messstelle (Applikation). Jeder Kalibrierdatensatz kann bis zu fünf Kalibrierpunkte haben.

Der Sensor bietet eine Vielzahl an Möglichkeiten, um die Messung an die jeweilige Applikation anzupassen:

- Kalibrierung oder Justage (1 ... 5 Punkte)
- Eingabe eines Faktors (Multiplikation der Messwerte mit einem konstanten Faktor)
- Eingabe eines Offsets (Addieren/Subtrahieren eines konstanten Wertes zu/von den Messwerten)
- Duplizieren von Werkskalibrierdatensätzen

Ein- oder Mehrpunktkalibrierung

Den Sensor zur Kalibrierung nicht aus dem Medium nehmen, er kann direkt in der Applikation kalibriert werden.

1. Zur Kalibrierung sicherstellen, dass der Messspalt nicht mit Ablagerungen verschmutzt ist:

Messspalt des Sensors reinigen (Verschmutzungen und Ablagerungen entfernen).

- 2. Zur Kalibrierung den Sensor so in das Medium eintauchen, dass der Messspalt vollständig mit dem Medium gefüllt ist.
 - Sämtliche Luftblasen und Lufteinschlüsse müssen beim Eintauchen aus dem Messspalt gespült werden.
- In der Kalibriertabelle können neben den Sollwerten bei Bedarf auch die Istwerte editiert werden (rechte und linke Spalte).
 - Zusätzliche Kalibrierwerte-Paare (Ist- und Sollwerte) können bei Bedarf auch ohne Messung in einem Medium hinzugefügt werden.

19.12.2 Nitrat

Werkskalibrierung

Der Sensor verlässt das Werk in vorkalibriertem Zustand.

Er kann damit in einer Vielzahl von Klarwassermessungen ohne weitere Kalibrierung eingesetzt werden.

Die Werkskalibrierung basiert auf 20 Kalibrierpunkten und wird während der Fertigung an drei Punkten justiert. Die Werkskalibrierung ist unverlierbar und jederzeit rückholbar. Einund Zweipunktkalibrierungen – ausgeführt als kundenseitige Kalibrierung – werden auf diese Werkskalibrierung referenziert.

Prinzip der Kalibrierung

Zwischen den Kalibrierpunkten wird durch Geraden interpoliert.

Sinnvolle Namen für Ihre Kalibrierdatensätze vergeben.

Beispielsweise kann im Namen die Anwendung hinterlegt werden, auf der der Datensatz ursprünglich beruht. Das erleichtert, verschiedene Datensätze auseinanderzuhalten.

Referenzwerte im Labor bestimmen

- 1. Eine repräsentative Mediumsprobe nehmen.
- In geeigneter Weise dafür sorgen, dass der Nitratabbau in der Probe nicht weiter abläuft. Geeignet ist dafür die sofortige Filtration (0,45 μm) der Probe nach DIN 38402.
- 3. Den Nitratgehalt der Probe mit der Labormethode bestimmen (beispielsweise kolorimetrische Bestimmung mit einem Küvettentest - Standardmethode nach DIN 38405 Teil 9).

Kalibrierung und Justage des Sensors

Zur Kalibrierung des Sensors die gleiche Mediumsprobe oder Probenreihe verwenden, für die die Labormesswerte ermittelt wurden. Die Probenreihe können auch reine Standardlösungen sein.

Der generelle Ablauf einer Kalibrierung ist:

- 1. Datensatz auswählen.
- 2. Sensor ins Medium bringen.
- 3. Während der Kalibrierung für eine gute Homogenisierung des Mediums sorgen.
- 4. Kalibrierung für den Messpunkt starten.
- 5. Wenn nur ein Punkt kalibriert werden soll:
 Kalibrierung durch die Übernahme der Kalibrierdaten beenden.
 Andernfalls mit dem nächsten Schritt fortfahren.
- 6. Probe für den 2. Messpunkt mit Stammlösung aufstocken.
- 7. Deren Messwert bestimmen.
- 8. Den Referenzwert aus Labormesswert plus aufgestockter Konzentration errechnen.
- **9.** Vorhergehenden Schritt so oft wiederholen bis die gewünschte Anzahl an Kalibrierpunkten erreicht ist (maximal 5).

Um Fehlkalibrierung durch Verschleppung zu vermeiden:

- Immer von der niedrigen zur hohen Konzentration arbeiten.
- Den Sensor nach jeder Messung säubern und trocknen.
- Mediumsreste entfernen, insbesondere im Sensorspalt und in der Anschlussöffnung für die Druckluft (z.B. durch Spülen mit der nächsten Kalibrierlösung).

Kalibrierung am Messumformer

- 1. CAL: Sensor wählen und dessen Kalibriermenü aufrufen.
- 2. **Datensatz**: Datensatz wählen. Dieser darf nicht der aktive sein (erkennbar durch eine Markierung vor dem Namen).
- 3. Probesatzname: Namen für den Datensatz vergeben.
- 4. **Einheit**: Einheit wählen. Verwenden Sie die Einheit, in der Sie auch die Laborwerte erhalten haben.
- 5. **Kalibrierung starten**: Den Anweisungen folgen, um den ersten Messpunkt (niedrigste Konzentration) aufzunehmen.
 - Nachdem ein stabiler Messwert ermittelt wurde, werden Sie nach dem Sollwert (= Laborwert) der Probe gefragt.
- 6. Sollwert eingeben.

- 7. Entscheiden: Weiteren Wert (nächsthöhere Konzentration) hinzufügen (**Nächste Probe kalibrieren**) oder Kalibrierung beenden und die Daten zur Justage übernehmen (**Kalibrierdaten übernehmen?**).
- 8. Alle gewünschten Messpunkte ermitteln.
- 9. Nachdem Sie den letzten Messpunkt ermittelt haben:
 - Daten übernehmen.
 - 🕒 Sie erhalten eine Information zur Gültigkeit des Datensatzes.
- **10.** Die Frage zur Übernahme der Kalibrierdaten zur Justage mit **OK** beantworten.
 - Sie werden gefragt, ob Sie den eben aufgenommenen Datensatz aktivieren wollen. Wenn Sie Ihr **OK** geben, werden die Messwerte auf der Basis der neuen Kalibrierfunktion ermittelt.

Sie haben noch die Möglichkeit, den Datensatz weiter zu bearbeiten.

Wenn Sie ihn aktiviert haben, können Sie nur Sollwerte verändern. Löschen von Messpunkten ist dann nicht möglich.

Sie können die Kalibrierung jederzeit mit **ESC** abbrechen. Dann werden keine Daten zur Justage des Sensors verwendet.

Datensätze bearbeiten

Sie können auf den aktiven Datensatz einen Faktor oder einen Offset anwenden, die Sie mit Hilfe einer Referenzmessung ermittelt haben. Außerdem lässt sich auch die aktive Tabelle bearbeiten oder um zusätzliche Kalibrierpunkte erweitern.

Bearbeitungsmöglichkeiten:

- Offset ändern
- Faktor ändern
- Tabelle bearbeiten
- Kalibrierung starten
- Kalib. punkt ersetzen

Offset ändern

1. **Offset**: Offset aus der Referenzmessung eingeben.

2. > Kalibrierdaten übernehmen.

Faktor ändern

1. Kal.-Faktor: Errechneten Faktor aus Messwert und Referenzwert eingeben.

2. > Kalibrierdaten übernehmen.

▷ Tabelle bearbeiten

Sie erhalten eine Warnung, dass der Datensatz im Moment der aktive ist. Beachten Sie diese Warnung bevor Sie fortfahren.

1. **OK**: Werte anpassen.

2. SAVE.

▷ Kalibrierung starten

Sie erhalten eine Warnung, dass der Datensatz im Moment der für die Messung aktive ist. Hinzufügen von Kalibrierpunkten kann zu ungültigen Daten führen. Wenn Sie fortfahren, wird automatisch die Werkskalibrierung für die aktuelle Messung aktiv.

- 1. OK: Zusätzliche Kalibrierpunkte hinzufügen.
- 2. Sensor in die Kalibrierlösung tauchen, auf stabilen Messwert warten.
- 3. Sollwert eingeben.
- 4. Weitere Punkte hinzufügen oder > Kalibrierdaten übernehmen.

⊳ Kalib. punkt ersetzen

Sie können einen Kalibrierpunkt ersetzen, wenn dieser als gültig bewertet wird.

- 1. Frage, ob Kalibrierung gestartet werden soll, beantworten: OK.
- 2. Sensor in die Kalibrierlösung tauchen, auf stabilen Messwert warten.
- 3. Zu ersetzenden Punkt auswählen.
- 4. |> Kalibrierdaten übernehmen.

Datensätze duplizieren

Verwenden Sie die Funktion um einen bestehenden Kalibrierdatensatz, beispielsweise die Werkskalibrierung, editierbar zu machen.

Sie können anschließend per Dateneingabe einen Offset für den kopierten Datensatz einstellen oder per Tabelle die Nominalwerte verändern. Auf diese Weise können Sie ohne den Aufwand einer Kalibrierung schnell auf veränderte, Ihnen bekannte, Bedingungen in ihrem Prozess reagieren.

- 1. Datensatz duplizieren: Funktion starten.
- 2. Zu duplizierenden Datensatz wählen.
- 3. Speicherplatz wählen und einen Namen für den duplizierten Satz eingeben.
 - └→ Sie können nur dann einen Satz duplizieren, wenn Sie noch nicht alle verfügbaren Plätze für Datensätze verwendet haben. Ist kein Platz mehr frei, müssen Sie zunächst einen Satz löschen.

Jetzt können Sie:

- Einen Offset für den neuen Datensatz einstellen
- Über die Funktion **Tabelle bearbeiten** die Nominalwerte der einzelnen Kalibrierpunkte verändern
- 4. Wenn Sie den veränderten Datensatz als aktiven benutzen wollen: Menü aufrufen: **Setup/Eingänge**.
- 5. Unter **Anwendung** den neuen Datensatz auswählen.

19.12.3 Temperaturjustage

- 1. Die Temperatur des Prozessmediums mit einer alternativen Messung, beispielsweise einem Präzisionsthermometer, ermitteln.
- 2. Menü aufrufen: CAL/<Sensortyp>/Temperaturjustage.
- **3. Sensor im Prozessmedium lassen** und solange **OK** klicken bis die Temperaturmessung über den Sensor gestartet wird.
- 4. Referenztemperatur aus der alternativen Messung eingeben. Sie können dazu entweder den Absolutwert oder einen Offset eingeben.
- 5. Danach solange **OK** klicken, bis die neuen Daten übernommen wurden.
 - └ Die Temperaturjustage ist damit abgeschlossen.

Displaymeldung	Ursachen und mögliche Abhilfen								
Der kalibrierte Datensatz ist ungültig.	Kalibrierpunkt nicht plausibel								
Wollen Sie die Kalibrierung neu starten?	1. Kalibrierung wiederholen								
	2. Sensorposition im Kalibriergefäß prüfen (feste Position, Wandeffekte, Luftblasen usw.)								
	3. Für gute Durchmischung des Mediums sorgen (z.B. Magnetrührer verwenden)								
	4. Kalibriermedium austauschen								
	5. Verschmutzten Sensor reinigen								
Das Stabilitätskriterium wurde nicht erfüllt. Wollen Sie den letzten Schritt wiederholen?	Messwert oder Temperatur instabil, dadurch Stabili- tätskriterium nicht erfüllt								
	1. Temperatur während der Kalibrierung konstant halten								
	2. Sensorposition im Kalibriergefäß prüfen (feste Position, Wandeffekte, Luftblasen usw.)								
	3. Für gute Durchmischung des Mediums sorgen (z.B. Magnetrührer verwenden)								
	4. Verschmutzten Sensor reinigen								
	5. Stabilitätskriterien anpassen $\rightarrow \square$ 96.								
Die Kalibrierung wurde abgebrochen. Bitte reinigen Sie erst den Sensor, bevor Sie diesen in das Prozessmedium bringen. (Hold wird deaktiviert)	Abbruch der Kalibrierung durch den Anwender								

19.12.4 Fehlermeldungen bei der Kalibrierung

19.13 Spektrometer

Betriebsanleitung Memosens Wave CAS80E, BA02005C

Die Kalibrierung ist immer anwendungsabhängig. Mit der Feld-Kalibrierung passen Sie das werkseitig kalibrierte Spektrometer genauer an ihren Prozess an. Verwenden Sie Kalibrierpunkte, die den erwarteten Messbereich jeweils am höchsten und niedrigsten Punkt eingrenzen. Dadurch erreichen Sie höhere Auflösung und Genauigkeit der Messung.

1. **A**WARNUNG

Mineralische Säuren

Schwere Verletzungen und Tod durch Verätzen möglich!

- Augen durch eine Schutzbrille schützen.
- ► Schutzhandschuhe und entsprechende Schutzkleidung tragen.
- ► Jeden Kontakt mit Augen, Mund und Haut vermeiden.

Die optischen Fenster vor der Kalibrierung reinigen (mit 5 … 10% H₃PO₄ oder 5 … 10% HCl oder 5 … 10% H₂SO₄).

- 2. Referenzprobe (Laborprobe) zur gleichen Zeit und am gleichen Ort wie Probe für den Kalibrierpunkt des Spektrometers entnehmen.
- Für eine Nitrat-Referenzprobe gilt: Probe sofort durch einen 0,45 µm-Filter (z. B. Filterpapier oder Spritzenfilter) filtrieren. Grund: Die Nitratkonzentration ändert sich schnell, wenn Mikroorganismen in der Probe zurückbleiben.
- 4. Falls die Probe nicht schnell im Labor gemessen werden kann: Probe mit H_2SO_4 auf pH < 2 einstellen und damit konservieren.

- 5. Prüfen, ob die Werkskalibrierung eine akzeptable Genauigkeit im geforderten Messbereich aufweist.
- 6. Wenn die Leistung des Spektrometers aufgrund der Werkskalibrierung nicht ausreicht:

Eine Faktorkalibrierung durchführen.

7. Wenn die Leistung des Spektrometers aufgrund der Faktorkalibrierung nicht ausreicht:

Eine Offset-Kalibrierung durchführen.

8. Wenn die Faktor- und/oder Offset-Kalibrierung nicht anwendbar oder nicht ausreichend ist:

Eine Kalibriertabelle einfügen.

Parameter kalibrieren

- 1. CAL/Kanal-Nr. Spektrometer/Spektrometer/Applikationskalibrierung
- 2. Datensatz wählen. Die Werkskalibrierung ist vorausgewählt.
- 3. Zu kalibrierenden Parameter und dessen Einheit wählen.
- 4. Kalibrierart wählen: Faktor ändern, Offset ändern oder Kalibriertabelle.

19.13.1 Faktor ändern

Diese Art der Kalibrierung ist anwendbar, wenn ein fester Faktor zwischen Labor- und Sensormesswert für den gesamten gewünschten Messbereich gilt.

- 1. CAL/Kanal-Nr. Spektrometer/Spektrometer/Applikationskalibrierung/Faktor ändern
- 2. Kal.-Faktor: Faktor eingeben.
- 3. > Kalibrierdaten übernehmen
 - ← Der neue Faktor wird für den gewählten Parameter gespeichert.

19.13.2 Offset ändern

Diese Art der Kalibrierung ist anwendbar, wenn das Spektrometer eine Abweichung zum Labormesswert zeigt. Die Abweichung muss im gesamten gewünschten Messbereich gelten.

- 1. CAL/Kanal-Nr. Spektrometer/Spektrometer/Applikationskalibrierung/Offset ändern
- 2. Offset: Wert eingeben.
- 3. > Kalibrierdaten übernehmen
 - └ Der Offset wird für den gewählten Parameter gespeichert.

19.13.3 Kalibriertabelle

Diese Art der Kalibrierung ist dann sinnvoll, wenn die Faktor- und/oder Offsetkalibrierung nicht ausreichend sind.

- 1. CAL/Kanal-Nr. Spektrometer/Spektrometer/Applikationskalibrierung/Kalibriertabelle
- 2. **INSERT**: Kalibrierpunkt festlegen, indem Sie Mess- und Nominalwerte eingeben.
- 3. Maximal 6 Kalibrierpunkte auf diese Weise eingeben.
- 4. SAVE.
 - Im Fall einer gültigen Tabelle werden die Kalibrierdaten für den gewählten Parameter gespeichert.

19.13.4 Referenzspektrum aufnehmen (Nullkalibrierung)

Die Nullkalibrierung ist die Referenz, auf die sich die Berechnungen stützen. Das Spektrometer verlässt das Werk mit einer Nullkalibrierung in Reinstwasser.

1. Spektrometer reinigen.

2. Spektrum in Reinstwasser aufnehmen: CAL/Kanal-Nr. Spektrometer/Spektrometer/Referenzspektrum aufnehmen

3. Den Anweisungen am Display folgen.

19.13.5 Temperaturjustage

- 1. Die Temperatur des Prozessmediums mit einer alternativen Messung, beispielsweise einem Präzisionsthermometer, ermitteln.
- 2. CAL/Kanal-Nr. Spektrometer/Temperatur.
 - └ Sie haben 2 Möglichkeiten: Offset ändern oder Kalibrierung starten.
- 3. Wenn Sie nur eine Abweichung des Sensorwerts zur Referenzmessung eingeben wollen:

Offset ändern: Die Abweichung zur Referenzmessung in Keingeben.

4. Wenn Sie den Temperatursensor durch die Eingabe einer Referenztemperatur justieren wollen:

Kalibrierung starten/OK.

5. Sensor im Prozessmedium lassen und **OK**.

🛏 Die Temperaturmessung über den Sensor wird gestartet.

- 6. Referenztemperatur aus der alternativen Messung eingeben.
- 7. **Weiter** und **OK** (mehrfach).
 - └ Die Temperaturjustage ist damit abgeschlossen.

19.14 Fluoreszenz

19.14.1 Kalibrierarten

Der Sensor verlässt das Werk in vorkalibriertem Zustand. Er kann direkt ohne weitere Kalibrierung eingesetzt werden.

Folgende Kalibrierungen sind möglich:

- Kalibrierung
 - Vor-Ort-Kalibrierung mit der zertifizierten Festkörperreferenz
 - Rekalibrierung durch den Hersteller
- Anwendungsanpassung
 - Kalibrierung beziehungsweise Justierung anhand von Referenzproben über eine Wertetabelle (1 ... 6 Punkte)
 - Eingabe eines Faktors (Multiplikation der Messwerte mit einem konstanten Faktor)
 - Eingabe eines Offsets (Addieren/Subtrahieren eines konstanten Wertes zu den Messwerten)

19.14.2 Festkörperreferenz

Der Sensor ist in Übereinstimmung mit der MEPC 259(68) Richtlinie ab Werk justiert.

- 1. Zur Einhaltung der MEPC 256 (68) Kriterien, den Sensor mit Hilfe der Festkörperreferenz in regelmäßigen Abständen kalibrieren.
- 2. Wenn nötig, den Sensor mit der Festkörperrefernz justieren.

Wir empfehlen das Gerät alle 4 Jahre zur Überprüfung und Rekalibrierung zum Hersteller zu senden.

Bei der Werkskalibrierung wird die Festkörperreferenz auf den jeweiligen Sensor abgestimmt. Die Festkörperreferenz kann nur mit diesem Sensor verwendet werden. Die Festkörperreferenz und der Sensor sind somit einander fest zugeordnet.

Mit der Festkörperreferenz lässt sich die Funktionsfähigkeit des Sensors überprüfen. Der Sensor lässt sich Kalibrieren und Justieren. Die Justierung erfolgt nach der Kalibrierung automatisch durch den Messumformer. Der angegebene Referenzwert der Festkörperreferenz dient zum Justieren des Sensors.



34 Festkörperreferenz

Kalibrierung mit Festkörperreferenz

AVORSICHT

Hoher Druck und hohe Temperaturen beim Ausbau des Sensors

Verletzungsgefahr!

- Auf den Prozessdruck und die Prozesstemperatur achten.
- Wenn der Prozessdruck erhöht ist, vor dem Ausbau des Sensors den Prozessdruck verringern. Dafür das bauseits montierte Handventil verwenden.

AVORSICHT

Austretendes Medium

Verletzungsgefahr, Schäden an Kleidung und der Einrichtung!

- Sicherstellen, dass der Zulauf und Ablauf der Armatur abgesperrt sind.
- ► Sicherstellen, dass eine automatische Reinigung vor der Kalibrierung abgeschaltet ist.

HINWEIS

Kondensation und Verschmutzung führen zu falschen Kalibrierergebnissen!

- ▶ Den Sensor und die optischen Fenster zuvor gründlich reinigen.
- ► Kondensation am Sensor vermeiden.
- Die Umgebungsbedingungen des Sensors, insbesondere den Umgebungstemperaturbereich, beachten.

Detaillierte Informationen zu Einstellungen am Messumformer: Betriebsanleitung des zugehörigen Messumformers

Auf die folgenden Bedingungen für die Kalibrierung achten:

- Keine Kondensation auf dem Sensor oder der Festkörperreferenz
- Stabile Temperatur des Sensor und der Festkörperreferenz
- Eingehaltene Umgebungstemperaturbereiche
- Sauber gereinigte optische Fenster

Kalibrierung starten

- 1. Am Messumformer Kalibrierung wählen.
- 2. Den Fluoreszenzsensor auswählen.

- 3. Fluoreszenz auswählen.
- 4. Festkörperreferenz auswählen.
- 5. Den Anweisungen des Messumformers folgen.

Funktionsüberprüfung an der Luft:

► HINWEIS

Gegenstände und Kleidung vor dem optischen Fenster führt zu falschen Messwerten!

- Ausreichend Abstand zum Gerät halten.
- Gegenstände unterhalb des Sensors entfernen.



1 freier Raum

Den Sensor in den freien Raum halten.

Fehlgeschlagene Funktionsüberprüfung an der Luft:

- 1. Die Reinigung der optischen Fenster wiederholen.
- 2. Den Vorgang der Messung wiederholen.
- 3. Ist nach mehrmaligem Reinigen die Messung immer noch außerhalb der vorgegeben Grenzen, den Sensor an Ihre zuständige Endress+Hauser Vertriebszentrale senden.

Nachdem der Vorgang der Kalibrierung mit der Festkörperreferenz abgeschlossen ist, kann es zu den folgenden Status kommen:

- Kalibrierung ist erfolgreich abgeschlossen Der Messwert befindet sich innerhalb der angezeigten Grenzwerte und somit war keine automatische Justierung notwendig
- Kalibrierung ist erfolgreich abgeschlossen und es ist eine automatische Justierung erfolgt Der Messwert hat die Grenzwerte überschritten und wurde erfolgreich durch die automatische Justierung korrigiert
- Kalibrierung ist fehlgeschlagen, es ist keine automatische Justierung erfolgt Der Messwert liegt außerhalb der Grenzwerte und es war keine automatische Justierung möglich. Das Gerät ist somit nicht mehr funktionsfähig nach MEPC.
- ► Bei fehlgeschlagener Kalibrierung den Sensor an Ihre zuständige Endress+Hauser Vertriebszentrale senden.

19.14.3 Faktor/Offset

Dateneingabe (Faktor)

Bei der Funktion "Faktor" werden die Messwerte mit einem konstanten Faktor multipliziert. Die Funktionalität entspricht der einer 1-Punkt-Kalibrierung.

Beispiel:

Diese Art der Anpassung kann gewählt werden, wenn über einen längeren Zeitraum die Messwerte mit den Laborwerten verglichen werden und alle Messwerte um einen konstanten Faktor, z. B. 10 % zu niedrig, vom Laborwert (Soll-Probenwert) abweichen.

Die Anpassung erfolgt im Beispiel durch Eingabe des Faktors 1,1.



35 Prinzip der Faktorkalibrierung

- x Messwert
- y Soll-Probenwert
- a Werkskalibrierung
- b Faktorkalibrierung

Dateneingabe (Offset)

Bei der Funktion "Offset" werden die Messwerte um einen konstanten Betrag verschoben (addiert oder subtrahiert).



☑ 36 Prinzip eines Offsets

- x Messwert
- y Soll-Probenwert
- a Werkskalibrierung
- b Offsetkalibrierung

19.14.4 Kalibriertabelle

Diese Art der Kalibrierung ist dann sinnvoll, wenn die Faktor- und/oder Offsetkalibrierung nicht ausreichend sind.

1. CAL/Kanal-Nr. Fluoreszenz/Fluoreszenz/Kalibriertabelle/>Tabelle bearbeiten

- 2. INSERT: Kalibrierpunkt festlegen, indem Sie Mess- und Nominalwerte eingeben.
- 3. Maximal 6 Kalibrierpunkte auf diese Weise eingeben.

4. SAVE.

└→ Im Fall einer gültigen Tabelle werden die Kalibrierdaten für den gewählten Parameter gespeichert.

19.14.5 Temperaturjustage

Anpassen des Messwerts des internen Temperatursensors an eine Referenzmessung

- **1.** Die Temperatur des Prozessmediums mit einer alternativen Messung, beispielsweise einem Präzisionsthermometer, ermitteln.
- 2. CAL/Kanal-Nr. Fluoreszenz/Temperatur/Offset ändern.
- 3. Die Abweichung des Sensormesswerts zur Referenzmessung in K eingeben.

4. |> Kalibrierdaten übernehmen.

└ Die Temperaturjustage ist damit abgeschlossen.

19.15 Zubehör zur Kalibrierung

19.15.1 Memobase Plus

Memobase Plus CYZ71D

- PC-Software zur Unterstützung der Laborkalibrierung
- Visualisierung und Dokumentation des Sensormanagements
- Datenbank-Speicherung von Sensorkalibrierungen
- Produktkonfigurator auf der Produktseite: www.endress.com/cyz71d

Technische Information TI00502C

19.15.2 pH-Kalibrierpuffer

Qualitätspuffer von Endress+Hauser - CPY20

Als sekundäre Referenzpufferlösungen werden Lösungen verwendet, die gemäß DIN 19266 von einem durch die DAkkS (Deutsche Akkreditierungsstelle GmbH) nach DIN 17025 akkreditierten Labor auf primäres Referenzmaterial der PTB (Physikalisch-Technische Bundesanstalt) oder auf Standard-Referenzmaterial von NIST (National Institute of Standards and Technology) zurückgeführt werden.

Produktkonfigurator auf der Produktseite: www.endress.com/cpy20

19.15.3 Redoxpuffer

Redox-Pufferlösung CPY3

- 220 mV, pH 7
- 468 mV, pH 0,1

Produktkonfigurator auf der Produktseite: www.endress.com/cpy3

19.15.4 Leitfähigkeitskalibrierlösungen

Leitfähigkeitskalibrierlösungen CLY11

Präzisionslösungen bezogen auf SRM (Standard Reference Material) von NIST zur qualifizierten Kalibrierung von Leitfähigkeitsmesssystemen nach ISO 9000 CLY11-B, 149,6 μS/cm (Bezugstemperatur 25 °C (77 °F)), 500 ml (16,9 fl.oz) Best.-Nr. 50081903

Technische Information TI00162C

19.15.5 Sauerstoff

COY8

Nullpunkt-Gel für Sauerstoff- und Desinfektionssensoren

- Desinfektionsmittelfreies Gel für die Validierung, Nullpunktkalibrierung und Justierung von Sauerstoff- und Desinfektionsmessstellen
- Produktkonfigurator auf der Produktseite: www.endress.com/coy8

Technische Information TI01244C

Kalibriergefäß

- Für COS61D/61
- Best.-Nr.: 51518599

19.15.6 Desinfektion

Photometer

- Photometer zur Bestimmung von Chlor und pH-Wert
- Best.-Nr.: 71257946

19.15.7 ISE und Nitrat

CAY40

- Standardlösungen für Ammonium, Nitrat, Kalium und Chlorid
- Bestellinformationen: www.endress.com/cas40d unter "Zubehör/Ersatzteile"

19.15.8 Nitrat

Nitratstandardlösungen, 1 Liter

- 5 mg/l NO₃-N, Bestellnummer: CAY342-V10C05AAE
- I0 mg/l NO₃-N, Bestellnummer: CAY342-V10C10AAE
- 15 mg/l NO₃-N, Bestellnummer: CAY342-V10C15AAE
- 20 mg/l NO₃-N, Bestellnummer: CAY342-V20C10AAE
- 30 mg/l NO₃-N, Bestellnummer: CAY342-V20C30AAE
- 40 mg/l NO₃-N, Bestellnummer: CAY342-V20C40AAE
- 50 mg/l NO₃-N, Bestellnummer: CAY342-V20C50AAE

19.15.9 SAK

Standardlösung KHP

CAY451-V10C01AAE, 1000 ml Stammlösung 5 000 mg/l TOC

Stichwortverzeichnis

•	
А	
	-

A Airset
B Betriebsart
D
Desinfektion
Diagnose-Einstellungen
Einheit
Erweitertes Setup
Grenzwerte Betriebsstunden 69
Grundeinstellungen
Kalibrierarten
Kalibriereinstellungen 65
Kalibrierung
Kalibrierzubehör
Mediums- und Temperaturkompensation 63
Polarisieren
Prozessfehler ohne Meldungen
Referenzmessung
Diagnose-Einstellungen
Desinfection
Fluoreszenz
ISE
Leitfahigkeit
Nitrat
pH/Redox
SAK
Sauerstoff
Trinkupscentrühung 70, 121
Triikwassertruburig
Disgnosomoldungen
Finstellmöglichkeiten 169
Corëtohodingto 153
Sensorbedingte 153
Dokumentation 6
Е
Einbaufaktor
Einbauort Trennschicht
Eingänge
Allgemein
Desinfektion
Fluoreszenz
ISE

Leitfähigkeit 27

F	
Empfehlungswerte	42
Elektrolytverbrauchszähler	58
Trübung und Feststoff	84

F
F

Fermenterskalierung 19)1
Festkörperreferenz 22	3
Fluoreszenz	
Diagnose-Einstellungen	9
Einheit	57
Erweitertes Setup	57
Grenzwerte Betriebsstunden	0
Grundeinstellungen	6
Hardwaregrenzen	12
Kalibriereinstellungen	9
Kalibrierung	3
Mediumskompensation	57
Prozessfehler ohne Meldungen	2
Signalverarbeitung	2

G

Gerätebedingte Diagnosemeldungen	. 153
Grenzwerte Betriebsstunden	
Desinfektion	69
Fluoreszenz	140
ISE	111
Карре	57
Leitfähigkeit	38
Nitrat	105
pH/Redox	22
SAK	97
Sauerstoff	56
Trinkwassertrübung 8	30, 132
Trübung und Feststoff	. 89

Η

Hardwaregrenzen Fluoreszenz
I Impedanz-Überwachung
Diagnose-Einstellungen
Erweitertes Setup
Grenzwerte Betriebsstunden
Grundeinstellungen
Kalibriereinstellungen
Kalibrierung
Kalibrierzubehör
Messgröße
Prozessfehler ohne Meldungen 150

К

Kalibriereinstellungen	
Desinfektion	65
Fluoreszenz	139
ISE	16

	Nitrat	103 16 . 95 50 131
T. T. 1		8/
Kal	ibrierüberwachung	
	Leitfähigkeit	42
Kal	ibrierung	
	Desinfektion	192
	Fluoreszenz	223
	ISE	196
	Leitfähigkeit	182
	Nitrat	216
	рН	175
	Redox	180
	SAK	211
	Sauerstoff	185
	Snaktrometer	221
	Trübung und Egetetoff	201
		201

L

LED-Einstellungen	47
Leitfähigkeit	
Diagnose-Einstellungen	36
Einheit	31
Erweitertes Setup	34
Grenzwerte Betriebsstunden	38
Grundeinstellungen	27
Kalibrierüberwachung	42
Kalibrierung	82
Prozessfehler ohne Meldungen	46
Leitfähigkeitskalibrierlösungen 22	28

М

Messgröße ISE												-	11	3
Messwertfilter													4	7

N

Nitrat	
Diagnose-Einstellungen 10)4
Einheit)2
Erweitertes Setup)2
Grenzwerte Betriebsstunden 10)5
Grundeinstellungen)1
Kalibriereinstellungen	13
Kalibrierung	.6
Kalibrierzubehör	9
Prozessfehler ohne Meldungen 14	£9
Nullpunkt-Kalibrierung	
Desinfektion	15
Sauerstoff	39

Ρ

pH-Puffer 228	3
pH/Redox	
Diagnose-Einstellungen	3
Erweitertes Setup	5
Grenzwerte Betriebsstunden	2
Grundeinstellungen	!

Kalibriereinstellungen	16 75
Prozessfehler ohne Meldungen 1	45
Pharma-Wasser	39
Polarisationskompensation	39
Probenkalibrierung	
Sauerstoff	90
Process Check System (PCS)	21
Prozessfehler ohne Meldungen 1	45
Punkt an Sauerstoff	88

R

Redoxpuffer .																					228
Restkopplung	•	•	•	•	•	•	•			•	•	•			•	•	•	•		•	183

S Sak

SAN	
Diagnose-Einstellungen Einheit	96 94 94 97
Grundeinstellungen	93
Kalibriereinstellungen	95
Kalibrierung	11
Kalibrierzubehör	29
Prozessfehler ohne Meldungen	49
Sauerstoff	
Diagnose-Einstellungen	51
Einheit	45
Elektrolytverbrauchszähler	58
Erweitertes Setup	45
Grenzwerte Betriebsstunden	57
Grundeinstellungen	44
Kalibriereinstellungen	50
Kalibrierung	85
Kalibrierzubehör	28
Prozessfehler ohne Meldungen 1	47
Sensor Check System (SCS)	18
Sensor Condition Check (SCC)	20
Sensorbedingte Diagnosemeldungen 1	53
Sensorinformationen	70
Signalverarbeitung	
Fluoreszenz	42
Spektrometer	
Erweitertes Setup	29
Grundeinstellungen	28
Kalibrierung	21
Messperiode	29
Prozessfehler ohne Meldungen 1	51
Steigungskalibrierung	
Desinfektion	94
Sauerstoff	88
Symbole	5

T Tre

re	nnschicht	
	Diagnose-Einstellungen	125
	Einbauort	120
	Erweitertes Setup	124

Grundeinstellungen
Trinkwassertrubung
Diagnose-Einstellungen
Einheit
Erweitertes Setup
Grenzwerte Betriebsstunden 80, 132
Grundeinstellungen
Kalibriereinstellungen
Trübung und Feststoff
Diagnose-Einstellungen
Einheit
Erweitertes Setup
Grenzwerte Betriebsstunden
Grundeinstellungen
Kalibriereinstellungen
Kalibrierung
Prozessfehler ohne Meldungen
147

W

Warnhinweise	 						•														5
Wartung	 • •	•	•		•	•	•	•	 •	•	•	•	•	•	 	 •	•	•	1	.7	1

7	
L	
_	

Zellkonstante			2	28	, 18	2
Zubehör		 	• •		22	8



www.addresses.endress.com

