# smartec S CLD 132 Trasmettitore di conducibilità

Manuale Operativo









### Indice

<b>1</b> 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5	Informazioni generali. Simboli . Immagazzinamento e trasporto . Apertura dell'imballaggio . Imballaggio e smaltimento . Panoramica sul prodotto .	<b>2</b> 2 2 2 3
<b>2</b> 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5	Sicurezza Applicazioni . Istruzioni di sicurezza generale . Installazione, messa in marcia, funzionamento . Monitoraggio e caratteristiche di sicurezza . Immunità alle interferenze .	<b>4</b> 4 4 5 5
<b>3</b> 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5	Installazione         Sistema di misura.         Dimensioni         Montaggio         Collegamenti elettrici         1         Connessione del sensore	6 7 8 2 5
<b>4</b> 4.1 4.2 4.3 4.4 4.5 4.6 4.7	Funzionamento1Interfaccia operativa1Display1Tasti operativi.1Concetto operativo.1Codici di accesso2Visualizzazione durante la misura2Calibrazione.2	.6 6 7 8 20 20
<b>5</b> 5.1 5.2 5.3 5.4 5.5 5.6 5.7 5.8 5.9 5.10 5.11 5.12 5.13	Configurazione dello strumento.2Messa in marcia.2Configurazione del sistema2Uscite in corrente.2Funzioni di controllo.2Configurazione relè2Compensazione della temperatura3Misura di concentrazione.3Assistenza3L'assistenza E+H3Interfacce.3Calcolo del coefficiente di temperatura.4Commutazione remota del campo di misura (MRS)4	11 13 13 13 15 17 14 15 17 18 11 12 12 13 14 15 17 18 18 19 19 11 14 15 17 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18
6	Interfacce	5
<b>7</b> 7.1 7.2 7.3 7.4	Manutenzione e ricerca guasti4Terminologia4Istruzioni di sicurezza4Ricerca guasti per problemi comuni4Soluzioni in base a messaggi d'errore.4	16 16 16 16
<b>8</b> 8.1 8.2 8.3 8.4 8.5 8.6 8.7	Diagnosi e manutenzione correttiva5Terminologia5Istruzioni di sicurezza5Diagnosi5Manutenzione correttiva del modello Smartec CLD 1325Ordini per parti di ricambio5L'assistenza "Optoscope"5Manutenzione correttiva del sistema di misura5	51 51 53 55 56 56
9	Accessori 5	8
10	Dati tecnici	i9
11	Appendice	3

## 1 Informazioni generali

### 1.1 Simboli



Attenzione:

Questo simbolo indica pericoli che, se non considerati, possono causare serie lesioni e danni all'attrezzatura.



Avviso:

Questo simbolo evidenzia importanti informazioni. Ignorare questo avviso può causare malfunzionamenti.

### 1.2 Immagazzinamento e trasporto

Il materiale d'imballaggio utilizzato per immagazzinare o trasportare il trasmettitore deve avere caratteristiche antiurto. Una protezione ottimale è garantita dall'imballaggio originale.

Bisogna assicurarsi che sia idoneo alle condizioni ambiente (v. Dati tecnici).

### 1.3 Apertura dell'imballaggio

Controllare che l'imballaggio ed i contenuti non siano danneggiati! Informare il trasportatore in caso di danni. La merce danneggiata deve essere conservata sino al chiarimento del caso.

Verificare che la consegna sia completa e che corrisponda ai documenti di spedizione e all'ordine (vedere la targhetta d'identificazione per modello e versione).

La consegna comprende:

- Trasmettitore modello CLD 132
- Manuale operativo BA 207C/07/it
- Set morsettiera a striscia

### 1.4 Imballaggio e smaltimento

Imballare correttamente il trasmettitore per un utilizzo futuro. Una protezione ottimale è assicurata dall'imballaggio originale. Rispettare le leggi locali per lo smaltimento. Conservare l'imballaggio originale per futuri immagazzinamenti o spedizioni.

Per qualsiasi informazione, consultare il fornitore o l'ufficio commerciale Endress+Hauser più vicino (v.indirizzi sul retro di copertina di questo manuale operativo).

LD132E01.CHP

### 1.5 Panoramica sul prodotto

E' possibile identificare la versione dello strumento dal codice d'ordine riportato sulla targhetta di identificazione.

	S+HAUSER
Codice d'ordine/Or	rder code: CLD 132-PCS110AB
N. di serie/ serial n	10. :123456 Codici/Codes:
Campo di misura/n	neasuring range : 10 μS2000 mS/cm
Temperatura/tempe	erature : -10+150 °C
Uscita 1/output 1	: 0/420 mA
Uscita 2/output 2	: 0/420 mA
Rete/mains	: 230 VAC 50/60 Hz 7,5 VA
Classe protez./prot	t. class : IP67
Temp. ambiente/an	nbient temp. : 0+55 °C
	TYPLD132.0

Fig. 1.1 Targhetta del CLD 132

### Smartec S CLD 132





### 2 Sicurezza

### 2.1 Applicazioni

Il trasmettitore Smartec S è un'unità testata sul campo ed affidabile, usata per determinare la conducibilità di prodotti liquidi.

### 2.2 Istruzioni generali di sicurezza

Quest'apparecchiatura è stata prodotta per funzionare in sicurezza secondo lo stato dell'arte della tecnologia di processo, conformemente alle vigenti normative ed agli standard europei (v. Dati tecnici). Presenta un'esecuzione secondo EN 61010-1 ed è uscita dalla produzione garantita in perfette condizioni.

Tuttavia, se usata impropriamente o per scopi diversi da quello supposto, può diventare pericolosa, ad es. a causa di una connessione sbagliata. Il modello Smartec S è particolarmente idoneo per applicazioni nell'industria alimentare.



- Un impiego di questo strumento, diverso da quello descritto in questo manuale, può compromettere la sicurezza ed il funzionamento del sistema di misura ed è, quindi, sconsigliato.
- Gli avvisi ed i simboli di questo manuale operativo devono essere sempre rispettati!

### 2.3 Installazione, messa in marcia, funzionamento



 Questa unità può essere installata, connessa elettricamente, configurata, comandata ed assistita solo da personale debitamente istruito ed autorizzato dal responsabile del sistema.

- L'addetto deve conoscere questo manuale operativo e deve seguire fedelmente le istruzioni qui descritte.
- Assicurarsi che il tipo di alimentazione si accordi ai dati specificati sulla targhetta di identificazione prima di connettere lo strumento ad una fonte di corrente.
- Bisogna predisporre un congegno vicino all'apparecchiatura per poterla escludere dalla rete.
- Verificare che tutte i collegamenti siano stati eseguiti correttamente prima di alimentare il sistema.

- L'attrezzatura danneggiata, che può diventare pericolosa, non deve essere utilizzata e deve essere chiaramente identificata come difettosa.
- Qualsiasi ricerca guasti del sistama di misura deve essere eseguito esclusivamente da personale autorizzato ed addestrato.
- Se il guasto non è rimediabile, l'apparecchiatura deve essere esclusa dal funzionamento e fermata in modo da evitare avviamenti accidentali.
- Le riparazioni non descritte in questo manuale operativo possono essere eseguite solamente presso il Centro di Produzione oppure dall'Assistenza Endress+Hauser.

### 2.4 Monitoraggio e caratteristiche di sicurezza

#### Caratteristiche di sicurezza

#### Caratteristiche di monitoraggio

Il trasmettitore è protetto da influenze esterne e danneggiamenti grazie alle seguenti caratteristiche esecutive:

- Robusta custodia in acciaio
- Grado di protezione fornito dal sistema di tenuta: IP 67
- Resistenza UV

### 2.5 Immunità alle interferenze

Questo strumento è stato esaminato, per la compatibilità elettromagnetica, in riferimento agli standard europei impiegati nelle applicazioni industriali. E' protetto dalle interferenze elettromagnetiche grazie ad appropriate soluzioni costruttive.

Nel caso di errore del sistema o di mancanza di alimentazione, il relè segnala una condizione d'allarme (se R1 è stato configurato come contatto d'allarme).



### Attenzione:

L'immunità alle interferenze qui specificata è valida solo per unità connesse come descritto in questo manuale operativo. LD132E02.CHP





## 3 Installazione

Seguire la seguente procedura per un'installazione completa del punto di misura :

Versione compatta:

- Installazione del trasmettitore compatto sul punto di misura (v. cap. 3.3.1)
- Collegamenti elettrici (v. cap. 3.4)
- Messa in marcia del trasmettitore compatto (v. cap. 5)

### 3.1 Sistema di misura

Il sistema di misura completo comprende:

- Il trasmettitore Smartec S CLD 132
- Il sensore di conducibilità CLS 52 con un sensore di temperatura integrato ed un cavo non separabile oppure
- la versione compatta con integrato un sensore di conducibilità

Trasmettitore separato:

- Montaggio del trasmettitore (v. cap. 3.3.2)
- Cavo di connessione e sensore (v. 3.3.2 e 3.5)
- Collegamenti elettrici (v. cap. 3.4)
- Start up del punto di misura (v. cap. 5).

Opzioni per la versione separata:

- Cavo di estensione CLK 5
- Cassetta di collegamento VBM
- Kit di montaggio per installazione in tubazione



Sistemi di misura completi: Smartec S CLD 132 in versione trasmettitore separato; Versione compatta con integrato sensore di conducibilità

Endress+Hauser

Fig. 3.1



LD132E03.CHP

### 3.2 Dimensioni



### 3.3 Montaggio

#### 3.3.1 Versione compatta

Per la versione compatta sono disponibili diverse connessioni al processo idonee a tutte le comuni condizioni d'installazione. Il trasmettitore viene installato sul punto di misura con idoneo attacco al processo.

#### Tipi di attacco



Connessioni al processo per lo Smartec S CLD 132 Fig. 3.4 in versione compatta



Avviso:

La flangia per la tubazione od il serbatoio deve essere fornita dall'utilizzatore.

LD132E03.CHP

کی ع

### Installazione in condotte con portata media



Installazione della versione compatta Smartec S CLD 132 in tubazione con portata media

#### Fattore d'installazione





#### Avviso:

- La freccia direzionale posta sul sensore facilita l'orientamento secondo la direzione del flusso.
- Scegliere una profondità d'immersione del sensore nel mezzo, tale che il corpo della bobina risulti completamente immerso.
- Quando si utilizza la versione compatta, si raccomanda di rispettare i limiti di temperatura del mezzo e dell'ambiente (v. Dati tecnici, Fig.11.1).
- Il fattore d'installazione può essere ignorato (f = 1) se la distanza dalla parete è sufficiente, ad es. a > 15 mm..

Se la distanza dalla parete è inferiore, il fattore d'installazione aumenta, nel caso di tubazioni elettricamente isolate (f > 1), mentre diminuisce per tubazioni elettroconduttive (f < 1); v. Fig. 3.6.

Il calcolo del fattore d'installazione è al cap. 5.11 Calibrazione.

#### 3.3.2 Versione separata

### Montaggio a parete

Per montaggio a parete, fissare la piastra di montaggio alla parete eseguendo i fori come previsto. Supporti e viti devono essere forniti dall'operatore.



Montaggio a parete dello Smartec S CLD 132 Fig. 3.7

Il kit di montaggio per installare la custodia su tubi orizzontali o verticali (max. Ø 60 mm) è disponibile come accessorio. Materiale: acciaio inossidabile 1.4301; nr. d'ordine: 50062121





Montaggio su montante dello Smartec S CLD 132 Fig. 3.8

Installazione

LD132E03.CHP



#### Sensori di conducibilità per il trasmettitore separato



### Avviso:

Eseguire una calibrazione di zero in aria prima di installare il sensore (v. cap. 5.11). Assicurarsi che lo strumento sia pronto per il funzionamento (connesso alla rete ed al sensore).



#### Connessioni al processo per il sensore di conducibilità CLS 52

#### Campo di misura



Campo di misura del sensore di conducibilità Fig. 3.10 CLS 52

#### 3.4 Collegamenti elettrici



Procedere come segue per accedere ai collegamenti dello Smartec S CLD 132:

- Svitare le 4 viti Phillips della custodia e rimuoverla.
- Togliere il coperchio delle morsettiere. A questo scopo, introdurre il cacciavite nella cavità (①) come da Fig. 3.12 e spingere la linguetta verso l'interno. (2).
- Infilare i cavi nella custodia, attraverso i ٠ pressacavi liberi, seguendo l'assegnazione della morsettiera come in Fig. 3.11.
- Connettere i cavi d'alimentazione come dall'assegnazione della morsettiera in Fig. 3.13.
- Connettere il contatto d'allarme secondo . l'assegnazione della morsettiera in Fig. 3.13.
- Connettere la terra della custodia.
- Versione separata: Connettere il sensore secondo l'assegnazione della morsettiera in Fig. 3.16.
- Stringere saldamente i pressacavi. •

## Attenzione:

Non rimuovere il coperchio se l'apparecchiatura è alimentata!

dello Smartec S CLD 132 In alto:

Versione separata

In basso: Versione compatta Fig. 3.11

> Vista della custodia senza coperchio

In alto: Apertura della cornice del vano connessioni

In basso. Vista senza cornice del Fig. 3.12 vano connessioni

LD132E03.CHP



#### Schema di connessione









#### Targhetta adesiva della sezione dei collegamenti



Adesivo del compartimento dei collegamenti per il Fig. 3.15 modello Smartec S



#### Nota:

La classe di protezione di questa apparecchiatura è I. La custodia metallica deve essere connessa con PE.

#### Cavi di misura da utilizzare

Schermo semiconduttore

verde (11)

bianco (12)

giallo (13)

In caso di versione separata, il sensore di conducibilità CLS 52 si connette tramite il cavo speciale schermato, multifilare CLK 5. Le istruzioni per il monaggio sono fornite con il cavo.

#### Struttura e terminali del cavo di misura

Schermo



bianco

13 giallo

15 schermo del cavo coassiale bianco

Usare cassetta di collegamento VBM (v. cap.

9) per estendere il cavo di misura. La max.

lungh. del cavo, usando una cassetta di

collegamento, è di 55 m.

16 schermo del cavo coassiale rosso Connessione del sensore

LD132-14.CDR

Sinistra Struttura del cavo di misura CLK 5

Destra: Collegamento elettrico Fig. 3.16 del sensore CLS 52



### 4 Funzionamento

### 4.1 Interfaccia operativa

L'interfaccia operativa è localizzata sotto al coperchio della custodia. Il display ed il LED d'allarme sono visibili attraverso la finestra di visualizzazione.

Per poter operare si deve aprire il coperchio della custodia svitando le 4 viti.



Elementi operativi dello Fig. 4.1 Smartec S CLD 132

### 4.2 Display

#### LED

ALARM 🗆 🗖

Indicazione d'allarme per continuo superamento della soglia, guasto del sensore di temperatura o errori di sistema (v. elenco errori al cap. 7)

#### Display a cristalli liquidi





LD132E04.CHP

### 4.3 Tasti operativi

CAL
0/12

### Tasto CAL

Premendo il tasto CAL, lo strumento è pronto a ricevere il codice di accesso per la calibrazione (impostazione fissata: 22 per la calibrazione o qualsiasi altro numero per vedere i dati di calibrazione). Confermare il procedimento con il tasto CAL. Usare il tasto CAL per continuare la taratura.



### Avviso:

I dati di calibrazione, impostati nel gruppo operativo C, sono quelli usati per calibrare.



### Tasto ENTER

- Il tasto ENTER svolge diverse funzioni:
- Richiama i menu di opzioni dalla modalità di misura
- Viene usato per immagazzinare dati inseriti in modalità di setup
- Viene usato per iniziare la calibrazione (stessa funzione del tasto CAL)



### Tasto PIU'

# -

### Tasto MENO

I tasti PIU' e MENO offrono le seguenti funzioni:

- Selezione di gruppi operativi.
- Impostazione di parametri e dati numerici (la velocità di impostazione aumenta se si tiene premuto il tasto).
- Commutazione a °F e soppressione della visualizzazione della temperatura (tasto PIU', v. cap. 4.6).
- Visualizzazione del valore di conducibilità non compensato (tasto PIU').
- Selezione per la visualizzazione di errori (tasto MENO, v. cap. 4.6).
- Visualizzazione del campo di misura in corrente (tasto MENO).

#### Opzione d'uscita



Premere contemporaneamente i tasti PIU' e MENO per ritornare al menu principale. Durante la calibrazione, questa combinazione dei tasti conduce direttamente alla fine della calibrazione. Premendo ancora una volta i tasti PIU' e MENO, l'unità ritorna in modalità di misura.

#### Blocco dell'hardware

Quando l'hardware è bloccato, i parametri / le impostazioni possono essere solo visualizzati, ma non stampati.



Premere simultaneamente i tasti PIU' ed ENTER per bloccare l'apparecchiatura. II (prompt del codice) visualizza il codice 9999.

#### Sbloccaggio dell'hardware



Per sbloccare, premere contemporaneamente i tasti CAL e MENO. II prompt del codice visualizza il codice 0.

### 4.4 Concetto operativo

#### Modalità operative



Fig. 4.3 Descrizione delle modalità operative



### 

L'utilizzatore può mettere funzioni e contatti in Hold durante la calibrazione e la configurazione (v. cap. 5.8, campo S2); la durata del tempo di Hold può essere anche variata.

LD132E04.CHP



### Struttura a menu

Le funzioni di configurazione e calibrazione sono organizzate in una struttura a menu in base a gruppi operativi.

I gruppi operativi vengono selezionati in modalità di setup tramite i tasti PIU' e MENO. Il tasto ENTER serve per passare da un'opzione all'altra all'interno di un gruppo operativo.

I tasti PIU' e MENO sono usati per selezioni opzionali e di scrittura. Le scelte devono essere confermate premento il tasto ENTER. Questo permette anche l'accesso alla funzione successiva.

Premendo contemporaneamente i tasti PIU' e MENO si termina la programmazione (ritorno al menu principale).



### Avviso:

- Se si esegue un cambiamento, ma non si conferma con il tasto ENTER, rimane l'impostazione precedente.
- Vedere l'appendice di questo manuale operativo per le generalità della struttura a menu dell'unità Smartec.



Rappresentazione schematica della struttura a menu dell'unità Smartec



#### Funzione di attesa: "congelamento" delle uscite

L'uscita in errore può essere "congelata" in modalità di setup e durante la calibrazione, ad es. l'ultimo valore viene costantemente indicato. Il display visualizza il messaggio di "HOLD" (v. cap. 5.8 per l'opzione di attesa).



 Durante l'attesa in modalità di misura, il contatto andrà in posizione normale, se è stato configurato come contatto di soglia.

### 4.5 Codici di accesso

Il codice d'accesso dello strumento è fisso, e non può essere modificato.

- Tutti i codici: Accesso alla modalità di lettura, ad es.si possono vedere tutte le opzioni, ma non si possono modificare (accesso con tasto ENTER/CAL, v. Fig. 4.3).
- Codice 22: Accesso al menu di calibrazione (accesso tramite tasto CAL, v. Fig. 4.3).

### 4.6 Visualizzazione durante la misura

La visualizzazione delle misure può essere adattata in base alle necessità dell'utente.

Opzioni controllate dal tasto PIU':

- Il tasto PIU' serve per visualizzare la temperatura in °F anzichè °C.
- Premendo una seconda volta il tasto PIU' si sopprime la visualizzazione della temperatura.
- Premendo il tasto PIU' per una terza volta si visualizza la conducibilità non compensata. In modalità di concentrazione, sono visibili concentrazione e conducibilità non compensata.
- Premendo ancora una volta il tasto PIU' per ritornare alla visualizzazione standard.

### 4.7 Calibrazione

Far riferimento al cap. 5.11 per le procedure di calibrazione.

- Questa funzione può essere anche attivata esternamente, attraverso l'ingresso di Hold (v. schema di connessione in Fig. 3.13; ingresso digitale 1).
- L'attesa manuale (campo S5) rimane attiva anche in mancanza di alimentazione..

- Codice 22: Accesso ai menu configurativi per la configurazione dell'unità e le impostazioni personalizzate (accesso tramite tasto ENTER, v. Fig. 4.3).
- Vedere capitolo 4.3 per il blocco e lo sbloccaggio dell'hardware.

Opzioni controllate dal tasto MENO:

- Il tasto MENO serve per visualizzare il campo di misura in corrente.
- Premendolo una seconda volta, visualizza il primo messaggio d'errore.
- Premendo ancora il tasto MENO si vedono altri messaggi d'errore (sino a 10), o, se non esistono altri errori, si ritorna alla visualizzazione della misura.



### Avviso:

Il gruppo operativo F (allarme, cap. 5.4.1) può servire per definire un allarme per ogni codice d'errore.

Dopo aver acceso lo strumento (collegamento all'alimentazione), l'apparecchiatura esegue un autocontrollo e, quindi, entra in modalità di misura.

A questo punto è pronto per la prima congifuazione e calibrazione.

I seguenti gruppi operativi sono presenti sul modello Smartec S CLD 132 (i gruppi operativi, disponibili solo con la versione dotata di estensione operativa, sono contrassegnati nelle relative descrizioni funzionali):

#### Modalità di impostazione

$\rightarrow$ IMPOSTAZIONE 1 (A)	v. capitolo 5.2.1
➔ IMPOSTAZIONE 2 (B)	v. capitolo 5.2.2
→ USCITA (O)	v. capitolo 5.3
→ ALLARME (F)	v. capitolo 5.4.1
→ CONTROLLO (P)	v. capitolo 5.4.2
→ RELE' (R)	v. capitolo 5.5
→ TABELLA ALPHA (T)	v. capitolo 5.6
→ CONCENTRAZIONE (K)	v. capitolo 5.7
→ ASSISTENZA (S)	v. capitolo 5.8
→ ASSISTENZA E+H (E)	v. capitolo 5.9
→ INTERFACCIA (I)	v. capitolo 5.10
→ COEFFICIENTE DI	
TEMPERATURA (D)	v. capitolo 5.12
→ MRS (M)	v. capitolo 5.13

#### Modalità di calibrazione



Selezionare e localizzare opzioni è facilitato da un codice visualizzato, per ogni funzione, in uno speciale campo del display (Fig. 5.1) . La struttura di questa codifica è riportata in Fig. 5.2. La prima colonna indica in lettere il gruppo operativo (v. le definizioni dei gruppi operativi). Le opzioni all'interno dei singoli gruppi sono conteggiate dall'alto verso il basso e da sinistra a destra.



Fig. 5.2 Codifica operativa

#### Configurazione di fabbrica

Quando si accende per la prima volta lo strumento, è attiva la calibrazione di fabbrica. La seguente tabella consente una panoramica di tutte le principali opzioni. Per tutte le altre impostazioni di fabbrica, far riferimento alla descrizione delle singole funzioni al capitolo 5 (le opzioni di fabbrica sono stampate in grassetto).

Tipo di misura	Misura di conducibilità induttiva, misura di temperatura in °C
Tipo di compensazione della temperatura	Lineare con temperatura di riferimento di 25 °C
Compensazione temperatura	Automatica (ATC attivo)
Soglia di commutazione	2000 mS/cm
Hold	Attiva durante configurazione e calibrazione
Campo di misura	10 μS/cm 2 S/cm (non devono essere impostati campi di misura) .



#### LD132E5A.CHP

Uscite in corrente 1 e 2*	4 20 mA
Uscita in corrente 1: misura per segnale in corrente 4 mA	0 μS/cm
Uscita in corrente 1: misura per segnale in corrente 20 mA	2000 mS/cm
Uscita in corrente 2: temperatura per segnale in corrente 4 mA*	0.0 °C
Uscita in corrente 2: temperatura per segnale in corrente 20 mA*	150.0 °C

\*Se conformemente equipaggiato

Le opzioni specifiche del cliente possono essere inserite nei campi liberi previsti nel menu operativo (cap. 11, Appendice).

#### Contatti d'allarme

Dopo aver acceso l'unità, il contatto d'allarme si trova in condizione libera, il circuito d'allarme è aperto e la lampadina è spenta. In caso d'errore, il contatto d'allarme chiude il circuito d'allarme e la lampadina si accende.



Circuito del Fig. 5.3 contatto d'allarme



LD132E5A.CHP

### 5.1 Messa in marcia

Dopo aver acceso lo strumento (effettuato la connessione con l'alimentazione), l'operatore deve eseguire le seguenti selezioni all'interno dei gruppi operativi specifici:

- Gruppo operativo SERVICE (S) S1: Selezionare il linguaggio e uscire dal gruppo operativo.
- Gruppo operativo SETUP 1 (A) Regolare tutti i parametri di questo gruppo; v. cap. 5.2.1.
- Gruppo operativo SETUP 2 (B) Regolare tutti i parametri di questo gruppo; v. cap. 5.2.2.

Altre opzioni configurative sono esposte nei capitoli relativi ad ogni menu.

### 5.2 Configurazione del sistema

Il sistema viene configurato tramite i gruppi operativi SETUP 1 e SETUP 2. Qui si scelgono il tipo di misura ed il sensore e si imposta la misura di temperatura. Tutti i parametri di questi due gruppi operativi devono essere configurati per evitare errori di misura od, addirittura, di mancata misura.

#### 5.2.1 Setup 1

	Codifica	Campo	Selez. o campo Impostaz. di fabbrica	Visualizzazione	Informazioni
А		Gruppo operativo SETUP 1			Visualizzazione iniziale nel gruppo operativo SETUP 1.
	A1	Selezione modalità operativa	<b>cond = conducibilità</b> conc = concentrazione	setup Hold Cond <sub>A1</sub> Oper "Mode	La visualizzazione varia secondo la versione dell'unità: - cond - conc
	A2	Scelta dell'unità di concentrazione da visualizzare	% ppm mg/l TDS none = nessuna	setup Hold ": A2 Conc. Unit	
	A3	Scelta del formato dell'unità di concentrazione da visualizzare	<b>XX.xx</b> X.xxx XXX.x XXX.x XXXX	setup HOLD XX: XX A3 Format	

Le impostazioni di fabbrica sono stampate in **grassetto**; la versione base non include opzioni in corsivo.



Codifica	Campo	Selez. o campo Impostaz. di fabbrica	Visualizzazione	Informazioni
A4	Selezione dell'unità da visualizzare	<b>auto,</b> μS/cm, mS/cm, S/cm, μS/m, mS/m, S/m	setup Hold äuto <sub>A4</sub> Umit.	Nel caso si selezioni "auto", è impostata automaticamente la massima risoluzione possibile.
A5	Inserire la costante di cella per il sensore collegato	0.10 <b>5.9 9.99</b>	setup Hold 5. 900 as Cellconst	Far riferimento al certificato di qualità della cella di misura per l'esatta costante di cella.
A6	Fattore d'installazione	0.10 <b>1</b> 5.00	setup Hold 1.00 <sub>A6</sub> InstFac	Qui viene visualizzato il fattore d'installazione. Il fattore esatto è determinato in C1(3), v. cap. 5.11 oppure v. diagramma in Fig. 3.6.
A7	Inserimento dell'attenuazione del valore di misura	<b>1</b> 1 60	setup Hold 1 A7 Damping	L'attenuazione della misura produce una media del numero specificato di singole misure. Ad es., è usata per stabilizzare la visualizzazione in applicazioni con quantità fortemente variabili. Se si inserisce"1" non si ha attenuazione.

5.2.2 Setup 2

	Codifica	Campo	Selezione o campo Impostaz. di fabbrica	Visualizzazione	Informazioni
В		Gruppo operativo SETUP 2		setup hold B SETUP 2	Visualizzazione iniziale del gruppo operativo SETUP 2.
	B1	Selezione del sensore di temperatura	Pt100 Pt1k = Pt 1000 NTC30 fixed = fissato	setup Hold Pt100 <sub>B1</sub> ProcTemp.	Se impostato su "fissato": non si ha misura di temperatura, al suo posto viene inserito un valore di temperatura prefissato.
	B2	Selezione del tipo di compensazione della temperatura	lin = lineare Tab = tabella NaCl = sale comune (IEC 60746) none = nessuna	setup hold 1 i m b2 TempComp .	Questa opzione non viene visualizzata per la misura di concentrazione.



LD132E5A.CHP

Codifica	Campo	Selezione o campo Impostaz. di fabbrica	Visualizzazione	Informazioni
В3	Inserire il coefficiente di temperatura α	<b>2.1 %/K</b> 0.0 20.0 %/K	setup Hold 2.10 <sup>%/K</sup> Alpha Val	Solo se B2 = lin. In questo caso, le tabelle definite non sono attive.
Β4	Inserire la temperatura di processo	<b>25.0 °C</b> −10.0 150.0 °C	setup hold 25.0°C ProcTemp.	Solo se B1 = fisso. Questo valore può essere definito solo in °C.
В5	Calibrazione del sensore di temperatura	Inserimento e visualizzazione della temperatura reale –10.0 150.0 °C	setup hold D . D . C . C .	Questa opzione è usata per calibrare il sensore di temperatura per una misura esterna. Omesso se B1 = fissato.
В6	Visualizzazione della differenza di temperatura	<b>0.0 °C</b> −5.0 5.0 °C	setup hold Ö, Ö, Ö, B6 TempOffs.	Viene visualizzata la differenza tra la termperatura misurata ed inserita. Omesso se B1 = fissato.

### 5.3 Uscite in corrente

Il gruppo operativo OUTPUT è usato per configurare le singole uscite.

Inoltre, può essere simulato un valore in uscita per controllare le uscite in corrente (O2 (2)).

	Codifica	Campo	Selezione o campo Impostaz. di fabbrica	Visualizzazione	Informazioni
0		Gruppo operativo OUTPUT			Visualizzazione iniziale all'interno del gruppo operativo OUTPUT.
01		Selezione uscita in corrente	<b>Out1 = uscita 1</b> Out2 = uscita 2	setup Hold Duit 1 01 Sel Out	Per ogni uscita può essere scelta una caratteristica diversa.
	O2 (1)	Inserimento caratteristica lineare	<b>lin</b> = <b>lineare</b> (1) sim = simulazione (2)	setup hold lin 02 Sel, Type	La pendenza della caratteristica (slope of charac.) può essere positiva o negativa.



Codifica	Campo	Selezione o campo Impostaz. di fabbrica	Visualizzazione	Informazioni
0211	Selezione del campo in corrente	<b>4–20 mA</b> 0–20 mA	етир ноцо 4—20 <sub>0211</sub> 5е1. Range	
0212	Valore 0/4 mA; inserire il corrispondente dato di misura	Ind.: 0.00 µS/cm Conc.: 0.00 % Temp.: 0.0 °C campo di misura completo	етир ноцо 0212 0212	Inserire la misura corrispondente al valore minimo in corrente (0/4 mA) in uscita dal trasmettitore. Formato di visualizzazione da A3. (Spreading: v. Dati tecnici.)
O213	Valore 20 mA; inserire il corrispondente dato di misura	Ind.: 2000 mS/cm Conc.: 9999 % Temp.: 150.0 °C campo di misura completo	етир носо 2000 <sup>m5/cm</sup> 0213 20 mA	Inserire la misura corrispondente al massimo valore in corrente (20 mA) in uscita dal trasmettitore. Formato di visualizzazione da A3. (Spreading: v. Dati tecnici.)
O2 (2)	Simulazione uscita in corrente	lin = lineare (1) sim = simulazione (2)	setup Hold Seim <sub>02</sub> Seim Type	La simulazione viene terminata selezionando (1).
O221	Inserire il valore di simulazione	valore in corrente 0.00 22.00 mA	setup Hold 4.00 <sup>MA</sup> 0221 Simulat.	Il valore in corrente qui inserito viene trasmesso via l'uscita in corrente.



### 5.4 Funzioni di controllo

Le funzioni di controllo sono utilizzate per definire gli allarmi e per impostare i contatti in uscita. Ogni singolo errore può essere definito se attivo o non (sul contatto oppure come un errore in corrente).

### 5.4.1 Allarme

Co	odifica	Campo	Selezione o campo Impostaz. di fabbrica	Visualizzazione	Informazioni
F		Gruppo operativo ALLARME		SETUP HOLD F HLHRM	Impostazione funzioni d'allarme.
F	1	Scelta del tipo di contatto	Stead = contatto stabile Fleet = contatto fluttuante	setup Hold Stead Fi Cont. Type	Il tipo di contatto qui selezionato è usato solo per il contatto d'allarme.
F2	2	Scelta dell'unità di tempo	<b>s</b> = sec min	setup Hold S. F2 Time Unit.	
F	3	Inserimento ritardo d'allarme	<b>0 sec (min)</b> 0 2000 sec (min)	SETUP HOLD	A secondo dell'unità selezionata in F2, il ritardo d'allarme è inserito in sec. o min. Il ritardo d'allarme non ha effetti sul LED; indica immediatamente l'allarme. L'errore non deve ricadere all'interno del campo di corrente (campo O211).
F4	4	Selezione dell'errore in corrente	<b>22 mA</b> 2.4 mA	setup hold 22mA <sub>F4</sub> Eppt. Cupp	Questa selezione deve essere eseguita anche se in F5 sono stati soppressi tutti i messaggi d'errore.
F	5	Selezione dell'errore	<b>1</b> 1 255	SETUP HOLD	Qui vengono selezionati gli errori che conducono ad un segnale d'allarme. Gli errori vengono selezionati attraverso il numero d'errore. Per i numeri d'errore, far riferimento alla tabella del cap. 7. Le impostazioni di fabbrica rimangono effettive per tutti gli errori non attivati.
F	6	Impostare il contatto d'allarme per l'errore selezionato	<b>yes</b> = si no	етир ноцо Чел, <sub>F6</sub> Пел, Пеле	Se "no", sono disattivate anche tutte le altre opzioni d'errore (ad es. ritardo d'allarme). Le impostazioni rimangono memorizzate. Questa selezione appare <b>solo</b> per l'errore selezionato in F5. L'impostazione di fabbrica <b>non</b> si attiva con E080!

Codifica	Campo	Selezione o campo Impostaz. di fabbrica	Visualizzazione	Informazioni
F7	Impostazione dell'errore in corrente per l'errore selezionato	<b>no</b> = no yes = si	setup hold MÖ f7 Cumm. Ass9	L'errore in corrente selezionato in F4, all'occorrenza, si attiva oppure viene soppresso. Questa opzione vale <b>solo per</b> I'errore selezionato in F5.
F8	Ritorno al menu o selezione dell'errore successivo	next = prossimo errore <—R	setup Hold $\leftarrow$ $H_{F8}$ 5e1ec.t.	Se si seleziona <—-R, il programma ritorna a F. Se si seleziona "next", il programma ritorna in F5.

### 5.4.2 Controllo

#### Allarme PCS (Process Check System)

Questa funzione è utilizzata per esaminare le deviazioni del segnale di misura. Se il segnale di misura rimane costante per un certo periodo di tempo (numerosi valori di misura), viene emesso un allarme. Questo tipo di comportamento della cella di misura può essere causato da sporco, ecc.



### Avviso:

Un allarme PCS attivo viene azzerrato automaticamente al variare del segnale di misura.



Allarme PCS Fig. 5.4 (controllo in diretta)

	Codifica	Campo	Selezione o campo Impostaz. di fabbrica	Visualizzazione	Informazioni
Р		Gruppo operativo CHECK (solo con funzioni estese)		SETUP HOLD P CHECK	Impostazioni per il monitoraggio del sensore e del processo.
	P1	Impostazione allarme PCS (controllo in diretta)	<b>off</b> = disattivo 1h 2h 4h	setup Hold Off P2 PCS alarm	Questa funzione è usata per esaminare il segnale di misura. Viene emesso un allarme se non cambia per il periodo qui selezionato . Soglia di monitoraggio: 0.3 % del valore principale per il periodo di tempo selezionato. (Numero d'errore: E152.)



### 5.5 Configurazione relè

Per configurare il relè sono disponibili tre opzioni (selezione nel campo R1):

- Allarme
   Il relè si chiude se si verifica una condizione d'allarme come in cap. 7.4 e se l'opzione nella colonna "Contatto d'allarme" è "si". Se necessario, queste impostazioni possono essere cambiate dall'utente (campo F5 ff).
- Soglia
   Il relè si chiude se viene superato uno dei limiti impostati (valore più alto o più basso della soglia, v. fig. 5.5), ma non quando si ha una condizione d'allarme.
- Allarme + soglia

Il relè si chiude se ricorre una condizione d'allarme. La violazione del limite induce il relè a commutare solo se l'errore E067 è stato impostato su "si" durante la configurazione del relè (campo F6). Far riferimento alla Fig. 5.5 per una descrizione grafica dello status del contatto d'allarme.

Quando il valore di misura cresce (max. funzionamento), il relè si chiude al tempo  $t_2$ , quando il punto di attivazione è stato superato ( $t_1$ ) ed il ritardo di rilevazione (delay time) è scaduto ( $t_2 - t_1$ ).

Quando il valore di misura diminuisce, il relè si riapre quanado il valore di misura cade sotto il punto di disattivazione e dopo il ritardo di caduta  $(t_4 - t_3)$ .

Quando i ritardi di pickup e dropout sono impostati a 0 sec, i punti di attivazione e disattivazione coincidono con quelli di commutazione.

Impostazioni analogiche al massimo funzionamento possono essere eseguite per implementare un funzionamento al minimo.



Relazione tra punto di attivazione-disattivazione e ritardi di pickup e dropout



Codifica	Campo	Selezione o campo Impostaz. di fabbrica	Visualizzazione	Informazioni
R	Gruppo operativo RELE'		r R RELAY	l contatti a relè possono essere selezionati e regolati.
R1	Selezione operativa	Allarme limite allarme+limite	setup Hold alarm <sub>R1</sub> Function	Se si seleziona allarme, i campi R2 R5 risultano irrilevanti. lim = limite
R2	Inserire punto di attivazione contatto	Ind.: 2000 mS/cm Conc.: 9999 % campo misura completo	setup Hold 2000 <sup>n57cm</sup> On Value	Appare solo la modalità operativa selezionata in A1.
R3	Inserire punto di disattivazione contatto	Ind.: 2000 mS/cm Conc.: 9999 % campo misura completo	setup Hold 2000 RS Off Value	L'inserimento del punto di disattivazione seleziona un contatto max (punto attivaz. ≤ punto disattivaz.) o un contatto min (punto disattivaz. > punto attivaz.), implementando in tal modo una funzione di isteresi (v. Fig. 5.5).
R4	Inserire pickup delay (ritardo di rilevazione)	<b>0 sec</b> 0 2000 sec	setup Hold B s 0n Delay	
R5	Inserire ritardo di caduta	<b>0 sec</b> 0 2000 sec	SETUP HOLD Dr R5 Dr F Delay	
R6	Selezione simulazione	<b>auto</b> manuale	setup HOLD auto R6 Simulat.	Questa selezione può essere effettuata solo se è stato selezionato il limite in R1.
R7	Attivare o distattivare il relè	<b>off= disattivo</b> on = attivo	setup Hold Off R7 Relay	Questa selezione può essere effettuata solo se è stato selezionato "manuale" in R6. Il relè può essere attivato e disattivato.



LD132E5C.CHP

### 5.6 Compensazione della temperatura

La compensazione della temperatura deve essere eseguita solo in modalità di conducibilità (selezione nel campo A1).

Il coefficiente di temperatura esprime il cambiamento di conducibilità per ogni grado di variazione di temperatura. Dipende dalla composizione chimica del mezzo e dalla stessa temperatura.

Per il modello Smartec S, allo scopo di compensare questa influenza, possono essere scelti tre tipi diversi di compensazione.

#### **Compensazione lineare**

La variazione tra due punti di temperatura è considerata costante, ad es.  $\alpha$  = const. Il valore di  $\alpha$  può essere digitato per la compensazione di tipo lineare. La temperatura di riferimento è 25 °C.



.CDR Fig. 5.6

Compensazione lineare di temperatura

#### Compensazione con NaCl

La compensazione con NaCl (secondo IEC 60746) si basa su di una curva prefissata, non lineare, che definisce la relazione tra il coefficiente di temperatura e la temperatura. La curva è impiegata per basse concentrazioni, di ca. 0.1 ... 5 % NaCl.



Fig. 5.7 Compensazione con NaCl

#### Compensazione di temperatura con tabella

L'operatore può impostare una tabella, con sino a 10 paia di valori per un mezzo specifico, in modo da poter controllare, per ogni fluido, l'influenza della temperatura sul coefficiente di temperatura.

Se è noto il coefficiente per diverse temperature, si può inserire il dato corrispondentete in tabella. Se non è nota la dipendenza del mezzo dalla temperatura, deve essere innanzitutto determinata.

Procedere come segue per determinare il coefficiente di temperatura, se non è nota la curva di compensazione:

L'esempio qui sotto deve essere usato come base per la determinazione del coefficiente di temperatura. Nell'esempio, 4 coppie di valori (temperatura T(x1) con coefficiente di temperatura  $\alpha$ 1 sino a T(x4) con  $\alpha$ 4) vengono determinati per derivare la curva di compensazione. Per elaborazioni molto accurate possono essere inserite sino a 10 coppie di valori.

- Determinare il campo di temperatura del quale si vuole calcolare la compensazione (T<sub>1</sub>... T<sub>5</sub> nell'esempio).
- 2. Prendere un campione della soluzione di processo.
- Scaldare il campione da T1 a T5 e annotare le 5 coppie di valori temperatura / conducibilità non compensata.
- Quindi la curva di compensazione viene rappresentata dalle rette calcolate in base alle coppie di valori da T(x1) / α1 sino a s T(x4) / α4.

Calcolo:

$$T(1) = \frac{T_2 - T_1}{2} \quad \Theta \alpha(1) = \frac{(\frac{\chi_2}{\chi_1} - 1) \times 100}{T_2 - T_1}$$

$$T_{(4)} = \frac{T_5 - T_4}{2} \quad e \quad \alpha_{(4)} = \frac{(\frac{\chi_5}{\chi_4} - 1) \times 100}{T_5 - T_4}$$

dove

- $\chi_n = \qquad \mbox{valore di misura non compensato alla} \\ temperatura T_n$
- $\alpha_n$  = coefficiente di temperatura determinato
- Inserire le coppie di valori calcolati (da T(x1) / α1 sino a T(x4) / α4) nei campi T5 e T6.



 $\begin{array}{c} \mbox{Determinatione del} \\ \mbox{coefficiente di} \\ \mbox{Fig. 5.8} & \mbox{temperatura } \alpha_{(x)} \end{array}$ 



LD132E5C.CHP

Codifica	Campo	Selezione campo Impostaz. di fabbrica	Visualizzazione	Informazioni
Т	Gruppo operativo TABELLA ALPHA		SETUP HOLD T HL.PHH THB	
T1	Selezione tabella	<b>1</b> 1 4	setup Hold 1 Ti @CitCuptu@	Selezione la tabella da elaborare. Sono disponibili solo le opzioni 14 se l'unità dispone di commutazione remota del campo di misura.
T2	Selezione opzione tabella	<b>read</b> = leggi edit = digita	setup Hold read T2 Sel. Table	
Т3	Inserire numero coppie valori nella tabella	<b>1</b> 1 10	setup hold 1 73 No. Elem.	Nella tabella α possono essere inserite sino a 10 coppie di dati. Sono numerate da 110 e possono essere digitate singolarmente od in sequenza.
Τ4	Selezione coppie valori della tabella	<b>1</b> 1 numero coppie valori della tabella	SETUP HOLD	
Т5	Inserire valore temperatura (valore x)	<b>0.0 °C</b> −35.0 250.0 °C	setup hold Ö. Ö <sup>°C</sup> Temp. val.	I dati di temperatura devono avere distanza minima di 1 K. Impostaz. di fabbrica per valore x della coppia dati in tabella: 0.0 °C; 10.0 °C; 20.0 °C; 30.0 °C 
Т6	Inserire coefficiente temperatura α (valore y)	<b>2.10 %/K</b> 0.00 20.00 %/K	setup Hold 2.10 <sup>2/K</sup> alpha val	
Т7	Inserire se lo stato della teabella è corretto	<b>yes</b> = si no = no	setup Hold 1983 77 Status ok	Se "yes", ritornare a T. Se "no", ritornare a T3.

### 5.7 Misura di concentrazione

I seguenti campi sono disponibili solo in modalità di concentrazione (selezione nel campo A1). Il trasmettitore Smartec S CLD 132 converte valori di conducibilità in valori di concentrazione.



Il calcolo richiede un campo di valori bidimensionale, delimitato dai limiti superiori ed inferiori dell'operatore (gli 8 valori rappresentati in Fig. 5.9). I valori di misura previsti devono trovarsi nel campo tra le curve definite dall'utente (area tratteggiata). La curva definita dall'utente deve incrementare (come in Fig. 5.9) o decrescere a monotono.



Il coefficiente di temperatura si ricava come descritto al cap. 5.6; la corrispondente concentrazione si calcola separatamente.

	Codifica	Campo	Selezione o campo Impostaz. di fabbrica	Visualizzazione	Informazioni
к		Gruppo operativo CONCENTRAZ.		setup hold k CONCENTRA	In questo gruppo operativo sono immagazzinati quattro campi di concentrazione fissi e quattro liberamente impostabili.
	К1	Selezione della curva di concentrazione da usare per calcolare il valore visualizzato	<b>NaOH 0 15%,</b> H <sub>2</sub> S0 <sub>4</sub> 0 30%, H <sub>3</sub> PO <sub>4</sub> 0 15%, HNO <sub>3</sub> 0 25% Utente 1 4	setup Hold NaOH Ki akt.Curve	Le tabelle dell'utente possono essere selezionate solo se l'unità consente la commutazione remota del campo di misura.
	K2	Selezione fattore di correzione	<b>1</b> 0.5 1.5	setup Hold 1 K2 Conc. Fact	Se richiesto, selezionare un fattore di correzione (disponibile solo per la tabella dell'utente).
	КЗ	Selezione della tabella da elaborare	<b>1</b> 1 4	setup Hold 1 K3 editCurve	Se si elabora una tabella, si dovrebbe usare un'altra curva per calcolare i valori da visualizzare (v. K1). Le selezioni 1 4 sono disponibili solo in caso di commutazione remota del campo di misura.
	К4	Selezione delle opzioni della tabella	<b>read = leggi</b> edit = digita	setup Hold read K4 Table	Questa selezione è idonea per tutte le curve di concentrazione.

Relazione tra concentrazione, conducibilità e temperatura (rappresentazione qualitativa)

Fig. 5.9



LD132E5D.CHP

Codifica	Campo	Selezione o campo Impostaz. di fabbrica	Visualizzazione	Informazioni
K5	Inserire il numero di gruppi tripli	<b>1</b> 1 16	setup ноld 1 к5 Мо. Е.1.ем.	Ogni gruppo triplo è formato da tre valori numerici.
К6	Selezione del gruppo triplo	<b>1</b> 1 numero di gruppi tripli in K4	Setup Hold 1 K6 501.E1011.	Possono essere digitate tutte le combinazioni triple.
K7	Inserire il valore non compensato di conducibilità	<b>0.0 μS/cm</b> 0.0 9999 mS/cm	setup hold Ö. Ö. K7 CONCLC.	
K8	Inserire il valore di concentrazione per K6	<b>0.00 %</b> 0.00 99.99 %	setup Hold Ø. Ø <sup>%</sup> K8 CONCENT	
К9	Inserire il valore di temperatura per K6	<b>0.0 °C</b> −35.0 250.0 °C	setup hold D . D . K9 Temp.	
K10	Inserie se lo stato della tabella è giusto.	<b>yes</b> = si no	setup Hold 1985 K10 Status ok	Ritorna a K2.

### 5.8 Assistenza

	Codifica	Campo	Selezione o campo Impostaz. di fabbrica	Visualizzazione	Informazioni
S		Gruppo operativo SERVICE		SETUP HOLD	
	S1	Scelta della lingua	<b>ENG</b> = <b>Inglese</b> GER = Tedesco FRA = Francese ITA = Italiano NEL = Olandese ESP = Spagnolo	SETUP HOLD ENG 51 Language	Questo campo deve essere configurato una sola volta, durante la messa in marcia. Dopo, si può uscire con S1.



Codifica	Campo	Selezione o campo Impostaz. di fabbrica	Visualizzazione	Informazioni
S2	Effetto HOLD (ATTESA)	<b>froz. = ultimo valore</b> fix = valore fisso	setup Hold froz: 52 Holdeffec	froz.: Visualizza l'ultimo dato prima di attivare l'attesa. fix: Se si è in hold, viene visualizzato il valore fissato inserito in S3.
S3	Inserire il valore fisso	<b>0</b> 0 100 % (del valore in uscita in corrente)	setup HOLD Ø 53 Fixed Val	Solo se S2 = valore fisso
S4	Configurazione dell'attesa	<b>S+C</b> = setup e calibrazione CAL = calibrazione Setup = setup none = hold disattivo	setup hold S+C 54 Auto HOLD	S = setup, C = calibrazione
S5	Hold manuale	<b>Off</b> = disattivo On = attivo	setup Hold Off f 55 Man HOLD	
S6	Inserire il tempo di hold	<b>10 s</b> 0 999 s	setup HOLD 10 s Cont. Time	
S7	Inserire codice per SW funzioni estese	<b>0000</b> 0000 9999	setup hold 0000 <sub>57</sub> MRSCode	L'inserimento di un codice errato riporta al menu di misura. Il numero viene visualizzato con il tasto PIU' o MENO e confermato con il tasto ENTER.
S8	Visualizzazione del numero d'ordine		setup HOLD Order 58 XXXXXXX	In caso di aggiornamento, il codice d'ordine <b>non</b> viene cambiato in automatico.
S9	Visualizzazione del numero di serie		SETUP HOLD SerNo 59 XXXXXXXX	
S10	Reset dell'unità (reimpostazione dei valori di default)	<b>no</b> Sens = dati sensore Facty= impostazioni di fabbrica	setup Hold MÖ 510 S.Default	Facty = Tutti i dati vengono azzerrati e reimpostati come da impostazioni di fabbrica! Sens = I dati del sensore vengono azzerrati (offset di temp., valore del Airset, costante di cella, fattore d'installazione, nr. di serie.)
S11	Esecuzione del test dello strumento	<b>no</b> Displ = test di visualizzazione	setup hold no 511 Test	



### 5.9 L'assistenza E+H

Codifica		fica	Campo	Selezione o campo Impostaz. di fabbrica	Visualizzazione	Informazioni
E			Gruppo operativo E+H SERVICE			
	E1		Selezione del modulo	<b>Contr</b> = <b>Regolatore (1)</b> Trans = trasmettitore(2) MainB = quadro principale (3) Sens = sensore (4)	setup HOLD Contr <sub>E1</sub> Select	
		E111 E121 E131 E141	Visualizzazione versione software		SETUP HOLD XX XX E111 SW-V@rs	Non può essere cambiato
		E112 E122 E132 E142	Visualizzazione versione hardware		SETUP HOLD XX XX E112 HW-Vers	Non può essere cambiato
		E113 E123 E133 E143	Visualizzazione del numero di serie		SETUP HOLD SerNo E113 XXXXXXXX	Non può essere cambiato
		E145 E146 E147 E148	Inserire e confermare il numero di serie		SETUP HOLD SerNo E145 XXXXXXXX	E145: 0 9 E146: 1 9, A, B, C E147: 1 FFF E148: confermare con <b>si</b>

### 5.10 Interfacce

	Codifica	Campo	Selezione o campo Impostaz. di fabbrica	Visualizzazione	Informazioni
I		Gruppo operativo INTERFACCIA			
	11	Inserire l'indirizzo	Indirizzo HART: <b>0</b> 15 o PROFIBUS: 1 <b>126</b>	setup HOLD 126 II Address	Solo per comunicazione.

### 5 5

### 5.11 Calibrazione

Questo gruppo operativo è usato per calibrare il trasmettitore. Sono possibili due diversi tipi di calibrazione:

- Calibrazione tramite la misura di una soluzione di taratura a conducibilità nota.
- Calibrazione inserendo l'esatta costante di cella del sensore di conducibilità.



### Avviso:

- Se la procedura di calibrazione è sospesa premendo simultaneamente i tasti PIU' e MENO (ritorno a C114, C126 o C136) o se la calibrazione è errata, vengono riattivati i dati di calibrazione precedenti. Un errore di calibrazione è indicato dal messaggio "ERR" e dal simbolo del sensore lampeggiante sul display. Ripetere la calibrazione!
- Durante la calibrazione, l'unità viene posta automaticamente in hold (impostazioni di fabbrica).

	Codifica	Campo	Selezione o campo Impostaz. di fabbrica	Visualizzazione	Informazioni
С		Gruppo operativo CALIBRAZIONE		CAL CALIBRAT	
	C1 (1)	Calibrazione di sensori induttivi con apertura ad anello	Airs = calibrazione in aria (1) Cellc = costante di cella (2) InstF= fattore d'installazione (3)	Calibrat	La calibrazione del senore deve essere eseguita in aria. La cella deve essere asciutta.
Togliere il sensore dal mezzo ed asciugarlo <b>completamente</b> .					
	C11	Accoppiamento residuo Avvio calibrazione (Airset)	valore di misura in corrente	cal Hold <b>D D</b> <sup>MS/cm</sup> Ciii AirSet	Avviare la calibrazione con CAL.
	C11:	Visualizzazione 2 dell'accoppiamento residuo (Airset)	-80.0 80.0 μS	CAL HOLD 1 5.3 V <sup>S/CM</sup> AirSetVal	Accoppiamento residuo del sistema di misura (sensore e trasmettitore).



LD132E5D.CHP

Codifica		fica	Campo	Selezione o campo Impostaz. di fabbrica	Visualizzazione	Informazioni
		C113	Visualizzazione stato di calibrazione	o.k. E xxx	cal READY HOLD	Se lo stato di calibrazione non è corretto, sulla seconda riga del display appare una spiegazione dell'errore.
		C114	Salvataggio dei risultati di calibrazione?	<b>yes</b> = si no new = nuovo	CAL READY HOLD	Se C113 = E xxx, si può solo "no" o <b>"nuovo".</b> Se "nuovo", ritornare a C. Se si/no, ritornare a "Misura".
	C1 (2)		Calibrazione della costante di cella	Airs = Airset (1) <b>Cellc = costante di</b> <b>cella (2)</b> InstF= Fattore d'installazione (3)	Cellc ci Cellbrat	
Immergere il sensore nella soluzione di taratura.						Il sensore deve essere immerso ad una distanza sufficiente dalla parete del serbatoio (il fattore d'installazione non ha importanza se a > 15 mm).
		C121	Inserire la temperatura di calibrazione (MTC)	<b>25.0 °C</b> −35.0 250.0 °C	CAL HOLD 1 25.0°C ProcTemp.	Solo se B1 = fisso.
		C122	Inserire il valore α della soluzione di taratura	<b>2.10 %/K</b> 0.00 20.00 %/K	CAL     HOLD       1     2.10       2.10     2.22       alpha     Val	Questo dato è specificato con tutte le soluzioni di taratura E+H.
		C123	Inserire il valore corretto di conducibilità della soluzione di taratura	<b>valore di misura</b> 0.0 9999 mS/cm	сы ного 10.30 м5/см Real val.	Il campo effettivo dipende dal sensore, ad es. la soluzione di taratura dovrebbe essere il 40% ca. del campo di misura del sensore utilizzato. La visualizzazione è sempre in mS/cm.
		C124	Visualizzazione della costante di cella ricavata	0.1 <b>5.9</b> 9.99 cm <sup>-1</sup>	CAL HOLD 1 5.900 C124 Cellconst	La costante di cella calcolata è visualizzata ed inserita in A5.
		C125	Visualizzazione dello stato di calibrazione	o.k. E xxx	cal ready Hold D.K. C125 St.at.U.S	Se lo stato di calibrazione non è corretto, sulla seconda riga del display appare una spiegazione dell'errore.



Codifica		fica	Campo	Selezione o campo Impostaz. di fabbrica	Visualizzazione	Informazioni
		C126	Salva i risultati di calibrazione?	<b>yes</b> = si no new = nuovo	cal ready Hold Store	Se C125 = E xxx, è possibile solo "no" o " <b>nuovo".</b> Se "nuovo", ritornare a C. Se si/no, ritornare a "Misura".
C1 (3)		(3)	Calibrazione con adattamento sensore per sensori induttiviti	Airs = Airset (1) Cellc = costante di cella (2) InstF= Fattore d'installazione (3)	CAL HOLD InstF <sub>C1</sub> Calibrat	Calibrazione del sensore con compensazione dell'influenza della parete
Il sensore rimane installato.						
		C131	Inserire la temperatura di calibrazione (MTC)	<b>25.0 °C</b> −35.0 250.0 °C	сац носо 11 25.0°с МТС temp.	Solo se B1 = fisso.
		C132	Inserire il valore α della soluzione misurata	<b>2.10 %/K</b> 0.00 20.00 %/K	сац ноцо 11 2.10 сляд алера val	
		C133	Inserire il valore corretto di conducibilità della soluzione di taratura	<b>valore di misura</b> 0.09999 mS/cm	$ \begin{array}{c c} \textbf{CAL} & \textbf{HOLD} \\ \textbf{10.30} & \textbf{5/cm} \\ \textbf{Real Val.} \end{array} $	Determinazione del valore corretto di conducibilità tramite una misura di riferimento.
		C134	Visualizzazione del fattore d'installazione	<b>1</b> 0.10 5.00	<b>CAL HOLD</b> <b>L</b> C134 <b>InstFact</b>	
		C135	Visualizzazione dello stato di calibrazione	o.k. E xxx	cal READY HOLD D.K. C135 Status	Se la calibrazione non è corretta, la seconda riga del display visualizza una descrizione dell'errore.
		C136	Salvare i risultati di calibrazione?	<b>yes</b> = si no new = nuovo	cal ready Hold LIES. C136 Store	Se C135 = E xxx, è possibile solo "no" o " <b>nuovo".</b> Se "nuovo", ritornare a C. Se si/no, ritornare a "Misura".



LD132E5D.CHP

### 5.12 Calcolo del coefficiente di temperatura

Il coefficiente di temperatura può essere determinato solo per apparecchiature dotate di funzioni estese. La strumentazione

standard (versione base) può essere aggiornata con le estensioni operative (v. cap. 9, Accessori).

Codifica		Campo	Selezione o campo Impostaz. di fabbrica	Visualizzazione	Informazioni
D		Gruppo operativo COEFFICIENTE TEMPERATURA		setup Hold D Det.alpha	
	D1	Inserire conducibilità compensata	valore corrente 0 9999	setup hold 2000 µS/cm Cond.comp	
	D2	Visualizzazione della conducibilità non compensata	valore corrente 0 9999	setup Hold 2077 ds/cm Cond. unc.	
	D3	Inserire la temperatura corrente	<b>valore corrente</b> -35 +250	erve Hold 60.00°C bas.temp	
	D4	Visualizzazione del valore alpha determinato		setup HOLD 2:20 04 alpha Val	



### 5.13 Commutazione remota del campo di misura (MRS)

Il coefficiente di temperatura può essere determinato solo per apparecchiature dotate di funzioni estese. La strumentazione standard (versione base) potrà essere aggiornata con le estensioni operative (v. cap. 9, Accessori).

La funzione di commutazione remota del campo di misura permette la completa impostazione dei parametri di sino a 4 sostanze.

#### Identificazione degli ingressi digitali

Il trasmettitore Smartec S CLD 132 ha 2 ingressi digitali. Possono essere definiti nel campo M1 come segue: Singole impostazioni per ogni gruppo di parametri:

- Modalità operativa (conducibilità o temperatura)
- Compensazione di temperatura
- Uscita in corrente (parametro principale e
- temperatura)Tabella di concentrazione
- Relè di soglia

Identificazione del campo M1	Identificazione degli ingressi digitali
M1 = 0	MRS non attivo. L'ingresso digitale 1 può essere usato per hold esterno.
M1 = 1	L'ingresso digitale 2 può essere usato per commutare 2 campi di misura (gruppi di parametri). L'ingresso digitale 1 può essere usato per hold esterno.
M1 = 2	Gli ingressi digitali 1 e 2 possono essere usati per commutare 4 campi di misura (gruppi di parametri). Questa è l'impostazione applicata nel seguente esempio.

#### Impostazione di 4 gruppi di parametri

Esempio: pulizia CIP

Ingress	o digitale 1	0	0	1	1
Ingress	Ingresso digitale 2		1	0	1
Codifica / campo sw.	Set parametri Mezzo	1 Birra	2 Acqua	3 Base	4 Acido
M4	Modalità	Conducibilità	Conducibilità	Concentraz.	Concentraz.
M8, M9	Uscita in corrente	1 3 mS/cm	0.1 0.8 mS/cm	0 10%	0 5%
M6	Temp. comp.	Utente tab.1	Lineare	_	-
M5	Tab. conc.	_	_	NaOH	User tab.
M10, M11	Soglie	attiva: 2.3 mS/cm disattiva: 2.5 mS/cm	attiva: 0.7 μS/cm disattiva: 0.8 μS/cm	attiva: 2% disattiva: 2.1%	attiva: 1.5% distattiva: 1.6%



LD132E5D.CHP

	Codifica	Campo	Selezione o campo Impostaz. di fabbrica	Visualizzazione	Informazioni
м		Gruppo operativo COMMUTAZIONE REMOTA CAMPO DI MISURA		SETUP HOLD M MRS	
	M1	Selezione degli ingressi binari	<b>2</b> 0, 1, 2	setup hold 2 Mi Bin. Input	0 = no MRS 1 = 1campo di misura selezionabile via ingresso digitale 2. Ingresso digitale 1 per hold. 2 = 4 campi di misura selezionabili via ingressi digitali 1+2
	M2	Selezione gruppo di parametri attivi	<b>4</b> 1 4 se M1=0	setup hold 1 m2 A.c.t. MR	Se M1=1 o 2, solo visualizzazione
	M3	Selezione gruppo di parametri	<b>1</b> 1 4 se M1=0 1 2 se M1=1	setup hold 1 M3 Edit MR	Selezione del campo di misura da definire.
	M4	Selezione della modalità operativa	<pre>cond = conducibilità conc = concentraz. 1 1 2 se M1=1 1 4 se M1=1</pre>	setup HOLD CONd. M4 Üper.Mode	La modalità operativa può essere definita singolarmente per ogni gruppo di parametri.
	M5	Selezione del mezzo	NaOH, H2SO4, H3PO4, HNO3, Utente 1 2 se M1=2 Utente 1 4 se M1=1	setup HOLD NaOH M5 Conc. Tab.	Disponibile solo se M4 = conc
	M6	Selezione temperatura di compensazione	nessuna, <b>lin</b> , NaCl, Tab 1 4 se M4 = cond	setup hold 1117 M6 TempComp	Disponibile solo se M4 = cond
	M7	Inserimento del valore alpha	<b>2.1 %/K</b> 0 20 %/K	setup Hold 2.10 <sup>%/K</sup> Alpha Val	Può essere inserito solo se M6 = lin.
	M8	Inserimento del dato misurato per il valore 0/4 mA	Cond.: 0 2000 mS/cm Conc.: 0 9999 % Unità: A2 Formato: A3	етир ногр В M8 10/4 МА 10/4 МА	



C	Codifica	Campo	Selezione o campo Impostaz. di fabbrica	Visualizzazione	Informazioni
	M9	Inserimento del dato misurato per il valore 20 mA	Cond.: 0 2000 mS/cm Conc.: 0 9999 % Unità: A2 Formato: A3	setup ноld 2000 м5/см 20 мА	
	M10	Inserimento punto di attivazione della soglia	Cond.: 0 2000 mS/cm Conc.: 0 9999 % Unità: A2 Formato: A3	setup hold 2000 m5/cm M10 PV on	
	M11	Inserimento punto di disattivazione della soglia	Cond.: 0 2000 mS/cm Conc.: 0 9999 % Unità: A2 Formato: A3	setup Hold 2000 MS/cm PU off	



### Avviso:

Se si seleziona la commutazione remota del campo di misura, i gruppi di parametri inseriti vengono processati internamente, ma i campi A1, B1, B3, R2, K1, O212, O213 mostrano i valori del primo campo di misura.

LD132E06.CHP



### 6 Interfacce

Far riferimento ai manuali operativi BA 212C/07/en (HART) o BA 213C/07/en (PROFIBUS) per i trasmettitori dotati di interfaccia di comunicazione.



### 7 Manutenzione e ricerca guasti

### 7.1 Terminologia

**Manutenzione** significa che tutte le precauzioni - che garantiscono la sicurezza operativa e l'affidabilità dell'intero sistema di misura - sono considerate in tempo utile.

La manutenzione del modello CLD 132 prevede:

- Calibrazione (v. cap. 5.11)
- Pulizia dell'apparecchiatura e del sensore
- Controllo di cavi e connessioni

### 7.2 Istruzioni di sicurezza



### Attenzione:

Far attenzione alle conseguenze di interventei eseguiti sull'unità sul sistema di controllo di processo o sul processo stesso.

la causa del problema. La ricerca guasti si riferisce ad interventi che possono essere eseguiti senza intervenire sullo strumento (v. cap. 8, Manutenzione correttiva, per difetti dell'unità). La ricerca guasti del modello CLD 132 e del sistema di misura si esegue con l'aiuto della tabella al cap. 7.3.

Ricerca guasti significa rilevare ed eliminare



### Attenzione:

Durante la calibrazione o la manutenzione, quando si toglie il sensore, bisogna considerare i rischi potenziali dovuti a pressione, alte temperature e contaminazioni.

Problema	Cause possibili	Rimedio	Attrezzatura, parti di ricambio
	– Errore di calibrazione	Calibrare l'unità come da cap. 5.11	Soluz. di calibraz. o certificato cella
	– Sensore sporco	Pulire il sensore.	v. cap. 8.7.1
	<ul> <li>Misura di temperatura non corretta</li> </ul>	Verificare il dato di temperatura dello strumento e del riferimento.	Strumentazione di temperatura, termometro di precisione
La visualizzazione non corrisponde alla misura di riferimento	<ul> <li>Compensazione di temperatura non corretta</li> </ul>	Verificare modalità (nessuna / ATC / MTC) e tipo di compensaz. (lineare /sost. /tabella utente).	Si prega notare: il trasmettitore ha coefficienti di calibrazione e di temperatura operativa separati.
	<ul> <li>Errore nella calibrazione dello strumento di riferimento</li> </ul>	Calibrare l'unità di riferimento o usare un'unità calibrata.	Soluzione di taratura, manuale operativo dello strumento di riferimento.
	<ul> <li>Impostazione ATC dello strumento di riferimento non corretta</li> </ul>	I due strumenti devono avere modalità e tipo di compensazione identici.	Manuale operativo dello strumento di riferimento.
	– Corto / umidità nel sensore	Verificare il sensore	v. cap. 8.7.3
	<ul> <li>Corto cavo, cassetta collegam.</li> </ul>	Verificare cavo, cassetta collegam.	v. cap. 8.7.4
In generale, dati di	<ul> <li>Interruzione nel sensore</li> </ul>	Verificare il sensore	v. cap. 8.7.3
– continuo superamento	<ul> <li>Interruz. cavo, cassetta collegam.</li> </ul>	Verificare cavo, cassetta collegam.	v. cap. 8.7.4
dato di misura	<ul> <li>Impostaz. erratta costante cella</li> </ul>	Verificare costante di cella	Targhetta del sensore o certificato
<ul> <li>dato di misura sempre uguale a 000</li> <li>dato di misura troppo</li> </ul>	<ul> <li>Assegnamento uscite errato</li> </ul>	Verificare assegnazione del dato di misura al segnale in corrente	
basso – dato di misura troppo	<ul> <li>Opzione di uscita errata</li> </ul>	Verificare selezione 0 / 4 -20 mA e forma della curva (lineare/tabella)	
alto – dato di misura	– Bolle d'aria nell'unità	Verificare l'unità e l'installazione	
– in uscita, valore in	<ul> <li>Misura di temperatura errata / sensore di temperatura difettoso</li> </ul>	Verificare unità con resistenza equival. / controllare Pt100 sensore	Simulazione Pt100 v. cap. 8.7.2 / Prova Pt100 v. cap. 8.7.3
corrente errato	– Modulo del trasmettitore difettoso	Prova con un modulo nuovo	Diagn. e parti di ricambio v. cap. 8
	<ul> <li>Stato opertivo dell'unità non accessibile (nessuna risposta premendo il tasto)</li> </ul>	Spegnere e riaccendere lo strumento	Disturbi EMC: verificare terra e percorso cavi; se persistono i problemi o chiamare SERVICE E+H

### 7.3 Ricerca guasti per problemi comuni



LD132E07.CHP

Problema	Cause possibili	Rimedio	Attrezzatura, parti di ricambio
Valore di temperatura	<ul> <li>Connessione sensore errata</li> </ul>	Verificare le connessioni in base allo schema; connessione trifilare obbligatoria	Schema connessioni al cap. 3.4
non corretto	<ul> <li>Cavo misura difettoso</li> </ul>	Verificare cavo per interruzione/corto/derivazione	Ohmmetro; v. anche capp. 7.2 / 7.3
	– Tipo di sensore errato	Selezionare tipo sensore sullo strumento (campo B1)	
	<ul> <li>Nessuna / errata compensaz. di temperatura</li> </ul>	ATC: scegliere tipo compensaz.; lineare: impostare il corretto coefficiente. MTC: inserire temp.di processo	
	<ul> <li>Misura di temperatura errata</li> </ul>	Verificare valore temperatura	Strumento di rif., termomometro
Misura di conducibilità	– Bolle nel mezzo	Eliminare formazione di bolle: - trappola per bolle gassose - contropressione (coprire) - misura con bypass	
del processo non corretta	<ul> <li>Orientamento errato del sensore</li> </ul>	Il foro centrale del sensore deve essere indirizzato secondo il flusso del mezzo.	Versione comp.: Togliere l'elettronica e girare il sensore (v. dis. 8.4.1). Versione sep.: girare il sensore nella flangia
	<ul> <li>Portata troppo elevata (può causare bolle)</li> </ul>	Ridurre la portata o scegliere posizone di montaggio con poca turbolenza	
	<ul> <li>Interferenze del mezzo</li> </ul>	Massa del mezzo vicino al sensore; eliminare o riparare l'alimentazione	Causa più frequente correnti : motori sommersi difettosi
	– Sensore sporco o incrostato	Pulire il sensore (v. cap. 8.7.1)	Mezzi sporchi:pulizia spray
	<ul> <li>Interferenza cavo di misura</li> </ul>	Connettere schermo del cavo come da schema connessioni	v. cap. 3.5
Valore di misura fluttuante	<ul> <li>Interferenza linea segnale in uscita</li> </ul>	Verificare il percorso dei cavi, provare un percorso separato	Separare il percorso segnale in uscita e linee in ingresso
	<ul> <li>Interferenza correnti presenti nel mezzo</li> </ul>	Eliminare fonte disturbo o massa del mezzo vicino al sensore	
	<ul> <li>Relè configurato come allarme</li> </ul>	Attivare contatto di limite	v. campo R1
Contatti di soglia non funzionanti	<ul> <li>Impostaz. attivazione ritardo troppo lunga</li> </ul>	Accorciare ritardo di attivazione	v. campo R4
	– Opzione di "Attesa" attiva	"Attesa autom." durante la calibrazione, ingresso "attesa" attivato; "attesa" via tastiera	v. campi da S2 a S5
Contatto di limite funziona continuamente	<ul> <li>Impostazione dropout delay troppo lunga</li> </ul>	Ridurre dropout delay	v. campo R5
	– Interruzione loop di controllo	Verificare misura, uscita, attuatori, prodotti chimici	
Nessun segnale di conducibilità in uscita	<ul> <li>Linea aperta o corto circuito</li> </ul>	Disconnettere la linea e misurare direttamento sull'unità	Misuratore in mA per 0–20 mA
	<ul> <li>– Uscita difettosa</li> </ul>	v. Diagnosi al cap. 8.3	
	– Simulazione in corrente attiva	Disattivare la simulazione	v. campo O22
Segnale in uscita fisso	<ul> <li>Stato operativo del sistema di processo non consentito</li> </ul>	Spegnere e riaccendere lo strumento	Disturbi EMC : verificare installazione, schermo, terra; contattare SERVICE E+H .



Problema	Cause possibili	Rimedio	Attrezzatura, parti di ricambio
	– Assegnaz. in corrente errata	Verificare assegnaz. corrente: 0–20 mA o 4–20 mA?	Campo O211
Segnale in uscita non corretto	<ul> <li>Carico tot. del circuito in corrente eccessivo (&gt; 500 Ω)</li> </ul>	Disconnettere l'uscita e misurare direttamente sull'unità	Amperometro per 0–20 mA DC
	<ul> <li>EMC (accoppiamento interferenze)</li> </ul>	Disconnettere ambedue le linee d'uscita e misurare direttamente con lo strumento	Usare linee schermate, schermi a terra su ambedue i lati, deviare percorso della linea se necessario
Nessun segnale di	<ul> <li>L'unità non ha la seconda uscita in corrente</li> </ul>	V. targhetta per varianti; cambiare modulo LSCH-x1 se necessario	Modulo LSCH-x2, v.cap. 8.4.4
temperatura in uscita	– Stumento con PROFIBUS-PA	Unità PA non ha uscite in corrente!	
Pacchetto funzioni estese non disponibile	<ul> <li>Estensioni non possibili (possibili con codice che dipende dal pr</li> </ul>	<ul> <li>Aggiornamento pacchetto est.: codice rivelato con ⇒ enter</li> </ul>	
(Live Check, curva corr. 24, curva valore alpha 24, curva conc. utente 1 4)	seriale e fornito dalla E+H con l'ordine del pacchetto di estensioni)	<ul> <li>Sostituz. modulo difettoso LSCH</li> <li>/ LSCP: inserire prima n.serie dell'unità (v. targhetta) poi codice</li> </ul>	Descrizione dettagliata v. cap. 8.4.5
	– Nessun modulo centrale HART	Verificare la scritta sulla targhetta: HART = -xxx5xx e -xxx6xx	Aggiornare con LSCH-H1 / -H2
	– Uscita in corrente < 4 mA		
	<ul> <li>Nessun DD o errato (descrizione dell'unità)</li> </ul>		
	- Interfaccia HART mancante		
Nessuna	<ul> <li>Unità non registrata al server HART</li> </ul>		
comunicazione HART	<ul> <li>Carico troppo basso (carico necessario &gt; 230 Ω)</li> </ul>	Per ulteriori informazioni v. BA 212C/07/en, "Comunicazione	
	<ul> <li>Ricevitore HART (ad es. FXA 191) non connesso via carico</li> </ul>	da campo HART"	
	<ul> <li>Indirizzo dell'unità errato (indir.= 0 per operazione singola, indir.&gt;0 per operazioni multidrop)</li> </ul>		
	<ul> <li>Capacitanza linea troppo alta</li> </ul>		
	– Interferenze di linea		
	<ul> <li>Unità seriali impostate allo stesso indirizzo</li> </ul>	Indirizzare correttamente	La comunicazione non è possibile con più unità allo stesso indirizzo.
	<ul> <li>Nessun modulo centrale PROFIBUS</li> </ul>	Verificare la scritta sulla targhetta: PROFIBUS = -xxx3xx	Aggiornare al modulo LSCP



LD132E07.CHP

### 7.4 Soluzioni in base a messaggi d'errore

#### Messaggi d'errore

Il trasmettitore Smartec S CLD 132 esegue un monitoraggio continuo delle sue funzioni. Se rileva un difetto, il numero relativo a quell'errore appare sul visualizzatore. Questo numero d'errore appare sotto la visualizzazione del dato principale dell'unità. Se vengono rilevati più errori, possono essere richiamati con il tasto MENO.

Errore	Visualizzazione	Misure	Contatto	allarme	Errore of	corrente
n.	FIGULIELEITOTIO		Fabbr.	Utente	Fabbr.	Utente
E001	Errore memoria EEPROM	1. Spegnere e riaccendere l'unità	si		no	
E002	Unità non calibrata, dati calibraz. errati, nessun dato utente o errato. (errore EEPROM) SW non idoneo al HW (modulo centrale)	<ol> <li>Inserire impostaz. di fabbrica (S11)</li> <li>Caricare SW compatible con HW (con "Optoscope", v.cap. 8.6)</li> <li>Se il problema persiste, rivolgersi all'agenzia E+H più vicina per riparazione o sostituzione.</li> </ol>	si		no	
E003	Errore di trasmissione	La trasmissione non deve avvenire con funzioni bloccate (ad es. tabella temp. per versione base).	si		no	
E007	Malfunzionam.trasmettitore SW non idoneo alla versione del trasmettitore		si		no	
E008	Sensore o connessione del sensore difettosi	Verificare sensore e connessione (v. cap. 8.7.2 o contattare il Service E+H).	si		no	
E010	Nessun sensore di temperatura connesso o in corto (difetto del sensore di temperatura)	Verificare sensore temperatura e connessioni; se necessario, verificare l'unità con un simulatore di temperatura.	si		no	
E025	Superamento limite offset della taratura in aria (Airset)	Ripetere Airset (in aria) o sostituire il sensore. Pulire ed asciugare la cella prima dell'Airset.	si		no	
E036	Superamento campo di calibrazione del sensore	Purlire e ricalibrare il sensore; se necessario controllare la cella di misura	si		no	
E037	Al di sotto del campo di calibrazione del sensore	e le connessioni.	si		no	
E045	Calibrazione fallita	Ricalibrare.	si		no	
E049	Superam. campo di calibrazione fattore d'installazione	Verificare il diametro della tubazione, pulire il sensore e ricalibrare.	si		no	
E050	Al di sotto campo calibraz del fattore d'installazione	Verificare il diametro della tubazione, pulire il sensore e ricalibrare.	si		no	
E055	Al di sotto campo misura parametro principale	Immergere il sensore in mezzo coduttivo od eseguire l'Airset.	si		no	
E057	Superam. campo misura parametro principale	Verificare misura, controlli e connessioni (Simulazione v. cap. 8.7.2).	si		no	
E059	Al di sotto campo di misura di temperatura		si		no	
E061	Superam. campo di misura di temperatura		si		no	
E063	Al di sotto campo uscita in corrente 1	Verificare misura e assegnazione uscita in corrente (gruppo operativo O).	si		no	
E064	Superamento campo uscita in corrente	Verificare misura e assegnazione uscita in corrente (gruppo operativo O).	si		no	



Errore	Visualizzazione	Misure		Contatto allarme		Errore corrente	
n.	VISUAIIZZAZIONE	Misure	Fabbr.	Utente	Fabbr.	Utente	
E065	Al di sotto campo uscita in corrente 2	Verificare dato di misura e assegnazione uscita in corrente	si		no		
E066	Superamento campo uscita in corrente 2		si		no		
E067	Superamento valore impostato per contatto di soglia	Verificare misura, impostazione soglia e misuratori. Disponibile solo con R1 = allarme + valore limite o solo valore di limite	si		no		
E077	Temperatura fuori campo valori tabella $\alpha$	Verificare misura e tabelle.	si		no		
E078	Temperatura fuori tabella di concentrazione		si		no		
E079	Conducibilità fuori tabella di concentrazione		si		no		
E080	Uscita in corrente 1 con campo parametri troppo piccoli	Spread (Dividere) l'uscita in corrente.	si		no		
E081	Uscita in corrente 2 con campo parametri troppo piccolo	Spread (Dividere) l'uscita in corrente.	si		no		
E100	Simulaz. corrente attiva		no		no		
E101	Funzione service attiva	Disattivare la funzione di service o spegnere e riaccendere l'unità.	no		no		
E102	Modalità manuale attiva		no		no		
E106	Trasmissione in corso	Attendere la fine della trasmissione	no		no		
E116	Errore di trasmissione	Ripetere la procedura di trasmissione	no		no		
E150	Differenze, tra i valori di temp. in tabella $\alpha$ , troppo piccole	Inserire i valori corretti nella tabella $\alpha$ (la distanza minima necessaria tra i valori di temperatura è di 1K).	no		no		
E152	Allarme controllo in diretta	Verificare sensore e connessione.	no		no		



### 8 Diagnosi e manutenzione correttiva

### 8.1 Terminologia

**Diagnosi** significa identificare i malfunzionamenti ed i difetti dell'unità.

#### Manutenzione correttiva significa

- sostituzione di parti diagnosticate difettose;
  prova dello strumento e del funzionamento
- del sistema di misura;
- ripristino della completa funzionalità.

#### Diagnosi, basate sulla tabella degli errori e che dipendono dalla difficoltà e dall'attrezzatura di misura posseduta, devono essere eseguite da:

- personale operativo addestrato
- elettricisti dell'impianto
- responsabile di installazione /
  - funzionamento dei sistemi
- Assistenza E+H

Far riferimento alle tabelle del cap. 8.4.4 per identificare le parti di ricambio necessarie.

### 8.2 Istruzioni di sicurezza



#### Attenzione:

- Disconnettere lo strumento dalla fonte elettrica prima di aprirlo. Interventi sotto tensione possono essere eseguiti solo da elettricisti specializzati.
- I contatti di commutazione dovrebbero essere alimentati da circuiti separati. Questi circuiti devono essere de-alimentati prima di intervenire sui terminali.

### Precauzione: ESD!

- I componenti elettrici sono sensibili alle scariche elettrostatiche. Devono essere prese misure protettive: scaricare via PE o messa a terra permanente con una fascetta da polso.
- Per la Vostra sicurezza, usare solo parti di ricambio originali. Dopo la riparazione, i pezzi originali garantiscono funzionalità, precisione ed affidabilità.

### 8.3 Diagnosi

La sottostante tabella aiuta a diagnosticare i problemi e specifica le parti di ricambio necessarie. Far riferimento ai capp. 8.4.1 e 8.4.4 per informazioni sull'esatta designazione dei ricambi e per la loro installazione.

Problema	Cause posssibili	Prove e/o rimedi	Attrezzatura, ricambi, personale
Visualizzatore nero, nessun LED attivo	<ul> <li>Alimentaz. principale assente</li> </ul>	Verificare se è presente l'alimentazione principale	Elettricista / ad es. multimetro
	<ul> <li>Tensione d'alimentazione errata / tensione troppo bassa</li> </ul>	Controllare alimentaz. prncipale e taratura sulla targhetta	Operatore (specifiche della società o multimetro)
	<ul> <li>Difetto di connessione</li> </ul>	Terminale non fissato; isolamento fissato al terminale; uso dei terminali sbagliati	Elettricista
	– Fusibile bruciato	Sostituire il fusibile, prima controllare sulla targhetta tensione e taratura	Elettricista / fusibile corretto; v. disegni al cap. 8.4.1
	<ul> <li>– Unità d'alimentazione difettosa</li> </ul>	Sostituire l'unità d'alimentazione con la versione corretta	Diagnosi in campo service E+H (necessario test del modulo)
	<ul> <li>Modulo centrale LSCH / LSCP difettoso</li> </ul>	Sostituire il modulo centrale con la versione corretta	Diagnosi in campo service E+H (necessario test del modulo)
	<ul> <li>Cavo piatto tra modulo centrale ed alimentazione allentato o difettoso.</li> </ul>	Verificare il cavo piatto, sostituirlo se necessario.	v. Parti di ricambio
Visualizzatore nero, LED attivo	<ul> <li>Modulo centrale difettoso (module: LSCH/LSCP)</li> </ul>	Sostituire modulo centrale	Diagnosi in campo Service E+H (necessario test del modulo)



Т

Problema	Cause posssibili	Prove e/o rimedi	Attrezzatura, ricambi, personale
Visualizzazione dati di misura, ma – valori non variano e/o	<ul> <li>Cavo a nastro o modulo trasmettitore installati errata.</li> </ul>	Reinserire il modulo trasmettitore, se necessario usare vite di fissaggio addizionale M3, cavo a nastro inserito correttamente?	Far riferimento agli schemi di montaggio del cap. 8.4.1
– lo strumento non risponde	<ul> <li>Stato operativo del sistema non consentito</li> </ul>	Spegnere e riaccendere l'unità	Possibile disturbo EMC: se persiste, richiedere controllo dell'installazione al Service E+H.
Visualizzazione non corretta, perdita di punti, segmenti, caratteri o righe	<ul> <li>Umidità o sporco nella cornice del display, tenuta in gomma fissata non correttamente o contatti PCB sporchi.</li> </ul>	Sostituire modulo centrale LSC Emergenza: Togliere il coperchio, pulire vetro e PCB, asciugare bene e rimontare. Non toccare la gomma con le mani!	v. Parti di ricambio cap. 8.4.4
Lo strumento si scalda	<ul> <li>Tensione non corretta / troppo alta</li> </ul>	Controllare la tensione principale e la taratura sulla targhetta	Operatore, elettricista
	<ul> <li>Calore dal processo o dalla radiazione solare</li> </ul>	Migliorare il posizionamento o usare versione separata. Usare protezione solare.	
	– Unità di alimentazione difettosa	Sostituire unità di alimentazione	Rivolgersi al Service E+H
Misura di conducibilità errata e / o valore di temp. non corretto	<ul> <li>Modulo trasmettitore difettoso (modulo: MKIC), eseguire le prove ed intervenire come da cap. 7.3</li> </ul>	<ul> <li>Prova ingressi di misura:</li> <li>Simulazione di resistenza,</li> <li>v. tabella al cap. 8.7.2</li> <li>Connettere 100 Ω ai terminali</li> <li>11 / 12 + 13 = visualizzati 0 °C</li> </ul>	Prova negativa: sostituire il modulo (usando la versione corretta), far riferimento agli esplosi del cap. 8.4.1
Segnale in uscita in corretto	<ul> <li>Tarato non correttamente</li> <li>Carico eccessivo</li> <li>Derivazione / corto circuito nel coperchio con circuito chiuso</li> <li>Modalità operativa errata</li> </ul>	Prova, con simulazione in corrente inserita (campo O221), connettendo un amperometro direttamente all'uscita in corrente Controllare se è stato selezionato 0–20 mA o 4–20 mA	Se il valore di simulazione è errato: ricalibrazione in fabbrica o richiedere nuovo modulo LSCxx Se il valore di simulazione è corretto: controllare il circuito chiuso per carichi e derivazioni.
Nessun segnale in uscita in corrente	<ul> <li>Uscita in corrente difettosa (modulo LSCH/LSCP)</li> </ul>	Prova, con simulazione in corrente inserita, collegando un amperometro direttamente all'uscita in corrente	Se la prova fallisce: Sostituire il modulo centrale (usando la versione corretta)
Perdita di funzioni addizionali (funzioni estese o commutazione	<ul> <li>Non è stato utilizzato il codice della versione oppure è sbagliato</li> </ul>	Se aggiornato: Controllare se è stato usato il n. di serie corretto per l'ordine delle funzioni estese o del MRS	Rivolgersi al commerciale E+H
campo misura)	<ul> <li>N. di serie errato caricato nel modulo LSCH/LSCP</li> </ul>	Controllare se il n. di serie sulla targhetta corrisponde al SNR del LSCH/ LSCP (campo S 10)	Nel LSCH/LSCP, per l'estensione delle funzioni, è necessario il n. di serie dello <b>strumento</b> .
Funzioni addizionali (estensioni o commutazione campo misura) non disponibili dopo la sostituzione del modulo LSCH-/LSCP	<ul> <li>Moduli sostitutivi LSCH o LSCP vengono forniti con il n. di serie 0000 dello strumento. In fabbrica non vengono effettuate estensioni.</li> </ul>	Per LSCH / LSCP con SNR 0000, il n. di serie dello <b>strumento</b> può essere inserito <b>una volta sola</b> nel campo <b>da</b> E115a E118. Poi inserire il codice della versione del pacchetto di funzioni estese.	Descrizione dettagliata al cap. 8.4.5
Nessun funzionamento dell'interfaccia HART o PROFIBUS	– Modulo centrale errato	HART: modulo LSCH-H1 or-H2 PROFIBUS- PA: modulo LSCP-PA, v. campi E111 113	Sostituire modulo centrale; Operatore o Service E+H
	– SW dell'unità errato	Versione SW v. campo E111	SW può essere cambiato con "Optoscope"
	- Configurazione non corretta	v. tabella Ricerca guasti al cap.7.3	
	<ul> <li>Descrizioni SW errata per unità connesse (file DDs, DLLs, GSD)</li> </ul>	Usare file corretti	Dischetto E+H 943157-0000 o Internet (http://www.endress.com)



LD132E08.CHP

### 8.4 Manutenzione correttiva per il modello Smartec CLD 132

#### 8.4.1 Vista esplosa





#### 8.4.2 Smontaggio del CLD 132

Se si pone l'apparecchiatura fuori servizio, considerare sempre gli effetti potenziali sul processo!

- Togliere il coperchio (voce 40)
- Togliere il coperchio interno di protezione (voce 140). Allentare le briglie laterali con il cacciavite.
- Tirare fuori la morsettiera terminale a cinque poli per diseccitare lo strumento.
- Poi togliere le restanti morsettiere. A questo punto è possibile smontare l'unità.
- Svitare le 4 viti per togliere la cassetta dell'elettronica dalla custodia in acciaio.

#### 8.4.3 Posizionamento del sensore

Nella custodia compatta, il sensore deve essere orientato secondo la direzione del flusso (v. anche vista esplosa 8.4.1). Se necessario, riposizionarlo, togliere la cassetta

#### 8.4.4 Kit di ricambi per il modello CLD 132

- Il modulo d'alimentazione è inserito a pressione e può essere rimosso curvando leggermente le paretti della cassetta. Iniziare con i tappi posteriori (catches)!
- Estrarre il cavo piatto collegato (voce 110); a questo punto si può togliere la corrente.
- Anche il modulo centrale è inserito a pressione ed è di semplice rimozione. Precauzione! Il modulo centrale può essere fissato con una vite centrale. Nel caso, toglierla.

dell'elettronica e svitare le tre viti di fissaggio del sensore finchè risulta possibile girarlo. Allineare il sensore e stringere le viti. Forza di torsione 1.5 Nm!

Voce	Definizione kit	Nome	Funzione/ contenuto	N. Ordine
10	Fondo custodia, separato		Assieme fondo	51501574
20	Fondo custodia, compatto		Assieme fondo	51501576
30	Kit di montaggio		1 coppia parti di montaggio	50062121
40	Coperchio custodia		Coperchio e accessori	51501577
50	Assieme sensore. APV		Sensore, guarnizioni	51501578
51	Assieme sensore Clamp 2"		Sensore, guarnizioni	51501579
52	Assieme sensore G 1,5"		Sensore con soffietti, guarniz.	51501580
53	Assieme sensore MR DN 50		Sensore con dado di raccordo	51501581
54	Assieme sensore Varivent		Sensore, guarnizioni	51501582
55	Assieme sensore Perlick 2"		Sensore, guarnizioni	51501583
56	Assieme sensore SMS 2"		Sensore, guarnizioni	51502279
60	Cassetta dell'elettronica		Cassetta e membr., tappi tasti	51501584
61	Cassetta elettronica PA/DP		Cassetta e membr.frontale, tappi tasti, coperchio protez.	51502280
70	Modulo centrale	LSCH-S1	1 uscita in corrente	51502376
71	Modulo centrale	LSCH-S2	2 uscite in corrente	51502377
72	Modulo centrale	LSCH-H1	1 uscita in corrente + HART	51502378
73	Modulo centrale	LSCH-H2	2 uscite in corrente + HART	51502379
74	Modulo centrale	LSCP-PA	PROFIBUS-PA / nessuna uscita in corrente!	51502380
75	Modulo centrale	LSCP-DP	PROFIBUS-DP / nessuna uscita in corrente	51502381
80	Trasmettitore conducibilità	MKIC	Conducib. + ingresso temp.	51501206



LD132E08.CHP

Voce **Definizione dotazione** Nome Funzione / contenuto N. Ordine 100/115/230 V AC 51501585 90 Unità alimentazione **LTGA** 91 Unità alimentazione LTGD 24 V AC + DC 51501586 100 Kit morsettiera terminale 51501587 Morsettiere a 5/8/13 poli 101 Kit morsettiera term. PA/DP Morsettiere a 5/8/13 poli 51502281 110 Cavo piatto Linea a 20 fili con connettore 51501588 Pressacavi, tappi, filtro 120 Kit pressacavo Pg 51501589 Goretex Kit pressacavo M20 Pressacavi, tappi, filtro G. 51502282 121 122 Kit pressacavo Conduit Pressacavi, tappi, filtro G. 51502283 130 Kit viti e guarnizioni Tutte le viti e guarnizioni 51501596

#### 8.4.5 Caso particolare: sostituzione del modulo centrale



#### Avviso:

Il modulo centrale sostitutivo LSCx-x è fornito dalla E+H con il n. di serie dello **strumento** riferito al nuovo modulo. Dato che i nn. di serie e di versione sono collegati per consentire le funzioni estese e la commutazione del campo di misura, non deve essere attiva un'estensione / MRS già esistente. Dopo la sostituzione del modulo centrale, tutti i dati visualizzabili tornarno alle impostazioni di fabbrica.

Dopo la sostituzione del modulo centrale, procedere come qui descritto:

- Se possibile, memorizzare le impostazioni personalizzate dell'unità, ad es.:
  - Dati di calibrazione
  - Assegnaz. conducibilità e temperatura in corrente
  - Selezioni funzionamento relè
  - Impostazione dei limiti
  - Impostaz. allarme, assegnaz. allarme in corrente
  - Funzioni di monitoraggio
- Parametri interfaccia
- Smontare l'unità come al cap. 8.4.2.
  Far riferimento al n. di parte del nuovo modulo per determinare se ha lo stesso n. del vecchio.
- Assiemare l'unità con il nuovo modulo.

### 8.5 Ordini per parti di ricambio

Le parti di ricambio devono essere ordinate all'Ufficio Commerciale E+H più vicino. Vedere il retro di questo manuale operativo per tutti gli indirizzi. Specificare i numeri d'ordine come al cap. 8.4.4.

Per sicurezza, è bene riportare **sempre** sull'ordine di parti di ricambio i seguenti dati:

- Avviare l'unità e provare le funzioni base (ad es. display dato di misura e temp., operazioni via tastiera).
  - Inserire il numero di serie dello strumento:
  - Leggere il n. serie ("ser-no.") sulla targhetta d'identificazione.
  - Visualizzare i campi E115 (anno), E116 (mese), E117 (numero sequenziale) e inserire i dati riportati sulla targhetta.
  - Il campo E118 mostra il numero di verifica completo; confermare con ENTER o abbandonare e reinserire.

**Far attenzione:** Il n. di serie può essere inserito – **solo una volta** – nel caso di modulo nuovo con nuovo n. di modulo! Accertarsi che l'inserimento sia corretto prima di confermare con ENTER! Un codice errato non permette l'attivazione delle funzioni estese. Un n. di serie errato può essere corretto solo dal produttore.

- Verificare che le funzioni siano attive:
   Funzioni estese, ad es. selezionando il gruppo operativo CHECK / codice P, si devono rendere disponibili le funzioni PCS;
   Commutazione campo di misura ad es. richiamando le tabelle alpha (il gruppo operativo T / 1 ... 4 deve essere selezionabile in T1).
- Ricaricare le impostazioni personalizzate dello strumento.
- Codice d'ordine dell'unità ("order code")
- Numero di serie ("ser-no.")
- Versione SW, se presente

Far riferimento alla targhetta per codice d'ordine e numero di serie.

La versione SW è visualizzata nel campo E111 qundo è in funzione il processore di sistema dell'unità.



### 8.6 L'assistenza "Optoscope"

L' Optoscope consente la documentazione, il caricamento e scaricamento dei dati dell'utente **senza** dover rimuovere o aprire lo Smartec e **senza** stabilire una connessione galvanica con lo strumento (Carico / scarico dati dell'unità via interfaccia HART o PROFIBUS).

L'Optoscope serve come interfaccia tra lo Smartec ed il PC / portatile. Lo scambio dati avviene tramite l'interfaccia ottica posta sul fronte dello Smartec e via un'interfaccia standard RS 232 sul PC / portatile. Bisogna aprire il coperchio della custodia per le funzioni Optoscope. Impiego e funzionamento sono descritti nel manuale operativo dell'Optoscope. Il software Windows necessario per il PC o per il portatile è fornito con l'Optoscope.

L'Optoscope è fornito, con tutti gli accessori necessari, in una robusta custodia di plastica.

• N. Ordine per l'Optoscope: 51500650

### 8.7 Manutenzione correttiva del sistema di misura

#### 8.7.1 Pulizia dei sensori di conducibilità

I sensori induttivi sono meno sensibili allo sporco di quelli conduttivi convenzinali in quanto non si ha un contatto galvanico con il mezzo.

Comunque, lo sporco si può depositare sull'apertura del sensore (assottigliandola), provocando una variazione della costante di cella. In tal caso, anche un sensore induttivo necessità di pulizia.

Procedure di pulizia raccomandate:

 Rivestimenti oleosi e di unto Pulire con detergente (sovente grasso, ad es. alcool, acetone).

Attenzione:

Mani, occhi e vestiti devono essere ben protetti durante l'uso dei detergenti qui descritti.

- Depositi di calcare o rivestimenti di idrossido metallico metal hydroxide Staccare i rivestimenti con acido cloridrico diluito (3 %); se necessario, spazzolare con cura e lavare perfettamente con abbondante acqua pulita.
- Rivestimenti a base di solfuri (dal FGD o dagli impianti di depurazione)
   Usare una miscela di acido cloridrico (3 %) e tiourea (disponibile in commercio), spazzolare attentamente e lavare perfettamente con acqua pulita.
- Rivestimenti proteici (industria alimentare) Usare una miscela di acido cloridrico (0.5 %) e pepsine (disponibili in commercio), spazzolare attentamente e lavare perfettamente con acqua pulita.

### 8.7.2 Controllo dell'unità con mezzo di simulazione

Il sensore induttivo non può essere simulato.

Comunque, il sistema in generale, compreso il CLD 132 e la cella di misura induttiva, può essere controllato usando resistenze equivalenti. Far attenzione alla costante di cella ( $k_{nominale} = 5.9$  per il CLS 52).

Per una precisa simulazione, bisogna impiegare la costante di cella effettiva (riportata al campo C124)e calcolare il valore a display:

display di  $CD_{[mS/cm]} = k \cdot 1/R_{[k\Omega]}$ . Valori di simulazione con CLS 52 a 25 °C:

#### Simulazione di conducibilità:

Inserire un cavo nell'apertura del sensore e connettere, ad es. ad una resistenza a decadi.

Resistenza simulazione R	Costante k di default della cella	Conducibilità visualizzata
5,9 Ω	5.90 cm <sup>-1</sup>	1000 mS/cm
10 Ω	5.90 cm <sup>-1</sup>	590 mS/cm
29.5 Ω	5.90 cm <sup>-1</sup>	200 mS/cm
100 Ω	5.90 cm <sup>-1</sup>	59 mS/cm
295 Ω	5.90 cm <sup>-1</sup>	20 mS/cm
2.95 kΩ	5.90 cm <sup>-1</sup>	2 mS/cm
29.5 kΩ	5.90 cm <sup>-1</sup>	200 µS/cm



LD132E08.CHP

#### Simulazione del sensore di temperatura:

Il sensore di temperatura del sensore induttivo è connesso alle morsettiere 11, 12 e 13 dello strumento (versione compatta e separata).

Per la simulazione, il sensore di temperatura viene scollegato e, al suo posto, è collegata una resistenza equivalente. Questa resistenza deve essere connessa usando un sistema a tre fili, ad es. connessione ai terminali 11 e 12 con un ponte dal 12 al 13.

La tabella mostra alcuni valori di resistenza per la simulazione di temperatura:

#### Resistenza Temperatura 92.13 **Ω** -20 °C -10 °C 96.07 Ω 0°C 100.00 Ω 10 °C 103.90 **Ω** 20 °C 107.79 **Ω** 109.73 **Ω** 25 °C 50 °C 119.40 **Ω** 80 °C 130.89 **Ω** 100 °C 138.50 **Ω** 157.32 **Ω** 150 °C 200 °C 175.84 **Ω**

### 8.7.3 Controllo dei sensori induttivi di conducibilità

Queste specifiche si riferiscono al CLS 52. Le linee del sensore sullo strumento o nella cassetta di collegamento devono essere sconnesse durante le prove qui descritte!

- Prova bobine di trasmissione e ricezione:
  - resistenza in ohm ca. 0.5 ... 2  $\Omega$
  - indutt. 260 ... 450 mH (a 2 kHz) ca.

Versione separata: misura dei cavi coassiali bianchi e rossi. Versione compatta: misura dei cavi coassiali bianchi e marroni. (Nei due casi, tra il conduttore interno e lo schermo).

- Prova shunt della bobina:
  - Non è permesso uno shunt tra le due bobine del sensore. La resistenza misurata dovrebbe essere >20 M $\Omega$ .

Prova con ohmmetro tra il cavo coassiale marrone o rosso e quello bianco.

Prova del sensore di temperatura:

Usare la tabella al cap. 8.7.2 per verificare la Pt100 del sensore. Misurare tra i cavi verdi e bianchi, nel caso di versione separata, e tra verde e giallo. Il

valore di resistenza dovrebbe essere identico.

Versione compatta: misurare tra i due cavi rossi.

- Prova shunt del sensore di temperatura:
  - Non sono consentite deviazioni tra il sensore di temperatura e le bobine. Controllare con ohmmetro per >20 MΩ.

Misurare tra i cavi del sensore di temperatura (verde + bianco + giallo o rosso + rosso) e le bobine (cavi coassiali rossi e bianchi o marroni e quelli bianchi).

#### 8.7.4 Prova estensione linea e cassetta di collegamento

- Usare i metodi descritti ai capp. 8.7.2 e 8.7.3 per eseguire un veloce controllo funzionale, dal sensore di conducibilità al misuratore, via un'estensione.
- Controllare il tipo di cavo d'estensione:
   Il sensore induttivo funziona in sicurezza solo con il cavo originale CLK 5!
- Controllare l'umidità nella cassetta di collegamento (sensibile ai bassi campi di conducibilità):
  - Asciugare la cassetta di collegamento
  - Sostituire la guarnizione del coperchio
  - Verificare la tenuta dei pressacavi
  - Usare sacchetto anti-umidità

- Controllare le connessioni di linea delle cassette di collegamento:
  - Se si usa il cavo originale prescritto CLK5, i fili del cavo (colori) sono connessi 1:1.
- Controllare le connessioni esterne allo schermo della cassetta di collegamento:
   Immunità alle interferenze garantita solo se sono connessi gli schemi!
- Controllare la cassetta di collegamento per la tenuta delle viti e per la corrosione:
- Stringere le viti dopo un po' di tempo dalla messa in marcia
  - Sostituire le morsettiere se corrose; assicurarsi che la cassetta sia ben chiusa.

### 9 Accessori

#### Accessori per connessioni

 Cassetta di collegamento VBM Cassetta di collegamento per estensione del cavo di misura tra sensore e strumento Materiale: fusione d'alluminio; protezione: IP 65; n. ordine.: 50003987





### Avviso:

Il sacchetto anti umidità deve essere controllato e sostituito ad intervalli regolari, che dipendono dalle condizioni ambientali, e serve a prevenire misure imprecise causate da ponti d'umidità sulla linea di misura.

Dimensioni della cassetta Fig. 9.1 di collegamento VBM

> Cavo di estensione CLK 5 Cavo di misura senza terminazione per sensori induttivi (al metro) N.ordine: 50085473

#### Aggiornamento software

(specificare sul'ordine il numero di serie dello strumento)

 Commutazione remota campo di misura (coefficiente di temperatura, MRS) N. ordine: 51501643

#### Sensori di conducibilità

 Sensore CLS 52
 Per misura di conducibilità induttiva, con sensore di temperatura integrato.

 Informazioni Tecniche TI 167C/07/en
 N. ordine: 50086109



#### 10 Dati tecnici

Specifiche generali	Produttore	Endress+Hauser
	Denominazione dell'apparecchiatura	Smartec S CLD 132
		1
Design	Dimensioni del trasmettitore separato con piastra di fissaggio $(H \times L \times P)$	225 × 142 × 109 mm
	Peso	2.5 kg ca.
	Dimensioni delle versioni compatte MV1, CS1, GE1, SMS (H × L × P)	225 × 142 × 242 mm
	Dimensioni delle versioni compatte VA1, AP1, PER (H × L × P)	225 × 142 × 180 mm
	Peso incluso il sensore CLS 52	3 kg ca.
	Visualizzazione dato di misura	Display LC , due righe, testo a cinque o nove cifre, con indicatori di stato
M. 1. 2. P		
nateriali		
	Finestra trontale	policarbonato
	Sensore CLS 52	PEEK
ngressi	Variabili misurate	conducibilità, concentrazione, temperatura
	Distanza minima per il segnale 0 / 4 20 mA	1
	Misura di conducibilità	valori di misura 0 19.99 μS/cm:2 μS/cm valori di misura 20 199.9 μS/cm:20 μS/cm valori di misura 200 1999 μS/cm:200 μS/cm valori di misura 2 19.99 mS/cm:2 mS/cm valori di misura 20 200 mS/cm:20 mS/cm valori di misura 200 2000 mS/cm:200 mS/cm
	Misura di concentrazione	nessuna distanza minima
	Misura conducibilità induttiva	
	Campo di misura	10 μS 2000 mS/cm
	Costante di cella	$k = 5.9 \text{ cm}^{-1}$
	Massima lunghezza cavo	55 m (CLK 5)
	Frequenza di misura	2 kHz
	Misura di temperatura	
	Sensore di temperatura	Pt 100, classe A secondo JEC 60751
		-10 +150 °C
	Campo offset di temperatura	+5.0 °C
	Compensazione di temperatura	
	Tipi di compensazione	nessuna (α=0), lineare, tabella, NaCl
	Campo	-10 +150 °C
	Distanza minima	1 K
	Temperatura di riferimento	25 °C
	In success divideli 1 o 0	
	myressi aigitair i e z	



#### Uscite

#### Uscita segnale di conducibilità

Campo in corrente	0 / 4 20 mA, isolato galvanicam.; errore in corr. 2.4/22 mA
Carico	500 <b>Ω</b> max.
Massima risoluzione	700 cifre / mA
Campo uscita	regolabile
Tensione di separazione	350 V <sub>RMS</sub> / 500 V DC max.
Protezione di sovratensione	secondo EN 61000-4-5:1995

#### Uscita segnale di temperatura (opzionale)

Campo in corrente	0 / 4 20 mA, isolato galvanicamente
Carico	500 <b>Ω</b> max.
Massima risoluzione	700 cifre / mA
Campo uscita	regolabile, $\Delta$ 10 $\Delta$ 100 % del campo di misura
Tensione di separazione	350 V <sub>RMS</sub> / 500 V DC max.
Protezione di sovratensione (lampeggiante)	secondo EN 61000-4-5:1995

#### Uscita in tensione ausiliaria

Tensione in uscita	15 V ± 0.6 V
Corrente in uscita	10 mA max.

#### Contatto di limite

Ritardo di eccitamento/diseccitamento relè	0 2000 s
--	----------

#### Allarme

Funzione (commutabile)	contatto stabile / fluttuante
Ritardo allarme	0 2000 s (min)

#### Accuratezza

#### Misura di conducibilità

Deviazione visualizzata <sup>1</sup>	0.5 % max. del dato di misura ± 4 cifre
Ripetibilità	0.2 % max. del dato di misura ± 2 cifre
Deviazione di misura <sup>1</sup> , uscita segnale conducibilità	0.75 % del campo uscita in corrente

#### Misuradi temperatura

Risoluzione dato di misura	0.1 °C
Deviazione visualizzata <sup>1</sup>	0.6 % max. del campo di misura
Deviazione di misura <sup>1</sup> , uscita segnale temperatura	0.75 % max. del campo uscita in corrente
Tensione d'alimentazione	100 / 115 / 230 V AC +10 / –15 %, 48 62 Hz 24 V AC/DC +20 / –15 %
Assorbimento elettrico	7.5 VA max.
Fusibili di rete	fusibile a filo fine, tempo medio-lag, 250 V / 3.15 A

Alimentazione

<sup>1</sup> secondo IEC 60746-1



LD132E10.CHP

Dati operativi versione compatta	Temperatura operativa max.	55 °C max. con 55 °C temperatura ambiente 140 °C (30 min) max. con 35 °C temperatura ambiente		
	Pressione operativa max.	16 bar (90 °C) max.		
Condizioni ambientali	Temperatura di immagazzinamento e trasporto	-25 +70 °C		
	Umidità relativa (condizioni operative nominali)	5 95 %, non condensa		
	Classe di protezione della custodia	IP 67		
	Compatibilità elettromagnetica	emissione e resistenza alle interferenze secondo EN 61326-1:1997		
Resistenza alle vibrazioni	Luogo d'installazione	tubazione		
secondo IEC 770	Frequenza di oscillazione	10 60 Hz		
	Amplitudine picchi	0.21 mm		
Design Marcalla				
Prova d Impatto	Resistenza d'impatto della finestra dei display	95		
Dati sensore del CLS 52	Campo di misura della conducibilità	10 μS 2000 mS/cm		
	Costante di cella	$k = 5.9 \mathrm{cm}^{-1}$		
	Campo di misura della temperatura Pt 100	−5 +140 °C		
	Sensore di temperatura	Pt 100, classe A secondo IEC 60751		
	Tempo di risposta alla temperatura	t <sub>90</sub> < 5 s		
	Deviazione di misura	$\pm 10~\mu S/cm$ + 0.5% del valore di misura con $-5$ 100 °C $\pm 30~\mu S/cm$ + 0.5% del valore di misura $>$ 100 °C		
	Lunghezza cavo max.	55 m		
	Materiali a contatto con il mezzo	PEEK, acciaio inossidabile 1.4435, Chemraz		
	Temperatura operativa max.	140 °C (max. 30 min)		
	Pressione operativa max.	6 bar (90 °C) max.		
	Classe di protezione	IP 67		
Documentazione supplementare	Informazioni Tecniche CLS 52	n. oraine : 50086109		

Soggetto a modifiche.





Dati tecnici

 $\widetilde{^{\circ}\Omega^{\circ}C}$ 

LD132E11.CHP



### 11 Appendice





K10



							LD132E11.CH
Inizio prova dello strumento no: Display S11							Insertmentio punto disathvazione soglia cond.: 0 2000 mS/cm cond.: 0 2003 939 % Drints. A2 M11 Formato. A3 M11
Reimpostaz. unttä noi Sens dati sensore; Tacty = impostaz tabbrica Instr = strumento S-Hinst = sens.+strum. 510							Insertmento punto attivacióne sogia anti-or2000 mScim conc03888.989 % Formato: A3 M10
Visualizzazione numero di serie \$9	Conterma numero di serie si no E146						Ireerimento valore misura per valore 20 mA cont.c 2000 mS/cm ont.c 9999.999 % Unta: A2 Formato: A3 M9
Visualizzazione numero d'ordine S8	Inserimento dala 36 cira numero di serie 1 FFF E146						Insertmento valore misura per valore 0/4 mK cont.: 0 2000 mS/cm cont.: 0 3939, 939 % Untak A2 Formato: A3 M8
Inserimento codice versione per aggiorram. SW del MRS 0000 0000 ST	Inserimento 2. cifra del numero di serie 19. A. B. C E146						Inserimento valore alpha 2.1 020%/K M7
Insermento periodo sosta HOLD 10 0 999 s S6	Inserimento 1. citra del numero di serie 0 09 E145						Selectione della comparazi, temp. nessuna: Iln; NaCI; Tab 1 4 M6 se M4=cond M6
HOLD manuale off = disattivo on = attivo S5	Inserimento numero di serie si <b>E 144</b>						Selezione del mezzo MaOH: H.S.O.; H.P.O.; H.N.O.; H.D.: 2 8 MI=1 Ulente 1 2 8 MI=2 Ulente 1 4 8 MI=2 MS
comguzatione FULU nessura = no HOLD S+C = durante impostaz e e alibrazione Setup = in impostaz. CAL = in calibraz.	Visualizzazione numero di serie E143	Visualitzazione numero di serie E133	Visualizzazione numero di serte	Visualizzazione numero di serie E113		Visualizzazione valore alpha calcolato 2.10 %/K D4	Selezione modalità oper. cond = conducibilità conne = conducibilità conne = contrazione 1 4 se M1=2 MM
instemento valore fissato (solo se fissato) 0100 % of 20 or 16 mA S3	Versione hardware Versione HW E142	Versione hardware Versione HW E132	Versione hardware Versione HW E 122	Versione hardware Versione HW E112		Inserimento temperatura corrente misura in corrente -35 +250 °C D3	Selectone imposita: parametri 1 4 se M1=0 1 2 se M1=1 M3
Selezione effetto HOLD froz = uttimo valore fitr = valore fissato \$2	Versione software Versione SW E141	Versione software Versione SW E131	Versione software Versione SW E121	Versione software Versione SW E111		Visualizzazione conducibilità non compensatità misura in corrente 09999 D2	Visualizzazione impositaz. parametri 4 14 if M1=0 M2
inguaggio linguaggio ENG; GER ENP; FRA ESP; NEL S1	Selezione modulo Sens = sensore E1(4)	MainB = E1(3) quadro princip.	Trans = <b>E1(2)</b> trasmetitiore	Contr = controller E1(1)	Insertimento indirizzo HART: 015 PROFIBUS: 1 <b>126</b> H	Insertmento conducibilità compensata misura in corrente 09999 Dr	Selezione ingressi binari per MRS 2 02 M1
Gruppo operativo SERVICE s				E+H SERVICE	Function group INTERFACE	DETERMIN. OF TEMPERATINE COEFFICIENT D	MEAS. RANGE SWITCHING (MFS) M



Endress+Hauser

