

簡易取扱説明書

Memosens COS81E


Memosens 2.0 テクノロジーを搭載したサニタリ
仕様の光学式溶存酸素センサ



これらは簡易取扱説明書であり、正確な情報については必ず
取扱説明書を参照下さい。

機器に関する詳細情報は、下記より取得できる取扱説明書と
その他の関連資料に記載されています。

- www.endress.com/device-viewer
- スマートフォン/タブレット：Endress+Hauser Operations
アプリ







A0023555

目次








1	本説明書について	3
1.1	安全情報	3
1.2	使用されるシンボル	4
1.3	補足資料	4
2	安全上の基本注意事項	5
2.1	作業員の要件	5
2.2	指定用途	5
2.3	労働安全	5
2.4	操作上の安全性	6
2.5	製品の安全性	6
3	設置	6
3.1	設置要件	6
3.2	センサの設置	9
3.3	設置状況の確認	10
4	電気接続	10
4.1	センサの接続	10
4.2	保護等級の保証	11
4.3	配線状況の確認	11
5	設定	11
5.1	設置確認および機能チェック	11

1 本説明書について



1.1 安全情報

情報の構造	意味
 危険 原因 (/結果) 違反した場合の結果 (該当する場合) ▶ 修正方法	危険な状況を警告するシンボルです。 この状況を回避できない場合、致命傷または重傷を負います。
 警告 原因 (/結果) 違反した場合の結果 (該当する場合) ▶ 修正方法	危険な状況を警告するシンボルです。 この状況を回避できなかった場合、重傷または致命傷を負う 可能性があります 。
 注意 原因 (/結果) 違反した場合の結果 (該当する場合) ▶ 修正方法	危険な状況を警告するシンボルです。 この状況を回避できなかった場合、軽傷または中程度の傷害を負う 可能性があります 。
 注記 原因 / 状況 違反した場合の結果 (該当する場合) ▶ アクション/注記	器物を損傷する可能性がある状況を警告するシンボルです。

1.2 使用されるシンボル

-  追加情報、ヒント
-  許可または推奨
-  禁止または非推奨
-  機器の資料参照
-  ページ参照
-  図参照
-  操作・設定の結果

1.2.1 機器のシンボル

シンボル	意味
	資料参照
	このマークが付いている製品は、分別しない一般ゴミとしては廃棄しないでください。代わりに、適切な条件下で廃棄するために製造者へご返送ください。

1.3 補足資料

本取扱説明書を補足する以下の説明書は、インターネットの製品ページに掲載されています。

- 関係するセンサの取扱説明書
- 関連するセンサの技術仕様書
- 使用する変換器の取扱説明書
- 使用するケーブルの取扱説明書

これらの取扱説明書に加えて、危険場所で使用するセンサには「危険場所で使用する電気機器に関する安全上の注意事項」が記載された XA 関連資料が付属します。

- ▶ 機器を危険場所で使用する場合は、関連資料の指示に従ってください。

2 安全上の基本注意事項

2.1 作業員の要件

- 計測システムの据付け、試運転、運転、およびメンテナンスは、特別な訓練を受けた技術者のみが行うようにしてください。
- 技術者は特定の作業を実施する許可をプラント管理者から受けなければなりません。
- 電気接続は電気技師のみが行えます。
- 技術者はこれらの取扱説明書を読んで理解し、その内容に従う必要があります。
- 測定点のエラーは、特別な訓練を受け、許可された作業員が修理を行ってください。



支給された取扱説明書に記載されていない修理はメーカーまたは契約サービス会社のみが行えます。

2.2 指定用途

指定の用途以外で本機器を使用することは、作業員や計測システム全体の安全性を損なう恐れがあるため容認されません。

不適切な、あるいは指定用途以外での使用に起因する損傷については、製造者は責任を負いません。

本センサは水または水溶液中に含まれる溶存酸素の連続測定、および気体中の酸素の連続測定用に設計されています。

本センサは特に、以下に適しています。

- 食品産業における不活性化設備の監視
- 化学プロセス内の酸素含有量の監視、測定、制御
- 培養プロセスの監視

注記

ハロゲンを含む溶剤、ケトン、トルエン

ハロゲンを含む溶剤（ジクロロメタン、クロロフォルム）、ケトン（例：アセトン、ペンタノン）、およびトルエンは交差感受性反応を引き起こし、測定値が低くなったり、さらにはセンサの故障につながる可能性があります。

- ▶ 本センサはハロゲン、ケトン、トルエンを含まない測定物にのみ使用してください。

非接触式デジタルデータ伝送を確立するには、CYK10 測定用ケーブルを使用して本センサを Memosens センサ用変換器のデジタル入力に接続する必要があります。

2.3 労働安全

ユーザーは以下の安全条件を順守する責任があります。

- 設置ガイドライン
- 現地規格および規制
- 防爆規制

電磁適合性

- 電磁適合性に関して、この製品は工業用途に適用される国際規格に従ってテストされています。
- 示されている電磁適合性は、これらの取扱説明書の指示に従って接続されている機器にしか適用されません。

2.4 操作上の安全性

全測定点の設定を実施する前に：

1. すべて正しく接続されているか確認してください。
2. 電気ケーブルおよびホース接続に損傷が生じていないことを確かめてください。
3. 損傷した製品は操作しないでください。そして、意図せずに作動しないよう安全を確保してください。
4. 損傷のある製品にはその旨を明記したラベルを掲示してください。

操作中：

- ▶ 不具合を解消できない場合は、製品を停止させ、意図せずに作動しないよう安全を確保してください。

2.5 製品の安全性

2.5.1 最先端技術

本機器は最新の安全要件に適合するよう設計され、テストされて安全に操作できる状態で工場から出荷されています。関連法規および国際規格に準拠します。

3 設置

3.1 設置要件

3.1.1 寸法





図 1 寸法 (mm (インチ) 単位)

3.1.2 取付方向

センサのスポットキャップの構造には U 型と C 型があります。




A0034733

図 2 スポットキャップの構造

- 1 U 型
- 2 C 型

COS81E-*****C*** (C 形状)



A0042948


図 3 設置角度 Memosens COS81E-*****C*** (C 形状スポットキャップ)

本センサはどの設置角度でも取付可能です (0~360°)。

☒ ☒ 推奨の設置角度

C 形状のスポットキャップ付きのセンサは、推奨の設置角度において自然に排水されるため、サニタリアプリケーションで使用できます。

COS81E-*****U*** (U 形状)




A0042949

4 設置角度 Memosens COS81E-*****U*** (U 形状スポットキャップ)

- ✓✓ 推奨の設置角度
- ✓ 可能な設置角度
- ✗ 許容されない設置角度

U 形状のスポットキャップ付きのセンサは、流通ホルダ、浸漬ホルダ、または適切なプロセス接続に、0°~180° の傾斜角度で設置する必要があります。推奨角度：0°~45° または 135°~180° (気泡の付着を防ぐため)。45°~135° の傾斜角度の場合、酸素に反応する隔膜の気泡により、予想よりも高い読み値になる可能性があります。

上記の傾斜角度以外は許容されません。スポットへの付着物や結露を防ぐため、COS81E-*****U *** センサを上下逆に設置しないでください。

 センサの取付けについては、使用するホルダの取扱説明書に記載された指示に従ってください。

3.1.3 設置場所

1. アクセスしやすい取付位置を選択してください。
2. 支柱やホルダがしっかりと固定され、振動が発生しないように注意してください。
3. そのアプリケーションの標準的な酸素濃度が示される取付位置を選択してください。

3.2 センサの設置

3.2.1 計測システム

計測システム一式は以下で構成されます。

- 1 × Memosens COS81E 溶存酸素センサ
- 1 × 測定用ケーブル（例：CYK10）
- 1 × 変換器（例：Liquiline CM42、Liquiline CM44x/R、Liquiline CM44P、Liquiline Compact CM72/82、Liquiline Mobile CML18）
- オプション：1 × ホルダ、例：常設型ホルダ Unifit CPA842、流通ホルダ Flowfit CYA21、リトラクタブルホルダ Cleanfit CPA875
- オプション：Memosens アナログコンバータ CYM17 を介したアナログファーマンタコントローラとの接続

3.2.2 サニタリ要件

EHEDG 認証を取得したホルダの使用は、EHEDG 要件に準拠した 12 mm センサの洗浄性に優れた設置を実現するための前提条件となります。

衛生的に使用する場合は、サニタリアプリケーション用の個別説明書を順守してください。



サニタリアプリケーション用の個別説明書、SD02751C

3.2.3 測定点での設置

適切なホルダに設置する必要があります（アプリケーションに応じて）。



警告

電圧

異常が発生した場合、接地されていない金属ホルダには電圧がかかっている恐れがあるため、触れないでください。

- ▶ 金属ホルダや設置機器を使用する場合は、各国の接地規定に従ってください。

測定点の完全な取付けを行う場合は、以下の手順を実施してください。

1. リトラクタブルホルダまたは流通ホルダ（使用する場合）をプロセスに設置します。
2. 付属の洗浄ノズルに給水を接続します（洗浄機能付きのホルダを使用する場合）。
3. ケーブルをセンサと変換器に接続します。
4. 変換器に電力を供給します。
5. ホルダに溶存酸素センサを取り付けて、接続します。

注記**設置不良**

ケーブルの開回路、ケーブルが外れることによるセンサ紛失、スポットキャップの緩みの恐れがあります。

- ▶ センサをケーブルから吊り下げて設置しないでください。
- ▶ 取付けまたは取外しの場合は、センサ本体をしっかりと保持してください。Pg カップリングの**六角ナットのみ**を回してください。そうでない場合は、スポットキャップが緩んで外れ、プロセスまたはホルダ内に残ることがあります。
- ▶ ケーブルに過度な張力がかからないようにしてください（例：ぐいっと引っ張ることにより）。
- ▶ 後からの校正時にアクセスしやすい取付位置を選択してください。
- ▶ センサの取付けについては、使用するホルダの取扱説明書に記載された指示に従ってください。

3.3 設置状況の確認

1. センサとケーブルに損傷がないか？
2. 取付方向は正しいか？
3. センサがホルダに取り付けられており、ケーブルから吊り下げられていないか？
4. 水分が侵入しないようにしてください。


4 電気接続**警告****機器には電気が流れています**

接続を誤ると、負傷または死亡の危険性があります。

- ▶ 電気接続は電気技師のみが行えます。
- ▶ 電気技師はこれらの取扱説明書を読んで理解し、その内容に従う必要があります。
- ▶ 接続作業を始める**前に**、どのケーブルにも電圧が印加されていないことを確認してください。

4.1 センサの接続

変換器へのセンサの電気接続には、測定用ケーブル CYK10 を使用します。



A0024019

図 5 測定用ケーブル CYK10

4.2 保護等級の保証

この機器に使用できるのは、これらの説明書で説明する機械的接続と電氣的接続のみであり、各接続は指定された用途に応じて必要になります。

- ▶ 作業時には十分に注意してください。

そうでない場合は、たとえば、カバーが閉じてない、あるいはケーブル（終端）が外れている、または十分に固定されていないといった理由により、本製品に対して合意された個々の保護等級（保護等級（IP）、電気安全性、EMC 干渉波の適合性）を保証することはできません。

4.3 配線状況の確認

機器の状態と仕様	措置
センサ、ホルダまたはケーブルの表面に損傷はないか？	▶ 目視検査を実施する
電気接続	措置
取り付けられたケーブルは、引っ張られたりねじれたりしていないか？	▶ 目視検査を実施する ▶ ケーブルのねじれを解消する
被覆を剥がしたケーブル芯の長さが十分か、芯は端子に正しく接続されているか？	▶ 目視検査を実施する ▶ そっと引っ張って正しく取り付けられていることを確認する
すべてのネジ端子が適切に締められているか？	▶ ネジ端子を締め付ける
すべての電線管接続口が取り付けられ、しっかり固定され、気密性があるか？	▶ 目視検査を実施する 電線管接続口が側面の場合：
すべての電線管接続口が底面または側面にあるか？	▶ ケーブルにウォータートラップを設置する

5 設定

5.1 設置確認および機能チェック

初期調整の前に、以下を確認してください。

- センサが正しく取り付けられているか？
- 電気接続が正しいか？

自動洗浄機能付きのホルダを使用する場合

- ▶ 洗浄媒体（水や空気など）が正しく接続されていることを確認してください。

警告

プロセス測定物の漏れ

高圧、高温または化学薬品の危険性により負傷する恐れがあります。

- ▶ クリーニングシステム付きのホルダに圧力をかける前に、システムが正しく接続されていることを確認してください。
- ▶ 正しい接続を確実に構築できない場合は、ホルダをプロセスに設置しないでください。

1. 変換器で、パラメータおよび測定点の全ての設定を入力します。これには、校正や測定中の空気圧や塩分濃度も含まれます。
2. 校正/調整が必要かどうか確認します。

これで溶存酸素測定が可能になりました。



設定後は、信頼性の高い測定を保証するために、センサを定期的にメンテナンスしてください。詳細については、センサの取扱説明書を参照してください。



- Memosens COS81E の取扱説明書、BA02066C
- 使用する変換器の取扱説明書、例：Liquiline CM44x または Liquiline CM44xR を使用する場合は BA01245C



71727668

www.addresses.endress.com
