# Kurzanleitung Memosens COS81E

Hygienischer, optischer Sensor mit Memosens 2.0 Technologie für die Messung von Sauerstoff






Diese Anleitung ist eine Kurzanleitung, sie ersetzt nicht die zugehörige Betriebsanleitung.

Ausführliche Informationen zum Gerät finden Sie in der Betriebsanleitung und den weiteren Dokumentationen, erhältlich über:

- www.endress.com/device-viewer
- Smartphone / Tablet: Endress+Hauser Operations App





A0023555

Memosens COS81E Inhaltsverzeichnis

# Inhaltsverzeichnis

1	Hinweise zum Dokument	3
1.1	Warnhinweise	
1.2	Verwendete Symbole	
1.3	Ergänzende Dokumentation	
2	Grundlegende Sicherheitshinweise	5
2.1	Anforderungen an das Personal	
2.2	Bestimmungsgemäße Verwendung	
2.3	Arbeitssicherheit	. 5
2.4	Betriebssicherheit	. 5
2.5	Produktsicherheit	. 6
3	Montage	6
ر 3.1		
3.2	Montagebedingungen	
3.3	Montagekontrolle	
4	Elektrischer Anschluss	
4.1	Sensor anschließen	
4.2	Schutzart sicherstellen	
4.3	Anschlusskontrolle	11
5	Inbetriebnahme	11
5 1		

# 1 Hinweise zum Dokument

# 1.1 Warnhinweise

Struktur des Hinweises	Bedeutung		
<b>↑ GEFAHR</b> Ursache (/Folgen)  Ggf. Folgen der Missachtung  ► Maßnahme zur Abwehr	Dieser Hinweis macht Sie auf eine gefährliche Situation aufmerksam. Wenn Sie die gefährliche Situation nicht vermeiden, <b>wird</b> dies zum Tod oder zu schweren Verletzungen führen.		
WARNUNG Ursache (/Folgen) Ggf. Folgen der Missachtung ► Maßnahme zur Abwehr	Dieser Hinweis macht Sie auf eine gefährliche Situation aufmerksam. Wenn Sie die gefährliche Situation nicht vermeiden, <b>kann</b> dies zum Tod oder zu schweren Verletzungen führen.		
<b>▲ VORSICHT</b> Ursache (/Folgen) Ggf. Folgen der Missachtung ► Maßnahme zur Abwehr	Dieser Hinweis macht Sie auf eine gefährliche Situation aufmerksam. Wenn Sie die gefährliche Situation nicht vermeiden, kann dies zu mittelschweren oder leichten Verletzungen führen.		
HINWEIS Ursache/Situation Ggf. Folgen der Missachtung ► Maßnahme/Hinweis	Dieser Hinweis macht Sie auf Situationen aufmerksam, die zu Sachschäden führen können.		

Hinweise zum Dokument Memosens COS81E

# 1.2 Verwendete Symbole

Symbol	Bedeutung
i	Zusatzinformationen, Tipp
<b>✓</b>	erlaubt oder empfohlen
	verboten oder nicht empfohlen
A	Verweis auf Dokumentation zum Gerät
	Verweis auf Seite
	Verweis auf Abbildung
L.	Ergebnis eines Handlungsschritts

## 1.2.1 Symbole auf dem Gerät

Symbol	Bedeutung
<u></u>	Verweis auf Dokumentation zum Gerät

# 1.3 Ergänzende Dokumentation

In Ergänzung zu dieser Betriebsanleitung finden Sie auf den Produktseiten im Internet folgende Anleitungen:

- Betriebsanleitung des jeweiligen Sensors
- Technische Information des jeweiligen Sensors
- Betriebsanleitung des verwendeten Messumformers
- Betriebsanleitung des verwendeten Kabels

Sensoren für den explosionsgeschützten Bereich ist zusätzlich zu dieser Betriebsanleitung eine XA "Sicherheitshinweise für elektrische Betriebsmittel im explosionsgefährdeten Bereich" beigelegt.

► Hinweise beim Einsatz im explosionsgeschützten Bereich zwingend beachten.

Sicherheitshinweise für elektrische Betriebsmittel im explosionsgeschützten Bereich, Memosens 2.0 optischer Sauerstoff:

■ ATEX und IECEx: XA02238C

INMETRO: XA02475C
 NEPSI: XA02476C

■ JPN Ex: **XA02485C** 

CSA C/US: XA02520C

# 2 Grundlegende Sicherheitshinweise

# 2.1 Anforderungen an das Personal

- Montage, Inbetriebnahme, Bedienung und Wartung der Messeinrichtung dürfen nur durch dafür ausgebildetes Fachpersonal erfolgen.
- Das Fachpersonal muss vom Anlagenbetreiber für die genannten T\u00e4tigkeiten autorisiert sein.
- Der elektrische Anschluss darf nur durch eine Elektrofachkraft erfolgen.
- Das Fachpersonal muss diese Betriebsanleitung gelesen und verstanden haben und die Anweisungen dieser Betriebsanleitung befolgen.
- Störungen an der Messstelle dürfen nur von autorisiertem und dafür ausgebildetem Personal behoben werden.
- Reparaturen, die nicht in der mitgelieferten Betriebsanleitung beschrieben sind, dürfen nur direkt beim Hersteller oder durch die Serviceorganisation durchgeführt werden.

# 2.2 Bestimmungsgemäße Verwendung

Eine andere als die beschriebene Verwendung stellt die Sicherheit von Personen und der gesamten Messeinrichtung in Frage und ist daher nicht zulässig.

Der Hersteller haftet nicht für Schäden, die aus unsachgemäßer oder nicht bestimmungsgemäßer Verwendung entstehen.

# 2.3 Arbeitssicherheit

Als Anwender sind Sie für die Einhaltung folgender Sicherheitsbestimmungen verantwortlich:

- Installationsvorschriften
- Lokale Normen und Vorschriften
- Vorschriften zum Explosionsschutz

#### Störsicherheit

- Das Produkt ist gemäß den gültigen internationalen Normen für den Industriebereich auf elektromagnetische Verträglichkeit geprüft.
- Die angegebene Störsicherheit gilt nur für ein Produkt, das gemäß den Anweisungen in dieser Betriebsanleitung angeschlossen ist.

# 2.4 Betriebssicherheit

#### Vor der Inbetriebnahme der Gesamtmessstelle:

- 1. Alle Anschlüsse auf ihre Richtigkeit prüfen.
- 2. Sicherstellen, dass elektrische Kabel und Schlauchverbindungen nicht beschädigt sind.
- 3. Beschädigte Produkte nicht in Betrieb nehmen und vor versehentlicher Inbetriebnahme schützen.
- 4. Beschädigte Produkte als defekt kennzeichnen.

Montage Memosens COS81E

#### Im Betrieb:

► Können Störungen nicht behoben werden: Produkte außer Betrieb setzen und vor versehentlicher Inbetriebnahme schützen.

## 2.5 Produktsicherheit


#### 2.5.1 Stand der Technik

Das Produkt ist nach dem Stand der Technik betriebssicher gebaut, geprüft und hat das Werk in sicherheitstechnisch einwandfreiem Zustand verlassen. Die einschlägigen Vorschriften und internationalen Normen sind berücksichtigt.

# 3 Montage

# 3.1 Montagebedingungen

## 3.1.1 Abmessungen




■ 1 Abmessungen in mm (inch)

Memosens COS81E Montage

# 3.1.2 Einbaulage

# COS81E-\*\*\*\*C\*\*\* (c-Form)

Der Sensor mit Spotkappe in c-Form ist in den empfohlenen Einbauwinkeln selbstentleerend und kann somit für hygienische Anwendungen verwendet werden.




A0042948

 $\blacksquare$  2 Einbauwinkel Memosens COS81E-\*\*\*\*C\*\*\* (Spotkappe c-Form) Der Sensor kann in jedem Einbauwinkel (0 ... 360 °) eingebaut werden.

**✓** *empfohlener Einbauwinkel* 

Montage Memosens COS81E

# COS81E-\*\*\*\*U\*\*\* (u-Form)



A0042949

- 3 Einbauwinkel Memosens COS81E-\*\*\*\*U\*\*\* (Spotkappe u-Form)
- **✓** *empfohlener Einbauwinkel*
- möglicher Einbauwinkel
- x nicht erlaubter Einbauwinkel

Der Sensor mit Spotkappe in u-Form muss in einem Neigungswinkel von 0 bis 180° in eine Armatur, Halterung oder einen entsprechenden Prozessanschluss eingebaut werden. Empfohlener Winkel: 0 bis 45° oder 135 bis 180°, um Luftbläschenanlagerungen zu vermeiden. Bei Neigungswinkeln 45 bis 135° können Luftblasen an der sauerstoffsensitiven Membran zu Überbefunden führen.

Andere als die genannten Neigungswinkel sind nicht zulässig. Sensor  $COS81E^{***}U^{***}$  nicht über Kopf einbauen, um Ablagerungen und Kondensatbildung auf dem Spot zu vermeiden.



#### 3.1.3 Einbauort

- 1. Einbauort mit leichter Zugänglichkeit wählen.
- 2. Auf sichere und vibrationsfreie Befestigung von Standsäulen und Armaturen achten.
- 3. Einbauort mit für die Anwendung typischer Sauerstoffkonzentration wählen.

Memosens COS81E Montage

#### 3.2 Sensor montieren

# 3.2.1 Messeinrichtung

Eine komplette Messeinrichtung besteht aus:

- einem Sauerstoffsensor Memosens COS81E
- Messkabel CYK10
- einem Messumformer, z. B. Liquiline CM42, Liquiline CM44x/R, Liquiline CM44P, Liquiline Compact CM72/82, Liquiline Mobile CML18
- optional: einer Armatur, z. B. Festeinbauarmatur Unifit CPA842, Durchflussarmatur Flowfit CYA21 oder Wechselarmatur Cleanfit CPA875
- optional: Anschluss an eine analoge Fermentersteuerung über Memosens-Analog-Konverter CYM17

#### 3.2.2 Installation an einer Messstelle

Einbau in geeignete Armatur (je nach Anwendungsbereich) erforderlich.

# **WARNUNG**

#### Elektrische Spannung

Im Fehlerfall können nicht-geerdete, metallische Armaturen unter Spannung stehen und sind dann nicht berührungssicher!

► Bei Verwendung metallischer Armaturen und Einbauvorrichtungen die nationalen Erdungsvorschriften beachten.

Zur vollständigen Installation einer Messstelle in dieser Reihenfolge vorgehen:

- 1. Einbau der Wechsel- oder Durchflussarmatur (falls verwendet) in den Prozess
- 2. Wasseranschluss an die Spülstutzen (bei Verwendung Armatur mit Reinigung)
- 3. Einbau und Anschluss des Sauerstoffsensors

# HINWEIS

#### Einbaufehler

Kabelbruch, Verlust des Sensors infolge Kabeltrennung, Abschrauben der Spotkappe!

- ► Sensor nicht frei am Kabel hängend einbauen!
- ▶ Sensor so in die Armatur schrauben, dass das Kabel nicht verdrillt wird.
- ▶ Beim Ein- oder Ausbau den Sensorkörper festhalten. **Nur an der Sechskantmutter** der Pg-Verschraubung drehen. Andernfalls kann die Spotkappe abgeschraubt werden. Diese verbleibt dann in der Armatur oder im Prozess.
- ► Große Zugkräfte (z.B. durch ruckartiges Ziehen) auf das Kabel vermeiden.
- ► Einbauort so wählen, dass eine leichte Zugänglichkeit für spätere Kalibrierungen gegeben ist.
- ► In der Betriebsanleitung der verwendeten Armatur die Hinweise zum Einbau von Sensoren beachten.

# 3.3 Montagekontrolle

- 1. Sind Sensor und Kabel unbeschädigt?
- 2. Ist die richtige Einbaulage eingehalten?

Elektrischer Anschluss Memosens COS81E

- 3. Ist der Sensor in eine Armatur eingebaut und hängt nicht frei am Kabel?
- 4. Eindringende Feuchtigkeit vermeiden, Schutzkappe auf die Armatur setzen.

# 4 Elektrischer Anschluss

#### **WARNUNG**


#### Gerät unter Spannung!

Unsachgemäßer Anschluss kann zu Verletzungen oder Tod führen!

- ▶ Der elektrische Anschluss darf nur von einer Elektrofachkraft durchgeführt werden.
- ▶ Die Elektrofachkraft muss diese Betriebsanleitung gelesen und verstanden haben und muss die Anweisungen dieser Anleitung befolgen.
- ▶ Vor Beginn der Anschlussarbeiten sicherstellen, dass an keinem Kabel Spannung anliegt.

#### 4.1 Sensor anschließen

Der elektrische Anschluss des Sensors an den Messumformer erfolgt über das Messkabel CYK10.



A0024019

4 Messkahel CYK10

#### 4.2 Schutzart sicherstellen

Am ausgelieferten Gerät dürfen nur die in dieser Anleitung beschriebenen mechanischen und elektrischen Anschlüsse vorgenommen werden, die für die benötigte, bestimmungsgemäße Anwendung erforderlich sind.

▶ Auf Sorgfalt bei den ausgeführten Arbeiten achten.

Andernfalls können, z.B. infolge weggelassener Abdeckungen oder loser oder nicht ausreichend befestigter Kabel (enden), einzelne für dieses Produkt zugesagte Schutzarten (Dichtigkeit (IP), elektrische Sicherheit, EMV-Störfestigkeit) nicht mehr garantiert werden.

Memosens COS81E Inbetriebnahme

#### 4.3 Anschlusskontrolle

Gerätezustand und -spezifikationen	Aktion		
Sind Sensor, Armatur oder Kabel äußerlich unbeschädigt?	► Sichtkontrolle durchführen.		
Elektrischer Anschluss	Aktion		
Sind montierte Kabel zugentlastet und nicht verdrillt?	<ul><li>Sichtkontrolle durchführen.</li><li>Kabel entdrillen.</li></ul>		
Sind Kabeladern lang genug abisoliert und sitzen diese richtig in der Anschlussklemme?	<ul> <li>▶ Sichtkontrolle durchführen.</li> <li>▶ Sitz prüfen durch leichtes Ziehen.</li> <li>▶ Schraubklemmen nachziehen.</li> </ul>		
Sind alle Schraubklemmen angezogen?			
Sind alle Kabeleinführungen montiert, fest angezogen und dicht?	Bei seitlichen Kabeleinführungen:  Kabelschleifen nach unten ausrichten, damit Wasser		
Sind alle Kabeleinführungen nach unten oder seitlich montiert?	abtropfen kann.		

# 5 Inbetriebnahme

#### 5.1 Installations- und Funktionskontrolle

Vor der ersten Inbetriebnahme vergewissern:

- Sensor korrekt eingebaut?
- Elektrischer Anschluss richtig?

Bei Verwendung einer Armatur mit automatischer Reinigung:

Korrekten Anschluss des Reinigungsmediums (beispielsweise Wasser oder Luft) kontrollieren.

# **A** WARNUNG

#### Austretendes Prozessmedium

Verletzungsgefahr durch hohen Druck, hohe Temperaturen oder chemische Gefährdungen!

- ► Vor der Druckbeaufschlagung einer Armatur mit Reinigungseinrichtung den korrekten Anschluss der Einrichtung sicherstellen.
- Wenn Sie den korrekten Anschluss nicht sicher herstellen können: Armatur nicht in den Prozess bringen.
- Alle parameter- und messstellenspezifischen Einstellungen am Messumformer eingeben. Dazu gehören beispielsweise Luftdruck bei der Kalibrierung und Messung oder die Salinität.
- 2. Prüfen, ob eine Kalibrierung/Justage notwendig ist.

Inbetriebnahme Memosens COS81E

Anschließend ist die Sauerstoff-Messstelle messbereit.



Nach der Inbetriebnahme müssen Sie den Sensor in regelmäßigen Abständen warten. Nur so können Sie eine zuverlässige Messung sicherzustellen. Weitere Informationen dazu finden Sie in der Betriebsanleitung des Sensors.



- Betriebsanleitung Memosens COS81E, BA02066C
  - Betriebsanleitung des verwendeten Messumformers, beispielsweise BA01245C bei Verwendung von Liquiline CM44x oder Liquiline CM44xR.







www.addresses.endress.com