

Hersteller **Endress+Hauser GmbH+Co. KG, Hauptstraße 1, 79689 Maulburg**

erklärt als Hersteller, dass das folgende Produkt

Produkt **Cerabar**
PMC21-AA1U2CBWBJAF3

Serien Nr. MC011F01169 / MC012001169

den folgenden Bestimmungen entspricht:

Die für die Kalibrierung verwendeten Messeinrichtungen werden regelmäßig kalibriert und sind rückführbar auf die nationalen Normale der Physikalischen Bundesanstalt (PTB) Deutschlands.

Ser.-Nr.	Hersteller	Typ	Bezeichnung	Zertifikat	Gültig bis
69296	Fluke	Ruska 7050i	Quarzwendelmanometer	001327/D-K-15172-01-00/2017-10	10/18
139079	Paroscientific	100-15A	Drucktransmitter	001330/D-K-15172-01-00/2017-10	10/19
MY53005413	Agilent	34410A	DMM	-	10/18

Betriebsmittel: TE0101239


Die Bescheinigung gilt ausschließlich für den im Anschreiben der zuständigen Endress+Hauser Vertriebsgesellschaft genannten Kunden sowie nur für die aufgeführten Produkte und Zubehör im Auslieferungszustand.

Diese Erklärung ist gültig für das Inverkehrbringen bis zu 3 Jahr(e) nach Ausstellungsdatum.

Maulburg, 13-Februar-2018
Endress+Hauser GmbH+Co. KG



i. V. Thomas Schwörer
Dept. Manager Calibration Equipment
Quality Management



i. A. Frederic Schwob
Product Manager
Department MTO