

Organisme désigné par
le Ministère chargé de l'industrie



CERTIFICAT D'EXAMEN DE TYPE

N° LNE-33204 rév. 2 du 02 août 2019

Modifie le certificat 33204-1

- Délivré par** : Laboratoire national de métrologie et d'essais
- En application** : Décret n° 2001-387 du 3 mai 2001 modifié, arrêté du 31 décembre 2001 et l'arrêté du 24 mars 2009 relatif aux jaugeurs et la recommandation internationale OIML R85, édition 2008, relative aux jaugeurs automatiques pour le mesurage des niveaux de liquide dans les réservoirs de stockage fixes.
- Délivré à** : ENDRESS + HAUSER - 3 rue du Rhin BP 150
FRANCE - 68331 - HUNINGUE CEDEX
- Fabricant** : ENDRESS + HAUSER Yamanashi Co. Ltd. - 862-1 Mitsukunigi Sakaigawa-cho - JPN - 406-846 -
Fuefuki-shi Yamanashi
- Concernant** : Jaugeurs asservis ENDRESS + HAUSER types Proservo NMS80 et NMS81.
- Caractéristiques** : Les jaugeurs asservis ENDRESS + HAUSER types Proservo NMS80 et NMS81 sont destinés à être associés à des réservoirs de stockage fixes munis de dispositifs internes de repérage des niveaux, à la pression atmosphérique ou pressurisés, et à mesurer la hauteur de liquide contenu dans ces récipients-mesures.
- Valable jusqu'au** : 10 juillet 2027

Les principales caractéristiques et conditions d'approbation figurent dans l'annexe ci-jointe qui fait partie intégrante du certificat d'approbation et comprend 13 page(s). Tous les plans, schémas et notices sont déposés au Laboratoire national de métrologie et d'essais sous la référence de dossier DCF/22/P193421-1

cofrac



CERTIFICATION
DE PRODUITS
ET SERVICES

Accréditation n°5-0012
Liste des sites accrédités
et portée disponible sur
www.cofrac.fr

Etabli le 02 août 2019

Pour le Directeur Général



Thomas LOMMATZSCH

Responsable du Pôle Certification Instrumentation et
Technologies de l'Information



71503868