


Endress+Hauser – váš technologický partner z jednoho zdroje pro oblast přírodních věd

Důvěřují nám přední světoví výrobci biofarmaceutik



Desítky let zkušeností v oblasti přírodních věd:

Více než 30 let v čele automatizace Ramanovy analýzy a analýzy kapalin v laboratořích



Komplexní služby:

projekt a uvedení do provozu, podpora a vzdělávání, údržba a služby optimalizace výkonu (možnost aplikací, datové modelování, FAT/SAT, IQ/OQ a další)



Nejširší portfolio měření:

Jediný zdroj pro měření klíčových parametrů od předcházejících až po následné, od mikro až po SVP, od stolních až po jednorázové a od dávkové až po kontinuální výrobu



Zdokumentovaný úspěch:

Stovky publikací z oblasti přírodních věd a recenzovaných odborných článků



Oceněné produkty:

Uznání za inovační pokroky v oblasti biozpracování


30+

let v LSI,
včetně dlouhodobých
zkušeností s GMP



Stovky oborových publikací

Více než 650 globálních technologických patentů



Bezkonkurenční škálovatelnost:

Zjednodušení složitého procesního vybavení pomocí standardizované technologie pro bezproblémový přenos metod z laboratoře do výroby

Certifikace kvality:

Certifikace ISO 9001:2015 a soulad s ASME-BPE pro více než dvě desetiletí

Odolnost a spolehlivost:

Důvěryhodné a robustní přístrojové vybavení, známé svým spolehlivým výkonem

Historie inovací:

ISO uděleno více než 650 celosvětových patentů v oblasti Ramanovy technologie, holografie a analýzy kapalin

Přesnost a všestrannost:

Vysoce kvalitní zařízení s flexibilními možnostmi vzorkování a ověřenými stabilními a přesnými hodnotami měření



Rozsáhlá globální podpůrná síť:

přímý přístup k odborníkům na automatizaci procesů po celém světě, vyškoleným speciálně v cGMP

